
iPad mini 4 ab (2016)

Ein kleines Tablet, das trotz wenig Arbeitsspeicher flüssig läuft. Das Gerät enthält immernoch Updates – wird aber wohl bald das Letzte sein.

1 Zeitmessung



Vorgang	Sekunden
Initial laden der App nach Tablet Neustart	5
App initial laden mit Update	2
Gruppe wird geladen	3
Gruppen Batchload (15 Klienten)	32
Klient wird geladen	2
Batchload Klient	10
Klientenwechsel mit Daten	12
Klientenwechsel mit vielen Daten	13

2 Technische Fakten



- iOS 9 vorinstalliert (Support bis iOS 15.X)
- Speicher: 32GB
- Arbeitsspeicher: 2GB
- Prozessor: Apple Cyclone / 2-Kerne
- Bildschirm: 7.9 " (2048 X 1536 Pixels)
- Kamera: 8MP / 2MP
- WLAN / Bluetooth / Kopfhöreranschluss / Lightning

3 Feedback



Das Tablet an sich ist mit einem Prozessor aus dem Jahre 2016 vom Hause Apple ausgestattet und bringt trotz des Alters eine flüssige Bedienung mit. Der Arbeitsspeicher beträgt mickrige 2GB und entspricht nicht der minimalen Anforderung. Der Platz ist mit 32GB knapp bemessen – die Kameras machen genügend auflösende Fotos, jedoch hat das iPad beim Eindunkeln Mühe, gute Fotos zu machen Der Prozessor arbeitet ordentlich, auch mit der Spitex App kann das Gerät trotz des wenigen Arbeitsspeichers noch arbeiten. Die Zeitmessungen zwischen den verschiedenen Handlungen und Wechsel entsprechen immer noch dem oberen Durchschnitt unserer Testpalette unserer Tablets. Die Ladezeiten sind in Ordnung, die Bedienung fühlt sich gerade noch flüssig an und kann ebenfalls im oberen Durchschnitt mithalten. Die Verbindung ist bei uns stabil, das Tablet wird bei Bedarf und entsprechendem Aufpreis mit SIM Karten Slot geliefert und hat eine «Always-On» Möglichkeit, um jeweils mit dem aktuellen Datenbestand zu arbeiten.

Zu meiner Überraschung läuft das mittlerweile 6 Jahre alte Tablet immer noch relativ stabil. Der Support läuft auch bei diesem tablet aktuell noch weiter – zumindes bis das neue iOS herauskommt. Anschliessend wird vermutlich auch dieses Tablet aus den unterstützen Geräte verschwinden. Das Display ist eher klein, dafür gibt es ein handliches Tablet. Im Grossen und Ganzen kann dieses Tablet eingesetzt werden – man bezahlt natürlich bei Apple Geräte grundsätzlich einen höheren Preis – aber man sollte auch die Stabilität und die lange Unterstützung bei der Investition berücksichtigen.