
Samsung Galaxy Tab A8

Ein marktneues Tablet, welches mit einer durchschnittlichen Leistung auskommt – aber ein super Preis/Leistungsverhältnis in Bezug auf den Android Support bietet.

1 Zeitmessung



Vorgang	Sekunden
Initial laden der App nach Tablet Neustart	10
App initial laden mit Update	2
Gruppe wird geladen	3
Gruppen Batchload (15 Klienten)	30
Klient wird geladen	2
Batchload Klient	9
Klientenwechsel mit Daten	11
Klientenwechsel mit vielen Daten	13

2 Technische Fakten



- Android 11 vorinstalliert (geplant für A12, A13 und A14) – also rund 3 Jahre Support
- Speicher: 64GB
- Arbeitsspeicher: 4GB
- Prozessor: Unisoc / 8-Kerne
- Bildschirm: 10.50 " (1920 x 1200 Pixels)
- Kamera: 8MP / 5MP
- WLAN / Bluetooth / Kopfhöreranschluss / USB-C Ladebuchse

3 Feedback



Das Tablet an sich ist im Vergleich zum Vorgänger (Galaxy Tab A7) auf dem Papier nur minim besser. Der Arbeitsspeicher ab der 64GB Version beträgt 4GB und entspricht der minimalen Anforderung. Der Platz ist mit 64GB ordentlich genug für die tägliche Arbeit – die Kameras machen genügend auflösende Fotos. Der Prozessor arbeitet ordentlich, aber mit der Spitex App schon sehr im oberen Bereich. Die Zeitmessungen zwischen den verschiedenen Handlungen und Wechsel entsprechen dem Durchschnitt unserer Testpalette unserer Tablets. Die Ladezeiten sind in Ordnung, die Bedienung fühlt sich nicht ganz so flüssig an, wie bei teureren Tablets. Die Verbindung ist bei uns stabil, das Tablet wird jedoch ohne SIM Karten Slot geliefert und hat somit keine «Always-On» Möglichkeit.

Der grosse Vorteil an diesem Tablet sehe ich im Preis/Leistungsverhältnis. Man bekommt viel OS Support für wenig Geld. Wenn man die oben beschriebenen Einbussen mit sich trägt und auf die Version 2022 der App warten kann, sehe ich dieses Tablet als durchschnittlich Performant und tauglich für die jetzigen Features. Nervöse Bediener*Innen würden allerdings keinen Gefallen an diesem Tablet finden☺