
Samsung Galaxy Tab A11+

Marktneues Tablet mit überdurchschnittlicher Leistung und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis dank langfristigem Android-Support

1 Zeitmessung



Vorgang	Sekunden
Initial laden der App nach Tablet Neustart	10
2. Start der App	3
Loginprozess inkl. Gruppe laden	17
Gruppenwechsel nach Bedarf	5
Klient laden	3
Klientenwechsel	2
Alle Daten nach Bedarf neu laden	16
OE Gruppe komplett laden (130)	140

2 Technische Fakten



- Android 16 vorinstalliert (geplant für 4 Android Updates) – also rund 4 Jahre Support
- Speicher: 128GB
- Arbeitsspeicher: 6GB
- Prozessor: MediaTek MT8775/ 8-Kerne / 2.50 GHz
- Bildschirm: 11 " (1920 x 1200 Pixels)
- Kamera: 8MP / 5MP
- WLAN / 5G / Bluetooth / Kopfhöreranschluss / USB-C Ladebuchse

3 Feedback



Das Samsung Galaxy Tab A11+ stellt im Vergleich zum Vorgängermodell (Galaxy Tab A9+) einen Fortschritt in Bezug auf die Performance dar. Das Tablet ist im Budget- bis Mittelklasse-Segment angesiedelt und bietet eine spürbar verbesserte Arbeitsgeschwindigkeit im Alltag.
In der getesteten 128-GB-Ausführung verfügt das Gerät über 6 GB Arbeitsspeicher, womit es unsere Anforderungen für den produktiven Einsatz erfüllt. Alternativ sind auch Varianten mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher verfügbar.

Der interne Speicher von 128 GB bietet ausreichend Platz für den täglichen Einsatz sowie für die Nutzung moderner Arbeitsanwendungen. Die Kameras liefern zweckmässige und ausreichend auflösende Bilder, jedoch ohne integrierte Blitzfunktion.

Im Praxistest zeigte der verbaute MediaTek Prozessor eine sehr solide und flüssige Leistung. Auch bei parallelem Betrieb mehrerer Apps lässt sich die Spitex-App zuverlässig und ohne Verzögerungen bedienen. Die gemessenen Reaktionszeiten bei typischen Arbeitsabläufen liegen im oberen Bereich unserer Tablet-Testpalette.
Die Ladezeiten sind sehr gut, die Bedienung wirkt insgesamt schnell und angenehm flüssig. Auch die Netzwerkverbindungen erwiesen sich im Test als stabil. Das Galaxy Tab A11+ ist zudem als 5G-Version mit SIM-Kartenslot erhältlich und erfüllt damit sämtliche Anforderungen für den mobilen Einsatz mit unseren aktuellen Nexus-Anwendungen.
Ein wesentlicher Vorteil dieses Tablets liegt im attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Für vergleichsweise geringe Anschaffungskosten erhält man ein leistungsfähiges Gerät mit langfristiger Software-Unterstützung.

Zusammenfassend ist das Samsung Galaxy Tab A11+ ein empfehlenswertes Budget-Tablet, das unsere Nexus-Apps zuverlässig unterstützt und sich sehr gut für den Arbeitsalltag eignet.

Empfehlung
Für den professionellen Einsatz empfehlen wir insbesondere die 5G-Variante, da diese maximale Flexibilität im mobilen Betrieb bietet. Der Einstiegspreis liegt aktuell je nach Ausstattung bei etwa CHF 240–290 (Stand Januar 2026).