Release Notes NEXUS / PAT^{NG}

Version 2023.0.0608.1

Inhalt

1 Wichtigste Änderungen 3
1.1 MiGeL-Anpassungen 3
1.1.1 Leistungs-Import 3
1.1.2 Stammdaten 3
1.1.3 Bewegungsdaten 6
1.1.4 Abrechnung 6
1.2 Vereinfachen Testen bei einem Releasewechsel 7
2 Bearbeitete Issues 16
2.1 NEXUS / PAT^{NG} 18
2.2 Billing.Net 42

1 Wichtigste Änderungen

1.1 MiGeL-Anpassungen

Für den Import und die Abrechnung von MiGeL-Leistungen wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen.

1.1.1 Leistungs-Import

Die Schnittstelle, über die die MiGeL-Leistungen eingelesen werden, wurde so angepasst, dass die Informationen

- MiGeL-Nummer
- MiGeL-Bezeichnung
- MiGeL-Preistyp
- MiGeL-Limitierung
- Höchstvergütungsbetrag (HVB) Pflege

mit ihrer jeweiligen Gültigkeit in den Leistungskatalog übernommen werden.


1.1.1.1 Programm-Setting

Anhand des neuen Programm-Settings
'MigelTarifeUebernehmenInTaxpunktAlternativFuerPreisTyp'
kann gesteuert werden, für welche MiGeL-Preistypen der alternative Taxpunkt (HVB Pflege) in den Leistungskatalog (Stammdaten) übernommen werden soll.

1.1.2 Stammdaten

1.1.2.1 Codebereich 'MigelPreistyp'

Für die verschiedenen MiGeL-Preistypen wurde der neue Codebereich 'MigelPreisTyp' angelegt.



Code	Eingabe	Legacycode Extern	Muttercode	Kurzbezeichnung	Text	Reihenfolge Sorti
M2JA	M2JA	M2JA		M2JA	pro2Jahre	
MCM2	MCM2	MCM2		MCM2	proCmHoch2	
MFUL	MFUL	MFUL		MFUL	Fuellung	
MGRU	MGRU	MGRU		MGRU	GrundGebuehr	
MJAH	MJAH	MJAH		MJAH	proJahr	
MKJA	MKJA	MKJA		MKJA	proKalenderJahr	
MLIE	MLIE	MLIE		MLIE	Lieferung	
MMIL	MMIL	MMIL		MMIL	MilliLiter	
MMMO	MMMO	MMMO		MMMO	MieteProMonat	
MMON	MMON	MMON		MMON	proMonat	
MMTA	MMTA	MMTA		MMTA	MieteProTag	
MP1M	MP1M	MP1M		MP1M	pro1Meter	
MP3M	MP3M	MP3M		MP3M	PauschalePro3Monate	
MPAA	MPAA	MPAA		MPAA	Paar	
MPAC	MPAC	MPAC		MPAC	Packung	
MPAU	MPAU	MPAU		MPAU	Pauschale	
MPMO	MPMO	MPMO		MPMO	PauschaleProMonat	
MPOR	MPOR	MPOR		MPOR	proPortion	
MSEI	MSEI	MSEI		MSEI	proSeite	
MSET	MSET	MSET		MSET	Set	
MSPE	MSPE	MSPE		MSPE	spezial	
MSTU	MSTU	MSTU		MSTU	Stueck	
MTAG	MTAG	MTAG		MTAG	PauschaleProTag	
PDOC	PDOC	PDOC		PDOC	ArztPreis	
PEXF	PEXF	PEXF		PEXF	ExfactoryPreis	
PPHA	PPHA	PPHA		PPHA	DetailhandelsPreis	
PPUB	PPUB	PPUB		PPUB	PublikumsPreis	
UNB	UNB	UNB		UNB	unbekannt	

Abbildung 1 Codebereich MigelPreistyp

1.1.2.2 Leistungskatalog

Die MiGeL-Nummer neu historisiert. Ausserdem wurden die Felder

- MiGeL-Bezeichnung
- MiGeL-Preis-Typ
- MiGeL-Limitierung

in der Leistungshistorie hinzugefügt und können damit ebenso wie die MiGeL-Nummer zeitlich veränderlich hinterlegt werden. Die Felder MiGeL-Bezeichnung und MiGeL-Limitierung werden aktuell nicht in der Abrechnung berücksichtigt, sie sind rein informativ.

1.1.2.3 Leistungstarif

Zusätzlich zum Taxpunkt kann nun auch der alternative Taxpunkt ('TaxpunktAlternativ') erfasst bzw. aus der Import-Schnittstelle übernommen werden, sofern der MiGeL-Preistyp der Leistung im Programm-Setting 'MigelTarifeUebernehmenInTaxpunktAlternativFuerPreisTyp' hinterlegt ist. Für die MiGeL-Leistungen wird hier der HVB-Pflege übernommen.




Abbildung 2 Alternativer Taxpunkt im Leistungstarif

1.1.2.4 Entscheidungstafel ETAnsatz

In der Entscheidungstafel 'ETAnsatz' wurde das Resultatfeld 'Res. Ansatzwert alternativ' ergänzt. Für MiGeL-Leistungen mit einem alternativen Taxpunkt (HVB Pflege) wird der Wert automatisch mit dem alternativen Taxpunkt abgefüllt.




Abbildung 3 alternativer Taxpunkt als Resultatfeld in Entscheidungstafel ETAnsatz

1.1.2.5 Vererbung Generierte Leistungen

Das Kennzeichen 'Alternativer Taxpunkt', das bei der erfassten Leistung gesetzt werden kann (siehe 1.1.3.1), kann auch an eine aus einer Blockleistung oder aus einer Rechenformel generierte Leistung vererbt werden.
Dazu wurde das Feld 'Abr. altern. Taxpunkt vererb. aus' in 'Vererbung Generierte Leistung' ergänzt.




Abbildung 4 Vererbung generierte Leistung: Abrechnung alternative Taxpunkt

1.1.2.6 Externes System

Für die Steuerung, ob Menge und Taxpunkt bei MiGeL-Leistungen mit bestimmten MiGeL-Preistypen Umrechnungseinheit berechnet werden soll und nicht im Verhältnis zur Packungsgrösse, wird ein neuer Eintrag in der Tabelle 'externes System' mit der Bezeichnung 'Migel' benötigt.
Für jeden Eintrag aus dem Codebereich MiGeLPreistyp, für den diese Umrechnung gelten soll, wird hier im Reiter 'Codeeinträge externes System' ein Eintrag angelegt, für den im Feld Kurzbezeichnung ein Umrechnungsfaktor eingetragen wird.




Abbildung 5 externes System 'Migel'

1.1.3 Bewegungsdaten

1.1.3.1 Leistungserfassung

In der Leistungserfassung kann über das neue Kennzeichen 'Alternativer Taxpunkt' gesteuert werden, ob bei der Abrechnung der 'Taxpunkt alternativ' aus dem Leistungstarif bzw. der ETAnsatz berücksichtigt werden soll. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird bei für die Preisberechnung der Wert aus dem neuen Resultatfeld 'Res. Ansatzwert alternativ' der Entscheidungstafel ETAnsatz genommen und nicht der Wert aus 'Res. Ansatzwert'.




Abbildung 6 Kennzeichen 'alternativer Taxpunkt' in der erbrachten Leistung

Dieses Kennzeichen kann auch über den 'Import Leistungerbracht' übermittelt werden.

1.1.4 Abrechnung

Für die Abrechnung der MiGeL-Leistungen wurden folgende Anpassungen gemacht:

- **MiGeL-Nummer aus der Leistungshistorie**
  Für MiGeL-Leistungen wird die MiGeL-Nummer historisiert. In der Abrechnung wird die zum Erbringungsdatum gültige MiGeL-Nummer auf die Rechnung übernommen.
- **Alternativer Taxpunkt**
  Ist das Kennzeichen 'Alternativer Taxpunkt' in einer erbrachten Leistung gesetzt, dann wird für die Berechnung der Wert aus 'Res. Alternativer Taxpunkt' aus der

Entscheidungstafel ETAnsatz berücksichtigt und in der Fakturierungshistorie im Feld 'Taxpunkt' gespeichert.

- **Umrechnung Menge und Taxpunkt**
  Für Migel-Leistungen, bei denen eine Packungsgrösse hinterlegt ist, werden Menge und Ansatz (Taxpunkt) bei der Fakturierung umgerechnet, wenn für den in der Leistung eingetragenen MigelPreistyp in 'Codeeintrag Externes System' im Feld Kurzbezeichnung ein Wert gesetzt ist, der als Umrechnungsfaktor interpretiert wird.
  In diesem Fall wird
  - die erfasste Menge mit dem Wert aus der Packungsgrösse multipliziert und durch den Umrechnungsfaktor dividiert
  - der ermittelte Taxpunkt durch die Packungsgrösse dividiert und mit Umrechnungsfaktor multipliziert.

  Beispiel:
  Bei einer Leistung mit MiGeL-Preistyp 'Stück' ist die Packungsgrösse 10 eingetragen, im Leistungstarif ist der Ansatz 25.00 hinterlegt, der sich auf die ganze Packung, also 10 Stück, bezieht.
  In der Leistungserfassung werden drei Stück abgegeben, die Menge wird dann berechnet aus:
  - abgegebene Menge / Packungsgrösse = 3 /10 =0.3.

  Bisher wurde diese Leistung abgerechnet mit
  - Erfasste Menge = 0.3
  - Ansatz = 25.00
  - Betrag = erfasste Menge * Ansatz = 0.3 *25.00 = 7.50

  Ist beim 'Codeeintrag Externes System' für den MiGel-Preisttyp in der Kurzbezeichnung der Umrechnungsfaktor '1' eingetragen (also Abrechnung pro Stück), dann werden für diese Leistung die Menge und der Ansatz neu berechnet
  - Menge Neu = erfasste Menge * Packungsgrösse * Wert aus Kurzbez. ext. System
    = 0.3 * 10 * 1 = 3
  - Ansatz Neu = (Ansatz / Packungsgrösse) / Wert aus Kurzbez. ext. System
    = (25.00 / 10) / 1 =2.50

  Der Betrag wird dann mit diesen Daten neu berechnet:
  - Betrag = MengeNeu * AnsatzNeu = 3 * 2.50 = 7.50

  Auf der Rechnung und im XML werden die neu berechnete Menge und der neu berechnete Ansatz angezeigt.

1.2 Vereinfachen Testen bei einem Releasewechsel

Neu können ausgewählte Referenzfälle auf einfache Weise storniert und refakturiert werden, um bei einer neuen Version schnell und einfach sicherzustellen, dass diese Referenzfälle mit der neuen Version genau gleich fakturiert werden.

Kennzeichnung von Referenzrechnungen
Auf der Kontoübersicht (Reiter 'Konto') wurde das Kontextmenü 'Als Referenzrechnung markieren' hinzugefügt, mit dem Rechnungen als Referenzrechnungen gekennzeichnet werden können.




Abbildung 7 neues Menu 'Als Referenzrechnung markieren'

Dabei werden immer alle Rechnungen, die in demselben Fakturajob erstellt wurden, gemeinsam als Referenzrechnungen gekennzeichnet, pro Fall kann aber immer nur ein Set von Rechnungen gekennzeichnet werden.




Abbildung 8 Set von Rechnungen wurde als Referenzrechnung markiert.

Ob eine Rechnung als Referenzrechnung gekennzeichnet wurde, kann im Reiter ‘Konto’ hinzu konfiguriert werden.




Abbildung 9 Kennzeichen, ob Referenzrechnung im Reiter 'Konto'

Wird das Menu auf einer schon als Referenzrechnung gekennzeichneten Rechnung ausgeführt, wird die Markierung wieder entfernt, die Rechnung ist dann keine Referenzrechnung mehr.




Abbildung 10 Entfernen der Markierung als Referenzrechnung

Wird bei einem Fall, bei dem bereits eine oder mehrere Rechnungen als Referenzrechnung(en) markiert wurde, das Menu auf einer neu erstellten Rechnung, z.B. einer Refaktur, angeklickt, wird die Markierung auf der / den zuerst als Referenzrechnung(en) markierten Rechnung(en) entfernt und auf der/den neuen Rechnung(en) hinterlegt.




Abbildung 11 Änderung der Markierung als Referenzrechnung

Storno der Referenzrechnungen

Um die als Referenzrechnung gekennzeichneten Fälle einfach stornieren zu können, wurde auf dem Fakturajob das Feld 'Referenz' hinzugefügt.




Abbildung 12 neues Feld 'Referenz' auf Fakturjob

Wird ein Fakturajob mit der Rechnungsart 'Storno' gestartet, bei dem dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden pro Fall alle als Referenzrechnung gekennzeichneten Rechnungen storniert, deren Enddatum grösser oder gleich dem kleinsten Startdatum des Sets von Referenzrechnungen ist. In dieser Situation sind weitere Selektionskriterien nicht erlaubt.




Abbildung 13 Stornojob Referenzrechnungen

Refaktur der Referenzrechnungen

Für die Refaktur der Referenzrechnungen kann ein automatischer Fakturajob mit der Rechnungsart 'Jede Rechnung' gestartet werden, bei dem ebenfalls das Feld 'IstReferenz' gesetzt ist.




Abbildung 14 automatischer Job für Refaktur der Referenzrechnungen

Damit werden die Fälle mit Referenzrechnungen mit denselben Bedingungen (Rechnungsart, Stichdatum usw.) refakturiert, mit denen die Referenzrechnungen erstellt wurden.

Ist die Refaktur abschlossen, kann in der Fakturajobliste auf dem jeweiligen Fakturajob das neue Kontextmenü 'Mit Referenzfällen vergleichen' aufgerufen werden.




Abbildung 15 Menu 'Mit Referenzfällen vergleichen'

Damit werden die neu erstellten Rechnungen mit den Referenzrechnungen verglichen.

- Sind keine Differenzen vorhanden, wird der Vergleich in schwarzer Schrift dargestellt.
- Ist zu einer Referenzrechnung keine Refaktur vorhanden oder umgekehrt, wird der Vergleichsdatensatz rot gekennzeichnet.
- Gibt es Differenzen zwischen der Referenzrechnung und der Refaktur wird der Vergleichsdatensatz blau gekennzeichnet.




Abbildung 16 Vergleich Kontobewegungen

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile werden die Details des Vergleichs angezeigt.

- Im Reiter 'Vergleich der Felder' werden alle Felder der Referenz-Kontobewegung und der Kontobewegung der Refaktur nebeneinander angezeigt.




Abbildung 17 Vergleich der Felder aus Kontobewegung

- Im Reiter 'Fakturierte Leistungen' werden alle Leistungen auf der jeweiligen Rechnung angezeigt.




Abbildung 18 Vergleich der Leistungen

Die Darstellung ist hier genauso wie bei den Rechnungen (schwarz: keine Differenzen, rot: fehlender Datensatz in der Referenzrechnung oder der Refaktur, blau: Differenz auf der Leistung).

- Auf einer Leistung kann mit Doppelklick der Vergleich der Fakturierungshistorie pro Leistung angezeigt werden. Hier werden alle Felder der Referenz-Fakturierungshistorie und die der aktuellen Fakturierungshistorie nebeneinandergelegt.




Abbildung 19 Vergleich der Fakturierungshistorie pro Leistung auf Feldebene


Beim Vergleich der Felder sowohl in der Kontobewegung als auch in der Fakturierungshistorie werden auch Abweichungen angezeigt, die sich aus der Erstellung der Refaktur ergeben und für den Vergleich nicht relevant sind, wie zum Beispiel das Mutationsdatum, die Jobnummer, das Fakturadatum oder die Fakturanummer. Diese Abweichungen sind entsprechend gekennzeichnet.


2 Bearbeitete Issues

Die Release Notes sind folgendermassen zu interpretieren:


- Zunächst muss die aktuell installierte Programmversion in der Prod-Umgebung im Vergleich zur neu installierten Version der Test-Umgebung ermittelt werden:


  Beispiel Prod-Umgebung:





  Beispiel Test-Umgebung:






- Anhand der beiden Versionen kann danach unterschieden werden, ob es sich um einen **Releasewechsel** oder einen **Patch** (Monats- oder Zwischenpatch) handelt und die weitere Vorgehensweise bestimmt werden.

  Beispiel:

Programmversion PROD	Programmversion TEST	
Version **21.2** Datum 31.07.2020	Version **22.0** Datum 01.09.2020	**Releasewechsel**
Version **21.2** Datum **31.07.2020**	Version **21.2** Datum **01.09.2020**	**Monatspatch**

Vorgehen bei Releasewechsel:
Es müssen alle angezeigten Issues überprüft werden.
Die grau gekennzeichneten Issues stehen bereits ab dem angegebenen Datum in Vorgängerversionen zur Verfügung und wurden möglicherweise dort bereits geprüft.


Beispiel:
Issue 9762 der Version 22.0 stand ab dem 04.05.20 auch in der Version 21.2 zur Verfügung.



Alle anderen Issues, sowohl die grauen nicht geprüften als auch die schwarz gekennzeichneten, müssen überprüft werden.

Vorgehen bei Installation von Patches:
In diesem Fall müssen alle Issues überprüft werden, deren Datum grösser als das Erstellungsdatum der in der Prod-Umgebung installierten Programmversion ist.

Beispiel:
In diesem Beispiel ist Issue 9668 im Dezemberpatch enthalten, Issue 9678 im Januarpatch.
Wurde der Dezemberpatch bereits geprüft, muss Issue 9668 bei der Installation des Januarpatches nicht mehr überprüft werden.



2.1 NEXUS / PAT^{NG}

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10754 Datum: 26.07.22 CS: 41831 2021.2: 26.07.22	**Korrektur:** Die Analysezuschläge '4707.10' und '4707.20' bleiben bis 20 Taxpunkte verrechenbar, auch wenn auf derselben Sitzung eine Covid-Position abgerechnet wurde und daher der Betrag der Präsenztaxe auf 0.00 gesetzt wird.
Issue: 10860 Datum: 26.07.22 CS: 41832 2021.2: 26.07.22	**Erweiterung:** Ab 01.08.2022 werden die neuen Preise bei den Analysezuschlägen berücksichtigt und die Anzahl der Taxpunkte der Zuschläge (mit und ohne Suffix C) auf 18 limitiert anstatt wie bisher auf 20 Taxpunkte. Alle Analysezuschläge mit einem Erbringungsdatum vor dem 01.08.2022 werden wie bisher auf 20 Taxpunkte limitiert.
Issue: 10932 Datum: 29.09.22 CS: 42195 2022.1: 29.03.23 2022.0: 29.09.22 2021.2: 29.09.22	**Korrektur:** Die XML-Dateien für die Rechnungsrückweisungen werden von den Versicherungen in unterschiedlichen Varianten geliefert. Bei einigen Versicherungen wurde deshalb der Rückweisungsgrund nicht ausgewiesen. Dies wurde behoben.
Issue: 10947 Datum: 07.11.22 CS: 42362	**Korrektur:** Bei einer MAC-Anästhesie werden nun die erbringenden Ärzte und die auftragerbringende Organisationseinheit auch für die Leistung '28.0020 + %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre' wieder korrekt ermittelt.
Issue: 10812 Datum: 21.07.22 CS: 41789 2022.1: 27.11.22 2022.0: 21.07.22 2021.2: 21.07.22	**Erweiterung/PATWEB NG:** Die Mutationsmeldungen können jetzt auch mit dem zusätzlichen Parameter 'Kategorie' gesucht werden. Wenn mit diesem Parameter gesucht wird, werden Mutationsmeldungen mit Fallerfassungen, die noch pendent sind, d.h. der Fall wurde noch nicht auf der Datenbank angelegt, nicht gefunden. Die Erweiterung betrifft die Masken 'Mutationen - Suchen', 'Mutations-Journal' und 'PatWeb Mutations-Journal'.
Issue: 10864 Datum: 22.07.22 CS: 41798 2022.1: 27.11.22 2022.0: 22.07.22	**Korrektur**: Bei einer Rechnung in CHF wurde der Mehrwertsteuerbetrag nicht in das Finanzsystem verbucht. Dieser Fehler wurde korrigiert.
Issue: 10792 Datum: 22.07.22 CS: 41811 2022.1: 27.11.22	**Korrektur**: Der Batchjob 'Person sperren' wurde erweitert. Bei einem Garanten werden jetzt auch alle zugehörenden VeKa-Einträge in der Tabelle 'Patientcovercard' mit dem Sperrdatum gesperrt.
Issue: 10865 Datum: 22.07.22 CS: 41812 2022.1: 27.11.22 2022.0: 22.07.22	**Korrektur:** Beim Klicken auf Submenüs wie 'Selektierte Fälle in einen anderen eigenen Job verschieben' oder auf eine Reportgruppe unter dem Menüpunkt 'Reports' auf der Fallmaske stürzte die Applikation ab. Dies wurde behoben.
Issue: 10866 Datum: 24.07.22 CS: 41815 2022.1: 27.11.22 2022.0: 24.07.22	**Korrektur:** Seit der Überarbeitung der Entscheidungstafeln wurde die ETKonto-Auswertung beim ersten Treffer nicht gestoppt. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10815 Datum: 25.07.22 CS: 41818 2022.1: 27.11.22	**Korrektur**: Wenn beim Export einer Faktur zum Finanzsystem kein Sammelkonto ermittelt werden kann, wird jetzt eine sprechende Fehlermeldung ausgegeben. Bisher wurde fix das nicht vorhandene Konto '666555444' gesetzt.
Issue: 10867 Datum: 25.07.22 CS: 41823 2022.1: 27.11.22 2022.0: 25.07.22	**Korrektur:** Bei einigen Aktionen im Bereich der erbrachten Leistungen und der Sitzungsübersicht wurde die Performance verbessert.
Issue: 10738 Datum: 26.07.22 CS: 41845 2022.1: 27.11.22	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Das Codiertool '3M KODIP-SF' wurde in NEXUS / PAT NG eingebunden. Dafür gibt es die beiden neuen Buttons 'Aufruf 3M KODIP-SF' und 'Aufruf 3M KODIP-SF Simulationsmodus'. Damit der Aufruf funktioniert, muss das Produkt installiert sein. Für weitere Informationen wird auf die Dokumentation von 3M verwiesen. **Berechtigungen:** Bei Bedarf Berechtigungen für den KODIP-Aufruf vergeben. **Programm-Settings:** ExterneCodierSoftware (Reiter 'Codierung/Codiersoftware').
Issue: 10796 Datum: 27.07.22 CS: 41849 2022.1: 27.11.22 2022.0: 27.07.22 2021.2: 27.07.22	**Korrektur**: Die Importschnittstelle 'Debitorbuchung' wurde um das Feld 'Währung' erweitert. Beim Übernehmen eines im Finanzsystem erfassten Beleges wird jetzt die Währung übernommen und beim Anlegen der Kontobewegung berücksichtigt.
Issue: 10869 Datum: 27.07.22 CS: 41858 2022.1: 27.11.22 2022.0: 27.07.22 2021.2: 27.07.22	**Erweiterung/eKogu:** Für UVG-Meldungen werden noch die Elemente 'case_id' mit Inhalt vom Feld 'IV/UV/MV-Nummer' des Fallgaranten und 'case_date' mit dem Falldatum vom Fall befüllt. Für IVG-Meldungen wird noch das Element 'case_id' mit Inhalt vom Feld 'IV/UV/MV-Nummer' befüllt.
Issue: 10871 Datum: 28.07.22 CS: 41866	**Korrektur:** Die Detailinformationen bei Fehlermeldungen werden nur noch in bestimmten Fällen wie z.B. einem kompletten Abbruch der Fakturierung belegt. Damit werden die Meldungen auf der Fehlerliste nur noch einmal angezeigt und nicht wie bisher mehrfach.
Issue: 10874 Datum: 03.08.22 CS: 41884 2022.1: 27.11.22	**Korrektur:** Bei der Erstellung des XMLs wird zukünftig entweder nur noch das Attribut 'gestation_week13' oder das Attribut 'case_date' abgefüllt in Abhängigkeit vom erfassten Eintrittsgrund und vom Gesetz.
Issue: 10861 Datum: 04.08.22 CS: 41894 2022.1: 27.11.22 2022.0: 12.09.22	**Erweiterung:** Der Übergangstarif für die Psychiatrie steht nun zur Verfügung. Die Leistungen werden in der Fakturierung validiert bzw. limitiert.
Issue: 10875 Datum: 04.08.22 CS: 41897 2022.1: 27.11.22 2022.0: 25.08.22 2021.2: 25.08.22	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Die neue Medplaus-Version v6060 vom 19.7.2022 wurde integriert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 8141 Datum: 08.08.22 CS: 41916	**Korrektur:** Wenn in den Stammdaten zu einer vorhandenen neuen natürlichen Person zusätzlich die Spitalarztdaten erfasst oder bei vorhandenen Spitalarztdaten die Gültigkeitsdaten angepasst werden, so wird die Gültigkeit des Mitarbeiters auf die des Spitalarztes angepasst, sofern die Gültigkeitsdaten des Mitarbeiters sonst kürzer gültig wären.
Issue: 6677 Datum: 10.08.22 CS: 41930	**Korrektur:** In der Report Job-Liste werden nun keine Dokumente mehr herausgefiltert, wodurch nun auch Patientendokumente ersichtlich sind, welche eingestellt sind zur Sicherung, ohne Weiterverarbeitung.
Issue: 10880 Datum: 15.08.22 CS: 41949 2022.1: 27.11.22 2022.0: 26.08.22	**Korrektur:** Validierungsregeln, die im TARMED-Katalog über die eingeschränkte Kumulation definiert sind, wie z.B. 'Leistungsblock 01' nur kumulierbar mit 'Leistungsblock 01', erscheinen nun wieder als Fallfakturmeldung, wenn eine solche Regel verletzt ist. Z.B. wird eine Validierungsmeldung geschrieben, wenn die Leistung '00.1345' zusammen mit '35.0610' auf derselben Sitzung vorhanden ist.
Issue: 10881 Datum: 15.08.22 CS: 41950 2022.1: 27.11.22 2022.0: 26.08.22	**Korrektur:** Bei der Prüfung von Monats-, Tages-, Jahres- und Wochenlimiten werden in den Validierungsmeldungen nur noch die Fälle aufgeführt, die auch für die Limitprüfung der jeweiligen Leistungen relevant sind, das heisst, Fälle, bei denen die betroffenen Leistungen im betrachteten Zeitraum liegen.
Issue: 10884 Datum: 22.08.22 CS: 41981 2022.1: 27.11.22 2022.0: 22.08.22	**Korrektur:** Die Möglichkeit Sitzungen mit ausschliesslich fakturierten und/oder gelöschten Leistungen auszublenden (Bug 10485) hat dazu geführt, dass die Synchronisierung im Navigationsbereich nicht mehr korrekt funktioniert hatte. Änderungen an der Sitzung wurden nicht direkt angezeigt, und die Navigation nach dem Verschieben einer Sitzung war ebenfalls nicht korrekt. Beide Probleme wurden behoben.
Issue: 7918 Datum: 23.08.22 CS: 41991	**Korrektur:** Bei der Import jobübergreifenden Suche wird nun das Feld 'Leistungsart' (ImportFileFormat) korrekt gefiltert.
Issue: 6315 Datum: 23.08.22 CS: 41992	**Erweiterung:** In den Stammdaten gibt es bei den Dokumenten neu eine Suchmaske. Ausserdem sind Validierungsfehler nach dem Verwerfen nun auch im Grid nicht mehr ersichtlich. **Konfiguration:** Die Maske 'dokument' (Suche Dokument) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 10886 Datum: 23.08.22 CS: 41993	**Korrektur:** Bei Statistiken mit Statistiktyp 'ANQRehabilitation' wurden bei Fällen, die geklammert worden sind, keine Diagnosen und Eingriffe ausgegeben, wenn beim Statistikjob das Feld 'Nur DRG-relevante Codes' nicht gesetzt war. Dies wurde behoben.
Issue: 10393 Datum: 24.08.22 CS: 41994	**Erweiterung:** In der PLZ-Stammdatenmaske werden nun in einem neuen Reiter auch die alternativen Bezeichnungen der Postleitzahlen angezeigt. **Konfiguration:** Die Masken 'plz' (Postleitzahl) und 'plzsearch' (Suche PLZ) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. **Berechtigungen:** Berechtigung für die Anzeige des neuen Reiters vergeben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10894 Datum: 24.08.22 CS: 41997 2022.1: 27.11.22 2022.0: 24.08.22	**Erweiterung/Funktionalität EPD:** • Bei einer Änderung der EPD-Vertraulichkeit wurde nicht immer der EPD-Änderungsgrund geleert. • Wenn die EPD-Vertraulichkeit geändert wird, dann wird neu eine HL7 A08-Nachricht für alle nicht gelöschten Fälle versendet. • Nummern der externen Systeme können neu über das neue Feld 'HatEindeutigeNummern' in der Tabelle 'ExternesSystem' als eindeutig definiert werden. In dem Fall wird nach der Erfassung geprüft, ob die Nummer eindeutig ist. Wenn nicht, dann folgt eine Fehlermeldung. **Konfiguration:** Die Stammdatenmasken 'externessystem' (Externes System) und 'externessystemdetails' (Externes System) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 10897 Datum: 25.08.22 CS: 42016	**Erweiterung:** In den Auswertungen ist ein neues Auswertungsfeld auf Leistungsebene verfügbar: 'Leistung Taxpunkt intern'. Dieses Feld ist eine Eigenschaft des Leistungsanteils.
Issue: 10778 Datum: 25.08.22 CS: 42018	**Korrektur:** Wenn für eine Expandleistung die Expand-Einheit mit Menge '0' erfasst wird, z.B. bei Leistung 24.8640 'Metararsale=0' oder bei Leistung 00.0010 die Anzahl Minuten=0, dann wird diese Leistung mit Menge '0' angelegt und nicht mit Menge '1'.
Issue: 10899 Datum: 25.08.22 CS: 42019 2022.1: 27.11.22 2022.0: 25.08.22 2021.2: 25.08.22	**Korrektur:** Im Batchjob 'SammelrechnungHeimAG' kam es zu einem Fehler, wenn eine Rechnung Leistungen mit gleichem Tarif (z.B. Restkosten) enthielt und ein Teil der Leistungen mit einem Betrag und ein Teil der Leistungen mit CHF '0' fakturiert worden sind, da dann der Tarif nicht eindeutig bestimmt werden konnte. Zukünftig werden deshalb in einer solchen Konstellation Leistungen, die mit CHF '0' fakturiert werden, für die Tarifberechnung nicht mehr betrachtet.
Issue: 10634 Datum: 26.08.22 CS: 42023	**Erweiterung**: Wird bei einem Sitzungsgaranten auf einem externen Auftrag der Garantentyp geändert, wird der Benutzer jetzt gefragt, ob die Garantien neu generiert werden sollen. Wird die Frage mit 'Ja' beantwortet, so werden die Garantien inklusive der Garantieeinschränkungen gemäss der Entscheidungstabelle 'FallDefaultGarantie' neu generiert.
Issue: 10900 Datum: 26.08.22 CS: 42024	**Korrektur:** Wenn bei der Erfassung eines Depots die Währung selektiert wird, ohne dass der Betrag eingegeben wurde, dann stürzte die Applikation ab. Dies wurde behoben.
Issue: 10260 Datum: 26.08.22 CS: 42032	**Korrektur:** Die Fehlermeldung beim Löschen eines Fallgaranten eines externen Falles, wenn eine Verknüpfung zu einem Sitzungsgaranten vorhanden ist, erscheint nun nicht mehr. Ursache war ein Problem mit der Reihenfolge beim Löschen des Garanten und zugehöriger Garantien.
Issue: 10882 Datum: 26.08.22 CS: 42033	**Erweiterung:** Arbeitslisten können neu, neben Fall- und Patientenebene, auch auf Personenebene erstellt werden.
Issue: 10775 Datum: 26.08.22 CS: 42034	**Korrektur:** Zwischenzeitlich wurde der Sitzungstyp nicht mehr korrekt erkannt, wodurch es möglich war, eine Aufenthaltssitzung an einen anderen Fall umzuhängen, was einen Absturz verursacht hat. Dies wird nun wieder korrekt verhindert.
Issue: 8915 Datum: 30.08.22 CS: 42044	**Erweiterung:** An vielen Programmstellen gibt es Mehrfachauswahl-Listen für Codeitems. Bisher wurde bei den entsprechenden Feldern nur der deutsche Text 'ist einer von' und 'ist nicht einer von' angezeigt. Nun wird bei diesen Feldern der benutzerdefinierte Text in der jeweiligen Sprache angezeigt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10903 Datum: 02.09.22 CS: 42057 2022.1: 27.11.22 2022.0: 02.09.22	**Korrektur:** Wenn Fakturajobs parallel verarbeitet werden, dann kann das Neuladen der Stammdaten im Fakturservice zu einem Abbruch von laufenden Fakturajobs führen, wenn während des Ladens der Stammdaten auf Codeitems zugegriffen wird. Um dies zu verhindern, wartet der Fakturservice nun, bis alle Fakturajobs fertig sind, lädt dann die Stammdaten neu und fängt anschliessend wieder an, die Fakturajobs zu verarbeiten.
Issue: 10913 Datum: 13.09.22 CS: 42113 2022.1: 27.11.22 2022.0: 14.09.22	**Korrektur:** Die Performance insbesondere beim Sofortstorno und bei der Vorfaktur wurde deutlich verbessert, so dass auch Fälle mit sehr vielen Leistungen wieder innerhalb einer normalen Zeitspanne fakturiert bzw. storniert werden können.
Issue: 10883 Datum: 15.09.22 CS: 42130 2022.1: 27.11.22 2022.0: 15.09.22	**Erweiterung:** Bei dem Export von Dokumenten wurden bisher bei MDM-Nachrichten die HL7-Ereignisse 'T01 (Neuanlage)' und 'T07 (Änderung)' verschickt. Bei diesen werden in den HL7-Nachrichten die Dokumente nicht mit verschickt. Mit dem neuen Programm-Setting 'HatExportMDMmitInhalt' kann jetzt gesteuert werden, dass stattdessen die HL7-Ereignisse 'T02 (Neuanlage)' und 'T08 (Änderung)' verschickt werden. In diesem befindet sich noch ein OBX-Segment, das folgendermassen befüllt wird: OBX-1 Segmentnummer: Es wird fix '1' übermittelt. OBX-2 Ergebnisformat: Es wird fix 'ED' (Encapsulated Data) übermittelt. OBX-5-5 Ergebnis/Meßwert: Es wird das Dokument (PDF) als String in einer Base64-Kodierung übermittelt. OBX-14 Zeitpunkt der Untersuchung: In diesem Feld wird das Fakturadatum übermittelt. Bsp.: OBX|1|ED|||^^^^*Single_Line_base64_encoded_PDF*||||||||20220913150000| Weitere Informationen befinden sich in der Dokumentation 'Anbindung Archivsystem in NEXUS / PATNG'. **Programm-Settings:** HatExportMDMmitInhalt (Reiter 'Business Rules (folgende)/Archivsystem').
Issue: 10916 Datum: 16.09.22 CS: 42138 2022.1: 27.11.22 2022.0: 19.09.22	**Korrektur**: Bei Zahlungen in einer Fremdwährung kam es zu Währungsdifferenzen. Dies wurde behoben.
Issue: 10925 Datum: 19.09.22 CS: 42145 2022.1: 27.11.22	**Erweiterung:** Für die Entscheidungstabelle 'Calculated Fields' gibt es einen weiteren Platzhalter '#KlammerFallIDs', der durch eine kommagetrennte Liste aller Fall-IDs im (Klammer-)Fall ersetzt wird.
Issue: 10924 Datum: 20.09.22 CS: 42149 2022.1: 27.11.22 2022.0: 20.09.22 2021.2: 20.09.22	**Korrektur**: Die Erstellung der ANQ-Statistiken wurde für das Jahr 2022 angepasst. Die Ergotherapie-Felder werden nicht mehr benötigt und wurden daher entfernt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10926 Datum: 20.09.22 CS: 42156 2022.1: 27.11.22 2022.0: 20.09.22	**Korrektur:** Bei der Auswertung der Entscheidungstafel 'ETKostenstelle' zum Buchungsdatum wird bei ungültigen Leistungen für die Leistungsgruppe nun 'unbekannt' zurückgegeben. So werden Einträge aus der Entscheidungstafel 'ETKostenstelle' mit parametrierter Leistungsgruppe für eine zum Buchungszeitpunkt ungültige Leistung nicht mehr berücksichtigt.
Issue: 10931 Datum: 22.09.22 CS: 42165 2022.1: 27.11.22	**Korrektur:** Das Feld 'KlammerSchwereGradScoreArt' wurde bei der Klammerbildung nicht abgefüllt. Neu wird hierzu die 'SchwereGradScoreArt' vom führenden Fall verwendet. Ist diese leer, dann wird der Wert vom geklammerten Fall verwendet.
Issue: 10928 Datum: 23.09.22 CS: 42166 2022.1: 27.11.22 2022.0: 27.09.22	**Korrektur:** Sitzungen wurden im Navigation-Tree nicht mehr angezeigt, wenn Änderungen auf Leistungen einer Sitzung durchgeführt wurden. Dies wurde korrigiert.
Issue: 10934 Datum: 28.09.22 CS: 42186 2022.1: 27.11.22 2022.0: 28.09.22	**Korrektur**: Im Batchjob 'Person sperren' hat das Begrenzen der Gültigkeit der Garantien nicht mehr funktioniert. Das Problem wurde behoben.
Issue: 10923 Datum: 28.09.22 CS: 42191	**Erweiterung**: Über die neue Entscheidungstafel 'ETRechnung' kann für eine Rechnung das Zahlungsziel übersteuert werden. **Konfiguration:** Die Masken 'etrechnungsearch' (Suche ET Rechnung) und 'etrechnung' (ET Rechnung) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. Bei Bedarf Konfiguration der Felder • ZahlungsZielID • GarantenGruppe • HauptGarantenGruppe in der Kontobewegung ergänzen. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die Verwaltung der neuen Entscheidungstafel vergeben.
Issue: 10936 Datum: 04.10.22 CS: 42210	**Korrektur**: Die Fakturajob-Suche wurde angepasst, aus diesem Grund können die folgenden Felder nicht mehr angezeigt werden. • Auftragsnummer • FallNummer • PatientenNummer • UebergeordneteFallnummer • FakturJobAuswahl.JobStatus **Konfiguration:** Die Maske 'fakturjobsearch' (Fakturajobs) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden.
Issue: 10942 Datum: 17.10.22 CS: 42248 2022.1: 14.12.22	**Korrektur:** Bei Mehrfach-Auswahllisten wurden Organisationseinheiten, deren Identifikation einen Punkt enthielten, nicht mehr akzeptiert. Neu werden deshalb bei Mehrfach-Auswahllisten für die Identifikationen Punkte und Leerzeichen akzeptiert.
Issue: 10943 Datum: 19.10.22 CS: 42262	**Korrektur:** Die Applikation stürzte ab, wenn in der Maske 'Suche Importschnittstelle' im Suchresultat-Grid mit Doppelklick auf die Detailmaske 'Importschnittstellle' navigiert werden sollte. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10944 Datum: 19.10.22 CS: 42266	**Korrektur:** Wenn ein Benutzer eine neue juristische Person erfassen wollte, ohne vorab mit Name UND Ort gesucht zu haben, dann stürzte die Applikation ab. Dies wurde korrigiert.
Issue: 10945 Datum: 19.10.22 CS: 42267 2022.1: 27.11.22 2022.0: 19.10.22	**Korrektur:** Automatische Stornojobs selektierten keine Fälle mehr, sondern haben Meldungen erzeugt, dass keine stornierbaren Rechnungen vorhanden sind. Dies wurde behoben.
Issue: 10941 Datum: 20.10.22 CS: 42271 2022.1: 27.11.22 2022.0: 25.10.22	**Korrektur:** Ist bei einem Fall eine Leistung erfasst, die nicht zu den Daten des Patienten passt, wird dies nun als Fakturameldung bei der Bewertung/Fakturierung ausgegeben und führt nicht mehr dazu, dass ein Job deshalb abbricht. Beispiel hierfür wäre eine TARMED-Leistung, die nur bei weiblichen Patienten erlaubt ist, aber bei einem Mann erfasst wurde.
Issue: 10935 Datum: 21.10.22 CS: 42273 2022.1: 09.12.22 2022.0: 08.12.22	**Korrektur**: Im Batchjob 'Personsperren' werden die Falladressen und Fallgaranten jetzt in allen Fällen nachgeführt und nicht nur in den offenen Fällen.
Issue: 10949 Datum: 24.10.22 CS: 42278	**Erweiterung:** Die neuen Programm-Settings von NEXUS / PAT NG Version 2023.0 werden in der Programm-Setting-Maske angezeigt. **Konfiguration:** Die Programm-Setting-Maske und die Entitäten für die **Nexus-Konfiguration** manuell importieren (appsetting.exp, BusinessEntitiesProgramSettings.exp, FrameworkKernelProgramSettings.exp). Die Maske wird automatisch auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 10950 Datum: 25.10.22 CS: 42286 2022.1: 27.11.22 2022.0: 02.11.22	**Korrektur:** Wird die Menge einer TARMED-Leistung limitiert, weil das vorgegebene Maximum überschritten ist, wird eine Meldung (Warnung) mit den Angaben zur maximal erlaubten Menge im Vergleich zur abgerechneten Menge (fakturierte und bewertete Leistungen) ausgegeben. Es wird auch angegeben, welche Menge erfasst werden sollte und auf welche Menge die Leistung limitiert werden müsste.
Issue: 10952 Datum: 27.10.22 CS: 42302 2022.1: 27.11.22 2022.0: 31.10.22	**Erweiterung:** Wenn Rechnungen, die elektronisch versendet wurden und für die auch eine Rechnungskopie an den Patienten versendet wurde, gemahnt worden sind, so wurde auch für die Mahnung eine Rechnungskopie an den Patienten erstellt und verschickt. Dies wird zukünftig nicht mehr so gehandhabt.
Issue: 10953 Datum: 28.10.22 CS: 42306	**Erweiterung:** Aus den Rechnungsrückweisungen wird jetzt auch die Typ-Information (xml: type) ausgelesen. Diese wird im Feld 'Typ' angezeigt. Sie kann den 'invoice' oder 'reminder' beinhalten und beschreibt, ob eine Rechnung (xml: invoice) oder eMahnung (xml: reminder) zurückgewiesen worden ist. In der 'Suche Rechnungsrückweisung' kann jetzt nach der Typ-Information gesucht werden. Dazu müssen im Suchparameter Feld nicht alle Buchstaben eingegeben werden. Es ist auch nicht relevant, ob mit Gross- oder Kleinbuchstaben gesucht wird. **Konfiguration:** Die Masken 'invoiceresponsesearch' (Suche Rechnungsrückweisung) und 'invoiceresponse' (Rechnungsrückweisung) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und können bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden bzw. manuelle Konfiguration des Feldes 'Typ' auf die Masken.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10954 Datum: 31.10.22 CS: 42311 2022.1: 27.11.22 2022.0: 03.11.22	**Korrektur:** In der Fallmaske wurde der Raum nicht mehr im Grid der Sitzungen angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 10955 Datum: 01.11.22 CS: 42318 2022.1: 27.11.22	**Korrektur**: Beim nächtlichen Abholen der Stammdaten von NEXUS FINANZ / NG kam es zu einem Absturz bei der Kontenprüfung. Das Problem lag bei der Abfrage, ob ein in NEXUS FINANZ / NG physisch gelöschtes Konto in NEXUS PAT / NG noch als Erlöskonto verwendet wird. Die Abfrage wurde korrigiert, damit kein Absturz mehr auftritt.
Issue: 10951 Datum: 01.11.22 CS: 42320 2022.1: 27.11.22 2022.0: 02.11.22	**Korrektur:** Leistungen, die eine negative Menge haben, erhalten nicht mehr automatisch die Verrechenbarkeit 'Nein wegen Limitierung', sondern ermitteln ihre Verrechenbarkeit über die Parametrierung.
Issue: 10930 Datum: 01.11.22 CS: 42324	**Korrektur**: Wenn im NEXUS FINANZ / NG für eine bestehende Buchungsperiode die Bezeichnung geändert wird, dann wird in NEXUS PAT / NG eine neue Buchungsperiode angelegt und die bestehende bleibt bestehen, was zu doppelten Einträgen in Buchungsperiode führt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 6161 Datum: 02.11.22 CS: 42325	**Korrektur**: In der Maske 'FallDRG' gab es bislang einen Absturz, wenn das Feld 'Effektives Kostengewicht' geleert und danach das Feld verlassen wurde. Dieser Absturz wurde behoben.
Issue: 10956 Datum: 02.11.22 CS: 42326 2022.1: 27.11.22 2022.0: 02.11.22	**Korrektur:** Die Dateien der Batchjobs 'HochteureMedikamenteExport' und 'LeikatXMLExport' wurden nicht mehr im angegebenen Pfad abgespeichert. Dies wurde behoben.
Issue: 7237 Datum: 02.11.22 CS: 42341	**Korrektur**: Die Prüfung, ob ein externer Fall vorliegt, wurde angepasst. Neu wird anhand der Hauptkategorie geprüft.
Issue: 10811 Datum: 02.11.22 CS: 42343	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Wenn im Codierarbeitsplatz eine neue Fallpendenz auf einem für die Codierung freigegebenen Fall erstellt wird, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Pendenz auf erledigt gesetzt werden soll. Die Meldung kann mit 'Ja' oder 'Nein' vorbelegt und dann ausgeblendet werden.
Issue: 8423 Datum: 04.11.22 CS: 42358	**Korrektur**: Falls in der Fallmaske das Feld 'Zimmer' nach einer Mutation der Kategorie gemäss eines Wertabhängigen Settings Pflicht sein sollte, wurde das Feld 'Zimmer' trotzdem nicht als Pflicht dargestellt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 6775 Datum: 10.11.22 CS: 42382	**Erweiterung**: Beim Start des Konfigurationseditors oder des Mini-Konfigurationseditors wird neu geprüft, ob die Konfiguration neu geladen werden muss und falls dies so ist, wird die Konfiguration neu geladen. So kann ggf. verhindert werden, dass beim Schliessen des entsprechenden Konfigurationseditors Anpassungen an der Konfiguration nicht gespeichert werden können.
Issue: 10966 Datum: 11.11.22 CS: 42392	**Korrektur:** Bei den folgenden TARMED-Mutterleistungen '09.0110', '09.1105', '09.1140', '09.1145', '03.0350' und 21.0210' werden die Tochterleistungen mit Altersregeln nicht mehr automatisch generiert, sondern müssen bei der Erfassung explizit vom Benutzer ausgewählt werden.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10968 Datum: 15.11.22 CS: 42412	**Erweiterung:** Anpassungen für das Jahresendpaket 2022: • Die Umschlüsselung des Codes für das Jahr 2023 des Codebereiches 'CHOPVersion' auf das externe System 'DIACOS' wurde hinzugefügt. • Es wurden neue Codes im Codebereich 'ZusatzangabeBfS' hinzugefügt.
Issue: 10940 Datum: 16.11.22 CS: 42422	**Erweiterung**: Der Batchjob 'Rechnungsdruck' wurde um die neuen Parameter 'hatDruckRechnung', 'hatDruckESR', 'hatDruckMCD' und 'hatDruckEmbedded' erweitert. Hierüber kann beim Aufruf eines Batchjobs gesteuert werden, welche Teildokumente einer Faktur gedruckt werden sollen.
Issue: 10969 Datum: 16.11.22 CS: 42424	**Erweiterung:** Die Checkboxen 'Autom. Druck' (FakturJob.HatAutomatischerDruck) und 'Autom. Versand' (FakturJob.HatAutomatischerVersand) sind auch beim Sofortstorno editierbar.
Issue: 10971 Datum: 16.11.22 CS: 42429 2022.1: 22.02.23 2022.0: 22.02.23	**Korrektur/SHIP/eKogu:** Wenn NEXUS / PAT NG mit einer SQL Server-Datenbank läuft, wurden Garanten für den SHIP- und eKogu-Prozess nicht selektiert, wenn nach einem Fehler der Button 'SHIP-Prozess aktivieren' gedrückt worden ist. Dies wurde behoben.
Issue: 10974 Datum: 17.11.22 CS: 42434	**Korrektur:** Wenn ein Fall bei der nächtlichen Bewertung (Job '0') mit einer Ausnahmemeldung abbricht, führt das nicht mehr dazu, dass der ganze Job abbricht und die Statistiken nicht erstellt werden können.
Issue: 10975 Datum: 17.11.22 CS: 42440 2022.1: 27.11.22 2022.0: 18.11.22	**Korrektur**: Beim Anlegen von Adressen im NEXUS / FINANZ NG wurde die Sprache nicht in allen Situationen anhand der Korrespondenzsprache der Person im NEXUS / PAT NG richtig gesetzt. Beispielsweise wurde beim Anlegen eines neuen Falles zu einem neuen Patienten immer die Sprache '2055 (deutsch)' gesetzt. Dies führte dazu, dass Mahnadressen nicht die richtige Sprache hatten. Dies wurde korrigiert, jetzt wird in allen Situationen die richtige Sprache gesetzt.
Issue: 10976 Datum: 18.11.22 CS: 42445 2022.1: 27.11.22	**Korrektur**: Der Prozess beim Zusammenführen zweier Personen blieb hängen, wenn beide Personen keine Debitoren hatten. Das Problem wurde behoben.
Issue: 8267 Datum: 18.11.22 CS: 42447	**Erweiterung:** In der Suche nach doppelten Subjekten stehen die möglichen Wahrscheinlichkeiten einer Übereinstimmung nun in einer Auswahlliste zur Verfügung.
Issue: 9002 Datum: 18.11.22 CS: 42450	**Korrektur**: Das Programm-Setting 'IstFilterLeistungerbrachtSpezifischFallsPaging' und die Entscheidungstabelle 'EntscheidungsTabelleLeistungerbrachtfilter' werden nicht mehr benötigt und wurden daher eliminiert.
Issue: 10978 Datum: 25.11.22 CS: 42501 2022.1: 27.11.22	**Korrektur**: Die Verarbeitung der Importleistungstarif wurde dahingehend korrigiert, dass es funktioniert, wenn anstelle der Leistungsposition die Leistungsnummer übermittelt wird.
Issue: 10979 Datum: 25.11.22 CS: 42503	**Korrektur:** Wurde in der Maske 'Zugeordneter Patient' bei der Auswahl des zugeordneten Patienten eine Person ausgewählt, die kein Patient war, führte das zu einem Absturz. Neu wird bei der Patientensuche an dieser Stelle das Feld 'Auch Personen' deaktiviert und nicht veränderbar angezeigt. Damit können nur noch Personen ausgewählt werden, die auch als Patienten erfasst sind.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10983 Datum: 28.11.22 CS: 42517 2022.1: 29.11.22	**Korrektur:** Das Programm-Setting 'IstSucheVonGestorbenenPatientenImmerAktiv' wurde nicht mehr richtig berücksichtigt, sondern immer als 'true' interpretiert. Dies wurde dahingehend korrigiert, dass keine verstorbenen Patienten gelesen werden, wenn das Setting auf 'false' steht.
Issue: 10912 Datum: 29.11.22 CS: 42528	**Korrektur**: Im Batchjob 'ZAS-Abfrage' gab es das Problem, dass bei der Verarbeitung der ersten Tranche beim Webserviceaufruf ein Fehler aufgetreten ist. Dieses Problem wurde behoben.
Issue: 10988 Datum: 02.12.22 CS: 42553 2022.1: 02.12.22	**Korrektur:** Die Umsetzung von Bug 10925 hat bewirkt, dass die Calculated Fields nur für Klammerfälle berechnet wurden. Neu funktionieren diese wieder für alle Fälle.
Issue: 10991 Datum: 05.12.22 CS: 42585 2022.1: 12.12.22 2022.0: 12.12.22	**Erweiterung:** Der neue SwissDRG Grouper 1.5.0 und der neue SPLG Grouper 2023.0.47 wurden eingebunden. Der SPLG Grouper kann nur mit einer entsprechenden Lizenz verwendet werden.
Issue: 9196 Datum: 06.12.22 CS: 42587	**Korrektur/PATWEB NG:** In PATWEB / NG wurde in verschiedenen Masken das Eintrittsdatum anstatt des Beginns der aktuellen Chronik angezeigt. Dies wurde behoben. In der Maske 'Patientenabfrage - Verlegungen' wurde bei ausgetretenen Fällen noch die Austrittschronik in der Liste angezeigt. Diese wird nun nicht mehr angezeigt.
Issue: 2893 Datum: 07.12.22 CS: 42601	**Korrektur**: Bisher war es möglich, dass für einen Benutzer mehrere Default-Benutzergruppen zugeordnet werden konnten. Dies wurde korrigiert. Wenn für einen Benutzer eine Gruppe als Defaultgruppe markiert wird, dann wird für diesen Benutzer bei allen anderen Gruppen dieses Kennzeichen gelöscht.
Issue: 6281 Datum: 07.12.22 CS: 42601	**Korrektur**: In der Benutzerverwaltung waren im Reiter 'Gruppen-Zuordnungen' die Felder 'Default' und 'Notbetrieb-Default' bisher immer mutierbar, auch wenn der Benutzer für eine Gruppe gar nicht berechtigt war. Dies wurde geändert, jetzt können diese Felder nur dann mutiert werden, wenn der Benutzer dafür auch berechtigt ist.
Issue: 10994 Datum: 08.12.22 CS: 42607 2022.0: 08.12.22	**Korrektur:** Beim Initialisieren der Billingschnittstelle wurden alle Stammdaten gelesen, das hat zu einer Verzögerung geführt. Das passierte dann, wenn zum Beispiel ein XML nacherstellt, ein Depot erfasst oder wenn ein Debitor manuell angelegt werden musste. Neu werden nur die notwendigen Stammdaten geladen.
Issue: 10577 Datum: 13.12.22 CS: 42655	**Korrektur**: In der Patientenmaske wurde bei den Feldern 'Name' und 'Vorname' eine Validierung ergänzt. Es wird jetzt verhindert, dass die zugehörenden Suchfelder leer werden können, wenn z.B. nur ein Leerzeichen erfasst wird.
Issue: 10996 Datum: 13.12.22 CS: 42661 2022.1: 22.12.22 2022.0: 22.12.22	**Korrektur:** Der Jobstatus von Fakturajobs wurde zu früh auf 'abgeschlossen' gesetzt. Hierdurch konnte der Job bereits versendet werden, obwohl noch nicht alle Dokumente erstellt sind und das führte zu Hänger im Fakturservice. Dies wurde behoben.
Issue: 9252 Datum: 14.12.22 CS: 42668	**Korrektur**: In der Schnittstelle 'Import Patient-Fall' wurde in manchen Fällen beim Anlegen eines neuen Patienten das gemeldete Land fälschlicherweise auf 'CH' gesetzt, obwohl ein anderes Land z.B. 'D' vorhanden ist. Dieser Fehler wurde korrigiert,

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 3026 Datum: 16.12.22 CS: 42685	**Korrektur**: Die Prüfung auf die Entscheidungstabelle 'FallStatusWechsel' greift jetzt nur noch dann, wenn ein bestehender Fall mutiert wird, aber nicht mehr, wenn ein neuer Fall erfasst wird.
Issue: 10999 Datum: 16.12.22 CS: 42686	**Korrektur:** Wenn eine Pendenz mit automatischer Anzeige des Reiters im Fall vorhanden war, dann wurden die Speichern- und Verwerfen-Buttons fälschlicherweise aktiv. Dies wurde korrigiert.
Issue: 10998 Datum: 19.12.22 CS: 42689	**Korrektur:** Bei den Leistungskombinationen können nun wieder Rechenformeln ausgelöst werden, die eine Folgeleistung anlegen und dabei den Betrag der Folgeleistung verändern.
Issue: 10995 Datum: 19.12.22 CS: 42690	**Korrektur:** Bei Leistungen, für die kein Eintrag in der Entscheidungstafel 'ETAnsatz' existiert, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, Billing bricht nun nicht mehr ohne Fehlermeldung ab.
Issue: 11003 Datum: 20.12.22 CS: 42699 2022.1: 20.12.22	**Korrektur**: Beim Exportieren von Nullerfakturen nach NEXUS / FINANZ erhalten diese nicht mehr den Status 'NichtExportiertBetrag0' sondern laufen auf den Fehler 'Für diese Faktur 'XXX' konnte kein Sammelkonto ermittelt werden. Eventuell ist der Debitor 'XXX' mit der Währung 'CHF' im NEXUS / FINANZ nicht vorhanden'. Dieser Fehler wurde behoben.
Issue: 8241 Datum: 23.12.22 CS: 42735	**Korrektur:** Das Aktualisieren einer Vorfaktur hat in der entsprechenden Maske nicht richtig funktioniert. Jetzt werden die neuen Fakturadaten angezeigt, falls die Vorfaktur inzwischen gelöscht und neu generiert wurde. Falls die Vorfaktur inzwischen gelöscht aber nicht neu generiert wurde, wird beim Aktualisieren der Maske der Fall oder der Auftrag angezeigt.
Issue: 10898 Datum: 02.01.23 CS: 42753 2022.1: 01.02.23 2022.0: 01.02.23	**Erweiterung:** Bei der Erstellung des XMLs werden alle Leistungen über 'service_attributes' mit '2' ausgewiesen, wenn beim Fall als Eintrittsgrund 'Krebsprävention' erfasst ist.
Issue: 10959 Datum: 03.01.23 CS: 42755	**Korrektur:** Bei einem MTK-Fall werden nun auch die Kumulationsregeln, die über Blöcke, Gruppen oder Kapitel definiert sind, zum Stichdatum für TARMED 01.08.00_BR gelesen. Damit wird z.B. die Leistung '39.0380' gegenüber der '39.0016' korrekt validiert. Es wird bei diesen beiden Leistungen keine Regelverletzung mehr gemeldet.
Issue: 11006 Datum: 03.01.23 CS: 42756	**Erweiterung:** Neu kann die EAN-Nummer auch im Suchresultat der natürlichen Personen angezeigt werden. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes 'PersonNatuerlichSearchDetail.EANNummer' auf das Suchresultat-Grid der Natürlichen Personen.
Issue: 8523 Datum: 03.01.23 CS: 42758	**Erweiterung**: Die Maske 'Honorarjob' wurde erweitert um ein Grid mit den Honorarverbuchungen, damit allenfalls aufgetretene Verbuchungsfehler in der Applikation angeschaut werden können. **Konfiguration:** Die Maske 'Honorarjobneu' (Honorarverarbeitung) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden.
Issue: 10726 Datum: 06.01.23 CS: 42772	**Korrektur**: Felder, deren Namen mit 'ID' enden, wurden nicht immer richtig dargestellt. Z.B. 'MeldungsID' oder 'ContainerID' der Entität 'Fallkommunikationshistorie'. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11004 Datum: 06.01.23 CS: 42774	**Information:** Vom Honorarverteiler in den Stammdaten wurde die Historie entfernt. Auch Billing ist von den Änderungen betroffen. **Konfiguration:** Die Masken 'honorarverteiler' (Honorarverteiler) und 'honorarverteilersearch' (Suche Honorarverteiler) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11010 Datum: 09.01.23 CS: 42784	**Korrektur:** Wenn aus einer Arbeitsliste wegnavigiert wurde, anschliessend etwas mutiert und dann über 'Vorhergehende Maske' zurück navigiert wurde, dann ist die Applikation u.U. abgestürzt. Dies wurde behoben.
Issue: 6561 Datum: 10.01.23 CS: 42790	**Korrektur**: Bei der Generierung eines Patient-Fall-Businessevents konnte es zu einem Absturz kommen, weil eine falsche Variable verwendet worden ist. Dies wurde korrigiert.
Issue: 10795 Datum: 12.01.23 CS: 42809	**Korrektur:** Massenupdate von erbrachten Leistungen bei ambulanten Fällen konnte dazu führen, dass • das Erbringungsdatum der erbrachten Leistung vor dem Sitzungsdatum liegt • die Mutterleistung ein anderes Erbringungsdatum hat als ihre Tochterleistungen Neu wird beim Massenupdate von ambulanten Leistungen geprüft, ob das neue Erbringungsdatum zum Datum der Sitzung passt und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.
Issue: 11005 Datum: 17.01.23 CS: 42826 2022.1: 02.02.23 2022.0: 02.02.23	**Erweiterung:** Auf Rechnungen für den Kanton Zürich werden für Leistungen mit dem Tariftyp '012' im XML die Attribute 'date_begin' und 'date_end' abgefüllt. Im Attribut date_begin' wird die Zeitkomponente mit '00:00:00' und im Attribut 'date_end' mit '23:59:59' abgefüllt, ausser am Eintritts- bzw. am Austrittstag. Dort werden die Zeitkomponenten mit dem jeweiligen exakten Eintritt oder Austritt belegt. Im Attribut 'Treatment_days' wird die Anzahl der generierten Tagestaxen ausgewiesen. In dieser Situation darf kein Leistungszusammenzug hinterlegt sein.
Issue: 10868 Datum: 18.01.23 CS: 42840	**Korrektur:** Gelöschte, generierte Leistungen (bspw. ausgelöst durch Aufenthalte oder Rechenformeln) dürfen nicht reaktiviert werden. Dies wird verhindert, der Menüpunkt ist bei solchen Leistungen nicht aktiv.
Issue: 11019 Datum: 19.01.23 CS: 42847	**Korrektur**: Bei den Importjobs vom Typ 'ImportBfSStatistik' konnte es vorkommen, dass im Fehlertext fälschlicherweise Meldungen von einem vorhergehenden Importjob vorhanden waren. Dieser Fehler wurde behoben.
Issue: 11015 Datum: 20.01.23 CS: 42849 2022.1: 26.01.23	**Erweiterung**: In der Import Patient-Fall Schnittstelle wurde ermöglicht, dass bei reinen Patientenmeldungen auch Patientengaranten und Patientenadressen angelegt werden. Eine Patientenmeldung liegt dann vor, wenn entweder EventCode A28 vorliegt oder keine Fallnummer vorhanden ist.
Issue: 11008 Datum: 25.01.23 CS: 42874	**Erweiterung**: Im Fall gibt es ein neues Feld 'Bemerkung Rechnung'. Dieses Feld kann über den Platzhalter '#BemerkungRechnung' als Bemerkungsfeld für die Fakturen verwendet werden. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Fallmaske. **Programm-Settings:** XMLRemarkAmbulant, XMLRemarkStationaer, XMLRemarkExtern (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10973 Datum: 26.01.23 CS: 42889	**Erweiterung:** Die Standardkonfiguration einiger Masken und Reiter wurden überarbeitet. 1. Fakturajob 2. Fallpauschaledeckung, Fallpauschaledeckungdetail 3. Ablagetopf 4. Die View 'katalogeinlesen' wird neu auf alle Spitalkonfigurationen vererbt **Konfiguration:** Die Maske 'fakturjob' (Fakturajob) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden. Die Masken 'fallpauschaledeckung' (Fallpauschaledeckung) und 'fallpauschaledeckungdetail' (Fallpauschaledeckung-Detail) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. Die Maske 'ablagetopf' (Ablagetopf) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11023 Datum: 27.01.23 CS: 42903 2022.1: 27.01.23 2022.0: 27.01.23	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Die neue Medplaus-Version v6070 vom 18.1.2023 wurde integriert.
Issue: 11025 Datum: 30.01.23 CS: 42921 2022.1: 31.01.23 2022.0: 31.01.23	**Korrektur:** Obwohl für ST Reha und TARPSY in 2022 und 2023 dieselben Katalogversionen verwendet werden, müssen unterschiedliche Versionen der Grouperdefinitionen angesprochen werden. Ohne dies werden immer die Zusatzentgelte von 2023 generiert, auch wenn der Fall in 2022 ausgetreten ist. Dies wurde entsprechend angepasst.
Issue: 11027 Datum: 31.01.23 CS: 42931 2022.1: 31.01.23	**Korrektur:** Die neue parallele Bezugsgrössenübergabe ist abgestürzt, wenn für eine Leistung kein interner Taxpunkt erfasst war. Dies wurde behoben.
Issue: 11026 Datum: 31.01.23 CS: 42939 2022.1: 31.01.23 2022.0: 31.01.23	**Korrektur**: Beim Exportieren der Verbrauchsmeldungen wurde bislang immer die Leistungsnummer mitgegeben. Dies führte zu Problemen, wenn sich die Nummernkreise von NEXUS / PAT NG Leistungsnummer und NEXUS / MATERIAL CL Artikelnummer überschneiden. Neu wird jetzt die Fremdartikelnummer mitgegeben. Dadurch ist das Problem behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11020 Datum: 31.01.23 CS: 42945 2022.1: 31.01.23 2022.0: 31.01.23	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Für die Diagnoseerfassung wird jetzt auch die Variable 'Present on Admission' unterstützt. Dafür steht in der Diagnoseerfassung das neue Feld 'BekanntBeiEintritt' mit der entsprechenden Codeauswahl zur Verfügung. Das Feld wird auch an ID DIACOS übergeben und entgegengenommen. Im Diagnosenstamm gibt es das neue Feld 'HatBekanntBeiEintrittPruefung'. Mit diesem können Diagnosen gekennzeichnet werden, für welche die Variable 'Present on Admission' bei der Diagnosenerfassung erfasst werden soll. In der Medstat-Statistik wird in der MD-Zeile in den Variablen 4.2.V012, 4.2.V032, 4.2.V042 etc. anstatt der Tumoraktivität der Wert für 'Present on Admission' ausgegeben. **Konfiguration:** Die Stammdatenmaske 'diagnose' (Diagnose) für die Diagnosen wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. Bei Bedarf Konfiguration des Feldes 'BekanntBeiEintritt' auf die Falldiagnosemaske und auf das Diagnosen-Grid der Fallmaske. **Parametrierung:** Die benötigten Parametrierungen im Diagnosestamm und die Definition der Validierungsregeln, sowie die Umcodierung der Codeitems des Codebereichs 'BekanntBeiEintritt' müssen vorgenommen werden.
Issue: 10970 Datum: 02.02.23 CS: 42966	**Korrektur:** Bei der Fakturierung wird zu Beginn geprüft, ob der für den Patienten generierte Garant und die entsprechende Garantie die richtigen Gültigkeiten und die richtigen Status haben. Es wird eine entsprechende Fakturameldung geschrieben.
Issue: 5671 Datum: 03.02.23 CS: 42977	**Erweiterung**: Die Suchmasken für 'Leistungsparameter-Auflösung' und 'Leistungsparameter-Gruppe' wurden um das Feld 'Leistungsparameter' ergänzt, so dass neu auch über einen Leistungsparameter gesucht werden kann. Zudem wurde im Grid für das Leistungsparameter-Auflösung-Detail das Löschen ermöglicht. **Konfiguration:** Die Masken 'leistungsparamaufloesungsearch' (Suche Leistungsparameter-Auflösung) und 'leistungsparamgruppesearch' (Suche Leistungsparameter-Gruppe) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 10895 Datum: 03.02.23 CS: 42978	**Korrektur:** Die Fehlermeldung, dass ein Garant, für den es eine Zwangszuweisung gibt, nicht vorhanden ist, erscheint nur noch einmal. Bisher wurde diese Meldung mehrfach ausgegeben.
Issue: 11007 Datum: 03.02.23 CS: 42980 2022.1: 03.02.23 2022.0: 03.02.23	**Erweiterung:** Für die Patientenzuweisung gibt es zwei Erweiterungen: 1. Es gibt ein neues Feld 'Bemerkung'. 2. Der einweisende Arzt ist nicht länger ein Pflichtfeld. **Konfiguration:** Die Masken 'patientZuweisungSearch' (Suche Patientenzuweisung) und 'patientZuweisung' (Patientenzuweisung) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und können bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden.
Issue: 10910 Datum: 04.02.23 CS: 42993	**Korrektur:** Würde die Verarbeitung einer Rechenformel mit Auslösezeitpunkt 'EndeBewertung' dazu führen, dass es Differenzen bei der Verbuchung gibt (z.B. bei Rechenformeln mit Formelart 'Tagesmaximum'), dann läuft die Fakturierung neu auf einen Fehler und der Fall erscheint auf der Fehlerliste.
Issue: 11033 Datum: 07.02.23 CS: 43006 2022.1: 07.02.23	**Korrektur:** Für die neuen Freitextdiagnosen wurden die HL7-Delimiter nicht ersetzt und das hat zu Problemen in den Schnittstellen geführt. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10972 Datum: 07.02.23 CS: 43011	**Erweiterung:** Für die Rechnungen an den Kanton Zürich wird beim Fallpauschalentyp STReha im XML im Element 'invoice:provider' das Attribut 'specialty' mit den Angaben aus dem Fall für den Reha-Bereich abgefüllt. Beim Klammerfall wird immer die Angabe aus dem führenden Fall genutzt.
Issue: 11034 Datum: 07.02.23 CS: 43013 2022.1: 07.02.23 2022.0: 09.02.23	**Korrektur/SHIP:** Beim 'SHIP_M_01_02_050' 'Antwort Strukturierte Medizinische Kostensicherung' werden nur Eintritts- und Aktive Diagnosen übermittelt, sofern sich diese im ICD-10-Diagnosenkatalog 'I10' befinden. Sind nur entsprechende Diagnosen aus anderen Katalogen beim Fall erfasst, so wird für die Diagnosen 'notAvailable' in die XML-Datei geschrieben.
Issue: 10777 Datum: 08.02.23 CS: 43023	**Korrektur:** Werden Leistungen im XML zusammengezogen, wird neu automatisch die Änderung von preisbildenden Daten berücksichtigt. Ändert sich z.B. der Taxpunkt oder Taxpunktwert so werden im XML nur die Leistungen zusammengezogen, die zusätzlich zu den Angaben im Leistungszusammenzug auch dieselben Werte in Taxpunkt oder Taxpunktwert haben.
Issue: 11035 Datum: 08.02.23 CS: 43026	**Erweiterung:** Neu kann mittels dem Platzhalter '#ProbeEntnahmeDatum' im Programm-Setting 'XMLRemarkExtern' das Probeentnahmedatum im XML Remark verwendet werden. **Programm-Settings:** XMLRemarkExtern (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').
Issue: 11037 Datum: 10.02.23 CS: 43041 2022.1: 10.02.23 2022.0: 10.02.23	**Korrektur/SHIP:** In der Meldung 'SHIP_M_01.02.010 Anfrage Administrative Kostensicherung' wird die Variable 'mandatoryTreatmentKVG Pflichtleistung nach KVG' grundsätzlich übergeben und hat dann immer den Wert 'ja'. In der Meldung 'SHIP_M_01.02.025 Antwort Ergänzungen administrative Kostensicherung' wird diese Variable, sofern sie vom Kostenträger verlangt wird, immer mit dem Wert 'ja' übergeben.
Issue: 11038 Datum: 10.02.23 CS: 43048 2022.1: 11.02.23 2022.0: 11.02.23	**Korrektur:** Ein Fakturajob wurde wieder auf 'Exportieren' gesetzt, wenn das Exportieren zum FINANZ-System schneller fertig ist als der Versand und beide gleichzeitig angefangen haben. Dies wurde behoben.
Issue: 11021 Datum: 13.02.23 CS: 43059	**Korrektur:** Fakturen, bei denen in der Fakturmatrix die Beträge verändert wurden, können wieder storniert werden, auch wenn für die mutierten Leistungen ein VITH-Preis vorhanden ist.
Issue: 10981 Datum: 14.02.23 CS: 43068	**Erweiterung:** Ist bei einem Fall nur noch eine Tätigkeitsleistung zu verarbeiten, deren Folgeleistungen aber nicht aufgelöst werden, weil z.B. das Limit dieser Leistungen überschritten ist, wurde der Fall bisher automatisch aus dem Fakturajob entfernt, weil keine zu bewertenden Leistungen vorhanden waren. Neu wird in dieser Situation eine Fehlermeldung geschrieben, in der darauf hingewiesen wird, dass die Tätigkeitsleistung nicht aufgelöst werden konnte.
Issue: 11009 Datum: 14.02.23 CS: 43070	**Korrektur**: Beim Importieren der Debitorbuchungen wurde der Wert für Sollhaben anhand des fixen Wertes 'FRW' für den Finanz-Hauptmandanten ermittelt. Dies hat zu Problemen geführt, wenn die Kurzbezeichnung des Hauptmandanten geändert wurde. Darum wurde dieses geändert. Jetzt wird der Wert anhand dem Externen System vom aktuellen Fall ermittelt.
Issue: 11040 Datum: 20.02.23 CS: 43096	**Erweiterung**: Das elektronische Rechnungs-MCD wurde um die Angaben der BfS-Medikamente (Medication) ergänzt.
Issue: 9655 Datum: 21.02.23 CS: 43105	**Korrektur**: Nach einem Benutzerwechsel wurden die Berechtigungen nicht immer korrekt vergeben. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10907 Datum: 21.02.23 CS: 43111	**Erweiterung:** Die Fälle werden nun schneller bewertet, da Geschwindigkeitsoptimierungen bei der Fallbewertung vorgenommen wurden.
Issue: 9671 Datum: 22.02.23 CS: 43121	**Korrektur:** Ein Fall konnte nicht aus Job '0' entfernt werden solange Job '0' noch nicht fertig war. Dadurch konnten an diesen Fällen keine Änderungen vorgenommen werden, während der Laufzeit von Job '0'. Neu wird nur nur bei der Erstellung der Vorfaktur für den Fall selbst geprüft, ob dieser noch in Job '0' bewertet wird.
Issue: 11047 Datum: 22.02.23 CS: 43122	**Korrektur:** Wenn für eine Organisationseinheit kein durchschnittliches Kostengewicht definiert wurde, welche im Bewertungsjobs verwendet wurde, dann ist der Bewertungsjob abgestürzt. Neu wird das durchschnittliche Kostengewicht von 99999 verwendet, damit kein Absturz auftritt. Durch die hohe Zahl sollte das direkt auffallen.
Issue: 10873 Datum: 23.02.23 CS: 43128	**Korrektur:** In den Suchmasken für Entscheidungstafeln wurden die Auswahlfelder bis jetzt nicht auf die korrekte Syntax geprüft. Neu wird diese entsprechend geprüft.
Issue: 8955 Datum: 23.02.23 CS: 43130	**Erweiterung:** In der Verwaltungsmasken für natürliche und juristische Personen wurden bis jetzt für die Person und alle Ausprägungen die aktuell gültige Daten angezeigt (HistoryAktuellesObject) und nicht die Daten, die zum Stichdatum gültig waren. Neu können mittels 'HistoryStichdatumObject' die am Stichdatum gültigen Daten angezeigt werden. Hierzu muss die Konfiguration angepasst werden. 'HistoryStichdatum Object' ist verfügbar für natürliche und juristische Person und deren Ausprägungen Arzt, Behoerde, Institut, Mitarbeiter, Mitglied, Spital, Spitalarzt, Therapeut und Versicherung. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der neuen Felder.
Issue: 10946 Datum: 23.02.23 CS: 43132	**Korrektur:** Auch wenn nicht alle Rechnungen korrekt versendet werden konnten, wurde der Jobstatus eines Fakturajobs auf 'versendet' gesetzt. Neu wird geprüft, ob alle Rechnungen korrekt versendet wurden. Ist dies nicht der Fall, dann wird der Jobstatus des Fakturajobs auf 'versandfehler' gesetzt.
Issue: 10962 Datum: 23.02.23 CS: 43133	**Korrektur:** Bisher wurde auch für Stornos eine Kopie für den Patienten ausgelöst. Neu wird dies für Stornos unterbunden
Issue: 10389 Datum: 26.02.23 CS: 43140	**Korrektur:** Das effektive Kostengewicht eines unbewerteten Zusatzentgeltes kann erfasst werden, wenn nur die Rechnungen storniert wurden, die DRG-Leistungen bzw. Leistungen, die aus den DRG-Leistungen heraus generiert wurden. Rechnungen, die nur Leistungen enthalten, die unabhängig von den DRG-Leistungen abgerechnet wurden (beispielsweise persönliche Leistungen für den Patienten wie z.B. Telefongebühren), müssen nicht storniert werden, um das effektive Kostengewicht der unbewerteten Zusatzentgelte zu bearbeiten.
Issue: 10390 Datum: 26.02.23 CS: 43140	**Korrektur:** Das effektive Kostengewicht von unbewerteten Zusatzentgelten kann nicht mehr geändert werden, sobald das Splitdatum im Fall gesetzt wurde.
Issue: 10914 Datum: 26.02.23 CS: 43141	**Korrektur:** Wenn die Applikation aufgrund des Programm-Settings 'CodierungKandidatStatus18TageAbFuehrendeStattGeklammerteFall' nicht auf das Austrittsdatum des führenden Falles sondern auf das des geklammerten Falles prüft, dann wird die Klammerbildung auch für Fälle gefordert, die ausserhalb von 18 Tagen (relevant ist das Austrittsdatum des führenden Falles) liegen. Dies wurde korrigiert, so dass für die Klammerung nur die Fälle angezeigt werden, die innerhalb von 18 Tagen liegen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11051 Datum: 27.02.23 CS: 43143 2022.1: 27.02.23 2022.0: 27.02.23	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Die neue Medplaus-Version v6071 vom 7.2.2023 wurde integriert.
Issue: 11055 Datum: 28.02.23 CS: 43166 2022.1: 28.02.23 2022.0: 28.02.23	**Korrektur:** Die Gruppenzuordnung wurde bei aktiver Actice Directory-Synchronisierung nicht immer korrekt gelöscht. Dies vor allem dann, wenn die Namen im Active Directory und NEXUS / PAT NG nicht identisch geschrieben waren. Dies wurde behoben.
Issue: 11045 Datum: 01.03.23 CS: 43173	**Korrektur:** Bei der Abarbeitung eines Fakturajobs wird nun geprüft, ob die Person für die Entscheidungsermittlung auch als Mitarbeiter registriert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Meldung ausgegeben, sodass die Daten korrigiert werden können.
Issue: 11061 Datum: 01.03.23 CS: 43174	**Erweiterung:** Neu kann ein zweiter Fakturservice auf einem separaten Server eingesetzt werden. Wenn dieser eingerichtet ist, dann kann er mittels dem neuen Programm-Setting 'HatZweiterFakturService' aktiviert werden. Ist das Programm-Setting aktiv, dann wird Job '0' auf beiden Server parallel verarbeitet. Ansonsten werden alle Fakturajobs mit einer geraden Jobnummer auf dem einen und alle mit einer ungeraden Jobnummer auf dem anderen Fakturservice ausgeführt. **Programm-Settings:** HatZweiterFakturService (Reiter 'Billing.Net/Parallele Fakturierung').
Issue: 11062 Datum: 01.03.23 CS: 43176 2022.1: 05.04.23 2022.0: 05.04.23	**Korrektur:** Expressfakturen wurden nicht mehr direkt gedruckt. Dies wurde behoben.
Issue: 8774 Datum: 02.03.23 CS: 43183	**Korrektur:** Die Tabelle 'CodeItemExternesSystem' wurde erweitert um die Felder GültigVon und GültigBis. Damit können Codeitems für einzelne Fremdsysteme datumsabhängig umgeschlüsselt werden. Dies kann z.B. verwendet werden für bestimmte Variablen in der BfS-Statistik **Konfiguration:** Die Stammdatenmasken 'externessystem' (Externes System) und 'externessystemdetails' (Externes System) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11065 Datum: 02.03.23 CS: 43185	**Korrektur:** Bei der Verbuchung von VITH-Rabatten wurde das falsche Konto selektiert, wenn nicht der Hauptmandant betroffen war. Neu wird anhand des Falles das externe System für die Bestimmung des Kontos herangezogen.
Issue: 11044 Datum: 02.03.23 CS: 43189	**Erweiterung:** Die Entscheidungstabelle 'Ereignisgesteuerte Aktionen' (AktionEreignisgesteuert) wurde um den neuen Parameter 'Kategorie' (Operation und Konstante) erweitert. Dieser Parameter kann nur für das Ereignis 'Rechnungsrückweisung angelegt' definiert werden. Damit kann z.B. gesteuert werden, dass eine Rechnungsrückweisungspendenz nur für Rechnungsrückweisungen von ambulanten Fällen angelegt wird. Voraussetzung, damit dies funktioniert ist, dass bei der Rechnungsrückweisung die korrekte Fallnummer hinterlegt ist. **Konfiguration:** Manuelle Konfiguration des Feldes 'Kategorie' auf die Maske der Entscheidungstabelle 'AktionEreignisGesteuert'.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 8100 Datum: 03.03.23 CS: 43193	**Korrektur**: In der Maske 'Benutzer-Einstellungen' wird jetzt der Printdialog zur Auswahl eines Druckers mit dem hinterlegten Drucker gestartet. Bisher wurde immer der Standarddrucker mitgegeben.
Issue: 7082 Datum: 03.03.23 CS: 43195	**Korrektur**: Die Konfiguration 'Application Configuration' wird bei der Erfassung der Benutzergruppen nicht mehr in der Auswahlliste der Konfigurationen angezeigt.
Issue: 11064 Datum: 03.03.23 CS: 43197 2022.1: 03.03.23 2022.0: 03.03.23	**Erweiterung:** Es gibt drei calculated Fields für die Erfassung der Eintritts-, Austritts- und Rechnungsdiagnose. Alle drei verwendeten bis jetzt dasselbe Programm-Setting 'DiagnoseKatalogEinAustrittsDiagnose' und demzufolge mussten alle drei Diagnosen aus demselben Katalog entnommen werden. Neu gibt es drei Programm-Settings, die das bestehende Programm-Setting 'DiagnoseKatalogEintrittsDiagnose' ersetzen: 'DiagnoseKatalogEintrittsDiagnose', 'DiagnoseKatalogAustrittsDiagnose' und 'DiagnoseKatalogRechnungsDiagnose'. Hiermit kann dann pro Diagnose der Katalog unabhängig bestimmt werden. **Programm-Settings:** DiagnoseKatalogEintrittsDiagnose, DiagnoseKatalogAustrittsDiagnose, DiagnoseKatalogRechnungsDiagnose (Reiter 'Applikationsverhalten/Fall').
Issue: 11059 Datum: 03.03.23 CS: 43206 2022.1: 06.03.23 2022.0: 06.03.23	**Erweiterung:** Die neue SPLG Grouper-Version 2023.0.50 wurde in NEXUS / PAT NG eingebunden.
Issue: 10963 Datum: 03.03.23 CS: 43207	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Sporadisch wurden bei einem Kunden, die Nebeneingriffe in vertauschter Reihenfolge aus ID DIACOS® übernommen. Das Problem konnte allerdings nicht von NEXUS reproduziert werden. Deshalb werden die Eingriffe jetzt mit einem anderen Algorithmus aus ID DIACOS® übernommen, so dass jetzt das Problem nicht mehr auftreten sollte.
Issue: 10602 Datum: 06.03.23 CS: 43222	**Erweiterung:** Die Fakturajob-Prüfprofile wurden um die beiden Felder 'IstMedizinischIndiziert' und 'IstUnfallDatumLeer' erweitert, mit welchen auf 'Fall.IstMedizinischIndiziert' geprüft werden kann resp. ob 'Fall.UnfallDatum' erfasst wurde. **Konfiguration:** Die Masken 'fakturjobpruefprofil' (Prüfprofil Fakturajobauswahl) und 'fakturjobpruefprofilsearch' (Suche Prüfprofil Fakturajobauswahl) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10989 Datum: 06.03.23 CS: 43224	**Erweiterung:** In den Pendenzen wurde das Feld 'HatFallDokument' hinzugefügt. Ist einer Pendenz mindestens ein Falldokument zugeordnet, wird dieses Feld als gesetzt angezeigt. Im Reiter 'Folgependenzen' der Maske 'Pendenz' steht neu im Kontextmenü der neue Menüpunkt 'Dokument(e) öffnen' zur Verfügung. Wird dieser ausgewählt, werden die der Folgependenz zugeordneten Dokumente geöffnet. **Konfiguration:** Die Maske 'pendenz' (Pendenz) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden bzw. manuelle Konfiguration des Feldes 'HatFallDokument' auf den Mainbereich der Maske und/oder auf das Grid 'Folgependenzen'. **Berechtigungen:** Berechtigungen für den neuen Menüpunkt 'Dokument(e) öffnen' im Kontextmenü des Reiters 'Folgependenzen' auf der Pendenzenmaske vergeben.
Issue: 10990 Datum: 06.03.23 CS: 43231	**Erweiterung/PENDENZWEB NG:** Falldokumente, die in NEXUS / PENDENZWEB NG eingefügt wurden, werden neu im Feld 'Dokumenttyp' mit dem Wert 'Eingefügt aus NEXUS / PENDENZWEB NG' gespeichert, im Feld 'Bezeichnung' wird der Name der eingefügten Datei ohne deren Extension hinterlegt.
Issue: 10705 Datum: 07.03.23 CS: 43232	**Erweiterung**: Es wurde ein neuer Batchjob 'NichtAktiveBenutzerAusschliessen' zum Ausschliessen von nicht mehr aktiven Benutzern realisiert. Im Parameter 'Anzahl Tage' kann angegeben werden, um wie viele Tage das letzte Login zurück liegen muss, damit für einen Benutzer die Berechtigungen entfernt werden. Die Anzahl muss mindestens '1' betragen. Die selektierten Benutzer mit den zu entfernenden Gruppen und Rollen werden im Log aufgeführt. Wenn der Parameter 'Ist Testmodus' aktiviert ist, werden keine Updates ausgeführt.
Issue: 10890 Datum: 07.03.23 CS: 43234	**Erweiterung:** Vereinfachung Fehleranalyse in der Fakturierung Neu ist es möglich, eine Clientseitige Fakturierung zu starten. Wenn diese aktiv ist, dann kann bei individueller Fakturierung das Tracing der Entscheidungstafeln eingeschaltet werden, um Parametrierungsfehler einfacher zu finden. Hierzu gibt es auf der Fakturajob-Maske das neue Feld 'HatETTracing', mit welchem das Tracing für die Entscheidungstafeln aktiviert werden kann. Sobald die Vorfaktur erstellt ist, erscheint ein non-modales Fenster mit den Tracing-Informationen. Die Clientseitige Fakturierung kann über das neue Mitarbeiter-Setting 'HatLokaleIndividuelleFakturierung' aktiviert werden. Im Programm-Setting 'AnzahlJahrenFuerLokaleFakturierung' wird angegeben, wie viele Jahre zurück bei der Clientseitigen Fakturierung die Stammdaten für die Fakturierung geladen werden. **Konfiguration:** Die Maske 'fakturjobselektion' (Fakturierung) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden bzw. manuelle Konfiguration des Feldes 'FakturJobIDObject.HatETTracing' auf die Maske. Bei Bedarf Konfiguration des Feldes 'HatLokaleIndividuelleFakturierung' auf die Maske 'usersetting' (Benutzer-Einstellungen). **Programm-Settings:** AnzahlJahrenFuerLokaleFakturierung (Reiter 'Billing.Net/Clientseitige Fakturierung').

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10901 Datum: 07.03.23 CS: 43236	**Korrektur:** Für die MB-Zeile der BfS-Statistik wurde bei Klammerfällen die Variable '1.3.V04 Administrativer Urlaub & Ferien' falsch berechnet. Dies wurde behoben.
Issue: 11067 Datum: 07.03.23 CS: 43237	**Erweiterung:** Migel-Anpassungen (siehe Kapitel 1.1 / Migel-Anpassungen) **Konfiguration:** Die Masken 'vererbunggenerierteleistungsearch' (Suche Vererbung Generierte Leistung), 'vererbunggenerierteleistung' (Vererbung Generierte Leistung), 'etansatzsearch' (Suche ET Ansatz) und 'etansatz' (ET Ansatz) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. Manuelle Konfiguration der Felder 'HistoryAktuellesObject.MigelNummer' und 'HistoryAktuellesObject.MigelBezeichnung' auf den Main-Bereich der Stammdaten-Leistungsmaske (Leistung) sowie der Felder 'HistoryAktuellesObject.MigelPreisTypEnum' und 'HistoryAktuellesObject.HatMigelLimitierung' auf den Reiter 'Fakturierung'. Manuelle Konfiguration des Feldes 'HistoryAktuellesObject.TaxpunktAlternativ' auf den Reiter 'LeistungsTarif' (Leistungsanteile) der Stammdaten-Leistungsmaske (Leistung) und auf den Main-Bereich der Maske 'leistungstarif' (Leistungsanteile) sowie des Feldes 'LeistungsTarifHis.TaxpunktAlternativ' auf das Grid 'LeistungsTarifHis' (Tarif Historie) der Maske 'leistungstarif' (Leistungsanteile). Manuelle Konfiguration des Feldes 'HatTaxpunktAlternativ' auf den Main-Bereich der Leistungserfassungsmaske (Leistungserfassung) in die Gruppe 'Abrechnungsdaten' und auf das Grid 'LeistungErbrachtAnteilFakt' (Fakturierungshistorie). Manuelle Konfiguration der Felder 'MigelNummer', 'HatMigelLimitierung und 'MigelPreisTypEnum' auf die Maske 'leistunghistory' (Leistung Historie), sowohl auf den Reiter 'Bearbeiten', als auch auf das Grid 'LeistungHis' (Historisierte Daten). Manuelle Konfiguration des Feldes 'TaxpunktAlternativ' auf die Maske 'leistungstarifhistory' (Leistungstarif Historie), sowohl auf den Reiter 'Bearbeiten', als auch auf das Grid 'LeistungsTarifHis' (Historisierte Daten). Manuelle Konfiguration der Felder 'TaxpunktAlternativ' und 'GueltigvonTaxpunktAlternativ' auf den Reiter 'ImportLeistungsTarif' (Import Leistungstarif) der Maske 'importleistung' (Import Leistung). Manuelle Konfiguration des Feldes 'TaxpunktAlternativ' auf die Maske 'importleitungerbracht' (Import Importschnittstelle Leistungen). **Programm-Settings:** MigelTarifeUebernehmenInTaxpunktAlternativFuerPreisTyp (Reiter 'Import/Import MATcl Schnittstelle'),
Issue: 10805 Datum: 07.03.23 CS: 43239	**Korrektur:** Wurde bei einem bestehenden Patientengaranten die Vertragsart, der Garantentyp oder die Gültigkeiten geändert, dann wurde beim Speichern nicht geprüft, ob bereits einen Patientengaranten mit derselben Vertragsart und gleichem Garantentyp gibt, der sich zeitlich mit dem aktuellen Datensatz überschneidet. Dies wird jetzt geprüft. Diese Validierung wird nur bei der Vertragsart 'Grundversicherung' ausgeführt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10905 Datum: 08.03.23 CS: 43242	**Erweiterung:** Leistungen, die im Lauf der Bewertung generiert werden, z.B. aus eine Rechenformel, und danach wieder gelöscht werden, werden nicht mehr auf der Datenbank gespeichert. Dadurch wird das Speichern der Vorfaktur beschleunigt und der Platzbedarf verringert. Ausgenommen sind Leistungen, die über eine Rechenformel gelöscht werden und selbst eine Folgeleistung auslösen. Diese werden auch weiterhin auf der Datenbank gespeichert.
Issue: 5352 Datum: 08.03.23 CS: 43244	**Korrektur**: Bisher war es möglich, Codeeinträge ohne einen Muttercode zu erfassen, auch wenn dieser erforderlich war. Dies wird neu verhindert
Issue: 10889 Datum: 09.03.23 CS: 43247	**Erweiterung:** Vereinfachung Testen bei einem Releasewechsel (siehe Kapitel 1.2 / Vereinfachung Testen bei einem Releasewechsel) **Konfiguration:** • Die Masken 'fakturjob' (Fakturajob), 'fakturjobselektion' (Fakturierung), 'fakturjobselektionsprofil' (Selektionsprofil Fakturajobauswahl) und 'fakturjobauswahl' (Fakturajobauswahl) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und können bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden bzw. manuelle Konfiguration der Felder auf die Masken. • Die Masken 'referenzvergleichfakturJob' (Vergleich mit Referenzrechnungen), 'referenzvergleichkontobewegung' (Vergleich Kontobewegungen), 'referenzvergleichleistungerbrachtantfakt' (Vergleich Fakturierungshistorie) und 'kontobewegungdargestellt' (Kontobewegung) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. • Manuelle Konfiguration des Feldes 'FakturJobAuswahlIDObject.IstReferenz' auf die Konto-Grids der Fall-, Patienten-, PatientExtern-, FallExtern- und Auftrag-Masken. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neue Funktion vergeben.
Issue: 10863 Datum: 13.03.23 CS: 43266	**Korrektur:** Beim Umhängen eines externen Falles an einen anderen Patienten wurden die Garanten und Adressen auf Auftragsebene nicht übernommen. Dies wurde behoben.
Issue: 10411 Datum: 14.03.23 CS: 43279	**Korrektur:** Im XML nicht erlaubte Zeichen können nicht mehr in die Applikation eingegeben werden.
Issue: 10862 Datum: 16.03.23 CS: 43294	**Erweiterung:** Neu gibt es den Hauptfallpauschalentyp 'Manuell', mit dem verschiedene Fallpauschalentypen als manuelle Fallpauschalen definiert und abgerechnet werden können. **Parametrierung:** Neue Zuordnung des Fallpauschalentyps 'Manuelle Fallpauschale' zum neuen Hauptfallpauschalentyp 'Manuell'.
Issue: 10725 Datum: 16.03.23 CS: 43297	**Korrektur:** Es ist nun möglich, Leistungen mit Assistenzanteil abzurechnen, auch wenn der Garant eine abweichende Garantie hat und es dadurch zu einem Split der Leistung kommt. Bisher führte dies zu einem Fehler in der Vorfaktur.
Issue: 10870 Datum: 16.03.23 CS: 43300	**Korrektur:** Wenn TARMED-Leistungen aus dem Bereich der nichtärztlichen Betreuung auf eine erbrachte Leistung referenzieren, bei der die Verrechenbarkeit wegen der Überschreitung des Mengenlimits auf 'NeinWegenLimitierung' gesetzt wird, dann werden die Leistungen der nichtärztlichen Betreuung inkl. aller Tochterleistungen an eine andere Mutterleistung am selben Tag angehängt und bleiben verrechenbar.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11057 Datum: 22.03.23 CS: 43345	**Korrektur:** Für die Bezugsgrössenermittlung werden jetzt auch folgende vier Faktoren im Feld Menge berücksichtigt. • Faktor • FaktorSkalierung • FaktorProzentLeistung • FaktorPraktischerArzt
Issue: 10885 Datum: 23.03.23 CS: 43357	**Korrektur:** Bei geklammerten ST Reha-Fällen wird die Fallpauschalendeckung nun korrekt berücksichtigt. Leistungen, die durch die Pauschale gedeckt sind, erhalten auch im geklammerten Fall die Verrechenbarkeit 'Nein wegen Fallpauschale'.
Issue: 11085 Datum: 29.03.23 CS: 43402 2022.1: 29.03.23	**Erweiterung:** Wie für Eintritts- und Austrittsdiagnose bereits vorhanden, wird neu auch das Datum der Rechnungsdiagnose nachgezogen, wenn sich das Austrittsdatum ändert (oder erfasst wird).
Issue: 11081 Datum: 03.04.23 CS: 43434 2022.1: 03.04.23	**Korrektur:** Im XML werden 'admission_type', 'discharge_type', 'provider_type' und 'residence_after_discharge' in der entsprechenden Installationssprache ausgegeben.
Issue: 11053 Datum: 03.04.23 CS: 43457	**Korrektur**: Bisher wurde geprüft, dass die neue Person dieselben zugewiesenen Rollen hatte, wie die alte Person. Dies wurde geändert. Bei Adressen wird jetzt neu geprüft, ob die neue Person gemäss der Entscheidungstabelle 'FallAdresse2Rolle' für die jeweilige Falladresse bzw. Patientenadresse verwendet werden darf. Dadurch kann auch abgebildet werden, wenn z.B. ein Hausarzt seine Praxis an eine Praxisgemeinschaft übergibt. Wenn die Änderung für eine Adresse nicht gemacht werden kann, wird das im Log protokolliert und es wird zudem ein Ereignis ausgelöst. Damit nicht übermässig viele Ereignisse ausgelöst werden, gibt es den neuen Parameter 'max. Anzahl von Ereignissen bevor Abbruch'. Beim Nachführen der Garanten hat sich nichts geändert.
Issue: 11090 Datum: 05.04.23 CS: 43475 2022.1: 14.04.23 2022.0: 14.04.23	**Korrektur:** Werte mit Nachkommastellen wie z.B. der Kantonsteiler '0.8' werden im XML exakt ausgegeben und nicht mehr als Annäherung mit '0.79999999999999993' dargestellt.
Issue: 10846 Datum: 18.04.23 CS: 43570	**Erweiterung:** Das temporäre Honorar wird nun wieder angestossen, wenn das Programm-Setting 'IstTemporaereHonorarbewertungAktiv' auf 'true' steht. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: • Bei der Fakturierung wird das temporäre Honorar direkt für die erbrachten Leistungen aus dem fakturierten Fall angestossen. • Beim provisorischen Lauf werden für alle berechneten Honorarbasen die temporären Beträge gesetzt und bleiben erhalten, wenn der provisorische Lauf gelöscht wird. **Programm-Settings:** IstTemporaereHonorarbewertungAktiv (Reiter 'Billing.Net/HON').
Issue: 11076 Datum: 19.04.23 CS: 43576	**Korrektur:** Das Feld 'TaxpunktIntern' konnte für TARMED-Leistungen nicht editiert werden. Neu ist es für alle Leistungen editierbar.
Issue: 11071 Datum: 19.04.23 CS: 43584	**Korrektur:** Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach SwissDRG wurde bei Klammerfällen die Entlassart 'SwissDRG' des Klammerfalls anstatt des Einzelfalls verwendet. Hierdurch wurde bei einem einzelnen Fall u.U. ein Tag zu viel angezeigt. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11094 Datum: 19.04.23 CS: 43586	**Erweiterung**: Der delimitted Export 'PatientFall' wurde erweitert um folgende Felder: • Patient.TodesZeitpunktDatum • Patient.TodesZeitpunktZeit • Fall.IstDepotZwischenRechnung (True / False) • Patient.HatEPD (True / False) • Patient.EPDVertraulichkeit (Text) • Patient.EPDVertraulichkeitLegacycode • Fall.EPDVertraulichkeit (Text) • Fall.EPDVertraulichkeitLegacycode Die neuen Felder wurden im PatientFall-Record hinten ergänzt und sind in der Schnittstellen-Dokumentation erweitert.
Issue: 11105 Datum: 24.04.23 CS: 43619	**Erweiterung:** Der Name der Datei der Rechnungs-PDF ist neu teilweise parametrierbar. Bisher wurde der Name des Rechnungs-PDFs folgendermassen zusammengesetzt: **<ID>_<Dokumentbezeichnung>_<Fakturnummer>.PDF** z. B. '10107_Faktur_XML4.5_5220017990.PDF' Neu kann anstelle der Fakturnummer der Name eine parametrierbare Bezeichnung enthalten. Dazu gibt es das neue Programm-Setting 'FakturReportZusatzbezeichnung'. Wenn in diesem die Bezeichnungen '#FakturNummer', '#PatientenNummer' oder '#UebergeordneteFallNummer' engetragen sind, wird im Dateinamen des Rechnungs-PDFs die Fakturnummer, die Patientenummer oder die übergeordnete Fallnummer übernommen. Die einzelnen Werte werden jeweils durch ein Underline '_' getrennt. Die Reihenfolge der Werte ist frei wählbar. Der Defaultwert des Programm-Setting ist '#FakturNummer', so dass sich ohne Parametrierung der Name der Rechnungs-PDF nicht ändern wird. Damit ist die neue Syntax des Namen der Rechnungs-PDF: <ID>_<Dokumentbezeichnung>_<Zusatzbezeichnung>.PDF z. B. '10107_Faktur_XML4.5_12345_5220017990.PDF' **Programm-Settings:** FakturReportZusatzbezeichnung (Reiter 'Reporting/Rechnungs-PDF').
Issue: 11107 Datum: 24.04.23 CS: 43622	**Erweiterung/SHIP/eKogu:** Bisher wurde für SHIP- und eKogu-Meldungen als GLN-Nummer des Empfängers immer der Wert aus dem Feld 'EANNummer' der Person des Garanten genommen. Neu wird zuerst geprüft, ob das Feld 'EANNummerVersicherung' einen Wert beinhaltet. Wenn ja, wird dieser Wert als GLN-Nummer des Empfängers verwendet. Wenn nicht, wird wie bisher die EANNummer genommen.
Issue: 11109 Datum: 28.04.23 CS: 43656	**Erweiterung/SHIP/eKogu:** Bisher wurde der SHIP- und eKogu-Prozess nur beim Speichern eines neu erfassten Fallgaranten angestossen. Neu wird der Prozess auch beim Speichern eines Falles gestartet, wenn sich die Hauptkategorie von 'ambulant' auf 'stationär' geändert hat.
Issue: 11112 Datum: 22.05.23 CS: 43759 2022.1: 22.05.23 2022.0: 19.05.23	**Erweiterung**: Die medizinische Statistik wurde erweitert um den kantonalen Datensatz MK für den Kanton GR Graubünden.
Issue: 11122 Datum: 01.06.23 CS: 43816	**Korrektur:** Mechaniken, die von nicht verrechenbaren Tarmedleistungen ausgelöst werden, werden an eine neue passende Tarmedmutterleistung angehängt, so dass sie verrechnet werden können. Dabei werden jetzt Kriterien wie Sparte und Anästhesierisikoklasse zusätzlich berücksichtigt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10922 Datum: 05.06.23 CS: 43864	**Korrektur:** Wenn ein Benutzer die Falldaten ändert, während eine Vorfaktur oder eine Verbuchung läuft, wird der Vorgang wiederholt.
Issue: 11115 Datum: 05.06.23 CS: 43869	**Korrektur:** Unter Oracle wurden ST Reha Fälle nicht korrekt bewertet, das Resultat war immer 0 CHF. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11103 Datum: 05.06.23 CS: 43870	**Korrektur:** Wenn für eine bestehende Person ein Patientendatensatz angelegt werden sollte, kam immer die folgende Frage *'Diese Person ist nur gültig bis zum 31.12.2099. Damit diese Person zu einem Patienten gemacht werden kann, muss die Gültigkeit der Person verlängert werden auf das maximale Datum (31.12.2099). Ist das in Ordnung?'* auch dann, wenn die Person bis zum 31.12.2099 gültig war. Neu kommt dieser Frage nur dann, wenn die Gültigkeit der Person vor dem 31.12.2099 endet.
Issue: 11125 Datum: 05.06.23 CS: 43872	**Korrektur:** Der Bezugsgrössenservice läuft weiter, auch wenn für ein Bezugsgrössenjobauswahldetail der Leistungstarifhis fehlt. Es wird aber ein Fehler geschrieben und der Job läuft insgesamt auf Status 'Provisorisch Fehler'.
Issue: 11126 Datum: 05.06.23 CS: 43873 2022.1: 01.06.23	**Korrektur:** Wenn für ein Bezugsgrössenjobdetail kein Eintrag in ETLeistungsart gefunden wird, wird für dieses Detail kein Fehler geschrieben und der Jobstatus erhält dennoch 'ProvisorischFertig', so dass der Job weiterverarbeitet werden kann.
Issue: 11116 Datum: 05.06.23 CS: 43876 2022.1: 05.06.23 2022.0: 05.06.23	**Erweiterung:** Die neueste Version vom SPLG Grouper (2023.0.57) wurde eingebunden.

*) Bedeutung der Informationen:

- Issue(s): die Nummern der Issue(s), die mit dieser Anpassung erledigt wurden.
- CS: ist die Nummer unter welcher die Anpassung in dieser Version registriert ist.
- 2022.1: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2022.1 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2022.0: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2022.0 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2021.2: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2021.2 verfügbar ab erwähntem Datum.

2.2 Billing.Net

Anpassung *	Beschreibung

*) Bedeutung der Informationen:

- Issue(s): die Nummern der Issue(s), die mit dieser Anpassung erledigt wurden.
- CS: ist die Nummer unter welcher die Anpassung in dieser Version registriert ist.
- 2022.1: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2022.1 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2022.0: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2022.0 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2021.2: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2021.2 verfügbar ab erwähntem Datum.