nexus|schweiz

NEXUS / HEIM

PRÉSENTATION DE LA VERSION

Version 2023.0

Nexus / Heim | 19 juin 2023

eFaktura Treatment und Service

Issue 926987: La date "Treatment" ne doit pas être plus grande ou plus petite que la date "Service"

- Situation de départ
  - Les factures avec des prestations datées avant une admission ou après une sortie ont parfois été refusées par les caisses
  - Selon le forum d'échange de données, la date de la prestation doit être comprise dans la période de soins
- Correction
  - Les prestations sont désormais toujours datées de la période pendant laquelle le résident est présent dans l'établissement.
  - Exemple : Si une prestation / si plusieurs prestations (service) sont saisies avant l'entrée (traitement), la date de la prestation commence à la date d'entrée. Si une prestation / plusieurs prestations sont saisies après la sortie, la date de prestation se termine à la date de sortie effective.


```
<invoice:treatment date_begin="2022-06-01T00:00:00" date_end="2022-06-30T00:00:00" canton="AG" reason="disease"
apid="10501" acid="10501"/>
▼<invoice:services>
  <invoice:service record_id="1" tariff_type="960" code="96009" name="Anteil Krankenversicherung (KLV) Stufe 9"
  quantity="7" date_begin="2022-06-01T00:00:00" date_end="2022-06-07T00:00:00" provider_id="7601002099769"
  responsible_id="7601002099769" unit="86.4" amount="604.8"/>
</invoice:services>
```

eFaktura Treatment und Service

Issue 928205: Date de traitement à la date de sortie effective

- Situation de départ
  - Jusqu'à présent, lors d'une sortie, la date de fin du "treatmen" était fixée à la date de "début de validité" de la sortie
  - Cependant, cela n'était pas toujours accepté par la caisse maladie, ce qui entraînait des rejets
  - La raison en était que la date de sortie effective était attendue.

- Correction
  - Désormais, la date de sortie effective détermine la période de "traitement".




Adaptation du catalogue des prestations

Issue 830509

+ L'objectif de l'adaptation du catalogue des prestations est, dans un premier temps, de minimiser les inconvénients liés au catalogue des prestations

+ C'est pourquoi le catalogue des prestations a été adapté en fonction des données techniques



Docuware Extension de fichier

Issue 928185

+ Avec la version 2021.1, NEXUS / HEIM a été étendu à la possibilité de se connecter à divers systèmes d'archivage, dont le système d'archivage Docuware
+ Vous pouvez ainsi stocker tous les documents que vous avez dans NEXUS / HEIM sur le système d'archivage, tout en continuant à les consulter dans NEXUS / HEIM
+ L'avantage d'un système d'archivage est la garantie de l'authenticité et de la sécurité des documents

Situation de départ

+ Cependant, des problèmes ont été rencontrés lors de l'introduction et ont dû être résolus
  + Par exemple, les fichiers n'étaient pas transférés avec l'extension de fichier requise


Correction

L'extension de fichier est désormais envoyée pour chaque type de document

Extension ViktoriaData

Issue 928132

+ Un mapping des prestations a été ajouté à l'interface de caisse
+ Le mapping est effectué sur le type d'article
+ Le fichier d'importation a été complété par le champ Type d'article
+ L'importation peut se faire sans ou avec le mappage des prestations.



Refacturer les prestations manuelles après avoir été créditées

Issue 923687

Situation de départ

+ Les prestations ne pouvaient plus être facturées après une note de crédit lorsqu'une prestation était inactive
+ Un autre problème était qu'aucun message n'était émis à ce sujet

Correction

+ Désormais, un message est édité pour les prestations inactives dans la facturation ainsi que dans l'évaluation
  + Analogue à des informations de compte erronées



Anpassung Erweiterung RAI ePDdok

Issue 927769

Situation de départ

+ Pour l'interface étendue RAI ePDOK Toutes les valeurs n'ont pas été transmises conformément à l'extension définie

Correction

+ L'adaptation a été adaptée conformément à l'extension définie (voir tableau)

NEXUS / HEIM	RAI ePDok
Médecin de famille	Hausärztin/-arzt
Curateur	Rechtsdelegation
Proche	Beziehungen
Numéro chambre	Zimmer

IVF Hartmann non produits MiGeL

Issue 927607

Situation de départ

+ Pour les produits non-MiGeL de Hartmann, le problème était qu'aucune valeur n'était importée pour ces produits
+ La raison en était que le taux MiGeL était toujours importé, mais pas la quantité commandée d'un produit

Correction

+ Désormais, la quantité commandée pour les produits non-MIGE est saisie dans la saisie des prestations.



```
{
    "orderNumber": "22 24 00037",
    "orderDateTime": "2022-12-30T10:00:39+01:00",
    "orderedBy": "Bruno Walz",
    "articleText": "Romulsin\u00ae Handcreme pflegend 100 ml",
    "quantityUnitContent": "1 Packung \u00e0 5 Tuben",
    "pharmacode": "6785060",
    "gtin": null,
    "id": "7098",
    "supplierArticleNumber": "2201068",
    "orderedQuantity": 2,
    "quantityUnit": "PK",
    "reimbursementPriceSelfApplication": null,
    "reimbursementPriceCare": null,
    "reimbursementCode": null,
    "costCenter": null,
    "costFraction": {
        "client": 0,
        "buyer": 100,
        "insurance": 0
    },
    "currency": "CHF",
    "netPrice": 44,
    "vatRate": 0.077,
    "vat": 3.388,
    "vRg": 0,
    "voc": 0,
    "priceIncludingTaxes": 47.388,
    "reimbursementUnitQuantity": null,
    "station": {
        "id": 14820,
        "displayName": "Strandkorb",
        "foreignIdentification": "HC"
```


produit non-Migel

Plusieurs comptes collectifs/groupes de relance

Issue 925887

+ Il est possible de définir plusieurs comptes collectifs et groupes de rappel par priorité de paiement
+ La priorité du payeur peut être définie sur trois niveaux différents
+ La priorité est prise en compte comme suit:
  1. Information provenant du payeur
  2. Information provenant des options
  3. Information provenant du mandant



Différents codes MiGeL eFacturation

Issue 925425

+ Différents codes LiMA peuvent être enregistrés en fonction du degré d'incontinence
+ Ceux-ci ont été imprimés sur la facture
+ Maintenant, ils sont également indiqués dans l'eFacturation



La rentrée déclenche la prestation

Issue 923836

Situation de départ

+ Si le résident est sorti et a ensuite eu une nouvelle entrée avec un événement de réservation, aucune prestation n'a été déclenchée pour cet événement

Correction

+ Si une entrée est saisie après une réservation, les prestations sont à nouveau générées



Après le départ, la réservation peut à nouveau être saisie


Issue 902564

Situation de départ

+ Lorsqu'un événement de réservation a été saisi pour un résident dans le passé, que celui-ci a ensuite quitté l'établissement et qu'il fallait ensuite saisir une nouvelle entrée avec un événement de réservation, cela ne pouvait pas être enregistré. Le message indiquant qu'il n'est pas possible de saisir des événements en double s'est affiché.

Correction


+ Il est désormais possible de saisir des réservations au lieu de réadmissions.



Adapter le texte de la prestation à l'écriture COFI

Issue 899581


- Nouveau champ dans les configurations de débiteurs pour les textes d'écriture des débiteurs. Les valeurs suivantes pourraient être sélectionnées:
  - Désignation de la prestation
  - Numéro de prestation
  - Nom du résident
  - Prénom du résident
  - Nom du payeur
  - Prénom du payeur



Extension du code tarifaire du département - Gestion des chambres

Issue 926892


Dans la gestion des chambres sous le service, le code tarifaire du service peut désormais être adapté en fonction du temps. L'appel se fait par défaut via le calendrier.



Changement automatique de type de résident

Issue 924339


- Les changements réguliers de type de résident peuvent désormais être automatisés
  - Exemple : 14 jours après l'entrée d'un résident en soins aigus et de transition, le type de résident doit être changé
- Cela peut être enregistré dans les options



Numéro RCC dans la liste des factures des résidents - Plusieurs émetteurs de factures

Issue 925940


+ Dans l'onglet "Factures" d'un résident, le numéro RCC utilisé pour une facture est désormais visible. Ceci a été créé dans le but de pouvoir mieux distinguer les différents émetteurs de factures d'un résident à l'aide du numéro RCC.



HIS Extension

Issue 927558: eFaktrua (LifeStage)


- Les articles et les références de LifeStage sont désormais transmis complétés. Ainsi, les valeurs suivantes peuvent être remplies dans NEXUS / HEIM via le HIS
  - Type de prestation dans le catalogue des prestations
  - Onglet eFacturation catalogue de prestations
  - Il est possible de saisir des prestations incomplètes dans la saisie des prestations du résident.



HIS Extension


Issue 926845: Bewohner erfassen

+ Il est désormais possible de saisir / muter des entrées de résidents dans NEXUS / HEIM via HIS
  + Le résident lui-même peut être saisi / muté
  + Les événements du résident peuvent être nouvellement saisis / mutés
  + Les numéros de téléphone peuvent être saisis / mutés



Généralités

- Issue 928131: eBill PDF
  - Le PDF restait partiellement en suspens en raison de l'ordre d'exportation choisi. Celui-ci a été adapté et a un impact minimal sur la durée de traitement.
- Issue 928042: Exportation des débiteurs VRSG
  - Dans l'exportation des débiteurs VRSG, le signe était erroné pour les notes de crédit/annulations. Ainsi, une note de crédit avec un signe négatif a été exportée de manière incorrecte dans le fichier d'exportation, ce qui a dû être corrigé manuellement.
- Issue 927785: Résidents qui sont aussi candidats
  - Les résidents qui se trouvaient encore sur la liste des candidats au même moment n'étaient pas transmis aux systèmes périphériques ou n'étaient pas écrits dans le journal de communication.



BESA

- Issue 928036: Adaptation du trafic de données
  - Jusqu'à présent, BESA importait toujours toutes les modifications ou transmettait l'ensemble de l'historique.
  - Désormais, il est également possible d'importer uniquement les modifications du jour.
  - Il est possible de choisir entre l'un des deux types d'importation.

- Issue 913262: Adaptation du rapport "Classification BESA mandat médical«
  - La désignation est adaptée en fonction du système de classification (indication de temps selon les options) - LK 2010 ou LK 2020
  - Correction d'une faute d'orthographe

BESAQSys

Quelle Bild: https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.besaqsys.ch%2F&psig=AOvVaw2DnH_PbeEDqIbjy_6f9i&ust=1686820733124000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCPiFqoa3vv8CFQAAAAAdAAAAABAE

easyDok

- Issue 928144: Le statut juridique reste inchangé
  - Lors de la synchronisation avec easyDok, NEXUS / HEIM écrasait toujours le statut juridique, bien que celui-ci ne soit pas du tout géré dans NEXUS / HEIM

- Issue 927333: Modification du binding pour la communication sécurisée (Heim Secure)
  - Pour une communication sécurisée avec easyDok, diverses adaptations ont été entreprises dans NEXUS / HEIM. À partir de la version 2023.0 de Heim, il faut au moins une version 4.1.5 d'easyDok

- Issue 926924 : Erreur due à une inversion de date
  - En raison d'une erreur de date, des problèmes sont apparus lors de l'importation. Celle-ci a maintenant été adaptée conformément à la norme ISO. Exemple : 28.02.2023 a été transmis en tant que 02.28.2023, en supposant que le format est JJ.MM.AAAA

- Issue 562210 : Transférer des documents vers easyDok
  - Dans les paramètres sous Options\NInterfaces externes\easyDok\Ntransmettre des documents, il est possible de définir quels documents doivent être transmis.

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.neweasydok.com%2F&psig=AOvVaw0E3OcoY0CwtKudQ6q8O3lH&ust=1686821003230000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCJDVgYe4wv8CFQAAAAAdAAAAABAE