Neue Tabellen

Name	Bemerkung
HauptKostenArt	
HauptKostenstelle	
ImportDRGExtern	
InvoiceResponse	
KostenArtenZuordnung	
KostenstellenZuordnung	
KostenTraegerDaten	
LetzteEingabe	
PatientHeyPatient	

Gelöschte Tabellen / Views

Name	Bemerkung
InvoiceError_NG	Wurde ersetzt mit InvoiceResponseError
InvoiceResponse_NG	Wurde ersetzt mit InvoiceResponse

Gelöschte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
FakturJobPruefprofil	BehandelnderArztAuswahl		
KontoBewegung	FileNamePDFEinzahlungsSchein		
KontoBewegung	FileNamePDFRechnung		
KontoBewegung	FileNamePDFRechnungsKopie		
KontoBewegung	LetztesDruckDatum		
KontoBewegung	LetztesDruckDatumKopie		
KontoBewegung	ReportInstanceID		
KontoBewegung	ReportInstanceIDKopie		

Geänderte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
EingriffZugeordnet	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
EingriffZugeordnetHistorie	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ETBilling	RechnungsPosition	VARCHAR(30)	
ETBilling	ResHonorarSpitalArztID		Umbenannt von ResSpitalArztID
ETBilling	ResHonorarSpitalArztRolle		Umbenannt von ResArztRolle
ETBilling	ResRechnungsPosition	VARCHAR(30)	
FallAssessment	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportBfSStatistik	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportFall	Bemerkung	VARCHAR(4000)	
ImportFall	SatellitenNummer	VARCHAR(10)	
ImportFallAssessment	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportLeistung	LeistungsPosition	VARCHAR(30)	
ImportLeistungErbracht	LeistungsNummerExtern	VARCHAR(64)	
ImportLeistungErbracht	SatellitenNummer	VARCHAR(10)	
ImportLeistungsTarif	LeistungsPosition	VARCHAR(30)	
ImportLeistungsText	LeistungsPosition	VARCHAR(30)	
ImportPatientAuftrag	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportPatientFall	BAExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportPatientFall	EAExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportPatientFall	HAExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportPatientFall	KAExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
ImportPatientFall	RAExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
Leistung	LeistungsPosition	VARCHAR(30)	
Leistung	RechnungsPosition	VARCHAR(30)	
Leistung	RechnungsPositionAmbulant	VARCHAR(30)	
Leistung	RechnungsPositionStationaer	VARCHAR(30)	
LeistungErbracht	ExternesSystemNummer	VARCHAR(64)	
LeistungErbrachtAntFakt	RechnungsPosition	VARCHAR(30)	
LeistungsZusammenzug	LeistungsPosition	VARCHAR(30)	
LeistungsZusammenzug	RechnungsPosition	VARCHAR(30)	
NummerExternesSystem	Nummer	VARCHAR(64)	

Neue Felder			
Tabelle	**Feldname**	**Datentyp**	**Bemerkung**
AblageTopf	HatRechnungsKopie	NUMERIC(1)	
AnschriftHis	StrasseAlt	VARCHAR(255)	
BezugsGrsJobAuswahl	ExternesSystemID	NUMERIC(10)	
BusinessEventJob	HatNurA08Events	NUMERIC(1)	
Eingriff	IstAVOSRelevant	NUMERIC(1)	
Eingriff	OperateurEingriffCodeAuswahl	VARCHAR(4000)	
ETBilling	ResDignitaetSpitalArztID	NUMERIC(10)	
ETBilling	ResDignitaetSpitalArztRolle	NUMERIC(10)	
ETBilling	ResErbringungsMitarbeiterID	NUMERIC(10)	
ETBilling	ResErbringungsMitarbeiterRolle	NUMERIC(10)	
FakturJob	HatRechnungsKopie	NUMERIC(1)	
FakturJob	HatSperrenNachStorno	NUMERIC(1)	
FakturJob	SperrGrund	NUMERIC(10)	
Fall	Bemerkung10	VARCHAR(4000)	
Fall	Bemerkung6	VARCHAR(4000)	
Fall	Bemerkung7	VARCHAR(4000)	
Fall	Bemerkung8	VARCHAR(4000)	
Fall	Bemerkung9	VARCHAR(4000)	
Fall	BewertetesKostenGewicht	NUMERIC(12,5)	
Fall	DRGCode	VARCHAR(20)	
Fall	SperrDatum	DATETIME2(0)	
Fall	SperrGrund	NUMERIC(10)	
Fall	SperrMitarbeiterID	NUMERIC(10)	
FallDRG	PatientSeverityLevel	NUMERIC(3)	
FallDRGHistorie	PatientSeverityLevel	NUMERIC(3)	
FallKommunikationHistorie	PDFMahnung	VARCHAR(MAX)	
FallStatusHistorie	SperrDatum	DATETIME2(0)	
FallStatusHistorie	SperrGrund	NUMERIC(10)	
FallStatusHistorie	SperrMitarbeiterID	NUMERIC(10)	
ImportAdresse	ArztHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportAdresse	HausNummer	VARCHAR(8)	
ImportAdresse	MitarbHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportAdresse	TherapHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportEMahnung	PDFMahnung	VARCHAR(MAX)	
ImportLeistungsTarif	GueltigVonHVBPflege	VARCHAR(8)	
ImportLeistungsTarif	GueltigVonHVBSelbstAnwendung	VARCHAR(8)	
ImportLeistungsTarif	GueltigVonVITHPreisMTK	VARCHAR(8)	
ImportLeistungsTarif	HVBPflege	VARCHAR(13)	
ImportLeistungsTarif	HVBSelbstAnwendung	VARCHAR(13)	
ImportLeistungsTarif	VITHPreisMTK	VARCHAR(13)	
ImportPatientAuftrag	AGHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientAuftrag	GAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientAuftrag	HausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientAuftrag	RAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	BAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	EAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	GA1HausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	GA2HausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	GA3HausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	HAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	HausNummerPatient	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	KAHausNummer	VARCHAR(8)	
ImportPatientFall	RAHausNummer	VARCHAR(8)	
KontoBewegung	PatientenStatus	NUMERIC(10)	
KontoBewegung	RestGuthaben	NUMERIC(10,2)	
LeistungErbracht	ErfassteDignitaetSpitalArztID	NUMERIC(10)	
LeistungErbracht	ErfassteErbringMitarbeiterID	NUMERIC(10)	
LeistungErbracht	ExpandEinheitE	VARCHAR(30)	
LeistungErbracht	ExpandEinheitF	VARCHAR(30)	
LeistungErbracht	ExpandEinheitI	VARCHAR(30)	
LeistungHis	HatAufenthaltsDauerInXML	NUMERIC(1)	
LeistungsTarifHis	HVBPflege	NUMERIC(12,4)	
LeistungsTarifHis	HVBSelbstAnwendung	NUMERIC(12,4)	
LeistungsTarifHis	VITHPreisMTK	NUMERIC(12,4)	
OrganisationsEinheitHis	IstPflegeOrganisationsEinheit	NUMERIC(1)	
PatientCovercard	Garant_HausNummer	VARCHAR(8)	
PatientCovercard	Patient_HausNummer	VARCHAR(8)	
PatientRegister	HausNummer	VARCHAR(8)	
PatientRegister	HausNummerAlt	VARCHAR(8)	
PatientWebCheckIn	Angehoeriger1HausNummer	VARCHAR(8)	
PatientWebCheckIn	Angehoeriger2HausNummer	VARCHAR(8)	
PatientWebCheckIn	ArbeitgeberHausNummer	VARCHAR(8)	
PatientWebCheckIn	ArztHausNummer	VARCHAR(8)	
PatientWebCheckIn	PatientHausNummer	VARCHAR(8)	
PatientZuweisung	HausNummer	VARCHAR(8)	