nexus|ag

nexus / heim 2024.1

Releasedokumentation



Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise

Dokumentenstatus

☒ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Dokumentenangaben

Dateiname:	nexus heim 2024.1 Releasedokumentation
Ausgabe vom:	25.10.2024
Autor:	Weidemann, Stephan
Verteiler extern:	Kunden
Verteiler intern:	Support, Vertrieb

Dokumentenhistorie

Datum	Version	Inhalt	Person/Gremium
25.10.2024	1.0	Erstfassung	S. Weidemann
29.10.2024	1.0	Endfassung	M. Lürken

Allgemeiner Hinweis

Copyright© der NEXUS AG 2018, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der NEXUS AG darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag sind vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist.

Im Dokument wurde aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig auf die weibliche Form verzichtet. Wenn beispielsweise von „Benutzern“ gesprochen wird, sind Benutzer und Benutzerinnen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise 2

1. Systemvoraussetzungen 5

2. Installation 5

3. Inhalte 5
3.1. Versionen der Releaseauslieferungen 6
3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder 6
3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen 11

4. Beschreibung der Änderungen 13
4.1. Barbetragsverwaltung Buchung über Kreuz (Ein-/Auszahlung) ohne Meldung 14
4.2. Liste Barbetragsübertragung darf nicht änderbar sein 15
4.3. Tarifwechsel löst zusätzlichen Tag in der Bewertung aus 16
4.4. Erweiterung Nachbewertung 17
4.5. Nachbewertung mit geteilten Leistungen bringt falsche Werte 18
4.6. Verstorben und "Vorauszahlung" erweitern um Verstorben im Krankenhaus und Vorauszahlung 19
4.7. period. Leistungen - monatlich - werden bei Austritt falsch beendet 20
4.8. Bewohner-/Bewerber- und Adressenstamm: Tab Freie Felder bringt immer Frage, ob gespeichert werden soll 21
4.9. Kontaktadressen - beim zweiten Erfassen des Wiedereintritts bleiben diese inaktiv 22
4.10. Fehlermeldung bei Kontaktwechsel, wenn schon Rechnungen bestehen - Storno/Refaktur funktioniert nicht 23
4.11. Bewohnername kann nur durch Tabulator vor speichern angepasst werden 24
4.12. Deckblatt im PDF 25
4.13. Überarbeiten Register Stammdaten Bewohner- und Bewerberdialog 26
4.14. Schnittstelle NEXUS / HEIM - easyDOK Leistungskatalog 27
4.15. Pflegestufe - Übergabe des Inkontinenzgrades 28
4.16. Rechnung DE: Fusstexte vom Rechnungssetting werden nicht mehr gedruckt 29
4.17. Falsche Meldung beim Stornieren von Rechnungen im Bewohnerstamm 30
4.18. Multiselect-Dropdown bei Bewohnerauswahl in Fakturierung 31
4.19. Verarbeitungsstatus bei Verbuchungs-Problemen / -Fehler richtig nachführen 32
4.20. Erweiterung Fakturadatenliste - 0.00 Beträge ausblenden 33
4.21. Fakturierung über mehrere Monate: jeden Monat einzeln betrachten 34
4.22. Konsolidierungssets: Hinterlegbar für welchen Bezug 35
4.23. Manuelle Leistung nicht sichtbar wenn Austritt <= heute 37
4.24. Filter Unterbringung in Leistungserfassung Global 38
4.25. Rundungen können auf der Leistung nicht erfasst werden 39
4.26. Leistungskatalog - Suche nach Kategorie/Gruppe fehlerhaft 40
4.27. Meldung bei Leistung kopieren - alte History-Einträge 41
4.28. Neuer Zimmerimport 42

 © NEXUS AG 2018

4.29. Kennzahlenstatistik - Filter Bewohnerart funktioniert nicht 43
4.30. Adressliste - Selektion erweitern um zugehörige Rollen 44
4.31. Bewohner fehlen auf Report Aufenthaltstage pro Gemeinde - bei Wiedereintritt 45
4.32. Direktdruck Bewohnerstammblatt 46
4.33. Schraubenschlüssel-Button für Konsolidierung entfernen 47
4.34. Stationsmanager lädt nicht, wenn Vorname des Bewohners = NULL ist 48
4.35. Bett kann rückwirkend nicht beendet werden 49

5. Installation 50

6. Wussten Sie schon? 51
6.1. Grideigenschaften 51
6.2. Freie Felder 52
6.3. Leistungen für die vollstationäre Pflege ab Januar 2025 53

7. SmartLiberty 54

8. Blick in die Zukunft 56
8.1. Was kommt mit 2024.1? 56
8.2. Was kommt mit 2025.0? 56
8.3. Was kommt mit ….? 56

9. Was können wir Ihnen weiter vermitteln? 57

 © NEXUS AG 2018

1. Systemvoraussetzungen

Client: MS Windows 10 Professional oder höher
Server: **MS Windows 2019** oder höher
Datenbank: **MS SQL Server 2017** oder höher
MS Framework **4.80** oder höher

https://heim-support.nexus-schweiz.ch/cms/upload/pdf/support/Systemvoraussetzungen_Nexus_Produkte.pdf

2. Installation

Siehe separates internes Dokument (für NEXUS-Mitarbeiter)
https://servicedesk.nexus-ag.de/confluence/x/v4nqAQ

3. Inhalte

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die relevanten Änderungen im Einzelnen.
Spezielle Änderungen, die nur einen Kunden betreffen, werden diesem separat mitgeteilt.
Spezielle Änderungen, die nur die Schweizer Kunden betreffen, sind nur in der allgemeinen Übersicht zu finden.
Diese Dokumentation erhält nur die Änderungen für Version nexus/heim 2024.1.0.



 © NEXUS AG 2018

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen

Die Nummerierung hat sich ab 2021/Release geändert. Der Grund ist die einheitliche Nummerierung der Module (Heim, Fibu, PEPS, Spitex/Ambulant, ….).

Zum Sommer erscheint jeweils die Hauptversion x.0. Im Spätherbst ist dann einen Auslieferung x.1 geplant. Die Version x.2 erscheint noch zum Jahresanfang, wird aber bei Nummerierung der Jahreszahl der Hauptversion angepasst.

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder

Übersicht aller Änderungen:

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Barbetragsverwaltung	938589	Barbetragsverwaltung Buchung über Kreuz (Ein-/Auszahlung) ohne Meldung
Bug	Barbetragsverwaltung	938963	Liste Barbetragsübertragung darf nicht änderbar sein
Bug	Barbetragsverwaltung	939075	Barbetragsübertragung bei globaler Barbetragsverwaltung: Im Journal sind die Zeilen aus allen Mandanten
Change Request	BESA Schnittstelle	981193	Neuer BESA Aufruf für modifizierte Änderungen
Bug	BESA, RAI/RUG	980655	ekogudate wird nur beim erneuten Versenden gesetzt
Bug	BESA, RAI/RUG	981063	Bei Austritt mit Uhrzeit wird die Uhrzeit in die Einstufung eingetragen
New Feature	Bewerber	927495	Fehler Bewerberstamm im Workflow
Bad Performance	Bewerber, Bewohner	949342	Performance Abspeichern von Bewohnerdokumenten
Bug	Bewerber, Bewohner	980908	Bewohnerstamm: Erstellen von Dokumenten und die Fakturierung bringt Fehlermeldung: Zahler in table leistung is DBnull
Bug	Bewertung	927638	Tarifwechsel löst zusätzlichen Tag in der Bewertung aus
Bug	Bewertung	980264	Erweiterung Nachbewertung
Bug	Bewertung	981157	Nachbewertung mit geteilten Leistungen bringen falscher Wert
Change Request	Bewertung	980453	Verstorben und "Vorauszahlung" erweitern um Verstorben im Krankenhaus und Vorauszahlung
Task	Bewertung	980568	period. Leistungen - monatlich - werden bei Austritt falsch beendet
Bad Performance	Bewohner	980560	Bewohner-/Bewerber- und Adressenstamm:Tab Freie Felder bringt immer Frage, ob gespeichert werden soll
Bug	Bewohner	949708	archivierte Bewohner in Betten-Anzeige
Bug	Bewohner	970020	Kontaktadressen - beim zweiten Erfassen des Wiedereintritts bleiben diese inaktiv
Bug	Bewohner	980547	Fehlermeldung bei Kontaktwechsel, wenn schon Rechnungen bestehen - Storno/Refaktur funktioniert nicht
Bug	Bewohner	980900	AHV-Nummer Validierung
Bug	Bewohner	981597	Bewohnername kann nur durch Tabulator vor speichern angepasst werden
Enhancement	Bewohner	981205	Deckblatt im PDF
New Feature	Bewohner	980375	Anpassung GeneralCare treatment_reason

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
New Feature	Bewohner	980448	Feld Kanton in Bewohnerinfo verschoben
New Feature	Bewohner	980499	Überarbeiten Register Stammdaten Bewohner- und Bewerberdialog
New Feature	Bewohner	981065	Umsetzung Freigabe Service
Bug	CareIndex	949795	MiGeL Nummer aus CareIndex ohne Punkte
Bug	easyDOK Schnittstelle	981175	Schnittstelle NEXUS / HEIM - easyDOK Leistungskatalog
Enhancement	easyDOK Schnittstelle	949658	Pflegestufe - Übergabe des Inkontinenzgrades
Bug	eFaktura	981014	EFaktura bzw. Emahnung via Heim XML4: 27-Stellige Referenz wird mit Leerzeichen und ohne Prüfziffer an Medidata übergeben
New Feature	eFaktura Rückweisungen	980947	Erweiterung eFaktura Rückweisung
Bad Performance	Fakturierung	980309	Fakturadatenliste mit Zusatzfunktion "Leistungen verdichtet" - langsam
Bad Performance	Fakturierung	980509	Performance Tuning Fakturierung
Bad Performance	Fakturierung	980845	Performance auflösen bei hoher Anzahl von Belegen
Bad Performance	Fakturierung	981201	Timeout bei Verbuchung nach Unterbringung
Bug	Fakturierung	927115	Verbuchen - Meldung ist nicht ersichtlich
Bug	Fakturierung	938780	Austritt Todesfall rechnet Taxe nach Austritt 2x, wenn Filter auf Unterbringung und Austritt ungleich eff. Austritt
Bug	Fakturierung	949291	Rechnungsarten in Rekapitulation besser anzeigen
Bug	Fakturierung	981005	Sammelrechnung AG: Spitalaufenthalt erzeugt unnötige Zeile
Bug	Fakturierung	981249	Rechnung DE: Fusstexte vom Rechnungssetting werden nicht mehr gedruckt
Bug	Fakturierung	981290	Unit im XML falsch wenn auf Leistung Faktor
Bug	Fakturierung	981594	Sammelrechnung Kopien FM Bei Vorschau und Druck
Change Request	Fakturierung	938369	Falsche Meldung beim Stornieren von Rechnungen im Bewohnerstamm
Enhancement	Fakturierung	927698	Multiselect-Dropdown bei Bewohnerauswahl in Fakturierung
Enhancement	Fakturierung	959876	Verarbeitungsstatus bei Verbuchungs-Problemen / -Fehler richtig nachführen
Enhancement	Fakturierung	970130	eFaktura - treatment ambulant oder stationär übergeben
Enhancement	Fakturierung	981598	eBill xml anpassen
New Feature	Fakturierung	858725	Löschen von importierten Medikamente nach Storno
New Feature	Fakturierung	949228	Position Zahlerinfo - Kostenübernahme durch andere Zahler - NACH dem Total andrucken
New Feature	Fakturierung	949640	Sammelrechnung eBill, E-Mail Versand & Print-Center
New Feature	Fakturierung	981204	Erweiterung Fakturadatenliste - 0.00 Beträge ausblenden
Change Request	Fakturierung, Fakturierung	925445	Fakturierung über mehrere Monate: jeden Monat einzeln betrachten
Bug	Finanz-Schnittstelle	981517	Heim WS Secure V-2024.1 NBbranch20240924: FinIntegrationservice funktioniert nicht
Bug	Generell	981038	Die DevExpress DLLs v16.2 fehlen in Heim

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Enhancement	Generell	938971	Konsolidierungsets: Hinterlegbar für welchen Bezug
Enhancement	Generell	970126	ClickOnce - startet langsam und lange Wartezeiten
Enhancement	Generell	980960	abhängige Komponenten mit bekannten Sicherheitslücken ersetzen
Enhancement	Generell	981278	Texte nicht übersetzbar
Enhancement	Generell	981346	Einbau 2024.1
New Feature	Generell	980609	PEPS DB mit SQL Wizzard zu einer Heim DB machen
Bad Performance	Gutschriften/Storno	980843	Performance Verbesserung stornieren
Bug	Kassenbuch	938396	Kassabuch - Gegenkonto passt es nicht an und Beträge zeigt es gerundet an
Bug	Kassenbuch	981530	Text auf Kassabuch-Quittung wird nicht vollständig angezeigt
Bug	Kassensystem	980988	Schnittstelle NEXUS / HEIM - TCPOS - Wiedereintritt
New Feature	Kassensystem	959878	Kassendaten Import optimieren
Bug	Leistungserfassung	981551	Manuelle Leistung nicht sichtbar wenn Austritt <= heute
Enhancement	Leistungserfassung	902504	Kassensystem - Kassenbuchung einlesen: Fehler in den Leistungen sind nicht sichtbar
New Feature	Leistungserfassung	980724	Doppelte Meldung für doppelte Sitzungen an einem Tag
New Feature	Leistungserfassung	980956	Filter Unterbringung in Leistungserfassung Global
Bad Performance	Leistungskatalog	913563	Leistungen im Leistungsstamm werden bei grossen Datenmengen langsam geladen
Bug	Leistungskatalog	980997	Rundungen können auf der Leistung nicht erfasst werden
Enhancement	Leistungskatalog	980489	Leistungskatalog - Reihenfolge der Felder beim Feldwechsel mit Tastatur korrigieren
Task	Leistungskatalog	980415	Leistungskatalog - Suche nach Kategorie/Gruppe fehlerhaft
Task	Leistungskatalog	980557	Meldung bei Leistung kopieren - alte History-Einträge
Bug	Leistungskatalog importieren	981595	New Tab ohne Funktion
Bug	Mitglieder / Spenden	913384	Fehler beim Rechnungsdruck Mitgliederrechnungen ohne Layout
Bug	Mitglieder / Spenden	928180	Verdankung - Worddatei öffnet sich erst nach Druck
Bug	Mitglieder / Spenden	980454	Ablauf Spontanspende optimieren
Bug	Mitglieder / Spenden	980887	Quittung Spontanspende zu breit
Bug	Mitglieder / Spenden	980888	Ansatz in periodische Buchungen Spontanspende nicht ersichtlich
Bug	Mitglieder / Spenden	980892	Betrag im Dankesbrief unter Korrespondenz wird nicht angedruckt
New Feature	Optionen	981596	Fehler bei Aufruf von Debi-Konfiguration InProc
New Feature	Parametrisierung	927205	Neuer Zimmerimport
New Feature	RAI Schnittstelle	981221	RAI Schnittstelle: Feld J2 wurde auf 512 Zeichen erweitert
Bug	Reports	970081	Feld peralternativ = NULL bei div. Ereignissen
Bug	Reports	970156	Kennzahlenstatistik - Filter Bewohnerart funktioniert nicht

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Reports	980544	Altersstrukturliste RAI - Stufe und Anzahl wird nicht ausgegeben
Bug	Reports	980553	Pflegetage pro Stufe im Detail - falsch bei Austritt TE/Austritt Extern
Bug	Reports	980656	Zahlerliste (Selbstzahler) - für bestehende Bewohner greift Filter nicht
Bug	Reports	980927	Adressetiketten - ist ein Angehöriger auch Bewerber fehlt er im Report
Bug	Reports	981027	Bewohnerstammblatt - Zusatz 1 wird doppelt angedruckt
Enhancement	Reports	899645	Adressliste - Selektion erweitern um zugehörige Rollen
Investigation	Reports	893185	Bewohner fehlen auf Report Aufenthaltstage pro Gemeinde - bei Wiedereintritt
New Feature	Reports	924576	Direktdruck Bewohnerstammblatt
New Feature	Reports	980447	Aufruf Einstufungsreports mit "falschem" Einstufungssystem
New Feature	Reports	980606	Anpassungen Pflegezuschläge Kennzahlen - Durchschnitt Stufe
New Feature	Reports	980652	Anpassungswunsch GFA für Bewohnerliste und Austrittliste
Task	Reports	913350	Bewohnerliste - mit Flag effektiver Austritt - bringt inaktive Bewohner falsch
Change Request	Reports, Stationsmanager	981154	Schraubenschlüssel-Button für Konsolidierung entfernen
Bad Performance	SAP	980808	Aufbereitung Finanz Schnittstelle ist langsam - Fehler nach Anpassungen
Bad Performance	Schnittstellen	938433	Performance verbessen bei der Bewohnersuche in ELDA, Ergebnis prüfen
Bug	Schnittstellen	949209	XDOK nichtfondrelevant (KDOK=Jahreswerte): Handling "Verbleibende"
Bug	Schnittstellen	980815	XDOK fondrelevant und nicht fondrelevant bsi Satzart X01: Bemerkung aus der Codetabelle bei Kennung "T" mit anzeigen/exportieren
Bug	Schnittstellen	980828	ELDA II *Berechnung der Leistungstage KORREKTUR
Bug	Schnittstellen	980870	ELDA Import F-Datensätze: Der Fehlercode wird nicht aufgelöst und in das Feld "Bemerkung (i.d.R...)" geschrieben
Bug	Schnittstellen	980871	ELDA Storno bei Aufnahme und Entlassung: Falsche Nachrichtenart
Bug	Schnittstellen	980873	ELDA: Import ELDA: fehlende ELDALKFnr auflisten
Bug	Schnittstellen	981067	HIS SetInhabitantEvent: löscht nicht zuverlässig
Bug	Schnittstellen	981069	HIS geht nicht mit 2FA
Bug	Schnittstellen	981223	Protel: Speichern der Leistung geht nicht
Change Request	Schnittstellen	927793	ELDA: Automatischen Einlesen ohne Arztzuordnung einrichten
Change Request	Schnittstellen	938886	ELDA Dateinimport: Spalte "Rückantwort Antrag" wird nicht gefüllt
Change Request	Schnittstellen	980874	ELDA Zahlscheindruck mit geändertem Handling
Change Request	Schnittstellen	981240	ELDA: Reihenfolgen für den Versand der verschiedenen Nachrichtenarten
Enhancement	Schnittstellen	938519	ELDA II Umbenennung Spalte„Zahlungssalden“
Enhancement	Schnittstellen	949275	ELDA: Einlesen von Dateien: Fehlerdateien und Warnungsdateien separat anzeigen

 © NEXUS AG 2018


Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Enhancement	Schnittstellen	949662	Schnittstelle Tena erweitern analog IVF Hartmann
Enhancement	Schnittstellen	949841	Folgeissue: OTS und eSign
Enhancement	Schnittstellen	980791	IVF Hartmann - Anpassung Schnittstelle Strasse und Hausnummer
Enhancement	Schnittstellen	980819	ELDA/EDIVKA Erweiterung ELDA K27 EKVK-Datenmeldung ESTAAT
Enhancement	Schnittstellen	981058	ELDA-Liste: Multi-Dropdown zum Filter des Status für dem Einlesen
Enhancement	Schnittstellen	981143	Careindex Schnittstelle aktualisieren
Enhancement	Schnittstellen	981383	Docuware Schnittstelle erweitern
New Feature	Schnittstellen	980249	Bewohner Schnittstelle zu SmartLiberty
New Feature	Schnittstellen	981194	Integration PURAS Schnittstelle
New Feature	Schnittstellen	981312	Erweiterung GeneralCare - Inko-Grad
Enhancement	SOMED	981151	Somed - Filter Bewohnerart
Task	SOMED	980313	Somed - BESA 2020 - falsche Übergabe von Wert in A28
Task	SOMED	981163	Somed - Export - Wert bei AüP (RAI) = 98
New Feature	Stationsmanager	913282	Stationsmanager lädt nicht, wenn Vorname des Bewohners = NULL ist
New Feature	Tarmed	980970	Umsetzung Konzept TarDoc
New Feature	Tarmed	980971	Verantwortlicher Arzt aus Unterbringung
New Feature	Tarmed	980972	Anpassung Sitzungsmanagement
New Feature	Tarmed	980974	Fallvalidierung
New Feature	Tarmed	980975	Zeitnahe Validierung
New Feature	Tarmed	980976	Historisierung Validierung
New Feature	Tarmed	980977	Bearbeiten von Validierungsfehlern
New Feature	Tarmed	980978	Flexibles Taxpunktwertsystem
Bad Performance	Validierung	980511	Performance Validierung
Bug	Validierung	980280	eBill - 0er Rechnung - Fehlermeldung Validierung - reference number
Bug	Wordsteuerdatei	981599	Fehlerhafte Felder in Wordsteuerdatei

© NEXUS AG 2018


3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen

Nachfolgend werden in Kapitel 4 die größeren Änderungen und neuen Möglichkeiten in nexus / heim im Einzelnen beschrieben.

Kleine Korrekturen oder landesspezifische Änderungen für die Schweiz werden in diesem Dokument nicht behandelt, können aber über die Issue-Nummer bei uns nachgefragt werden bzw. sind auf unserer Online-Hilfe nachzusehen:



Für den Zugriff auf die Online-Hilfe wird ein Login benötigt. Die Registrierung dafür kann direkt auf der Hilfeseite durchgeführt werden.



 © NEXUS AG 2018

Anschließend wechseln Sie in den Heimbereich:



Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Support:
ServiceDesk@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018

4. Beschreibung der Änderungen

Wie man anhand der Tabelle die Änderungen (Kapitel 3.2) ersieht, wurde bei diesem Release der Schwerpunkt auf Performancesteigerung gelegt. Es wurden sehr viele Änderungen und Optimierungen im Basiscode durchgeführt, so dass für den Anwender in den Masken er einmal nicht viel zum Unterscheiden gibt. Beim Ausführen der Programmpunkte wird man dies allerdings merken.

Die wenigen noch anderen Umsetzungen werden im Folgenden beschrieben.

© NEXUS AG 2018


Barbetragsverwaltung	938589	4.1.	Barbetragsverwaltung Buchung über Kreuz (Ein-/Auszahlung) ohne Meldung

Wird bei der Barbetragsverwaltung eine der beiden "ungültigen" Kombinationen

+ - Belegtextart mit Buchungsart E (Einzahlung) und Betrag in Auszahlung
+ - Belegtextart mit Buchungsart A (Auszahlung) und Betrag in Einzahlung

gewählt, so kann nicht gespeichert werden


In einem solchen Fall wurde bislang keine Meldung ausgegeben.
Nun wird zusätzlich die folgende Meldung ausgegeben:



 © NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	938963	4.2.	Liste Barbetragsübertragung darf nicht änderbar sein


Änderungen in der Liste Barbetragsübertragung sind mit einer Ausnahme (Togglefield am Zeilenanfang) nicht mehr möglich.




 © NEXUS AG 2018

Bewertung	927638	4.3.	Tarifwechsel löst zusätzlichen Tag in der Bewertung aus

Wenn am 01. Januar ein neuer Tarifcode erfasst wurde, fakturierte das Programm einen zusätzlichen Tag in der Dezemberperiode. Dies geschieht nun nicht mehr.






 © NEXUS AG 2018

Bewertung	980264	4.4.	Erweiterung Nachbewertung

Wurde eine Leistung manuell erfasst und in der ursprünglichen Rechnung verbucht

Zusatzleistungen			
Telefongrundgebühren	31,00	0,50	15,50
Betreuungsleistungen §43b PK	1,00	196,51	196,51
			212,01
Erstattungen für Inkontinenzmaterial	1,00	26,59	26,59
Erstattungen für Inkontinenzmaterial Eigenanteil	1,00	2,96	2,96

führte die nachträgliche Änderung des Leistungsansatz im Leistungsstamm nicht zu einer Nachbewertung.



Dieser Fehler wurde korrigiert.

Die Nachbewertung berücksichtigt nun auch nachträglichen Änderungen des Ansatzes im Leistungskatalog.

 © NEXUS AG 2018

Bewertung	981157	4.5.	**Nachbewertung mit geteilten Leistungen bringt falsche Werte**

Wenn bei der ursprünglichen Rechnung von einer Leistung zwei oder mehr Positionen verrechnet wurden, dann rechnete die Nachbewertung falsch

Hier wurde eine 0.00-Rechnung für den Bewohner erwartet.

Dieser Fehler wurde korrigiert.


In der Nachbewertung wird nun der korrekte Betrag angezeigt, auch wenn Pflege-Leistungen auf Ereignisse wie Krankenhaus, Urlaub/Ferien oder Umbelegung aufgeteilt wurden.

© NEXUS AG 2018

Bewertung	980453	4.6.	Verstorben und "Vorauszahlung" erweitern um Verstorben im Krankenhaus und Vorauszahlung

Bei den Renten und Monatspauschalen kann das Feld "Vorauszahlung" ausgewählt werden: Vorauszahlung, Spitzabrechnung, keine Vorauszahlung.

Diese Einstellung wurde bei der Bewertung im Versterbemonat berücksichtigt. Jedoch bisher nicht im Fall des Versterbens im Krankenhaus.



Bei verschiedenen Austrittsarten mit Renten als Vorausberechnung:
- Austritt: normal
- Verstorben: Vorausberechnung
- Verstorben im Krankenhaus: Vorausberechnung
- Austritt in eine andere Institution: normal


Die beiden geforderten Austrittgründe werden korrekt mit Vorausberechnung behandelt, die anderen normal abgerechnet

 © NEXUS AG 2018

Bewertung	980568	4.7.	period. Leistungen - monatlich - werden bei Austritt falsch beendet

Bei der Erfassung einer periodischen Leistung mit dem Enddatum „effektiver Austritt“ wird die Leistung nun korrekt zum effektiven Austrittstag beendet.

Beispiel:
Bewohner Austritt effektiv 15.3.
Leistung Gültig bis 10.4.




Die Leistungen werden zum 15.3. beendet.

© NEXUS AG 2018

Bewohner	980560	4.8.	Bewohner-/Bewerber- und Adressenstamm: Tab Freie Felder bringt immer Frage, ob gespeichert werden soll

Wenn man sich auf dem Bewohner-/Bewerber- und Adressenstamm befand, das Tab "freie Felder" offen hatte und durch die Bewohner/Bewerber/Adressen blätterte, dann wurde jedes Mal gefragt, ob man die Daten speichern will, auch wenn keine Änderungen gemacht wurden.




Diese Nachfrage zur Datenspeicherung bei unveränderten freien Feldern wurde entfernt; Nachfragen erscheinen nur bei tatsächlich vorgenommenen Änderungen.

© NEXUS AG 2018


Bewohner	970020	4.9.	Kontaktadressen - beim zweiten Erfassen des Wiedereintritts bleiben diese inaktiv

Wurde für einen Bewohner ein Wiedereintritt erfasst, jedoch wieder gelöscht und dann nochmals erfasst, dann wurden die Kontaktadressen auf dem Bewohner inaktiv dargestellt. Das Gültig bis - Datum wurde aber wieder auf das Unendlichkeitsdatum gesetzt.



Dieser Fehler wurde korrigiert.


Beim Löschen und erneuten Erfassen eines Wiedereintritts werden Kontaktadressen nun wieder aktiv gesetzt.




 © NEXUS AG 2018

Bewohner	980547	4.10.	**Fehlermeldung bei Kontaktwechsel, wenn schon Rechnungen bestehen - Storno/Refaktur funktioniert nicht**

Bei Wechsel der Kontaktadresse für einen Zahler in einem bereits fakturierten Zeitraum.



Nutzung der Option Stornierung/Refaktur




In der Vergangenheit kam es an dieser Stelle zu einer Fehlermeldung, der Kontaktwechsel in den Stammdaten wurde zwar durchgeführt, Storno/Refaktur erfolgte nicht.

Der Fehler wurde behoben. Bei einem Kontaktwechsel wird der Storno auf Wunsch wieder durchgeführt.

 © NEXUS AG 2018

Bewohner	981597	4.11.	Bewohnername kann nur durch Tabulator vor speichern angepasst werden

Änderungen des Nachnamens eines bestehenden Bewohners wurden nur übernommen nachdem das Eingabefeld für den Nachnamen verlassen wurde (z.B. mit Tab-Taste auf das folgende Feld Nachname). Ansonsten wurde die Änderung nicht erkannt und abgespeichert.



Der Fehler wurde behoben. Die Änderung der Daten wird auch bei direkter Speicherung übernommen.

 © NEXUS AG 2018

Bewohner	981205	4.12. Deckblatt im PDF

Wenn Deckblätter gedruckt wurden, wurden diese im .pdf (Register Rechnung beim Bewohner) nicht angezeigt. Wenn der Bewohner eine Zustelladresse hat und die Rechnung ans Printcenter geht, fehlt die Zustelladresse.


Dieser Fehler wurde korrigiert.

Deckblätter werden nun korrekt im PDF im Register „Rechnung“ des Bewohners angezeigt. Somit werden die Deckblätter auch bei elektronischer Zustellung mitgesendet.


© NEXUS AG 2018

Bewohner	980499	4.13.	Überarbeiten Register Stammdaten Bewohner- und Bewerberdialog

Die Register im Bewohner- und Bewerberdialog wurden überarbeitet. Gültigkeiten werden jetzt durch ein Kalendersymbol ersetzt, das ein Pop-up mit den vollständigen Informationen öffnet. Die Daten sind weiterhin bearbeitbar, und die Gültigkeiten der Adresstabelle, der Bewohnertabelle und der Adressrolle werden im neuen Dropdown angezeigt.



Gültigkeit: Kalender-Symbol öffnet Anzeigefenster mit Filterfunktion und direkter Eingabe von Gültigkeitsdaten.



 © NEXUS AG 2018

easyDOK Schnittstelle	981175	4.14.	**Schnittstelle NEXUS / HEIM - easyDOK Leistungskatalog**

Ein Fehler bei der easyDok Leistungsschnittstelle wurde behoben. Ein Objektverweis-Fehler trat auf.


Dies wurde durch die Ausführung von Scripten zur Fehlerbehebung gelöst.

© NEXUS AG 2018

easyDOK Schnittstelle	949658	4.15. Pflegestufe - Übergabe des Inkontinenzgrades

Bislang wurde nur die Einstufung über die easyDok-Schnittstelle an easyDok übermittelt.

Der Inkontinenzgrad wird nun zusätzlich zur Einstufung an easyDok übermittelt.



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	981249	4.16.	**Rechnung DE: Fusstexte vom Rechnungssetting werden nicht mehr gedruckt**

In der Rechnung Deutschland wurden die Fusstexte aus den Rechnungssettings nicht mehr gedruckt, sobald Kassenpflichtige Leistungen auf der Rechnung vorhanden sind. Ohne Kassenpflichtige Leistungen, kommen die Fusstexte normal.


Das Problem ist behoben. Die Fusstexte werden wieder gedruckt.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	938369	4.17.	Falsche Meldung beim Stornieren von Rechnungen im Bewohnerstamm

Beim Stornieren von Rechnungen im Bewohnerstamm wurde fälschlicherweise die Meldung „Die selektierten Belege wurden aufgelöst.“ angezeigt.


Die korrekte Meldung lautet jetzt: „Die selektierten Belege wurden storniert.“



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	927698	4.18.	Multiselect-Dropdown bei Bewohnerauswahl in Fakturierung

Es wurde eine Funktion zur Auswahl mehrerer Bewohner bei der Fakturierung hinzugefügt. Diese Verbesserung ermöglicht es, mehrere Bewohner gleichzeitig auszuwählen und zu fakturieren.



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	959876	4.19.	Verarbeitungsstatus bei Verbuchungs-Problemen / -Fehler richtig nachführen

In der Vergangenheit führte Fehler während des Verbuchungslaufs zu Unstimmigkeiten zwischen den Verbuchungen in der Finanzbuchhaltung und den als verbucht gekennzeichneten Rechnungen im Heimprogramm

Dieser Fehler wurde korrigiert.


Wenn während der Verbuchung Fehler auftreten oder der Prozess abgebrochen wird, wird der Verbuchungsstatus sauber nachgeführt. Das bedeutet, dass die Rechnungen, die bereits in der Finanzbuchhaltung verbucht wurden, auch in der Heim-Anwendung als verbucht angezeigt werden.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	981204	4.20.	Erweiterung Fakturadatenliste - 0.00 Beträge ausblenden

Bislang wurden Leistungen mit Betrag 0.00 immer auf der Fakturadatenliste gedruckt.
Für die Bewertung konnte man dies ausblenden, auf der Fakturadatenliste jedoch nicht.


Auf der Fakturadatenliste kann jetzt unter Erweitert eine neue Option aktiviert werden, um Positionen mit Betrag 0.00 auszublenden.



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung, Fakturierung	925445	4.21.	Fakturierung über mehrere Monate: jeden Monat einzeln betrachten

Mit der Funktion «jeden Monat einzeln Drucken» wurde umgesetzt, dass mehrere Monate gedruckt werden können und danach jeder Monat einzeln aufbereitet wird.
Jedoch hatte dies noch Fehler, so dass teilweise danach PDF Rechnungen fehlten und die Rechnungs-Nummerierung falsch war.




Dieser Fehler wurde korrigiert.
Aktivierung der Option führt zu einer durchgängigen fehlerfreien Nummerierung der Rechnungen auf Monatsbasis

© NEXUS AG 2018


Generell	938971	4.22.	Konsolidierungssets: Hinterlegbar für welchen Bezug

Konsolidierungssets können für verschiedene Aufgaben herangezogen werden: z.B Listen oder im Belegungsmanager.

Nicht jedes Konsolidierungsset soll aber für jede Aufgabe zur Auswahl stehen.




Hierzu wurde eine neue benutzerspezifischen Codetabelle erstellt mit Flag Global: HEI_KONSOLIDIERUNG_ZUORDNUNG




Konsolidierungssets können nun spezifischen Bereichen zugeordnet werden. Dies geschieht in den Optionen.

In dem auf der nächsten Seite gezeigten Beispiel sind über die Optionen für Konsolidierungssets 3 Konsolidierungssets dem Stationsmanager (Belegungsmanager) und 5 Konsolidierungssets den Reports (Listen) zugeordnet.


 © NEXUS AG 2018



Daher umfasst die Liste der wählbaren Konsolidierungen im Stationsmanager 3 Einträge.



Bei Listen wie z.B. der Geburtstagsliste stehen entsprechend 5 Einträge zur Auswahl.



Nicht alle Listen sind konsolidierungsfähig. Bei diesen Listen ist das Feld Konsolidierung ausgegraut.

 © NEXUS AG 2018

Leistungserfassung	981551	4.23. Manuelle Leistung nicht sichtbar wenn Austritt <= heute


Eine noch nicht verrechnete, manuell eingegebene Leistung war einen Tag nach Austritt nicht mehr in der Anzeige für erfasste Leistungen sichtbar.

Der Fehler wurde korrigiert, die Leistung bleibt auch nach einem Austritt weiterhin sichtbar.

© NEXUS AG 2018

Leistungserfassung	980956	4.24.	Filter Unterbringung in Leistungserfassung Global

Für die GFA wurde eingebaut, dass in der Leistungserfassung Global nach der Unterbringung gefiltert werden kann. Der Filter hat einen Einfluss auf die Anzeige der Bewohner,
jedoch nicht auf die Anzeige der erfassten Leistungen. Dies soll geändert werden.




Wenn in der globalen Leistungserfassung nach der Unterbringung gefiltert wird, werden nun neben den Bewohnern auch die bereits erfassten Leistungen nach der Unterbringung gefiltert.


 © NEXUS AG 2018

Leistungskatalog	980997	4.25.	Rundungen können auf der Leistung nicht erfasst werden

Wenn man eine Rundungsvorschrift für eine Leistung erfassen wollte, kam folgende Meldung und die Rundung konnte nicht gespeichert werden.



Der Fehler wurde korrigiert. Rundungen werden gespeichert



 © NEXUS AG 2018

Leistungskatalog	980415	4.26.	Leistungskatalog - Suche nach Kategorie/Gruppe fehlerhaft


Die Suche nach Leistungen einer bestimmten Kategorie im Leistungskatalog lieferte mehr Ergebnisse als die gewünschte Kategorie, da auch ähnlich lautende Codewerte gefunden wurden und somit auch die Leistungen dieser Kategorie im Suchfenster gelistet wurden.

Der Fehler wurde korrigiert.
Im Leistungskatalog wurde die Suchfunktion bei Kategorie und Gruppe angepasst, sodass nun nur noch Werte angezeigt werden, die exakt dem jeweiligen Code-Wert entsprechen.

© NEXUS AG 2018

Leistungskatalog	980557	4.27. Meldung bei Leistung kopieren - alte History-Einträge

Wurde eine Leistung kopiert, ist es vorgekommen, dass diese Meldung erschien:




Das hat daran gelegen, dass die alten History-Einträge der zu kopierenden Leistung (die damals auch gültig waren im Beispiel oben) auch mitkopiert werden.


Die alten Einträge werden auf der kopierten Leistung nicht benötigt. Es ist ausreichend, dass immer nur die aktuell gültigen Einträge mitkopiert werden. Daher werden beim Kopieren einer Leistung jetzt nur die aktuell gültigen Einträge übernommen.
Die Historie geht dabei auch nicht verloren, da diese auf der zu kopierenden Leistung verbleibt

 © NEXUS AG 2018

Parametrisierung	927205	4.28. Neuer Zimmerimport

Es wurde ein Zimmerimport entwickelt, mit dem es möglich ist, die Zimmerverwaltung über ein Excelfile einzulesen.






Unterbringung	Abteilung	Stockwerk	Zimmer	Bett	Zimmerkategorie	error_msg
Haus Meerblick	Liegestuhl	1. Stock	101	4	Doppelzimmer	Das Bett existiert bereits in diesem Zimmer. Bitte benennen Sie es um.
Haus Meerblick	Liegestuhl	1. Stock	101	4	Doppelzimmer	Das Bett existiert bereits in diesem Zimmer. Bitte benennen Sie es um.

© NEXUS AG 2018

Reports	970156	4.29.	Kennzahlenstatistik - Filter Bewohnerart funktioniert nicht

Der Filter Bewohnerart auf dem Report "Kennzahlenstatistik" funktionierte nicht.
Es wurden stets alle Bewohner ausgegeben.




Der Report lieferte trotz Eingrenzung der Bewohner-Art sämtliche Bewohner, auch solche mit einer anderen Bewohner-Art.

Der Filter „Bewohnerart“ im Report „Kennzahlenstatistik“ funktioniert nun korrekt und filtert die Bewohner entsprechend der ausgewählten Art.

© NEXUS AG 2018

Reports	899645	4.30.	Adressliste - Selektion erweitern um zugehörige Rollen


Die Filterkriterien beim Report "Adresslisten" wurden auf die zugehörige Rolle des Bewohners erweitert.



 © NEXUS AG 2018

Reports	893185	4.31.	Bewohner fehlen auf Report Aufenthaltstage pro Gemeinde - bei Wiedereintritt

Die Liste funktionierte nicht, wenn auf Bewohnerart gefiltert wurde und ein Bewohner Wiedereintritt im gewählten Zeitraum mit einer anderen Bewohnerart hatte.
Beispiel: Bewohner hat am 31.03.22 einen Austritt als Kurzaufenthalter und am 01.04.22 einen Wiedereintritt als Bewohner.



Icon	Ereignis	Ereignisart	Von	Bis	Bett	Bewohnerart
	Eintritt	Wiedereintritt von Bewohner	01.04.2022 00:00:00	06.06.2076 00:00:00	Haus Meerblick / Liegestuhl / 5. Stock / 506 / 1	BewohnerIn
STOP	Austritt	Normaler Austritt	31.03.2022 23:59:58	31.03.2022 23:59:59	Haus Meerblick / Liegestuhl / 5. Stock / 506 / 1	Feriengast/Kurzaufenthalter
	Eintritt	Neueintritt	10.02.2022 00:00:00	31.03.2022 23:59:57	Haus Meerblick / Liegestuhl / 5. Stock / 506 / 1	Feriengast/Kurzaufenthalter


Wenn der Report mit Bewohnerart Feriengast/Kurzaufenthalt generiert wurde, wurde der Bewohner nicht gelistet.

Der Fehler wurde korrigiert.
Im Report „Aufenthaltstage pro Gemeinde“ werden nun alle Eintritte und Austritte eines Bewohners korrekt angezeigt, auch wenn ein Wiedereintritt mit einer anderen Bewohnerart stattfindet.

© NEXUS AG 2018

Reports	924576	4.32.	Direktdruck Bewohnerstammblatt

Das Bewohnerstammblatt konnte mit einer Standard-Selektion nicht mehr über den Direktdruck ausgedruckt werden, es erschien immer wieder die Meldung"Für diesen Report gibt es keine Daten".



Der Direktdruck funktioniert nur dann, wenn die Unterbringung und das Stockwerk ausgewählt wurde. Ansonsten zeigte es die Meldung von oben an.


Fehlerbehebung: Das Bewohnerstammblatt kann nun wieder direkt ausgedruckt werden, auch wenn keine Unterbringung oder Stockwerk ausgewählt wurde.

© NEXUS AG 2018

Reports, Stationsmanager	981154	4.33.	Schraubenschlüssel-Button für Konsolidierung entfernen

Beim Stationsmanager und den Reports gab es hinter der Auswahl für die Konsolidierung einen Button zur Bearbeitung von Codetabellen.

Dieser bracht bei den Reports ein Popup zur Bearbeitung der Codetabelle. Dieses ist leer. Der entsprechende Button im Stationsmanager zeigte überhaupt keine Funktion.



Beim Stationsmanager und in den Reports wurde der Button zur Bearbeitung von Konsolidierungen entfernt, da neben der Codetabelle auch zusätzliche Einstellungen in den Optionen vorgenommen werden müssen.

 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	913282	4.34.	**Stationsmanager lädt nicht, wenn Vorname des Bewohners = NULL ist**


Wenn der Vorname eines Bewohners = NULL (ohne Eingabe) ist, dann wurden im Stationsmanager keine Daten geladen. Dies geschah kommentarlos, ohne Fehlermeldung oder Warnung.

Der Fehler wurde korrigiert.
Der Stationsmanager kann auch geöffnet werden, wenn der Vorname eines Bewohners NULL ist.

© NEXUS AG 2018

Zimmersperren	981617	4.35.	Bett kann rückwirkend nicht beendet werden

Wenn in der Zimmerverwaltung ein Bett bei "gültig bis" ein Datum <heute eingetragen wurde, erschien eine Fehlermeldung und das Programm stürzte ab. Wurde ein Datum >heute eingetragen, dann funktionierte dies.



Der Fehler wurde korrigiert. Das Gültig-Bis-Datum eines Zimmers kann auch rückwirkend eingetragen werden.

© NEXUS AG 2018

5. Installation


Die Releaseversion wird Ihnen auf Anfrage zu Verfügung gestellt.
Als Unterstützung bei der Installation bieten wir Ihnen eine Kurzanleitung an: «heim.NET - Releaseupdates einspielen.pdf».
Oder wir übernehmen die Installation als kontenpflichtige Dienstleistung.

© NEXUS AG 2018

6. Wussten Sie schon?

6.1. Grideigenschaften

Seit Version 2023.2 gibt es 2 neue Funktionen bei den Grideigenschaften.



+ (1) Spalten fixieren
+ (2) Einstellungen kopieren

Das Fixieren von Spalten kann sehr hilfreich sein, wenn die Tabellen breiter als der Bildschirm sind und mit Einstellungen kopieren kann man eine optimale Spaltenanordung auch anderen Anwendern zu Verfügung stellen.


Einfach nochmal in die „alten“ Releasebeschreibungen gucken. 😊

© NEXUS AG 2018


6.2. Freie Felder

Arbeitet jemand mit den „freien Feldern“? Diese sind dafür vorgesehen, wenn Anwender zusätzliche Informationen abspeichern möchte, für die es keine Eingabemöglichkeit in den Bewohnerstammmasken gibt.

In einer eigenen Maske können diese Felder definiert werden:



Jedes Feld erhält eine Bezeichnung und einen Typen:



Anschließend erfolgt die Zuordnung zum Bewohnerstamm und die Felder stehen dort zur Eingabe zu Verfügung.
Das wussten Sie aber bestimmt schon.

Aber wie bekomme ich eine Liste darüber?

Aus der Bewohnersuche in die Tabellenansicht wechseln. Die Feldauswahl aufrufen und die „Freien Felder“ in das Grid ziehen. Fertig.

 © NEXUS AG 2018

6.3. Leistungen für die vollstationäre Pflege ab Januar 2025

Vollstationäre Pflege bedeutet die Unterbringung und Pflege in einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung. Die Pflegeversicherung übernimmt dabei einen festen Betrag für die Pflegekosten, welcher vom Pflegegrad der Person abhängig ist. Da die Leistungen für die vollstationäre Pflege ab Januar 2025 um 4,5 % steigen sollen, ergeben sich voraussichtlich folgende neue Beitragshöhen.

Erhöhung der Leistungen für die vollstationäre Pflege 2025:

+ Pflegegrad 2: Von 770 Euro auf 805 Euro
+ Pflegegrad 3: Von 1.262 Euro auf 1.319 Euro
+ Pflegegrad 4: Von 1.775 Euro auf 1.855 Euro
+ Pflegegrad 5: Von 2.005 Euro auf 2.096 Euro


© NEXUS AG 2018

7. SmartLiberty

Mitte Oktober fand in Zürich die diesjährige Pflegemesse IFAS statt. Auch in diesem Jahr hatte die Firma NEXUS einen der größten Stände auf der Messe.
Rückblickend war die Messe wieder ein voller Erfolgt und die Bestandskunden und Interessenten bestätigten unser Engagement und Vielfalt für Software im Gesundheitswesen.

In diesem Jahr war auch der Neuzugang aus unserem Portfolio mit am Start: SmartLiberty. Und die neuen Kollegen mit ihrem Produkt waren ein wahrer Magnet auf der Messe:

https://www.smartliberty.ch/



SmartLiberty wird Teil der NEXUS-Gruppe: „Digitalisierung von Pflegeheimen in Europa beschleunigen“

https://www.nexus-ag.de/unternehmen/news/artikel/smartliberty-wird-teil-der-nexus-gruppe-digitalisierung-von-pflegeheimen-in-europa-beschleunigen



Und alles integrierbar in ihre Pflege- und Betreuungsdokumentation (z.B. easyDOK).
Gerne können wir Ihnen die notwendigen Kontakte vermitteln.

 © NEXUS AG 2018

© NEXUS AG 2018

8. Blick in die Zukunft

8.1. Was kommt mit 2024.1?

Neben Fehlerbehebungen und weiteren Performanceverbesserungen:

+ Unterschiedliche Beschriftung der Rechnungssummenzeile für Rechnungen/Rechnungen mit Guthaben und Gutschriften.
+ Zuordnungen der Vorauszahlungen zum Rechnungslayout
+ Korrekturen und Erweiterung für die Wordsteuerdatei.
+ Erweiterungen der Listen für die Barbetragsverwaltung.
+ Exportmöglichkeit Faktura-Journal.
+ Separate Fußtexte für Gutschriften.
+ Anwenderinformationen mit auf den Fakturaformularen ausgeben
+ Erweiterung der SmartLiberty-Schnittstelle.

und und und …

8.2. Was kommt mit 2025.0?

Die grobe Planung steht bereits. Vielleicht haben Sie noch etwas?

8.3. Was kommt mit ….?

Ja, wir sind auch dabei, eine reine Web-Lösung zu schaffen. Aber das braucht noch etwas Zeit.

© NEXUS AG 2018

9. Was können wir Ihnen weiter vermitteln?

Vielleicht haben auch Sie Ideen oder Fragen zu speziellen Themen, die wir in der nächsten Releasedokumentation mit aufnehmen sollen.

Schicken Sie uns diese gerne zu: michael.luerken@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018