nexus / heim 2025.0

Releasedokumentation



Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise

Dokumentenstatus

☒ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Dokumentenangaben

Dateiname:	nexus heim 2025.0 Releasedokumentation
Ausgabe vom:	21.05.2025
Autor:	Weidemann, Stephan
Verteiler extern:	Kunden
Verteiler intern:	Support, Vertrieb

Dokumentenhistorie

Datum	Version	Inhalt	Person/Gremium
25.05.2025	1.0	Erstfassung	S. Weidemann

Allgemeiner Hinweis

Copyright© der NEXUS AG 2018, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der NEXUS AG darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag sind vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist.

Im Dokument wurde aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig auf die weibliche Form verzichtet. Wenn beispielsweise von „Benutzern“ gesprochen wird, sind Benutzer und Benutzerinnen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise 2

1. Systemvoraussetzungen 6

2. Installation 6

3. Inhalte 6
3.1. Versionen der Releaseauslieferungen 7
3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder 7
3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen 12

4. Beschreibung der Änderungen 14
4.1. Suche Adresse - Wenn kein Ergebnis soll auch GRID kein Inhalt haben 14
4.2. Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung3: Filterfunktion 15
4.3. Fehlerkorrektur Barbetrag: User beendet Eingabe oder Maske: 3x kommt Meldung: Kasse fehlt 16
4.4. Historie der Altersstaffelung bei der Barbetragsverwaltung wird nicht korrekt bewertet 17
4.5. PILOT 2024.2 Barbetrag Bewegungsliste. Fehler im Filter Barbetragsart 18
4.6. Adressefeld der Kontakte wird beim Bewohnerändern nicht geleert 19
4.7. Falsche Korrektur mit Nachbewertung bei Folgeleistung von Folgeleistung 20
4.8. History Kalenderleistungen falsch 21
4.9. Bei zukünftigen Ereignissen mit Uhrzeit werden die Zimmerzuordnungsdaten nicht angezeigt 22
4.10. PILOT 2024.2 Fehlermeldung beim Bewohnerkopieren mit Dokumenten 23
4.11. Briefanrede verändert sich 24
4.12. Briefanrede wechselt zu falscher Bezeichnung 25
4.13. Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird falsche Bewohnernummer zugewiesen 26
4.14. Kontaktadressen auf Bewohner können nicht erfasst werden 27
4.15. Falsche Symbole in Kontaktadresse 28
4.16. Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt 29
4.17. Alle Felder im Bewohnerstamm bei der Rechnungsliste: nicht editierbar machen / Generell Löschen unterbinden 30
4.18. Nach Bewohnerkopieren Meldung bringen 31
4.19. Tarifcode-Anzeige und Hilflosenentschädigung mit Datum ausgeben in Bewohnermaske 32
4.20. Bewohnerinformation - Hinzufügen Arzt und Lieferapotheke 33
4.21. Dokument auf Bewohner kann nicht gelöscht werden 34
4.22. Verbessertes Drag'n'Drop von Dokumenten 35
4.23. easyDok Dokumentenübertragung funktioniert mit DMS nicht. 36
4.24. Periodenwechsel über Pfeiltasten läuft bei der Verbuchung nicht korrekt 37
4.25. Nachbewertung rechnet nicht, Austritt im Vormonat 38

 © NEXUS AG 2018

4.26. 2024.2 PILOT - DRINGEND - Leistungen bei Austritt werden mehrfach (2x / 3x) generiert 39
4.27. Im Landesmodus DE werden keine Zahler- und Bewohnerfusstexte gedruckt 40
4.28. Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich 41
4.29. Fenster Abrechnungsfehler - breiter machen 42
4.30. Fakturaart-Kürzel im Dateinamen der Rechnung 43
4.31. die def. Verbuchung soll das Buchungsdatum aus der prov. Verbuchung beibehalten 44
4.32. Workflow: Einstufung wird nicht gespeichert 45
4.33. Codetabs Dropdowns zu schmal 46
4.34. Übersetzungen fehlen 47
4.35. Neue Funktionalität in der Codetabcombobox 48
4.36. Farbliche Gestaltung Mandant 49
4.37. Anpassen Dialog Versionsinfo 50
4.38. Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno 51
4.39. Schnellerfassung Kalenderleistungen läßt sich nicht korrekt beenden 52
4.40. Fehler Leistungserfassung - Leistungsnummer in Anzahl 53
4.41. Leistungen ohne Eintritt nicht ersichtlich in der Leistungserfassung 54
4.42. Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts 55
4.43. Druckereinstellungen kopieren - falscher Sammelrg. typ Inko statt Normal 56
4.44. Periodische Leistung falsch wenn Periode angepasst wird 57
4.45. Pflegezuschläge Monatstotale und Jahrestotale (Tage) - Fehler bei Austritt TE/Austritt extern 58
4.46. einige Custom Reports können nicht mehr erstellt werden. 60
4.47. Report Monatsübersicht - falsche Anzeige am 1. des Monats 61
4.48. Report Leistungspositionen totalisiert filtert falsch 62
4.49. Pflegetage pro Stufe im Detail - falsch bei Austritt TE/Austritt Extern - monatsübergreifend 63
4.50. Report "Pflegezuschläge Kennzahlen", "Pflegezuschläge Monatstotale" und "Pflegezuschläge Jahrestotale" bringen Fehlermeldung, wenn Eintritt am letzen Tag des Monats vorhanden ist 64
4.51. Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports 65
4.52. Reportviewer für Rechnungsanzeige läßt sich nicht mehr öffnen: -32000 66
4.53. Bewohnerstammblatt - Reihenfolge Angehörige anpassen 67
4.54. Rechnungslog - erweitern um Spalte Betrag 68
4.55. Fehler Geburtstagsliste 69
4.56. Fakturadatenliste mit Eintrittsdatum 70
4.57. Stationsmanager Bewerber in Bett ziehen für ein zukünftiges Ereignis 71
4.58. Stationsmanager bei Bewohnerspeichern kommt Fehlermeldung 72
4.59. Default Gruppierung im Stationsmanager 73

5. Tipps 74
5.1. Farben in der Ereignissteuerung für Anzeige in Belegungsmanager 74
5.2. GRID-Optionen: ... Dokument bei Dokumenten und Rechnungen 75
5.3. Plugin für Clickonce GoogleChrome 76

 © NEXUS AG 2018

5.4. Menü im Bewohnerstamm verschieben 77
6. Wussten Sie schon? 79
7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln? 81

 © NEXUS AG 2018

1. Systemvoraussetzungen

Client: MS Windows 10 Professional oder höher
Server: **MS Windows 2022** oder höher
Datenbank: **MS SQL Server 2022** oder höher
MS Framework **4.80** oder höher

https://heim-support.nexus-schweiz.ch/cms/upload/pdf/support/Systemvoraussetzungen_Nexus_Produkte.pdf

2. Installation

Siehe separates internes Dokument (für NEXUS-Mitarbeiter)
https://servicedesk.nexus-ag.de/confluence/x/v4nqAQ

3. Inhalte

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die relevanten Änderungen im Einzelnen.
Spezielle Änderungen, die nur einen Kunden betreffen, werden diesem separat mitgeteilt.
Spezielle Änderungen, die nur die Schweizer Kunden betreffen, sind nur in der allgemeinen Übersicht zu finden.
Diese Dokumentation erhält nur die Änderungen für Version nexus/heim 2024.0.



 © NEXUS AG 2018

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen

Die Nummerierung hat sich ab 2021/Release geändert. Der Grund ist die einheitliche Nummerierung der Module (Heim, Fibu, PEPS, Spitex/Ambulant, ….).

Zum Sommer erscheint jeweils die Hauptversion x.0. Im Spätherbst ist dann einen Auslieferung x.1 geplant. Die Version x.2 erscheint noch zum Jahresanfang, wird aber bei Nummerierung der Jahreszahl der Hauptversion angepasst.

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder

Übersicht aller Änderungen:

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Adressen	970203	Suche Adresse - Wenn kein Ergebnis soll auch GRID kein Inhalt haben
Change Request	Adressen	981969	Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung3: Filterfunktion
Bug	Barbetragsverwaltung	924714	Fehlerkorrektur Barbetrag: User beendet Eingabe oder Maske: 3x kommt Meldung: Kasse fehlt
Bug	Barbetragsverwaltung	925154	BBV Monatsüberspielung schreibt nicht in die Kasse
Bug	Barbetragsverwaltung	980214	Historie der Altersstaffelung bei der Barbetragsverwaltung wird nicht korrekt bewertet
Bug	Barbetragsverwaltung	982142	PILOT 2024.2 Barbetrag Bewegungsliste. Fehler im Filter Barbetragsart
Bug	BESA, RAI/RUG	982271	Schnittstelle NEXUS / HEIM RAISOFT LCTF
Enhancement	BESA, RAI/RUG	982158	Ges. Vertreter soll an BESA als Administrativer Vertreter übergeben
Bug	Bewerber, Bewohner	980651	Adressefeld der Kontakte wird beim Bewohnerändern nicht geleert
Bug	Bewerber, Bewohner	982251	Nach Löschen von Kontakten kann das Fenster nicht mehr korrekt verlassen werden
Bug	Bewertung	913143	Bewertung zeigt inaktiven Leistungstyp an
Bug	Bewertung	981650	Unerwünschte Dezimalstellen bei Betrags-Ermittlung in der Bewertung
Bug	Bewertung	982174	Falsche Korrektur mit Nachbewertung bei Folgeleistung von Folgeleistung
Bug	Bewertung	982254	History Kalenderleistungen falsch
Bad Performance	Bewohner	982198	Bewohnersuche langsam
Bug	Bewohner	902471	Bei zukünftigen Ereignissen mit Uhrzeit werden die Zimmerzuordnungsdaten nicht angezeigt
Bug	Bewohner	927411	Löschen von Kontakten im Bewohnerstammstamm im Bearbeitungsfenster bringt Fehlermeldung
Bug	Bewohner	939026	Inaktive Ereignisarten werden beim Bewohner noch angezeigt
Bug	Bewohner	982184	PILOT 2024.2 Fehlermeldung beim Bewohnerkopieren mit Dokumenten
Bug	Bewohner	982205	Briefanrede verändert sich
Bug	Bewohner	982206	Briefanrede wechselt zu falscher Bezeichnung
Bug	Bewohner	982243	Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird falsche Bewohnernummer zugewiesen

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Bewohner	982258	Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt
Bug	Bewohner	982305	Kontaktadressen auf Bewohner können nicht erfasst werden
Bug	Bewohner	982370	Falsche Symbole in Kontaktadresse
Bug	Bewohner	982394	Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt
Change Request	Bewohner	925955	Alle Felder im Bewohnerstamm bei der Rechnungsliste: nicht editierbar machen / Generell Löschen unterbinden
Change Request	Bewohner	981651	eBill, Versand per Mail und Printcenter erneut versenden
Enhancement	Bewohner	928117	Sammelrechnung als Standard hinterlegen auf Zahler-Adresse
Enhancement	Bewohner	949322	Nach Bewohnerkopieren Meldung bringen
Enhancement	Bewohner	980216	Tarifcode-Anzeige und Hilflosenentschädigung mit Datum ausgeben in Bewohnermaske
Enhancement	Bewohner	980848	Bewohnerinformation - Hinzufügen Arzt und Lieferapotheke
Enhancement	Bewohner	981752	Warnmeldung bei Erfassung von eBill und Versand per E-Mail
Enhancement	Bewohner	981753	E-Mail und Mobilnummer bei eBill und Versand per E-Mail von Zustelladresse
Enhancement	Bewohner	982121	Telefonnummer soll validiert werden
Enhancement	Bewohner	982164	Datenqualitätsmanagement erweitern um Prüfung Gültigkeit Bewohnerrolle
Enhancement	CareIndex	981889	CareIndex mit Bildern erweitern
Bug	Dokumente	982109	Dokument auf Bewohner kann nicht gelöscht werden
Enhancement	Dokumente	981956	Verbessertes Drag'n'Drop von Dokumenten
Bug	easyDOK Schnittstelle	982159	easyDok Dokumentenübertragung funktioniert mit DMS nicht.
Bug	eFaktura	981364	"Treatment" - Von Bis Datum ungleich "Service"
Enhancement	eFaktura	981923	Treatment im GeneralCare
New Feature	eFaktura	981972	Anpassungen GeneralCare
Bug	Fakturierung	938474	Periodenwechsel über Pfeiltasten läuft bei der Verbuchung nicht korrekt
Bug	Fakturierung	981703	Filter Fakturen in Fakturierung
Bug	Fakturierung	981728	0er Rechnungen und Gutschriften bei Fakturaart eBill, Versand per Mail und Printcenter
Bug	Fakturierung	981745	Nachbewertung rechnet nicht, Austritt im Vormonat
Bug	Fakturierung	981958	Efaktura zeigt nicht immer Fakturarundungsleistung
Bug	Fakturierung	982009	Fakturajournal - Total der Faktura-Arten falsch
Bug	Fakturierung	982052	0er Rechnung (efaktura) bringt Fehlermeldung bei Validierung
Bug	Fakturierung	982054	Fehlermeldung beim Fakturierung, wenn "Zusammenzug pro Leistung" Betrag 0 ergibt
Bug	Fakturierung	982105	Verbuchen mit aktivem DMS funktioniert nicht
Bug	Fakturierung	982107	Faktura: Maske nicht übersetzt

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Fakturierung	982129	2024.2 PILOT - Fehler in Rechnungsverbuchung, wenn Bewohner auch gleichzeitig seine Zustelladresse ist
Bug	Fakturierung	982130	2024.2 PILOT - DRINGEND - Leistungen bei Austritt werden mehrfach (2x / 3x) generiert
Bug	Fakturierung	982180	Im Landesmodus DE werden keine Zahler- und Bewohnerfusstexte gedruckt
Bug	Fakturierung	982197	Depot-Entlastung rechnet falschen Betrag, wenn es eine Umbelegung hat
Bug	Fakturierung	982294	Fehlermeldung beim Druck von Rechnungen die nicht eFaktura sind
Bug	Fakturierung	982414	Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich
Enhancement	Fakturierung	981144	Fenster Abrechnungsfehler - breiter machen
New Feature	Fakturierung	980282	Nuller-Sammelrechnungen können nicht verbucht werden
New Feature	Fakturierung	982036	Fakturaart-Kürzel im Dateinamen der Rechnung
New Feature	Fakturierung	982058	Erweiterung Rechnungslayout um Rechnungsgrundlage
New Feature	Fakturierung	982126	MwSt Code fehlt bei Fakturarundung aus Layout
New Feature	Fakturierung	982255	Auflösen Rechnungen - Aus Sammelfaktura entfernen - erweitern um Spalte Unterbringung
Task	Fakturierung	981156	die def. Verbuchung soll das Buchungsdatum aus der prov. Verbuchung beibehalten
Bug	Generell	949106	Wizard legt Codetabelle ELDAABLEHUNGSTEXT und ELDAFEHLERCODES zuviel an
Bug	Generell	981518	Workflow: Einstufung wird nicht gespeichert
Bug	Generell	982120	Codetabs Dropdowns zu schmal
Bug	Generell	982168	Übersetzungen fehlen
Enhancement	Generell	981955	Neue Funktionalität in der Codetabcombobox
Enhancement	Generell	981957	Farbliche Gestalltung Mandant
Enhancement	Generell	982108	Update auf SQL Wizard 2.6.0
Enhancement	Generell	982240	Code absuchen nach SQL Inject
Enhancement	Generell	982250	NuGet Pakete mit Sicherheitslücken
Enhancement	Generell	982311	Einbau SBS 2025.0, SIS+ 2025.0 und PEPS 2025.0
New Feature	Generell	981991	Anpassen Dialog Versionsinfo
Bug	Gutschriften/Storno	982337	Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno
Bug	Kalenderleistungen	924493	Schnellerfassung Kalenderleistungen läßt sich nicht korrekt beenden
Bug	Kassenbuch	981644	Kassabuchleistung Konto/KST Auswahl - aktualisiert es nicht
Bug	Kassenbuch	982249	Kassenbuchleistung erfassen ohne Bewohnerbezug zeigt Bewohner an
Enhancement	Kassenbuch	980612	Quittungsdruck - standardmässig aktiv auf Leistung auswählbar
Bug	Kassensystem	981860	BESA Import löst TCPOS Export aus
Bug	Leistungserfassung	913313	Fehlermeldung in grafischer Leistungserfassung wenn im Leistungsstamm mehrere Bezeichnungen für eine Leistung
Bug	Leistungserfassung	981844	Fehler Leistungserfassung - Leistungsnummer in Anzahl
Bug	Leistungserfassung	981947	Kassenleistungen importieren: Grid neu sortieren mit geladenem Lauf

© NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Leistungserfassung	982246	Ansatz anpassen in der Leistungserfassung funktioniert nicht wenn Ansatz nicht 0
New Feature	Leistungserfassung	981891	Meldung über doppelte Sitzung
New Feature	Leistungserfassung	981942	Sitzungen nach Austritt
Task	Leistungserfassung	981839	Leistungen ohne Eintritt nicht ersichtlich in der Leistungserfassung
Bug	Leistungskatalog	924443	Leistungskatalog-Einträge werden nicht gefunden, wenn hei_leistungskatalog_fremdsystem nicht gefüllt ist
Bad Performance	Medikamenten Import	982057	Performance Medikamenten Import
Bug	Mitglieder / Spenden	982045	Mit aktivierten CRUD Privilegien funktioniert die Toolbar nicht im Spenderstamm
Bug	Optionen	982312	Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts
Task	Optionen	982277	Druckereinstellungen kopieren - falscher Sammelrg. typ Inko statt Normal
Bug	Periodische Leistungen	982183	Periodische Leistung falsch wenn Periode angepasst wird
Bug	RAI Schnittstelle	982127	RAI ePDok: für Remark wird RTF übertragen statt nur Text
Enhancement	RAI Schnittstelle	980243	ePDok - für leere Felder soll kein Wert übergeben werden
Bug	Reports	913299	Pflegezuschläge Monatstotale und Jahrestotale (Tage) - Fehler bei Austritt TE/Austritt extern
Bug	Reports	926824	Fehlermeldung in Meldeblatt EL wegen Steuerbetrag
Bug	Reports	970092	einige Custom Reports können nicht mehr erstellt werden.
Bug	Reports	980437	Wäscheliste - Zuordnung pro Custom Report abspeichern
Bug	Reports	980580	Report Monatsübersicht - falsche Anzeige am 1. des Monats
Bug	Reports	980635	"Bewohnerliste mit Einstufung": Custom Reports werden beim Speichern doppelt und falsch zugeordnet
Bug	Reports	981519	Report Leistungspositionen totalisiert filtert falsch
Bug	Reports	981902	Pflegetage pro Stufe im Detail - falsch bei Austritt TE/Austritt Extern - monatsübergreifend
Bug	Reports	982214	Report "Pflegezuschläge Kennzahlen", "Pflegezuschläge Monatstotale" und "Pflegezuschläge Jahrestotale" bringen Fehlermeldung, wenn Eintritt am letzen Tag des Monats vorhanden ist
Bug	Reports	982247	Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports
Bug	Reports	982248	Reportviewer für Rechnungsanzeige läßt sich nicht mehr öffnen: -32000
Bug	Reports	982257	Fehlendes "while" beim Cursor in hp_PflegestufenHistorie
Change Request	Reports	982145	Anpassung: Report Eintrittsjubiläen - ab 1. Eintritt
Enhancement	Reports	230645	Bewohnerstammblatt - Reihenfolge Angehörige anpassen
Enhancement	Reports	913379	Rechnungslog - erweitern um Spalte Betrag
Enhancement	Reports	982018	Report Pflegetage pro Krankenkasse - Design verbessern

 © NEXUS AG 2018


Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
New Feature	Reports	981227	Report Hilflosenentschädigung - Erweiterung mit Kontrollfunktion
New Feature	Reports	981379	Reports Versicherungenliste/Versicherungenliste inkl. Bewohner falsch
New Feature	Reports	982055	Fehler Geburtstagsliste
New Feature	Reports	982215	Indiv. Reports GFA Bewohneretiketten (Etikettendrucker)
New Feature	Reports	982273	Fakturadatenliste mit Eintrittsdatum
Task	Reports	981794	Report RAI /RUG - Behandlungsausweis LTCF - erweitern und korrigieren
Bug	Schnittstellen	982069	HIS-Methode GetBenefitCatalog
Bug	Schnittstellen	982115	HIS: SetCaseDiagnose kann nicht löschen und ändern
Bug	Schnittstellen	982279	HIS: GetInahbitantsX setzt Phone nur noch wenn es Telefonnummern hat
Bug	Schnittstellen	982301	HIS: GetBewohnerContacts6 wirft eine Fehlermeldung
Enhancement	Schnittstellen	924827	Heim-ED: Benutzer und Passwort aus den Optionen ziehen
New Feature	Schnittstellen	981906	HIS SetInhabitantEvents - Fehler bei GUID
New Feature	Schnittstellen	982070	Erweiterung eDisplay Schnittstelle
New Feature	Schnittstellen	982283	OPAN-Schnittstelle
New Feature	Schnittstellen	982284	OPAN Schnittstelle - Suche & Stammdatendialog
New Feature	Schnittstellen	982285	OPAN Schnittstelle - Optionsseite
New Feature	Schnittstellen	982286	OPAN Schnittstelle - Adressübernahme von OPAN
New Feature	Schnittstellen	982293	OPAN Schnittstelle - Stationsmanager
New Feature	Schnittstellen	982304	OPAN Schnittstelle - Communicator
New Feature	Schnittstellen	982347	OPAN-Schnittstelle - Statuserweiterung um Bewerber
New Feature	Schnittstellen	982350	OPAN Schnittstelle - Erweiterung Suche & Stammdatendialog
New Feature	Schnittstellen	982382	OPAN Schnittstelle - Status Confirmed
New Feature	Schnittstellen	982383	OPAN Schnittstelle - Änderungslog
Bug	Stationsmanager	982147	Stationsmanager Bewerber in Bett ziehen für ein zukünftiges Ereignis
Bug	Stationsmanager	982148	Stationsmanager bei Bewohnerspeichern kommt Fehlermeldung
Bug	Stationsmanager	982411	Default Gruppierung im Stationsmanager
Enhancement	Validierung	981936	Log für Fehler beim Versand von GeneralCare

 © NEXUS AG 2018


3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen

Nachfolgend werden in Kapitel 4 die größeren Änderungen und neuen Möglichkeiten in nexus / heim im Einzelnen beschrieben.

Kleine Korrekturen oder landesspezifische Änderungen für die Schweiz werden in diesem Dokument nicht behandelt, können aber über die Issue-Nummer bei uns nachgefragt werden bzw. sind auf unserer Online-Hilfe nachzusehen:



Für den Zugriff auf die Online-Hilfe wird ein Login benötigt. Die Registrierung dafür kann direkt auf der Hilfeseite durchgeführt werden.



 © NEXUS AG 2018

Anschließend wechseln Sie in den Heimbereich:



Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Support:
ServiceDesk@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018

4. Beschreibung der Änderungen


Wie man anhand der Tabelle die Änderungen (Kapitel 3.2) ersieht, wurde bei diesem Release der Schwerpunkt auf Performancesteigerung gelegt. Es wurden sehr viele Änderungen und Optimierungen im Basiscode durchgeführt, so dass für den Anwender in den Masken er einmal nicht viel zum Unterscheiden gibt. Beim Ausführen der Programmpunkte wird man dies allerdings merken.

Die wenigen noch anderen Umsetzungen werden im Folgenden beschrieben.

Adressen	970203	4.1.	Suche Adresse - Wenn kein Ergebnis soll auch GRID kein Inhalt haben

Wenn in der Adresssuche nach einem bestimmten Wert gesucht wurde und dafür kein Ergebnis gefunden wurde, dann wurde zwar die Meldung ausgegeben, dass keine Daten gefunden werden konnten, aber die Ergebnisse einer vorangegangenen Suche wurde nicht aus dem GRID entfernt.

Es wurde bspw. nach der Rolle "Arbeitgeber" gesucht. Jedoch wurde bisher keine Adresse mit dieser Rolle erfasst. Dann erschien die Meldung wie folgt:




Wenn bei der Adresssuche keine Ergebnisse gefunden werden, wird nun das GRID automatisch geleert.

 © NEXUS AG 2018


Adressen	981969	4.2.	Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung3: Filterfunktion

Wurde im unteren Grid eine Adresse gesucht, so wurden dort ALLE Adressen aufgelistet.
Mit Drücken eines Buchstabens auf der Tastatur springt die Liste zu dem ersten Namen mit dem Buchstaben.
Aber damit konnte man nicht genauer suchen. Wenn man z.B. BEK suchte, dann kam man nur bis zu dem ersten Eintrag mit B und musste dann Scrollen.
Sehr mühsam.
Das Suchfenster wurde schon erweitert, indem zusätzliche Spalten angezeigt werden (siehe Verlinkung). Aber das Verfahren ist immer noch ineffizient bei der Suche, da nicht gefiltert werden kann.

Kein Optionfield mehr, sondern 



Mit Klick auf diesen Button öffnet sich die Kontaktsuche (wie beim Bewohnerstamm, jedoch ohne Zielrollenauswahl).




Die Kontaktsuche bei den Standardadressen wurde verbessert: Statt eines Optionsfeldes öffnet sich jetzt beim Klick auf den Button eine erweiterte Kontaktsuche (ähnlich wie im Bewohnerstamm). Mit dem Klick auf "Übernehmen" wird die Adresse dem gerade bearbeiteten Standardeintrag zugeordnet, was die Suche effizienter macht.

 © NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	924714	4.3.	Fehlerkorrektur Barbetrag: User beendet Eingabe oder Maske: 3x kommt Meldung: Kasse fehlt

Wenn man in der Barbetragsverwaltung auf einem Bewohner ist und auf die Erfassungszeile geklickt hat, danach aber den Bewohner über den Button "Schliessen" schliessen will, kam 3x mal die folgende Meldung:



Nachdem man 3x ok geklickt hatte, schloss sich der Bewohner trotzdem nicht


Wenn der Benutzer in der Barbetragsverwaltung den Bewohner bei aktiver Erfassung schließen möchte, wird nun zuerst gefragt, ob die Daten gespeichert werden sollen. Wenn "Nein" gewählt wird, wird der Bewohner geschlossen. Bei "Ja" wird überprüft, ob alle erforderlichen Daten vorhanden sind. Falls Daten fehlen, wird eine Meldung angezeigt, und der Benutzer bleibt in der Erfassungszeile.

© NEXUS AG 2018


Barbetragsverwaltung	980214	4.4.	Historie der Altersstaffelung bei der Barbetragsverwaltung wird nicht korrekt bewertet

In der BBV können für Barbetragsarten wie das Bekleidungsgeld oder den Barbetrag jeweils Altersstaffelungen eingetragen, da sich diese Werte in jedem Jahr ändern und so eine Betragshistorie für die jeweilige Barbetragsart angelegt wird, auf die in der Bewertung zurückgegriffen werden soll.

Staffelung der Beträge im Barbetrag:




Staffelung der Beträge beim Bekleidungsgeld:




Hierbei sind aber noch Fehler aufgetreten, es wurden in zurückliegenden nicht die für diese Jahre eingetragenen Werte gezogen wurden, sondern die aktuellen Werte.

Dieser Fehler wurde korrigiert. Es werden nun die dem jeweiligen Zeitraum entsprechenden Werte verwendet

12/23:



01/24



 © NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	982142	4.5.	PILOT 2024.2 Barbetrag Bewegungsliste. Fehler im Filter Barbetragsart

Bei Anwendung des Filters Barbetragsart auf die Liste werden zwar die angezeigten Buchungen korrekt gefiltert aber die Berechnung von Beginnen Saldo beruht auf allen Buchungen, nicht nur den Buchungen der ausgewählten Barbetragsart.

Beispiel:

1. Liste (Buchungen bis Ende 2024) umfasst beide Barbetragsarten (Barbetrag und Kaution). Das Gesamtsaldo inkl. Kaution beträgt 618,30 EUR

Assl Seniorenwohnheim GmbH

Barbetrags Bewegungsliste vom 12.02.2025

Sortiert und gruppiert: Datum / keine Gruppierung

Filterkriterien: 01.07.2024 - 31.12.2024 (Buchungsdatum) / [redacted] / Barbetrag, Kaution

Beleg Nr	Belegtextart	Belegtext	Beleg-datum	Buchungs-datum	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Saldo EUR
					Beginnen Saldo :		261,10
36	Caffeteria		09.07.2024	09.07.2024		257,60	3,50
37	Kaution		10.07.2024	10.07.2024	300,00		303,50
39	Caffeteria		05.08.2024	05.08.2024		249,80	53,70
38	Einzahlung	K: 147 v. 02.08.24	05.08.2024	05.08.2024	300,00		353,70
40	Friseur		07.08.2024	07.08.2024		20,00	333,70
41	Einzahlung	K:170 v. 05.09.24	06.09.2024	06.09.2024	300,00		633,70
42	Auszahlung		10.09.2024	10.09.2024		324,20	309,50
43	Einzahlung	K: 190 v. 02.10.24	03.10.2024	03.10.2024	300,00		609,50
44	Caffeteria		04.10.2024	04.10.2024		178,60	430,90
45	Caffeteria		31.10.2024	31.10.2024		129,20	301,70
47	Caffeteria		07.11.2024	07.11.2024		125,40	176,30
46	Einzahlung	K: 213 v. 05.11.24	07.11.2024	07.11.2024	300,00		476,30
48	Caffeteria		29.11.2024	29.11.2024		158,00	318,30
49	Einzahlung	K: 237 v. 9.12.24	11.12.2024	11.12.2024	300,00		618,30
Anzahl Buchungen: 14				**Total**	**1.800,00**	**1.442,80**	**618,30**

Die gleiche Liste ohne die Barbetragsart Kaution hat einen Gesamtsaldo von 318,30.

Wird eine Liste für 2025 erstellt ohne die Barbetragsart Kaution, so darf der Beginnen Saldo nur 318,30 betragen. Es wird aber die folgende Liste erstellt:

Assl Seniorenwohnheim GmbH

Barbetrags Bewegungsliste vom 12.02.2025

Sortiert und gruppiert: Datum / keine Gruppierung

Filterkriterien: 01.01.2025 - 12.02.2025 (Buchungsdatum) / [redacted] / Barbetrag

Beleg Nr	Belegtextart	Belegtext	Beleg-datum	Buchungs-datum	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Saldo EUR
					Beginnen Saldo :		618,30
50	Caffeteria		08.01.2025	08.01.2025		315,20	303,10
52	Caffeteria		07.02.2025	07.02.2025		148,00	155,10
51	Einzahlung		07.02.2025	07.02.2025	300,00		455,10
Anzahl Buchungen: 3				**Total**	**300,00**	**463,20**	**455,10**


Dieser Fehler wurde korrigiert.

Der Beginnsaldo wird nun korrekt anhand des gewählten Barbetragsfilters berechnet, sodass nur die relevanten Buchungen für die angezeigte Barbetragsart berücksichtigt werde


 © NEXUS AG 2018

Bewerber, Bewohner	980651	4.6.	Adressefeld der Kontakte wird beim Bewohnerändern nicht geleert

Kontakt beim Bewohner angeklickt. Adresse wird angezeigt:



Wurde ein anderer Bewohner ausgesucht, dann wurde das Feld nicht gelöscht:



Das Adressfeld wird nun beim Wechsel des Bewohners korrekt geleert, einschliesslich der Felder "Gültig ab", "Gültig bis", "Kontaktrolle Gültig ab" und "Kontaktrolle Gültig bis".

 © NEXUS AG 2018

Bewertung	982174	4.7.	Falsche Korrektur mit Nachbewertung bei Folgeleistung von Folgeleistung

Beispiel:

Leistung	Bemerkung	Zahler
4352	Auslöseleistung von easyDok welche mit Ansatz 0 in die Leistungserfassung kommt	Krankenkasse
519	Das ist die Folgeleistung von 4352 mit einem Ansatz	Krankenkasse
517	Das ist die Folgeleistung von 519 mit einem Ansatz	Bewohner



Aktiv	Leist...	Leist.-Bez.	Menge	Ansatz	Nettobetrag	Konto	Steuerbetrag	Steuerkonto	Betrag	MwSt	Angezeigte MW...	Ursprung-Leistungsset
ZahlerName:	Gemeindeverwaltung Altishofen		(28)		(1178.8)		(0)		(1178.80)			
☑	4206	Rechnung Pflegebeitrag öffentliche Hand Stufe 6	28	42.10	1'178.80	6063 ...	0.00		1'178.80			06 Stufe 6
ZahlerName:	Helsana Versicherungen AG		(30)		(1627.8)		(0)		(1627.80)			
☑	519	Podologie 1. Folgeleistung	1	15.00	15.00	1055 ...	0.00		15.00			Folgeleistung
☑	4356	Rechnung Pflegebeitrag Versicherer Stufe 6	28	57.60	1'612.80	6061 ...	0.00		1'612.80			06 Stufe 6
☑	4352	Rechnung Pflegebeitrag Versicherer Stufe 2 Auslöseleistung	1	0.00	0.00	6061 ...	0.00		0.00			
ZahlerName:	Fridolin Feriengast		(198)		(7043.0)		(0)		(7043.00)			
☑	525	Anteil Versicherung	1	5.00	5.00	6580 ...	0.00	2015	5.00	0	0	Ferien Pensionstaxe ab 2022
☑	517	Chem. Reinigung 2.Folgeleistung	1	150.00	150.00	1055 ...	0.00		150.00			Folegeleistung von KK LP mit a
☑	4306	./. Direktverrechnung Versicherer Stufe 6	28	-57.60	-1'612.80	6061 ...	0.00		-1'612.80			06 Stufe 6
☑	4256	./. Direktverrechnung öffentliche Hand Stufe 6	28	-42.10	-1'178.80	6063 ...	0.00		-1'178.80			06 Stufe 6
☑	4156	Anteil Bewohner/in Stufe 6	28	23.00	644.00	6062 ...	0.00		644.00			06 Stufe 6
☑	4106	Anteil öffentliche Hand Stufe 6	28	42.10	1'178.80	6063 ...	0.00		1'178.80			06 Stufe 6
☑	4056	Anteil Krankenversicherung Stufe 6	28	57.60	1'612.80	6061 ...	0.00		1'612.80			06 Stufe 6
☑	150	Betreuungstaxe	28	40.00	1'120.00	6040 ...	0.00		1'120.00			Ferien Pensionstaxe ab 2022
☑	140	Pensionstaxe Ferien	28	183.00	5'124.00	6020 ...	0.00		5'124.00			Ferien Pensionstaxe ab 2022

Dies kann so korrekt fakturiert und verbucht werden.
Wenn jedoch die Nachbewertung im gleichen Monat nochmals bewertet, will es die Leistung 517 mit einer Minus-Buchung korrigieren.



Aktiv	Leist...	Leist.-Bez.	Menge	Ansatz	Nettobetrag	Konto	Steuerbetrag	Steuerkonto	Betrag
ZahlerName:	Feriengast Fridolin		(-1)		(-150)		(0)		(-150.00)
☑	517	Chem. Reinigung	-1	150.00	-150.00	1055 ...	0.00		-150.00
Σ			-1		-150.00		0.00		-150.00

Es darf in diesem Fall keine Minusbuchung geben. Die Nachbewertung muss alle Folgeleistungen prüfen und erkennen das die Leistung korrekt verrechnet wurde.

Es wird nun keine Minusbuchung mehr bei der Nachbewertung für Folgeleistungen von Folgeleistungen durchgeführt.

© NEXUS AG 2018

Bewertung	982254	4.8.	History Kalenderleistungen falsch

History von Kalenderleistungen pro Monat - zeigt alle Leistungen an, auch die der Folge-Monate.




Aktiv	Leist.-Nr.	Leist.-Bez.	Ursprung-Leistungsset	Menge	Aus...	Ansatz	Faktor	Betrag	Konto	Erbr. Kst.	Ursprung	Z...	Ansatz 2	Datum von	Verrechenbar	MwSt-Code
☑	5007	Pflegekosten Bewohnerant...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		23.00	1	23.00	605...	40300	KALENDER		0.00	08.11.2024		400
☑	5107	Pflegekosten Anteil Versic...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		67.20	1	67.20	605...	40300	KALENDER		0.00	08.11.2024		400
☑	5207	Pflegekosten Anteil Restfin...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		59.95	1	59.95	605...	40300	KALENDER		0.00	08.11.2024		400
☑	5307	MiGeL-Pauschale IV Stufe 7	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	621...	40300	KALENDER		0.00	08.11.2024		400
☑	5357	./. MiGeL-Pauschale IV St...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	605...	40300	KALENDER		0.00	08.11.2024		400
☑	5007	Pflegekosten Bewohnerant...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		23.00	1	23.00	605...	40300	KALENDER		0.00	07.11.2024		400
☑	5107	Pflegekosten Anteil Versic...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		67.20	1	67.20	605...	40300	KALENDER		0.00	07.11.2024		400
☑	5207	Pflegekosten Anteil Restfin...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		59.95	1	59.95	605...	40300	KALENDER		0.00	07.11.2024		400
☑	5307	MiGeL-Pauschale IV Stufe 7	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	621...	40300	KALENDER		0.00	07.11.2024		400
☑	5357	./. MiGeL-Pauschale IV St...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	605...	40300	KALENDER		0.00	07.11.2024		400
☑	5007	Pflegekosten Bewohnerant...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		23.00	1	23.00	605...	40300	KALENDER		0.00	06.11.2024		400
☑	5107	Pflegekosten Anteil Versic...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		67.20	1	67.20	605...	40300	KALENDER		0.00	06.11.2024		400
☑	5207	Pflegekosten Anteil Restfin...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		59.95	1	59.95	605...	40300	KALENDER		0.00	06.11.2024		400
☑	5307	MiGeL-Pauschale IV Stufe 7	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	621...	40300	KALENDER		0.00	06.11.2024		400
☑	5357	./. MiGeL-Pauschale IV St...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	605...	40300	KALENDER		0.00	06.11.2024		400
☑	5007	Pflegekosten Bewohnerant...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		23.00	1	23.00	605...	40300	KALENDER		0.00	05.11.2024		400
☑	5107	Pflegekosten Anteil Versic...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		67.20	1	67.20	605...	40300	KALENDER		0.00	05.11.2024		400
☑	5207	Pflegekosten Anteil Restfin...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		59.95	1	59.95	605...	40300	KALENDER		0.00	05.11.2024		400
☑	5307	MiGeL-Pauschale IV Stufe 7	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	621...	40300	KALENDER		0.00	05.11.2024		400
☑	5357	./. MiGeL-Pauschale IV St...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		0.00	1	0.00	605...	40300	KALENDER		0.00	05.11.2024		400
☑	5007	Pflegekosten Bewohnerant...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		23.00	1	23.00	605...	40300	KALENDER		0.00	04.11.2024		400
☑	5107	Pflegekosten Anteil Versic...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		67.20	1	67.20	605...	40300	KALENDER		0.00	04.11.2024		400
☑	5207	Pflegekosten Anteil Restfin...	07 Pflege Stufe 7 IV	1		59.95	1	59.95	605...	40300	KALENDER		0.00	04.11.2024		400

Die History der Kalenderleistungen zeigt nun nur noch die Leistungen der gewählten Periode an, ohne die der Folge-Monate.


© NEXUS AG 2018

Bewohner	902471	4.9.	Bei zukünftigen Ereignissen mit Uhrzeit werden die Zimmerzuordnungsdaten nicht angezeigt

Den Eintritt mal auf 2.12.2020 13:00:00 abändern und speichern.



Dann in die Bewohnersuche gehen:




Läßt man die Uhzeit weg, dann werden die Daten anzeigt.

Die Anzeige der Zimmerzuordnungsdaten bei zukünftigen Ereignissen mit Uhrzeit wurde angepasst. Dadurch werden die Daten auch für Ereignisse mit Uhrzeit korrekt angezeigt.


 © NEXUS AG 2018

Bewohner	982184	4.10.	PILOT 2024.2 Fehlermeldung beim Bewohnerkopieren mit Dokumenten

Ein Bewohner wurde in einen Mandanten kopiert:



Anschließend kommt diese Fehlermeldung:



 © NEXUS AG 2018

Bewohner	982205	4.11. Briefanrede verändert sich

Die Briefanrede wurde bei dem folgenden Vorgehen unbeabsichtigt verändert:

1. Bewohner öffnen
2. In irgend einem Tab was nicht "Stammdaten" ist etwas verändern und speichern
3. Zum nächsten Bewohner gehen über Toolbar "Nächster" oder Bewohnerliste links
4. Wieder was verändern in einem Tab das nicht "Stammdaten" ist und speichern.
5. Der Zweite Bewohner hat jetzt die gleiche Briefanrede wie der erste Bewohner den man geöffnet hat. Tat man dies mit mehreren Bewohner hatten dann alle die gleiche Briefanrede

Der Fehler wurde korrigiert.

© NEXUS AG 2018

Bewohner	982206	4.12. Briefanrede wechselt zu falscher Bezeichnung

Der Fehler konnte durch folgendes Vorgehen erzeugt werden:

1. Direkt in der Briefanrede manuell etwas ergänzen und speichern
2. Beim Nachnamen des Bewohner irgendetwas ändern
3. Die Briefanrede wechselt dann sofort zu z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren". Je nach dem was in der Codeverwaltung erfasst ist kann es auch zu etwas anderem ändern.

Der Fehler wurde korrigiert.
Wenn einmal etwas manuell in die Briefanrede erfasst wurde bleibt diese auch wenn etwas im Namen des Bewohners angepasst wird

© NEXUS AG 2018

Bewohner	982243	4.13.	**Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird falsche Bewohnernummer zugewiesen**

Dem neuen Bewohner wurde nicht die korrekte Bewohnernummer zugewiesen

Der Fehler wurde korrigiert.

Es wird nun die richtige Bewohnernummer aus den Bewerberdaten verwendet, wenn der Bewerber im Ausgangsmandanten in einen Bewohner umgewandelt wird, sowohl im Bewerberstamm als auch im Stationsmanager.

© NEXUS AG 2018

Bewohner	982305	4.14.	Kontaktadressen auf Bewohner können nicht erfasst werden

Wurde für einen Bewohner eine neue Kontaktadresse ausgewählt und hinzugefügt, ist diese beim Speichern direkt wieder verschwunden.

Der Fehler wurde korrigiert.

Kontaktadressen verschwinden nicht mehr nach dem Speichern.
Ein Kontaktwechsel funktioniert wieder korrekt.


© NEXUS AG 2018

Bewohner	982370	4.15. Falsche Symbole in Kontaktadresse

Bei inaktiven Kontaktadressen von einem Bewohner wurde nicht mehr wie gewohnt das rote Kreuz angezeigt sondern folgendes:



Wenn man mit einem Doppelklick eine Kontaktadresse öffnete ist die Anzeige unter "weitere Adressen" noch so wie gewohnt:





Dies wurde korrigiert.
Bei inaktiven Kontaktadressen wird nun wieder das rote Kreuz angezeigt.

 © NEXUS AG 2018

Bewohner	982394	4.16.	**Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt**

Bei der Generierung eines neuen Bewohners aus einem Bewerber über den Stationsmanager wurde nicht die korrekte Debitorennummer erzeugt (Debitorennummer = Bewohnernummer wie in den Optionen vorgegeben).






Fremdsystem	Generator
BESASYSRES	Bewohnernr mit Mandant Suffix
ELDALKF	Laufnummer ELDALKF
TCPOS	Laufnummer mit Mandant Prefix
Debitor	nur Bewohnernr
OTS	OTS
RAISOFT	vom Programm vorgegeben

Die Debitorennummer wird num korrekt anhand der Vorgabe aus den Optionen vergeben.
Dies wurde für Bewerberstamm (Bewerber zum Bewohner machen) und Stationsmanager umgesetzt.

 © NEXUS AG 2018

Bewohner	925955	4.17.	Alle Felder im Bewohnerstamm bei der Rechnungsliste: nicht editierbar machen / Generell Löschen unterbinden

In der Liste der bisher erstellten Rechnungen im Bewohnerstamm waren noch einige Felder direkt editierbar



Dieses Grid wurde für alle Felder auf «Nur Lesen» umgestellt. Filtern, Sortieren und Gruppieren ist weiterhin wie gewohnt möglich.


Auflösen oder Storno einer Rechnung ist über das Kontextmenü (Rechtsklick) möglich.

© NEXUS AG 2018

Bewohner	949322	4.18.	Nach Bewohnerkopieren Meldung bringen


Im Bewohnerstamm kann der Bewohner in einen anderen Mandanten kopiert werden.

Freischaltung über die Optionen:




Anschließend wird gefragt, wohin und wie der Bewohner kopiert werden soll.

Danach erfolgte keine weitere Meldung. Der Anwender war im Unklaren, ob alles geklappt hat.




Nach dem Kopiervorgang eines Bewohners wird nun ein Popupfenster mit der Nachricht "Daten erfolgreich kopiert" angezeigt, um dem Anwender eine Bestätigung zu geben.



 © NEXUS AG 2018


Bewohner	980216	4.19.	Tarifcode-Anzeige und Hilflosenentschädigung mit Datum ausgeben in Bewohnermaske

Bislang wurde der letzte aktuelle Tarifcode angezeigt.



Das Gültig-von-Datum von Tarifcodes wird nun direkt am Anfang der Zeile in der Form tt.mm.jjjj angezeigt, gefolgt von einem Leerzeichen und dem jeweiligen Text. Falls das Datum in der Zukunft liegt, wird der nächste Eintrag angezeigt.

Bei abgeschlossenen Einträgen wird der letzte Eintrag im Format "Gültig von - Gültig bis Text" angezeigt und durchgestrichen dargestellt, wenn der Eintrag abgeschlossen ist.




 © NEXUS AG 2018

Bewohner	980848	4.20.	Bewohnerinformation - Hinzufügen Arzt und Lieferapotheke


Die Bewohnerinformation enthält diverse Personendaten und Informationen über einen Bewohner.

Es ist der Wunsch, dass die Informationsanzeige um die Einweisende Instanz und die Lieferapotheke erweitert werden soll.



Bei der Einweisenden Instanz soll nur die angezeigt werden, die als Primär definiert wurde.
Wenn nichts erfasst ist, soll auch nichts angezeigt werden.
Damit der Platz besser ausgenutzt wird, soll das Bewohnerbild nach oben rechts verschoben werden.

Umsetzung (Anzeige muss vorher aktiviert werden):




Die Bewohnerinformation wurde um die Einweisende Instanz und die Lieferapotheke erweitert. Nur die als Primär definierte Einweisende Instanz wird angezeigt. Das Bewohnerbild wurde nach oben rechts verschoben, um den Platz besser zu nutzen. Die Formatierung der Informationen wurde überprüft und verbessert.

 © NEXUS AG 2018

Dokumente	982109	4.21.	Dokument auf Bewohner kann nicht gelöscht werden

Wenn versucht wurde ein Dokument zu löschen, kam beim Speichern folgende Fehlermeldung:



Dies verhinderte das Speichern und das Dokument wurde somit nicht gelöscht.

Dies wurde korrigiert.

Dokument kann durch Tastendruck (DEL bzw. ENTF) oder durch Mausklick auf «Löschen» entfernt weder. Die Speicherung der Löschung funktioniert wieder ohne Fehlermeldung.

 © NEXUS AG 2018

Dokumente	981956	4.22.	Verbessertes Drag'n'Drop von Dokumenten

Bislang war in Heim ein eigenes Drag’n-Drop Handling implementiert.

Dieses wurde jetzt mit einem verbesserten Handling aus SIS+ ersetzt.

© NEXUS AG 2018

easyDOK Schnittstelle	982159	4.23.	**easyDok Dokumentenübertragung funktioniert mit DMS nicht.**

Bislang gab es das folgende Problem:
Wenn ein DMS und gleichzeitig auch eine easyDok Schnittstelle aktiviert wurde, funktionierte die Dokumentenübertragung ins easyDok nicht.
Es gab auch keine Fehlermeldung die gezeigt hätte das etwas nicht korrekt lief.


Der Fehler wurde korrigiert.

Die Dokumentenübertragung nach easyDok funktioniert nun auch, wenn gleichzeitig ein DMS aktiviert ist.


© NEXUS AG 2018

Fakturierung	938474	4.24.	Periodenwechsel über Pfeiltasten läuft bei der Verbuchung nicht korrekt

Einstellung in den Optionen:



In der Verbuchungsmaske ist das Feld BisPeriode gedimmt.



Rechtspfeil der vonPeriode zieht die bisPeriode komplett mit. Das Buchungsdatum passt sich an.
Linkspfeil der vonPeriode ändert nur die vonPeriode. Die bisPeriode bleibt auf dem alten Wert stehen und damit verändert sich auch nicht das Buchungsdatum, was dann beim definitiven Verbuchen zu großen Fehlern in der Buchhaltung und im Debi-Export führt!

Das Verhalten wurde korrigiert.
Im Verbuchungsfenster ändert der Linkspfeil der von-Periode nun auch den Wert der bis-Periode und passt somit das Buchungsdatum an, um Fehler bei der Verbuchung und im Debi-Export zu vermeiden.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	981745	4.25.	Nachbewertung rechnet nicht, Austritt im Vormonat

Beispiel:
Im Oktober wird für einen Bewohner der Oktober + der November fakturiert und verbucht. Dies ohne Vorauszahlungseinstellungen. Bewohner verstirbt am 25.10. Die Nachbewertung schreibt im Oktober die 6 Tage die der Bewohner zu viel bezahlt hat gut, im November jedoch wird gar nichts gutgeschrieben.

Dies wurde korrigiert:

Die Nachbewertung schreibt nun auch im vorausbezahlten Monat die Leistungen korrekt gut, wenn der Bewohner im Vormonat ausgetreten ist.


© NEXUS AG 2018

Fakturierung	982130	4.26.	2024.2 PILOT - DRINGEND - Leistungen bei Austritt werden mehrfach (2x / 3x) generiert

1. Im 2024.2 PILOT werden die Leistungen nach Austritt zwischen effektivem Austritt und Austritt doppelt generiert! Dies passiert nur, wenn der Austritt nach dem effektiven Austritt ist, und bei allen Ereignisarten ausser "Austritt Normal".

2. Wenn der Austritt (gültig von) im Folge-Monat ist, werden die Leistungen 1 zusätzliches Mal ausgelöst, heisst:
   - Bei "Austritt Normal" doppelt ausgelöst.
   - Bei den restlichen Austritts-Ereignisarten 3-mal ausgelöst.

Beispiel:
Bestehender Bewohner austreten lassen mit Ereignisart "Austritt Todesfall".
Austrittsdatum bspw. 20.01.2025 setzen
Eff. Austrittsdatum bspw. 25.01.2025 setzen
Bewertung starten - sämtliche Leistungen, welche nicht "Fixe Menge = 1" im Leistungsset hinterlegt haben, werden doppelt generiert:



Der Fehler wurde korrigiert.

Leistungstage werden wieder korrekt 1x je Leistungsset generiert.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	982180	4.27.	Im Landesmodus DE werden keine Zahler- und Bewohnerfusstexte gedruckt

Zwischenzeitlich war der Fehler aufgetreten, das bei Einstellung des Landesmodus DE keine Fusstexte für den Bewohner und/oder den Zahler gedruckt wurden.


Dieser Fehler wurde korrigiert.

Die Fusstexte werden wieder gedruckt.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	982414	4.28.	Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich

Zwischenzeitlich kam es beim Wiederholungsdruck (Rechnungskopien) zu dieser Fehlermeldung:



Der Fehler wurde beseitigt. Rechnungskopien können wieder gedruckt werden.


 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	981144	4.29.	Fenster Abrechnungsfehler - breiter machen

Das Fenster der Abrechnungsfehler war zu schmal. Die Spalte Fehler war nicht direkt sichtbar bzw. lesbar und der Fehler damit nicht erkennbar.

Das Fenster wurde angepasst und die Fehlerspalte an erster Stelle gesetzt und ermöglicht somit bei Fakturierung und Fakturierungsvorschau eine direkte Fehlererkennung.

Fehlermeldung beim Drucken in Fakturierung



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	982036	4.30. Fakturaart-Kürzel im Dateinamen der Rechnung

Die Identifizierung der Fakturaart einer Rechnung war bislang unnötig kompliziert und unsicher.

Um dieser wurde eine entsprechende Nomenklatur für den Dateinamen der Rechnungen eingeführt.

eBill:
ebill_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].xml
ebill_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

Versand per Mail:
mail_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].xml
mail_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

Printcenter:
printcenter_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].xml
printcenter_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

Faktura:
druck_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

DebitDirect:
dd_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

Lastschriftverfahren:
lsv_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

eFaktura (Krankenkassenrechnungen):
efaktura_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].xml
efaktura_[Mandanten ID]_[Rechnungsnummer].pdf

"[Mandanten ID]" steht für die ID des Mandanten indem die Rechnung erstellt wird zb. "01"
"[Rechnungsnummer]" steht für die Einstellung, die man in den Optionen eingestellt hat unter "Rechnungsnummer".

Die Namensgebung ist bei allen Funktionen durchzuführen bzw. es muss sichergestellt werden, dass alle Dateien die irgendwie in den Send-Ordner geschrieben werden, nach der gleichen Regel benannt werden:
- Normale Fakturierung
- "Elektronische Rechnung wiederholen" auf Bewohner im Rechnungstab
- "Storno/Refaktur" und "Refaktur Rechnung" in der Maske Gutschriften / Storno
- "Rechnung sofort wiederholen" und "Storno / Refaktur" in der Maske eFaktura Rückweisungen


Es ist auch wichtig, dass die xml und pdf Datei (abgesehen vom Dateityp) genau den gleichen Namen haben pro Rechnung die zusammen gehört.


Die Fakturaart wird nun durch ein Kürzel im Dateinamen der Rechnung eindeutig identifiziert. Alle relevanten Dateien (XML und PDF) werden mit einem einheitlichen und sicheren Namensschema gespeichert, das den Mandanten und die Rechnungsnummer enthält.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	981156	4.31.	die def. Verbuchung soll das Buchungsdatum aus der prov. Verbuchung beibehalten

Wurde beim prov. Verbuchen das Buchungsdatum manuell übersteuert, wurde dieses Datum beim definitiven Verbuchen nicht übernommen.
Eine falsche Rechnungsverbuchung konnte daraus entstehen.






Dies wurde geändert. Beim definitiven Verbuchen wird das Buchungsdatum aus der provisorischen Verbuchung übernommen, auch wenn es dort manuell übersteuert wird, um Fehler bei der Verbuchung zu vermeiden.

 © NEXUS AG 2018

Generell	981518	4.32.	Workflow: Einstufung wird nicht gespeichert

Wird im Workflow eine Einstufung/Pflegestufe hinterlegt, dann wurde diese nicht gespeichert.



- geht man nach Beendigung des Workflows anschließend in den Bewerberstamm, dann fehlt die eingetragene Einstufung dort
- wandert man im Workflow vor und zurück, dann ist die Maske für die Einstufung bei der Anzeige immer leer


Dieser Fehler wurde korrigiert.

Die Einstufung bleibt nun beim Bearbeiten im Workflow erhalten und wird korrekt im Bewerberstamm gespeichert. Die Einstufung bleibt nun beim Bearbeiten im Workflow erhalten und wird korrekt im Bewerberstamm gespeichert.

 © NEXUS AG 2018

Generell	982120	4.33. Codetabs Dropdowns zu schmal

Viele Codetabs Dropdowns sind zu schmal gewesen, um den Text zu lesen. Man kann die Breite zwar anpassen, jedoch wurde diese neue Breite nicht für den nächsten Aufruf gespeichert.




Die Breite der Spalten im Dropdownfeld wurde angepasst. Die Spalten sind jetzt so breit wie möglich innerhalb der Breite des Dropdownfeldes


 © NEXUS AG 2018

Generell	982168	4.34.	Übersetzungen fehlen


Bewohnersuche:



Bewerbersuche:



Adresssuche:




Der Fehler wurde korrigiert.
Übersetzungen werden jetzt korrekt geladen.

 © NEXUS AG 2018

Generell	981955	4.35.	Neue Funktionalität in der Codetabcombobox

Über SIS+ Task 2210 wurde die Funktionalität der Codetabcombobx erweitert. Heim hatte bislang noch seine eigene Implementation.

In den Codetabcomboboxen ist es neu möglich, Prioritäten zu erfassen mit welcher die Sortierung der Datensätze beeinflusst werden kann.



 © NEXUS AG 2018

Generell	981957	4.36. Farbliche Gestaltung Mandant

Über den SIS+ Task 2321 wurde das Feature eingebaut, dass die Statusbar pro Mandant eingefärbt werden kann. Es mussten jedoch noch Anpassungen an der Statusbar von Heim gemacht werden.

Das Feature zur farblichen Gestaltung der Statusbar pro Mandant wird vollständig unterstützt und in die Statusbar von HEIM integriert.

© NEXUS AG 2018

Generell	981991	4.37. Anpassen Dialog Versionsinfo

Am Dialog für die Versionsinfo musste verschiedenes angepasst werden:
Adresse neu:
Grenzstrasse 5a
CH-6214 Schenkon

Telefonnummer neu: +41 41 521 11 11

Bezeichnung Software:
Finance.NET --> Neu NEXUS/FIN
dotPEPS --> Neu NEXUS/PEPS


Inhalte für Versionen neu ab einem neuen Originator:
Patch_Produkt z.B. Patch_Heim, Patch_PEPS, usw... Neuer Eintrag mit Major, Minor und Revision, Revision = HF NummerRemark = Egal

Bei einem neuen HF muss dann immer die korrekte HF Nummer eingetragen werden.


© NEXUS AG 2018


Gutschriften/Storno	982337	4.38.	Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno

Beim Bewohner im Rechnungstab konnten zwischenzeitlich keine Rechnung mehr aufgelöst oder storniert werden, da im Kontextmenü die Auswahl fehlt:



Die Optionen "Auflösen" und "Storno" sind nun wieder im Kontextmenü der Rechnungen sichtbar und können wie gewohnt genutzt werden.






 © NEXUS AG 2018

Kalenderleistungen	924493	4.39.	Schnellerfassung Kalenderleistungen läßt sich nicht korrekt beenden

1) Daten wurden geändert.
2) nexus / heim soll beendet werden
3) Speicherhinweis wird mit nein bestätigt

-> nexus / heim wird nicht beendet



Das Problem, dass Nexus/HEIM nicht beendet wird, nachdem ein Speicherhinweis in der Schnellerfassung Kalenderleistung mit "Nein" bestätigt wurde, wurde behoben, und das Programm lässt sich nun korrekt schliessen.

© NEXUS AG 2018

Leistungserfassung	981844	4.40.	Fehler Leistungserfassung - Leistungsnummer in Anzahl

In der Leistungserfassung war folgendes Problem aufgetreten:

Wenn bei der Leistungserfassung irrtümlich z.B. die Leistungsnummer in das Eingabefeld für die Anzahl eingetragen wurde und danach nachträglich die Nummer eingetragen wird, dann springt die Anzahl wieder zurück auf 1 aber der Betrag bleibt als zu hoch stehen und muss überarbeitet werden.

Diese Fehlermöglichkeit wurde abgefangen. Wird durch eine falsche Eingabe ein zu hoher Betrag ermittelt wird auch dieser wieder zurückgesetzt.

© NEXUS AG 2018

Leistungserfassung	981839	4.41.	Leistungen ohne Eintritt nicht ersichtlich in der Leistungserfassung


Wurde ein Bewohner ohne Eintritt erfasst und erfasste hiernach manuelle Leistungen, sieht man diese nicht in der Leistungserfassung, nur in der Rechnungsvorschau und in der Bewertung.


Erfasste man ein Reservationsereignis, werden die Leistungen immer noch nicht angezeigt, weder auf dem Bewohner, noch in der zentralen Leistungserfassung.
Sie erscheinen erst, wenn man einen Eintritt erfasst.

Manuelle Leistungen sollen immer erfassbar und editierbar sein. Es soll dafür kein Ereignis nötig sein. Es soll jedoch in folgenden zwei Situationen eine Warnmeldung erscheinen:

1. Manuelle Leistung wird ohne Eintrittsereignis oder vor Eintrittsereignis erfasst. Meldung: "Leistung wird vor Eintrittsereignis erfasst. Möchten Sie fortfahren?" Bei Klick auf "Ja" soll die Leistung gespeichert werden. Bei Klick auf "Nein" soll nicht gespeichert werden und die erfasste/n Zeilen sind wieder aktiv zum Bearbeiten.

2. Manuelle Leistung wird nach Austrittsdatum erfasst. Meldung: "Leistung wird nach Austrittsereignis erfasst. Möchten Sie fortfahren?" Bei Klick auf "Ja" soll die Leistung gespeichert werden. Bei Klick auf "Nein" soll nicht gespeichert werden und die erfasste/n Zeilen sind wieder aktiv zum Bearbeiten.





Manuelle Leistungen können nun immer erfasst und bearbeitet werden, auch ohne Eintrittsereignis. Es erscheinen jedoch Warnmeldungen, wenn eine Leistung vor dem Eintrittsereignis oder nach dem Austrittsdatum erfasst wird.

© NEXUS AG 2018

Optionen	982312	4.42.	**Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts**

Optionen - Rechnungseinstellungen - Register Druckerkonfiguration.

Sind mehrere Layouts vorhanden und man ändert den Drucker in Layout 1, ändert es den Drucker in allen anderen Layouts auch.

Der Drucker kann nun pro Layout individuell konfiguriert werden, ohne dass Änderungen in einem Layout automatisch auf alle anderen Layouts übertragen werden.

© NEXUS AG 2018

Optionen	982277	4.43.	Druckereinstellungen kopieren - falscher Sammelrg. typ Inko statt Normal

Rechnungseinstellungen – Druckerkonfiguration – Reg. Fakturen Kopien:
Der Drucker und das Layout der Kopien sollen auf alle folgenden Register übertragen werden.


Problem: Im Register Sammelrg. Normal und Kopien – wird der Sammelrg. typ auf Inkontinenz gesetzt. Dadurch wird der Inko-Text auf die 1. Seite Sammelrg. gedruckt.

Beim Kopieren der Rechnungseinstellungen wird der Sammelrechnungstyp nun standardmässig auf "Normal" gesetzt.


© NEXUS AG 2018

Periodische Leistungen	982183	4.44.	Periodische Leistung falsch wenn Periode angepasst wird

Wenn eine periodische Leistung erfasst ist mit der Periodizität "monatlich"



und bei der Fakturierungsperiode das bis Datum angepasst wird auf <= letzter Tag vom Monat, rechnet es die Leistung mehrfach (1x korrekt + zusätzlich noch für jeden Tag nochmals).




Der Ursprung ist bei beiden Zeilen "PERIODE".


Dieser Fehler wurde korrigiert:
Es wird nun nur noch eine monatliche Leistung korrekt verrechnet, auch wenn das "bis"-Datum der Fakturierungsperiode angepasst wird. Bei Anwesenheit des Bewohners am ersten Tag des Monats wird die Leistung einmal verrechnet und nicht mehrfach.

 © NEXUS AG 2018

Reports	913299	4.45.	Pflegezuschläge Monatstotale und Jahrestotale (Tage) - Fehler bei Austritt TE/Austritt extern

In den beiden Reports Pflegezuschläge Monatstotale (Tage) und Pflegezuschläge Jahrestotale (Tage) werden beim Austritt extern die Pflegetage und Abwesenheiten falsch berechnet.





 © NEXUS AG 2018



Altersresidenz Meerblick

Pflegezuschläge Jahrestotal (Tage)

Filterkriterien: 2024 / November - November / ADRSELEKT3

Monat	Tage pro Pflegestufe													Total		
	Abw.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tage	Minuten	Punkte Ø
November	9						11								11	968	88.00
BESA Total ohne Abw																	**88.0000**
BESA Total mit Abw																	**48.4000**
Jahrestotale																**968**	
in % ohne Abw		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	
		0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0		**11**	
in % mit Abw	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	
	9	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0		**20**	


1 Tag zu wenig Abwesenheit, 1 Tag zu viel Pflege

Der Fehler wurde korrigiert.
Report Pflegezuschläge Monatstotale und Pflegezuschläge Jahrestotale (Tage) - Die Berechnung der Pflegetage und Abwesenheiten wurde korrigiert. Bei externem Austritt gilt nun als Pflegetag der Zeitraum bis zum Eintritt in Spital/Ferien, und Abwesenheiten beginnen am Folgetag und enden mit dem Austrittstag.

© NEXUS AG 2018

Reports	970092	4.46.	einige Custom Reports können nicht mehr erstellt werden.

Bei den Reports Adressliste und Telefonliste konnte man zwischenzeitlich den Custom Report nicht mehr öffnen.



Dies wurde korrigiert.


Es können wieder Custom Reports erstellt werden von den Reports Adressliste und Telefonliste.

 © NEXUS AG 2018

Reports	980580	4.47.	Report Monatsübersicht - falsche Anzeige am 1. des Monats

Im Report Monatsübersicht wurde rechts bei der Spalte "Anwesend" der falsche Wert "0" angezeigt wenn ein Bewohner nur am ersten Tag vom Monat anwesend war

---



Der Fehler wurde korrigiert.


Im Report Monatsübersicht wird nun korrekt "1" angezeigt wenn ein Bewohner nur am ersten Tag des Monats anwesend war anstatt "0".

© NEXUS AG 2018

Reports	981519	4.48.	Report Leistungspositionen totalisiert filtert falsch

Wenn beim Report "Leistungspositionen totalisiert" ein Filter in der Unterbringung gesetzt wurde, suchte das System nach den Stockwerken, die in der gewählten Unterbringung sind.

Beispiel:



Wird bei der Unterbringung ein Filter z.B. "Haus Strand" gesetzt, wird anstatt im Report in der DB dann nicht nach "Haus Strand" gesucht, sondern der Report sucht nach "Demenz" und "EG" aus den Stockwerken.

Der Fehler im Report «Leistungspositionen totalisiert» wurde korrigiert.
Der Report sucht nun korrekt nach der gewählten Unterbringung, anstatt nach den Stockwerken innerhalb der Unterbringung.


© NEXUS AG 2018

Reports	981902	4.49.	Pflegetage pro Stufe im Detail - falsch bei Austritt TE/Austritt Extern - monatsübergreifend

Wurde ein Bewohner z.B. im August in ein Krankenhaus überwiesen und ist im Folgemonat im Krankenhaus verstorben oder entlassen worden (Austrittsereignisse: A-TE oder A-E) sind die Pflegetage und Abwesenheitstage im Report Pflegetage pro Stufe im Detail im Austrittsmonat nicht korrekt.

Es wurde 1 Tag Pflege zu viel an und 1 Tag Abwesenheit zu wenig angezeigt.

Die Berechnung der Pflegetage und Abwesenheitstage im Report «Pflegetage pro Stufe im Detail» wurde bei externen Austritten korrigiert.



Report März:

[redacted]	01.03.2025	18.03.2025	Stufe 5	95	0	0	18		18
			Total	95	0	0	18	0	18

© NEXUS AG 2018

Reports	982214	4.50.	**Report "Pflegezuschläge Kennzahlen", "Pflegezuschläge Monatstotale" und "Pflegezuschläge Jahrestotale" bringen Fehlermeldung, wenn Eintritt am letzen Tag des Monats vorhanden ist**

Wenn man die Reports "Pflegezuschläge Kennzahlen", "Pflegezuschläge Monatstotale" und "Pflegezuschläge Jahrestotale" auswertete und es hat für diesen Monat einen Eintritt am letzten Tag des Monats, dann führte das zu einer Fehlermeldung:

```
Die Sequenz enthält keine Elemente.System.InvalidOperationException   bei
System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)   bei
Heim.WinApp.BesaRAIRUG.Report.TagePunkteReportHelper.GetLastVonDate(List`1 artTage) in
C:\src_HEIM_2024_2\heim\src\winapp\Heim.WinApp\BesaRAIRUG\Report\TagePunkteReportHelper.cs:Zeile
966.   bei Heim.WinApp.BesaRAIRUG.Report.TagePunkteReportHelper.ReportTable(ZimmerDataSet zimmerDS,
DataSet bewohnerstammblatt, DataSet dsEreignis, String einstuftyp, BewohnerBesaSearch search, Nullable`1
groupType, Boolean takekarenzdat, List`1 pflegestufeList, Boolean zeitraum) in
C:\src_HEIM_2024_2\heim\src\winapp\Heim.WinApp\BesaRAIRUG\Report\TagePunkteReportHelper.cs:Zeile
948.   bei
Heim.WinApp.BesaRAIRUG.Report.TagePunkteReportHelper.GetDataBasedOnEinstufung(BewohnerBesaSearc
h search, String einstuftyp, Nullable`1 groupType, Boolean karenzdays, Dictionary`2& bewohnerWithNameList,
BewohnerFilter additionalBewFFilter, List`1 pflegestufeList, Boolean zeitraum) in
C:\src_HEIM_2024_2\heim\src\winapp\Heim.WinApp\BesaRAIRUG\Report\TagePunkteReportHelper.cs:Zeile
204.   bei Heim.WinApp.BesaRAIRUG.Report.Report1.GetData(BESALKPflegezuschlageKennzahlen form,
TagePunkteReportHelper _helper) in
C:\src_HEIM_2024_2\heim\src\winapp\Heim.WinApp\BesaRAIRUG\Report\BESALKPflegezuschlageKennzahlen\
Report1.cs:Zeile 70.
```

Die Fehlermeldung bei den Reports wurde behoben. Der Bewohner wird nun korrekt mit einem Tag Pflege auf dem Report angezeigt, auch wenn der Eintritt am letzten Tag des Monats erfolgt.

© NEXUS AG 2018

Reports	982247	4.51.	Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports

In Fällen in denen zwei oder mehr Bewohner den exakt gleichen Namen und Vornamen haben führte dies in allen Reports zu einem Fehler, da die Daten dieser Bewohner vermischt werden. Das bedeutete, dass Informationen von unterschiedlichen Personen fälschlicherweise zusammengeführt wurden, was zu falschen Report-Ergebnissen führte.

Das Problem wurde behoben, sodass im Report bei der Filterung nach Bewohnern nun ausschließlich die GUID verwendet wird. Auch wenn mehrere Bewohner denselben Namen und Vornamen haben, erscheinen sie nun als separate Einträge im Report.

© NEXUS AG 2018

Reports	982248	4.52.	Reportviewer für Rechnungsanzeige läßt sich nicht mehr öffnen: -32000

Wurde die Rechnungsvorschau minimiert, dann konnte es vorkommen, dass man sie bei einer anderen Rechnung nicht mehr aufrufen konnte. Es wurde dann auch kein Symbol mehr in der Taskleiste angezeigt.

Man konnte den Fehler in der DB finden:

```
select * from c_usersetting where gruppe='Heim.WinApp.ReportLauncher.ReportViewer' and Wert=-32000
Und beheben:
delete from c_usersetting where gruppe='Heim.WinApp.ReportLauncher.ReportViewer' and Wert=-32000
```

Der Fehler wird verhindert, indem die Option «Minimieren» aus der Rechnungsvorschau entfernt wurde.

© NEXUS AG 2018

Reports	230645	4.53.	Bewohnerstammblatt - Reihenfolge Angehörige anpassen

Im Report Bewohnerdossier wird die Reihenfolge der Kontaktadressen auf dem Bewohner beachtet und wird dementsprechend so auf dem Report angedruckt.
Bewohner:



Report:



Auf dem Report Bewohnerstammblatt ist es jedoch nicht so:



Im Report Bewohnerstammblatt wird jetzt die Reihenfolge der Angehörigen im Report genauso wie im Bewohnerdossier beachtet und korrekt abgedruckt.

 © NEXUS AG 2018

Reports	913379	4.54. Rechnungslog - erweitern um Spalte Betrag

Im Report Rechnungslog sieht man nicht die Beträge der dazugehörigen Rechnung.

Hierzu wurde der folgende Wunsch umgesetzt


Wir hatten bei sehr vielen Projekten das Problem, dass Rechnungen verschickt wurden und später aufgelöst und mit einer neuen Rechnungsnummer neu verbucht wurden.
Daher ist die Info von gelöschten/aufgelösten Rechnungen mit Betrag wichtig.
Dies würde bei der Aufspürung von verschickten und dann aufgelösten Rechnungen vereinfachen.

Lösung:
Report Rechnungslog - der Report wurde auf Querformat umgestellt und um eine Spalte mit dem Betrag ergänzt, sodass nun der Betrag der jeweiligen Rechnung immer sichtbar ist.

© NEXUS AG 2018

Reports	982055	4.55. Fehler Geburtstagsliste

Auf der Geburtstagsliste kommen auf Geburtstage von Personen, welche erst 94 werden, obschon eingestellt ist, dass die Geburtstag 95 und ab 100 kommen sollen:



Dies wurde korrigiert.
Beispiel: Liste mit 95jährigen und ab100jährigen wird korrekt dargestellt

Geburtstage der 95 und ab 100 jährigen

ab 01.01.2025

Datum	Name, Vorname	Zimmer	Abteilung	Alter
19.05.1930		00249/DZ a	Obergeschoss 2	95
07.03.1925		00058/EZ	Erdgeschoss	100
18.02.1930		00250/DZ b	Obergeschoss 2	95
02.07.1930		00135/EZ	Obergeschoss 1	95
19.02.1930		00140/EZ	Obergeschoss 1	95
19.11.1925		00222/DZ b	Obergeschoss 2	100
30.06.1930		00170/EZ	Obergeschoss 1	95
13.02.1930		00071/EZ	Erdgeschoss	95
14.04.1930		00042/DZ a	Erdgeschoss	95
30.11.1924		00273/EZ	Obergeschoss 2	101
Anzahl Datensätze:	10		**Durchschnittsalter**	96,60

 © NEXUS AG 2018

Reports	982273	4.56. Fakturadatenliste mit Eintrittsdatum

Wurde die Fakturadatenliste mit Eintrittsdatum geöffnet, dann erschien direkt folgende Fehlermeldung:

Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: source


Erweitert:
System.ArgumentNullException bei System.Linq.Enumerable.Where[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) bei Heim.WinApp.Reporting.Fakturierung.Fakturadaten.GetEintrittAustritt(Dictionary`2 historyData, Guid hei_bewohner, Nullable`1& eintrDatum, Nullable`1& austrDatum) in C:\Sources\Heim\branch\Heim\src\winapp\Heim.WinApp\Reporting\Fakturierung\Fakturadaten.cs:Zeile 1599. bei Heim.WinApp.Reporting.Fakturierung.Fakturadaten.ReportDS(Boolean& bHasErrors, DataSet& errDS, Dictionary`2 kstkanr, String MandId, Int32 teqnbr) in C:\Sources\Heim\branch\Heim\src\winapp\Heim.WinApp\Reporting\Fakturierung\Fakturadaten.cs:Zeile 1189. bei Heim.WinApp.Reporting.Fakturierung.Fakturadaten.GetData() in C:\Sources\Heim\branch\Heim\src\winapp\Heim.WinApp\Reporting\Fakturierung\Fakturadaten.cs:Zeile 159.

Das Problem im Report Fakturadatenliste wurde korrigiert. Die Liste kann nun auch mit aktiviertem Eintrittsdatum ohne Fehlermeldung erstellt werden.


 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	982147	4.57.	Stationsmanager Bewerber in Bett ziehen für ein zukünftiges Ereignis

Das Ziehen auf den aktuellen oder einen beliebigen Tag davor funktioniert: Es öffnet sich der Folgebildschirm für die weiteren Eingaben:



Hat man dann den Bewohner auf einen Folgetag gezogen erschien eine Fehlermeldung:



Das Folgefenster öffnete sich nicht.


Der Fehler wurde behoben, sodass der Bewerber nun auch auf einen Folgetag im Stationsmanager gezogen werden kann und das Folgefenster korrekt geöffnet wird.

 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	982148	4.58.	Stationsmanager bei Bewohnerspeichern kommt Fehlermeldung

Ein Bewerber wurde im Stationsmanager durch Ziehen mit der Maus einem Bett zugeordnet und die Bewohnerart wurde eingetragen.

Nach dem Speichern kam diese Meldung:




Der Fehler wurde abgefangen. Die Prüfung ob eine dem Bewerber zugewiesen Bewohnernummer eindeutig ueber alle Mandanten ist wurde optimiert.


 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	982411	4.59.	Default Gruppierung im Stationsmanager

Die Default Gruppierung im oberen Teil des Stationsmanager war zwischenzeitlich verschwunden. Deshalb wurde im unteren Teil auch immer nur ein Bett angezeigt ohne das man vorher die Gruppierung wieder einstellt. Es soll wieder eine Default Gruppierung für dieses Grid gemacht werden. Dies soll folgendermassen aussehen: All > Haus > Abteilung > Stockwerk



Per Default soll die Gruppenbox aber nicht sichtbar sein damit es dann so aussieht.




Die Default-Gruppierung im Stationsmanager wurde wiederhergestellt, sodass im unteren Teil des Grids korrekt die Gruppierung angezeigt wird.

 © NEXUS AG 2018

5. Tipps

5.1. Farben in der Ereignissteuerung für Anzeige in Belegungsmanager


In den Optionen kann man für jedes Ereignis Farben definieren.



Ereignis	Ereignisart	Sequenz-Art	Von-Karenztage	Bis-Karenztage	Minimaldauer	Stichzeit	Pauschal	Symbol	Farbe	Assembly	Klassenname	Karenzminimalda...
Austritt	Austritt	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Austritt	Verstorben	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Austritt	Ohne Verwendung	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Austritt	Wechsel in eine ...	Parallele Ereignis...	1	-1	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Austritt	Verstorben im Kr...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Austritt	Austritt während ...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Neueintritt	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Wiedereintritt au...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Wiedereintritt	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Wiedereintritt au...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Eintritt - GGZ inte...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Eintritt aus fremd...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Eintritt	Wiedereintritt au...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Krankenhaus	Krankenhausauf...	Sequentielle Erei...	1	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Krankenhaus	Krankenhausauf...	Sequentielle Erei...	1	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Umbelegung	Umbelegung (an...	Parallele Ereignis...	1	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Umbelegung	Zimmerverlegung	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Umbelegung	Bewohnerart-We...	Parallele Ereignis...	0	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0
Urlaub	Urlaub	Sequentielle Erei...	1	0	0	01.01.190...				Heim.WinApp.dll	Heim.WinApp.Er...	0

(wenn Sie globale Ereignisse haben, dann den Haken bei „Mandantenabhängig“ entfernen)

Im Belegungsmanager werden Ihnen diese Farben dann angezeigt.




Man erkennt so z.B. direkt Krankenhausaufenthalte.

 © NEXUS AG 2018

5.2. GRID-Optionen: ... Dokument bei Dokumenten und Rechnungen

Bei den Grideigenschalten gibt es im Grid für die Dokumente und für Rechnungen eine neue Funktion:




Ist diese Einstellung aktiviert, dann kann per Mausklick mit Halten der linken Maustaste das markierte Dokument in den Explorer oder Outlook gezogen werden.

 © NEXUS AG 2018

5.3. Plugin für Clickonce GoogleChrome

Achtung. Für GoogleChrome gibt es ein neues Plugin zur Ausführung der ClickOnce-Version von nexus / heim.


Nähere Informationen dazu gibt es bei uns auf der Homepage bei der Onlinehilfe:
https://confluence.nexus-ag.de/nexus-onlinehelp-schweiz/heim/clickonce-browser-einstellungen-126109806.html



 © NEXUS AG 2018

5.4. Menü im Bewohnerstamm verschieben

Gerade bei kleineren Bildschirmauflösungen werden nicht alle Menüeinstellungen im Bewohnerstamm angezeigt:




Mögliche Anzeigen sind:

- \+ Leistungen via Leistungsset einfügen
- \+ Gruppenerfassung
- \+ Produkt bestellen
- \+ Excel Import
- \+ Standardadressen
- \+ Bewohnerkopieren
- \+ Direktdruck


Meist benötigt man nicht alle Auswahlmöglichkeiten bzw. man will die Maske anders gliedern.

Mit Rechtsklick auf die gepunktete Trennlinie öffnet sich ein Menü, mit dessen Hilfe sich die Menüauswahl anders auf der Bewohnermaske positionieren lässt.



 © NEXUS AG 2018

z.B. so:



Damit sind dann auch alle Auswahlmöglichkeiten bei kleiner Bildschirmauflösung wieder direkt lesbar.

 © NEXUS AG 2018

6. Wussten Sie schon?


Schon bei der letzten Releasedokumentation haben wir auf Smartliberty aufmerksam gemacht:

SMARTLIBERTY
— MORE TIME FOR CARE —

- + Mobiler Bewohnerruf Das Auslösen eines Alarms ist nicht nur auf das Zimmer beschränkt, sondern kann auf das ganze Areal ausgeweitet werden.
- + Assistenzruf Dank des elektronischen Personalbadges können Ihre Mitarbeitenden bei Bedarf überall einen Assistenz- oder SOS-Ruf auslösen.
- + Einheitliche Kommunikation Alle verbundenen Mitarbeitenden sind mit einem Klick erreichbar und alle Ihre Kontakte sind stets griffbereit.
- + Technische Alarme Technische Alarme werden auf einfache Art und Weise integriert. Der Alarmserver entfällt in den meisten Fällen.
- + Historie Der schnelle Zugriff auf die Alarmhistorie inklusive Sortierfunktion nach Belieben gibt Ihnen und den Angehörigen Sicherheit.
- + Intelligente Zutrittskontrolle Sie bestimmen individuell wer wo Zutritt hat und kontrollieren alle Türen. Dies für Bewohnende, Mitarbeitende und Besucher.
- + Weglaufschutz Bewegt sich ein Bewohnender außerhalb des vordefinierten Bewegungskreises, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.
- + Alarmmanagement Jeder Alarm wird in Echtzeit auf derselben Plattform an die richtigen Personen übermittelt.
- + Mitteilungen **Ü**bermitteln Sie wichtige Informationen in Echtzeit an Ihre Teams. Sie wählen dabei Ihre Empfänger sowie die zeitliche Relevanz Ihrer Nachricht aus.
- + Integrierte Werkzeuge Alle Werkzeuge, die Sie benötigen, stehen auf nur einem Gerät zur Verfügung.
- + Echtzeitortung Mit dieser Funktion orten und finden Sie schnell und effizient Ihre Bewohnenden.
- + Advanced Detection Radare und Sensoren gibt es wie Sand am Meer. Wir integrieren die gängigsten am Markt und prüfen jederzeit weitere Integrationen.


Natürlich gibt es in nexus / heim schon direkt die Möglichkeiten, die Zimmer- und Einrichtungsstruktur und die Bewohneridentifiaktion vorzubereiten:

In den Zimmerzuordnungen wird die ID für die Raumerkennung hinterlegt.



 © NEXUS AG 2018

Und direkt beim Bewohner erfasst man unter dem Bereich Verbindungen die Badge-ID seines Responders:



Damit wird die Einrichtung von Smartliberty extrem vereinfacht und die Konfiguration während eine Bewohneraufenthalten verbleibt vorwiegend in nexus / heim .

© NEXUS AG 2018

7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln?

Vielleicht haben auch Sie Ideen oder Fragen zu speziellen Themen, die wir in der nächsten Releasedokumentation mit aufnehmen sollen.

Schicken Sie uns diese gerne zu: michael.luerken@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018