Release Notes NEXUS / PAT^{NG}

Version 2025.1.1002.1

Inhalt

1 Wichtigste Änderungen 3
1.1 TARDOC / Ambulante Pauschalen 3
2 Bearbeitete Issues 4
2.1 NEXUS / PAT^{NG} 6

1 Wichtigste Änderungen

1.1 TARDOC / Ambulante Pauschalen


Die Dokumentation für TARDOC / Ambulante Pauschalen ist im Confluence abgelegt.


2 Bearbeitete Issues

Die Release Notes sind folgendermassen zu interpretieren:


- Zunächst muss die aktuell installierte Programmversion in der Prod-Umgebung im Vergleich zur neu installierten Version der Test-Umgebung ermittelt werden:


  Beispiel Prod-Umgebung:





  Beispiel Test-Umgebung:






- Anhand der beiden Versionen kann danach unterschieden werden, ob es sich um einen **Releasewechsel** oder einen **Patch** (Monats- oder Zwischenpatch) handelt und die weitere Vorgehensweise bestimmt werden.

  Beispiel:

Programmversion PROD	Programmversion TEST	
Version **21.2** Datum 31.07.2020	Version **22.0** Datum 01.09.2020	**Releasewechsel**
Version **21.2** Datum **31.07.2020**	Version **21.2** Datum **01.09.2020**	**Monatspatch**

Vorgehen bei Releasewechsel:
Es müssen alle angezeigten Issues überprüft werden.
Die grau gekennzeichneten Issues stehen bereits ab dem angegebenen Datum in Vorgängerversionen zur Verfügung und wurden möglicherweise dort bereits geprüft.


Beispiel:
Issue 9762 der Version 22.0 stand ab dem 04.05.20 auch in der Version 21.2 zur Verfügung.



Alle anderen Issues, sowohl die grauen nicht geprüften als auch die schwarz gekennzeichneten, müssen überprüft werden.

Vorgehen bei Installation von Patches:
In diesem Fall müssen alle Issues überprüft werden, deren Datum grösser als das Erstellungsdatum der in der Prod-Umgebung installierten Programmversion ist.

Beispiel:
In diesem Beispiel ist Issue 9668 im Dezemberpatch enthalten, Issue 9678 im Januarpatch.
Wurde der Dezemberpatch bereits geprüft, muss Issue 9668 bei der Installation des Januarpatches nicht mehr überprüft werden.



2.1 NEXUS / PAT^{NG}

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11641 Datum: 18.03.25 CS: 50356 2025.0: 18.03.25	**Korrektur:** Wurde nach dem Start der Applikation eine neue Sitzung und dann eine TARMED-Leistung mit Zuschlags- und Expandleistungen (wie z.B. '00.0010') erfasst, wurden nach dem Speichern die Zuschlags- und Expandleistungen nicht angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11727 Datum: 18.03.25 CS: 50368 2025.0: 18.03.25	**Erweiterung:** Die Logfiles wurden bisher an unterschiedlichen Orten abgelegt. Neu werden diese in einem Verzeichnis (mit Unterverzeichnissen) abgelegt. Vom Framework ist das auf dem Server wie folgt vorgegeben: 'C:\NxSrv\[Umgebung]\Pat\Log', wobei die [Umgebung] in der Regel 'Prod' oder 'Test' entspricht. Die Partition (hier 'C') kann natürlich frei gewählt werden. Direkt in 'Log' werden alle Framework Logs geschrieben. Für den Client, die Services, die Webapplikationen und die Online Pools der Fakturierung werden die Logfiles jeweils in ein Unterverzeichnis geschrieben. Damit alles funktioniert, müssen die log4net.config resp. Nexus.Framework.Healthcare.exe.log4net des Builds übernommen werden. Zudem muss folgende Zeile in 'general.config' oder für das Framework in '.\Config\AppSettings.config' hinzugefügt werden. <add key="LogFileDirectory" value="C:\NxSrv\ORA\Pat\Log" />
Issue: 11853 Datum: 20.03.25 CS: 50405 2025.0: 25.03.25	**Erweiterung**: Der HL7ADT-Export wurde um den Erfassungsstatus erweitert. Der Legacycode (extern) wird exportiert im Feld PV2.18.
Issue: 11852 Datum: 27.03.25 CS: 50483 2025.0: 04.04.25	**Korrektur:** Der admission_type im XML wird nun wieder korrekt belegt. Auch wenn für einen Fall ein Fallpsychiatriedatensatz vorhanden ist, werden die Daten aus diesem nur berücksichtigt, wenn der 'Aufenthalt vor Eintritt Psychiatrie' einen Wert ungleich 'unbekannt' enthält. In allen anderen Fällen werden die Daten zur Ermittlung des admission_type und des discharge_type aus dem Fall ermittelt und nicht aus den Fallpsychiatriedaten.
Issue: 11863 Datum: 31.03.25 CS: 50496 2025.0: 31.03.25	**Erweiterung/eKogu:** Von der Swisscom wurde reklamiert, dass bei den eKogu-XML-Meldungen (generalCreditRequest_45) vor dem Elementnamen der Namespace 'gcr:' stehen soll. Dies wurde behoben und wird jetzt auch für Meldungen, die über MediData versendet werden, eingefügt, obwohl dies für diesen Weg nicht notwendig ist.
Issue: 11862 Datum: 31.03.25 CS: 50508	**Korrektur**: Wenn beim Speichern zu einer Meldung ein Concurrency-Fehler (mehrfacher Zugriff auf Daten) auftritt, dann wird jetzt einige Male versucht, diese Änderungen zu speichern.
Issue: 11655 Datum: 01.04.25 CS: 50510 2025.0: 01.04.25	**Korrektur:** Die Menüpunkte auf dem Sitzungsgrid der Fallmaske wurden nicht korrekt aktiviert bzw. deaktiviert. Zum Beispiel konnte man beim erstmaligen Anklicken keine Sitzung an einen anderen Fall umhängen. Dies wurde behoben.
Issue: 11937 Datum: 01.04.25 CS: 50514 2025.0: 10.07.25	**Erweiterung:** Müssen Dokumente an die elektronische Rechnung angehängt werden, so werden diese korrekt aus der Datenbank oder dem Dokumentarchiv übernommen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11609 Datum: 02.04.25 CS: 50538 2025.0: 02.04.25	**Korrektur**: Beim Import der Kostenstelle aus NEXUS / FINANZ NG war das Problem, dass beim Vordatieren des Historie-Eintrages das Gültig bis-Datum nicht mit der Zeitkomponente 23:59:59 versehen worden ist. Dies führte dazu, dass die Änderung nicht gespeichert werden konnte.
Issue: 11647 Datum: 02.04.25 CS: 50542 2025.0: 02.04.25	**Erweiterung:** Mahngruppe und Zahlungsziel werden nun bei der Rechnungserstellung aus dem Debitor übersteuert bzw. aus der Entscheidungstafel 'ET Rechnung' in die entsprechende Kontobewegung übertragen. **Konfiguration:** Die Masken 'etrechnungsearch' (Suche ET Rechnung) und 'etrechnung' (ET Rechnung) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11867 Datum: 03.04.25 CS: 50549	**Erweiterung:** Die Funktion 'Katalog einlesen' ist jetzt auch für die ambulanten Pauschalen möglich. Die Details hierfür werden im Dokument 'Katalog einlesen.pdf' beschrieben. **Konfiguration:** Die Maske 'leistung' (Leistung) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und kann bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden.
Issue: 11622 Datum: 04.04.25 CS: 50553 2025.0: 04.04.25	**Erweiterung:** Bis jetzt ist Job '0' auf Fehler gelaufen, wenn die Aktualisierung der Statistiken nicht erfolgreich durchgelaufen ist. Neu wird das Ereignis 'FakturJobFehlerStatistik' ausgelöst. Dieses muss dann über die Entscheidungstabelle 'AktionEreignisGesteuert' verarbeitet werden und dabei kann z.B. ein Systemadministrator darüber informiert werden.
Issue: 11721 Datum: 07.04.25 CS: 50585 2025.0: 07.04.25	**Erweiterung:** Die Mahnsperre wird automatisch entfernt, wenn das Programm-Setting 'AutomatischeMahnSperreInTagenBeiRueckweisung' einen Wert > 0 hat und die Rückweisung auf erledigt gesetzt wird. Neu kann das mit dem neuen Programm-Setting 'MahnSperreEntfernenWennRueckweisungErledigt' verhindert werden, wenn dieses auf 'false' gesetzt wird. **Programm-Settings:** MahnSperreEntfernenWennRueckweisungErledigt (Reiter 'EFaktur/Rechnungsantwort').
Issue: 11874 Datum: 09.04.25 CS: 50662 2025.0: 10.04.25	**Korrektur**: Wenn in einem Importjob vom Typ 'Debitorbuchung' ein Speicherungsfehler aufgetreten ist, z.B. weil ein Fall inkonsistente Daten enthält, dann wurden bisher die nachfolgenden Debitorbuchungen des Jobs nicht verarbeitet, auch wenn die gelieferten Daten in Ordnung waren. Dies wurde korrigiert. Die betroffene Import-Debitorbuchung wird jetzt als fehlerhaft gekennzeichnet, der aufgetretene Fehler wird in Fehlertext übernommen und die nachfolgenden Debitorbuchungen werden verarbeitet und gespeichert.
Issue: 11876 Datum: 09.04.25 CS: 50664	**Korrektur/PATWEB NG:** Bei der Anzeige einer Mutationsmeldung wurden Name und Geburtsdatum nicht angezeigt, wenn Änderungen in der Zukunft vorhanden waren. Dies wurde behoben.
Issue: 11216 Datum: 14.04.25 CS: 50695	**Korrektur:** In der Schnittstelle zu einem Dokumentarchivsystem wurde zu oft ein Business-Event ausgelöst. Dies führte in der Exportschnittstelle z.B. bei Rechnungen zu Fehlermeldungen, wenn ein exportiertes Dokument nicht schnell genug abgeholt wurde. Neu wird deshalb bei Änderungen der Felder 'Archivstatus', 'Archivsystem-Referenz' und 'Letztes Druckdatum' kein Business-Event mehr ausgelöst.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11880 Datum: 16.04.25 CS: 50711	**Korrektur:** Shortcut-Keys auf Grids wurden ohne Berechtigungsprüfung ausgeführt. Neu werden auch bei den Shortcuts die Berechtigungsprüfungen ausgeführt.
Issue: 11849 Datum: 24.04.25 CS: 50752 2025.0: 08.05.25	**Erweiterung:** Im XML wird die Bemerkung bei den Leistungen (remark im servicetype) um die Angabe des erbringenden Arztes ergänzt, wenn die Leistung zum Tariftyp 930 gehört. Ist kein erbringender Arzt erfasst, dann werden auch keine zusätzlichen Informationen in die Bemerkung geschrieben.
Issue: 11881 Datum: 24.04.25 CS: 50761	**Erweiterung:** Im Zuge eines Kundenwunsches wurden zusätzliche Felder im Auswertungstool hinzugefügt: 'HatEPD' auf Patientenebene sowie 'EPDVertraulichkeit' und 'EPDAenderungsGrund' auf Fallebene.
Issue: 11882 Datum: 25.04.25 CS: 50769 2025.0: 28.04.25	**Korrektur**: Im ExportP3-Service gab es nach dem Zusammenführen zweier Personen, die keine Patienten sind, einen Absturz. Dies war eine Nachwirkung von Bug 11679. Das Problem wurde behoben.
Issue: 11883 Datum: 28.04.25 CS: 50775	**Erweiterung:** Ambulante Pauschalen Details zu den ambulanten Pauschalen werden in der separaten Dokumentation beschrieben.
Issue: 11885 Datum: 29.04.25 CS: 50779	**Korrektur**: Im ExportP3-Service kam es beim Exportieren eines Falles ohne Historie-Eintrag zu einem Absturz. Solche Fälle dürfte es normalerweise nicht geben. Die Schnittstelle wurde nun dahingehend angepasst, dass kein Absturz mehr erfolgt, sondern eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben wird.
Issue: 10323 Datum: 05.05.25 CS: 50803 2025.0: 05.05.25	**Erweiterung:** Wenn ein Fakturajob gedruckt wird, dann musste bis jetzt ein logischer Drucker für den Einzahlungsschein definiert werden und das sogenannte Spooling des Druckers ausgeschaltet werden. Da die Perforation nicht mehr benötigt wird, muss der neue Zahlteil in der Regel nicht mehr aus einem anderen Schacht genommen werden. Daher werden Rechnungen und Zahlteile neu in einem Dokument gesammelt und dieses auf den Drucker geschickt. Das sollte einerseits zu einer besseren Performance führen, anderseits dazu, dass das Spooling für den Drucker wieder eingeschaltet werden kann. Wichtig ist jedoch, dass der Drucker jeweils einseitig druckt, damit das sauber getrennt werden kann. Das Sammeln in einem Dokument wird nur gemacht, wenn das Programm-Setting 'PrinterNamePostfixes' leer ist. **Programm-Settings:** PrinterNamePostfixes (Reiter 'Reporting/Print Service').
Issue: 11889 Datum: 05.05.25 CS: 50807 2025.0: 07.05.25	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Wurde im Codierarbeitsplatz ein fakturierter Fall mit einem Austritt ab dem Jahr 2024 aufgerufen und mit Medplaus 7 validiert, da die Programm-Settings 'IstVerwendungMedPlaus7AbAustritt2024' und 'HatCodierungsModusAutomatischeMedplausPruefung' gesetzt waren, ist das Programm abgestürzt. Dies wurde behoben.
Issue: 11891 Datum: 06.05.25 CS: 50816	**Korrektur**: Bei der elektronischen Rechnungserstellung wurden historisierte Adressdaten teilweise nicht korrekt übernommen, so dass nicht die neuesten Adressdaten auf der Rechnung ausgewiesen wurden. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11887 Datum: 06.05.25 CS: 50820	**Korrektur:** Wird bei einer Fallbewertung gleichzeitig ein Leistungsimport auf den gleichen Falldaten vorgenommen, kommt es hier nicht mehr zu Quereffekten mit neu hinzugefügten Sitzungen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11884 Datum: 06.05.25 CS: 50822	**Erweiterung**: Die Importschnittstelle der erbrachten Leistungen wurden um die neuen Felder von ALIS 5.1 erweitert. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der neuen Felder auf den Reiter 'Import Leistungerbracht' der Maske 'importleistungerbrachtsearch' (Importschnittstelle Leistungen).
Issue: 11894 Datum: 07.05.25 CS: 50850	**Korrektur**: Bei der Zuordnung einer Versichertenkarte zu einem bestehenden Patienten wird neu noch geprüft, ob die Sozialversicherungsnummer aus der Versichertenkarte und vom Patienten übereinstimmen. Wenn nein, kann der Benutzer mit einer Steuerfrage selbst entscheiden, ob die Zuweisung der Versichertenkarte an den Patienten erfolgen soll.
Issue: 11896 Datum: 12.05.25 CS: 50878	**Erweiterung:** Die Standardkonfiguration einiger Masken und Reiter wurden überarbeitet. 1. Suche Ertragsstatistik, Ertragsstatistik 2. Suche Frequenzstatistik, Frequenzstatistik 3. Konfigurationen 4. Selektionsprofil Fakturjobauswahl, Fakturajob 5. Kreditkarte 6. Falldiagnose 7. Falleingriff 8. Neugeborene 9. Import DRG, Import Medikament, Import Neugeborenes **Konfiguration:** • Die Masken 'ertragsstatistiksearch' (Suche Ertragsstatistik), 'ertragsstatistik (Ertragsstatistik), 'frequenzstatistiksearch' (Suche Frequenzstatistik) und frequenzstatistik (Frequenzstatistik) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. • Die Maske 'configurations' (Konfigurationen) wird automatisch aktualisiert. • Die Masken 'fakurjobselektionsprofil' (Selektionsprofil Fakturajobauswahl) und 'fakturjob' (Fakturajob) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. • Die Maske 'kreditkarte' (Kreditkarte) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. • Die Maske 'falldiagnose' (Falldiagnose) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. • Die Maske 'falleingriff' (Falleingriff) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. • Die Maske 'neugeborene' (Neugeborene) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. • Die Masken 'importdrgdetail' (Import DRG), 'importbfsmedikamentdetail' (Import Medikament), 'importbfsneugeborenedetail' (Import Neugeborenes) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11903 Datum: 16.05.25 CS: 50923	**Korrektur**: In NEXUS / MATERIAL CL können Artikel ungültig gesetzt werden, indem das Inaktivierungsdatum 'InaktDte' gesetzt wird. In der Leistung-Importschnittstelle werden Artikel jetzt ignoriert, wenn das Inaktivierungsdatum vor dem Tagesdatum liegt.
Issue: 11856 Datum: 21.05.25 CS: 50943	**Korrektur**: Die Ursache für den Absturz beim Importieren von Adressen wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11663 Datum: 03.06.25 CS: 50996 2025.0: 03.06.25	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Wenn bei einem Fall die Kategorie oder der Fallpauschalentyp geändert wird, wird bisher der DRG nur gelöscht, wenn der Codierungsstatus 'In Arbeit' war. Neu wird dies auch gemacht, wenn der Codierungsstatus 'Freigegeben' oder 'Abgeschlossen' ist.
Issue: 11875 Datum: 04.06.25 CS: 51007	**Erweiterung:** Im Programm-Setting 'XML Remark ext. Fälle' ('XmlRemarkExtern') kann für die externen Fakturen ein Bemerkungstext zusammengestellt werden. Hier wurde der Platzhalter #Beschreibung ergänzt für das Feld 'Beschreibung' ('Sitzung.Beschreibung') des Auftrags. Hier wird immer die Beschreibung des Auftrags übernommen, sind zu einem Auftrag mehrere Sitzungen erfasst, werden die in den weiteren Sitzungen zum Auftrag erfassten Beschreibungen nicht berücksichtigt. **Programm-Settings:** XmlRemarkExtern (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').
Issue: 11839 Datum: 10.06.25 CS: 51064	**Erweiterung**: Auf der Fallmaske wurde ein neuer Button 'Alle Meldungen versenden' ergänzt. Damit wird für den aktuellen Fall ein Datenübernahmejob angelegt und gestartet.
Issue: 11831 Datum: 11.06.25 CS: 51075	**Erweiterung:** Mit dem neuen Programm-Setting 'Anzeige Anz. Tage zurück' kann die Anzeige der Leistungen im ambulanten und im stationären Fall und auf den Sitzungen auf eine Anzahl Tage eingeschränkt werden. Der Defaultwert ist '0' und hat zur Folge, dass es keine Einschränkung gibt, d.h. dass alle Leistungen aufgelistet werden. Im Grid der erbrachten Leistungen gibt es zusätzlich das Menü 'Anzahl Tage zurück', mit dem der im Programm-Setting angegebene Wert für die aktuelle Anzeige überschrieben werden kann. **Programm-Settings:** LeistungsanzeigeAnzahlTageZurueck (Reiter 'Business Rules/Leistungen').
Issue: 11918 Datum: 13.06.25 CS: 51092 2025.0: 13.06.25	**Korrektur:** Wenn bei der Erfassung eines neuen Garanten nach einer natürlichen Person gesucht wurde, dann wurde die letzte Suchanfrage nicht geleert. Dies wurde korrigiert, die letzte Suchanfrage wird jetzt geleert, sowohl bei der Erfassung eines Garanten auf Patientenebene, auf Fallebene und auf Ebene des externen Auftrages.
Issue: 11822 Datum: 17.06.25 CS: 51097	**Erweiterung:** Der Batchjob 'Fälle Dirtysetzen' wurde erweitert um 2 neue Parameter: 1) HatOffeneLeistungen: Damit kann erreicht werden, dass nur Fälle mit offenen Leistungen dirty gesetzt werden. Der Defaultwert ist 'false'. 2) MaxAnzahlFaelle: Damit kann verhindert werden, dass (versehentlich) zu viele Fälle dirty gesetzt werden und der Bewertungsjob nicht überlastet wird. Der Defaultwert ist 1000.
Issue: 11920 Datum: 18.06.25 CS: 51111 2025.0: 18.06.25	**Erweiterung/eKogu:** Von der Swisscom wurde reklamiert, dass bei den eKogu-XML-Meldungen (generalCreditRequest_45) die Präambel nicht korrekt war. Dies wurde behoben und wird jetzt auch für Meldungen, die über MediData versendet werden, so dargestellt, obwohl dies für diesen Weg nicht notwendig ist.
Issue: 11916 Datum: 19.06.25 CS: 51117 2025.0: 01.07.25	**Korrektur:** Bei der XML-Erstellung wird nun der korrekte und auf fünf Rappen gerundete Betrag in 'amount' und 'amount_due' verwendet, auch wenn die Rundungsleistung selbst nicht in den 'services' des XMLs aufgeführt ist.
Issue: 11922 Datum: 24.06.25 CS: 51134	**Korrektur:** Es wurde sichergestellt, dass Einträge in der Kontobewegung bei der Verbuchung immer mit einer Fakturanummer belegt werden, so dass es nicht mehr zu Verbuchungsfehlern kommen kann.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11924 Datum: 24.06.25 CS: 51137 2025.0: 24.06.25	**Korrektur**: Beim Verarbeiten einer Import Debitorbuchung gab es das Problem, dass der Importstatus nicht auf 'Importiert' gesetzt wurde, sondern auf 'Eingelesen' stehen blieb. Der Fehler wurde korrigiert.
Issue: 11932 Datum: 26.06.25 CS: 51145 2025.0: 26.06.25	**Korrektur**: Das Anlegen einer neuen Kostenstelle funktionierte nicht mehr, da kein externes System zugeordnet worden ist. Das Problem wurde behoben.
Issue: 11926 Datum: 26.06.25 CS: 51148 2025.0: 26.06.25	**Erweiterung/Korrektur:** Für SpiGes 1.4 wird im Element 'Rechnung' das Item 'rech_betrag' jetzt aus dem Feld 'LeistungsBetrag' einer fakturierten Leistung ermittelt. Befinden sich in einer Rechnung mehrere Leistungen mit gleicher Rechnungsposition und gleichem Taxpunkt, so werden diese jetzt in der SpiGes 1.4-Datei zusammengezogen in einer 'Rechnung'-Zeile dargestellt.
Issue: 11934 Datum: 26.06.25 CS: 51149 2025.0: 27.06.25	**Korrektur:** In der Fallmaske konnte das Feld 'Fallnummer extern' nicht abgefüllt werden. Die Fehlermeldung 'Wert konnte nicht gesetzt werden' wurde angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11923 Datum: 27.06.25 CS: 51155	**Korrektur:** Wird während der Verarbeitung in Job '0' der gerade bearbeitete Datensatz aus dem Job gelöscht, dann läuft Job '0' nicht mehr auf einen Fehler.
Issue: 11799 Datum: 01.07.25 CS: 51161 2025.0: 01.07.25	**Erweiterung:** Nicht verrechenbare Medikamente sollen keine Zusatzentgelte auslösen. Erbrachte Leistungen, bei denen das Feld 'IstWissenschaftlich' gesetzt ist, werden nicht mehr für die Generierung der Zusatzentgelte berücksichtigt.
Issue: 11936 Datum: 01.07.25 CS: 51189 2025.0: 01.07.25	**Korrektur**: Das Flag 'print_copy_to_guarantor' im Rechnungs-XML wird nun wieder bei der elektronischen Rechnungserstellung gesetzt.
Issue: 11939 Datum: 07.07.25 CS: 51215 2025.0: 07.07.25	**Korrektur:** Beim Ausführen des Batchjobs 'BatchJobPersonSperren' wurden auch Falladressen und -garanten von gelöschten Fällen angepasst, wodurch bei einigen Fällen eine Fehlermeldung ausgelöst wurde. Gelöschte Fälle werden ab sofort nicht mehr im Batchjob 'BatchJobPersonSperren' berücksichtigt.
Issue: 11940 Datum: 10.07.25 CS: 51246 2025.0: 10.07.25	**Korrektur:** Aktuell wird das Feld 'Abgabedosis' in NEXUS / MATERIAL CL mit Nachkommastellen geführt. Bei der Übernahme in die Tabelle 'Importleistung' wird es momentan noch gerundet, so dass die Nachkommastellen entfallen. Diese Rundung wurde wieder entfernt, so dass jetzt 2 Nachkommastellen übernommen werden.
Issue: 11648 Datum: 15.07.25 CS: 51274	**Korrektur:** Bei der Leistungserfassung wurde die Steuerung der Verrechenbarkeit ('Steuerg. Verrechenbarkeit') nicht aus dem Leistungskatalog übernommen. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11949 Datum: 21.07.25 CS: 51308 2025.0: 28.07.25	**Korrektur:** Das Vererben des Zusatztextes der auslösenden Leistung an eine Folgeleistung, die aus einer Rechenformel generiert wird, wird wieder korrekt ausgeführt.
Issue: 11950 Datum: 22.07.25 CS: 51310	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Es gab einen Programmabsturz im Codierarbeitsplatz, wenn dort ein Fall mit Medplaus 7.0.0.0 x64 (SpiGes) validiert worden ist, dessen Austritt nicht vorhanden war oder sich in der Zukunft befand. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11868 Datum: 22.07.25 CS: 51312	**Erweiterung:** Nachfolgende Variablen werden jetzt auch für SpiGes, Version 1.4 bei nicht fallbezogenen Kostenträgern ausgegeben: 'Ktr_kosten_65', 'ktr_480', 'ktr_485', 'ktr_486', 'ktr_4051', 'ktr_4052', 'ktr_3801', 'ktr_3802', 'ktr_3811' und ', 'ktr_3812'.
Issue: 11930 Datum: 22.07.25 CS: 51313	**Korrektur:** Für SpiGes Version 1.4 wurden für die 'ktr_*'-Elemente in den Kostenträger-Zeilen negative Zahlen ausgegeben, wenn der Betrag, welcher aus dem Finanz geliefert wird, negativ war. Neu werden die Beträge als absoluter Wert von der Datenbank gelesen, so dass nur noch positive Werte ausgegeben werden.
Issue: 11902 Datum: 22.07.25 CS: 51315	**Erweiterung**: Die Suche nach doppelten Subjekten wurde um die Felder 'Bemerkung1' und 'Bemerkung2' aus der Person erweitert. Diese beiden Felder können im Grid konfiguriert und auch als Suchkriterium verwendet werden.
Issue: 11890 Datum: 22.07.25 CS: 51316	**Erweiterung:** Auf dem Fall gibt es die beiden neuen Felder 'Verlegungsgrund (Austritt)' ('AustrittsVerlegungsGrund') und 'Verlegungsgrund (Eintritt)' ('EintrittsVerlegungsGrund'), die beide auf den Codebereich 'VerlegungsGrund' zeigen. Diese Felder werden nicht im- oder exportiert und dienen ausschliesslich der spitalspezifischen Klassifikation von Verlegungen. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der beiden Felder auf die Reiter 'Ein-/Austritt' in der Patienten- und der Fallmaske.
Issue: 11928 Datum: 24.07.25 CS: 51335	**Korrektur**: Bei der Zuordnung von Kostenstellen zu einer Hauptkostenstelle für SpiGes werden die Kostenstellen in einem Lookup angeboten. Kostenstellen, die nicht mehr gültig sind, wurden bisher nicht angeboten und konnten somit auch nicht zugeordnet werden. Das wurde geändert. Jetzt werden alle Kostenstellen angeboten.
Issue: 11952 Datum: 24.07.25 CS: 51337	**Korrektur:** In den Entscheidungstafeln 'ETRechnung' und 'ETKostenträgerdaten' wurden Einträge, bei denen in verschiedenen Feldern der Wert 'unbekannt' eingetragen war, teilweise nicht korrekt ausgewertet. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11921 Datum: 24.07.25 CS: 51352	**Erweiterung/Korrektur:** Für SpiGes 1.4. werden die Kostenträgerdaten, die einem Fall zugeordnet sind und dessen Kostenträgertyp nicht '1' ist, jetzt im Element 'KostentraegerStandort' angezeigt und nicht mehr im Element 'KostentraegerUnternehmen'. In diesem werden nur noch die Kostenträgerdaten angezeigt, die keinem Fall zugeordnet sind und nicht dem Kostenträgertyp '1' besitzen. Neu wird jetzt auch das Element 'KantonsdatenStandort' erzeugt, sofern im Statistikjob Kantonsdaten gewünscht sind.
Issue: 11365 Datum: 25.07.25 CS: 51355 2025.0: 25.07.25	**Erweiterung:** Bisher gab es für Batchjobs keine Berechtigungen, alle Benutzer konnten alle verschiedenen Batchjobs starten. Neu können einem Batchjob die Benutzergruppen zugewiesen werden, die Zugriff auf diesen Batchjob haben sollen. Die Benutzer mit der Rolle 'Admin' können auf alle Batchjobs zugreifen. **Konfiguration:** Die Masken 'batchjobprogrammsearch' (Suche Batchjob), 'batchjobprogramm' (Batchjob) und 'batchjobprogrammparameter' (Batchjobparameter) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11927 Datum: 28.07.25 CS: 51364	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Die Option 'Codierungsstatus zurücksetzen' wurde erweitert. Jetzt ist es auch möglich, dass bei einem Fall der Codierungsstatus von 'Wartet auf Codierung' auf 'unbekannt' zurückgesetzt werden kann.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11759 Datum: 29.07.25 CS: 51367	**Erweiterung/Korrektur:** Um zu verhindern, dass in den Stammdaten nach dem Ändern des Gültig bis-Datums einer Person (z.B. eines Hausarztes) die Applikation lange blockiert ist, da alle entsprechenden Patienten- und Falladressen angepasst werden, kann parametriert werden, dass nach einer entsprechenden Prüfung dem Anwender folgende Fehlermeldung angezeigt wird und das neue Gültig bis-Datum nicht eingegeben werden kann: "Die Anzahl der Patienten- und Falladressen, die von dieser Änderung betroffen sind, überschreitet den erlaubten Wert. Bitte die Person über den Batchjob 'BatchJobPersonSperren' sperren." **Programm-Settings:** MaxAnzahlAdressenZugeordnetFuerGueltigBisAnpassungVonPerson (Reiter 'Business Rules/Adressen/Garanten').
Issue: 11947 Datum: 30.07.25 CS: 51369	**Erweiterung:** Die Importschnittstellen wurden um eine neue Schnittstelle 'Import Kostenträgerdaten' erweitert. Hierüber können die Konstenträgerdaten für die SpiGes-Statistik von einem Fremdsystem importiert werden. **Konfiguration:** Die Maske 'importkostentraegerdaten' (Import Kostenträgerdaten) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 11925 Datum: 04.08.25 CS: 51379	**Korrektur/SHIP:** Wurde bei der SHIP-Meldung 'SHIP_M_01_02_060 Anfrage detaillierte medizinische Kostensicherung' vom Kostenträger eine Auskunft 'Gemäss Freitext' gefordert, war der Versand der Antwort mittels Meldung 'SHIP_M_01_02_070 Antwort detaillierte medizinische Kostensicherung' nicht erfolgreich, da ein Validierungsfehler ausgegeben wurde. Dies wurde behoben.
Issue: 11946 Datum: 04.08.25 CS: 51380	**Korrektur:** Leistungen, die über eine Rechenformel gelöscht wurden, werden beim Storno der Rechnung (Verbuchung der Stornodaten) nun wieder vollständig reaktiviert, so dass sie bei der nächsten Vorfaktur wieder verarbeitet werden können.
Issue: 11955 Datum: 05.08.25 CS: 51383	**Erweiterung**: Die Bemerkung in der elektronischen Rechnung ist laut Definition auf 350 Zeichen begrenzt. Wenn vom System der Inhalt befüllt wird, kann diese Grenze überschritten werden und es kommt zu einem Validierungsfehler. In dieser Konstellation soll zuvor auf die ersten 350 Zeichen abgeschnitten werden, um den Validierungsfehler zu vermeiden.
Issue: 11872 Datum: 05.08.25 CS: 51388	**Erweiterung/SHIP/eKogu:** Wenn ein Fallgarant gelöscht wurde (Garantenstatus 'Ehemaliger Garant') bei dem der SHIP- bzw. der eKogu-Prozess ist noch nicht losgelaufen war, so wird der Prozess gestartet, wenn der Fallgarant wieder aktiviert wurde (d.h. wenn der Garantenstatus auf 'GarantIstAktiv' gesetzt wird). War der Prozess vor dem Löschen des Garanten bereits angelaufen, so kann der Fallgarant nicht wieder aktiviert werden. In dieser Situation muss ein neuer Fallgarant erfasst werden.
Issue: 11951 Datum: 05.08.25 CS: 51389	**Erweiterung/Honorar SBV:** Die Honorarabrechnung nach SBV wurde erweitert, so dass hier nun auch weitere Ärzte berücksichtigt werden können. **Konfiguration:** Neue Felder in DRGHonorarSBV: allgemeinintensivmedizinsatz, allgemeinassistent2satz, allgemeinweitereaerztesatz, halbprivatintensivmedizinsatz, halbprivatassistent2satz, halbprivatweitereaerztesatz, privatintensivmedizinsatz, privatassistent2satz, privatweitereaerztesatz Das Grid wird automatisch auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11900 Datum: 06.08.25 CS: 51393 2025.0: 13.08.25	**Korrektur:** Bei einer Änderung des Sitzungsdatums wurde das Erbringungsdatum der Leistungen nicht mehr an das neue Sitzungsdatum angepasst. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11957 Datum: 06.08.25 CS: 51394 2025.0: 07.08.25	**Korrektur:** Der Batchjob 'BatchJobZASAbfrage' ist unter MS SQL abgestürzt. Dies wurde behoben.
Issue: 11959 Datum: 07.08.25 CS: 51401	**Erweiterung:** Spitex Dies ist ein lizenzpflichtiges Modul, dessen Dokumentation separat angefordert werden kann.
Issue: 11960 Datum: 11.08.25 CS: 51421	**Information:** Nachfolgende Statistiktypen, Codebereich 'BfSStatistikVersion', werden zukünftig nicht mehr von NEXUS / PAT erstellt. In einem ersten Schritt werden die entsprechenden Codes auf das aktuelle Datum begrenzt, so dass diese ab dem Folgetag der Release-Installation bei den Statistiken nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen: • 'PRISMA': Patientrecord in der Somatik für den Kanton Zürich • 'SpiGes': Version 1.3 vom 1.12.2022 - welche nur in der Testphase benötigt wurde • 'MedStat (NEXUS)': 'MedStat' mit zusätzlicher MF-Zeile, damit die Daten von dieser Datei mit den Daten der Fallkostenstatistik aus Finman zusammengefügt werden können • veraltete MedStat Versionen (1997, 2009 und 2010) Falls diese Statistiktypen wider Erwarten doch noch benötigt werden, können die entsprechenden Codeitems einfach wieder in den Stammdaten verlängert werden. Bitte benachrichtigen Sie in diesem Fall auch NEXUS. Wenn NEXUS nicht informiert wird, dass diese Statistiktypen noch benötigt werden, so werden diese in einem der kommenden Releases endgültig aus der Programmcode entfernt.
Issue: 11858 Datum: 13.08.25 CS: 51441	**Korrektur:** Die Suche in der Entscheidungstafel 'ETKostenTraegerDaten' hat für die Suche auf KtrTyp und SpiGesVariable nicht funktioniert, wenn das Suchkriterium nicht in Grossbuchstaben eingegeben wurde. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11964 Datum: 14.08.25 CS: 51448	**Erweiterung**: Die Fachbereiche (Codebereich 'AustrittsHauptAbteilung') und die Dignitäten (Codebereich 'Dignitaet') wurden gemäss Vorgaben der OAAT für die ambulanten Tarife eingelesen.
Issue: 11972 Datum: 19.08.25 CS: 51475	**Korrektur:** Bei der Erfassung des Austrittsdatums wird aktuell das Datum der Rechnungsdiagnosen auf das Austrittsdatum gesetzt. Dies wurde unterbunden für Rechnungsdiagnosen, deren Datum vor dem Austrittdatum liegt, da die Rechnungsdiagnose sich innerhalb eines Falles ändern kann. Bei Rechnungsdiagnosen, deren Datum nach dem Austrittsdatum liegt, wird das Datum auf das Austrittsdatum gesetzt.
Issue: 11971 Datum: 21.08.25 CS: 51498	**Korrektur:** Wenn eine Auswertungstabelle gespeichert werden sollte, die vorher von einer anderen kopiert worden ist, welche schon Auswertungsfelder besass, so konnte die neu kopierte Auswertungstabelle wegen Validierungsfehlern nicht gespeichert werden. Dies wurde behoben.
Issue: 11976 Datum: 21.08.25 CS: 51504	**Korrektur:** Die Berechnung der Verweildauer für TARPSY war nicht immer richtig, denn für TARPSY wird die 'SEP' berechnet anhand des Aufenthalts nach Austritt und hier wird auch '44' als Verlegung betrachtet, obwohl dies nur für den Wert '4' gemacht werden sollte. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11975 Datum: 21.08.25 CS: 51506	**Erweiterung:** Im Zuge eines Kundenwunsches wurden zusätzliche Felder im Auswertungstool hinzugefügt: 'Kontaktperson 1' und 'Kontaktperson 2' auf Fallebene. Bei jedem Kunden muss der LegacyCode im Codebereich überprüft werden. In Lachen wurden für die Kontaktpersonen 1 und 2 die Codes 'MUT' und 'VAT' hinterlegt. Bei anderen Kunden kann die Codierung abweichen und muss gegebenenfalls im ersten Insert angepasst werden.
Issue: 11944 Datum: 27.08.25 CS: 51555	**Erweiterung:** SpiGes 1.4: Wenn bei dem Lauf eines SpiGes 1.4.-Statistikjobs bei der Verarbeitung der Kostenträgerdaten ein Fehler passiert ist, so läuft der Job, wenn keine weiteren Fehler aufgetreten sind, trotzdem einschliesslich Dateierstellung bis zum Ende durch. Der Dateinamen wird dann mit dem Präfix 'WithErrors_' versehen. Nach Korrektur der Probleme, kann der Statistikjob mit dem Button 'Statistjob starten' nochmals wiederholt werden. Die Kostenträgerdaten, bei welchen ein Fehler aufgetreten ist, werden dabei nochmals verarbeitet. Dafür gibt es folgende neue Status eines Statistikjobs: 'Detailerstellung Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung' Dieser Status wird vom Programm gesetzt, wenn nur bei der Kostenträgerdatenverarbeitung mindestens ein Fehler aufgetreten ist. 'Dateierstellung mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung' Dieser Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei gestartet wurde, mit Daten bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist. 'Dateierstellung fertig von Datei mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung' Dieses Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei mit Daten, bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist, fertig ist. 'Dateierstellung fehlerhaft von Datei mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung' Dieses Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei mit Daten, bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist, fehlerhaft war. Für die Dateierstellung für Kostenträgerdaten werden Daten von Fällen, die im Auswertungsjahr weder ein- noch ausgetreten, ignoriert.
Issue: 11982 Datum: 27.08.25 CS: 51575	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Wenn der Patient bei Falleintritt jünger als ein Jahr ist, wird in der Schnittstelle zu 'ID DIACOS®' statt dem 'AlterInJahrenNachSwissDRG' das 'AlterInTagenNachSwissDRG' übergeben.
Issue: 11984 Datum: 28.08.25 CS: 51595	**Korrektur:** Wenn der MetaScan beim Starten der Applikation nicht ausgeführt wird, dann wird dieser beim Start der Arbeitslisten-Maske ausgeführt, damit alle Lookup-Listen korrekt angezeigt werden.
Issue: 11990 Datum: 03.09.25 CS: 51639	**Erweiterung:** Im Zuge eines Kundenwunsches wurden zusätzliche Felder im Auswertungstool hinzugefügt: 'Sitzungsnummer', 'AHV-Nr.' und 'Rechnungsart' auf Leistungsebene und 'AHV-Nr.' auf Fallebene.
Issue: 11991 Datum: 08.09.25 CS: 51647	**Erweiterung:** Das Auswertungstool wurde um die Felder 'Leistungserbringer EANNummer' und 'VerantwortlicherArzt EANNummer' erweitert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11917 Datum: 11.09.25 CS: 51707	**Erweiterung:** Die Rundungsleistung für ambulante Rechnungen kann unterdrückt werden, indem das Programm-Setting 'HatRundungsLeistungInAmbulantemXML' auf 'No' gesetzt wird. **Programm-Settings:** HatRundungsLeistungInAmbulantemXML (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').
Issue: 11999 Datum: 11.09.25 CS: 51715	**Korrektur:** Der Bezugsgrössen-Service ist abgestürzt, wenn die von NEXUS / FINANZ erhaltene Fehlermeldung ein einfaches Anführungszeichen enthalten hat. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12001 Datum: 17.09.25 CS: 51741	**Korrektur:** In der PatientFall-Importschnittstelle kann das Eintrittsdatum eines Falles verändert werden. Wenn für einen Fall, der im Bewertungsjob vorhanden ist, das Eintrittsdatum in die Zukunft verlegt wird, dann blieb dieser Fall bislang im Bewertungsjob stehen. Dies führte dann zu Problemen bei der Verarbeitung des Bewertungsjobs. Um solche Probleme zu vermeiden, wird neu ein solcher Fall wieder aus dem Bewertungsjob gelöscht.
Issue: 11956 Datum: 17.09.25 CS: 51743	**Erweiterung:** SpiGes 1.4: Die Kostenträgerdaten sind neu mit einem Statistikjob verknüpft und werden folglich auch beim Löschen eines Statistikjobs mit gelöscht. Die KTR-Daten eines Statistikjobs werden nur aus dem mit dem Statistikjob verknüpften Kostenträgerdaten ermittelt. Wurden die Kostenträgerdaten über die Importschnittstelle eingelesen, so werden beim Start eines SpiGes 1.4-Statistikjobs, bei dem auch die KTR-Daten geliefert werden sollen, in einem ersten Schritt alle nicht mit einem Statistikjob verknüpften Kostenträgerdaten mit dem aktuellen Statistikjob verknüpft. Die Importschnittstelle importiert neue Kostenträgerdaten nur, wenn es in der Tabelle 'KostenTraegerDaten' nur Datensätze gibt, die mit einem Statistikjob verknüpft sind.
Issue: 11993 Datum: 17.09.25 CS: 51749	**Korrektur:** Aufenthaltsstaffelungen ohne Aufenthaltsstaffel, also ohne Details, werden nun korrekt verarbeitet. Wird bei der Abrechnung über die Entscheidungstafel 'ETAufenhaltsstaffelung' eine solche Aufenthaltsstaffelung ermittelt, dann wird für den betroffenen Tag keine Aufenthaltsleistung generiert.
Issue: 11989 Datum: 17.09.25 CS: 51751	**Erweiterung:** Die Patient/Fall-Importschnittstelle wurde um sechs neue Felder erweitert. Hierin können jeweils 3 Nummern für den Patienten und den Fall geliefert werden, die in Partnersystemen verwendet werden, wie z.B. die RFID vom Patientenarmband. Das Externe System für ein Feld kann in den entsprechenden Programm-Settings hinterlegt werden: UebFallNummer2ExternesSystemID, UebFallNummer3ExternesSystemID, UebFallNummer4ExternesSystemID, PatientenNummer3ExternesSystemID, PatientenNummer4ExternesSystemID, PatientenNummer5ExternesSystemID. Nach dem Importieren der Nummer wird eine A08-Meldung an die umliegenden Systeme geschrieben. Zum Löschen einer Nummer kann das Löschflag "" übermittelt werden. Diese neuen Nummern wurden hinten an der Importschablone ergänzt, siehe Beschreibung. **Programm-Settings:** Die Programm-Settings sind in den Applikationseinstellungen abgelegt auf dem Reiter 'Export' in der Gruppe 'Ext. Systeme f. Fremdnummern'.
Issue: 11675 Datum: 24.09.25 CS: 51794	**Korrektur:** Wenn Rechnungen einzeln storniert werden, die eigentlich zusammengehören, kann dies zu einem technischen Ablaufproblem führen. Dies wurde dahingehend korrigiert, dass eine entsprechende Meldung mit der betroffenen Leistung ausgegeben wird, so dass die Daten korrigiert werden können.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11987 Datum: 15.10.25 CS: 51919	**Erweiterung**: Der Export von HL7-ADT-Meldungen wurde erweitert. Es wurde ermöglicht, dass bei allen Mutationen an einem Patienten in den Entitäten 'Patient' und 'Anschrift' (inklusive der Historie) für alle nicht ausgetretenen Fälle ein A08-Event gesendet wird. Diese Option kann mit dem neuen Programm-Setting 'HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation' aktiviert werden. **Programm-Settings:** HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation (Reiter 'Business Rules/Business-Events').
Issue: 12015 Datum: 15.10.25 CS: 51928	**Erweiterung**: Der Export wurde erweitert. Bisher konnten bis zu 5 Falladressen exportiert werden. Jetzt können 5 weitere Falladressen exportiert werden. Die Rollen dieser Falladressen können mit den neuen Programm-Settings **Export_FallAdresseRolle6** ... **Export_FallAdresseRolle10** definiert werden. Im HL7-ADT-Export werden diese Falladressen im NK1-Segment exportiert. Im PatFall-Export (pipe-delimitted) wurden sie hinten in der Schablone von Position 1886 bis Position 2100 ergänzt, siehe auch Dokumentation Schnittstellendefinition. **Programm-Settings:** Export_FallAdresseRolle6-10 (Reiter 'Export/Export allgemein').
Issue: 11985 Datum: 15.10.25 CS: 51937	**Erweiterung:** Per 1.1.2026 werden keine TARMED-Leistungen mehr erfasst und dadurch kann auch kein Honorar mehr berechnet werden. Deshalb gibt es neu die Möglichkeit, Leistungen aus dem neuen Leistungskatalog 'SBV-Honorar Erfassungsleistungen' (Legacycode 'TSBV') zu verwenden, die dann für die SBV-Berechnungen verwendet werden.
Issue: 12018 Datum: 15.10.25 CS: 51953	**Korrektur:** Der Lookup für Blockleistungen wurde falsch abgefüllt, anstelle der Identifikation wurde die französische Übersetzung verwendet. Dies wurde korrigiert, der Lookup der Blockleistung (in der Entscheidungstafel 'ETBlockleistung') wird nun korrekt angezeigt.
Issue: 12019 Datum: 15.10.25 CS: 51957	**Korrektur:** Ein Patientgarant konnte nicht erfasst werden, wenn mehrere Felder der Datenbank-Tabelle 'GarantZugeordnet', welche auf der Datenbank Pflichtfelder sind, aber zum Fallgaranten gehören, nicht auf der Datenbank initialisiert worden sind. Neu werden diese Felder deshalb in der Applikation mit einem Vorgabewert initialisiert. Betroffen waren die Felder 'BehandlungsInformationStatus', 'IstBesondereGutsprache', 'KoguMahnStatus' und 'KoGuProzessStatus'.
Issue: 11954 Datum: 17.10.25 CS: 52013	**Erweiterung:** Aus Sicherheitsgründen können nicht mehr Dateien mit allen Dateitypen in NEXUS / PAT NG eingefügt werden. Dies betrifft alle Datensätze, zu denen Dokumente abgelegt werden können, z. B. Patientendokumente, Falldokumente, Dokumente für SHIP-Antworten etc. Es werden nur noch Dateien mit folgenden Endungen, in jeglicher Kombination von Gross- und Kleinbuchstaben, akzeptiert: '.BMP', '.CSV', '.DAT', '.DOC', '.DOCX', '.JPG', '.JPEG', '.MSG', '.PDF', '.PNG', '.TIFF', '.TXT', '.XLS', '.XLSX' und '.XML'. Wenn versucht wird, Dateien mit anderen Endungen einzufügen, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Issue: 12023 Datum: 17.10.25 CS: 52016	**Korrektur:** SpiGes 1.4-Statistiken konnten, wenn NEXUS / PAT NG auf einer Oracle-Datenbank lief, nicht erstellt werden. Es wurde folgender Fehler ausgegeben: '...ObjectMapperDirectAccess.Mapper.DbProvider.ExecuteReader(sql)System.Data.OracleClient.OracleException (0x80131938): ORA-00932: Inkonsistente Datentypen: - erwartet, CLOB erhalten...' Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12022 Datum: 17.10.25 CS: 52018	**Korrektur:** Es war nicht möglich, eine erbrachte Leistung ohne Anzahl Minuten zu mutieren. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12025 Datum: 24.10.25 CS: 52077	**Korrektur:** Das Aufnahmegewicht in Gramm wird nun wieder in das XML des MCD geschrieben, wenn es auf dem Fall erfasst ist.
Issue: 12028 Datum: 24.10.25 CS: 52102	**Korrektur:** Bei der Anlage eines neues Fallgaranten wurde bei jedem Fallgaranten der KoGu-Prozessstatus auf 'Neu' gesetzt. Dies wurde behoben. Dieser Status wird nur noch gesetzt, wenn der SHIP-Prozess gestartet werden soll.
Issue: 12085 Datum: 11.11.25 CS: 52177	**Korrektur:** Beim Export von Dokumenten wurde das HL7-Element 'TXA.16: Dokument Dateiname' nicht befüllt, wenn das Programm-Setting 'Exp. Nachricht mit Dokumenteninhalt' gesetzt war. Neu wird dieses Element immer befüllt, sofern der Dokumentenname bekannt ist. **Programm-Settings:** HatExportMDMmitInhalt (Reiter 'Business Rules (folgende)/Dokument-Archivsystem').
Issue: 12014 Datum: 14.11.25 CS: 52192	**Erweiterung:** Es wurde ermöglicht, dass ein Hausarzt mittels eines automatisierten Mailversandes über den stationären Aufenthalt eines Patienten informiert wird. Hierfür wurde ein neues Ereignis 'DefinitiveStationäreAufnahme' geschaffen, welches beim erstmaligen Speichern eines stationären Aufenthaltes ausgelöst wird. Es handelt sich dabei um ein lizenzpflichtiges Modul und muss gesondert bestellt werden.
Issue: 12090 Datum: 14.11.25 CS: 52225	**Erweiterung PAT NX:** Neuer Button 'Letzte bearbeitete Fälle anzeigen' in der Patienten- und der Patientenminisuche. Wenn dieser jeweils gedrückt wird, werden im Suchergebnis die letzten in dieser Benutzersitzung ausgewählten Fälle angezeigt. Die Anzahl der Fälle welche gemerkt und dann angezeigt werden, kann im Programm-Setting und im Mitarbeiter-Setting 'AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle' definiert werden. Ein vorhandenes Mitarbeiter-Setting ist stärker als das Programm-Setting. Die Standardeinstellung des Programm-Settings ist '10'. **Konfiguration:** • Die Maske 'usersetting' (Benutzer-Einstellungen) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Feldes 'AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle' auf die Maske in die neue Gruppe 'PAT NX' oder Vererbung von der Nexus-Konfiguration für die berechtigten Spitalkonfigurationen. • Die Masken 'usersettingsearch' (Suche andere Mitarbeiter-Einstellungen) und 'usersettingsearchdetail' (Einstellungen anderer Mitarbeiter) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und können bei Bedarf auf die berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neuen Funktionen vergeben. **Programm-Settings:** AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle (Reiter 'PAT NX/Allgemein).

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12040 Datum: 14.11.25 CS: 52233	**Erweiterung:** Bisher konnte in der Applikation für den elektronischen Rechnungsversand und für SHIP als 'Sender' der Meldungen für beide Kommunikationskanäle nur die gleiche GLN-Nummer verwendet werden. Neu kann für SHIP auch eine eigene GLN-Nummer definiert werden. Dafür muss bei der als 'Default XML-Sender' ('System' > 'Einstellungen Applikation' > Reiter 'EFaktur') definierten Person im Feld 'EAN-Nummer Versicherung' die entsprechende GLN-Nummer stehen. Ist dieses Feld leer, wird weiterhin, wie bisher, das Feld 'EAN-Nummer' verwendet. Wurden bei den Organisationseinheiten andere Personen als XML-Sender definiert, so muss, falls bei diesen für SHIP als 'Sender' eine andere GLN-Nummer benötigt wird, auch bei diesen Personen das Feld 'EAN-Nummer Versicherung' definiert sein. Für die Abfrage der Actor-ID bei SASIS wird dann auch 'EAN-Nummer' oder die 'EAN-Nummer Versicherung' verwendet. Auch zum Abholen der SHIP-Meldungen bei SASIS wird als Empfänger der Meldungen die 'EAN-Nummer' oder die 'EAN-Nummer Versicherung' der entsprechenden Personen genommen.
Issue: 12054 Datum: 14.11.25 CS: 52235	**Korrektur PAT NX:** Sobald in PAT NX ein Fehler in einem Feld vorhanden ist (z.B. ein Pflichtfeld auf Patient oder Fall nicht befüllt wurde), dann kann nirgendwo mehr hin navigiert werden, ausser man bereinigt den Fehler. Der Rest des Plugins scheint bis dahin wie gesperrt zu sein. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12027 Datum: 14.11.25 CS: 52244	**Erweiterung:** Neuer Statistiktyp 'Swisscoding'. Dieser ist an das IDEFIX-Format angelehnt. Die zusätzlichen Felder in der MB-Zeile (51 ff) sind allerdings gemäss der Spezifikation von Swisscoding angepasst. Details befinden sich in der separaten Dokumentation 'Statistikjobs einrichten'.
Issue: 12099 Datum: 24.11.25 CS: 52255	**Korrektur**: Bei der Generierung der Leistungen für externe Aufträge gab es einen Absturz. Die Übernahme von Diagnose und Austrittshauptabteilung darf für ambulante und stationäre Fälle gemacht werden, nicht aber für externe Fälle.
Issue: 12053 Datum: 27.11.25 CS: 52289	**Korrektur PAT NX:** Wenn eine neue Falladresse mit Grid-Menü 'Neue Adresse für den internen Fall' -> 'Rolle' -> 'Person' erfasst worden ist, wurde bisher der neue Datensatz nur im Grid angezeigt, es wurde aber nicht in das Detail-Plugin navigiert. Neu wird an dieser Programmstelle anhand des Programm-Settings 'HatNXNavigationAufDetailPluginBeiNeuImGrid' entschieden, ob dann automatisch in das Detail-Plugin navigiert wird oder nicht. **Programm-Settings:** HatNXNavigationAufDetailPluginBeiNeuImGrid (Reiter 'PAT NX/Navigation').
Issue: 12059 Datum: 27.11.25 CS: 52292	**Korrektur PAT NX:** Falls in PAT NX auf einem Feld, welches einem Mitarbeiter entspricht, der Defaultwert 'VISUM' hinterlegt ist, wird beim Aufruf der Maske das eigentliche Visum des Mitarbeiters angezeigt. Dies hat z.T. nicht mehr funktioniert, der fixe Text 'VISUM' wurde angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12061 Datum: 27.11.25 CS: 52294	**Korrektur PAT NX:** In PAT NX hat in Grids die Tastenkombination 'Shift+F5' bzw. die Kombination, welche dafür parametriert ist, nicht funktioniert. Nun wird mit dieser Tastenkombination das Informationsfenster über das Feld, in dem man sich befindet, angezeigt.
Issue: 12089 Datum: 27.11.25 CS: 52295	**Korrektur PAT NX:** Wenn auf einen Hyperlink von einem Label von Feldern der Tabellen 'Organisationseinheit' und 'Bett' gedrückt worden ist, so ist die entsprechenden Detailmaske ohne Inhalt aufgerufen worden. Dies wurde behoben.
Issue: 12092 Datum: 27.11.25 CS: 52296	**Korrektur/PAT NX:** Beim Aufruf der Maske 'Report' ist die Applikation abgestürzt. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12074 Datum: 27.11.25 CS: 52299	**Erweiterung:** In der Suche der Entscheidungstafel 'ETFallpauschale' kann jetzt auch das Feld 'Leistungsnummer' benutzt werden. **Konfiguration:** Die Masken 'etfallpauschalesearch' (Suche ET Fallpauschale) und 'etfallpauschale' (ET Fallpauschale) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 12094 Datum: 27.11.25 CS: 52301	**Erweiterung:** Für SpiGes 1.4 werden jetzt die Kostenträgerdaten mit einer Schnittstelle aus 'NEXUS / FINANZ NG' automatisch während des Laufs vom Statistikjob abgeholt, sofern dieses System für die Kostenträgerdaten vom Kunden verwendet wird. Deshalb muss für SpiGes 1.4-Statistikjobs mit 'SpiGes-Teillieferung' 'KTR' das Feld 'Externes Finanzsystem' ausgefüllt sein. Anhand der Definition von diesem Externen System in den Stammdaten werden die Daten von diesem Mandanten abgeholt und auch nur Fälle von diesem Mandanten für den Statistikjob selektiert. Gibt es mehrere Mandanten, muss für jeden Mandanten ein eigener Statistikjob aufgesetzt werden. Die Kostenträgerdaten werden nur abgeholt, wenn das neue Programm-Setting 'FinmanDBName' parametriert ist. **Programm-Settings:** FinmanDBName (Reiter 'Import/Import Finanz Schnittstelle). **Parametrierung:** Die entsprechenden Externen Systeme müssten in den Stammdaten als 'Typ Externes System' 'FinanzMandant' definiert sein. Die Felder 'Hauptstandort' und 'Mandant' müssen beim Externen System definiert sein. Das Programm-Setting 'FinanzSystem' muss 'FinMan' sein.
Issue: 12038 Datum: 27.11.25 CS: 52309	**Erweiterung:** Für die Somed-Statistik wurden in der Tabelle 'FallHis' die neuen Felder 'Beherbergungsart' und 'RUG-Stufe' hinzugefügt. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der Felder auf die Chronikmaske.
Issue: 12108 Datum: 27.11.25 CS: 52315	**Korrektur:** Stornos wurden beim Erstellen einer PDF-Rechnung nicht mehr als solche erkannt und als Rechnung ausgewiesen (anstatt 'Storno'). Dies wurde korrigiert.
Issue: 12034 Datum: 27.11.25 CS: 52322	**Erweiterung:** Die Entscheidungstafel 'ETLeistungsart' wurde um die Felder 'Resultat Multiplikator' und 'LKAAT Anteil' erweitert. **Konfiguration:** Die Masken 'etleistungsartsearch' (Suche ET Leistungsart) und 'etleistungsart' (ET Leistungsart) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 12103 Datum: 30.11.25 CS: 52348	**Korrektur:** Sobald eine Auswertung generiert wurde, deren Pfad nicht vorhanden war, wurde eine unverständliche Meldung ausgegeben. Die Meldung wurde jetzt aussagekräftig gemacht.
Issue: 12109 Datum: 30.11.25 CS: 52351	**Erweiterung:** In den SpiGes-Dateien muss gemäss der Spezifikation des BfS in der Kopfzeile eine Anpassung vorgenommen werden: Alt: <Unternehmen xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.bfs.admin.ch/xmlns/gvs/spiges-data**/1.4**" ...> Neu: <Unternehmen xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.bfs.admin.ch/xmlns/gvs/spiges-data" ...>
Issue: 11578 Datum: 30.11.25 CS: 52363	**Korrektur:** Bis jetzt wurde Pauschalsteuern auf dem Netto-Betrag (=ohne MwSt) berechnet, anstatt auf dem Brutto-Betrag (=inkl. normale MwSt). Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11699 Datum: 02.12.25 CS: 52376	**Erweiterung:** Wenn im Codierarbeitsplatz nur Bemerkungsfelder vom Fall geändert werden, dann wird der Codierungsstatus nicht auf 'In Arbeit' gesetzt. Zudem werden auch der Codierer und der verantwortl. Codierer in dieser Situation nicht abgefüllt.
Issue: 12122 Datum: 04.12.25 CS: 52391	**Korrektur:** Wenn für einen Fall ein Taschengeld erfasst wurde und danach ein anderer Fall gesucht wurde, ist beim Navigieren auf den Taschengeld-Reiter ein Absturz aufgetreten. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12117 Datum: 04.12.25 CS: 52394	**Korrektur:** Das Feld 'MengeVorExpand' (z.B. Minuten bei der LKAAT Leistung AA.15.0010) wurde bei importierten erbrachten Leistungen als Pflichtfeld (rot) angezeigt, wenn keine 'MengeVorExpand' geliefert wurde. Dies wurde korrigiert so dass es als Sollfeld (blau) angezeigt wird, wenn das Feld leer ist.
Issue: 11859 Datum: 04.12.25 CS: 52401	**Korrektur:** Bei der Rechnungsstellung wird die Gültigkeit des einweisenden Arztes bzw. der einweisenden Instanz berücksichtigt. Hier wird der einweisende Arzt (bzw. die einweisende Instanz) in das XML übernommen, der zum Erbringungsdatum der letzten auf der Kontobewegung verarbeiteten Leistung gültig war.
Issue: 12118 Datum: 07.12.25 CS: 52413	**Korrektur PAT NX:** Nach dem Neu-Erstellen eines XMLs auf einer Kontobewegung waren die Speicher- und Verwerfen-Buttons aktiv. Dies wurde korrigiert, so dass diese nicht mehr aktiv werden.
Issue: 12124 Datum: 07.12.25 CS: 52414	**Korrektur:** Beim 'Katalog einlesen' der TARPSY- und ST Reha-Zusatzentgelte wurden die Daten des Vorjahres nicht ungültig gesetzt. Dies wurde behoben.
Issue: 12126 Datum: 07.12.25 CS: 52416	**Korrektur:** In SpiGes 1.4 Dateien wurden sporadisch bei Zeilen, die aus mehreren Rechnungspositionen kumuliert worden sind, in das Element 'rech_betrag' Werte mit zu vielen Nachkommastellen, z. B. '734.50000000000011', '0.44999999999999996', '3894.7999999999984' oder '3094.130000000001', geschrieben. Dies wurde behoben.
Issue: 12013 Datum: 11.12.25 CS: 52474	**Korrektur/Anbindung Archivsystem:** Im Rahmen von Bug 11771 wurde ermöglicht, dass Patienten- und Falldokumente an ein Archivsystem übergeben werden können. Wenn die Bestätigung der Übergabe vom Archivsystem in der Importschnittstelle verarbeitet wurde, konnte diese Meldung wegen eines Validierungsfehlers nicht gespeichert werden. Dies wurde behoben.
Issue: 12142 Datum: 11.12.25 CS: 52477	**Korrektur:** Die Leistungen des Katalogs 'Psychotherapie KVG' werden wieder gemäss ihren Kumulationsregeln geprüft. Die Exklusion zwischen 'PA010' und 'PA220' z.B. wird bei der Validierungs wieder gemeldet.
Issue: 12150 Datum: 15.12.25 CS: 52482	**Korrektur:** Beim Import von erbrachten Leistungen wurde bei der Suche nach einer passenden ALIS 5.1 Sitzung die Zeit berücksichtigt, aber in diesem Fall soll nur auf den Tag verglichen werden. Sonst entsteht für jede erbrachte Leistung eine neue Sitzung. Dies wurde behoben.
Issue: 12156 Datum: 18.12.25 CS: 52495	**Korrektur:** MTK-Fälle, bei denen die TARMED-Leistung 'Grundkonsultation Röntgen' ohne direkte Verknüpfung zu einer Hauptleistung erfasst oder generiert wird, können wieder ohne Fehlermeldung fakturiert werden.
Issue: 12160 Datum: 22.12.25 CS: 52505	**Korrektur:** Der Import-Service stürzte beim Leistungsimport ab, wenn der Fall externe oder pflegerische Sitzungen hat. Dies wurde behoben.
Issue: 12134 Datum: 30.12.25 CS: 52513	**Korrektur:** TARDOC-Leistungen werden nun auch gedeckelt, wenn der Fall als MTK-Fall abgerechnet wird.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12157 Datum: 30.12.25 CS: 52514	**Korrektur:** Leistungen wie '00.0141' dürfen nun wieder auf derselben Sitzung erfasst werden wie die Steuerleistung der Anästhesie. Die Fehlermeldung, dass diese Leistung zum Stichdatum '31.12.2017' nicht gültig ist, erscheint nicht mehr.
Issue: 12163 Datum: 06.01.26 CS: 52521	**Korrektur:** Wenn beim Import von erbrachten Leistungen keine passende Sitzung gefunden oder erstellt werden konnte, dann ist der Import-Service abgestürzt. Dies wurde behoben.
Issue: 12159 Datum: 06.01.26 CS: 52522	**Korrektur:** Fälle, bei denen bereits Leistungen aus einem Abonnement heraus fakturiert wurden, werden von der Fakturierung (und Job '0') korrekt verarbeitet.
Issue: 12111 Datum: 12.01.26 CS: 52534	**Korrektur:** Es kann sein, dass ein Fall bei einer nächtlichen Bewertung von Job '0' während des Jobs aus dem Job genommen wird, weil er bearbeitet wird. Diese Konstellation wird nun korrekt behandelt.
Issue: 12172 Datum: 12.01.26 CS: 52538	**Korrektur:** Externe Aufträge mit mehreren LKAAT-Leistungen auf einer Sitzung lassen sich nun wieder bewerten.
Issue: 12041 Datum: 12.01.26 CS: 52539	**Erweiterung:** Die neuen Grouper für SwissDRG, TARPSY, STReha und SPLG wurden eingebunden. Durch Änderungen in der neuen Version musste hierfür ein seperater Java-Webservice erstellt werden. Es gibt ein neues Programm-Setting 'GrouperURL' welches die URL für den neuen Webservice enthält. Ist die URL leer, dann wird die alte Version verwendet, sonst die neue. Für den Endbenutzer hat diese Änderung keine Auswirkungen, ausser dass die neue Grouper Version verwendet wird. **Programm-Settings:** GrouperURL (Reiter 'Codierung/Allgemein).
Issue: 12162 Datum: 13.01.26 CS: 52547	**Korrektur:** Wenn die Bewertung eines Falles im Job '0' auf einen technischen Fehler läuft, geht der Jobstatus des Jobs auf Fehler und der Jobstatus des Falles bleibt hängen. Die Statistiken werden dann nicht nachgeführt. Dieser Effekt wurde behoben. Die Fallbewertung geht dann regulär auf einen Fehler und der Job geht auf den korrekten Status 'Vorfakturerstellt'.
Issue: 12178 Datum: 21.01.26 CS: 52561	**Korrektur:** Im Rahmen von Bug 11930 wurde für SpiGes, Version 1.4 für die 'ktr_*'-Elemente implementiert, dass zur Ermittlung der Beträge diese als absoluter Wert von der Datenbank gelesen wurden, so dass nur noch positive Werte ausgegeben wurden. Diese Anpassung wurde rückgängig gemacht. Neu findet für alle Einzelbeträge, welche für die SpiGes-Variablen 'ktr_60', 'ktr_61', 'ktr_62', 'ktr_65', 'ktr_66', 'ktr_68', 'ktr_69', 'ktr_697' und 'ktr_kosten_65' verwendet werden, vor der Summierung eine 'konsequente Vorzeichenumkehr' statt. D. h. aus einem negativen Wert wird ein positiver und umgekehrt. Die Einzelbeträge der anderen SpiGes-Variablen werden unverändert summiert. Zusätzlich wird bei der Dateierstellung geprüft, ob alle 'ktr_*'-Elemente, die in diese geschrieben werden, positiv sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird beim Statistikjob eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Issue: 12180 Datum: 21.01.26 CS: 52564	**Korrektur:** Der Statistik-Service ist bei der Erstellung einer SpiGes-14-Datei abgestürzt, wenn eine Zeile für eine Rechnung erstellt werden sollte und es sich dabei um eine 0er-Rechnung handelte. Dies wurde behoben. **Information:** Bei der Detailerstellung eines Statistikjobs werden die Statistikjobauswahlen in einer sortierten Reihenfolge von der Datenbank gelesen, da dies die Analyse von Fehlern vereinfacht.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12184 Datum: 21.01.26 CS: 52572	**Korrektur PAT NX:** Im Sitzungs-Plugin fehlte der Workflow für die Erfassung von Diagnosen. Dies wurde ergänzt.
Issue: 12186 Datum: 26.01.26 CS: 52587	**Korrektur:** Beim Nachgenerieren einer elektronischen Rechnung (XML) wird der Versandstatus der Kontobewegung bei einer 0-er Rechnung und der Status der entsprechenden Fakturjobauswahl wieder korrekt gesetzt.
Issue: 12185 Datum: 26.01.26 CS: 52588	**Korrektur PAT NX:** Falls ein Eintrag in die Entscheidungstabelle 'Wertabhängige Settings' kopiert wurde, ist die Applikation abgestürzt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12181 Datum: 28.01.26 CS: 52605	**Korrektur:** Bisher war es nicht möglich die Spalten Diagnose, AustrittsHauptAbteilung, SitzungGUID, ReferenzSitzungGUID, ZuordnungsDatum, ZuordnungAuftraggebendeOE und DiagnoseSeite im Sitzung-Grid der Fallmaske zu konfigurieren. Dies ist jetzt möglich. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der Felder auf das Sitzungsgrid der Fallmaske.
Issue: 12192 Datum: 28.01.26 CS: 52607	**Korrektur PAT NX:** Ein Absturz ist aufgetreten bei der Korrektur der Strasse einer Person. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12005 Datum: 28.01.26 CS: 52609	**Erweiterung:** Wenn Diagnosen oder Eingriffe anhand der Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung' generiert werden sollen, wurde bisher immer das Erbringungsdatum der Leistung als Stichdatum für die Gültigkeit eines Eintrags in der Entscheidungstabelle verwendet. Neu wird für dieses Stichdatum das Austrittsdatum des Falles oder, wenn der Fall noch nicht ausgetreten ist, das aktuelle Datum als Stichdatum verwendet, sofern das neue Programm-Setting 'HatAustrittsDatumFuerETCodierungLeistung' gesetzt ist. Wenn der Fall Teil einer Fallklammer ist, so wird für das Stichdatum das Austrittsdatum des chronologisch letzten Falles der Fallklammer verwendet. Das neue Programm-Setting ist in der Grundeinstellung nicht gesetzt, so dass sich nach dem Releasewechsel am Programmverhalten erstmals nichts ändert. **Programm-Settings:** HatAustrittsDatumFuerETCodierungLeistung (Reiter 'Codierung/Allgemein').
Issue: 12190 Datum: 30.01.26 CS: 52621	**Korrektur:** Der DischargeType im MCD wird nun in der XML-Version 4.5 analog dem Wert aus dem Rechnungs-XML ausgewiesen.
Issue: 12189 Datum: 30.01.26 CS: 52627	**Korrektur**: In der Leistungerbracht-Importschnittstelle werden neu für das Feld 'Seite' auch die Werte 'B' und 'b' für beidseitig unterstützt.
Issue: 11793 Datum: 30.01.26 CS: 52629	**Erweiterung:** Aktuell ist es bereits möglich bei abgeschlossenen bzw. fakturierten Fällen, Diagnosen und Eingriffe mit anderen Diagnose- bzw. Eingriffsarten als 'aktive Diagnose' bzw. 'aktiver Eingriff' zu erfassen. Neu können bei diesen Fällen auch aktive Diagnosen oder aktive Eingriffe erfasst werden, sofern das Kennzeichen 'IstDRGRelevant' nicht gesetzt ist. Ebenso ist es möglich bei solchen Fällen aktive Diagnosen oder aktive Eingriffe, bei dem das Kennzeichen 'IstDRGRelevant' nicht gesetzt ist, zu löschen.
Issue: 12197 Datum: 31.01.26 CS: 52638	**Korrektur:** Die beiden Felder 'define_gln_printcenter' und 'define_gln_norecipient' werden im XML 5.0 nicht mehr ausgegeben. Dies ist eine Anpassung auf Wunsch der Swisscom.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12188 Datum: 31.01.26 CS: 52639	**Erweiterung:** Für Anästhesien aus dem Leistungskatalog TARDOC ist es nun auch möglich bei erhöhtem Aufwand von Anästhesie MAC auf IAK I zu erhöhen.
Issue: 12206 Datum: 05.02.26 CS: 52655	**Korrektur:** XMLs für externe Aufträge können nun wieder erstellt werden.
Issue: 12183 Datum: 05.02.26 CS: 52668	**Korrektur:** Bei Kindern unter zwei Jahren wird nun auch die Tätigkeit des Anästhesisten innerhalb TARDOC korrekt mit IAK III ausgelöst, falls der Eingriff für IAK I oder IAK II vorgesehen ist.
Issue: 12203 Datum: 05.02.26 CS: 52671	**Korrektur:** Bei der XML-Erstellung mit XML 5.0 wird nun bei Storni das Attribut 'payload.request_subtype' mit 'storno' belegt.
Issue: 12204 Datum: 05.02.26 CS: 52673	**Korrektur:** Ein Dateiname bei den Falldokumenten, der Leerschläge enthält, führt nicht mehr zu einem XML-Validierungsfehler. Der Dateiname wird nun ohne Leerschläge ans XML übermittelt.
Issue: 12210 Datum: 05.02.26 CS: 52676	**Korrektur:** Die Tätigkeit des Anästhesisten aus dem Katalog LKAAT kann nun aus einem Block oder direkt aus der Entscheidungstafel ETBlockleistung ausgelöst werden, ohne dass es zu einem Fehler beim Grouper für die ambulanten Pauschalen kommt. Die Menge wird für diese Leistungen unverändert so übernommen, wie sie vom auslösenden Block her definiert ist.
Issue: 12114 Datum: 05.02.26 CS: 52679	**Korrektur PAT NX:** In PAT NX konnte für ein Mitarbeiter kein Userlogonname vergeben werden, weil über Active Directory nicht kontrolliert werden konnte, ob dieser bereits existiert. Das Einloggen in NEXUS / PAT NX läuft über den IDP Server nicht mehr über den Client. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, dass man einen Userlogonname vergeben kann.
Issue: 12218 Datum: 10.02.26 CS: 52699	**Korrektur:** Für Leistungen aus dem Katalog LKAAT werden nun auch Wechselzeiten wie 'AR.00.0380' zur Auswahl bei den Zuschlägen angeboten.
Issue: 12217 Datum: 10.02.26 CS: 52700	**Korrektur:** Die Menge (Anzahl Minuten) der Leistung 'WG.00.0040' wird bei der Erfassung nun richtig zum Quantum '30 Minuten' umgerechnet.
Issue: 12179 Datum: 11.02.26 CS: 52718	**Erweiterung:** Das neue Programm-Setting 'XmlDiagnoseAnzahlStellenFuerMTK' steuert wie viele Stellen der Diagnose im XML ausgewiesen werden, wenn die Rechnung an eine Versicherung der UV/IV/MV geht. **Programm-Settings:** XmlDiagnoseAnzahlStellenFuerMTK (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').
Issue: 12195 Datum: 11.02.26 CS: 52719	**Erweiterung/Codierarbeitsplatz:** Die neue Version von MedPlaus, 7.1.0, für die Daten für das Jahr 2026 wurde integriert. Diese Version benötigt eine Lizenzierung und wird danach von NEXUS freigeschaltet.
Issue: 12164 Datum: 11.02.26 CS: 52727	**Korrektur:** Bei Abrechnung an die IV wird für die Leistung 'AA.25.0030' mit einer max. Minutenzahl von '40' anstatt '20' limitiert.
Issue: 12200 Datum: 16.02.26 CS: 52764	**Korrektur PAT NX:** Nachdem im Suchgrid der Importsuchmaske (Mini), ein Importjob gestartet wurde, wurden gewisse Spalten im Grid geleert. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12213 Datum: 16.02.26 CS: 52769	**Korrektur PAT NX:** Bei der Suche nach einem Importjob wurden die Plugins 'Import Fall Leistungerbracht (Detail)' und 'Import Leistungerbracht (Detail)' nicht synchronisiert. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12228 Datum: 16.02.26 CS: 52770	**Erweiterung:** Wenn im Rechnungs-XML im Block 'Partner' keine GLN hinterlegt ist, wird bei der elektronischen Rechnung die Default GLN '2000000000008' eingetragen.
Issue: 12221 Datum: 16.02.26 CS: 52771	**Korrektur PAT NX:** Wenn man aus dem Leistungs-Plugin über die Navigation das Plugin 'ET Ansatz' modal geöffnet hat und als erste Aktion einen bestehenden Eintrag kopiert hat, war der Speichern Knopf nicht aktiv. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12107 Datum: 16.02.26 CS: 52772	**Korrektur PAT NX:** Der Menü Eintrag 'Referenzsitzung zuweisen' war aktiv, wenn im Grid 'ImportLeistungErbracht' des Plugins 'ImportLeistungErbracht Suche' keine Leistungen vorhanden waren. Dies wurde korrigiert, so dass der Menü Eintrag jetzt inaktiv ist.
Issue: 12224 Datum: 17.02.26 CS: 52782	**Erweiterung:** Die Kollisionsprüfung für ambulante Pauschalen wurde erweitert. Gelöschte Leistungen werden neu ignoriert, die ZSR-Nummer berücksichtigt und zusätzlich nur noch bei einer bestehenden Triggerleistung eine Meldung ausgegeben.
Issue: 12209 Datum: 17.02.26 CS: 52785	**Erweiterung PAT NX:** Das Plugin 'ReportInstance' wurde implementiert.
Issue: 12227 Datum: 25.02.26 CS: 52811	**Korrektur:** Der Wert in 'admission_type' stimmt nun im MCD mit dem Wert in der XML-Rechnung überein.
Issue: 12238 Datum: 25.02.26 CS: 52812	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' gab es einen Absturz, wenn die Organisationseinheit des gemeldeten Falles am Leistungsdatum nicht gültig war. Das Problem wurde behoben, in diesem Fall wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Issue: 12239 Datum: 25.02.26 CS: 52813	**Korrektur PAT NX:** Beim Eröffnen eines neuen ambulanten Falles wurde nicht wie in PAT NG geprüft, ob es schon einen bestehenden Fall mit gleicher Auftraggebenden Organisationseinheit gibt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12232 Datum: 25.02.26 CS: 52816	**Korrektur:** Die LKAAT-Leistung 'WA.00.0010' wird nun bei der Fakturierung auch in eine TARDOC-Leistung verwandelt, wenn die ambulante Behandlung nicht in einer Pauschale mündet.
Issue: 12244 Datum: 25.02.26 CS: 52819	**Korrektur:** Die Validierung der Fall-Abonnemente wurde erweitert, so dass bereits in der Vorfaktur entsprechende Prüfungen bzgl. Fall-Abonnement-Perioden gemeldet werden.
Issue: 12241 Datum: 25.02.26 CS: 52820	**Korrektur:** Die elektronische Rechnung für die XML-Version 5.0 lässt nun analog zu der Rechnung der XML-Version 4.5 Fremdwährungen zu. Diese Rechnungen dürfen jedoch nicht elektronisch versendet werden.
Issue: 11857 Datum: 27.02.26 CS: 52842	**Korrektur:** Bei der Prüfung, ob das Datum der Rechnungsdiagnose vor dem Enddatum der Kontobewegung liegt, wird die Zeitkomponente nicht mehr berücksichtigt, so dass eine Rechnungsdiagnose vom gleichen Tag auch dann auf der Rechnung erscheint, wenn der Zeitpunkt der letzten erbrachten Leistung der Rechnung vor 23:59:59 liegt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12246 Datum: 27.02.26 CS: 52844	**Korrektur:** Bei der Prüfung, ob ein Fakturajob abgeschlossen ist, kam es in Ausnahmefällen zu Abstürzen des Fakturservices. Ursache war, dass mehrere Prozesse gleichzeitig auf dieselben Daten zugegriffen haben. Dieses Problem wurde behoben.
Issue: 12247 Datum: 27.02.26 CS: 52845	**Korrektur:** Beim Import über ImportLeistungErbracht konnten Sonderzeichen wie +, * und ! nicht verarbeitet werden, wodurch der Import fehlschlug oder unvollständig war. Dieses Problem wurde behoben.
Issue: 12248 Datum: 27.02.26 CS: 52852	**Erweiterung:** Bei Fällen mit Kategorie 'Langzeitpflege' werden nun die LKAAT-Leistungen ebenfalls in TARDOC-Leistungen umgewandelt.
Issue: 12245 Datum: 06.03.26 CS: 52879	**Korrektur PAT NX:** Wenn man vor dem Umteilen von Fällen einmal in das abgedockte Grid Chronik klickte, sprang der Cursor nach dem Umteilen und dem Bestätigen der Meldung, ob man wirklich umteilen möchte, nicht länger in das nächste Feld gemäss Tab-Steuerung sondern in das Grid von der Chronik. Dies passierte nur, falls das Chronik-Grid abgedockt war. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12252 Datum: 06.03.26 CS: 52880	**Korrektur Amb. Tarife:** Wird der Tessiner Code für die ambulanten Tarife verwendet, dann werden im XML bei den 'services' und im 'treatment' die Diagnosen endständig geliefert, unabhängig davon, wie die Programm-Settings bzgl. Länge einer zu liefernden Diagnose eingestellt sind.
Issue: 12253 Datum: 06.03.26 CS: 52881	**Korrektur:** Abklärungen mit der SwissDRG AG haben ergeben, dass Fälle mit 'Ausnahme von Wiederaufnahme' ab 2026 (Austrittsdatum 2026) auch dann nicht geklammert werden, wenn es sich um eine Rückverlegung handelt. Dies wurde entsprechend angepasst.
Issue: 12262 Datum: 06.03.26 CS: 52884	**Erweiterung:** Für den Buchungstext von Fakturen gibt es einen neuen Platzhalter '#DebitorenNummer', der mit der Nummer des Debitors ersetzt wird. **Programm-Settings:** BuchungsText, BuchungsTextStorno (Reiter 'Billing.Net/Buchungstexte').
Issue: 12233 Datum: 06.03.26 CS: 52886	**Korrektur Amb. Tarife:** Die Wechselzeiten werden nun an die vom TARDOC über den Kumulationstyp 'Inklusion' erlaubten Hauptleistungen angehängt, falls so ein Kumulationstyp für die entsprechende Wechselzeit vorhanden ist.
Issue: 12265 Datum: 11.03.26 CS: 52926	**Korrektur**: Der Jobstatus auf der Fakturjobauswahl im Fakturjob wird nun wieder korrekt anhand des Versandstatus aller Kontobewegungen des Jobs gesetzt.
Issue: 12266 Datum: 11.03.26 CS: 52928	**Korrektur Amb. Tarife:** Die Leistung 'GK.15.0010' ist nun bei Patienten ab 16 Jahre erfassbar. Die Prüfung erfolgt auf '>=' 16 Jahre.
Issue: 12259 Datum: 11.03.26 CS: 52929	**Korrektur Amb. Tarife:** Bei TARDOC-Leistungen aus dem Bereich Anästhesie werden nun die Ärzte und die auftragerbringende Organisationseinheit aus der ursprünglichen Steuerleistung übertragen, sowohl bei der allgemeinen Anästhesie als auch bei MAC-Anästhesie.
Issue: 12274 Datum: 13.03.26 CS: 52940	**Korrektur**: Wenn in der Importschnittstelle 'PatientFall' beim Speichern ein Datenbankfehler aufgetreten ist, dann wurde dieser Fehler bislang nur in das Logfile geschrieben, aber nicht in das Feld 'Fehlertext' des Importjobs übernommen. Das wurde jetzt noch ergänzt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12275 Datum: 17.03.26 CS: 52969	**Korrektur:** Bei 0-er Rechnungen, auf denen ein Depot berücksichtigt wird, werden elektronische Rechnungen erstellt. Diese haben aber keine verrechenbaren Leistungen, deshalb ist auch die Leistungsübersicht leer. Dies wird nun für die Validierung der elektronischen Rechnung berücksichtigt. Zudem wurde die Validierung angepasst, so dass maximal 3 Telefonnummern ins Rechnungs-XML geschrieben werden.
Issue: 12268 Datum: 17.03.26 CS: 52988	**Korrektur:** Im XML wird der external_factor_tt mit '1' belegt, wenn bei einer Leistung der technische Anteil nicht existiert. Dasselbe gilt für den ärztlichen Anteil und den external_factor_mt.
Issue: 12283 Datum: 19.03.26 CS: 53003	**Korrektur:** Begann der Legacycode einer ambulanten Kategorie mit '1', konnte dies dazu führen, dass entsprechende Rechnungen nicht versendet wurden – allerdings nur in Fällen, in denen für ambulante und stationäre Leistungen unterschiedliche XML-Versionen verwendet wurden. Dieses Problem wurde behoben, indem für die erste Stelle der Fakturanummer nicht länger der Legacycode der Kategorie, sondern derjenige der Hauptkategorie herangezogen wird.
Issue: 12284 Datum: 19.03.26 CS: 53005	**Korrektur:** Im XML wurde als Gesamtbetrag 'amount' nur eine Summe ohne die Nichtpflichtleistungen angegeben, wodurch dieser zu niedrig ausgewiesen wurde. Dies wurde korrigiert, nun wird der korrekte Gesamtbetrag ins XML geschrieben.
Issue: 12287 Datum: 19.03.26 CS: 53006	**Korrektur:** Bei Langzeitpflege wird nun auch für den Garanten mit Sequenz '3' die XML-Version korrekt gezogen, so dass hier die Version für ambulante Fälle für die Erstellung genommen wird und nicht die stationäre.
Issue: 12269 Datum: 20.03.26 CS: 53021	**Erweiterung:** Die Importschnittstelle 'PatientFall' wurde um die neuen Felder 'EintrittsVerlegungsGrund' und 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall erweitert. **Erweiterung/PATWEB NG:** Das Feld 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall kann in NEXUS / PATWEB NG in einer Austrittsmeldung erfasst und an NEXUS / PAT NG übergeben werden. Es muss sich dabei um einen richtigen Austritt handeln. In Urlaubsmeldungen und Rückkehrmeldungen aus dem Urlaub wird das Feld nicht verarbeitet. **Parametrierung**: Das Feld muss in einer Meldung des Transaktionstyps 'Austritt' und im beschreibenden XML-Dokument mit der ID 'austrittsverlegungsgrund' definiert sein.
Issue: 12289 Datum: 23.03.26 CS: 53032	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'LeistungErbracht' erfolgte bislang ein Absturz, wenn die erbringende Person für eine Leistung kein Mitarbeiter war. Das Problem wurde korrigiert.
Issue: 12177 Datum: 23.03.26 CS: 53040	**Erweiterung:** Der Statistiktyp ANQ-Rehabilitation wurde auf die neue Version 11.0, welche ab dem 1.1.2026 gültig ist, umgestellt. • Es gibt dafür den neuen Assessmenttyp 'PROMIS GH-10'. Dieser wird ab 2026 in die KA-Datei geschrieben. Dieser ersetzt den Assessmenttyp 'MacNew Heart'. • Die MB-Datei wird ab 2026 nicht mehr ausgegeben. Dafür muss eine SpiGes-Datei separat erstellt und mit der ANQ-Rehabilitation Statistik zusammen abgegeben werden. • In allen Dateien, in denen sie vorhanden waren, werden ab 2026 keine Dropouts mehr ausgegeben. Die Elemente nach den Dropouts sind deshalb um zwei Positionen nach vorne verschoben worden. **Parametrierung:** Der Assessmenttyp 'PROMIS GH-10' muss eingerichtet werden.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11992 Datum: 23.03.26 CS: 53041	**Erweiterung:** Neu können bei den Statistikjobs auch Dateien in der SpiGes-Version 1.5 erstellt werden. Im Statistikjob kann beim Statistiktyp die gewünschte Version ausgewählt werden. Weitere Informationen befinden sich im Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf'. **Parametrierung:** Die neuen KTR-Variablen 'ktr_47', 'ktr_47_ank' und 'ktr_al_vvg' müssen in der 'ET Kostenträgerdaten' parametriert werden.
Issue: 12286 Datum: 23.03.26 CS: 53044	**Korrektur:** Werden die Steuerleistungen auf einer anderen Sitzung als der Eingriff erfasst, wird die Anästhesie mit erhöhtem Aufwand nun auch bei MAC-Anästhesien korrekt ausgelöst.
Issue: 12282 Datum: 23.03.26 CS: 53048	**Korrektur:** Wenn bei einem Arbeitgeber, der als einfache Person erfasst ist, kein Vorname gesetzt ist, dann wird dieser im XML als 'companyType' ausgegeben und nicht als personType. So führt der fehlende Vorname nicht zu einem Validierungsfehler.
Issue: 12191 Datum: 24.03.26 CS: 53058	**Erweiterung:** Für SpiGes 1.4 wird jetzt auch die Variable 'ktr_le_ambulant' ggf. für die Kostenträgerzeilen von einem Standort berechnet und die SpiGes-Datei geschrieben. **Konfiguration:** Die Masken 'ktrtypsearch' (Suche KTR-Typ) und 'ktrtyp' (KTR-Typ) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. **Parametrierung:** In den Stammdaten muss in der neuen Tabelle 'KTR-Typ' für jeden KTR-Typen, bei dem diese Variable berechnet werden soll, in den Feldern 'Garantentypauswahl' und 'Tarifgruppeauswahl' mindestens ein Wert stehen. Die Garantentypauswahl schränkt dabei die Selektion der Fälle ein, von denen die entsprechenden erbrachten Leistungen gelesen werden. Die Tarifgruppenauswahl schränkt dabei die Selektion der Leistungen ein, welche für die entsprechenden erbrachten Leistungen betrachtet werden. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die Verwaltung der KTR-Typen vergeben.
Issue: 12290 Datum: 30.03.26 CS: 53085	**Korrektur:** Durch die Anpassung im Rahmen des neuen SwissDRG Groupers konnten Fälle ohne Austrittsdatum nicht mehr gruppiert werden. Neu können diese wieder wie bisher gruppiert werden.
Issue: 12296 Datum: 30.03.26 CS: 53090	**Korrektur:** Der Bewertungsjob bringt keinen Fehler mehr wegen fehlender Behandlungstage, wenn ein Klammerfall noch nicht vollständig codiert ist.
Issue: 12026 Datum: 09.04.26 CS: 53145	**Korrektur:** Bei Splitfällen werden die VVG-Folgeleistungen, die aus den DRG-Leistungen generiert werden, nun dem zum Erbringungsdatum gültigen Garanten zugewiesen.
Issue: 12196 Datum: 09.04.26 CS: 53146	**Erweiterung:** In der Tabelle 'MehrWertSteuerSatz' gibt es ein neues Feld 'ExportMwStCode'. Hiermit kann gesteuert werden, wann der MwSt-Code ins Finanz exportiert wird. Es stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung: 1. Immer, egal wie hoch der Betrag ist. 2. Nur wenn der Betrag ungleich '0' ist. 3. Nie.
Issue: 12301 Datum: 09.04.26 CS: 53149	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' hat die Zuordnung der Basisleistung anhand der Referenzbasisnummer nicht immer funktioniert. Das Problem wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12305 Datum: 09.04.26 CS: 53151	**Korrektur:** Wenn Sitzungen mit Leistungen des Tariftyps 'Drug' auf eine andere Sitzung referenzieren, kam es bei der Vorfaktur zu einem Fehler, weil die ambulante Behandlung zu dem Zeitpunkt noch nicht gebildet war. Dies ist jetzt behoben.
Issue: 12300 Datum: 09.04.26 CS: 53153	**Erweiterung/PATWEB NG:** Die Felder 'Bemerkung 1' - 'Bemerkung 5' aus dem Fall können jetzt auch in NEXUS / PATWEB NG in einer Fallerfassung-Meldung erfasst und an NEXUS / PAT NX übergeben werden. Die Felder müssen dafür in einer Meldung des Transaktionstyps 'Fallerfassung' definiert werden. Im beschreibenden XML-Dokument sind diese mit den IDs 'bemerkung1' - 'bemerkung5' deklariert.
Issue: 12303 Datum: 09.04.26 CS: 53156	**Korrektur:** Die Kumulationsregeln werden nun innerhalb eines Patientenkontaktes (Sitzung mit allen auf sie referenzierten Sitzungen) geprüft und nicht mehr nur auf Sitzungsebene, wenn es sich um Leistungen aus dem TARDOC-Katalog handelt.
Issue: 12311 Datum: 11.04.26 CS: 53170	**Korrektur:** Der Storno einer Faktur reaktiviert nur die zur eigenen Kontobewegung gehörenden Leistungen, die bei der Faktur über Rechenformel gelöscht wurden. Leistungen, die zu anderen Kontobewegungen gehören, welche nicht Teil des Stornos sind, bleiben gelöscht.
Issue: 12324 Datum: 21.04.26 CS: 53218	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Erbrachte Leistungen' (LeistungErbracht) gab es einen Absturz, wenn für eine Leistung zum Erbringungsdatum kein History-Eintrag vorhanden war. Der Absturz wurde behoben, jetzt wird in dieser Situation die Fehlermeldung ausgegeben, dass die Leistung nicht gültig ist.
Issue: 12291 Datum: 24.04.26 CS: 53233	**Korrektur:** Wenn der Erbringungsmitarbeiter einer erbrachten Leistung zum Erbringungsdatum nicht mehr gültig ist, dann wird für das XML ein Validierungsfehler geschrieben.
Issue: 12323 Datum: 24.04.26 CS: 53234	**Erweiterung:** Für stationäre Fälle wird die Dignitätsprüfung bei TARDOC-Leistungen nicht ausgeführt, es sei denn, es ist ein Fall mit Kategorie 'Langzeitpflege' und die entsprechende Leistung wird vom Garanten mit Sequenz 3 übernommen.
Issue: 12086 Datum: 24.04.26 CS: 53237	**Korrektur:** Die Zuweisung eines Zusatzentgelts an die Zusatzversicherung über die Garantieeinschränkung kann nun auch im XML korrekt verarbeitet werden.
Issue: 12315 Datum: 24.04.26 CS: 53238	**Korrektur:** Die Validierung meldet keine fehlende Mutterleistung mehr, wenn sie nicht tatsächlich fehlt.
Issue: 12243 Datum: 24.04.26 CS: 53240	**Korrektur:** Wenn NEXUS / PAT in italienischer Sprache lief und in einem Statistikjob im Feld 'SpiGes Teillieferung' die Kantonsdaten explizit mit 'ist nicht einer von 11 Kantonsdaten' von der Dateierstellung ausgeschlossen wurden, so wurde trotzdem eine entsprechende Zeile in die SpiGes-Datei geschrieben. Dies wird zukünftig nicht mehr gemacht.
Issue: 11943 Datum: 24.04.26 CS: 53273	**Korrektur**: Die Importjobs vom Typ 'PatientFall' laufen auf einen Fehler, wenn ein Chronik-Eintrag bereits sekundengenau vorhanden ist und die Chronikzeit ohne Sekunden geliefert wird. Neu wird im Import der Chronik-Eintrag minutengenau ermittelt, damit solche Importjobs nicht mehr auf einen Fehler laufen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11929 Datum: 24.04.26 CS: 53274	**Erweiterung:** Im Resultat der Codierungssuche kann neu auch der Haupteingriff angezeigt werden. **Konfiguration:** Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Feldes 'FallCodierungSearchDetail.HauptEingriffIDObject' auf die Fallcodierungssuche.
Issue: 12187 Datum: 24.04.26 CS: 53275	**Erweiterung:** Der Batchjob 'OffeneFälleSchliessen' wurde um einen weiteren Parameter 'Bett' erweitert.
Issue: 12031 Datum: 24.04.26 CS: 53276	**Erweiterung:** Die Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung' wurde um das neue Resultatfeld 'DefaultSeite' ergänzt. Wenn dieses Feld belegt ist, wird bei der Generierung von Falldiagnosen und Falleingriffen aus erbrachten Leistungen diese Defaultseite als Seite bei der neuen Falldiagnose und beim neuen Falleingriff generiert, sofern bei der erbrachten Leistung keine Seite erfasst worden ist. Wurde bei der erbrachten Leistung schon eine Seite definiert, so wird diese in die neue Falldiagnose und den neuen Falleingriff übernommen. **Konfiguration:** Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Resultatsfeldes 'DefaultSeite' auf die Maske der Entscheidungstabelle 'CodierungLeistung'.
Issue: 11977 Datum: 24.04.26 CS: 53277	**Erweiterung:** Es steht ein neuer Statistiktyp 'OAAT, Organisation ambulante Tarife Datenerhebung' zur Verfügung. Wenn das 'Datum von' des Statistikjobs vor dem 1.1.2026 liegt, werden die Daten gemäss der Spezifikation zur 'Datenerhebung 2026 (Daten 2025) vom 19.9.2025 erstellt. Bei einem 'Datum von' ab dem 1.1.2026 werden die Daten gemäss der Spezifikation zur 'Datenerhebung 2027 (Daten 2026) vom 9.1.2026 erstellt. Weitere Details über diesen Statistiktyp sind im Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf' beschrieben.
Issue: 12003 Datum: 24.04.26 CS: 53278	**Erweiterung:** Rechnungen können direkt via E-Mail an einen Garanten geschickt werden. Dafür muss bei einem ambulanten (resp. stationären) Fall die VersandArtAmbulant (resp. VersandArtStationär) des Garanten 'EMail' sein. In diesem Fall wird dann geprüft, ob es einen entsprechenden Eintrag in der Entscheidungstabelle 'AktionEreignisGesteuert' mit dem Ereignis gleich 'RechnungVersenden' und der Aktion gleich 'RechnungPerEMailSenden' gibt. Falls ein Eintrag vorhanden ist, werden die Felder 'E-Mail Sender', 'E-Mail Empfänger', 'E-Mail Betreff' und 'E-Mail Text' berücksichtigt und beim Rechnungsversand eine E-Mail demensprechend gesendet. Die Rechnung wird als Anhang mitversendet, der Kunde haftet für alle Datenschutz-Themen. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: '#VersicherungEmail1#', '#VersicherungEmail2#'.
Issue: 11963 Datum: 24.04.26 CS: 53284	**Korrektur:** Im Batchjob 'Fälle dirty setzen' wurden die aufgegebenen Fallnummern geprüft und diese wurden auch im Log entsprechend gemeldet. Wenn aber alle angegebenen Fälle nicht vorhanden waren, hat das dazu geführt, dass versucht wurde, alle Fälle auf dirty zu setzen. Neu wird die Verarbeitung abgebrochen, wenn gar keine Fallnummern gefunden wurden.
Issue: 12035 Datum: 06.05.26 CS: 53366	**Korrektur**: Wenn über die Importschnittstelle 'Patient/Fall' eine Austrittsmeldung mit dem Eventcode 'A03' und der Austrittsart 'Tod' geschickt wird, dann werden bei dem Patienten alle offenen Fälle geschlossen und der Patientenstatus auf 'verstorben' gesetzt. Wenn sich herausgestellt hat, dass diese Meldung nicht richtig war, dann kann vom Fremdsystem ein Storno der Austrittsmeldung mit dem Eventcode 'A13' gesendet werden. Beim Verarbeiten dieser Stornomeldung wurde bislang nur der Austritt dieses Falles wieder aufgehoben. Neu wird jetzt der Patientenstatus wieder zurückgesetzt. Zudem wird für jeden geschlossenen Fall das neue Ereignis 'FallMitAustrittsartTodWiedereroeffnen' generiert, damit die Anwender darüber informiert werden können.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12318 Datum: 06.05.26 CS: 53368	**Erweiterung:** Neu wird vor dem Speichern einer neuen natürlichen Person geprüft, ob es natürliche Personen gibt, welche dieselbe EAN-Nummer wie die neue Person haben. Wenn eine oder mehrere solcher natürlichen Personen existieren, so geht ein Popup-Fenster auf, in welchem dem Benutzer die gefundenen Personen angezeigt werden und er gefragt wird, ob er die neue Person trotzdem speichern möchte. Wenn der Benutzer mit 'Ja' antwortet, wird die neue Person gespeichert, bei 'Nein' nicht.
Issue: 12012 Datum: 06.05.26 CS: 53370	**Erweiterung:** Das Feld 'Anz. Std. IPS' vom Fall wird neu immer anhand der Chronik berechnet, wenn der Codierungsstatus des Falles auf 'Codierbereit' gesetzt wird, sofern der Wert von diesem Feld noch leer oder '0' ist.
Issue: 12331 Datum: 06.05.26 CS: 53371	**Erweiterung:** Auf dem Fall gibt es ein neues Feld 'IstGesperrtFuerBewertungsJob'. Ist dieses aktiv, dann wird der Fall im Bewertungsjob (Ertragsabgrenzung) nicht selektiert und auch nicht verbucht. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Fallmaske.
Issue: 12337 Datum: 07.05.26 CS: 53385	**Korrektur PAT NX:** Für ST Reha-Fälle wurde im Codierarbeitsplatz zu Unrecht eine Klammerung erzwungen, obwohl die Basis-RCG voneinander abgewichen ist. Zudem wurde das Feld 'Klammerausschlussbegründung' nicht korrekt berücksichtigt, wenn nur der zweite Fall eine Begründung für einen Ausschluss hinterlegt hatte. Beide Punkte wurden korrigiert.
Issue: 12343 Datum: 07.05.26 CS: 53386	**Korrektur:** Bei Langzeitfällen wird die Diagnose bei der XML-Erstellung ermittelt, aber es führt nicht mehr zu einem Validierungsfehler, wenn keine erfasst ist.
Issue: 12319 Datum: 07.05.26 CS: 53387	**Korrektur**: Die Leistungen 'EA.00.0010', 'EA.00.0020' und 'EA.00.0070' sind nun mit Anzahl der erbrachten Minuten erfassbar. Die Menge wird nicht mehr auf '1' korrigiert.
Issue: 12329 Datum: 07.05.26 CS: 53388	**Korrektur:** Die Meldung beim Überschreiten des Limits wird nun mit der richtigen Zeiteinheit 'Sitzung' ausgewiesen.
Issue: 12255 Datum: 07.05.26 CS: 53389	**Korrektur:** Für alle Leistungen mit einer IAK aber ohne Angaben bei Leistung im engeren Sinn, wird bei der Generierung der Anästhesien die Raumbelegungsszeit als Menge für die zu Tätigkeit des Anästhesisten genutzt.
Issue: 12348 Datum: 07.05.26 CS: 53392	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' kam es zu einem Absturz, wenn bei der Ermittlung der Referenzsitzung für eine Laborleistung im betreffenden Auftrag mehrere Sitzungen vorhanden waren. Das Problem wurde behoben.
Issue: 12349 Datum: 07.05.26 CS: 53393	**Korrektur:** Die Anpassung der auftragerbringenden Organisationseinheit einer Sitzung konnte in einigen Situationen nicht gespeichert werden. Dies wurde behoben.
Issue: 12346 Datum: 07.05.26 CS: 53395	**Korrektur:** Im XML-Format 5.0 ist die Angabe der alten AHV-Nummer nicht mehr zulässig. Bisher wurde sie jedoch weiterhin verarbeitet, was zu XML-Validierungsfehlern führte. Mit dieser Korrektur wird die alte AHV-Nummer bei der Generierung von XML 5.0 künftig ignoriert.
Issue: 12333 Datum: 07.05.26 CS: 53396	**Korrektur:** Für die SpiGes 1.5-Dateien wird zukünftig zur Ermittlung der Liegeklasse die Klasse der Austrittschronik verwendet anstatt bisher der Eintrittschronik.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12344 Datum: 07.05.26 CS: 53398	**Korrektur**: Auf der Sitzung wurden die drei neuen Felder 'HerkunftDiagnose', 'HerkunftFachbereich' und 'HerkunftReferenzSitzung' eingeführt. Beim Anlegen einer Sitzung über den Import werden diese Felder automatisch befüllt. Wird eines der Felder 'Diagnose', 'Fachbereich' oder 'Referenzsitzung' nachträglich manuell angepasst, setzt das System das entsprechende Herkunftsfeld automatisch auf den Wert 'manuell' - so ist jederzeit nachvollziehbar, dass eine manuelle Änderung vorgenommen wurde.
Issue: 12355 Datum: 07.05.26 CS: 53451	**Korrektur**: Beim Importieren neuer externer Sitzungen über die Schnittstelle 'PatientAuftrag' kam es aufgrund neu hinzugekommener Felder in der Sitzung zu einem Fehler. Das Problem wurde behoben.
Issue: 12322 Datum: 12.05.26 CS: 53470	**Korrektur PAT NX:** Wenn aus dem Fakturajob heraus ein Druckjob aufgegeben wurde (über Fakturdruck ein berechtigter Ablagetopf ausgewählt wurde), dann erschien die Fehlermeldung, dass der Druckjob nicht aufgegeben werden konnte. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12350 Datum: 13.05.26 CS: 53484	**Korrektur:** Wenn über die Entscheidungstafel 'ETArzt' der Erbringungsmitarbeiter für eine Leistung belegt werden soll, läuft Billing nicht mehr auf einen Fehler, auch wenn die Leistungen erfasst und nicht generiert sind. Bisher gab es Probleme, weil Billing im Zusammenspiel mit ETArzt versucht hat, den Wert für den 'Faktor Praktischer Arzt' zu ermitteln und das bei erfassten Leistungen nicht funktioniert hat.
Issue: 12367 Datum: 27.05.26 CS: 53508	**Korrektur:** In einer XML 5.0-Rechnung konnte ein falscher Arzt als Leistungserbringer oder verantwortlicher Arzt eingetragen werden. Das passierte, wenn ein Arzt mehrere Rollen hatte – zum Beispiel gleichzeitig Leistungserbringer und Zuweiser. Der Fehler wurde behoben.
Issue: 12364 Datum: 27.05.26 CS: 53509	**Korrektur:** Beim Aufruf der Funktionen 'Dokumente erstellen/XMLs' und 'Rechnungsdokumente neu erstellen' blieb der Status der Fakturjobauswahl auf 'verbucht' stehen, anstatt wieder auf 'XmlErstellt' zu wechseln.
Issue: 12359 Datum: 27.05.26 CS: 53510	**Korrektur Amb. Tarife:** Für eine ambulante Pauschale werden die auftragerbringende Organisationseinheit und die Ärzte von der Triggerleistung mit dem jüngsten Datum innerhalb einer ambulanten Behandlung übernommen.
Issue: 12362 Datum: 27.05.26 CS: 53513	**Korrektur:** Für Leistungen aus den Kapiteln 'WA.00', 'WA.05','WA.10' und 'WA.15' wird nun im XML immer section_code 'M990.01' geliefert.
Issue: 12358 Datum: 27.05.26 CS: 53514	**Korrektur:** Bei der Leistung 'AA.00.0090' aus dem Leistungskatalog TARDOC wird im XML 'service_attributes' mit '2' belegt, da es sich um eine franchisebefreite Leistung handelt.
Issue: 12376 Datum: 27.05.26 CS: 53537	**Korrektur:** Der LKAAT-Anteil wird nun bei der Auswertung der Entscheidungstafel 'ETLeistungsart' berücksichtigt.
Issue: 12374 Datum: 29.05.26 CS: 53553	**Korrektur Amb. Tarife:** Das Alter des Patienten am Tag der ambulanten Behandlung wird nun dem Grouper übergeben, so dass altersabhängige Pauschalen korrekt ermittelt werden können.
Issue: 12373 Datum: 29.05.26 CS: 53554	**Korrektur:** Die Referenzierung einer TARDOC-Leistung auf sich selbst, wird nun verhindert.
Issue: 12372 Datum: 29.05.26 CS: 53555	**Korrektur:** Für Langzeitfälle wird nun bei der Rechnung an den Garanten mit der Sequenz '3' bei TARDOC-Leistungen die Diagnose aus der zugehörigen Sitzung genommen und im XML entsprechend ausgewiesen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12383 Datum: 09.06.26 CS: 53593	**Erweiterung:** Beim Einlesen der Rechnungsrückweisungen des XML 5.0 wurden die Detail Fehlermeldungen nicht angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12378 Datum: 11.06.26 CS: 53612	**Korrektur Amb. Tarife:** Die auftragerbringende Organisationseinheit wird nun zu einem früheren Zeitpunkt auf die TARDOC-Leistung von der auslösenden LKAAT-Leistung her übertragen, so dass die Deckelung anhand dieser erfolgen kann und nicht anhand der auftragerbringenden OE der Sitzung
Issue: 12379 Datum: 11.06.26 CS: 53613	**Korrektur Amb. Tarife:** Wenn auf einer LKAAT-Leistung die Steuerungverrechenbarkeit eingestellt ist, dann wird dies an die entsprechende TARDOC-Leistung so weitergegeben, dass richtig gedeckelt werden kann.
Issue: 12385 Datum: 11.06.26 CS: 53616	**Korrektur Amb. Tarife:** Für ambulante Pauschalen wird im XML der section_code über den Fachbereich der ambulanten Behandlung belegt, sofern dieser gesetzt und ungleich 'unbekannt' ist. Ansonsten wird er wie bisher über den Fachbereich der zugehörigen Sitzung oder den entsprechenden Chroniksatz belegt. Für alle anderen Leistungen bleibt die Belegung wie bisher über den Fachbereich der Sitzung oder den Chroniksatz.
Issue: 12388 Datum: 11.06.26 CS: 53618	**Korrektur Amb. Tarife:** Dem Grouper wird nun auch 'beidseitig' übergeben, damit die korrekte Pauschale ermittelt werden kann, wenn bei der LKAAT-Leistung 'beidseitig' angegeben wurde.
Issue: 12345 Datum: 11.06.26 CS: 53619	**Korrektur Amb. Tarife:** Sitzungen, bei denen das Kennzeichen 'Behandlung über Mitternacht' (Mitternachtszensus) gesetzt ist oder die auf eine andere Sitzung referenzieren, laufen bei der Abrechnung auf eine Fehlermeldung, falls auf der referenzierten Sitzung keine LKAAT-Leistung erfasst ist.
Issue: 12325 Datum: 16.06.26 CS: 53658	**Korrektur PAT NX:** Wenn versucht wurde, direkt nach der Fakturierung im Fall unter Kontobewegung eine Rechnung zu versenden, wurde eine falsche Meldung angezeigt und die Rechnung konnte erst beim erneuten Versuch versendet werden. Dies wurde korrigiert, so dass die Meldung nicht mehr erscheint und die Rechnung direkt versendet wird.
Issue: 12365 Datum: 16.06.26 CS: 53659	**Korrektur**: In NEXUS / MATERIAL CL können Artikel ungültig gesetzt werden, indem das Inaktivierungsdatum 'InaktDte' gesetzt wird. In der Leistung-Importschnittstelle werden Artikel jetzt ignoriert, wenn das Inaktivierungsdatum vor dem Tagesdatum liegt. Dies wurde mit Bug 11903 realisiert. Hier wurde geändert, dass der Vortag noch berücksichtigt wird, damit Änderungen wie z.B. das Deaktivieren einer Leistung nicht verloren gehen.
Issue: 12375 Datum: 16.06.26 CS: 53661	**Erweiterung**: Der Export der Fakturen zum Finanzsystem wurde erweitert. Neu wird jetzt auch das Feld 'Fakturablage' in das Feld 'Usertext12' übernommen.
Issue: 12432 Datum: 25.06.26 CS: 53698	**Korrektur:** Der im XML 5.0 vorhandene Ländercode wurde nicht im Report verwendet und damit war dies nicht im PDF ersichtlich. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12056 Datum: 02.07.26 CS: 53743	**Korrektur PAT NX:** Bei der Weiterverarbeitung eines individuellen Fakturajobs ist ein Concurrency Fehler aufgetreten. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12273 Datum: 02.07.26 CS: 53744	**Erweiterung:** Der Indikationscode für Medikamente der Spezialitätenliste kann nun bei den erbrachten Leistungen erfasst bzw. importiert werden. Bei der XML-Erstellung wird dieser Indikationscode dann bei den 'services' unter 'xtra_service' ausgegeben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12353 Datum: 02.07.26 CS: 53749	**Korrektur:** Nach einer Anpassung des Ein- bzw. des Austrittsdatums wurden Leistungen aus einem Fallabonnement im falschen Zeitraum generiert. Dies wurde angepasst.
Issue: 12340 Datum: 02.07.26 CS: 53751	**Erweiterung Amb. Tarife:** Bisher mussten Laborleistungen in der Leistungerbracht-Importschnittstelle immer auf eine zugehörige Sitzung referenzieren, Laborleistungen ohne Referenzsitzungen liefen auf einen Fehler. Neu ist es möglich, bestimmte auftraggebende Organisationseinheiten von der Referenzierung auszuschliessen. Dafür wurde auf der Organisationseinheit das neue Feld 'Zuordnung bei Analyse-Leistungen' eingefügt. Ist dieses nicht gesetzt, kann die Leistung ohne Fehlermeldung importiert werden, auch wenn keine Referenzierung auf eine Sitzung vorhanden ist. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Organisationseinheit-Maske.
Issue: 12347 Datum: 02.07.26 CS: 53752	**Korrektur:** Wird in einer Sitzung, auf der noch keine Diagnose erfasst ist und auf die von anderen Sitzungen referenziert wird, nachträglich eine Diagnose erfasst, dann wird diese auch in die referenzierende(n) Sitzung(en) übernommen, sofern hier ebenfalls noch keine Diagnose erfasst ist. Bereits bestehende Diagnosen in referenzierenden Sitzungen werden auch weiterhin nicht überschrieben.
Issue: 12400 Datum: 02.07.26 CS: 53754	**Korrektur:** Die Fakturanummer bzw. die Belegnummer beim Depot wird bei Fällen mit Kategorie 'Spitex' über einen eigenen Nummernkreis gebildet. Die Verbuchung und auch der Storno von Rechnungen für diese Kategorie sind nun möglich.
Issue: 12391 Datum: 02.07.26 CS: 53755	**Korrektur:** Wenn eine Leistung mit Leistung-Menge-Zeit-Regel 'pro Hauptleistung' limitiert wird, dann wird nun eine Warnmeldung geschrieben, die die verrechnete und die limitierte Menge ausweist für die entsprechende Leistung.
Issue: 12366 Datum: 02.07.26 CS: 53756	**Korrektur:** Eine Zwangszuweisung über die LKAAT-Leistungen wird auf die TARDOC-Leistungen übertragen, und auch dann korrekt verarbeitet, wenn der Fall mit Garantieeinschränkung verarbeitet wird.
Issue: 12398 Datum: 02.07.26 CS: 53758	**Erweiterung:** Wenn eine gruppierungsrelevante LKAAT-Leistung mit Menge '0' erfasst ist, dann wird in der Vorfaktur ein Fehler geschrieben, da der Tarifgrouper für ambulante Pauschalen Leistungen mit Menge '0' nicht verarbeiten kann.
Issue: 12381 Datum: 02.07.26 CS: 53760	**Korrektur:** Die Prüfung der Gültigkeit des Fallabonnements wurde korrigiert. Endet die Gültigkeit vor dem Austritt des Falles, dann kann dieser nun fakturiert werden.
Issue: 12299 Datum: 02.07.26 CS: 53761	**Korrektur PAT NX:** Wenn aus dem Patienten-Plugin ein Fall aufgerufen wurde, während das Fall-Plugin geschlossen war, öffnete sich dieses modal. Dabei wurden verknüpfte Datensätze (wie z.B. das Konto) nicht korrekt aktualisiert. Dieses Verhalten wurde nun vollständig korrigiert.
Issue: 12396 Datum: 02.07.26 CS: 53762	**Erweiterung:** Die neue SPLG Grouper Version 26.2.1 wurde eingebunden.
Issue: 12412 Datum: 02.07.26 CS: 53763	**Korrektur**: Im Rechnungs-XML 5.0 wird der Mehrwertsteuer-Betrag im Feld 'amount' im Bereich 'vat_rate' wieder korrekt ausgewiesen.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12404 Datum: 02.07.26 CS: 53766	**Korrektur**: Fakturen mit einem Gesamtbetrag von 0 Franken wurden bislang generell nicht ins Finanzsystem exportiert. Dies wurde geändert. Wenn eine Faktur mit Gesamtbetrag von 0 Franken verrechnungsfähige Positionen hat, die sich gegenseitig aufheben, dann wird diese Faktur jetzt ins Finanzsystem exportiert.
Issue: 12435 Datum: 02.07.26 CS: 53767	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Erbrachte Leistungen' erfolgt die Gültigkeitsprüfung, ob der Erbringungsmitarbeiter ein Spitalarzt ist, bislang anhand des Tagesdatums. Das wurde geändert, jetzt erfolgt die Prüfung anhand des Erbringungsdatums. Damit wird es ermöglicht, dass rückwirkend Leistungen für einen Erbringungsmitarbeiter geliefert werden können, der mittlerweile kein Spitalarzt mehr ist.
Issue: 12411 Datum: 02.07.26 CS: 53768	**Erweiterung:** Analysezuschläge werden ab 01.07.2026 auf 13 Taxpunkte pro Tag gedeckelt.
Issue: 12433 Datum: 07.07.26 CS: 53838	**Korrektur PAT NX:** Beim Suchen eines Patienten wurde im Fall-Plugin die Liste der Chroniken nicht immer richtig aktualisiert. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12440 Datum: 07.07.26 CS: 53839	**Korrektur PAT NX:** Im Plugin 'Rechenformel' war es nicht möglich, eine Leistung zu hinterlegen, da der Button zum Starten des Workflows fehlte. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12443 Datum: 07.07.26 CS: 53841	**Korrektur:** Wenn sich im Validierungsbericht von MedPlaus 7 ein 'Ä' befand, konnte dieses Zeichen nicht richtig dargestellt werden, was zu einem Validierungsfehler führte, so dass der entsprechende Fall nicht gespeichert werden konnte. Dies wurde behoben.
Issue: 12458 Datum: 09.07.26 CS: 53858	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Im Codierarbeitsplatz dauerte der Aufruf von Fällen, die schon fakturiert worden sind, sehr lange, sofern dabei der Fall mit MedPlaus 7 validiert worden ist. Dies wurde behoben, indem jetzt die SpiGes-Rechnungsdaten im Codierarbeitsplatz für die MedPlaus 7-Prüfung nicht mehr erstellt und damit auch nicht validiert werden.
Issue: 12320 Datum: 24.07.26 CS: 53890	**Korrektur:** Die Prüfung auf bereits fakturierte Leistungen am selben Tag zum selben Capitulum wurde so erweitert, dass es nur dann einen Fehler gibt, wenn die bereits fakturierten Leistungen aus dem Katalog LKAAT sind.
Issue: 12449 Datum: 24.07.26 CS: 53891	**Korrektur**: Bei der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' können einzelne Leistungen mittels der Referenzbasisnummer mit einer Basisleistung verknüpft werden. Die Referenzierung über zwei oder mehrere Stufen hatte nicht mehr funktioniert. Das wurde korrigiert.
Issue: 12430 Datum: 24.07.26 CS: 53892	**Erweiterung:** Bei einer Zwischenrechnung mit Stichdatum werden bei ambulanten Fällen nur die Sitzungen und Leistungen selektiert, die vor dem Stichdatum liegen, und auf die nicht von anderen Sitzungen referenziert wird, deren Datum nach dem Stichdatum der Abrechnung liegt. Damit können ambulante Fälle auch dann mit Stichdatum abgerechnet werden, wenn es nach dem Stichdatum referenzierende Sitzungen gibt.
Issue: 12436 Datum: 24.07.26 CS: 53893	**Korrektur**: Bei den Wertelisten für die Herkunft-Felder für Sitzung, Fachbereich, Diagnose und Referenz-Sitzung gibt es auch den Wert manuell. Dieser Wert wurde bislang bei der Erfassung einer Sitzung oder beim Kopieren nicht abgefüllt. Das wurde jetzt ergänzt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12468 Datum: 24.07.26 CS: 53895	**Korrektur PAT NX:** Der Sofortstorno für einen geklammerten Fall auf dem Reiter 'Kontobewegungen' hatte nicht funktioniert, weil die technische ID des geklammerten Falles verwendet wurde, anstatt diejenige des führenden Falles. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12444 Datum: 24.07.26 CS: 53896	**Erweiterung**: Das Programm-Setting 'Limitierung auf Basis von' wurde um folgende Ausprägungen erweitert: • AustrittsHauptAbteilungAE ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs der auftragerbringenden Organisationseinheit der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungAG ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs der auftraggebenden Organisationseinheit der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungErbringungsMitarbeiter ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs des Erbringungsmitarbeiters der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungDignitätsarzt ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs des Dignitätsarztes der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungSitzung ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs auf der Sitzung der entsprechenden Leistung. **Programm-Settings:** GruppierungFuerLimitierung (Reiter 'Billing.Net/Validierung'). **Hinweis:** Wird der Wert im Programm-Setting auf 'AustrittsHauptAbteilungSitzung' geändert, kann das für die Refaktur nach einem Storno von TARMED-Leistungen, die vor dem 01.01.2026 erbracht wurden und bei denen auf der Sitzung noch kein Fachbereich erfasst ist, zu einem anderen Ergebnis führen, als bei der ursprünglichen Faktur.
Issue: 12469 Datum: 24.07.26 CS: 53897	**Korrektur:** Beim XML 5.0 wurde das Tag 'modus' im XML nicht mehr auf 'test' gesetzt, wenn es aus der Testumgebung versendet wurde. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12465 Datum: 24.07.26 CS: 53899	**Korrektur PAT NX:** Beim Ändern des Fallstatus wurde die automatische Generierung von Chroniken nicht mehr ausgeführt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12466 Datum: 24.07.26 CS: 53900	**Korrektur PAT NX:** Wenn beim Erfassen neuer Codeitem-Einträge ein Fehler bei der Eingabe gemacht wurde, dann konnte nichts mehr korrigiert werden, sondern die Eingabe musste komplett neu gemacht werden. Neu kann der entsprechende Fehler korrigiert werden.
Issue: 12478 Datum: 24.07.26 CS: 53903	**Korrektur:** Der erfasste Zahler einer Triggerleistung wird nun auf die ausgelöste ambulante Pauschale übertragen. Werden zu der Triggerleistung auch LKAAT-Anästhesien erfasst (Leistungen der Kapitel WA.05, WA.10 bzw. WA.15), müssen diese ebenfalls demselben Zahler zugewiesen werden, damit sie auch im Rechnungs-XML unter der Pauschale angezeigt werden (mit dem Tariftyp 'TMA').
Issue: 12480 Datum: 24.07.26 CS: 53904	**Erweiterung/Spitex:** Die Rundungsleistung für Spitex-Rechnungen kann unterdrückt werden, indem das Programm-Setting 'HatRundungsLeistungInSpitexXML' auf 'False' gesetzt wird. **Programm-Settings:** HatRundungsLeistungInSpitexXML (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12479 Datum: 24.07.26 CS: 53906	**Korrektur/Spitex:** Die Patientenbeteiligung und die Leistungen an die Gemeinde bei einem Spitex-Fall berücksichtigen nun die angegebene Zwangszuweisung an einen Zahler, auch wenn der Fall über Garantieeinschränkung abgerechnet wird.
Issue: 12472 Datum: 30.07.26 CS: 53977	**Korrektur:** Die elektronische Rechnung im Bereich 'GDZH' wird nun wieder ohne Fehler erstellt, wenn ein unbekanntes Codeitem parametriert wurde.
Issue: 12493 Datum: 30.07.26 CS: 53978	**Korrektur:** Die erstellten XML 5.0 E-Mahnungen waren nicht XSD-konform. Statt des Tags 'request_type' wurde noch das XML 4.5 Tag 'type' verwendet. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12494 Datum: 30.07.26 CS: 53979	**Korrektur:** Gruppierungsrelevante Leistungen des Tariftyps 'TMA' liefern nun im XML die korrekte 'body_location', die sich aus der Erfassung der Seite bei den LKAAT-Leistungen ergibt.
Issue: 12474 Datum: 07.08.26 CS: 54013	**Korrektur:** Bei der Verarbeitung von Fall-Abonnements kam es zu einem Problem bei der Verarbeitung, wenn das Gültig bis-Datum im Fall-Abonnement nicht erfasst war. Dies wurde behoben.
Issue: 12484 Datum: 07.08.26 CS: 54015	**Korrektur:** Für Rundungsleistungen bei ambulanten Fällen ab 2026 wird eine eigene Sitzung angelegt, falls keine passende Sitzung zum entsprechenden Datum vorhanden ist. Die Sitzung, der die Rundungsleistungen zugeordnet werden, darf nicht Teil einer ambulanten Behandlung sein.
Issue: 12503 Datum: 07.08.26 CS: 54016	**Korrektur**: Das Feld 'Fallnummer im Partnersystem' im Import wurde von 14 auf 64 Stellen vergrössert, damit das vollständige Feld importiert werden kann.
Issue: 12498 Datum: 07.08.26 CS: 54017	**Korrektur/Spitex:** Bei der Patientenbeteiligung und dem Abzug an die Gemeinde/den Kanton wird in der Menge nun die Minutenzahl ausgegeben. Der Taxpunkt entspricht jetzt der Patientenbeteiligung pro Minute.
Issue: 12505 Datum: 07.08.26 CS: 54018	**Korrektur:** Die Anästhesien für TARDOC-Leistungen werden nun auch dann ausgelöst, wenn es ausschliesslich nicht verrechenbare TARDOC-Leistungen auf der Sitzung gibt, die Anästhesien auslösen können.
Issue: 12509 Datum: 10.08.26 CS: 54051	**Korrektur:** Wenn ein Fall keine Leistungen zu bewerten hat und der Grund hierfür im Aussortieren vieler Sitzungen wegen einer Referenzierung nach dem Stichdatum liegt, dann sieht man den Fall nun dennoch auf der Warnliste. Er wird nicht wie Fälle, bei denen es tatsächlich keine zu bewertendem Leistungen gibt, vom Job gelöscht, ohne dass der Benutzer davon erfährt.
Issue: 12532 Datum: 20.09.26 CS: 54112	**Erweiterung:** Im Codebereich 'ZusatzangabeBfS' wurden neue Codeitems hinzugefügt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12327 Datum: 20.09.26 CS: 54113	**Erweiterung:** Im Rahmen von 'Bug 11779 Verschlüsselung von AHV-Nummer im SpiGes-Datensatz erlauben' wurde schon für die SwissDRG AG-Datenerhebung umgesetzt, dass in die Identifikatoren-Datei als AHV-Nummer der Wert '9999999999999' geschrieben wird. Die Steuerung erfolgt dafür bei der Dateierstellung über das schon vorhandene Feld des Statistikjobs 'Verschlüsselung'. Die SwissDRG AG akzeptiert keine Teillieferungen des SpiGes-Datensatzes, wobei die Angaben zu Operierenden und die Kantonsdaten nicht notwendig sind. Deshalb wird der Anwender bei einem SpiGes-Statistikjob beim Setzen des Feldes 'Verschlüsselung' entsprechend gewarnt, wenn eine 'SpiGes Teillieferung' definiert ist. Eine ähnliche Warnung erfolgt auch, wenn das Feld 'Verschlüsselung' schon gesetzt ist und dann eine 'SpiGes Teillieferung' gewählt wird. Der Anwender kann aber trotz der Warnung, entsprechende SpiGes-Dateien erstellen. Die weiteren Anforderungen der SwissDRG AG-Datenerhebung wurden geprüft und werden bei der Erstellung eines SpiGes-Statistikjobs erfüllt.
Issue: 12251 Datum: 21.09.26 CS: 54151	**Erweiterung/Funktionalität EPD/EWR/ZAS/ARBO**: Die Schnittstelle für den UPI-Zugriff auf ZAS wurde auf die aktuelle Version V2 umgestellt . **Programm-Settings:** ZASWebServiceV2, ZASWebServiceLogin, ZASWebServicePassword, ZASWebServiceSenderId, ZASWebServiceRecepientId (Reiter 'Eigenständige Module/ZAS').
Issue: 12541 Datum: 01.10.26 CS: 54184	**Korrektur:** Der section_code im XML 4.5 wird wieder so geliefert, dass das 'M' am Anfang steht. Aus einem erfassten M200.01 wird im XML ein M200 geliefert.

*) Bedeutung der Informationen:

- Issue(s): die Nummern der Issue(s), die mit dieser Anpassung erledigt wurden.
- CS: ist die Nummer unter welcher die Anpassung in dieser Version registriert ist.
- 2025.0: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2025.0 verfügbar ab erwähntem Datum.