nexus / heim 2025.1

Releasedokumentation



Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise

Dokumentenstatus

☒ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Dokumentenangaben

Dateiname:	nexus heim 2025.1 Releasedokumentation
Ausgabe vom:	06.07.2026
Autor:	Weidemann, Stephan
Verteiler extern:	Kunden
Verteiler intern:	Support, Vertrieb

Dokumentenhistorie

Datum	Version	Inhalt	Person/Gremium
06.07.2026	1.0	Erstfassung	S. Weidemann

Allgemeiner Hinweis

Copyright© der NEXUS AG 2018, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der NEXUS AG darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag sind vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist.

Im Dokument wurde aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig auf die weibliche Form verzichtet. Wenn beispielsweise von „Benutzern“ gesprochen wird, sind Benutzer und Benutzerinnen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise 2

1. Systemvoraussetzungen 6

2. Installation 6

3. Inhalte 6
3.1. Versionen der Releaseauslieferungen 7
3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder 7
3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen 13

4. Beschreibung der Änderungen 15
4.1. Spalte für E-Mailadresse in Adresssuche 15
4.2. Barbetragsübertragung: Daten die bei einer ersten Übertragung herausgefiltert oder deaktiviert wurden, sollen im Nachhinein wieder abrufbar sein. 16
4.3. Barbetrags-Vorlagen sind nicht abrufbar bei globaler Bartragsverwaltung 17
4.4. Fehlermeldung bei Bewertung, wenn Bewohner in mehreren Mandanten vorhanden ist 18
4.5. Freie Felder: Speicherabfrage und Fehlermeldung: Datensatz durch anderen Benutzer.. 19
4.6. Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop 20
4.7. Filter nach Rechnungslayout bei der Bewertung funktioniert nicht mehr: keine Layouts zur Auswahl 21
4.8. Register Rechnung / Rechnungsdetails zeigt auch Daten zu Rechnungen von anderen Mandanten an 22
4.9. Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop 23
4.10. Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt 24
4.11. Verbindungen werden nicht korrekt angelegt 25
4.12. Fehlermeldung beim Speichern von freien Feldern 26
4.13. Wiederholte Datenabfrage bei Bewohnersuche 27
4.14. Übergabe Strukturierte Adresse NEXUS / HEIM an NEXUS / FINANZ durch FinIntegrationService.WriteDebitors Method 28
4.15. ELDA: "Aktualisieren" soll auf alle angezeigten Eldaeintragungen aus dem GRID wirken 29
4.16. Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung4: Rolle als Suchvorgabe mit übergeben 30
4.17. Fehler und Absturz in Kontaktadresse 31
4.18. Doku-Schreibung Dez. - Meldung: neues Geschäftsjahr nötig - unterbinden 32
4.19. Barbetragsbuchungen können nicht ohne Kasse durchgeführt werden 33
4.20. Bei vielen Rechnungen wird der Rechnungstab langsam 34
4.21. Neue Einstellmöglichkeit im Rechnungslayout: Zusammenzug pro Leistung und Ansatz 35
4.22. Fehlermeldung bei der Fakturierung wenn "Sortierung nach Zahler" und Rechnungsnummer grösser max. Integer ist 36

 © NEXUS AG 2018

4.23. Meldung "Zahlungsverbindung konnte nicht ermittelt" werden beim Verbuchen, wenn Bewohner ausgetreten ist 37
4.24. Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich 38
4.25. Vertragsart bei RG Layout ET 39
4.26. Rechnungsdatum aus der Maske wird nicht in das Formular übernommen 40
4.27. ungültige Kombination Konto/Kostenstelle schon in der Bewertung, Rg. vorschau anzeigen 41
4.28. Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland 42
4.29. Fehlermeldung, wenn benutzerspezifische Druckereinstellungen gelöscht werden. 43
4.30. Verschlüsselung aktualisieren 44
4.31. Storno erstellt Leistungen nicht neu wenn "Einmalige Verrechnung pro Abrechung / Periode" hinterlegt ist 45
4.32. Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno 46
4.33. Mobile-Service: GetEntityList überschreibt nicht alle Servernamen 47
4.34. Schnellerfassung Kalenderleistungen zeigt Bewohner am Monatsletzten nicht an, wenn er an diesem Tag mit Uhrzeit aufgenommen wurde 48
4.35. Fehlermeldung beim Speichern im Leistungskatalog 49
4.36. Bewertung mit fixer Menge bringt falsche Ergebnisse: Neue Funktion in Leistungssets 50
4.37. Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts 51
4.38. Sortierte Ausgabe der Geburtstagsliste nach Geburtsdatum funktioniert nicht,,"Deleted" 52
4.39. Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports 53
4.40. Kalenderkontrolle - Fehler: abgesagte geplante Tage werden als -1 berechnet 54
4.41. Datumsrange bei Report Geburtstagsliste / Jubiläen funktioniert nicht mehr 55
4.42. Fehlermeldung in Geburtstagsliste, wenn Geburtstag am 29.02. ist 56
4.43. Erweiterte Suche mit Leistungsnummer funktioniert nicht sauber 57
4.44. Beim Versenden von ELDA-Nachrichten wird kein Arzt benötigt 58
4.45. ELDA: Default für Befreiung = 'N' 59
4.46. ELDA: Dateiexport/-Import der ELDA-Dateien in iso88591 60
4.47. ELDA: Export Fremdverschulden='N' bei K05 und K06 61
4.48. ELDA: Falsche Versicherungsträger-Nr VSTR in den ELDA-Exportdateien 62
4.49. EDIVKA: Polizzen-Nummer: Nachträgliche Suche nicht möglich und Default wird nicht in den Export geschrieben 63
4.50. EDIVKA: Bei fehlendem Geburtsnamen(Beruf) wird die XML-Datei bei Export nicht korrekt aufgebaut 64
4.51. ELDA: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war 65
4.52. XDOK: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war 66
4.53. ELDA: Erzeugung der Exportdaten in hei_edivka_record: Datum wird falsch bestückt 67
4.54. EDIVKA: Falsche Zuordnung bei der EDIVKA-Nummer 68
4.55. EDIVKA Rechnungs-XML hat fehlerhaften Aufbau 69

 © NEXUS AG 2018

4.56. EDIVKA: Daten für XML auf Eintrittsdatum ohne Uhrzeit beziehen 70
4.57. EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 zu genau 71
4.58. ELDA Fehler-Cascade beim Import von ELDA/EDIVKA-Meldungen 72
4.59. EDIVKA In der Nachrichtenart Rechnung P09 und Nachrichtenübermittlung P25 wird im XML das Element <Adresse></Adresse> nicht eingetragen 73
4.60. ELDA: Wiederaufnahmen innerhalb von 7 Tage besonders kennzeichnen 74
4.61. ELDA/EDIVKA Bei Texten, die größer als der Ausgabeplatz ist: Kompletten Text in separatem Fenster anzeigen....75
4.62. ELDA Beschriftung ELDA-Menü anpassen 76
4.63. ELDA: Einlesen von neuen Daten nur für aktuelle Eintritte 77
4.64. ELDA: einzelne Datensätze sperren können 78
4.65. Stationsmanager - Filter speichern funktioniert nicht und bringt Fehler 79
4.66. Default Gruppierung im Stationsmanager 80
4.67. Stationsmanager Link zu Bewohner / Bewerber 81
4.68. Aktualisieren der Daten im Stationsmanager 82
4.69. Bewohnerartanzeige im Stationsmanager 83
4.70. Zimmer sperren aus Stationsmanager 84
4.71. Kapazitäten-Management: Vorreservationen 85
4.72. Geplante Austritte in Stationsmanager 86
4.73. Sperren von Betten im Stationsmanager 87
4.74. Anzeige Validierungslog in Statusbar einstellbar machen 88
4.75. Word-Steuerdatei - falscher Wert in Feld Eintritt - Gültig ab 89

5. Tipps 90
5.1. Newsletter 90
5.2. Webinare 91

6. Wussten Sie schon? 92

7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln? 94

 © NEXUS AG 2018

1. Systemvoraussetzungen

Client: MS Windows 10 Professional oder höher
Server: **MS Windows 2019** oder höher
Datenbank: **MS SQL Server 2017** oder höher
MS Framework **4.80** oder höher

https://heim-support.nexus-schweiz.ch/cms/upload/pdf/support/Systemvoraussetzungen_Nexus_Produkte.pdf

2. Installation

Siehe separates internes Dokument (für NEXUS-Mitarbeiter)
https://servicedesk.nexus-ag.de/confluence/x/v4nqAQ

3. Inhalte

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die relevanten Änderungen im Einzelnen.
Spezielle Änderungen, die nur einen Kunden betreffen, werden diesem separat mitgeteilt.
Spezielle Änderungen, die nur die Schweizer Kunden betreffen, sind nur in der allgemeinen Übersicht zu finden.
Diese Dokumentation erhält nur die Änderungen für Version nexus/heim 2025.1.



 © NEXUS AG 2018

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen

Die Nummerierung hat sich ab 2021/Release geändert. Der Grund ist die einheitliche Nummerierung der Module (Heim, Fibu, PEPS, Spitex/Ambulant, ….).

Zum Sommer erscheint jeweils die Hauptversion x.0. Im Spätherbst ist dann einen Auslieferung x.1 geplant. Die Version x.2 erscheint noch zum Jahresanfang, wird aber bei Nummerierung der Jahreszahl der Hauptversion angepasst.

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder

Übersicht aller Änderungen:

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Adressenverwaltung	16619	Spalte für E-Mailadresse in Adresssuche
Bug	Barbetragsverwaltung	16390	Barbetragsübertragung: Daten die bei einer ersten Übertragung herausgefiltert oder deaktiviert wurden, sollen im Nachhinein wieder abrufbar sein.
Bug	Barbetragsverwaltung	16406	Barbetrags-Vorlagen sind nicht abrufbar bei globaler Bartragsverwaltung
Bug	Barbetragsverwaltung	16672	Löschen BBV - Kassabuch - Fibu
Bug	Besa, RAI - RUG-Einstufungen	16688	Schnittstelle NEXUS / HEIM - RAISoft
Bug	Bewerberverwaltung	16667	Bewerber / Suchergebnis Tab Termin wird nicht aktualisiert
User Story	Bewerberverwaltung	16608	hp_bewerbersearch ist langsam
User Story	Bewerberverwaltung	16620	hp_bewerberliste zu langsam (SAAS Monitoring)
Bug	Bewertung	16657	Fehlermeldung bei Bewertung, wenn Bewohner in mehreren Mandanten vorhanden ist
Bug	Bewohnerverwaltung	16399	Freie Felder: Speicherabfrage und Fehlermeldung: Datensatz durch anderen Benutzer..
Bug	Bewohnerverwaltung	16421	Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop
Bug	Bewohnerverwaltung	16425	Filter nach Rechnungslayout bei der Bewertung funktioniert nicht mehr: keine Layouts zur Auswahl
Bug	Bewohnerverwaltung	16467	Dokumente - Eingefügte Dokumente in Adresse landen im Register Rechnungen auf Bewohner
Bug	Bewohnerverwaltung	16627	Register Rechnung / Rechnungsdetails zeigt auch Daten zu Rechnungen von anderen Mandanten an
Bug	Bewohnerverwaltung	16656	Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop
Bug	Bewohnerverwaltung	16659	Falsche Symbole in Kontaktadresse
Bug	Bewohnerverwaltung	16680	Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt
Bug	Bewohnerverwaltung	16738	Verbindungen werden nicht korrekt angelegt
Bug	Bewohnerverwaltung	16748	Fehlermeldung beim speichern von freien Feldern
Bug	Bewohnerverwaltung	17743	Wiederholte Datenabfrage bei Bewohnersuche
User Story	Bewohnerverwaltung	16391	Übergabe Strukturierte Adresse NEXUS / HEIM an NEXUS / FINANZ durch FinIntegrationService.WriteDebitors Method
User Story	Bewohnerverwaltung	16601	ELDA: "Aktualisieren" soll auf alle angezeigten Eldaeintragungen aus dem GRID wirken

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Bewohnerverwaltung	16604	Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung4: Rolle als Suchvorgabe mit übergeben
User Story	Bewohnerverwaltung	16719	Fehler und Absturz in Kontaktadresse
User Story	Bewohnerverwaltung	16754	Bewohnereinstufung Feld J2 auf 512 verbreitern
Bug	Dokumentenmanager und Office-Integration	16507	Doku-Schreibung Dez. - Meldung: neues Geschäftsjahr nötig - unterbinden
Bug	Dokumentenmanager und Office-Integration	17523	Barbetragsbuchungen können nicht ohne Kasse durchgeführt werden
User Story	Dokumentenmanager und Office-Integration	16530	Bei vielen Rechnungen wird der Rechnungstab langsam
User Story	Dokumentenmanager und Office-Integration	16743	Umstellen Appsource auf Grossschrift
User Story	easyDOK Schnittstelle	16666	Adresse ohne Bewohnerbezug lösen keine easyDOK Mutation aus - Folgeissue
Bug	eFaktura Rückweisungen	16716	eFaktura Rückweisungen - Debitorenausgleich
Bug	eFaktura Rückweisungen	17434	Falsche xml Rückweisung wird geöffnet
Bug	elektronische Fakturierung	16418	Wenn Faktura-Datum im Monat des Austritts - request date in der Zukunft
User Story	elektronische Fakturierung	16643	Versand Verordnung - Rückbau
User Story	elektronische Fakturierung	16683	Umsetzung XML 5.0
Bug	Ereignisse in Bewohnerverwaltung	16623	Verrechnung in falscher Periode mit Faktbis "Austritt"
Bug	Fakturierung	16368	Neue Einstellmöglichkeit im Rechnungslayout: Zusammenzug pro Leistung und Ansatz
Bug	Fakturierung	16484	Fehlermeldung bei der Fakturierung wenn "Sortierung nach Zahler" und Rechnungsnummer grösser max. Integer ist
Bug	Fakturierung	16502	Meldung "Zahlungsverbindung konnte nicht ermittelt" werden beim Verbuchen, wenn Bewohner ausgetreten ist
Bug	Fakturierung	16590	Button "marquer de/à" mit franz. User
Bug	Fakturierung	16611	Mahngruppe aus Debi-Optionen wird nicht an Fibu übergeben
Bug	Fakturierung	16634	Sammelrechnung Kopien - gleicher Zahler pro Monat - wird falsch aufbereitet
Bug	Fakturierung	16649	Auf dem PDF auf der QR-Referenzzeile wird die falsche Rechungsnummer angedruckt
Bug	Fakturierung	16685	Deckblatt wird nicht mehr in der Vorschau gezeigt
Bug	Fakturierung	16693	Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich
Bug	Fakturierung	16723	Bewertung in ClickOnce funktioniert nicht mit 2FA
Bug	Fakturierung	16726	Vertragsart bei RG Layout ET
Bug	Fakturierung	16759	Rechnungsdatum aus der Maske wird nicht in das Formular übernommen
Bug	Fakturierung	17507	Sammelrechnungsbetrag falsch mit Leistungsrundung 0.01
User Story	Fakturierung	16492	ungültige Kombination Konto/Kostenstelle schon in der Bewertung, Rg. vorschau anzeigen
User Story	Fakturierung	16493	Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland
User Story	Fakturierung	16637	Dateigrösse bei Dokumapping limitieren

© NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Fakturierung	16686	Fehlende Mahnadresse bei nachträglicher Eintrag von eMail und eBill
User Story	Fakturierung	16696	Fehler 2025.0 - Tarmed Formular öffnet immer Vorschau
User Story	Fakturierung	16697	Fehler 2025.0 - 0er Drucken mit Tarmed Formular und eFaktura
User Story	Fakturierung	16702	Umsetzung Restfinanzierung PFneo
User Story	Fall - Sitzung	16660	Arzt auf Sitzung ungleich Arzt auf Leistung
User Story	Fall - Sitzung	16661	Verantwortlicher Arzt
Bug	Generelle Punkte	16741	Fehlermeldung, wenn benutzerspezifische Druckereinstellungen gelöscht werden.
User Story	Generelle Punkte	16586	Verschlüsselung aktualisieren
User Story	Generelle Punkte	16624	GetBewohnerSearchLarge2 ist langsam und soll ersetzt werden
User Story	Generelle Punkte	16711	Einbau PEPS 2025.0 HF001
User Story	Generelle Punkte	16722	Einbau SIS+ 2025.0 HF001
User Story	Generelle Punkte	16737	Einbau SBS 2025.0 HF001
Bug	Gutschriften - Storno	16466	Storno erstellt Leistungen nicht neu wenn "Einmalige Verrechnung pro Abrechung / Periode" hinterlegt ist
Bug	Gutschriften - Storno	16639	Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno
Bug	Gutschriften - Storno	16640	Bei Storno einer Papierrechnung (gedruckt) kommt Meldun Storno versenden
Bug	Heim	16819	Übertragung Dokumente ans easyDOK
Bug	Heim	16839	Fehler in Liste "RAI/RUG Einstufungs-Struktur" bei Filter nach Unterbringung
Bug	Heim	16852	Mobile-Service: GetEntityList überschreibt nicht alle Servernamen
Bug	Heim	17446	Entfernen XSD Verweis im GeneralCare
User Story	Heim	16790	Umstellen RAI Schnittstelle
User Story	Heim	17402	Anzeige Namen und Geschlecht im Stationsmanager
Bug	Kalenderleistungen	16503	Kalenderleistungen alle 2 Wochen funktioniert nicht
Bug	Kalenderleistungen	16588	Schnellerfassung Kalenderleistungen zeigt Bewohner am Monatsletzten nicht an, wenn er an diesem Tag mit Uhrzeit aufgenommen wurde
Bug	Leistungserfassung	16610	Kassenleistung eingelesen - Fehlermeldung beim Löschen und Speichern
Bug	Leistungserfassung	16642	MwSt.-Code wird bei der Leistungserfassung übersteuert
Bug	Leistungserfassung	16717	Leistungskatalog-Eintrag nicht ersichtlich in der Leistungserfassung
Bug	Leistungserfassung	16742	Fehlender Wert bei Leistungen mit Ansatz in der Leistungserfassung
Bug	Leistungserfassung	16788	Leistungen auf mehreren Sitzungen nicht sichtbar
User Story	Leistungserfassung	16526	Zugriff auf Kalenderleistungen liest zu viele Daten
User Story	Leistungserfassung	16630	Leistungserfassung - Anzeige Bis-Datum Leistungen = 6.6.76 setzen
Bug	Leistungskatalog	16638	Leistung inaktiv / aktiv setzen - Leistungstyp geht verloren
Bug	Leistungskatalog	16750	Fehlermeldung beim Speichern im Leistungskatalog
Bug	Leistungsset	16583	Korrektur Faktbis "Von Reservation bis Eintritt"

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Leistungsset	16385	Bewertung mit fixer Menge bringt falsche Ergebnisse: Neue Funktion in Leistungssets
User Story	Medikamenten Import	16662	Import Medikamente auf inaktive Leistungen
Bug	Mitglieder - Spenden-Verwaltung	16705	Fehlermeldung beim Druck von Mitgliederrechnungen
Bug	Mitglieder - Spenden-Verwaltung	16727	Fehler beim Drucken vom Dankesbrief
Bug	Optionen	16633	Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts
Bug	RAI Schnittstelle	16569	RAI ePDok: Austritt nach kommt vom aktuellen Ereignis
Bug	Reports	16479	Fehler im Report Pflegestufen-Historie
Bug	Reports	16572	Sortierte Ausgabe der Geburtstagsliste nach Geburtsdatum funktioniert nicht,,"Deleted"
Bug	Reports	16671	Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports
Bug	Reports	16681	Kalenderkontrolle - Fehler: abgesagte geplante Tage werden als -1 berechnet
Bug	Reports	16687	Heimtaxen Kt. SO: Neuanmeldung/Mutation nicht immer korrekt
Bug	Reports	16699	Datumsrange bei Report Geburtstagsliste / Jubiläen funktioniert nicht mehr
Bug	Reports	16712	Fehlermeldung in Geburtstagsliste, wenn Geburtstag am 29.02. ist
Bug	Reports	16728	Falscher Eintritt bei Report Bewohnerkonto Wert
Bug	Reports	16764	Report Bezugspersonenliste bringt keine Bewohner mit Bewohnerartwechsel
Bug	Reports	17644	OPAN - "endOfStayAt" Datentyp wurde verändert
User Story	Reports	16383	Bewohner-Zusatz 1 od. 2 auf Rechnungsdruck andrucken ohne Leer-Zeile
User Story	Reports	16513	Aufenthaltstage pro Gemeinde - Bewohner mit Wiedereintritt fehlen
User Story	Reports	16538	Erweiterte Suche mit Leistungsnummer funktioniert nicht sauber
User Story	Reports	16574	hp_bewohnerstatistik tunen
User Story	Reports	17674	Leistungsexport nach easyDOK
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16573	Beim Versenden von ELDA-Nachrichten wird kein Arzt benötigt
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16606	ELDA: Default für Befreiung = 'N'
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16613	ELDA: Dateiexport/-Import der ELDA-Dateien in iso88591
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16625	ELDA: Export Fremdverschulden='N' bei K05 und K06
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16653	ELDA: Falsche Versicherungsträger-Nr VSTR in den ELDA-Exportdateien
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16658	EDIVKA: Polizzen-Nummer: Nachträgliche Suche nicht möglich und Default wird nicht in den Export geschrieben
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16663	EDIVKA: Bei fehlendem Geburtsnamen(Beruf) wird die XML-Datei bei Export nicht korrekt aufgebaut
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16673	ELDA: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16674	XDOK: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16695	ELDA: Erzeugung der Exportdaten in hei_edivka_record: Datum wird falsch bestückt
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16698	Fehler beim Versand von eMahnungen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16713	EDIVKA: Falsche Zuordnung bei der EDIVKA-Nummer
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16745	EDIVKA Rechnungs-XML hat fehlerhaften Aufbau
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16752	OPAN Schnittstelle - Fixes und Verbesserungen nach ersten Tests
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16755	EDIVKA: Daten für XML auf Eintrittsdatum ohne Uhrzeit beziehen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16767	EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 zu genau
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16769	ELDA Fehler-Cascade beim Import von ELDA/EDIVKA-Meldungen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16809	EDIVKA In der Nachrichtenart Rechnung P09 und Nachrichtenübermittlung P25 wird im XML das Element <Adresse></Adresse> nicht eingetragen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16423	ELDA: Wiederaufnahmen innerhalb von 7 Tage besonders kennzeichnen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16470	ELDA/EDIVKA Bei Texten, die größer als der Ausgabeplatz ist: Kompletten Text in separatem Fenster anzeigen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16602	ELDA Beschriftung ELDA-Menü anpassen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16603	ELDA: Einlesen von neuen Daten nur für aktuelle Eintritte
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16605	ELDA: einzelne Datensätze sperren können
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16703	TENA Schnittstelle - Anpassung Ansatz-Daten im Leistungskatalog
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16710	Schnittstelle PURAS - Fehler beheben und erweitern
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	16747	Schnittstelle Puras - -tm Parameter ersetzen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	17382	OPAN - Buttons erstellen für Kontaktadressenübernahme
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	17384	OPAN - Codezuordnung
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	17385	OPAN - Übernahme Telefonnummern
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	17386	OPAN - Anzeige HiLo in Zuweisung
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdPa	17390	OPAN - Anpassung Namensgebung
Bug	SOMED-Statistik	16641	Bei Austritt mit vorheriger Umbelegung wird "Austritt nach" falsch ermittelt für SOMED
Bug	SOMED-Statistik	16655	Somed - Sammelissue
Bug	Stationsmanager	16452	Stationsmanager - Filter speichern funktioniert nicht und bringt Fehler
Bug	Stationsmanager	16584	Stationsmanager - Austritt erfassen nach Spital/Ferien Ereignis nicht möglich und Erweiterung Abwesenheiten erfassen

 © NEXUS AG 2018


Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Stationsmanager	16690	Default Gruppierung im Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16456	Stationsmanager Link zu Bewohner / Bewerber
User Story	Stationsmanager	16494	Aktualisieren der Daten im Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16496	Bewohnerartanzeige im Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16585	Zimmer sperren aus Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16708	Kapazitäten-Management: Vorreservationen
User Story	Stationsmanager	16724	Geplante Austritte in Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16725	Sperren von Betten im Stationsmanager
User Story	Stationsmanager	16729	Performance Stationsmanager GFA
User Story	Stationsmanager	16734	Stationsmanager - Anzeige von Erfassungsbenutzern
User Story	Tarmed	16652	Konzept TarDoc - Einbau neues Tarifwerk
Bug	Validierung	16751	Validierungslog - Anzeige, wenn Bewohner gesperrt für Fakturierung
User Story	Validierung	16521	Onlinhilfe-Button einfügen in Validierungsmeldung
User Story	Validierung	16581	Anzeige Validierungslog in Statusbar einstellbar machen
Bug	Wordsteuerdatei	16631	Word-Steuerdatei - falscher Wert in Feld Eintritt - Gültig ab

© NEXUS AG 2018


3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen

Nachfolgend werden in Kapitel 4 die größeren Änderungen und neuen Möglichkeiten in nexus / heim im Einzelnen beschrieben.

Kleine Korrekturen oder landesspezifische Änderungen für die Schweiz werden in diesem Dokument nicht behandelt, können aber über die Issue-Nummer bei uns nachgefragt werden bzw. sind auf unserer Online-Hilfe nachzusehen:



Für den Zugriff auf die Online-Hilfe wird ein Login benötigt. Die Registrierung dafür kann direkt auf der Hilfeseite durchgeführt werden.



 © NEXUS AG 2018

Anschließend wechseln Sie in den Heimbereich:



Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Support:
ServiceDesk@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018

4. Beschreibung der Änderungen


Wie man anhand der Tabelle die Änderungen (Kapitel 3.2) ersieht, wurde bei diesem Release der Schwerpunkt auf Performancesteigerung gelegt. Es wurden sehr viele Änderungen und Optimierungen im Basiscode durchgeführt, so dass für den Anwender in den Masken er einmal nicht viel zum Unterscheiden gibt. Beim Ausführen der Programmpunkte wird man dies allerdings merken.

Die wenigen noch anderen Umsetzungen werden im Folgenden beschrieben.

Adressenverwaltung	16619	4.1.	Spalte für E-Mailadresse in Adresssuche

Problem:
Um eine Mailadresse zu kontrollieren, muss eine Adresse immer geöffnet werden. Ausserdem kann man auch nicht nach der Mailadresse filtern.

Lösung:




Die Adresssuche wurde erweitert: Für eine schnellere Kontrolle und Filterung der Daten wird die E-Mail-Adresse neu als separate Spalte im Grid der Adresssuche angezeigt. Das erspart das Öffnen jedes einzelnen Adresseintrags.

 © NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	16390	4.2.	Barbetragsübertragung: Daten die bei einer ersten Übertragung herausgefiltert oder deaktiviert wurden, sollen im Nachhinein wieder abrufbar sein.

Die vollständige Liste von Barbetragsübertragungen in einem Monat kann mit Hilfe der Spaltenfilter und/oder der Hakenfelder in der ersten Spalte eingeengt werden. Nach der Übertragung der eingeengten Liste sollen die noch nicht übertragenen Daten weiterhin für die Übertragung zur Verfügung stehen. Dies war zunächst nicht der Fall.




Ein Problem bei der Barbetragsübertragung wurde behoben. Daten, die bei der Übertragung herausgefiltert oder deaktiviert wurden, sind nun wieder jederzeit abrufbar und gehen nicht mehr verloren.


© NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	16406	4.3.	Barbetrags-Vorlagen sind nicht abrufbar bei globaler Bartragsverwaltung

In der globalen Buchungserfassung wurden Buchungen eingegeben und durchgeführt.



Danach wurden die Buchungen als Vorlage für spätere Buchungsvorgänge gespeichert.



Die Vorlage konnte dann zwar aufgerufen werden, aber die vorerfassten Buchungen wurden nicht eingelesen.

Dieser Fehler in der globalen Barbetragsverwaltung wurde nun behoben. Gespeicherte Buchungen aus Barbetrags-Vorlagen werden nun korrekt eingelesen und in die globale Erfassung übernommen.


© NEXUS AG 2018

Bewertung	16657	4.4.	Fehlermeldung bei Bewertung, wenn Bewohner in mehreren Mandanten vorhanden ist

Beispiel:
Bewohner hat Übertritt von Mandant 02 nach Mandant 01
Wenn man dann den Bewohner in Mandant 01 bewertet, dann kommt es zu einer Fehlermeldun:

Ein Bewertungsfehler ist aufgetreten.:
Cannot find table 1.
   at System.Data.DataTableCollection.get_Item(Int32 index)
   at
Heim.Svc.Shared.Abrechnung.BewohnerHistoryManager.FillBewohnerHistoryListFull(BewohnerHistoryCollection bewHistList, AbrechnungsKriterien abrKrit) in
C:\Sources\Heim\20241\Heim\src\shared\Abrechnung\BewohnerHistoryManager.cs:line 826
   at Heim.Svc.Shared.Abrechnung.BewohnerHistoryManager.Init(AbrechnungsKriterien& abrKrit, XmlTextWriter& xmlWriter, StationsmanagerDataSet history) in
C:\Sources\Heim\20241\Heim\src\shared\Abrechnung\BewohnerHistoryManager

Der Fehler ist nur aufgetreten, wenn die «Mandantenübergreifende Bewertung» aktiv ist.




Die mandantenübergreifende Bewertung ist nun stabil: Ein kritischer Fehler, der bei der Bewertung von Bewohnern in einem neuen Mandanten auftrat, wenn die Option "Mandantenübergreifende Bewertung" aktiv war, wurde behoben. Die Fehlermeldung "Cannot find table 1" tritt nicht mehr auf, wodurch die Bewertung und Fakturierung in beiden Mandanten fehlerfrei ablaufen kann.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16399	4.5.	Freie Felder: Speicherabfrage und Fehlermeldung: Datensatz durch anderen Benutzer..

Bei der Eingabe von Werten in den Freien Feldern ist folgendes Fehlverhalten aufgetreten:
Man gibt in den freien Feldern einen Wert ein und speichert.
Auf dem Weg zurück in die Bewohnersuche kommt Meldung: noch nicht gespeichert, wollen Sie speichern?
Bei Klick auf Ja kommt FM: der Datensatz wurde durch einen anderen Benutzer bereits verändert.




Das Speicherverhalten bei freien Feldern wurde verbessert. Nach dem manuellen Speichern erscheint keine Fehlermeldung mehr.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16421	4.6.	Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop

Wird ein Bewohner gelöscht und dann in der Liste der Suchergebnisse nochmals angeklickt, fällt die Applikation in eine Endlosschleife und es kann nicht mehr weitere gearbeitet werden, ohne dass die Applikation erzwungenermassen beendet wird.




Der Fehler wurde behoben, der zu einer Endlosschleife und zum Absturz der Anwendung führen konnte, wenn ein gelöschter Bewohner in der Suchergebnisliste erneut ausgewählt wurde. Gelöschte Bewohner sind nun nicht mehr auswählbar.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16425	4.7.	Filter nach Rechnungslayout bei der Bewertung funktioniert nicht mehr: keine Layouts zur Auswahl

Unter Landesmodus DE war der folgenden Fehler aufgetreten:
Sollte in der Bewertung nach Rechnungslayout gefiltert werden, so war dies nicht möglich, die Auswahlliste war leer.




Der Fehler wurde behoben. Alle unter den Optionen definierten Rechnungslayouts werden zur Auswahl angeboten.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16627	4.8.	Register Rechnung / Rechnungsdetails zeigt auch Daten zu Rechnungen von anderen Mandanten an

Wurden in zwei Mandanten bei zwei Bewohner in der gleichen Periode mit der gleichen Rechnungsnummer fakturiert so wurden in den Rechnungsdetails jeweils auch die Daten aus dem anderen Mandanten angezeigt.



Leistungsdat...	Leistungsnummer	Bezeichnung	Kontoplan	Kostenstelle	Menge	Einheit	Ansatz	Betrag
01.08.2025	351	Mietzins NK/WmD	6780	920	1	Monat	1600.00	1600.00
01.08.2025	360	DLP Hauswirtsc...	6780	920	1	Monat	208.00	208.00
01.08.2025	361	DLP Verpflegung	6780	920	1	Monat	366.00	366.00
01.08.2025	362	DLP Zimmerruf	6780	920	1	Monat	626.00	626.00
01.08.2025	370	Wäschepauschale	6780	920	1	Monat	175.00	175.00


Die Anzeige von Rechnungsdetails ist nun mandantenspezifisch: Ein Fehler in der Prozedur zur Anzeige der Rechnungsdetails wurde behoben. Das Register Rechnungen / Rechnungsdetails zeigt ab sofort ausschliesslich Daten und Leistungen des aktuellen Mandanten an, wodurch die irrtümliche Anzeige fremder Rechnungsdaten verhindert wird.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16656	4.9.	Gelöschter Bewohner - Applikation fällt in einen Loop

Ein weiterer Fehler im Zusammenhang mit dem Löschen von Bewohnern (s. Kap. 4.6.) ist aufgetreten.

In Kap.4.6. wurde verhindert, dass ein gelöschter Bewohner über das FlyIn-Fenster direkt nochmal ausgewählt wurde (was eine Endlosschleife) verursachte. Derselbe Fehler konnte aber auch entstehen, wenn über den Button Suchen auf die Suchmaske zurückgewechselt wurde. Auch hier konnte der Bewohner nochmal angewählt werden, was wiederum eine Endlosschleife verursachte.



Auch dieser Fehler wurde behoben.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	**16680**	**4.10.**	**Folgeissue: Beim Bewohner aus Bewerber Generieren in Stationsmanager wird noch die falsche Debitorennummer erzeugt**

Die Vergabe der Debitorennummer beim Bewohner-Generieren wurde korrigiert: Ein Fehler, bei dem die Debitorennummer beim Überführen eines Bewerbers zum Bewohner (sowohl im Bewerberstamm als auch über den Stationsmanager) falsch zugewiesen wurde, ist behoben. Die Debitorennummer wird nun korrekt gemäss den eingestellten Optionen vergeben.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16738	4.11. Verbindungen werden nicht korrekt angelegt


Problem:
Bei der manuelle Anlage eines neuen Bewohners, der bereits als Bewerber angelegt ist, verhindert der Dupplettencheck die Anlage von Verbindungen.

Auch in einem solchen Fall werden jetzt die Verbindungen zu Fremdsoftware angelegt.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16748	4.12.	Fehlermeldung beim Speichern von freien Feldern

Macht man nur in den freien Feldern eine Änderung und sonst nirgends auf dem Bewohner, so kam die folgende Fehlermeldung.



Der Fehler wurde korrigiert.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	17743	4.13. Wiederholte Datenabfrage bei Bewohnersuche

Wenn nach Bewohnernummer gesucht wird, dann wird die Abfrage mit einer Periode ungefähr 1 Sekunde wiederholt.

In Bewohnerstamm nach vorhandene Bewohnernummer suchen. Mit SQL Profiler beobachten ob die Abfrage periodisch wiederholt ist.

Eine Wiederholung der Abfrage wurde nicht beobachtet.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16391	4.14.	Übergabe Strukturierte Adresse NEXUS / HEIM an NEXUS / FINANZ durch FinIntegrationService.WriteDebitors Method

IST:


NEXUS / HEIM speichert bei der Erstellung von Bewohner die Strasse und Hausnummer bereits in zwei separate Adressfeld, wie es die SIX-Spezifikationen für eine strukturierte Adresse vorgibt.

Diese Strukturierte Adresse wird stand heute noch nicht mit dem FinIntegrationService.WriteDebitors an den NEXUS FINANZ Debitorenstamm übergeben.

Zudem wird der FinIS-Parameter "Adresse 1" ohne Hausnummer abgefüllt.

SOLL:


Wenn in NEXUS / HEIM neue Bewohner angelegt werden, sollen durch den FinIntegrationsService.WriteDebitors V21_0 die strukturierte Adresse in den Parameter «Strasse» und «HausNr» befüllt werden und im Parameter «Adresse 1» neben der Strasse auch die Hausnummer mitgegeben werden, sodass der neue Debitor in NEXUS / FINANZ folgendermassen angelegt wird:




 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16601	4.15.	ELDA: "Aktualisieren" soll auf alle angezeigten Eldaeintragungen aus dem GRID wirken

Die Funktion ‘Aktualisieren’ in der ELDA-Liste war bislang immer nur auf den einen direkt markierten ELDA-Satz beschränkt.



Die Funktion wurde erweitert. Jetzt werden sämtliche im Grid angezeigte Datensätze aktualisiert. Es spielt dabei keine Rolle mehr ob ein bestimmter Datensatz ausgewählt wurde. Alle durch den Filter erfassten Datensätze werden berücksichtigt.



 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16604	4.16.	Vorlagen zum Übernehmen von Standardadressen: Erweiterung4: Rolle als Suchvorgabe mit übergeben

Die Übernahme von Standardadressen wurde beschleunigt: Beim Aufruf der Vorlagen für Standardadressen wird die Rolle (z.B. Zahler) nun automatisch als Suchvorgabe eingetragen.

© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16719	4.17. Fehler und Absturz in Kontaktadresse

Wenn auf dem Bewohner oder dem Bewerber eine neue Kontaktadresse hinzugefügt wird und beim Hinzufügen direkt die Rolle und die Kontaktpriorität gewählt wird, dann erscheint eine Fehlermeldung und Heim stürzt direkt ab.

Dieses Problem wurde behoben.

© NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integration	16507	4.18.	Doku-Schreibung Dez. - Meldung: neues Geschäftsjahr nötig - unterbinden

Will man im Dezember ein Dokument aufgrund einer Vorlage erstellen und man hat das nächste Geschäftsjahr noch nicht eröffnet, erscheint die Meldung:


Die Rechnung kann nicht berechnet werden. Bitte das Geschäftsjahr XXXX eröffnen.

Bei der Erstellung von Dokumenten wird jetzt das Geschäftsjahr nicht mehr berücksichtigt. Ausgenommen sind Dokumente in denen Preise ausgedruckt werden.

© NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integration	17523	4.19.	Barbetragsbuchungen können nicht ohne Kasse durchgeführt werden

Barbetragsbuchungen sollen auch ohne die Angabe einer Kasse durchführbar. Dies war eine bestimmte Zeit nicht möglich. Bei Versuch eine Buchung ohne Barbetragskasse zu erfassen erschien die folgende Meldung:




Dies wurde behoben. Buchungen ohne Kasse sind bei Bewohner oder Global wieder möglich.

© NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integration	16530	4.20.	Bei vielen Rechnungen wird der Rechnungstab langsam

Der Aufbau der Anzeige der Rechnungen auf dem Register ‘Rechnungen’ im Bewohnerstammblatt konnte sich deutlich verzögern (über eine halbe Minute), wenn eine entsprechend hohe Anzahl von Einträgen vorhanden ist.




Nach Anpassungen im SIS+ ist es möglich jetzt die Metadaten der Rechnungsdokumente für den Tabellenaufbau zunächst ohne die Dokumente selber einzulesen.
Die Tabelle wird hierdurch deutlich schneller aufgebaut.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	16368	4.21.	Neue Einstellmöglichkeit im Rechnungslayout: Zusammenzug pro Leistung und Ansatz

Preisänderungen innerhalb einer Leistung können auf den Rechnungen (und Nachberechnungen) deutlicher angezeigt werden durch die Einführung der neuen Druckart ‘Zusammenzug pro Leistung und Ansatz’.

Gleiche Leistungen mit geänderten Preisen werden so auf der Rechnung in zwei getrennten Zeilen ausgegeben werden, so dass die Preisänderung deutlicher nachzuvollziehen ist.



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	16484	4.22.	Fehlermeldung bei der Fakturierung wenn "Sortierung nach Zahler" und Rechnungsnummer grösser max. Integer ist

Ein Fehler in der Fakturierung wurde behoben: Die Option "Sortierung nach Zahler" kann nun auch in Kombination mit sehr grossen Rechnungsnummern verwendet werden. Die Fehlermeldung bezüglich eines zu grossen Int32-Wertes tritt dabei nicht mehr auf.

© NEXUS AG 2018


Fakturierung	16502	4.23.	Meldung "Zahlungsverbindung konnte nicht ermittelt" werden beim Verbuchen, wenn Bewohner ausgetreten ist

Die Verbuchung von Rechnungen wurde stabilisiert: Es ist nun möglich, Rechnungen für ausgetretene Bewohner, die über DebitDirect (Lastschrift) abrechnen und keinen externen Zahler hinterlegt haben, fehlerfrei zu verbuchen. Die irrtümliche Meldung "Zahlungsverbindung konnte nicht ermittelt werden" wird nicht mehr angezeigt.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	16693	4.24.	Drucken von Rechnungskopien ist nicht mehr möglich

Drucken von Rechnungskopien war nicht mehr möglich. Es erschien die folgende Fehlermeldung




Der Fehler wurde behoben.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	16726	4.25. Vertragsart bei RG Layout ET

Versicherungsart aus Versicherung greift bei der RG Layout ET nicht korrekt. Wenn z.B. im RG Layout eine Versicherungsart als Kriterium eingestellt ist:




Wenn anschliessend die Rechnung oder Bewertung gemacht wird, dann wurden alle Rechnungen auf diese Versicherungsart umgestellt, obwohl dies nur bei der Versicherung passieren sollte.

Das Programm wurde korrigiert. Versicherungsart wird nun nur bei dem Rechnungslayout gezogen, wo die Versicherungsart auch hinterlegt ist.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	16759	4.26.	Rechnungsdatum aus der Maske wird nicht in das Formular übernommen




Der Fehler wurde korrigiert.

 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	16492	4.27.	ungültige Kombination Konto/Kostenstelle schon in der Bewertung, Rg. vorschau anzeigen

Bei der Erstellung der Faktura-Datenliste erfolgt bei ungültigen Kombinationen von Konto und Kostenstellen eine Meldung auf einem Fehlerprotokoll.



Bei Bewertung und Faktura-Vorschau wird diese Warnung jedoch nicht ausgegeben. Erst bei der Verbuchung erfolgt wieder diese Meldung.

Das Programm wurde korrigiert und die Meldung erscheint bereits bei der Bewertung und in der Rechnungsvorschau.

© NEXUS AG 2018

Fakturierung	16493	4.28.	Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland


Unter der Rechnungssumme können noch verschiedene Zeilen ausgegeben werden, welche dann (nur für das Formular, keine Verbuchung!) mit der Zahlersumme noch verrechnet werden.

Die ist abhängig vom Status bei den Renten bzw. eingetragenen Vorauszahlungsleistungen, welche über die Buchungserfassung kommen.

(1) Renten übergeleitet

(2) Renten Lastschrift

(3) Zahlungseingangsleistung (über Buchung)



Nur die Zahlungseingangsleistungen werden noch beim Debitoren-Export genutzt.

Daher kann es vorkommen, dass Zahlungseingangsleistungen identisch mit den Renten sind. Und dann auf der Rechnung doppelt abgezogen werden.

Das Programm wurde korrigiert:

Es ist jetzt steuerbar, welche von den Betragsarten (Renten, Zahlungseingangsleistungen) verrechnet werden dürfen.
Diese Lösung gilt nur für Einzelrechnungen.

 © NEXUS AG 2018

Generelle Punkte	16741	4.29.	Fehlermeldung, wenn benutzerspezifische Druckereinstellungen gelöscht werden.

Sind benutzerspezifische Druckereinstellungen vorhanden so können diese über ‘Einstellungen löschen’ entfernt werden.
Dabei ist es aber zu Fehlermeldungen und Programmabstürzen gekommen.

Dies wurde korrigiert. Das Löschen von Standard – Druckereinstellung und benutzerspezifischen Druckereinstellungen ist problemlos möglich.

© NEXUS AG 2018

Generelle Punkte	16586	4.30.	Verschlüsselung aktualisieren

Die Systemsicherheit wurde gestärkt: Wir haben den internen Verschlüsselungsalgorithmus auf den neuesten Stand gebracht. Dieses technische Update stellt sicher, dass Ihre Daten weiterhin optimal gegen unbefugten Zugriff geschützt sind und den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.

© NEXUS AG 2018


Gutschriften - Storno	**16466**	**4.31.**	**Storno erstellt Leistungen nicht neu wenn "Einmalige Verrechnung pro Abrechung / Periode" hinterlegt ist**

Ein Fehler im Storno-Prozess wurde behoben: Einmalig verrechnete Leistungen werden nach der Stornierung einer Rechnung wieder korrekt zur Wiederverrechnung freigegeben.


© NEXUS AG 2018

Gutschriften - Storno	16639	4.32.	Beim Register Rechnungen fehlt im Kontextmenü Auflösen/Storno

Die Auflösung oder Stornierung von Rechnung aus dem Register Rechnungen des Bewohner-Stammblatts war nicht mehr möglich, da die entsprechende im Option im Kontextmenü des Registers fehlte.



Diese Option ist jetzt wiederhergestellt.



 © NEXUS AG 2018

Heim	16852	4.33.	Mobile-Service: GetEntityList überschreibt nicht alle Servernamen

Über den Gemini Issue 981871 wurde auf 2024.2 eingebaut, dass man mittels einer Konfigurationsdatei (mobileservice_config.json) der Servername localhost auf einen anderen Servernamen geändert werden kann. Dies ist vor allem beim SAAS notwendig. Dabei ging ein Ort in GetEntityList vergessen: die Prüfung vom Benutzer.

Fehler ist nicht mehr vorhanden. Bewohner konnte im Mobile geöffnet und auch eine Leistung konnte erfasst werden.

© NEXUS AG 2018


Kalenderleistungen	**16588**	**4.34.**	**Schnellerfassung Kalenderleistungen zeigt Bewohner am Monatsletzten nicht an, wenn er an diesem Tag mit Uhrzeit aufgenommen wurde**

Bewohner, die am letzten Tag eines Monats mit einer spezifischen Uhrzeit aufgenommen wurden, werden jetzt korrekt in der globalen Kalendererfassung des entsprechenden Monats angezeigt. Dies behebt das Problem, dass diese Bewohner zuvor fälschlicherweise nicht sichtbar waren.

© NEXUS AG 2018

Leistungskatalog	16750	4.35. Fehlermeldung beim Speichern im Leistungskatalog

Wenn im Leistungskatalog gespeichert wurd, ohne dass Änderungen in den Fremdsystemen gemacht wurden, ist es zu einer Fehlermeldung gekommen.



Der Fehler wurde korrigiert.

 © NEXUS AG 2018

Leistungsset	16385	4.36.	Bewertung mit fixer Menge bringt falsche Ergebnisse: Neue Funktion in Leistungssets

Ein neuer Mengentyp namens Konstante Menge wurde den Leistungssets hinzugefügt. Diese neue Funktion stellt sicher, dass eine festgelegte Menge für eine Leistung vollständig verrechnet wird, ohne sie auf verschiedene Tage innerhalb eines Monats aufzuteilen.

© NEXUS AG 2018

Optionen	16633	4.37.	Drucker in einem Layout ändern - ändert die Drucker für alle Layouts

Sind mehrere Rechnungs-Layouts vorhanden, so wurde bei Änderung des Druckers in einem der Layouts die Drucker für die anderen Layouts mit geändert.

Der Fehler wurde korrigiert. Druckeranpassungen können in einzelnen Layouts unabhängig von den anderen Layouts durchgeführt werden.

© NEXUS AG 2018

Reports	16572	4.38.	Sortierte Ausgabe der Geburtstagsliste nach Geburtsdatum funktioniert nicht„"Deleted"

© NEXUS AG 2018

Reports	16671	4.39.	Gleicher Name und Vorname gibt Fehler in allen Reports

Ein Fehler in einem SQL-Statement zur Kalenderkontrolle wurde korrigiert.

Beispiel: hei_bewohner='2a85e2b7-f889-4d63-9c20-db0c55acb7b3' ' and kalendertyp_cd = 'EL_AE' and month ='202505'

Das rote Apostrophe im Beispiel wurde entfernt.

© NEXUS AG 2018


Reports	16681	4.40.	Kalenderkontrolle - Fehler: abgesagte geplante Tage werden als -1 berechnet

Report - Kalenderkontrolle: Der Report zeigt nun korrekte und detaillierte Summen: Korrigierte Summierung: Der Report berechnet abgesagte Kalenderleistungen nicht länger als negativen Wert in der Hauptsumme. Detailliertere Darstellung: Abgesagte Leistungen werden jetzt in einer eigenen Summenspalte und einer separaten Summenzeile aufgeführt. Verbesserte Filterung: Der Report berücksichtigt nun korrekt den angewendeten Status-Filter bei der Berechnung der Hauptsumme.

© NEXUS AG 2018

Reports	16699	4.41.	Datumsrange bei Report Geburtstagsliste / Jubiläen funktioniert nicht mehr

Die eingestellte Datumsrange im Report Geburtstagsliste / Jubiläen wird nicht mehr beachtet.
Es werden immer alle Geburtstage angezeigt



Altersresidenz Meerblick

Geburtstagsliste

April 2025 bis April 2025

Datum	Name, Vorname	Zimmer	Abteilung	Alter
15.12.1930	Albrechteasy Bärbeldok	403/1	Liegestuhl	95
18.06.1931	Amrein Laura	509/1	Liegestuhl	94
08.09.1935	Bachmannf Petra	302/2	Strandkorb	90
01.08.1932	Bader August	103/1	Liegestuhl	93
05.02.1931	Bader Wiebke	TG1/TG1	Tagesgäste	94
28.12.1932	Bär Jutta	510/2	Liegestuhl	93
31.05.1931	Bernasconi Fatma	TG1/TG1	Tagesgäste	94
01.01.1950	Bew erber	508/2	Liegestuhl	75
01.01.1950	Bewerberr Bianca	102/1	Liegestuhl	75
26.05.1945	Bichsel Emilia	104/2	Strandkorb	80
13.07.1939	Blum Alexander	207/1	Liegestuhl	86
10.12.1934	Blum Friedrich	301/2	Strandkorb	91
04.12.1940	Bosshard Sylke	206/1	Liegestuhl	85
28.01.1937	Braun Isabel	308/1	Liegestuhl	88
12.12.1948	Bucher Joanne	409/1	Strandkorb	77
12.05.1939	Burri Lili	105/1	Liegestuhl	86
06.10.1937	Egger Noah	506/1	Liegestuhl	88
01.01.1950	EreignismitZeit Test	204/1	Liegestuhl	75
17.06.1939	Ernipeggy Dirk	5/1	Demenz	86
01.01.1950	Fakturaart eBill	501/1	Liegestuhl	75
01.01.1950	Fakturaart Printcenter	103/1	Strandkorb	75
01.01.1950	Fakturaart Versand per Mail	407/1	Liegestuhl	75
01.07.2025	Fehr Mario	310/1	Strandkorb	0
04.02.1944	Felber Käthe	101/2	Liegestuhl	81

Im Report dürfen immer nur die Geburtstage angezeigt werden, die im Datumsrange des Filterkriteriums sind.
Liste nach Korrektur:

Altersresidenz Meerblick

Geburtstagsliste

April 2025 bis April 2025

Datum	Name, Vorname	Zimmer	Abteilung	Alter
05.04.1935	Giger Christel	303/1	Strandkorb	90
01.04.1940	Knecht Anneliese	TG1/TG1	Tagesgäste	85
23.04.1925	Maurer Phillipp	410/1	Liegestuhl	100
14.04.1938	Rey Viktoria	105/1	Strandkorb	87
20.04.1951	Tagesgast Theodore	TG1/TG1	Tagesgäste	74
08.04.1939	Winkler Günther	309/1	Liegestuhl	86
Anzahl Datensätze:	6		**Durchschnittsalter**	87.00

 © NEXUS AG 2018

Reports	**16712**	**4.42.**	**Fehlermeldung in Geburtstagsliste, wenn Geburtstag am 29.02. ist**

Report - Geburtstagsliste: Die Erstellung der Geburtstagsliste ist nun auch ohne Schalttag fehlerfrei: Ein Fehler wurde behoben, der beim Generieren der Geburtstagsliste für Nicht-Schaltjahre zu einer Fehlermeldung führte, wenn ein Geburtstag auf den 29. Februar fiel.

© NEXUS AG 2018

Reports	16538	4.43.	Erweiterte Suche mit Leistungsnummer funktioniert nicht sauber


Report - Fakturadatenliste: Die erweiterte Suche nach Leistungsnummern wurde stabilisiert: Es ist nun nicht mehr möglich, die Fakturadatenliste über numerische Operatoren (wie z.B. "grösser als") nach Leistungsnummern zu filtern. Diese Massnahme verhindert, dass technisch inkorrekte Filterungen zu fehlenden Ergebnissen führen.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16573	4.44.	Beim Versenden von ELDA-Nachrichten wird kein Arzt benötigt

Bislang wurde auch bei Versendung einer ELDA-Nachricht auf einen fehlenden Arzt hingewiesen und die Nachricht nicht versendet.
Dies geschieht nicht mehr. ELDA-Nachrichten werden auch ohne Angabe des Arztes versendet.

Bei EDIVKA-Nachrichten hingegen wird ein Arzt benötigt. Fehlt dieser wird mit der folgenden Meldung darauf hingewiesen.



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16606**	**4.45. ELDA: Default für Befreiung = 'N'**

Beim Import von ELDA-Dateien ist es vorgekommen, dass in der Datei ein im Feld Ablehnungsgrund Fehlercode übergeben wurde. Dann wird das Feld Befreiung leer übergeben und beim Speichern gibt es dann eine Fehlermeldung, weil Befreiung nicht null sein darf.

Lösung: Wenn in Befreiung ein Blank steht wird dort der Default 'N' genommen für die weitere Verarbeitung.
Die Lösung tritt anstelle des bisherigen Workaround, in dem über eine Batch das Blankzeichen gegen ein N ausgetauscht wurde.

© NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16613	4.46.	ELDA: Dateiexport/-Import der ELDA-Dateien in iso88591

ELDA - Dateien wurden fix im UTF-8 - Format herausgeschrieben. Die Versendesoftware für ELDA kann aber nicht auf dieses Format eingestellt werden und wandelt alle Umlaute in eine 2-Zeichenkette um. Damit wird der Datensatz um eine Stelle länger und überschreitet die Spezifikation. Die Datei wird als fehlerhaft gewertet und nicht versandt.

Beim Import passiert das gleiche auf nexus / heim -Seite. Umlaute werden als 2 Zeichen dargestellt. Damit verschieben sich alle nachfolgenden Positionen um 1 Stelle und weitere Auswertungen an bestimmten Positionen sind nicht mehr möglich.

Das Problem wurde über eine Batch umgangen.

Lösung:
Über die ELDA-Optionen kann definiert werden welcher Zeichensatz für das Senden oder Empfangen der ELDA Dateien zu nehmen ist.



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16625	4.47. ELDA: Export Fremdverschulden='N' bei K05 und K06

Für die ELDA-Dateien K05 und K06 wurde an der Position 332 (Fremdverschulden) eine 0 geschrieben.
Hier sollte ein N stehen.

Dies wurde korrigiert.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16653**	**4.48.**	**ELDA: Falsche Versicherungsträger-Nr VSTR in den ELDA-Exportdateien**

Laut ursprünglicher Spezifikation steht beim ELDA-Export in den Satzarten K00, K01, K02, K05,K06 K99, K27 an Position 27 (VSTR = Versicherungsträger) der fixe Wert 50. Dies ist falsch.

Korrekt ist es den Inhalt aus dem Feld KOST (Krankenkassen-Betriebsnummer lt. KK-Stamm) auch in dem Feld VSTR einzufügen.

Die Dateierstellung wurde entsprechend korrigiert.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16658**	**4.49.**	**EDIVKA: Polizzen-Nummer: Nachträgliche Suche nicht möglich und Default wird nicht in den Export geschrieben**

Fehler 1: Nachträglich in den Stammdaten für die Zusatzversicherung des Bewohners eingetragenen Polizzennummern konnten nicht in die bereits vorhandenen ELDA und EDIVKA – Sätze übertragen werden

Fehler 2::Wenn keine Polizze hinterlegt ist, dann bleibt auch beim Datenexport für EDIVKA das Feld leer. Dies widerspricht der Spezifikation und wird als Fehler bei den Zusatzversicherungen ausgegeben, da die XML nicht korrekt erstellt wird.

Lösung zu Fehler 1:

In der ELDA-Liste können über den Button Akutaliesieren unter anderen auch die Polizzendaten aus den Stammdaten des Bewohners neu gelesen werden. Alte Polizzen werden hierbei überschrieben.

Lösung zu Fehler 2:

Eine leere Polizzennummer wird als 0000 in die Export-Dateien geschrieben.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16663**	**4.50.**	**EDIVKA: Bei fehlendem Geburtsnamen(Beruf) wird die XML-Datei bei Export nicht korrekt aufgebaut**

Fehler: Wurde kein Geburtsname im Bewohnerstamm hinterlegt wird in den EDIVKA-Exportdateien ein fehlerhaftes Element geschrieben und die Dateien wurden von den Krankenkassen so nicht akzeptiert.

Lösung: Ist kein Geburtsname hinterlegt wird das Element in der Exportdatei nicht erstellt. Das gilt für die Exporte P01, P02, P03, P04, P09 und P25.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16673**	**4.51.**	**ELDA: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war**

Fehler: Der Mandant 08 wird etwas anders behandelt für ELDA als die anderen Mandanten. Mandant 08 ist die Tagesklinik und für den Mandanten wird im ELDA für jeden Tag mit Kalenderleistung ein Datensatz angelegt.

Ist allerdings der Eintritt mit einer Uhrzeit versehen, dann wird dieser Tag nicht gefunden.

Ein einfaches Ändern der Uhrzeit auf 00:00:00 bei den Ereignissen ist nicht möglich wegen der KIS-Schnittstelle.

Lösung: Bei Ermittlung der Bedingungen für einen ELDA-Eintrag wird die Uhrzeit des Eintritts-Ereignis nicht berücksichtigt.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16674**	**4.52.**	**XDOK: Mandant 08, Eintrag wird nicht erzeugt, wenn ein Eintritt mit Uhrzeit und am gleichen Tag eine Kalenderleistung war**

Fehler: Der Mandant 08 wird etwas anders behandelt für XDOK als die anderen Mandanten. Mandant 08 ist die Tagesklinik und für den Mandanten wird im XDOK für jeden Tag mit Kalenderleistung ein Datensatz angelegt.

Ist allerdings der Eintritt mit einer Uhrzeit versehen, dann wird dieser Tag nicht gefunden.

Ein einfaches Ändern der Uhrzeit auf 00:00:00 bei den Ereignissen ist nicht möglich wegen der KIS-Schnittstelle.

Lösung: Bei Ermittlung der Bedingungen für einen XDOOK-Eintrag wird die Uhrzeit des Eintritts-Ereignis nicht berücksichtigt.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16695**	**4.53.**	**ELDA: Erzeugung der Exportdaten in hei_edivka_record: Datum wird falsch bestückt**

Fehler: Beim Erzeugen der Datensätze in hei_edivka_record für den Export wird in die Felder AUFN und ENTL in allen Records (K01,K02,K05,K06,K27) das falsche Datum geschrieben.
Bei den Mandanten 01 und 07 ist dies kein Problem, da in beiden Felder beantragungsdatum=eintritt (AUFN) und entlassungdatum=austritt (ENTL) ist.

Nur im Mandanten 08 erzeugt dies Probleme, da dort für jede Kalenderleistung ein ELDA-Eintrag gemacht wird.
Gesteuert wird dies über die Optionen: Ereignisanzeige Aufnahme wird hier mit einem K gekennzeichnet.
Die für die Krankenkassen generierten Meldungen haben für M08 das Datum vom Eintritts- und Austrittsereignis.
Dadurch werden für alle Kalenderleistungseintragungen die gleichen Records und damit Dateien mit gleichem Datum erzeugt.

Lösung:

In das Feld AUFN ist das Feld Eintritt zu schreiben in der Form jjjjmmtt ohne Uhrzeit.

In das Feld ENTL ist das Feld Austritt zu schreiben in der Form jjjjmmtt ohne Uhrzeit.

Ist eines der Felder leer, dann wird 00000000 in das entsprechende Feld geschrieben.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16713**	**4.54. EDIVKA: Falsche Zuordnung bei der EDIVKA-Nummer**

Fehler: Beim Einlesen der XML-Dateien für EDIVKA (Button Daten holen) werden nicht die korrekten Daten für die Identifizierung der Nachrichtenart und der Zuordnung auf den ELDAEDIVKA-Fall gefunden.

Die Dateien werden dann nicht weiter verarbeitet.

Lösung:
Für die Identifizierung und Weiterverarbeitung im Programm wird geprüft welche Nachricht für welchen Vorgang in der XML steht. Benötigt werden 2 Werte. Die Nachrichtenart und die ELDALKFNR.

In einer Datei kann nur eine Nachrichtenart vorkommen.

Für folgende 4 Nachrichten wird die Identifizierung geprüft und gegebenenfalls korrigiert:

- Kostenübernahmeerklärung (1)

- Zahlungsavis (2)

- Bestätigung (3)

- Fehlernachricht (4

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16745	4.55. EDIVKA Rechnungs-XML hat fehlerhaften Aufbau

Fehler:
In der RechnungsXML (Nachrichtentyp P05) werden die Leistungen einzeln aufgelistet mit einer Struktur je Leistung:
Es gibt dort die Möglichkeit, einen Freitext auszugeben, welcher aus den Zusatztext der Leistung geholt wird.

Ist dort kein Text hinterlegt, dann wird der NULL-Wert nicht korrekt behandelt.
Das Element wird in einer Form dargestellt (<FreiText />) die bei den Krankenkassen nicht eingelesen werden kann und einen Fehler verursacht.

Lösung
Ist kein Zusatztext im Leistungskatalog hinterlegt, dann wird das Element <FreiText></FreiText> für die jeweilige Leistung nicht ausgegeben.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16755**	**4.56.**	**EDIVKA: Daten für XML auf Eintrittsdatum ohne Uhrzeit beziehen**

Fehler:
Es gibt einige Formulare, z.B. die Aufnahmeanzeige P01, welche direkt am Tag der Aufnahme geschickt werden. Dadurch werden einige Felder (z.B. aus dem Bereich Unterbringung) leer übergeben und die Meldungen werden von den Krankenkassen abgelehnt.
Werden die Nachrichten erst einen Tag später verschickt, dann werden die Felder korrekt abgefüllt.
Es wurde festgestellt, dass dies mit der Uhrzeit beim Eintrittsdatum zusammenhängt. Beim einem Eintrittsdatum ohne Uhrzeit werden die Felder korrekt befüllt.
Das Feld MengeTage wird berechnet aus Differenz Tagesdatum-Eintrittsdatum bzw. Austrittsdatum-Eintrittsdatum.Auch hier ist die Berechnung wegen der Uhrzeit falsch.

Lösung
Die Daten für diese werden aus der Zimmerverwaltung aus der Abteilung und der Kategorie gelesen. Dabei soll die Uhrzeit beim Eintrittsdatum ignoriert werden. Die Nachrichten sollen auch schon direkt am Eintrittstag mit gefüllten Feldern versendet werden können.
Dies gilt für die Nachrichtentypen: P01, P02, P03, P04.

Für das Feld MengeTage wird der fixe Wert "28" eingetragen (dies ist mit dem Kunden so abgestimmt)

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16767	4.57.	EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 zu genau

Fehler:
Teilweise senden die Krankenkassen in Ihren Nachrichten nur:

```
<VersicherungsDeckung>
  <LeistungsZusage>
    <LeistungsZusageCode>20</LeistungsZusageCode>
    <LeistungsZusageBezeichnung>Aufzahlungskosten werden
übernommen</LeistungsZusageBezeichnung>
  </LeistungsZusage>
  <LeistungsZusageDatumZeitVon>2025-05-05</LeistungsZusageDatumZeitVon>
  <VersicherungsDeckungsDetails>
    <VersicherungsDeckungsArt>65</VersicherungsDeckungsArt>
```

Das Element <LeistungsZusageDatumZeitBis></LeistungsZusageDatumZeitBis>
fehlt. Wird aber beim Import in ELDA erwartet.

Daher werden etliche Dateien nicht eingeladen. In diesen Dateien sind auch Abrechnungsnummern enthalten, welche für den Versand der P09 XML-Rechnungen benötigt werden.

Lösung:
In der Bedingung für das gültige Einlesen das Element
<LeistungsZusageDatumZeitBis></LeistungsZusageDatumZeitBis> nicht mehr berücksichtigen.

© NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16769	4.58.	ELDA Fehler-Cascade beim Import von ELDA/EDIVKA-Meldungen

Fehler:
Wenn das Programm beim Einlesen der Dateien einen Fehler feststellt, dann wird diese Datei nicht importiert und der Dateiname bekommt das Präfix: fehler_

Diese fehler_ -Dateien, analog warning_ -Dateien, werden nicht mehr versucht einzulesen, sondern sie sollen übersprungen werden.

Dies ist nicht der Fall. Selbst diese Dateien werden eingelesen und bekommen dann noch einmal das Präfix.

D.h., wenn die Dateien von Anwender nicht kontrolliert und korrigiert werden, dann wird bei jedem Einleseversuch das Präfix erneut vorgestellt.



Lösung:

fehler_ - und warning_ -Dateien von der Bearbeitung ausschließen, damit nur immer eine Version vorhanden ist.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16809	4.59.	EDIVKA In der Nachrichtenart Rechnung P09 und Nachrichtenübermittlung P25 wird im XML das Element <Adresse></Adresse> nicht eingetragen

Fehler:
Der Kunde bekommt von den Krankenkassen alle XML-Rechnungsübermittlungen zurückgewiesen mit der Fehlermeldung, dass das Adress-Element fehlt.



Lösung:
für die Nachrichtenarten P09 und P25 das Adresselement in der XML mit ausgeben analog der Nachrichtenart P01.



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16423	4.60.	ELDA: Wiederaufnahmen innerhalb von 7 Tage besonders kennzeichnen

Fehler:
Die Ereignisart in K01 und K02 wird fest aus den mandantenspezifischen ELDA-Optionen gelesen


DVERSSA	Datensatzversion Satzart	2	219	1
EREIG	Ereignisanzeige (Kennung aus Mandanten-Parameter)	<A>	220	1
KANKZ	Krankenanstaltskennzeichen	0	221	1

Bei Wiederaufnahmen innerhalb von 7 Tagen und bei gleichen Aufnahme-Diagnosen muss das Feld EREIG=W sein.

Lösung:

Prüfung bei Anlage des Eldasatzes auf Voraufenthalte und dann den Wert aus den Optionen oder "W" in den Datensatz in einer neuen Spalte speichern. Diese Spalte wird nie angezeigt und nur für den Export genutzt.

In den Optionen können diese Werte jetzt gesetzt werden




 © NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16470	4.61.	ELDA/EDIVKA Bei Texten, die größer als der Ausgabeplatz ist: Kompletten Text in separatem Fenster anzeigen

Fehler:
Bei längeren Texten wird nicht alles angezeigt und man muss immer die Spalten breiter ziehen.

Lösung:
Analog der Spalte "interne Bemerkung" den Button mit "..." einblenden.



Klickt man darauf, dann wird der Text in einem separaten Fenster angezeigt wie bei der internen Bemerkung. Un der OK-Button ist nicht vorhanden. Die angezeigten Texte können nur markiert, jedoch nicht bearbeitet werden. Bemerkung ist durch die Spaltenbezeichnung zu ersetzen.





Realisiert für die Spalten Bemerkung, Ursache und Fehlercode. Die Anzeige ist nur lesend.

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16602	4.62. ELDA Beschriftung ELDA-Menü anpassen

Änderung der Beschriftung und MouseMoveText:





 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16603	4.63.	ELDA: Einlesen von neuen Daten nur für aktuelle Eintritte

Fehler:
Im Moment werden auch für zukünftige Eintritte ELDA-Datensätze angelegt.
Wird das Aufnahmeereignis geändert, dann wird ein weiterer Datensatz angelegt.

Lösung
Wenn man auf den Button ELDA Suchen klickt , dann nur die ELDA-Sätze neu anlegen, bei denen das Aufnahmeereignis in der Vergangenheit liegt.

Beispiel:

Aufnahmeereignis: 21.03.2025 23:59:59

Aktuelle Uhrzeit: 21.03.2025 12:00:00

-> Eldadatensatz wird nicht angelegt

Aufnahmeereignis: 21.03.2025 09:00:00

Aktuelle Uhrzeit: 21.03.2025 12:00:00

-> Eldadatensatz wird angelegt


Damit sind schon viele Fehlanlagen vermieden. Für nachträgliche Änderungen in der Vergangenheit wird ein weiteres Issue angelegt.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16605	4.64. ELDA: einzelne Datensätze sperren können


Im Handling mit Änderung von Aufnahmedaten muss der Kunde manuell eingreifen können. Dazu dient ihm die Storno-Möglichkeit. Damit diese Sätze nicht noch weiter bearbeitet werden können, soll es möglich sein, diese zu sperren.

Dies geschieht über einen neuen Button in der Menüstruktur für ELDA
(nicht im EDIVKA-Modus):
Sperren (Mouse MoveText: ELDA-Datensatz sperren/Sperrung aufheben.



Je nachdem wie der Status ist, kann ein Datensatz gesperrt werden oder die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Bei Programmstart: Im Statusfilter ist Gesperrt nicht aktiv (analog abgeschlossen). Siehe Screenshot. Im Statufenster kann der Status für die Suche aktiviert werden.



Wenn ein Datensatz gesperrt ist bei inaktivem Filter für Gesperrt, dann bleibt der Datensatz als gesperrter Datensatz so lange in der Ansicht im Grid, bis der Filter wieder neu ausgelöst wird.

 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16452	4.65.	Stationsmanager - Filter speichern funktioniert nicht und bringt Fehler

Ein Fehler im Stationsmanager wurde behoben, der beim Speichern und erneuten Laden von Filtern die Fehlermeldung "Index ausserhalb des Arraybereichs" verursachte. Gespeicherte Filter werden nun fehlerfrei geladen und sind wie gewohnt bearbeitbar.


© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16690	4.66. Default Gruppierung im Stationsmanager

Die Default Gruppierung im oberen Teil des Stationsmanager ist verschwunden. Deshalb wird im unteren Teil auch immer nur ein Bett angezeigt ohne das man vorher die Gruppierung wieder einstellt.

Es soll wieder eine Default Gruppierung für dieses Grid gemacht werden. Dies soll folgendermassen aussehen:

All > Haus > Abteilung > Stockwerk



 © NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16456	4.67. Stationsmanager Link zu Bewohner / Bewerber

Der Stationsmanager wurde um eine nützliche Funktion erweitert: Ein Doppelklick auf einen Bewohner, Bewerber oder eine OPAN-Zuweisung in der Personenliste öffnet nun direkt die entsprechenden Stammdaten im Hauptmenü.

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16494	4.68.	Aktualisieren der Daten im Stationsmanager

Die Aktualisierung im Stationsmanager ist nun umfassender: Der "Aktualisieren"- Button lädt jetzt nicht mehr nur die Zimmerzuordnungen neu, sondern aktualisiert gleichzeitig auch die Personenliste, einschliesslich der Bewohner, Bewerber und Zuweisungen.

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16496	4.69.	Bewohnerartanzeige im Stationsmanager

Die Übersicht im Stationsmanager wurde verbessert: Eine neue Option in den Einstellungen des Stationsmanagers erlaubt es Ihnen nun, die Bewohnerart direkt in den Bewohner-Balken anzuzeigen. Sie können wählen, ob die vollständige Bezeichnung, die Kurzbezeichnung oder keine Information angezeigt werden soll.

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16585	4.70.	Zimmer sperren aus Stationsmanager

Die Verwaltung von Zimmern ist nun direkter: Es wurde eine neue Option "Zimmer sperren" in das Kontextmenü des Stationsmanagers eingefügt. Damit können Sie ein unbesetztes Zimmer mit nur wenigen Klicks sperren. Bei bereits bestehenden Sperrungen können Sie diese Funktion nutzen, um die Daten schnell anzupassen oder die Sperrung aufzuheben. Das System prüft dabei automatisch, ob das Zimmer belegt ist, um Überschneidungen zu verhindern.

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16708	4.71. Kapazitäten-Management: Vorreservationen

- Erfassungsdialog aus Kontextmenu abrufbar
- Einstellungen Vorreservationsfarbe
- Modifikationen zusammen mit Belegung möglich
- Notifikation in Statusbar wie OPAN bzw. Generalcare
- Filter in Stationsmanager
- Kontrolle Doppelbelegungen
- Monatswechsel im Stationsmanager

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16724	4.72.	Geplante Austritte in Stationsmanager

- separate Farbe in Einstellungen
- Filter in Stationsmanager

© NEXUS AG 2018

Stationsmanager	16725	4.73.	Sperren von Betten im Stationsmanager

- Kontext Menu Option "Zimmer sperren". Ausgegraut wenn schon belegt --> OK
- Von-Datum im Dialog vorausgefüllt --> OK
- mit Sperren gespeichert --> OK
- wenn schon auf gesperrtem Bett, dann anpassen --> OK
- Test ob schon besetztt => sperren nicht möglich --> Ok
- Löschen der Sperrung möglich --> OK
- Anzeige Erfasser und Zeitpunkt --> OK


© NEXUS AG 2018

Validierung	16581	4.74.	Anzeige Validierungslog in Statusbar einstellbar machen

Fehler:
Mit Issue 981936 wurde ein neue Statusbar Eintrag "Validierungslog" entwickelt. Dieser ist auch so eingestellt das er nur angezeigt wird wenn es Adressen gibt bei denen GeneralCare aktiviert ist.

Da nun bei einzelenen Kunden das GeneralCare Flag für eine andere Funktion "missbraucht" wird, wird dort das Validierungslog auch angezeigt, obwohl der Kunde nicht mit GeneralCare arbeitet.

Lösung:
In den Optionen unter "Generelles" ist es nun möglich die Anzeige des Validierungslog in der Statusbar ein- oder auszuschalten. Der Default ist eingeschaltet.



 © NEXUS AG 2018

Wordsteuerdatei	16631	4.75.	Word-Steuerdatei - falscher Wert in Feld Eintritt - Gültig ab


Die Feldzuweisung in Word-Steuerdateien wurde korrigiert: Beim Export von Daten des "Aktuellen Ereignisses" und "Eintritts" sind die Werte der Felder "Gültig ab" und "Gültig bis" nicht länger vertauscht. Die Daten werden nun korrekt und logisch in den entsprechenden Feldern ausgegeben.

© NEXUS AG 2018

5. Tipps

5.1. Newsletter

Haben Sie sich schon für den Newsletter eingetragen?
https://www.nexus-schweiz.ch/



 © NEXUS AG 2018

5.2. Webinare

Oder sich unsere Webinare angesehen?
https://www.nexus-schweiz.ch/webinare-events

Die Nähe zu Ihnen ist uns wichtig

Seit 2018 veranstaltet die NEXUS Webinar und digitale Events für Kunden sowie Zielgruppen. Dabei steht die Wissensvermittlung im Zentrum. Gleichzeitig diskutieren Experten von NEXUS zusammen mit externen Fachpersonen über Themen, die den Markt und die Kunden bewegen.


Ebenso besuchen Vertreter von NEXUS regelmässig Fachtagungen und Symposien. Vermehrt treten die Experten von NEXUS auch als Vortragsredner auf. An ausgewählten Kongressen und Tagungen in der Schweiz und Deutschland ist die NEXUS zudem regelmässig aus Aussteller oder Partner sichtbar.

Der Dialog ist und bleibt wichtig. Analog und digital.


Nachfolgend finden Sie die Übersicht der Möglichkeiten direkt in Kontakt mit NEXUS zu treten. Melden Sie sich gerne an.

Fehlt Ihre Veranstaltung oder ein Ort an dem Sie NEXUS treffen möchten? Wenden Sie sich an marketingschweiz@nexus-schweiz.ch





Webinare & Events suchen



 © NEXUS AG 2018

6. Wussten Sie schon?


Schon bei der letzten Releasedokumentation haben wir auf Smartliberty aufmerksam gemacht:

SMARTLIBERTY
— MORE TIME FOR CARE —

+ Mobiler Bewohnerruf Das Auslösen eines Alarms ist nicht nur auf das Zimmer beschränkt, sondern kann auf das ganze Areal ausgeweitet werden.
+ Assistenzruf Dank des elektronischen Personalbadges können Ihre Mitarbeitenden bei Bedarf überall einen Assistenz- oder SOS-Ruf auslösen.
+ Einheitliche Kommunikation Alle verbundenen Mitarbeitenden sind mit einem Klick erreichbar und alle Ihre Kontakte sind stets griffbereit.
+ Technische Alarme Technische Alarme werden auf einfache Art und Weise integriert. Der Alarmserver entfällt in den meisten Fällen.
+ Historie Der schnelle Zugriff auf die Alarmhistorie inklusive Sortierfunktion nach Belieben gibt Ihnen und den Angehörigen Sicherheit.
+ Intelligente Zutrittskontrolle Sie bestimmen individuell wer wo Zutritt hat und kontrollieren alle Türen. Dies für Bewohnende, Mitarbeitende und Besucher.
+ Weglaufschutz Bewegt sich ein Bewohnender außerhalb des vordefinierten Bewegungskreises, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.
+ Alarmmanagement Jeder Alarm wird in Echtzeit auf derselben Plattform an die richtigen Personen übermittelt.
+ Mitteilungen Übermitteln Sie wichtige Informationen in Echtzeit an Ihre Teams. Sie wählen dabei Ihre Empfänger sowie die zeitliche Relevanz Ihrer Nachricht aus.
+ Integrierte Werkzeuge Alle Werkzeuge, die Sie benötigen, stehen auf nur einem Gerät zur Verfügung.
+ Echtzeitortung Mit dieser Funktion orten und finden Sie schnell und effizient Ihre Bewohnenden.
+ Advanced Detection Radare und Sensoren gibt es wie Sand am Meer. Wir integrieren die gängigsten am Markt und prüfen jederzeit weitere Integrationen.


Natürlich gibt es in nexus / heim schon direkt die Möglichkeiten, die Zimmer- und Einrichtungsstruktur und die Bewohneridentifiaktion vorzubereiten:

In den Zimmerzuordnungen wird die ID für die Raumerkennung hinterlegt.



 © NEXUS AG 2018

Und direkt beim Bewohner erfasst man unter dem Bereich Verbindungen die Badge-ID seines Responders:



Damit wird die Einrichtung von Smartliberty extrem vereinfacht und die Konfiguration während eine Bewohneraufenthalten verbleibt vorwiegend in nexus / heim .

© NEXUS AG 2018

7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln?

Vielleicht haben auch Sie Ideen oder Fragen zu speziellen Themen, die wir in der nächsten Releasedokumentation mit aufnehmen sollen.

Schicken Sie uns diese gerne zu: michael.luerken@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018