nexus | ag

nexus / heim 2025.2

Releasedokumentation



Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise

Dokumentenstatus

☒ freigegeben ☐ nicht freigegeben

Dokumentenangaben

Dateiname:	nexus heim 2025.2 Releasedokumentation
Ausgabe vom:	08.07.2026
Autor:	Weidemann, Stephan
Verteiler extern:	Kunden
Verteiler intern:	Support, Vertrieb

Dokumentenhistorie

Datum	Version	Inhalt	Person/Gremium
08.07.2026	1.0	Erstfassung	S. Weidemann

Allgemeiner Hinweis

Copyright© der NEXUS AG 2018, Irmastraße 1, D-78166 Donaueschingen
Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der NEXUS AG darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag sind vorbehalten.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit dies nicht anders angegeben ist.

Im Dokument wurde aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig auf die weibliche Form verzichtet. Wenn beispielsweise von „Benutzern“ gesprochen wird, sind Benutzer und Benutzerinnen angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteigenschaften und allgemeine Hinweise 2

1. Systemvoraussetzungen 6

2. Installation 6

3. Inhalte 6
3.1. Versionen der Releaseauslieferungen 7
3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder 7
3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen 10

4. Beschreibung der Änderungen 12
4.1. Globale Barbetragsverwaltung: Mehr Bewohnerinformationen bei der Bewohnersuche 12
4.2. Globale mandantenweite Barbetragsverwaltung: Performance beim ersten Anzeigen der Maske 13
4.3. Bewertungsfehler abfangen 14
4.4. Bewertung und Vorschau ohne Geschäftsjahr nicht möglich 15
4.5. Nach Löschen eines Bewohner diesen auch aus dem Flyin entfernen 16
4.6. Deadlock bei Bewohnersuche verhindern 17
4.7. Datum für die Gültigkeit der Bewohnerrolle wird nicht korrekt gesetzt 18
4.8. Speichern einer geänderten Bewohneradresse 19
4.9. Bewohner an Bewerber bringt Fehlermeldung, nachdem der Bewohner im Bewohnerstamm gelöscht wurde 20
4.10. Fehler auf Bewohner im Register Rechnung nach Anpassung im Register Dokumente 21
4.11. Altersanzeige auf Bewohner 22
4.12. ELDA: Beim Sperren/Entsperren von ELDA-Datensätzen mit Nachfrage und jeweils einen Historiendatensatz erzeugen und direkt speichern 23
4.13. EDIVKA In der Anzeige wird das Feld bewilligtab falsch angezeigt 24
4.14. PERFORMANCE: Blättern periodenweise durch die Leistungen im Bewohnerstamm sehr langsam 25
4.15. Fehler und Absturz in Kontaktadresse 26
4.16. Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland 27
4.17. Fehlender Fortschrittsbalken bei Rechnungskopien mit Ländereinstellung DE 28
4.18. Rechnungshistorie wird nicht mehr angezeigt 29
4.19. Meldungen beim Verlassen von Eingabemasken kontrolieren 30
4.20. Fehler bei der Erstellung von Gutschriften (nur mit ClickOnce) 31
4.21. Kassenspezifischer Kassabuch Counter 32
4.22. Fehlermeldung bei "Quittungsdruck wiederholen " Im Kassenbuch 33
4.23. ELDA K04-Nachrichten werden nicht importiert 34
4.24. Ungültiger Kassenname bringt Fehlermeldung 35
4.25. Beschriftung Grid in der Leistungsverwaltung Kassenbuch falsch 36
4.26. Quittungsdruck Kassenbuch und Barbetrag: Währung aus Mandant übernehmen 37

 © NEXUS AG 2018

4.27. Kassenbuch Storno nicht möglich wegen doppelter Belegnummer 38
4.28. Rechnungslayout kopieren geht nicht 39
4.29. Report "Pflegetage pro Stufe im Detail" bringt einen Tag zuwenig, wenn es über zwei Monate geht 40
4.30. Fakturadatenliste - Verdichtung wird falsch angezeigt 41
4.31. Funktionen in Reportanzeige wiederherstellen 42
4.32. ELDA-Dateien: die Daten des hinterlegten Hauptversicherten werden nicht mit übernommen 43
4.33. XDOK Falscher Bezug zur Bestimmung der Punktewerte....44
4.34. ELDA: Beim Einlesen von Kalenderleistungen werden nicht erbrachte Eintragungen eingelesen 45
4.35. EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger 46
4.36. XDOK: Liegt die Entlassung am letzten des Monats mit Uhrzeit, dann fehlt diese in XDOK 47
4.37. Fehlende XDOK-Daten in Mandant 08....48
4.38. ELDA: Fehler in Satzart K27 beim Export 49
4.39. EDIVKA RechnungsXML Nachrichtentyp P09 ohne Arztbrief, statt dessen Arztbrief separat über P25 50
4.40. ELDA: Feld Ursache IS NULL 51
4.41. ELDA: erster Datensatz bekommt den Status=NEU 52
4.42. ELDA: Stornoflag zurücksetzen, wenn wieder "normale" Daten bearbeitet werden. 53
4.43. ELDA: Nachrichtenart setzen, wenn ediva-records nur vorbereitet wurden....54
4.44. ELDA: ISO-Code für Länderkennzeichen auf AUT setzen....55
4.45. ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, dann Masterdatensatz anlegen und nachrichtenart_edikva setzen 56
4.46. ELDA: Entlassdiagnosen für Mandanten automatisch aus den Eintrittsdiagnosen übernehmen bei K05 und Mandant 08 57
4.47. ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 automatisch bei K01 anlegen 58
4.48. ELDA: Zahlscheindruck aktualisieren: Hinweis, dass eine Rechnung erstellt wurde. 59
4.49. EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 neu bearbeiten....60
4.50. ELDA: Versenden ohne Diagnosen bringt Fehlermeldung der Krankenkassen 61
4.51. EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger (Part II) 62
4.52. ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 nicht erzeugen bei Austritt 63
4.53. ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, soll die Reihenfolge der anzulegenden Datensätze korrigiert werden....64

5. Tipps 65
5.1. Newsletter 65
5.2. Webinare 66

6. Wussten Sie schon? 67

7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln? 69

 © NEXUS AG 2018

© NEXUS AG 2018

1. Systemvoraussetzungen

Client: MS Windows 10 Professional oder höher
Server: **MS Windows 2019** oder höher
Datenbank: **MS SQL Server 2017** oder höher
MS Framework **4.80** oder höher

https://heim-support.nexus-schweiz.ch/cms/upload/pdf/support/Systemvoraussetzungen_Nexus_Produkte.pdf

2. Installation

Siehe separates internes Dokument (für NEXUS-Mitarbeiter)
https://servicedesk.nexus-ag.de/confluence/x/v4nqAQ

3. Inhalte

Die nachfolgenden Seiten beschreiben die relevanten Änderungen im Einzelnen.
Spezielle Änderungen, die nur einen Kunden betreffen, werden diesem separat mitgeteilt.
Spezielle Änderungen, die nur die Schweizer Kunden betreffen, sind nur in der allgemeinen Übersicht zu finden.
Diese Dokumentation erhält nur die Änderungen für Version nexus/heim 2025.2.



 © NEXUS AG 2018

3.1. Versionen der Releaseauslieferungen

Die Nummerierung hat sich ab 2021/Release geändert. Der Grund ist die einheitliche Nummerierung der Module (Heim, Fibu, PEPS, Spitex/Ambulant, ….).

Zum Sommer erscheint jeweils die Hauptversion x.0. Im Spätherbst ist dann einen Auslieferung x.1 geplant. Die Version x.2 erscheint noch zum Jahresanfang, wird aber bei Nummerierung der Jahreszahl der Hauptversion angepasst.

3.2. Nachfolgende Liste gibt die Änderungen im Release wieder

Übersicht aller Änderungen:

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Barbetragsverwaltung	16646	Globale Barbetragsverwaltung: Mehr Bewohnerinformationen bei der Bewohnersuche
User Story	Barbetragsverwaltung	18517	Globale mandantenweite Barbetragsverwaltung: Performance beim ersten Anzeigen der Maske
User Story	Bewertung	18699	Bewertungsfehler abfangen
Bug	Bewertung	19082	Bewertung und Vorschau ohne Geschäftsjahr nicht möglich
Bug	Bewohnerverwaltung	16565	Nach Löschen eines Bewohner diesen auch aus dem Flyin entfernen
Bug	Bewohnerverwaltung	16568	Deadlock bei Bewohnersuche verhindern
Bug	Bewohnerverwaltung	17508	Datum für die Gültigkeit der Bewohnerrolle wird nicht korrekt gesetzt
Bug	Bewohnerverwaltung	17617	Speichern einer geänderten Bewohneradresse
Bug	Bewohnerverwaltung	18506	Bewohner an Bewerber bringt Fehlermeldung, nachdem der Bewohner im Bewohnerstamm gelöscht wurde
Bug	Bewohnerverwaltung	18691	Fehler auf Bewohner im Register Rechnung nach Anpassung im Register Dokumente
Bug	Bewohnerverwaltung	18737	Altersanzeige auf Bewohner
User Story	Dokumentenmanager und Office-Integration	17405	ELDA: Beim Sperren/Entsperren von ELDA-Datensätzen mit Nachfrage und jeweils einen Historiendatensatz erzeugen und direkt speichern
User Story	Dokumentenmanager und Office-Integration	17438	EDIVKA In der Anzeige wird das Feld bewilligtab falsch angezeigt.
User Story	Dokumentenmanager und Office-Integration	17439	PERFORMANCE: Blättern periodenweise durch die Leistungen im Bewohnerstamm sehr langsam
Bug	Dokumentenmanager und Office-Integration	17504	ELDA: Wenn der Fehlertext beim Einlesen zu lang ist, dann kommt eine Fehlermeldung
User Story	Fakturierung	16493	Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland
Bug	Fakturierung	16664	Fehlender Fortschrittsbalken bei Rechnungskopien mit Ländereinstellung DE
Bug	Fakturierung	16682	Rechnungshistorie wird nicht mehr angezeigt
Bug	Generelle Punkte	16529	Meldungen beim Verlassen von Eingabemasken kontrolieren
Bug	Gutschriften - Storno	17730	Fehler bei der Erstellung von Gutschriften (nur mit ClickOnce)
User Story	Kassenbuch	16582	Kassenspezifischer Kassabuch Counter
Bug	Kassenbuch	16740	Fehlermeldung bei "Quittungsdruck wiederholen " Im Kassenbuch
Bug	Kassenbuch	16857	ELDA K04-Nachrichten werden nicht importiert
Bug	Kassenbuch	18921	Ungültiger Kassenname bringt Fehlermeldung

 © NEXUS AG 2018

Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
Bug	Kassenbuch	18922	Beschriftung Grid in der Leistungsverwaltung Kassenbuch falsch
Bug	Kassenbuch	18993	Quittungsdruck Kassenbuch und Barbetrag: Währung aus Mandant übernehmen
Bug	Kassenbuch	19083	Kassabuch Storno nicht möglich wegen doppelter Belegnummer
Bug	Rechnungslayout	19073	Rechnungslayout kopieren geht nicht
Bug	Reports	16736	Report "Pflegetage pro Stufe im Detail" bringt einen Tag zuwenig, wenn es über zwei Monate geht
Bug	Reports	16739	Fakturadatenliste - Verdichtung wird falsch angezeigt
Bug	Reports	18930	Funktionen in Reportanzeige wiederherstellen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16524	ELDA-Dateien: die Daten des hinterlegten Hauptversicherten werden nicht mit übernommen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16651	XDOK Falscher Bezug zur Bestimmung der Punktewerte
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16700	ELDA: Beim Einlesen von Kalenderleistungen werden nicht erbrachte Eintragungen eingelesen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16709	EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16714	XDOK: Liegt die Entlassung am letzten des Monats mit Uhrzeit, dann fehlt diese in XDOK
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16721	Fehlende XDOK-Daten in Mandant 08
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16770	ELDA: Fehler in Satzart K27 beim Export
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16771	EDIVKA RechnungsXML Nachrichtentyp P09 ohne Arztbrief, statt dessen Arztbrief separat über P25
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17407	ELDA: Feld Ursache IS NULL
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17408	ELDA: erster Datensatz bekommt den Status=NEU
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17410	ELDA: Stornoflag zurücksetzen, wenn wieder "normale" Daten bearbeitet werden.
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17411	ELDA: Nachrichtenart setzen, wenn ediva-records nur vorbereitet wurden
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17412	ELDA: ISO-Code für Länderkennzeichen auf AUT setzen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17413	ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, dann Masterdatensatz anlegen und nachrichtenart_edikva setzen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17415	ELDA: Entlassdiagnosen für Mandanten automatisch aus den Eintrittsdiagnosen übernehmen bei K05 und Mandant 08

 © NEXUS AG 2018


Typ	Komponente	Issue	Beschreibung
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17416	ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 automatisch bei K01 anlegen
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17418	ELDA: Zahlscheindruck aktualisieren: Hinweis, dass eine Rechnung erstellt wurde.
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17562	EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 neu bearbeiten
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	18413	ELDA: Versenden ohne Diagnosen bringt Fehlermeldung der Krankenkassen
Bug	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	18573	EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger (Part II)
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	18596	ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 nicht erzeugen bei Austritt
User Story	Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	19407	ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, soll die Reihenfolge der anzulegenden Datensätze korrigiert werden

© NEXUS AG 2018


3.3. Beschreibung der Korrekturen und Funktionen

Nachfolgend werden in Kapitel 4 die größeren Änderungen und neuen Möglichkeiten in nexus / heim im Einzelnen beschrieben.

Kleine Korrekturen oder landesspezifische Änderungen für die Schweiz werden in diesem Dokument nicht behandelt, können aber über die Issue-Nummer bei uns nachgefragt werden bzw. sind auf unserer Online-Hilfe nachzusehen:



Für den Zugriff auf die Online-Hilfe wird ein Login benötigt. Die Registrierung dafür kann direkt auf der Hilfeseite durchgeführt werden.



 © NEXUS AG 2018

Anschließend wechseln Sie in den Heimbereich:



Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kollegen aus dem Support:
ServiceDesk@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018


4. Beschreibung der Änderungen

Wie man anhand der Tabelle die Änderungen (Kapitel 3.2) ersieht, wurde bei diesem Release der Schwerpunkt auf Performancesteigerung gelegt. Es wurden sehr viele Änderungen und Optimierungen im Basiscode durchgeführt, so dass für den Anwender in den Masken er einmal nicht viel zum Unterscheiden gibt. Beim Ausführen der Programmpunkte wird man dies allerdings merken.


Die wenigen noch anderen Umsetzungen werden im Folgenden beschrieben.

Barbetragsverwaltung	16646	4.1.	Globale Barbetragsverwaltung: Mehr Bewohnerinformationen bei der Bewohnersuche

Fehler:
Bei der Bewohnerauswahl in der Barbetragsverwaltung ist der Bewohner nicht klar zu bestimmen. Unterschiedliche Bewohner mit Aufenthalt in verschiedenen Mandanten aber mit gleichem Namen konnten mit der bislang zur Verfügung stehenden Auswahlfunktion nicht unterschieden werden.



Lösung:
Bei der Bewohnerauswahl in der Barbetragsverwaltung wurde ein neues Suchfenster integriert mit mehr Auswahlmöglichkeiten.



 © NEXUS AG 2018

Barbetragsverwaltung	18517	4.2.	Globale mandantenweite Barbetragsverwaltung: Performance beim ersten Anzeigen der Maske

Fehler:
Bei der Bewohnerauswahl in der Barbetragsverwaltung wurde ein neues Suchfenster integriert (s. Kap. 4.1.) mit mehr Auswahlmöglichkeiten.
Wenn man die Maske allerdings aufruft, dann dauert es mehr als 15 Sekunden, bis diese angezeigt wird.

Lösung
Durch eine Neu-Organisation des Datenzugriffs wurde die Performance für den Aufbau des Suchfensters deutlich verbessert.

© NEXUS AG 2018

Bewertung	18699	4.3.	Bewertungsfehler abfangen


Fehler:
Mit einem französischen User kann es passieren, dass bei der Bewertung die Fehlermeldung im Anhang erscheint.
Gemäss Supportticket hat das was mit den Übersetzungen zu tun.

Lösung:
Der Fehler wurde abgefangen.

© NEXUS AG 2018

Bewertung	19082	4.4.	Bewertung und Vorschau ohne Geschäftsjahr nicht möglich

Problem:
In Monaten für die noch kein Geschäftsjahr eröffnet ist, ist es nicht mehr möglich eine Bewertung und eine Vorschau auf die Rechnung zu erhalten.




Lösung:
Bewertung und Vorschau sind jetzt auch ausserhalb des gültigen Geschäftsjahrs möglich.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16565	4.5.	Nach Löschen eines Bewohner diesen auch aus dem Flyin entfernen

Fehler:
Wird ,ein Bewohner gelöscht wurde er nicht direkt aus Fly In des Suchfensters entfernt



Lösung:
Der Fehler wurde für Bewohnerstamm, Bewerberstamm, Adressstamm und Leistungskatalog geprüft und beseitigt.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	16568	4.6.	Deadlock bei Bewohnersuche verhindern


Fehler:
Unter bestimmten Konstellationen sind in der Bewohnersuche Deadlocks (Hängen des Programms) aufgetreten. Diese sind z.B passiert wenn zunächst mit einer Bewohnernummer gesucht wurde und dann der Suchvorgang ohne Bewohnernummer wiederholt wurde.

Lösung:
Der Vorgang wurde gemäß der obigen Beschreibung getestet und ist nicht mehr nachvollziehbar.


© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	17508	4.7.	Datum für die Gültigkeit der Bewohnerrolle wird nicht korrekt gesetzt

Fehler:
Es dreht sich um das Datum der Bewohnerrolle, welches auch z.B. in der Auslastungsstatistik verwendet wird:
Bewohnerstamm, Reiter Stammdaten:



Über den Belegungsmanager wurde aus einem Bewerber ein Bewohner gemacht. Das Eintrittsdatum steht auf dem 20.08.25 (Tagesdatum). Im Belegungsmanager wurde der Eintritt auf den 01.01.2025 geändert. Aber das Gültigkeitsdatum der Bewohnerrolle ist dann noch immer auf dem 20.08.2025 gestanden.




Das Gültigvon der Adresse und der Bewohnerrolle wurde dann in dem Popup auf den 01.01.2025 gesetzt.
Anschließend wurde der Bewohner in einen anderen Mandanten kopiert.
In dem neuen Mandanten hat die Gültigkeit immer noch den 01.01.2025.
Im ersten Mandanten wurde jetzt ein Austritt zum 19.08.2025 bei den Ereignissen eingetragen.
Es wurde jetzt für ALLE Mandanten das Gültigbis eingetragen:

Lösung:
Das Gültigvon-Datum der Bewohnerrolle wird beim Ändern des Eintrittsdatums angepasst. Bei Austritt wird nur das gueltigbis-Datum des zugehörigen Mandanten geändert.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	17617	4.8.	Speichern einer geänderten Bewohneradresse

Fehler:
Es ist möglich eine Bewohneradresse ohne Angabe der PLZ zu speichern. Versucht man dann diese Adresse im Bewohner-Stammblatt zu ändern bekommt folgende Fehlermeldung




Es ist dann nicht mehr möglich Änderungen in der Bewohneradresse zu speichern.
Allerdings kann man die Bewohneradresse über die Adressverwaltung aufrufen. Dort werden die Änderungen der Bewohneradresse problemlos gespeichert und werden dann auch im Bewohnerstammblatt angezeigt.

Lösung:
Im Bewohnerstammblatt können Änderungen der Bewohneradresse trotz fehlender PLZ abgespeichert werden.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	18506	4.9.	Bewohner an Bewerber bringt Fehlermeldung, nachdem der Bewohner im Bewohnerstamm gelöscht wurde

Fehler:
Bewerber angelegt, zu Bewohner gemacht, und dann aus dem Bewohner wieder einen Bewerber gemacht.
Die Frage, ob der Bewohner aus dem Bewohnerstamm gelöscht werden soll, wurde mit "ja" beantwortet.
Anschließend kommt diese Meldung:



Lösung:
Der Fehler wurde abgefangen. Funktioniert unabhängig ob Bewohner und Bewerber im gleichen oder in verschiedenen Mandanten geführt werden.

 © NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	18691	4.10.	Fehler auf Bewohner im Register Rechnung nach Anpassung im Register Dokumente

Fehler:
Wenn ein User im Register Dokumente z.B. nach dem Dokumententyp gruppiert und dann ins Register Rechnungen wechselt, erscheint folgende Fehlermeldung:

Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.

********** Ausnahmetext **********
System.ArgumentException: Field must be specified in the group before adding it to the collection. …etc.

Lösung:
Die Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt.
Die Einstellungen, die im Register Dokumente gemacht wurden, werden fehlerfrei gespeichert werden und beeinflussen nicht mehr die Einstellungen in anderen Registern.


© NEXUS AG 2018

Bewohnerverwaltung	18737	4.11.	Altersanzeige auf Bewohner

Fehler:
Bei der Anzeige des Alters auf dem Bewohner gibt es folgenden Fehler:




Heute ist der 03.12.2025. Dieser Bewohner wird am 30.12.2025 25 Jahre alt.
Wechsle ich das Geburtsdatum auf z.B. 05.12.2000 ist er gemäss Anzeige bereits 25 Jahre alt was falsch ist.



Vermutlich wird hier fälschlicherweise gerundet.


Lösung:
Die Jahresanzeige auf dem Bewohner wird nur noch in Ganzzahlen angezeigt.



 © NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integration	17405	4.12.	ELDA: Beim Sperren/Entsperren von ELDA-Datensätzen mit Nachfrage und jeweils einen Historiendatensatz erzeugen und direkt speichern

Fehler:
Ein Elda-Datensatz kann gesperrt und wieder entsperrt werden durch den Klick auf den dafür vorgesehenen Button.



Dabei wird der Status nur im Datensatz mit laufnr=10000 geändert. Sonst passiert nichts. Dadurch kann man nicht nachvollziehen, wer den Status geändert hat. mod_dte und mod_user sind nicht ausreichend.

Lösung:
Bei Klick auf Sperren: Popupfenster anzeigen mit Speicherabfrage.
Ist der Status<>gesperrt: "Soll der ELDA-Datensatz gesperrt werden?"
Ist der Status=gesperrt: "Soll der ELDA-Datensatz wieder auf aktuell gesetzt werden?"
Werden die Abfragen mit Ja beantwortet, dann wird ein neuer Masterdatensatz mit laufnr=10000 angelegt und dort der neue Status eingetragen.
Die Änderungen werden direkt gespeichert.


Vorgehen:
Im ELDA-Fenster einen Datensatz markieren und auf Button "Sperren" klicken. Abfragefenster mit entsprechender Frage. Bei JA neuen Masterdatensatz direkt abspeichern.



 © NEXUS AG 2018


Dokumentenmanager und Office-Integration	17438	4.13.	EDIVKA In der Anzeige wird das Feld bewilligtab falsch angezeigt.

Fehler:
In der DB stehen diese Felder:



m	bewilligtab	bewilligtbis	entlas
:09.297	1900-01-01 00:00:00.000	2076-07-07 00:00:00.000	T93.
	NULL	NULL	T93.

In der Maske steht aber:




lt	Bewilligt ab	Bewilligt bis	V
GR			
GR	07.07.2076	07.07.2076	
GR			

Im Feld bewilligt ab wird der Wert für bewilligt bis ausgegeben.
Lösung:
Daten aus DB Feld bewilligtab in das Programmfeld bewilligt ab schreiben.

© NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integration	17439	4.14.	PERFORMANCE: Blättern periodenweise durch die Leistungen im Bewohnerstamm sehr langsam

Fehler:
Bewohnerstamm Register Leistungen:



Klickt man auf die links- oder rechts-Pfeile, dann dauert es sehr lange, bis die Maske sich aktualisiert. Im Hintergrund scheint noch gesucht zu werden.
Geht man über den Kalender, dann wird der Monat direkt angezeigt.


Lösung:
Die Performanz für das Scrollen durch die Monate wurde verbessert. Die Daten werden jetzt schnell angezeigt.

© NEXUS AG 2018

Dokumentenmanager und Office-Integrationg	17504	4.15. Fehler und Absturz in Kontaktadresse

Fehler:
Bei Speicherung von Texten länger als das zu Verfügung stehende DB-Feld erscheint eine Fehlermeldung und es wird nicht gespeichert:
Fehlermeldung:
Die Spalte kann nicht auf 'rueckantwortbemerkung' festgelegt werden. Der Wert überschreitet den MaxLength-Grenzwert dieser Spalte.
Der Text ist 300 Zeichen lang, aber das Datenbankfeld hat nur 200 Zeichen

Lösung:
Wenn der Text zu lang ist, dann nur die ersten 200 Zeichen abspeichern.
In der ELDA-Maske:



 © NEXUS AG 2018


Fakturierung	16493	4.16.	Steuerung der Ausweisung gezahlter Beträge auf der Rechnung mit Ländereinstellung Deutschland

Problem:
Unter der Rechnungssumme können noch verschiedene Zeilen ausgegeben werden, welche dann (nur für das Formular, keine Verbuchung!) mit der Zahlersumme noch verrechnet werden.
Die ist abhängig vom Status bei den Renten bzw. eingetragenen Vorauszahlungsleistungen, welche über die Buchungserfassung kommen.

(1) Renten übergeleitet


(2) Renten Lastschrift

(3) Zahlungseingangsleistung (über Buchung)



Nur die Zahlungseingangsleistungen werden noch beim Debitoren-Export genutzt.
Daher kann es vorkommen, dass Zahlungseingangsleistungen identisch mit den Renten sind. Und dann auf der Rechnung doppelt abgezogen werden.
Es muss steuerbar sein, welche von den Betragsarten (Renten, Zahlungseingangsleistungen) verrechnet werden dürfen. Gilt nur für Einzelrechnungen.


Lösung:
Zusätzliche Fakturasusweisungen können über die Bewertungs-Optionen gesteuert werden:



 © NEXUS AG 2018


Fakturierung	16664	4.17.	Fehlender Fortschrittsbalken bei Rechnungskopien mit Ländereinstellung DE

Fehler:
Werden Rechnungskopien erstellt, dann wird kein Fortschrittsbalken angezeigt.



Es wird zwar im Hintergrund gedruckt, aber je nachdem, wo der Drucker steht, bekommt der Anwender dies nicht mit und meint, es wird nichts gedruckt. Eventuell wird dann "markierte wiederholen" mehrmals angeklickt.


Lösung:
Während des Druckvorgangs wird ein Fortschrittsbalken eingeblendet:



 © NEXUS AG 2018

Fakturierung	16682	4.18. Rechnungshistorie wird nicht mehr angezeigt

Fehler:
Im Register Rechnungen wird unter Rechnungshistorie nichts mehr angezeigt. Leere Maske.



Lösung:
Fehler wurde korrigiert, Rechnungshistorie wird wieder angezeigt.



 © NEXUS AG 2018

Generelle Punkte	16529	4.19.	Meldungen beim Verlassen von Eingabemasken kontrolieren


Fehler:
In Issue 924714 wurde das Handling für das Verlassen der Barbetragserfassungsmaske im Bewohnerstamm und der globalen Barbetragserfassung so überarbeitet, dass keine überflüssigen Meldungen erscheinen, wenn der Bewohnerstamm oder die Erfassungsmaske verlasen wird.

Lösung:
Wenn man auf Schließen klickt bei aktiver Erfassung soll zuerst geprüft werden, ob überhaupt etwas erfasst wurde. Wenn ja, dann soll gefragt werden, ob gespeichert werden soll. Wenn nein = Bewohner schliessen. Wenn ja = prüfen, ob alle Daten da sind zum Speichern. Wenn Daten fehlen, soll dies einmal angezeigt werden (Wie z.B. Kasse fehlt). Wenn diese Meldung bestätigt wird, soll der User wieder in der Erfassungszeile sein.
Korrigiert in Barbetragsverwaltung (global und mandantenbezogen) und Leistungserfassung

© NEXUS AG 2018

Gutschriften - Storno	17730	4.20.	Fehler bei der Erstellung von Gutschriften (nur mit ClickOnce)

Fehler:
Nach dem Update des Heimprogramms bei dem Kunden Stockstadt auf die Version 2025.0.0.10-HF002 (ein Apppool-Reset wurde durchgeführt) wurde festgestellt, dass bei Erstellung einer Gutschrift folgende Fehlermeldung erscheint




Unter HeimInProc ist der Fehler nicht aufgetreten.

Lösung:
Eine Progrgrammkorrektur wurde erstellt.


 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	16582	4.21.	Kassenspezifischer Kassabuch Counter

Ausgangslage:
Der Counter für das Kassenbuch wurde in den Optionen generell eingestellt.



Lösung:
Auf Kundenwunsch ist es jetzt möglich direkt in der Kasse einen kassenspezifischen Counter zu hinterlegen



Der "Aktueller Kassabuch-Counter" soll mit einem Read Only Feld den aktuellen Counter anzeigen. Per default zeigt es den an von der Standardeinstellung in den Optionen - Debi-Konfiguration.
Der Benutzer soll dann aber die Möglichkeit haben, diesen Counter pro Kasse zu definieren indem er das Flag bei "Übersteuerung Kassabuch-Counter" aktiviert und dort eine neue Zahl hineinschreibt. Direkt nach Eingabe dieser Zahl muss das Read Only Feld mit dem Wert der Übersteuerung aktualisiert werden. Ab dann soll dieser Counter verwendet werden für die Belege dieser Kasse.
Ist die Übersteuerung nicht aktiv (Flag nicht gesetzt) ist der Zähler bei "Übersteuerung Kassabuch-Counter" leer und ein Read Only Feld.
Falls die Übersteuerung einmal aktiv war und dann wieder nicht übersteuert wird (Flag auf inaktiv setzen), wird sofort wieder der Default Counter übernommen und im Feld "Aktueller Kassabuch-Counter" angezeigt. Im Feld "Übersteuerung Kassabuch-Counter" wird aber als Read Only Feld noch der letzte übersteuerte Wert angezeigt. Somit kann ein User auf Wunsch wieder auf Übersteuerung wechseln und gleich wieder den Counter der letzten Übersteuerung übernehmen.

Momentan ist es möglich mehrere gleiche Belegnummer zu vergeben. Dies soll nicht mehr möglich sein.
Falls es zu einer Überschneidung zwischen dem default- und dem kassenspezifischen (oder auch zwischen zwei verschiedenen Kassen) Counter kommen sollte, darf nie die gleiche Belegnummer verwendet werden. Es soll dann eine Zahl übersprungen und die nächste frei Zahl gewählt werden.


 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	16740	4.22.	Fehlermeldung bei "Quittungsdruck wiederholen " Im Kassenbuch

Fehler:
Wenn man im unteren Grid des Kassabuch per Rechtsklick die Option "Quittungsdruck wiederholen" anwählt, kommt diese Fehlermeldung:

System.ArgumentException: GUID muss 32 Ziffern mit 4 Bindestrichen enthalten (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).<01> konnte nicht in der kassa_id-Spalte gespeichert werden. Erwarteter Typ: Guid

Lösung:
Funktion kann fehlerfrei aufgerufen und durchgeführt werden.



 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	16857	4.23. ELDA K04-Nachrichten werden nicht importiert


Fehler:
Die Krankenkassen schicke neben den K03-Nachrichten auch K04-Nachrichten.
Diese sind exakt identisch mit dem Satzaufbau K03 und auch gleich abzuarbeiten.

Lösung:
Der Nachrichtentyp K04 wird in gleicher Weise wie K03 importiert.


© NEXUS AG 2018

Kassenbuch	18921	4.24. Ungültiger Kassenname bringt Fehlermeldung

Fehler:
Wird im Kassenbuch bei der Auswahl der Kasse über direkte Buchstabeneingabe gearbeitet, dann kommt eine Fehlermeldung:



Bei gültigen Buchstaben kommt kein Fehler:




Lösung:
Fehlermeldungen verursacht durch Eingabe eines ungültigen Kassennamen werden abgefangen.

 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	18922	4.25.	Beschriftung Grid in der Leistungsverwaltung Kassenbuch falsch

Fehler:
Die Beschriftung "Für manuelle Buchung gesperrt" im Grid Leistungsverwaltung lautet falsch "Soll/Haben".



Lösung:
Fehler in den Übersetzungen bzw. der Systemsteuerung wurde korrigiert.

 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	18993	4.26.	Quittungsdruck Kassenbuch und Barbetrag: Währung aus Mandant übernehmen

Fehler:
im Quittungsdruck im Kassenbuch und der Barbetragsverwaltung wird fest die Währung CHF ausgegeben: Betrag in CHF. Dies ist auch nicht übersetzbar



Seniorenzentrum Stockstadt

Quittungsdruck

Datum 14.01.2026

Kopie


Bewohner: 41094 [redacted]

Unterbringung: Seniorenzentrum
Abteilung: Seniorenzentrum
Zimmer: 102

Buchungs-datum	Beleg-datum	Beleg-nummer	[redacted]	Betrag in CHF
14.01.2026	08.03.2024	3	[redacted]	-55,00
			Total	-55,00

Auszahlung: EUR 55,00


Lösung:
Für beide Quittungsdrucke inklusive Wiederholungsdruck in den Formularen wird das Währungskennzeichen aus dem Mandantenstamm übernommen:




 © NEXUS AG 2018

Kassenbuch	19083	4.27.	Kassenbuch Storno nicht möglich wegen doppelter Belegnummer

Fehler:
Wenn im Kassenbuch ein Storno gemacht wird, wird die gleiche Belegnummer vergeben wie bei der originalen Buchung. Dadurch kann man den Storno nicht mehr abspeichern weil diese Meldung erscheint:



Lösung:
Für den Storno soll die nächste verfügbare Nummer gewählt werden. Ein Hinweis auf die ursprüngliche Nummer erscheint im Buchungstext der Stornobuchung:




 © NEXUS AG 2018

Rechnungslayout	19073	4.28. Rechnungslayout kopieren geht nicht

Fehler:
In der Version 2025.1 wurde die Möglichkeit geschaffen im Rechnungslayout die xml Version zu definieren.
Wenn jetzt versucht wird ein Rechnungslayout zu kopieren erscheint folgende Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.

********** Ausnahmetext **********
System.Data.NoNullAllowedException: Spalte 'xmlversion' läßt nicht 'nulls' zu.
bei System.Data.DataColumn.CheckNullable(DataRow row) … etc.

Lösung:
Rechnungslayout inklusive der XML-Version kann wieder fehlerfrei kopiert werden



 © NEXUS AG 2018

Reports	16736	4.29.	Report "Pflegetage pro Stufe im Detail" bringt einen Tag zuwenig, wenn es über zwei Monate geht

Fehler:
Report „Pflegetage pro Stufe im Detail“



August bis September 2024 FALSCH! 1 Tag zu wenig bei den eff. Pflegetagen

Bewohner	Periode von	Periode bis	Stufe	Minuten pro Stufe	Effektive Pflegetage	Total Minuten	Spital	Ferien	Total Tage
	01.08.2024	12.08.2024	Stufe 6	112	8	896	4		12
	13.08.2024	18.09.2024	Stufe 8	160	10	1'600	27		37
			Total	**136**	**18**	**2'496**	**31**	**0**	**49**
Total				**136**	**18**	**2'496**	**31**	**0**	**49**

Nur August 2024 korrekt

	01.08.2024	12.08.2024	Stufe 6	112	8	896	4		12
	13.08.2024	31.08.2024	Stufe 8	160	11	1'760	8		19
			Total	**136**	**19**	**2'656**	**12**	**0**	**31**

Nur September 2024 korrekt

	01.09.2024	18.09.2024	Stufe 8	160	0	0	18		18
			Total	**160**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**

Lösung:
Fehler wurde korrigiert. Die gleiche Abfrage enthält jetzt die korrekten Werte.

© NEXUS AG 2018

Reports	16739	4.30.	Fakturadatenliste - Verdichtung wird falsch angezeigt

Fehler:
Wenn in 2025.0 die Fakturadatenliste "verdichtet" angezeigt wird (mit Hyperlinks), wird diese zwar aufbereitet und die Links funktionieren, aber die Struktur wird falsch angezeigt:




Altersresidenz Meerblick

Fakturadaten-Liste

Periode von / bis 01.09.2025 30.09.2025
Leistungsart Alle Bewohnerart Alle

Name, Vorname / Zahler	LP Bezeichnung / Zusatz	Art	Konto / KST / MWST / Gültig von	Anzahl Einheit / Gültig bis	Ansatz	Betrag
Ackermann Emily		Bewohner-Nr.	5754	Zimmer-Nr.		
*Ackermann Emily						6'903.00
Stadtverwaltung Luzern						2'406.00
vita surselva						2'592.00
*Albrecht Bärbel						5'253.00
*Amrein Laura						6'149.00
sanavals Gesundheitskasse						1'440.00
Stadtverwaltung Luzern						882.00
*Arnold Nathalie						6'603.00
Gemeindeverwaltung Altishofen						882.00
Genossenschaft Krankenkasse Elm						1'440.00
*Bachmann Petra						6'153.00
Krankenkasse Stalden						1'440.00
Stadtverwaltung Luzern						882.00
*Bader Wiebke						1'778.40
*Bär Jutta						6'149.00
Gemeindeverwaltung Altishofen						1'263.00
Krankenkasse Staldenried						1'728.00
*Bärlauch Rosi						690.00
Concordia						1'152.00
Stadtverwaltung Luzern						501.00

Lösung:
Darstellung der verdichteten Liste erfolgt strukturiert:



Altersresidenz Meerblick

Fakturadaten-Liste

Periode von / bis 01.09.2025 30.09.2025
Leistungsart Alle Bewohnerart Alle

Name, Vorname / Zahler	LP Bezeichnung / Zusatz	Art	Konto / KST / MWST / Gültig von	Anzahl Einheit / Gültig bis	Ansatz	Betrag
Ackermann Emily		Bewohner-Nr.	5754	Zimmer-Nr.		
*Ackermann Emily						6'903.00
Stadtverwaltung Luzern						2'406.00
vita surselva						2'592.00
						11'901.00
Albrecht Bärbel		Bewohner-Nr.	5320	Zimmer-Nr.		
*Albrecht Bärbel						5'253.00
						5'253.00
Amrein Laura		Bewohner-Nr.	1402	Zimmer-Nr.		
*Amrein Laura						6'149.00
sanavals Gesundheitskasse						1'440.00
Stadtverwaltung Luzern						882.00

 © NEXUS AG 2018

Reports	18930	4.31. Funktionen in Reportanzeige wiederherstellen

Fehler:
Wenn unter Bewohner - Debitor die Reports angezeigt werden, sind einige Funktionen nicht verfügbar:



Lösung:
Buttons wurden aktiviert, Funktionen sind aktiv.




 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16524	4.32.	ELDA-Dateien: die Daten des hinterlegten Hauptversicherten werden nicht mit übernommen

Fehler:
Normalerweise werden die folgenden Felder einer ELDA-Nachricht leer gelassen:

VGR	Versichertengruppe	<05>	133	2
AVSNR	Versicherungsnummer	0000000000	135	10
AZUNA	Nachname	LEER	145	30
AVONA	Vorname	LEER	175	15
AAKGR	Akademischer Grad	LEER	190	1
AGESCHL	Geschlecht (M/W/D)	LEER	191	1
AGEBDAT	Geburtsdatum (YYYYMMDD)	00000000	192	8
FECO	Fehlercode	LEER	200	3
KONR	Kostenstellennummer	LEER	203	10

Dies ist aber nur so, wenn der Bewohner selbst versichert ist.
Ist er bei einer anderen Person mitversichert, so ist diese dem Bewohner als Kontakt zugeordnet über die Kontaktrolle 105 (Hauptversicherter)



Die Datenbankfelder wurden bisher über einen DB-Trigger befüllt.

Lösung:
Ist bei dem Bewohner ein gültiger Kontakt über Rolle 105 zuordnet, so werden dessen Daten in den ID-TEIL für jeden Satz (K01,K02,K05,K06,K27) eingetragen: (aus hei_adresse)


AVSNR ahv-Nummer
AZUNA Name
AVONA Vorname
AAKGR (leer)
AGESCHL geschlecht_cd
AGEBDAT Geburtsdatum

Ist ein Feld nicht belegt, dann wird leer=Blanks (so wie bisher) eingetragen.
Wird, nachdem die ELDA-Datensätze erzeugt wurden (Tabelle hei_edivka_record), die Kontaktrolle 105 eingefügt, geändert oder gelöscht, so werden die Datensätze, welche noch nicht als Datei geschrieben wurden (Element hei_edivka_file=NULL), korrigiert. So wird beim Dateiversand mit korrekten Daten gearbeitet.

 © NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16651	4.33.	XDOK Falscher Bezug zur Bestimmung der Punktewerte

Fehler:
Es werden die Punkte zur Berechnung genommen, welche am Aufnahmedatum gültig sind.



Korrekt wären hier 339 Punkte. 215 waren für 2024 gültig.

Lösung:
Es werden die Punktewerte mit Bezug auf das Entlassungsdatum genommen.
Die Punkte kommen aus den Optionen XDOK:




Gültig von	Gültig bis	Abt Tarifcode	Zimmerkategorie	Funktionscode	Punkte
01.01.1900	31.12.2024	Tagesklinik		16113600	215,00
01.01.2025	06.06.2076	Tagesklinik		16113600	339,00


 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16700	4.34.	ELDA: Beim Einlesen von Kalenderleistungen werden nicht erbrachte Eintragungen eingelesen

Fehler:



5.5. nicht durchgeführte geplante Leistung
6.5. geplante Leistung
7.5. manuell gesetzte Leistung




Im ELDA wird der 5.5. eingetragen. Der darf aber nicht erscheinen.
Der 6.5. fehlt in ELDA.
Nur der 7.5. ist korrekt.

Lösung:
Nur geplante oder manuell gesetzte Termine bis einschließlich dem aktuellen Datum werden nach ELDA übernommen. Die Uhrzeit von Ereignissen wird ignoriert.

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16709	4.35.	EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger

Fehler:
Es muss immer der gültige Ansatz vom Aufnahmetag (Datum der Leistung) berücksichtigt werden.



Auch wenn sich mittlerweile der Ansatz geändert hat.
Beispiel:
LEIST 1.1.24-31.01.24 100,00€
LEIST 1.2.25-06.06.76 120,00€
Für EDIVKA soll die Leistung erzeugt werden vom 24.01.24-02.02.25
-> es ist immer mit 100,00€ zu rechnen

Lösung:
Die oben gezeigte Anforderung wurde umgesetzt (s. auch Kap. 4.51).

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16714**	**4.36.**	**XDOK: Liegt die Entlassung am letzten des Monats mit Uhrzeit, dann fehlt diese in XDOK**

Fehler:
Ein Bewohner mit Austritt und Uhrzeit am Monatsletzten wird nicht in XDOK eingelesen.

Lösung:
Der Fehler wurde korrigiert. Bewohner mit der oben genannten Eigenschaft werden jetzt in XDOK eingelesen.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16721	4.37. Fehlende XDOK-Daten in Mandant 08

Fehler:

Für Mandant 08 ist über die Optionen definiert, dass dort pro Kalenderleistungstag ein Eintrag in XDOK erfolgt. Werden XDOK-Daten als Lauf gespeichert, dann werden nachträglich eingetragene Kalenderleistungen nicht mehr für einen weiteren Lauf berücksichtigt.

Grund ist in der Prozedur ein Eintrag in der Tabelle #tmp_skipbewohner. Wurde bereits einmal der Bewohner dort eingetragen, dann können keine zusätzlichen Einträge in XDOK erfolgen, die über die Kalenderleistungen eingetragen wurden.

Dadurch fehlen dem Anwender Daten. Und er bekommt dies noch nicht einmal mehr mit.


Lösung:


Die Prozedur zum Einlesen von Kalendertagen wurde korrigiert. Nachträglich eingetragene Kalendertage werden jetzt berücksichtigt.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	16770	4.38. ELDA: Fehler in Satzart K27 beim Export

Fehler:
Ist in ELDA die Versicherungsgruppe ungleich 05, dann handelt es sich um eine ausländische Versicherung, bei der noch zusätzliche Informationen in einem Popup abgefragt werden und im Datensatz hei_elda gespeichert werden:






Ist dies der Fall, dann wird bei der Erstellung der Aufnahmemitteilungen neben der Nachrichtenzeile mit Satzart K01 auch eine Zeile für K27 erzeugt.
Dies funktioniert auch.
Nur wird das letzte Feld nicht korrekt abgefüllt und damit ist die Datenzeile mit K27 zu kurz und die ganze Datei wird von den Krankenkassen abgelehnt.
Das fehlende Feld ist ESTADT:

Der entstehende Datensatz ist jetzt kürzer als die notwendigen 437 Zeichen und wird abgelehnt.

Lösung:
Datenbanktabelle und Eingabemaske wurden um das Feld ESTADT erweitert.



ESTADT wird mit maximal 40 Stellen in den Datensatz K27 gespeichert.

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**16771**	**4.39.**	**EDIVKA RechnungsXML Nachrichtentyp P09 ohne Arztbrief, statt dessen Arztbrief separat über P25**

Fehler:
Für nexus / heim ist die Rechnungs-XML PKVRechnung mit Nachrichtentyp P09 so umgesetzt worden, das der im "Dokumente" (Siehe Optionen) hinterlegte Arztbrief als embedded direkt in der Rechnungs-XML vorhanden ist.

Dies wird leider von den Krankenkassen so nicht anerkannt. Der Arztbrief soll separat mit der Nachricht PKVMediDoku, Nachrichtentyp P25, in einer weiteren XML verschickt werden. Jedoch ist der Arztbrief nicht mehr vorhanden und muss wieder in das "Dokumente"-Verzeichnis kopiert werden.

Lösung:
Das komplette Element <DokumentenBeilage></Dokumentenbeilage> wurde aus der Nachricht PKVRechnung P09 zu entfernt und beim Versenden von PKVRechnung P09 wird automatisch eine PKVMediDoku P25 -XML mit dem hinterlegten Arztbrief verschickt.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17407	4.40. ELDA: Feld Ursache IS NULL

Fehler:
Der Wert für Ursache im ELDA-Datensatz wird, wenn keine Ursache ermittelbar ist, mit NULL belegt, was einen Fehler bewirkt.

Lösung:
Fehler wird vermieden indem Ursache mit 00 als Default bei Erzeugung des ELDA-Datensatzes belegt wird.

© NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17408	4.41. ELDA: erster Datensatz bekommt den Status=NEU

Fehler:

Beim ersten Speichern, wenn es nur einen ELDA-Datensatz mit laufnummer=10000 gibt, dann erhält dieser den Status NEU. Sobald die ersten Kopieren des Datensatzes erstellt werden, dann bekommen diese den Status AKTUELL.
Wenn Kopien erstellt werden, dann hat der erste Datensatz die Laufnummer=1.
Damit hat der Anwender die Möglichkeit, nach wirklich nur den neuen ELDA-Fällen zu suchen.
Gelöst wurde dies über einen DB-Trigger.

Lösung:

Beim Speichern des ersten Datensatzes in Tabelle hei_elda bleibt der Status noch auf "NEU" bestehen. Nach dem Einlesen wird noch keine Historie angelegt.



Die Historiensätze entstehen erst durch die Hinzufügung von Änderungen und der Erzeugung von Nachrichten. Der Satz, der die letzte Änderung enthält hat immer die Laufnummer 10000.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**17410**	**4.42.**	**ELDA: Stornoflag zurücksetzen, wenn wieder "normale" Daten bearbeitet werden.**

Fehler:

Wenn wieder neue Daten eingelesen werden, dann sollen die Felder storno, stornobeginn und stornoende wieder auf 0 bzw. NULL zurückgesetzt werden. Dies wurde bislang mit einem DB-Trigger geregelt, nicht als Programmfunktion.

Lösung:

Beim Einlesen von Nachrichten K01, K04, K05, K12, F0 soll das Feld storno in tabelle hei_elda wieder auf 0 gesetzt werden, die Felder stornobeginn =NULL und stornoende=NULL

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17411	4.43.	ELDA: Nachrichtenart setzen, wenn ediva-records nur vorbereitet wurden

Fehler:

Wenn Daten für den Versand vorbereitet wurden, dann steht im Feld nachrichtenart_edikva "K01", "K05"... Die ist für die Anwender verwirrend, weil die Dateien für das Format noch nicht versendet wurden. Daher soll der Text neben der Nachrichtennummer das Format "vorbereitet" + Nachrichtennummer + Nachrichtentext (mit Blank getrennt) haben
Dies wurde bislang mit einem DB-Trigger geregelt, nicht als Programmfunktion.

Lösung:

Wenn ein Datensatz in der DB-Tabelle hei_edivka_record erzeugt wird, dann wird in dem zugehörigen hei_elda-Dateinsatz im Feld nachrichtenart_edivka den Text abgeändert:

'K01' -> 'vorbereitet K01 Aufnahmeanzeige'
'K02' -> 'vorbereitet K02 Storno Aufnahmeanzeige'
'K05' -> 'vorbereitet K05 Entlassungsanzeige'
'K06' -> 'vorbereitet K06 Storno Entlassungsanzeige'

© NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17412	4.44.	ELDA: ISO-Code für Länderkennzeichen auf AUT setzen

Fehler:

Das Länderkennzeichen an Position 269 der ELDA-Datensätze wird mit ‘AUT’ belegt und wird über einen DB-Trigger nach ‘AT’ abgewandelt. Wird Nachricht ohne diese Abwandlung an die Krankenkassen versandt werden diese abgelehnt wegen des falschen ISO-Formats. Das gilt für alle ELDA-Eportdateien (K01, K02, K05, K06).

Lösung:

Bei der Erstellung der Exportdateien wird für die Typen K01, K02, K05 und K06 in dem Feld STAAT statt dem 3-Stelligen der 2-Stellige Code mit Blank eingetragen: ‘AT ‘ statt ‘AUT’



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17413	4.45.	ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, dann Masterdatensatz anlegen und nachrichtenart_edikva setzen

Fehler:
Es wird nur der aktuelle Mastersatz von hei_elda aktualisiert, wenn ein Dateiversand stattfindet. Damit kann aber dort nicht mehr festgestellt werden, wann der Record bereitgestellt wurde. Die Historie fehlt.



Lösung:
Wenn ein Dateiversand stattfindet und in der Tabelle hei_edivka_file ein neuer Datensatz gespeichert wird und in der Tabelle hei_edivka_record das Feld hei_edivka_file besetze wird, dann wirdt in der Tabelle hei_elda ein neuer Masterdatensatz angelegt. Anschließend wird das Feld nachrichtenart_edikva belegt anhand des Recordtypen aus hei_edivka_file.

Umsetzung der nachrichtenart_edikva durch Nachrichtenart:

Bedingung:

```
UPDATE elda
SET elda.nachrichtenart_edikva =
   CASE
      WHEN i.recordtype = 'P01' THEN 'P01 Kostenübernahmeanforderung'
      WHEN i.recordtype = 'P02' THEN 'P02 Storno Kostenübernahmeanforderung'
      WHEN i.recordtype = 'P03' THEN 'P03 Verlängerungsanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'P04' THEN 'P04 Storno/Verlängerungsanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'P05' THEN 'P05 Kostenübernahmeerklärung'
      WHEN i.recordtype = 'P06' THEN 'P06 Storno Kostenübernahmeerklärung'
      WHEN i.recordtype = 'P09' THEN 'P09 Rechnung'
      WHEN i.recordtype = 'P22' THEN 'P22 Zahlungsavis'
      WHEN i.recordtype = 'P23' THEN 'P23 Storno Zahlungsavis'
      WHEN i.recordtype = 'P24' THEN 'P24 Informationsanforderung'
      WHEN i.recordtype = 'P25' THEN 'P25 Informationsübermittlung'
      WHEN i.recordtype = 'B01' THEN 'B01 Bestätigung'
      WHEN i.recordtype = 'K01' THEN 'K01 Aufnahmeanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'K02' THEN 'K02 Storno Aufnahmeanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'K03' THEN 'K03 Bestätigungssatz'
      WHEN i.recordtype = 'K04' THEN 'K04 Storno Bestätigungssatz'
      WHEN i.recordtype = 'K05' THEN 'K05 Entlassungsanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'K06' THEN 'K06 Storno Entlassungsanzeige'
      WHEN i.recordtype = 'K12' THEN 'K12 Kommentarsatz'
      WHEN i.recordtype = 'F01' THEN 'F01 Fehlersatz'
      WHEN i.recordtype = 'F02' THEN 'F02 Fehlersatz'
      WHEN i.recordtype = 'F05' THEN 'F05 Fehlersatz'
      WHEN i.recordtype = 'F06' THEN 'F06 Fehlersatz'
      ELSE i.recordtype
   END
FROM hei_elda AS elda
INNER JOIN inserted AS i ON elda.hei_elda = i.hei_elda
WHERE i.hei_edivka_file IS NOT NULL;
```

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17415	4.46.	ELDA: Entlassdiagnosen für Mandanten automatisch aus den Eintrittsdiagnosen übernehmen bei K05 und Mandant 08


Fehler:

Im Mandanten 08 (Tagesklinik) kommen die Bewohner an diversen Tagen und jeder Tag ist mit einem einzelnen ELDA-Fall abzurechnen.
Die Datensätz werden auch korrekt in ELDA erzeugt, nur fehlen die Entlassdiagnosen. Da diese Tagesaufenthalte für das KIS keine Entlassung darstellen, erzeugt KIS auch keine Entlassdiagnosen für die Schnittstelle. Diese werden aber für die ELDA-Nachricht K05 benötigt.
Nach Abstimmung mit dem Kunden sind die Entlassdiagnosen = Aufnahmediagnosen zu setzen.

Dies wurde mit einem Script umgesetzt.

Lösung:

Wenn ein Record für K05 erzeugt wird, aber noch keine Entlassdiagnosen vorhanden sind, dann sind für den Fall die Eintrittsdiagnosen zu nehmen.
Die gilt für den Bewohnermandanten mit Ereignisanzeige "K".



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17416	4.47.	ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 automatisch bei K01 anlegen

Fehler:

ELDA Mandant 08: Tagesklinik.


Es wird für den Mandanten korrekt der hei_elda-Datensatz mit eintritt, austritt, antragsdatum und entlassdatum angelegt.
Auch wird der K01-Record angelegt.

Was fehlt, dass ist der Entlassrecord K05. Diese wird nicht erzeugt. Dafür wurde ein Script erstellt, welches sich einen K01-Satz nimmt und diesen als K05-Record anlegt. Siehe Anlage ELDA_M08_Entlassmeldung_K05.sql.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wir keine Quellcode kennen, aber irgendwie eine Recordstruktur für K05 erzeugen mussten. Da passt auch so und auch die Dateien mit K05 können so versendet werden.

Bekommt der Bewohner jetzt ein Austrittsereignis eingetragen und dies wird über "Elda suchen" den Bewohner zugeordnet, dann wird wie bei den anderen Mandanten jetzt automatisch ein Record K05 zu jedem zugehörigen ELDA-Satz erzeugt. Und diese können auch verschickt werden und sind aber dann überall doppelt vorhanden und die Krankenkassen melden zurück, dass der Bewohner bereits ein Austrittsdatensatz geschickt hat.
Daher werden diese doppelten K05-records wieder aus der ELDA-Tabellen entfernt. Siehe Anlage ELDA Doppelte Entlassdaten für M08 beseitigen.sql.

Lösung:

Für den Mandanten 08 (Optionen: Ereignisanzeige Aufnahme: K)



werden direkt bei der Erstellung der K01-Records auch die K05-Records vorbereitet. Jeweils wird dies durch einen neuen Mastersatz differenziert.
Bei einem Austritt wird dann für diesen Mandanten kein K05-Record mehr erstellt.

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**17418**	**4.48.**	**ELDA: Zahlscheindruck aktualisieren: Hinweis, dass eine Rechnung erstellt wurde.**

Fehler:

Lösung:

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	17562	4.49.	EDIVKA: XML-Einlesekriterium für NachtrichtenArt P05 neu bearbeiten


Fehler:

Werden Rechnungen anhand der Leistungen aus ELDA gedruckt, dann ist die durch Setzen eine Flag in der Tabelle hei_elda zu kennzeichnen: zahlscheingedruckt = 1. Diese Flag wird noch nicht automatisch gesetzt.

Lösung:

Beim Klick auf den Button "Aktualisieren" wird für alle angezeigten Datensätze geprüft, ob eine Rechnung erzeugt wurde. Wenn ja, wird das Flag gesetzt. Bedingungen siehe SQL-Script in der Anlage.
Wenn keine Daten gefunden werden und das Flag steht auf 1, wird auf 0 zurückgesetzt.

Wenn das Flag umgesetzt wird, wird ein neuer Historiensatz angelegt.



 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	**18413**	**4.50.**	**ELDA: Versenden ohne Diagnosen bringt Fehlermeldung der Krankenkassen**

Fehler:

Es konnten ELDA-Meldungen (K01,K02,K05,K06) auch ohne Diagnosen versendet werden. Diese Meldungen verursachen Fehler bei den Krankenkassen, welche dann wieder Fehlermeldungen zurücksenden.

Lösung:

Prüfung beim Erstellen von K01 und K02, ob Aufnahmediagnosen vorhanden sind, beim Erstellen von K05 und K06, ob Entlassdiagnosen vorhanden sind. Die Prüfung wird nicht in Mandanten 08 durchgeführt (Optionen: Ereignisanzeige='K' vom Bewohnermandanten)
Sind die Diagnosen nicht vorhanden, dann werden keine Datensätze in hei_edivka_record erzeugt.
Über den Button "Aktualisieren" wird geprüft, ob Diagnosen vorhanden sind. Und wenn ja, dann werden fehlende K01, K05 -Records erzeugt entsprechend dem vorliegenden Eintritt bzw. Austritt.

© NEXUS AG 2018


Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	18573	4.51.	EDIVKA Falsche Ansatzermittlung für das Schreiben der Leistungen für die Sonderklasse für Überlieger (Part II)

Fehler:

Siehe Fehlerbeschreibung Kap. 4.35.

Lösung:

Zur Lösung des Problems der sich ändernden Ansätze während einer Abrechnungsperiode wurde die Ansatzermittlung mit Hilfe der Ansatz ET der zu berücksichtigenden Leistungen erweitert. Hier gibt es nun das Optionsfeld Ansatzermittlung



Hier kann gesteuert werden ob der Ansatz einer Leistung dem Leistungsbeginn mit dem neuen Ansatz (Default) oder dem Ansatz entsprechend dem Eintrittsdatum genommen wird. Bewohner deren Aufenthalt über den Jahreswechsel (und dem damit verbundenen Preiswechsel) dauert erhalten dann im neuem Jahr noch den Preisansatz der während ihres Eintritt im altem Jahr gültig war.

© NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	18596	4.52.	ELDA: ELDA Mandant 08 Entlassmeldung K05 nicht erzeugen bei Austritt

Fehler:


ELDA Mandant 08: Tagesklinik.

Es wird für den Mandanten korrekt der hei_elda-Datensatz mit eintritt, austritt, antragsdatum und entlassdatum angelegt.
Auch wird der K01-Record angelegt.


Was fehlt, dass ist der Entlassrecord K05. Diese wird nicht erzeugt. Dafür wurde ein Script erstellt, welches sich einen K01-Satz nimmt und diesen als K05-Record anlegt. Siehe Anlage ELDA_M08_Entlassmeldung_K05.sql.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wir keine Quellcode kennen, aber irgendwie eine Recordstruktur für K05 erzeugen mussten. Da passt auch so und auch die Dateien mit K05 können so versendet werden.

Bekommt der Bewohner jetzt ein Austrittsereignis eingetragen und dies wird über "Elda suchen" den Bewohner zugeordnet, dann wird wie bei den anderen Mandanten jetzt automatisch ein Record K05 zu jedem zugehörigen ELDA-Satz erzeugt. Und diese können auch verschickt werden und sind aber dann überall doppelt vorhanden und die Krankenkassen melden zurück, dass der Bewohner bereits ein Austrittsdatensatz geschickt hat.
Daher werden diese doppelten K05-records wieder aus der ELDA-Tabellen entfernt.

Lösung:
Für den Mandanten 08 (Optionen: Ereignisanzeige Aufnahme: K)



Über "ELDA suchen"



werden alle Ein- und Austritte gesucht.

Bei einem Austritt wird dann für den Mandanten 08 kein K05-Record mehr erstellt.

 © NEXUS AG 2018

Schnittstellen für Integration mit 3rdParty-Produkten	19407	4.53.	ELDA/EDIVKA: Wenn Dateien versendet werden, soll die Reihenfolge der anzulegenden Datensätze korrigiert werden

Fehler:

Im Moment wird nur der aktuelle Mastersatz von hei_elda aktualisiert, wenn ein Dateiversand stattfindet. Damit kann aber dort nicht mehr festgestellt werden, wann der Record bereitgestellt wurde. Die Historie fehlt.



Lösung:

Wenn ein Dateiversand stattfindet und in der Tabelle hei_edivka_file ein neuer Datensatz gespeichert wird und in der Tabelle hei_edivka_record das Feld hei_edivka_file besetzt wird, dann ist in der Tabelle hei_elda ein neuer Masterdatensatz anzulegen. Anschließend ist das Feld nachrichtenart_edikva zu belegen anhand des Recordtypen aus hei_edivka_file.

Umsetzung der nachrichtenart_edikva durch Nachrichtenart:

Bedingung:


```
UPDATE elda
SET elda.nachrichtenart_edikva =
  CASE
    WHEN i.recordtype = 'P01' THEN 'P01 Kostenübernahmeanforderung'
    WHEN i.recordtype = 'P02' THEN 'P02 Storno Kostenübernahmeanforderung'
    WHEN i.recordtype = 'P03' THEN 'P03 Verlängerungsanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'P04' THEN 'P04 Storno/Verlängerungsanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'P05' THEN 'P05 Kostenübernahmeerklärung'
    WHEN i.recordtype = 'P06' THEN 'P06 Storno Kostenübernahmeerklärung'
    WHEN i.recordtype = 'P09' THEN 'P09 Rechnung'
    WHEN i.recordtype = 'P22' THEN 'P22 Zahlungsavis'
    WHEN i.recordtype = 'P23' THEN 'P23 Storno Zahlungsavis'
    WHEN i.recordtype = 'P24' THEN 'P24 Informationsanforderung'
    WHEN i.recordtype = 'P25' THEN 'P25 Informationsübermittlung'
    WHEN i.recordtype = 'B01' THEN 'B01 Bestätigung'
    WHEN i.recordtype = 'K01' THEN 'K01 Aufnahmeanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'K02' THEN 'K02 Storno Aufnahmeanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'K03' THEN 'K03 Bestätigungssatz'
    WHEN i.recordtype = 'K04' THEN 'K04 Storno Bestätigungssatz'
    WHEN i.recordtype = 'K05' THEN 'K05 Entlassungsanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'K06' THEN 'K06 Storno Entlassungsanzeige'
    WHEN i.recordtype = 'K12' THEN 'K12 Kommentarsatz'
    WHEN i.recordtype = 'F01' THEN 'F01 Fehlersatz'
    WHEN i.recordtype = 'F02' THEN 'F02 Fehlersatz'
    WHEN i.recordtype = 'F05' THEN 'F05 Fehlersatz'
    WHEN i.recordtype = 'F06' THEN 'F06 Fehlersatz'
    ELSE i.recordtype
  END
FROM hei_elda AS elda
INNER JOIN inserted AS i ON elda.hei_elda = i.hei_elda
WHERE i.hei_edivka_file IS NOT NULL;
```

 © NEXUS AG 2018

5. Tipps

5.1. Newsletter

Haben Sie sich schon für den Newsletter eingetragen?
https://www.nexus-schweiz.ch/



 © NEXUS AG 2018

5.2. Webinare

Oder sich unsere Webinare angesehen?
https://www.nexus-schweiz.ch/webinare-events

Die Nähe zu Ihnen ist uns wichtig

Seit 2018 veranstaltet die NEXUS Webinar und digitale Events für Kunden sowie Zielgruppen. Dabei steht die Wissensvermittlung im Zentrum. Gleichzeitig diskutieren Experten von NEXUS zusammen mit externen Fachpersonen über Themen, die den Markt und die Kunden bewegen.


Ebenso besuchen Vertreter von NEXUS regelmässig Fachtagungen und Symposien. Vermehrt treten die Experten von NEXUS auch als Vortragsredner auf. An ausgewählten Kongressen und Tagungen in der Schweiz und Deutschland ist die NEXUS zudem regelmässig aus Aussteller oder Partner sichtbar.

Der Dialog ist und bleibt wichtig. Analog und digital.


Nachfolgend finden Sie die Übersicht der Möglichkeiten direkt in Kontakt mit NEXUS zu treten. Melden Sie sich gerne an.

Fehlt Ihre Veranstaltung oder ein Ort an dem Sie NEXUS treffen möchten? Wenden Sie sich an marketingschweiz@nexus-schweiz.ch





Webinare & Events suchen



 © NEXUS AG 2018

6. Wussten Sie schon?


Schon bei der letzten Releasedokumentation haben wir auf Smartliberty aufmerksam gemacht:

SMARTLIBERTY
— MORE TIME FOR CARE —

- + Mobiler Bewohnerruf Das Auslösen eines Alarms ist nicht nur auf das Zimmer beschränkt, sondern kann auf das ganze Areal ausgeweitet werden.
- + Assistenzruf Dank des elektronischen Personalbadges können Ihre Mitarbeitenden bei Bedarf überall einen Assistenz- oder SOS-Ruf auslösen.
- + Einheitliche Kommunikation Alle verbundenen Mitarbeitenden sind mit einem Klick erreichbar und alle Ihre Kontakte sind stets griffbereit.
- + Technische Alarme Technische Alarme werden auf einfache Art und Weise integriert. Der Alarmserver entfällt in den meisten Fällen.
- + Historie Der schnelle Zugriff auf die Alarmhistorie inklusive Sortierfunktion nach Belieben gibt Ihnen und den Angehörigen Sicherheit.
- + Intelligente Zutrittskontrolle Sie bestimmen individuell wer wo Zutritt hat und kontrollieren alle Türen. Dies für Bewohnende, Mitarbeitende und Besucher.
- + Weglaufschutz Bewegt sich ein Bewohnender außerhalb des vordefinierten Bewegungskreises, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.
- + Alarmmanagement Jeder Alarm wird in Echtzeit auf derselben Plattform an die richtigen Personen übermittelt.
- + Mitteilungen Übermitteln Sie wichtige Informationen in Echtzeit an Ihre Teams. Sie wählen dabei Ihre Empfänger sowie die zeitliche Relevanz Ihrer Nachricht aus.
- + Integrierte Werkzeuge Alle Werkzeuge, die Sie benötigen, stehen auf nur einem Gerät zur Verfügung.
- + Echtzeitortung Mit dieser Funktion orten und finden Sie schnell und effizient Ihre Bewohnenden.
- + Advanced Detection Radare und Sensoren gibt es wie Sand am Meer. Wir integrieren die gängigsten am Markt und prüfen jederzeit weitere Integrationen.


Natürlich gibt es in nexus / heim schon direkt die Möglichkeiten, die Zimmer- und Einrichtungsstruktur und die Bewohneridentifiaktion vorzubereiten:

In den Zimmerzuordnungen wird die ID für die Raumerkennung hinterlegt.



 © NEXUS AG 2018

Und direkt beim Bewohner erfasst man unter dem Bereich Verbindungen die Badge-ID seines Responders:



Damit wird die Einrichtung von Smartliberty extrem vereinfacht und die Konfiguration während eine Bewohneraufenthalten verbleibt vorwiegend in nexus / heim .

© NEXUS AG 2018

7. Was können wir Ihnen weiter vermitteln?

Vielleicht haben auch Sie Ideen oder Fragen zu speziellen Themen, die wir in der nächsten Releasedokumentation mit aufnehmen sollen.

Schicken Sie uns diese gerne zu: michael.luerken@nexus-ag.de

© NEXUS AG 2018