nexus|schweiz

RELEASEPRÄSENTATION 2025.1




NEXUS / SPITEX Highlights & neue Funktionen

eMediplan

Issue 15472


+ Vereinfachte Handhabung bei Dosisänderung
  + das «alte» Medikament kann beendet und das «neue» mit geänderter Dosis hinzugefügt werden



eMediplan

Issue 15472


+ Medikamente, welche nicht mehr im eMediplan vorhanden sind, werden gemeldet und können beendet werden



Erweiterung der Zusatzformulare

Issue 14477


- Zum Beispiel zur Erstellung eines Formulars für die Biografie
  - Es können Hilfstexte definiert werden
  - Grid (siehe Tagesablauf)
  - Slider (siehe Schmerzen)
  - Checkbox-Gruppen (siehe Gesichtsausdruck)
  - Bilder (Bearbeitung möglich oder Bild als Unterschriftsfeld nutzen)
  - Individuelle Verlaufstexte
  - Gruppierter Verlaufseintrag



Überweisungsbericht

Issue 14746

+ Im Klienten gibt es unter Ausgabe einen neuen Bericht "Überweisungsbericht". Dieser ermöglicht eine strukturierte Ausgabe von Daten in einem Dokument zusammengefasst, zum Beispiel für die Überweisung eines Klienten ins Spital.



Verlaufseintrag für Schmerz- und Diabetesprotokoll

Issue 14825


+ In der Administration > automatische Verlaufseinträge gibt es vier neue Einträge, welche auf Bedarf aktiviert werden können
+ Diabetisches Protokoll, greift, sobald ein neuer Eintrag für einen Typ erstellt oder bearbeitet wird (Desktop & Mobile)
+ Diabetisches Protokoll Grenzwert, greift, sobald ein neuer Grenzwert hinterlegt oder ein bestehender bearbeitet wird
+ Diabetisches Protokoll Nachspritzschema, greift, sobald ein neues Schema erstellt oder ein bestehendes bearbeitet wird

+ Schmerzassessment erstellt, greift, sobald ein neuer Eintrag auf dem Register Anamnese erstellt und bearbeitet
+ Schmerzstatus gemacht, greift, sobald ein neuer Status-Eintrag auf dem Register Schmerzprotokoll erstellt wird
+ Schmerzmonitoring gemacht, greift, sobald ein neuer Monitoring-Eintrag auf dem Register Schmerzprotokoll oder ECPA erstellt wird

Kontrolllauf

Issue 15551


+ Neue Warnung «Leistung nach Austrittsdatum erfasst»
  + Erscheint, wenn bei einem Klienten ein Austritts- oder Todesdatum erfasst wurde und nach diesem Datum Leistungen erfasst werden



Lifestage

Issue 15352

+ Der Import von Artikeln für UV-Klienten wurde angepasst
  + Name und Nummer werden um «-UV» ergänzt werden
  + Der Rechnungstext bleibt ohne den Zusatz
  + Kennung «Auf Bestellreport» wird gesetzt
  + MiGel-Nummer wird nicht übernommen, sofern vorhanden
  + Verrechnung «Verrechenbar»
  + das Datum und der Preis werden von Lifestage übernommen
  + der «MWST-Satz» wird aus der Administration > Schnittstellen > Lifestage gelesen
  + als Fibu-Gruppe wird «Sonstige» verwendet
  + Tarif eRechnung wird «Mat UV/IV/MV» gesetzt
  + Kennung «kassenpflichtig» wird gesetzt
  + Die Prüfung, ob ein Artikel schon vorhanden ist, findet anhand der Nummer bzw. bei Unfall anhand der Nummer +"-UV" statt.



Dossier Beratung

+ Die Klientenauswahl kann auf Gruppenzugehörigkeit eingeschränkt werden (Klient und Benutzer müssen der gleichen Gruppe zugeordnet sein)
+ Vitalwerte können erfasst werden
+ Verlaufsbericht kann erstellt werden
+ Warnungen können analog der Dossier Pflege eingeblendet werden