Datenbankänderungen

ERP-Anwendung	peps.NET
Version	V-2025.1.0 (08.09.2025)
Vorgängerversion	V-2025.0.0 (10.04.2025)

Neue Tabellen

Name	Bemerkung
winp_bonus_points	Dienstplanbörse: Bonuspunkte für Abgabe / Übernahme von Diensten
winp_pers_availability	Mitarbeiterpräferenzen: Verfügbarkeiten
winp_pers_availability_dienst	Mitarbeiterpräferenzen: Dienste zur Verfügbarkeit
winp_pers_team_ort_praferenz	Mitarbeiterpräferenzen: Aufgaben-, Team- und Ortspräferenz
winp_pers_uberzeit_praferenz	Mitarbeiterpräferenzen: Überzeitpräferenz
winp_pers_uberzeit_praferenz_dienst	Mitarbeiterpräferenzen: Dienste zur Überzeitpräferenz
winp_pers_planned_holidays	Mitarbeiterpräferenzen: geplante Ferien
winp_pers_planned_absences	Mitarbeiterpräferenzen: geplante Absenzen
winp_pers_planned_free_time	Mitarbeiterpräferenzen: geplante Freizeit / Wunschfrei
winp_quickpool_tag	Quickpool: Tags (Merkmale) für Mitarbeitende und Einsätze
winp_quickpool_avail	Quickpool: gemeldete Verfügbarkeiten
winp_quickpool_shift	Quickpool: Schichten / Einsätze

Gelöschte Tabellen / Views

Name	Bemerkung

Gelöschte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung

Geänderte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
scp_perssync_param	sync_user_psw	varchar(150)	Feldlänge erweitert für die neue Passwortverschlüsselung
winp_tacs_config	user_password	varchar(150)	Feldlänge erweitert für die neue Passwortverschlüsselung

Neue Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
scp_winpeps	knd_handover_expire_days	int not null default(0)	Dienstplanbörse: Ablauffrist einer Dienstabgabe in Tagen
winp_prf_werte	winp_absenzen	uniqueidentifier null	Referenz auf die Absenzart im Prüfwert
winp_dienste	check_sperr_per_block	bit not null default(0)	Sperrzeiten wirken auf alle Zeitblöcke statt nur auf die Diensträander