Datenbankänderungen

ERP-Anwendung	peps.NET
Version	V-2026.0.0 (09.04.2026)
Vorgängerversion	V-2025.1.0 (08.09.2025)

Neue Tabellen

Name	Bemerkung
winp_skills	Qualifikationsverwaltung: Skills
winp_skills_level	Qualifikationsverwaltung: Skill-Level
winp_pers_skills	Zuordnung Skill / Skill-Level zum Mitarbeitenden
winp_planstellen_berufe_mapping	Zuordnung der Berufe zu den Planstellen (abteilungsspezifisches Qualifikations-Mapping)
winp_dienste_rules	AutoDPL: Qualifikationsregeln pro Dienst (Beruf, benötigte Anzahl Mitarbeitende)
winp_dienste_rules_skilllevel	AutoDPL: Skill- / Level-Anforderungen zur Dienstregel
winp_evaluation_rules	AutoDPL: Bewertungsregeln inkl. min. / max. Gewichtung

Gelöschte Tabellen / Views

Name	Bemerkung

Gelöschte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
winp_ex_dpl_plandaten	for_handover	bit not null default(0)	Nur in früheren 2025.1.x-Installationen vorhanden; ersetzt durch winp_ex_dpl_plandaten_zeit.for_handover
winp_ex_dpl_plandaten	handover_datum	datetime null	Nur in früheren 2025.1.x-Installationen vorhanden; ersetzt durch winp_ex_dpl_plandaten_zeit.handover_datum

Geänderte Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung

Neue Felder

Tabelle	Feldname	Datentyp	Bemerkung
winp_absenzen	ferien_standart	bit not null default(0)	Standard-Absenzart für Ferien
winp_absenzen	wunschfrei_standart	bit not null default(0)	Standard-Absenzart für Wunschfrei
winp_absenzen	meldungen	bit not null default(0)	Absenzart mit Warnmeldung
winp_absenzen_text	meldungen	varchar(250) null	Text der Warnmeldung zur Absenzart
winp_pers	zeiterf_pers_id	varchar(250) null	Personen-ID des externen Zeiterfassungssystems
winp_pers_planned_absences	winp_absenzen	uniqueidentifier null	Referenz auf die Absenzart der geplanten Absenz
winp_einsatz_event	new_uid_event_serie_fk	uniqueidentifier null	Einsatzplanung: neue Serien-ID beim Aufteilen von Serien
winp_einsatz_event	new_uid_event_pk	uniqueidentifier null	Einsatzplanung: neue Event-ID beim Aufteilen von Serien
winp_dpl_visierung_ma	winp_planstellen	uniqueidentifier null	Visierungsrollen: Erweiterung um die Planstelle / Abteilung
winp_prf_regeln	plaus_category_cd	varchar(100) null	Kategorie der Prüfregel (SWISS_LAW_MANDATORY / SWISS_LAW_ADJUSTABLE)
winp_dienste	total_staffs_needed	int null	AutoDPL: gesamthaft benötigte Anzahl Mitarbeitende pro Dienst
winp_ex_dpl_plandaten_zeit	for_handover	bit not null default(0)	Dienstplanbörse: Zeile zur Abgabe freigegeben (verschoben von winp_ex_dpl_plandaten)
winp_ex_dpl_plandaten_zeit	handover_datum	datetime null	Dienstplanbörse: Zeitpunkt der Abgabe / Übernahme (verschoben von winp_ex_dpl_plandaten)