NEXUS / PAT^{NG} Schnittstellen

Import und Export



Inhalt

1 Importschnittstellen 3
1.1 Auftrag 4
1.2 BfSStatistik, BfSNeugeborene, BfSPsychiatrie 5
1.2.1 BfS-Statistik 5
1.2.2 BfS-Neugeborene 14
1.2.3 BfS-Psychiatriedaten 15
1.3 DRG 17
1.4 LeistungErbracht 19
1.5 Leistung / Leistungstarif 22
1.6 PatientAuftrag 28
1.7 PatientFall 30
1.8 Telefon 37
1.9 DokumentAcknowledge 38
1.10 Adresse 39
1.11 Assessment 45
1.12 DRGExtern 47
1.13 Kostenträgerdaten 48
2 Exportschnittstellen 48
2.1 Adresse 48
2.2 Diagnose 57
2.3 DokumentArchiv 58
2.4 FinMan 60
2.5 HL7ADT 61
2.6 HL7MFN 80
2.7 LedgerJournalTrans 84
2.8 Leistung 85
2.9 LeistungXML 91
2.10 OracleARTargetDebitorExport 93
2.11 PatientFall 94
2.12 TargetDebitor 152

1 Importschnittstellen

Legende	
M	Muss-Feld → Durch '*' ersetzt in Spalte 'Typ'
C, K	Kann-Feld → entfernt
L	Leeres Feld → entfernt
A, a	alphabetische Zeichen
N, n	numerische Zeichen
A3, a3	3 alphabetische Zeichen
N3, n3	3 numerische Zeichen
A..3, a..3	bis zu 3 alphabetische Zeichen
N..3, n..3	bis zu 3 numerische Zeichen
BOOL	boolscher Wert, mögl. Werte true, false oder leer
AN..3, an..3	bis zu 3 alphanumerische Zeichen
D8, d8	Datum achtstellig Format JJJJMMTT
T6, t6	Zeit sechsstellig Format HH24MISS

1.1 Auftrag

Die Struktur Auftrag wird benutzt zusammen mit den Strukturen LeistungErbracht und Assessment zum Melden des zugehörenden Falles.

Nr	Feld	Typ	Ln		Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		Recordkennzeichnung	fix "AUF01"
2	Meldungstyp	a*	1		Mutationsart, **M**utation	fix "M"
3	Satellitennummer	n*	10		Eindeutige Satellitennummer (bei jedem neuen Auftrag um 1 inkrementieren)	
4	Patientennummer	n	7		Muss, falls Feld 19 leer	
5	Fallnummer	N	4		Muss, falls Feld 19 leer	
6	Auftragseingang	d	8		Datum Auftragseingang	JJJJMMDD
7	Auftraggeber	N	8		interner Fall: Organisa-tionseinseinheit (4-stellig) sofern das Setting IstAGAusSchnittstelleIgnorieren nicht aktiv ist externer Auftrag: Auftraggeber-Adressnummer **MUSS**	
8	Fremdnr. Auftrag	an	10		z. Zt. nicht verwendet	
9	Name Patient	an	30			
10	Vorname Patient	an	20			
11	Kategorie	n	40		z. Zt. nicht verwendet	
12	Tarifcode	n	40		z. Zt reserviert	
13	Geburtsdatum	d	8			YYYYMMDD
14	Bemerkung	an	25			
15	Klasse	an	40		1 =privat 2 =halbprivat 3 =allgemein z. Zt. nicht verwendet	
16	Wissenschaftlich	a	1		für wissenschaftl. Auftrag	J/N/j/n
17	Garantennummer	n	8		z. Zt. nicht verwendet	
18	übergeordnete Fallnr.	n*	14		Bei **internen** Fällen: die übergeord. Fallnummer. Bei **externen** Aufträgen: die Auftragsnummer. (>8000000 und <8999999)	
19	Prüfziff. übg Fallnr.	n	1		z. Zt. nicht verwendet	
20	Kinderschutzgruppe	a	1		z. Zt. nicht verwendet	
21	PrivHon	a	1		z. Zt. nicht verwendet	
22	ESR	a	27		z. Zt. nicht verwendet	
23	Prüfziffer ESR	a	2		z. Zt. nicht verwendet	
24	Belegnummer	N	4		9999	
25	Externes System	an	30		Optional: Für Selektion Entscheidungstabelle, falls Leistungsfiles von unterschiedlichen Lieferanten im gleichen Verzeichnis und nicht mit Namen unterscheidbar.	
26	Rechnungsdiagnose Katalogtyp	An	40	§	Gemäss dem Codeitem DiagnoseKatalogTyp	
27	Rechnungsdiagnose Diagnosecode	an	8		Diagnosecode	
28	Reha Art	An	40	(für Assessment)	Gemäss dem Codebereich RehaArt	
29	Diagnoseart für pulmonale Reha	An	40	(für Assessment)	Gemäss dem Codebereich DiagnosePulmoReha	
30	Reha Bereich	An	40	(für Assessment)	Gemäss dem Codebereich RehaBereich	
31	Reha Dropoutdatum	d	8	(für Assessment)	Format yyyymmdd	

1.2 BfSStatistik, BfSNeugeborene, BfSPsychiatrie

1.2.1 BfS-Statistik

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Segment-Identifier	AN*	5	Recordkennzeichnung	fix "BFS01"
2	Patientennummer	N	7		
3	Fallnummer	N	4		
4	überg. Fallnummer	N*	14	zur Identifikation des Falles	
5	Prüfziff. übg.Fallnummer	N	1	z. Zt. nicht verwendet	
6	Austrittsspezifikation	N	40	gemäß Spezifikation BfS	
7	Aufenthaltsort nach Austritt	N	40	gemäß Spezifikation BfS	
8	Behandlung bei Austritt	N	40	gemäß Spezifikation BfS	
9	Aufenthalt in Intensivmedizin	N	4	Anzahl Stunden	
10	Hauptdiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. K52.1
11	Zusatz zur Hauptdiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. Y57.9
12	1. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. C64
13	2. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. C78.2
14	3. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. J91
15	4. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. C78.7
16	5. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. C79.5
17	6. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	z.B. C79.7
18	7. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
19	8. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
20	Hauptbehandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 81.38
21	Beginn der Hauptbehandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
22	1. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 00.94.00
23	2. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 00.94.30
24	3. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 03.09.36
25	4. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 78.69.61
26	5. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 03.09.91
27	6. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 03.99.29
28	7. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 03.6
29	8. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 80.51.11
30	9. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	z.B. 84.51.11
31	Betriebs-Untern.-Nr. Eintritt	N	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
32	Betriebs-Untern.-Nr. Austritt	N	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
33	Eintrittsdiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
34	Zusatz zur Eintrittsdiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
35	Beginn der 1. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
36	Beginn der 2. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
37	Beginn der 3. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
38	Beginn der 4. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
39	Beginn der 5. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
40	Beginn der 6. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
41	Beginn der 7. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
42	Beginn der 8. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
43	Beginn der 9. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
44	9. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
45	10. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
46	11. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
47	12. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
48	13. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
49	14. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
50	15. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
51	16. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
52	17. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
53	18. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
54	19. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
55	20. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
56	21. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
57	22. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
58	23. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
59	24. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
60	25. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
61	26. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
62	27. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
63	28. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
64	29. Nebendiagnose	AN	8	gemäss ICD-10	
65	10. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
66	11. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
67	12. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
68	13. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
69	14. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
70	15. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
71	16. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
72	17. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
73	18. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
74	19. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
75	20. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
76	21. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
77	22. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
78	23. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
79	24. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
80	25. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
81	26. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
82	27. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
83	28. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
84	29. weitere Behandlung	AN	8	gemäss CHOP-2	
85	Beginn der 10. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
86	Beginn der 11. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
87	Beginn der 12. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
88	Beginn der 13. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
89	Beginn der 14. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
90	Beginn der 15. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
91	Beginn der 16. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
92	Beginn der 17. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
93	Beginn der 18. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
94	Beginn der 19. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
95	Beginn der 20. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
96	Beginn der 21. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
97	Beginn der 22. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
98	Beginn der 23. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
99	Beginn der 24. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
100	Beginn der 25. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
101	Beginn der 26. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
102	Beginn der 27. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
103	Beginn der 28. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
104	Beginn der 29. weiteren Behandlung	N	12		Format JJJJMMTThhmm
105	Aufenthaltsort vor Eintritt	N	40		gemäss Beschreibung BfS (für KSB)
106	Zusatz zur 1. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
107	Zusatz zur 2. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
108	Zusatz zur 3. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
109	Zusatz zur 4. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
110	Zusatz zur 5. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
111	Zusatz zur 6. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
112	Zusatz zur 7. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
113	Zusatz zur 8. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
114	Zusatz zur 9. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
115	Zusatz zur 10. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
116	Zusatz zur 11. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
117	Zusatz zur 12. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
118	Zusatz zur 13. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
119	Zusatz zur 14. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
120	Zusatz zur 15. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
121	Zusatz zur 16. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
122	Zusatz zur 17. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
123	Zusatz zur 18. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
124	Zusatz zur 19. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
125	Zusatz zur 20. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
126	Zusatz zur 21. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
127	Zusatz zur 22. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
128	Zusatz zur 23. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
129	Zusatz zur 24. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
130	Zusatz zur 25. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
131	Zusatz zur 26. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
132	Zusatz zur 27. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
133	Zusatz zur 28. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
134	Zusatz zur 29. Nebendiagnose	AN	8	z. Zt. nicht verwendet	leer
135	Geburtsgewicht	N	4	In Gramm.	
136	Unfalldatum	N	8		JJJJMMTT
137	Fall Diagnose1	AN	8	Als Eintrittsdiagnose, falls das Setting ImportBfsHauptdiagnoseUebernehmen auf Eintrittsdiagnose steht	gemäss ICD-10
138	Fall Diagnose2	AN	8	Als Austrittsdiagnose, falls das Setting ImportBfsHauptdiagnoseUebernehmen auf Austrittsdiagnose steht	gemäss ICD-10

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
139	Katalog für Diagnose 1	AN	40	optional, wenn leer, kommt der Katalog vom Setting ImportBfsDiagnoseKatalog	z.B. I10
140	Katalog für Diagnose 2	AN	40	optional, wenn leer, kommt der Katalog vom Setting ImportBfsDiagnoseKatalog	z.B. I10
141	Austrittsart	AN	40	Austrittsart. Voraussetzung: die Austrittschronik muss bereits vorhanden sein;	Gemäss dem Codebereich AustrittsArt.
142	Seitigkeit der Hauptdiagnose	N	40	Gemäss BfS/Prisma: 0=beidseitig 1=einseitig rechts 2=einseitig links 3=einseitig unbekannt 9=unbekannt leer=Frage stellt sich nicht	Gemäss dem Codebereich SeiteBfS
143	Tumoraktivität der Hauptdiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
144	Seitigkeit des Zusatz zur Hauptdiagnose	N	40		
145	Tumoraktivität des Zusatz zur Hauptdiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
146	Seitigkeit der 1. Nebendiagnose	N	40		
147	Tumoraktivität der 1. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
148	Seitigkeit der 2. Nebendiagnose	N	40		
149	Tumoraktivität der 2. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
150	Seitigkeit der 3. Nebendiagnose	N	40		
151	Tumoraktivität der 3. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
	…				
202	Seitigkeit der 29. Nebendiagnose	N	40		
203	Tumoraktivität der 29. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
204	30. Nebendiagnose	AN	8		
205	Seitigkeit der 30. Nebendiagnose	N	40		
206	Tumoraktivität der 30. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
207	31. Nebendiagnose	AN	8		
208	Seitigkeit der 31. Nebendiagnose	N	40		
209	Tumoraktivität der 31. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
210	32. Nebendiagnose	AN	8		
211	Seitigkeit der 32. Nebendiagnose	N	40		
212	Tumoraktivität der 32. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
…	…				
261	49. Nebendiagnose	AN	8		
262	Seitigkeit der 49. Nebendiagnose	N	40		
263	Tumoraktivität der 49. Nebendiagnose	N	40	Wird nicht mehr verwendet.	
264	Seitigkeit Hauptbehandlung (HB)	N	40	Gemäss BfS/Prisma: 0=beidseitig 1=einseitig rechts 2=einseitig links 3=einseitig unbekannt 9=unbekannt leer=Frage stellt sich nicht	Gemäss dem Codebereich SeiteBfS

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
265	Amb. Behandlung auswärts, 1. HB	N	40	Gemäss BFS/PRISMA: 1= eigenes Krankenhausareal Andere Betrieb 2= ausserhalb Eigenem Krankenhausareal Gleicher Betrieb 3= ausserhalb Eigenem Krankenhausareal Anderer Betrieb 9=unbekannt leer=Frage stellt sich nicht	
266	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 1. HB	AN	16	Wird nicht verarbeitet, da noch nicht genau spezifiziert	
267	Seitigkeit der 1. weiteren Behandlung (Nebenbehandlung)	N	40		
268	Amb. Behandlung auswärts, 1. weitere Behandlung (1. NB)	N	40		
269	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 1. weitere Behandlung (1. NB)	AN	16		
270	Seitigkeit der 2. weiteren Behandlung (2. NB)	N	40		
271	Amb. Behandlung auswärts, 2. weitere Behandlung (2. NB)	N	40		
272	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 2. weitere Behandlung (2. NB)	AN	16		
…	…				
351	Seitigkeit der 29. weiteren Behandlung Nebenbehandlung (29. NB)	N	40		
352	Amb. Behandlung auswärts, 29. weitere Behandlung (29. NB)	N	40		
353	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 29. weitere Behandlung (29. NB)	AN	16		
354	30. weitere Behandlung (30. NB)	AN	8		
355	Beginn der 30. weiteren Behandlung (30. NB)	N	12		JJJJMMTThhmm
356	Seitigkeit der 30. weiteren Behandlung (30. NB)	N	40		
357	Amb. Behandlung auswärts, 30. weitere Behandlung (30. NB)	N	40		
358	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 30. weitere Behandlung (30. NB)	AN	16		
…	…				
699	99. weiteren Behandlung (99. NB)	AN	8		
700	Beginn der 99. weiteren Behandlung (99. NB)	N	12		JJJJMMTThhmm
701	Seitigkeit der 99. weiteren Behandlung (99. NB)	N	40		
702	Amb. Behandlung auswärts, 99. weitere Behandlung (99. NB)	N	40		
703	Amb. Behandlung auswärts, Zusatzfeld 99. weitere Behandlung (99. NB)	AN	16		
704	Aufnahmegewicht Säugling	N	5	In Gramm. Bei Alter SGL bis 12 Monate.	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
705	Dauer der künstlichen Beatmung	N	5	Anz. Stunden Allg.: Diese SGI-Felder werden nur kumuliert entgegengenommen. Keine Verarbeitung von Daten pro Schicht.	
706	Schweregrad der akuten Erkrankung	N	3		
707	Art der Score	AN	40	Gemäss SGI: S= SAPS P=PIM2 C=CRIB	
708	NEMS Total aller Schichten	AN	6		
709	SGI Reserve1	AN	6		
710	SGI Reserve2	AN	6		
711	Hauptdiagnose IstHeikel	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
712	Nebendiagnose 1 IstHeikel	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
…					
760	Nebendiagnose 49 IstHeikel	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
761	Hauptdiagnose IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
762	Nebendiagnose 1 IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
…					
810	Nebendiagnose 49 IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
811	Haupteingriff IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
812	Nebeneingriff 1 IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
…	…				
910	Nebeneingriff 99 IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
911	IstFreigegebenDurchCodierung	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
912	Eintrittsgrund (BfS Eintrittsart 1.2.V03)	AN	40	1 = Notfall (Behandlung innerhalb von 12 Std. unabdingbar) 2 = angemeldet, geplant 3 = Geburt (Kind in dieser Klinik geboren) 4 = interner Übertritt 5 = Verlegung innerhalb 24 Std. 8 = andere 9 = unbekannt	Gemäss dem Codebereich EintrittsArtBfS
913	Eintrittsart (BfS Einweisende Instanz 1.2.V04)	AN	40	1 = selbst, Angehörige 2 = Rettungsdienst (Ambulanz, Polizei) 3 = Arzt 4 = nichtmedizinischer Therapeut 5 = sozialmedizinischer Dienst 6 = Justizbehörden 8 = andere 9 = unbekannt	Gemäss dem Codebereich EintrittsArt
914	IstNotfall	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
915	ExternesSystemNummer	AN	64	Für Claraspital SchnittNaht	
916	Deleteflag	AN	3	Für Claraspital SchnittNaht	0 / 1 bzw. J / N
917	HatIPSDatenKumulation	AN	3	Für Claraspital SchnittNaht	0 / 1 bzw. J / N, default 0/N
918	IPS Code	AN	4	Für Claraspital SchnittNaht	
919	Summe ECMO	N	5	Für Claraspital SchnittNaht	
920	Summe NO	N	5	Für Claraspital SchnittNaht	
921	Eintritt in IPS	N	14	Für Claraspital SchnittNaht	JJJJMMTThhmmss
922	Austritt in IPS	N	14	Für Claraspital SchnittNaht	JJJJMMTThhmmss
923	Eingriffscode Schnittnahtzeit	AN	8	Für Claraspital SchnittNaht	
924	Eingriffsdatum Schnittnahtzeit	N	14	Für Claraspital SchnittNaht	JJJJMMTThhmmss

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
925	Diagnosekatalog	AN	40	Hiermit kann der normal verwendete Katalog gemäss dem Setting ImportBfsDiagnoseKatalog übersteuert werden.	Gemäss dem Codebereich DiagnoseKatalog
926	Eingriffskatalog	AN	40	Hiermit kann der normal verwendete Katalog gemäss dem Setting ImportBfsEingriffsKatalog bersteuert werden.	Gemäss dem Codebereich EingriffsKatalog
927	Diagnoseart	AN	40	Hiermit kann die normal verwendete Diagnoseart AktiveDiagnose übersteuert werden.	Gemäss dem Codebereich DiagnoseArt
928	Eingriffsart	AN	40	Hiermit kann die normal verwendete Eingriffsart AktiverEingriff übersteuert werden.	Gemäss dem Codebereich EingriffsArt
929	Gestationsalter12Monate	AN		3	gemäss Beschreibung BfS
930	Hauptdiagnose EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
931	Nebendiagnose1 EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
	…				
979	Nebendiagnose49 EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
980	Hauptdiagnose EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 2. Operateur	
981	Nebendiagnose1 EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 2. Operateur	
	…				
1029	Nebendiagnose49 EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
1030	Hauptdiagnose ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	
1031	Nebendiagnose1 ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	
	…				
1079	Nebendiagnose49 ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	
1080	Hauptdiagnose ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
1081	Nebendiagnose1 ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
	…				
1129	Nebendiagnose49 ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
1130	Haupteingriff EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
1131	Nebeneingriff1 EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
	…				
1229	Nebeneingriff99 EANNummerOperateur1	N	13	GLN-Nummer 1. Operateur	
1230	Haupteingriff EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 2. Operateur	
1231	Nebeneingriff1 EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 2. Operateur	
	…				
1329	Nebeneingriff99 EANNummerOperateur2	N	13	GLN-Nummer 2. Operateur	
1330	Haupteingriff ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	
1331	Nebeneingriff1 ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	
	…				
1429	Nebeneingriff99 ZusatzangabeOperateur1	AN	40	Zusatzangabe 1. Operateur	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1430	Haupteingriff ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
	Nebeneingriff1 ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
	…				
1529	Nebeneingriff99 ZusatzangabeOperateur2	AN	40	Zusatzangabe 2. Operateur	
1530	Hauptdiagnose EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
1531	Nebendiagnose1 EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
	…				
1579	Nebendiagnose49 EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
1580	Hauptdiagnose EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
1581	Nebendiagnose1 EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
	…				
1629	Nebendiagnose49 EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
1630	Hauptdiagnose ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
1631	Nebendiagnose1 ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
	…				
1679	Nebendiagnose49 ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
1680	Hauptdiagnose ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
1681	Nebendiagnose1 ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
	…				
1729	Nebendiagnose49 ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
1730	Haupteingriff EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
1731	Nebeneingriff1 EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
	…				
1829	Nebeneingriff99 EANNummerOperateur3	N	13	GLN-Nummer 3. Operateur	
1830	Haupteingriff EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
1831	Nebeneingriff1 EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
	…				
1929	Nebeneingriff99 EANNummerOperateur4	N	13	GLN-Nummer 4. Operateur	
1930	Haupteingriff ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
1931	Nebeneingriff1 ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
	…				
2029	Nebeneingriff99 ZusatzangabeOperateur3	AN	40	Zusatzangabe 3. Operateur	
2030	Haupteingriff ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
2031	Nebeneingriff1 ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
	…				
2129	Nebeneingriff99 ZusatzangabeOperateur4	AN	40	Zusatzangabe 4. Operateur	
2130	Aufenthalt in einer Intermediate Care Station (IMC)	N	6	Anzahl der vollendeten Betreuungsstunden: (BfS 659 bzw. 4.4.V05)	
2131	Aufwandpunkte für IMC	N	6	BfS 660 bzw. 4.4.V06	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
2132	BfS Behandlungsbereich	AN	3	BfS 677 bzw. 4.8.V01	Gemäss dem Codebereich BfSAbrechnungsTarif
2133	Zusatz zur Hauptdiagnose IstDRGRelevant	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
2134	Zusatz zur Hauptdiagnose IstDRGHeikel	AN	3		0 / 1 bzw. J / N
2135	Datum Hauptdiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm
2136	Datum Zusatz zur Hauptdiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm
2137	Datum Eintrittsdiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm
2138	Datum Zusatz zur Eintrittsdiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm
2139	Datum 1. Nebendiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm
	…				
2188	Datum 49. Nebendiagnose	N	12		Format JJJJMMTThhmm

1.2.2 BfS-Neugeborene

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	AN*	5		fix "BFS02"
2	Patientennummer	N	7	der Mutter	
3	Fallnummer	N	4	der Mutter	
4	überg. Fallnummer	N..*	14	der Mutter	
5	Prüfziffer überg. Fallnummer	N	1	Wird nicht mehr verwendet	
6	interne Geburtsnummer	N*	4	muss eindeutig sein innerhalb eines Jahres	
7	Geburtszeit	N	4		Im Format HHMM
8	Vitalstatus	AN	3	gemäss Beschreibung BfS	Werte 0 / 1 / 001 / 000
9	Mehrling	N	3	gemäss Beschreibung BfS	
10	Geburtsrang	N	3	gemäss Beschreibung BfS	
11	Geburtsgewicht	N	4		in Gramm
12	Körperlänge	N	2		in Cm
13	Kongenitale Missbildungen	AN	40	gemäss Beschreibung BfS	Gemäss Codebereich Missbildungen
14	Verlegung Kind in anderes Spital	AN	3	gemäss Beschreibung BfS	Werte 0 / 1 / 001 / 000
15	Gestationsalter 1	AN	3	gemäss Beschreibung BfS	
16	Gestationsalter 2	AN	3	gemäss Beschreibung BfS	
17	Anz. Schwangerschaften insgesamt	N	2		
18	Anz. Lebendgeburten	N	2		
19	Anz. Fehlgeburten	N	2		
20	Anz. Schwangerschafts-abbrüche	N	2		
21	Verlegung Mutter aus anderem Spital	AN	3	gemäss Beschreibung BfS	Werte 0 / 1 / 001 / 000
22	Patientennummer	N	7	Vom Säugling	
23	Fallnummer	N	4	Vom Säugling	
24	überg. Fallnummer	N	14	Vom Säugling (MUSS FELD bei lebenden Geburten)	
25	Prüfziffer überg. Fallnummer	N	1	Vom Säugling – wird nicht mehr benutzt	
26	Geburtsdatum Mutter	D	8	wird bei der Verbuchung ins DIOHIS nicht berücksichtigt	Format JJJJMMTT
27	Geburtsjahr	N	4	wird bei der Verbuchung ins DIOHIS nicht berücksichtigt. Geburtsjahr kommt vom Geburtsdatum des SGL.	Format JJJJ
28	Kopfumfang	N	2		In cm.

1.2.3 BfS-Psychiatriedaten

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	AN*	5		fix "BFS04"
2	Patientennummer	N	7		
3	Fallnummer	N	4		
4	überg. Fallnummer	N..*	14		
5	Pruefziffer	N	1		
6	Istteilzeitbeschaeftigt	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
7	Istvollzeitbeschaeftigt	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
8	Istarbeitslos	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
9	Isthausarbeit	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
10	Istinausbildung	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
11	Hatrehaprogramm	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
12	Hatrente	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
13	Istinwerkstattbeschaeftigt	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
14	Istarbeitunbekannt	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
15	Erhaeltneulep	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
16	Erhaeltdepneu	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
17	Hatantidepressivum	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
18	Erhaelttranquilizer	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
19	Erhaelthypnot	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
20	Hatantiepileptikum	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
21	Erhaeltlithium	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
22	Erhaeltsuchtsubstitution	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
23	Erhaeltsuchtav	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
24	Hatantipark	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
25	Erhaeltdivpsy	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
26	Erhaeltmedleid	Bool	3		Werte 0 / 1 / 001 / 000
27	Berufsausbildung	AN	40		Gemäss dem Codebereich BerufsAusbildung
28	Freiwilligeeinweisung	AN	40		Gemäss dem Codebereich FreiwilligeEinweisung
29	Ffeeintritt	AN	40		Gemäss dem Codebereich FreiheitsEntzug
30	Behandlungsart	AN	40		Gemäss dem Codebereich BehandlungsArt
31	Anzahlkonsultationen	N	4		
32	Austrittsentscheidung	AN	40		Gemäss dem Codebereich AustrittsEntscheidung
33	Aufenthaltnachaustritt	AN	40		Gemäss dem Codebereich

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
					AufenthaltNachAustritt Psych
34	Behandlungsbedarfnachaustritt	AN	40		Gemäss dem Codebereich BehBedarfNachAustritt Psych
35	Aufenthaltvoreintritt	AN	40		Gemäss dem Codebereich AufenthaltNachEintritt Psych
36	Einweisendeinstanz	AN	40		Gemäss dem Codebereich EinweisendeInstanz
37	BehandlungsBereich	AN	40		Gemäss dem Codebereich BehandlungsBereich
38	AnzahlBehandlungenLetzte2Jahre	AN	40	Variable für SDEP-BE-MK Anzahl stationäre und tagesklinische Behandlungen, letzte 2 Jahre	Gemäss dem Codebereich AnzahlBehandlungen Letzte2Jahre
39	ErstkontaktVorMehrAls2Jahre	AN	40	Variable für SDEP-BE-MK Erster Kontakt mit institutioneller Psychiatrie ≥ 2 Jahre	Gemäss dem Codebereich ErstkontaktVorMehr Als2Jahre
40	GAFBeiEintritt	N	40	Variable für SDEP-BE-MK GAF bei Eintritt	0-100
41	SchulUnterstuetzungsBedarf	AN	40	Variable für SDEP-BE-MK Schulischer Unterstützungsbedarf (nur für Kinder- und Jugendpsychiatrie)	Gemäss dem Codebereich SchulUnterstuetzungs bedarf
42	UmfangDesHilfesystems	AN	40	Variable für SDEP-BE-MK Umfang des Hilfesystems	Gemäss dem Codebereich UmfangDes Hilfesystems
43	Wohnform	AN	40	Variable für SDEP-BE-MK Wohnform	Gemäss dem Codebereich Wohnform

1.3 DRG

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		fix "BFS03"
2	Patientennummer	N	7		
3	Fallnummer	N	4		
4	überg. Fallnummer	n..*	14		
5	Prüfziffer überg. Fallnummer	N	1	Wird nicht benutzt.	
6	DRG-Code	An	20		
7					
8					
9					
10					
11					
12	Output-Record des Groupers	An	2000		
13					
14	Version DRG- und Grouper	An	20		z.B. swissdrg 4.0
15	ID des Outputsendersystems	an	40		
16					
17	Berechnetes Kostengewicht	An	10		Format 999.99999
18					
19					
20	Haupt Diagnosegruppe	An	6		
21					
22					
23	Versionsnummer des verwendeten Kostengewichts	An	100		z.B. SwissDRG 3.0 Billing 2014/2014
24	Aufenthaltstyp	An	40		Gemäss Codebereich KostenGewichtTyp I = In L = LowOut H = HighOut 1 HH = HighOut 2
25	Fakturierter Aufenthalt in Tagen	N	6		
26	Fakturierter Aufenthalt in Stunden	N	6		
27					
28	DRG-Typ	An	1		M=medizinisch P=chirurgisch O=operativ A=andere
29	Version der Behandlungsklassifikation	An	10		
30	DRG-Kommentar des Codierers	An	50		
31	DRG-Text	An	1000		
32	LTP	An	3		Low Trim Point
33	HTP1	An	3		High Trim Point 1
34	HTP2	An	3		High Trim Point 2
35	Nummer Klammerfall	n..	14		
36	Kostengewicht	An	10		
37	Abschlagekostengewicht	An	10		
38	Zuschlagskostengewicht	An	10		
39	Verlegungsabschlags-kostengewicht	an	10		
40	Ist Ausnahme von Wiederaufnahme?	An	1		J/N oder 0/1
41	Ist externe Verlegung inklusive?	An	1		J/N oder 0/1
42	DRG Herkunft	An	40		
43	DRG Art	An	40		
44	Codierungs-Status	An	3		WAC = WartetAufCodierung

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
					ICO = InCodierung ICA = InCodierungAbklaerung FDC = Freigegeben durch Codierung
45	Wiedereintrittsgrung	An	40		Gemäss dem Codebereich WieserEintrittsGrund

1.4 LeistungErbracht

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5	Recordkennzeichen	fix "LEI01"
2	Meldungstyp	a*	1	Meldungsart	**Z** – Zugang
3	Satellitennummer	n..*	10	Eindeutige Satelliten-Nummer (gleiche Nummer wie beim Auftrag)	
4	Leistungsdatum	d*	8	Datum der Leistungserbringung	Format YYYYMMDD
5	Auftragerbinger	N	10	Erbringende Org.Einheit	
6	Menge	N..*	5	Negativ für Storno	Format: +/-9999
7	Leistungskatalogtyp	an..	40	Gemäss dem Codebereich LeistungsKatalogTyp	
8	Leistungsposition	an..*	20	Leistungsnummer oder Leistungsposition (je nach Setting HatLeistung SelektionHospisClassic und ob ein Leistungskatalogtyp vorhanden ist.	
9	Leistungseinheit	an..	2	Wird nicht benutzt.	
10	Leistungstext	an..	40	Leistungstext zum Übersteuern des Leistungstextes vom Katalog.	
11	Franken/Taxpunkte	n..	10	Nur erforderlich, wenn im Katalog Ansatzerfassen=`J` ist, dann Muss.	Format 999999.99
12	Wissenschaftliche oder statistische Leistung	A	1	Wenn J, j, S oder s wird diese Leistung nicht verrechnet.	Werte J, j, S, s, N, n
13	Arztnummer	n..	8	Nummer des Honorararztes	Muss, wenn die Leistung honorarberechtigt ist, ansonsten leer.
14	Garantennummer	n..	8	Nummer des Garanten,	notwendig, wenn für die Leistung ein Garant erfasst werden muss.
15	Ansatz	N	1	Wird nicht mehr benutzt.	
16	Zusatztext	an..	350	Zusätzlicher Text zum Andruck auf der Faktur.	
17	Externe Systemnummer	an..	64	Nummer der Leistung im externen System	
18	Taxpunkte intern	a..	10		
19	Adressnummer	n..	8	Nummer der erbringenden Person (z.B. Therapeut)	
20	Auftragsnummer	an 64	64	Auftragsnummer aus dem Fremdsystem, Muss bei Tarmed-Leist.	
21	Basisnummer	An	64	Referenz Fremdsystem	
22	Referenz-Basisnummer	An	64	Verkettungsnummer, zeigt auf die Hauptleistung (Basis nummer), wird benutzt zum Verketten abhängiger Leistungen mit der Hauptleistung.	
23	Dignitätsarzt	n..	8	Nummer des verantwort-lichen Arztes oder Dignitätsträger (bei Tarmedleistungen).	
24	Beharzt	n..	8	Noch ungenutzt	
25	Assistent1	n..	8	Nummer des Assistenten 1.	
26	Assistent2	n..	8	Nummer des Assistenten 2.	
27	Leimin	n..	8	Minutage Leistung	
28	Seite	An	1	Muss, falls die Leistung es erfordert.	(R,r,2) = rechts (L,l,1) = links
29	BMI	An	6	Wird noch nicht benutzt.	Format 999.99
30	Packungsgrösse	N	5	Wird noch nicht benutzt.	
31	Sitzungsdatum	D	17		Format YYYYMMDDHH24MI
32	Faktor	N	5	Wird nicht benutzt.	99.99
33	Menge2	an..	12	für	Format 99999.99999

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
34	IstPflichtleistung	An	1		(1,J,j) = J; (0,N,n) = N
35	IstMitgegeben	An	1		(1,J,j) = J
36	IstBfSMedikament	An	1		(1,J,j) = J
37	Verabreichungsart	An	5		
38	Verabreichungseinheit	An	5		
39	ZusatzangabeBfS	An	15		
	Nachfolgende Felder nur bei Format delimited				
40	ParameterIdentifikation1	an..	30		
41	ParameterWert1	an..	20		
42	ParameterIdentifikation2	an..	30		
43	ParameterWert2	an..	20		
44	ParameterIdentifikation3	an..	30		
45	ParameterWert3	an..	20		
46	ParameterIdentifikation4	an..	30		
47	ParameterWert4	an..	20		
48	ParameterIdentifikation5	an..	30		
49	ParameterWert5	an..	20		
50	ParameterIdentifikation6	an..	30		
51	ParameterWert6	an..	20		
52	ParameterIdentifikation7	an..	30		
53	ParameterWert7	an..	20		
54	ParameterIdentifikation8	an..	30		
55	ParameterWert8	an..	20		
56	ParameterIdentifikation9	an..	30		
57	ParameterWert9	an..	20		
58	ParameterIdentifikation10	an..	30		
59	ParameterWert10	an..	20		
60	AnzahlTeilnehmer	N	5		
61	Aktivität	an..	40		Gemäss Codebereich Aktivitaet
62	Phase	an..	40		Gemäss dem Codebereich Phase
63	Aussergewöhnliche Erstattung	an..	1		
64	Dokumenterweiterung	an..	1		
65	Modifikatoren	an..	10		
66	Charge	an..	20		
67	Verfalldatum	D	8		Im FormatYYYYMMDD
68	Leistungsmarke	an	40		Gem. Codebereich LeistungsMarke
69	HatTaxpunktAlternativ	An	1		(1,J,j) = J
	Ab hier Felder ALIS 5.1:				
70	Diagnosecode	An	10	Diagnosecode	
71	Diagnosekatalog	AN	40		Gemäss Codebereich DiagnoseKatalog
72	DiagnoseIstVertraulich	AN	1	Vertrauliche Diagnose J/N	(1,J,j) = J; (0,N,n) = N
73	DiagnoseSeite	AN	40	Seitigkeit der Diagnose	Gemäss Codebereich Seite
74	SitzungID	AN	38	Guid für die Sitzung	Guid
75	ReferenzSitzungID	AN	38	Guid der Referenz Sitzung	Guid
76	ZuordnungAuftraggebendeOE	AN	50		Gemäss Tabelle Organisationseinheit Feld Identifikation
77	ZuordnungDatum	AN	8		Im Format yyyymmdd
78	HatMitternachtszensus	AN	1	J/N	(1,J,j) = J; (0,N,n) = N
79	AustrittsHauptabteilung	AN	40	Fachbereich in ALIS	
80	SLIndikation	AN	8		Format xxxxx.nn

1.5 Leistung / Leistungstarif

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	AN*	5	Recordkennzeichen	fix "LEIK1"
2	Meldungstyp	A*	1	DIOHIS-Mutationsart	**Z**ugang, **M**utation
3	Leist.-Kat.-Typ	AN*	40	Leistungskatalogtyp Alternativ kann der Katalog auch gem. dem Setting MawiLeistungsKatalogTyp gesetzt werden, dann ist dieses Feld leer.	Gemäss dem Codbereich LeistungsKatalogTyp
4	Leistungsnummer	AN..*	20	Interne Leistungsnummer, kann leer bleiben für neue Leistungen und generiert werden, gemäss der Tabelle Nummernkreis.	
5	Leistungseinheit	AN..*	40	i.d.R. leer, wird auf 1 gesetzt.	Ansonsten gemäss dem Codebereich LeistungsEinheit
6	Gültig von	D	8	Gültig ab	Format JJJJMMTT
7	Gültig bis	D	8	Gültig bis	Format JJJJMMTT
8	Leistungstext	AN..*	255		
9	Kurzbezeichnung	AN..*	35		
10	Ansatz	N	40	Ansatzcode für die Leistung (1-Franken / 2-Taxpunkt / 3-Prozent)	Gemäss Codebereich Ansatz
11	Ansatz erfassen	AN	40	Soll der Ansatz frei erfasst werden können?	Gemäss Codebereich AnsatzErfassung
12	Modulo11	N	1		Leer lassen
13	Abrechnungstarif	AN	40	i.d.R. leer, Wert kommt von Referenzleistung	Gemäss Codebereich AbrechnungsTarif
14	Währung	AN..	5		Gemäss dem Codebereich Waehrung
15	Status	AN..	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
16	Ertragsart	AN..	40	i.d.R. leer, Wert kommt von der Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich ErtragsArt
17	Wissenschaftlich	AN..	1		**J**a, **N**ein
18	Honararberechtigung	AN..	40	i.d.R. leer, Wert kommt von der Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich HonorarBerechtigung
19	Honorarart	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
20	Honorartabelle	AN	3	Leer	Wird nicht mehr verwendet
21	Fakturiertabelle	AN..	3	Leer	Wird nicht mehr verwendet
22	Kostenstelle	AN..	8		
23	Organisationseinheit	AN	4	Leer	Wird nicht mehr verwendet
24	IPS-Zuschlag	AN..	2	Leer	Wird nicht mehr verwendet
25	OPS-Zuschlag	AN..	2	Leer	Wird nicht mehr verwendet
26	Garantentyp	AN..	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
27	Garantensequenz	AN..	2	Leer	Wird nicht mehr verwendet
28	Leistungsposition	AN..	20	Leistungsnummer lt. SUVA-Katalog	
29	Belegnummer	N	5	Leer	Wird nicht mehr verwendet
30	Text erfassen	AN	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
31	Leistung für ambulante Fälle	AN..	1		**J**a, **N**ein
32	Leistung für stationäre Fälle	AN..	1		**J**a, **N**ein
33	Leistung für externe Fälle	AN..	1		**J**a, **N**ein

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
34	Benutzertag generieren	AN	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
35	Sperre	AN	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
36	Plausibilitätscode	AN..	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
37	Regel	AN..	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
38	Zahler	AN	40		lt. Codeverzeichnis ZAHLER N = kein Zahler spezifiziert P = Patient G1 = Garant
39	Erfassungsdatum	D	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
40	Erfassungsvisum	AN..	3	Leer	Wird nicht mehr verwendet
41	Mutationsdatum	D	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
42	Mutationsvisum	AN..	3	Leer	Wird nicht mehr verwendet
43	Fakturatabelle_Wissenschaftlich	AN..	3	Leer	Wird nicht mehr verwendet
44	Druckkategorie	AN..	4	Leer	Wird nicht mehr verwendet
45	Leistungskatalogtariftyp	AN	3	i.d.R. leer, Wert von Referenzleistung	Lt. Codebereich TarifTyp
46	Kapitel	AN..	14	Leer	Wird nicht mehr verwendet
47	Verrechnungstyp	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
48	Sex	AN	40	Leer	
49	Anaestesie_Risiko	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
50	Fraktur	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
51	Mechanik	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
52	Pflichtleistung_UVG	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
53	Pflichtleistung_KVG	AN	40	i.d.R. leer, Wert kommt von der Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich PflichtLeistungKVG
54	Pflichtcode_MwSt	AN	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
55	Dignität quant.	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
56	Anzahl Assistenten	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
57	Leistung minutage	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
58	Vor-/Nachbereitung min	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
59	Befund minutage	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
60	Raum minutage	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
61	Wechsel minutage	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
62	EAN-Nummer	N	13		
63	Leistungstyp	AN..	40	i.d.R. leer, Wert von Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich LeistungsTyp
64	Mandant	AN..	10		
65	Artikelgruppe	AN..	10	Leer	Wird nicht mehr verwendet

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
66	Seite	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
67	Sparte	AN..	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
68	Anästhesie minutage	N	8	Leer	Wird nicht mehr verwendet
69	Leistungstyp Tarmed	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
70	Ist Privatpraxisleistung	AN	1		J / N
71	Packungsgrösse	N	5		
72	Leistungsgruppe	AN	40	Leer	Wird nicht mehr verwendet
73	Tarifgruppe	AN	40	i.d.R. leer, Wert kommt von Referenzleistung	Gemäss der Tabelle Tarifgruppe
74	Mehrwertsteuercode	AN	2	Leer	Wird nicht mehr verwendet
75	Ist OriginalPräparat207	AN	1	Leer	Wird nicht mehr verwendet
76	Key Pharmacode	N	12		Nur für HospIndex-Import
77	Key EAN-Nummer	N	14		Nur für HospIndex-Import
78	Key MiGel-Code	N	20		Nur für HospIndex-Import
79	Key Swissmedic-Nummer	N	12		Nur für HospIndex-Import
80	Swissmedic-Nummer	N	12		
81	Pharmacode	N	12		
82	MiGel-Code	N	20	Migelnummer	
83	ATC-Code	AN	7		
84	Verabreichungsart	AN	40		Gemäss dem Codebereich VerabreichungsArt
85	Verabreichungseinheit	AN	40		Gemäss dem Codebereich VerabreichungsEinheit
86	Ist BfS-Medikament	AN	1	Ist Medikament für BfS Statistik?	**J**a, **N**ein
87	Abgabedosis	N	10		
88	Mawi-Tarifgruppe	AN..	16	Input für die Entscheidungs-tabelle zur Selektion der Referenzleistung beim Neuanlegen einer Leistung im Hospis ng.	
89	Fremd-Artikelnummer	AN..	20	Hinterlegung Artikelnummer des Quellsystems, z.B. Mawi-Artikel-ID.	
90	LeistungsErfassungsGruppe	AN..	20	Gruppierung für Leistungserfassungssystem. Wird in der Regel in der MaWi gepflegt.	
91	EANNummer Originalpackung	AN..	13	EANNummer der Originalpackung	
92	Leistungsersatztext	AN..	255		
93	Packungseinheit	AN..	40		Gemäss dem Codebereich PackungsEinheit.
94	Isteinzelnabgebbar	AN..	1		Kann die Leistung einzeln abgegeben werden? J / N
95	BfS gültig von	AN..	8		Format JJJJMMTT
96	BfS gültig bis	AN..	8		Format JJJJMMTT
97	Ist Zusatzentgelt für BfS?	AN..	1		**J**a, **N**ein
98	Zusatzentgelt gültig von	AN..	8		Format JJJJMMTT
99	Zusatzentgelt gültig bis	AN..	8		Format JJJJMMTT
100	Ist StReha-Medikament?	AN..	1		**J**a, **N**ein
101	StReha gültig von	AN..	8		Format JJJJMMTT
102	StReha gültig bis	AN..	8		Format JJJJMMTT
103	Ist Zusatzentgelt für StReha?	AN..	1		**J**a, **N**ein
104	StReha Zusatzentgelt gültig von	AN..	8		Format JJJJMMTT

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
105	StReha Zusatzentgelt gültig bis	AN..	8		Format JJJJMMTT
106	Zusatzangabe BfS	AN..	40	Gemäss dem Codebereich ZusatzangabeBfS	
107	Migel gültig von	AN..	8		Format JJJJMMTT
108	Migelbezeichnung	AN..	100		
109	Migel Preistyp	AN..	40		Gemäss dem Codebereich MigelPreisTyp
110	Hat Migel Limitierung	AN	1		**J**a, **N**ein
111	Ist auf Spezialitätenliste	AN	1		**J**a, **N**ein

Leistungstarif

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		fix "LEIK2", Recordkennz.
2	Meldungstyp	a*	1		DIOHIS-Mutationsart **Z**ugang, **M**utation
3	Leist.-Kat.-Typ	an*	40	Leistungskatalogtyp Alternativ kann der Katalog auch gem. dem Setting MawiLeistungsKatalogTyp gesetzt werden, dann ist dieses Feld leer.	Gemäss dem Codbereich LeistungsKatalogTyp
4	Leistungsnummer	an..*	20	Leistungsnummer im Katalog	
5	Leistungseinheit	an..*	2	i.d.R. leer, wird auf 1 gesetzt.	Ansonsten gemäss dem Codebereich LeistungsEinheit
6	Gültig ab für Taxpunkt	d*	8		Format JJJJMMTT
7	Anteiltyp	a*	1	X für SLK/Material, T,A,D... für Tarmed Technischer, ärztlicher oder Assistenzanteil	Gemäss dem Codebereich AnteilTyp
8	Taxpunkte	an..	13		Format 99999999.9999
9	Faktor	an..	12	Fakturabetrag = Taxpunkte * Taxpunkt-Wert * Faktor	Format 9999.999999
10	Taxpunkte intern	an..	13		Format 99999999.9999
11	Erfassungsdatum	D	8	Leer	Wird nicht verwendet
12	Erfassungsvisum	an..	3	Leer	Wird nicht verwendet
13	Mutationsdatum	D	8	Leer	Wird nicht verwendet
14	Mutationsvisum	an..	3	Leer	Wird nicht verwendet
15	Ertragsart	an..	40	i.d.R. leer, Wert kommt von der Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich ErtragsArt
16	Leistungstyp	an..	40	i.d.R. leer, Wert kommt von der Referenzleistung	Gemäss dem Codebereich LeistungsTyp
17	Honararberechtigung	AN..	40	Leer	Wird nicht verwendet
18	Frequenzstatistik	AN	1	Leer	Wird nicht verwendet
19	Ertragsstatistik	AN	1	Leer	Wird nicht verwendet
20	Frw-Verbuchungstyp	AN	1	Leer	Wird nicht verwendet
21	Druckkategorie	AN..	4	Leer	Wird nicht verwendet
22	Mandant	AN..	10		
23	Artikelgruppe	AN..	10		
24	Key Pharmacode	N	12		Nur für HospIndex-Import
25	Key EAN-Nummer	N	15		Nur für HospIndex-Import
26	Key MiGel-Code	N	20		Nur für HospIndex-Import
27	Key Swissmedic-Nummer	N	12		Nur für HospIndex-Import
28	Leistungsposition	AN..	20	Leistungsnummer lt. SUVA-Katalog Abgleichkriterium für Mawi-Import bei ehemaligen Classic-Kunden.	
29	MawiTarifgruppe	AN..	16	Input für Entscheidungstabelle zur Selektion der Defaultleistung beim Neuanlegen einer Leistung im Hospis ng.	
30	Datum Gültig ab für Taxpunkte intern (Bezugsgrössen)	d*	8		Format JJJJMMTT
31	Datum Gültig ab für VITH Preis	d*	8		Format JJJJMMTT
32	Preis für VITH	an..	13		Format 99999999.9999

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
33	Datum Gültig ab für Taxpunkt Alternativ (Migel)	d*	8		Format JJJJMMTT
34	Taxpunkt Alternativ (Migel)	an..	13		Format 99999999.9999
35	Datum Gültig ab für VITHMTK Preis	d*	8		Format JJJJMMTT
36	Preis für VITHMTK	an..	13		Format 99999999.9999

1.6 PatientAuftrag

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Segment-Tag	an*	3		fix "P02" (nur bei EDIFACT)
2	Schablone	an*	5		fix "AUF02"
3	Meldungstyp	a*	1		DIOHIS-Mutationsart **Z**ugang **M**utation
4	Patnr. Fremdsystem	an..*	20		Patientennummer im Partnersystem
5	Fallnr. Fremdsystem	an..*	64		Fallnummer im Partnersystem
6	Auftragsnr. Fremdsyst.	an..*	64		Auftragsnummer im Partnersystem
7	Patientennummer Hospis	n	7		
8	Fallnummer Hospis	n	4		
9	Auftragsnummer Hospis	n..	10		
10	übergeord. Fallnummer Hospis	n..	14		
11	Prüfziffer übg. Fallnr.	n	1	leer	wird nicht benutzt
12	Name Patient	an..*	30		
13	Vorname Patient	an..*	20		
14	Geburtsdatum	d*	8		Format JJJJMMTT
15	Geschlecht	a*	40		Gemäss dem Codebereich Geschlecht; **M**ännlich, **W**eiblich
16	2.Anschriftszeile	an..	30		
17	Strasse Patient	an..	30		
18	Land Patient	an..*	3		Gemäss der Tabelle Land
19	PLZ Patient	an..*	6		
20	Ort Patient	an..*	30		
21	Telefon Patient (privat)	an..	30		
22	AHV-Nr	an..	16		
23	Muttersprache	an..	40		Gemäss dem Codebereich MutterSprache
24	Verständigungssprache	an..	40		Gemäss dem Codebereich KorrespondenzSprache
25	Kategorie	an..	40		Gemäss dem Codebereich Kategorie (z.B. 70 für extern)
26	Tarifcode	an..	40	optional	Gemäss dem Codebereich TarifCode
27	Verrechnungscode	an..	40	optional	Gemäss dem Codebereich VerrechnungsCode
28	Patiententyp	an..	40	leer	Wird nicht verwendet
29	Klasse	an..	40	optional	Gemäss dem Codebereich Klasse
30	Auftraggeber (ext. Auftr)	an..	10	optional	Gemäss der Tabelle Organisationseinheit
31	Auftragserbringer	an..*	10	Auftragerbringende Org.Einheit Die Ermittlung des Falles erfolgt normalerweise über die auftragerbr. OE und wird gesteuert über das Setting ImportPatient AuftragFallExternAnhandAG	Gemäss der Tabelle Organisationseinheit
32	Datum Auftragseingang	d	8		Format JJJJMMTT
33	Datum Probenentnahme	d	8		Format JJJJMMTT
34	Probennummer	an..	20	Bemerkung im Auftrag	
35	Rechnung an Patient	an	3		J/N
36	Personennummer AG	n..	8	Personennummer des Auftrag-gebers im HOSPIS	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
37	Name AG	an..	30		
38	Vorname AG	an..	20		
39	Anrede AG	a..	40		
40	Titel AG	a..	40		
41	2. Anschriftzeile AG	an..	30		
42	Strasse AG	an..	30		
43	Land AG	an..	3		
44	Postleitzahl AG	an..	6		
45	Ort AG	an..	30		
46	Telefon AG	an..	30		
47	Personennummer RA	n..	8	Personennummer der Rechnungs-adresse im HOSPIS	
48	Name RA	an..	30		
49	Vorname RA	an..	20		
50	Anrede RA	a..	40		
51	Titel RA	a..	40		
52	2. Anschriftzeile RA	an..	30		
53	Strasse RA	an..	30		
54	Land RA	an..	3		
55	Postleitzahl RA	an..	6		
56	Ort RA	an..	30		
57	Telefon RA	an..	30		
58	Personennummer GA	n..	8	Personennummer des Garanten im HOSPIS	
59	Name GA	an..	30		
60	Vorname GA	an..	20		
61	2. Anschriftzeile GA	an..	30		
62	Strasse GA	an..	30		
63	Land GA	an..	3		
64	Postleitzahl GA	an..	6		
65	Ort GA	an..	30		
66	Telefon GA	an..	30		
67	Patnr. Auftraggeber-System	an..	14	Bemerkung im Auftrag	
68	Auftragsnr. Auftraggeber-System	an..	10	Leer	Wird nicht verwendet
69	Erfassungsdatum	D	8	Leer	Wird nicht verwendet
70	Mutationsdatum	D	8	Leer	Wird nicht verwendet
71	Garantentyp	an..	40	Leer	Wird nicht verwendet
72	Bemerkung	an..	20	Leer	Wird nicht verwendet
73	Zusatzziffer PLZ Patient	n..	5	Optional; Zusatzziffer zur PLZ des Patienten (wird benutzt anstelle des Ortes zur eindeutigen Identifizierung der PLZ)	
74	Name Auftraggeber-System	an..	100	ExternerPatientenNameAG für Anzeige im Auftrag	
75	Hausnummer Patient	An..	8		
76	Hausnummer AG	An..	8		
77	Hausnummer RA	An..	8		
78	Hausnummer GA	An..	8		

1.7 PatientFall

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		fix "FAL01"
2	Meldungstyp	a*	1		DIOHIS-Mutationsart **Z**ugang **M**utation
3	PATID Fremdsystem	an..	20	Patientennummer im Partnersystem	
4	FALLID Fremdsystem	an..	64	Fallnummer im Partnersystem	
5	Patientennummer Hospis	n	10		vorhanden, wenn Fallzugang
6	Fallindex Hospis	n	4		
7	Übg. Fallnummer Hospis	n..	14		
8	Prüfziff. Übg. Fallnr.	n	1	leer	wird nicht verwendet
9	Fallstatus	n..	40		Gem. Codebereich FallStatus
10	Name Patient	an..*	30		
11	Vorname Patient	an..*	20		
12	Geburtsdatum	d*	8		
13	Geschlecht	an..*	40		**M**ännlich, **W**eiblich
14	Strasse Patient	an..	30		
15	Land Patient	an..*	3		
16	PLZ Patient	an..*	6		
17	Ort Patient	an..*	30		
18	2.Anschriftszeile	an..	30		
19	Kategorie	an..*	40	Kategorie: 1n=stationär 5n=ambulant 7n=extern	gemäss dem Codebereich Kategorie
20	Eintrittsdatum	d*	8	geplantes/effektives Eintrittsdatum (abhängig vom Fallstatus, ab Fallstatus definitiv gesperrt)	Format JJJJMMTT
21	Eintrittszeit	n*	4	ab Fallstatus definitiv gesperrt	Format HHMM
22	Chronikdatum	d	8	ab Fallstatus definitiv	Format JJJJMMTT
23	Chronikzeit	n	4	ab Fallstatus definitiv	Format HHMM
24	Organisationseinheit	n	10		Gemäss Tabelle Organisationseinheit
25	Klasse	an..	40	1nn=privat 2nn=halbprivat 3nn=allgemein	Gemäss dem Codebereich Klasse
26	Betten	n	2	Leer	Wird nicht verwendet
27	Zimmer	an..*	12	Leer	Wird nicht verwendet
28	Auftragserbringer	n*	10	Leer	Wird nicht verwendet
29	Austrittsdatum	d	8	Leer	Wird nicht verwendet
30	Austrittszeit	n	4	Leer	Wird nicht verwendet
31	Beruf Patient	an..	30	Beruf des Patienten	
32	Geburtsname Patient	an..	30	Geburtsname des Patienten	
33	Telefonnr. Patient	an..	30	Telefonnr. des Patienten	
34	Adressnr. EA	n	8	Personnummer des einweisenden Arztes	
35	Adressnr. HA	n	8	Personnummer des Hausarztes	
36	Adressnr. Arzt3	n	8	Personnummer des 3. Arztes, dieser wird durch die Rolle von Feld 38 bestimmt)	
37	Rolle für Arzt3	an	40	Rolle für 3. Arzt. Feld 36	Gemäss dem Codebereich Rolle
38	Disziplin1	an..	40	Leer	Wird nicht verwendet
39	Diagnose1	an..	8	Leer	Wird nicht verwendet
40	Disziplin2	an..	40	Leer	Wird nicht verwendet
41	Diagnose2	an..	8	Leer	Wird nicht verwendet
42	Erfassungsdatum	d*	8	Leer	Wird nicht verwendet
43	Mutationsdatum	d*	8	Leer	Wird nicht verwendet
44	Eintrittsgrund	an..	40		Gemäss dem Codebereich EintrittsGrund

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
45	Aufenthalt vor Eintritt	an..	40		Gemäss dem Codebereich AufenthaltVorEintritt
46	Eintrittsart	an..	40		Gemäss dem Codebereich Eintrittsart
47	Austrittsart	an..	40		Gemäss dem Codebereich Austrittsart
48	Titel	an..	40		Gemäss dem Codebereich Titel
49	Anrede	an..	40		Gemäss dem Codebereich Anrede
50	Telefon2	an..	30		
51	Fax	an..	30		
52	E-Mail	an..	70		
53	Mutationsart Name (K/G)	an	1	Leer	Wird nicht verwendet
54	Bürgerort	an..	30		
55	Nationalität	an..	3		Gemäss der Tabelle Land
56	Zivilstand	an..	40		Gemäss dem Codebereich Zivilstand
57	Konfession	an..	40		Gemäss dem Codebereich Konfession
58	Personnummer Garant1	n	8		
59	Garant1 Name	an..	30		
60	Garant1 Vorname	an..	20		
61	Garant1 Anschrift2	an..	30		
62	Garant1 Strasse	an..	30		
63	Garant1 Land	an..	3		
64	Garant1 Plz	an..	6		
65	Garant1 Ort	an..	30		
66	Garant1 Telefon	an..	30		
67	Garant1 Garantensequenz	n..	2		
68	Erfassungsvisum	an..	3		
69	Mutationsvisum	an..	3		
				Die Felder 71-83 sind relevant für Änderungen in der Chronik: z.B. Zimmerwechsel, Urlaub, Austritt, …	
70	Chronik Auftraggebende Organisationseinheit	n	10		Gemäss Tabelle Organisationseinheit
71	Chronik Auftragerbringende Organisationseinheit	n	10		Gemäss Tabelle Organisationseinheit
72	Chronik Zimmer	an..	12		Gemäss Tabelle Raum
73	Chronik Bett	n	20		Gemäss Tabelle Bett
74	Chronik Zimmertelefon	an..	7		
75	Chronik Telefonsperre	an	1		
76	Chronik Patiententyp	an	40		Gemäss dem Codebereich Patiententyp
77	Chronik Patientenart	an	40		Gemäss dem Codebereich Patientenart
78	Chronik Aufenthaltskategorie	an	40		Gemäss dem Codebereich AufenthaltsKategorie
79	Chronik Klasse	an	40		Gemäss dem Codebereich Klasse
80	Chronik Austrittsart	an	40	Relevant für Urlaubs- und Austrittsmeldungen	Gemäss dem Codebereich Austrittsart
81	Chronik Austrittsspezifikation	an	40		Gemäss dem Codebereich Austrittsspezifikation
82	Chronik Bemerkung	an..	70		

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
83	AHV-Nummer	an	16		
84	Patient Kurzbemerkung	an..	4000		
85	Patient Bemerkung 1	an..	4000		
86	Patient Bemerkung 2	an..	4000		
87	Patient Bemerkung 3	an..	4000		
88	Patient Kontaktadresse Bemerkung	an..	4000		
89	Mitarbeiter J/N	an	3	Leer	Wird nicht benutzt
90	Kontaktadresse Adrnr Fremdsystem	an	-	leer	Wird nicht verwendet
91	Kontaktadresse Adrnr DIOHIS	n	-	leer	Wird nicht verwendet
92	Kontaktadresse Anrede	An	-	leer	Wird nicht verwendet
93	Kontaktadresse Titel	An	-	leer	Wird nicht verwendet
94	Kontaktadresse Name	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
95	Kontaktadresse Vorname	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
96	Kontaktadresse Anschrift2	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
97	Kontaktadresse Strasse	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
98	Kontaktadresse Land	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
99	Kontaktadresse PLZ	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
100	Kontaktadresse Ort	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
101	Kontaktadresse Telefon	an	-	leer	Wird nicht verwendet
102	Kontaktadresse Muttersprache	an..	-	leer	Wird nicht verwendet
103	Kontaktadresse Verständigungssprache	An..	-		
104	Fall Tarifcode	an	40		Gemäss dem Codebereich Tarifcode
105	Patiententyp	an	40		Gemäss dem Codebereich Patiententyp
106	Patientenart	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
107	Patientenunterbringung	an	40		Gemäss dem Codebereich Patientenunterbringung
108	Notfall	an	3		**J**a / **N**ein
109	UVG-Patient	an	3	Leer	Wird nicht verwendet
110	Selbstzahler	an	3	Leer	Wird nicht verwendet
111	Fallpausch	an	3	Leer	Wird nicht verwendet
112	Fall Garantentyp	an	40		Gemäss dem Codebereich Garantentyp
113	Austrittsspezifikation	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
114	Aufenthalt nach Austritt	an	40		Gemäss dem Codebereich AufenthaltnachAustritt
115	Behandlung nach Austritt	an	40		Gemäss dem Codebereich BehandlungnachAustritt
116	Fall Bemerkung 1	an..	4000		
117	Fall Bemerkung 2	an..	4000		
118	Fall Bemerkung 3	an..	4000		
119	Fall Bemerkung 4	an..	4000		
120	Fall Bemerkung 5	an..	4000		
121	Einw. Arzt Adressnummer Fremdsystem	n	64		
122	Adressnummer einw. Arzt EA im Hospis	n	8	Personnummer des einweisenden Arztes	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
123	EA Anrede	an	40		
124	EA Titel	an	40		
125	EA Name	an..	30		
126	EA Vorname	an..	30		
127	EA Anschrift2	an..	30		
128	EA Strasse	an..	30		
129	EA Land	an..	3		
130	EA PLZ	an..	6		
131	EA Ort	an..	30		
132	EA Kurzbezeichnung	an..	15		
133	EA Telefon 1	an..	30		
134	EA Telefon 2	an..	30		
135	EA Fax	an..	30		
136	EA E-Mail	an..	70		
137	Behandelnder Arzt Adressnummer Fremdsystem	n	64	Reserviert	
138	Behandelnder Arzt Adressnummer DIOHIS	n	8	Personnummer des behandelnden Arztes	
139	BA Anrede	an	40		
140	BA Titel	an	40		
141	BA Name	an..	30		
142	BA Vorname	an..	30		
143	BA Anschrift2	an..	30		
144	BA Strasse	an..	30		
145	BA Land	an	3		
146	BA PLZ	an..	6		
147	BA Ort	an..	30		
148	BA Kurzbezeichnung	an..	15		
149	BA Telefon 1	an..	30		
150	BA Telefon 2	an..	30		
151	BA Fax	an..	30		
152	BA E-Mail	an..	70		
153	Hausarzt Adressnummer Fremdsystem	n	64	Reserviert	
154	Hausarzt Adressnummer DIOHIS	n	8	Personnummer des Hausarztes	
155	HA Anrede	an	40		
156	HA Titel	an	40		
157	HA Name	an..	30		
158	HA Vorname	an..	20		
159	HA Anschrift2	an..	30		
160	HA Strasse	an..	30		
161	HA Land	an	3		
162	HA PLZ	an..	6		
163	HA Ort	an..	30		
164	HA Kurzbezeichnung	an..	15		
165	HA Telefon 1	an..	30		
166	HA Telefon 2	an..	30		
167	HA Fax	an..	30		
168	HA E-Mail	an..	70		
169	Garant 2 Adressnummer	n	8	Personnummer des Garanten 2	
170	Garant 2 Name	an..	30		
171	Garant 2 Vorname	an..	20		
172	Garant 2 Anschrift2	an..	30		
173	Garant 2 Strasse	an..	30		
174	Garant 2 Land	an..	3		
175	Garant 2 Plz	an..	6		
176	Garant 2 Ort	an..	30		
177	Garant 2 Telefon	an..	30		
178	Garant 1 Versicherungsnummer	an..	30		
179	Garant 2 Versicherungsnummer	an..	30		
180	Geplantes Austrittsdatum	d	8	Leer	Wird nicht verwendet
181	Garant 1 Garantentyp	an	40		Gemäss dem Codebereich Garantentyp

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
182	Garant 2 Garantentyp	an	40		Gemäss dem Codebereich Garantentyp
183	Garant 1 Defaultgarantie Garantieart	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
184	Garant1 Defaultgarantie Ansatzcode	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
185	Garant2 Defaultgarantie Garantieart	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
186	Garant2 Defaultgarantie Ansatzcode	an	40	Leer	Wird nicht verwendet
187	Garant1 E-Mail	an..	70		
188	Garant2 E-Mail	an..	70		
189	Muttersprache	an	40		
190	Verständigungssprache	an..	40		
191	Steuerort Land	an..	3		
192	Steuerort PLZ	an..	6		
193	Steuerort Ort	an..	30		
194	Chronik zusätzlicher Key	n	10	ID der Tabelle FallHis; nur bei internen Schnittstellen zu Medfolio, wenn die neue FallHis bereits vom Medfolio angelegt worden ist.	FallHisID
195	Chronik Fremdsystem zusätzlicher Key	an..	20	Fremdnummer für eine Chronik in einem anderen System	
196	Rechnungsadresse Adressnummer Fremdsystem	n	8	Reserviert	
197	Rechnungsadresse Adressnummer DIOHIS	n	8	Personnummer der Rechnungsadresse	
198	RA Anrede	an	40		
199	RA Titel	an	40		
200	RA Name	an..	30		
201	RA Vorname	an..	20		
202	RA Anschrift2	an..	30		
203	RA Strasse	an..	30		
204	RA Land	an	3		
205	RA PLZ	an..	6		
206	RA Ort	an..	30		
207	RA Kurzbezeichnung	an..	15		
208	RA Telefon 1	an..	30		
209	RA Telefon 2	an..	30		
210	RA Fax	an..	30		
211	RA E-Mail	an..	70		
212	PatientenPersonnummer	n	10	Personnummer des Patienten – (für Notsystem)	
213	Eventcode	an..	10		
214	FallhisÜbergeordneteFallnummer	n..	14	Übg. Fallnummer für Chroniken/Verlegungen	
215	Global Patient Identifikation	an..	20	Leer	Wird nicht verwendet
216	Global Patient Identifikation Typ	an..	3	Leer	Wird nicht verwendet
217	Telefon 3	an..	30		
218	Telefon 4	an..	30		
219	Handy 1	an..	30		
220	Handy 2	an..	30		
221	Garant 3 Personennummer	n	8	Personnummer für den Garanten 3	
222	Garant 3 Name	an..	30		
223	Garant 3 Vorname	an..	20		
224	Garant 3 Anschrift2	an..	30		
225	Garant 3 Strasse	an..	30		
226	Garant 3 Land	an..	3		
227	Garant 3 Plz	an..	6		
228	Garant 3 Ort	an..	30		
229	Garant 3 Telefon	an..	30		
230	Garant 3 Versicherungsnummer	an..	30		

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
231	Garant 3 Garantentyp	an	40		
232	Garant3 E-Mail	an..	70		
233	AG Personnummer	n	8	Personnummer für den Auftraggeber	
234	KA1 Adresstyp	an..	40	Rolle für Kontakt 1	
235	KA1 Personnummer	n	8	Personnummer für Kontakt 1	
236	KA2 Adresstyp	an..	40	Rolle für Kontakt 2	
237	KA2 Personnummer	n	8	Personnummer für Kontakt 1	
238	KA3 Adresstyp	an..	40	Rolle für Kontakt 3	
239	KA3 Personnummer	n	8	Personnummer für Kontakt 1	
240	KA4 Adresstyp	an..	40	Rolle für Kontakt 4	
241	KA4 Personnummer	N	8	Personnummer für Kontakt 4	
242	KA5 Adresstyp	an..	40	Rolle für Kontakt 5	
243	KA5 Personnummer	n	8	Personnummer für Kontakt 5	
244	Eintrittsart BFS	an..	40		Gemäss dem Codebereich Eintrittsart BfS
245	Garant 1 Vertragsart	an..	40		
246	Garant 2 Vertragsart	an..	40		
247	Garant 3 Vertragsart	an..	40		
248	Unfalldatum	d	8		Format JJJJMMTT
249	Unfallzeit	n..	6		Format HHMMSS
250	Medizinisch indiziert?	an	3		**J**a/**N**ein
251	Versicherungsklasse	an	30	Versicherungsklasse als Freitext Feld	
252	Dokument Nummer	n	10	Dokumentnr. (für Bulgarien)	
253	Belegungsgrund	an	40		Gemäss dem Codebereich Belegungsgrund
254	Fallpauschalentyp	An	40		Gemäss dem Codebereich Fallpauschalentyp
255	EPDVertraulichkeit	An	40	EPDVertraulichkeit des Patienten	Gem. Codebereich EPDVertraulichkeit
256	Patientenstatus Klinik	An	40		Gemäss dem Codebereich PatientenStatusKlinik
257	VIP Status	An	40		Gemäss dem Codebereich VIPStatus
258	Geplante Tage	N	5	Anzahl der geplanten Tage	
259	Hausnummer Patient	an	8		
260	Hausnummer G1	an	8		
261	Hausnummer KA	An	8		
262	Hausnummer EA	An	8		
263	Hausnummer BA	An	8		
264	Hausnummer HA	An	8		
265	Hausnummer G2	An	8		
266	Hausnummer RA	An	8		
267	Hausnummer G3	An	8		
268	PatientenNummer3ExternesSystem	An	64	Weitere Patientennummer im Partnersystem	
269	PatientenNummer4ExternesSystem	An	64	Weitere Patientennummer im Partnersystem	
270	PatientenNummer5ExternesSystem	An	64	Weitere Patientennummer im Partnersystem	
271	UebFallNummer2ExternesSystem	An	64	Weitere überg. Fallnummer im Partnersystem	
272	UebFallNummer3ExternesSystem	An	64	Weitere überg. Fallnummer im Partnersystem	
273	UebFallNummer4ExternesSystem	An	64	Weitere überg. Fallnummer im Partnersystem	

1.8 Telefon

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Bemerkungen
1	Segment-Tag	an*	3		fix "CHR"
2	Meldungstyp	a*	1		Mutationsart: **Z**= Aktivierung, **A**= Austritt, **C**= Rechnung
3	Patientennummer	n..	7		
4	Fallnummer	n..	4		
5	Zimmer	an..	12	Zimmeridentifikation	
6	Bettnummer	n..	40	Bett	
7	Zimmertelefonnummer	n..	7	Durchwahlnr. Telefonkarte	
8	Austrittsart	an..	3		Gemäss dem Codebereich Austrittsart
9	Datum	d*	8	**Z**: Datum der Meldungserstellung **A**: Austrittsdatum **C**: Eintrittsdatum	Format; YYYYMMTT
10	Zeit	n	4	**Z**: Zeit der Meldungserstellung **A**: Austrittszeit	Format: HHMM
11	Telefongebühr	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
12	übergeordnete Fallnr.	n	7		
13	Prüfziff. übg Fallnr.	n	1	Leer	Wird nicht verwendet
14	Klinik	n	2		
15	Station	n	2		
16	Name	an	30		
17	Vorname	an	20		
18	TV Gebühr	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
19	Gebühr 3	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
20	Gebühr 4	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
21	Gebühr 5	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
22	Gebühr 6	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
23	Gebühr 7	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
24	Gebühr 8	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
25	Gebühr 9	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
26	Gebühr 10	n	8		Format : 99999.99 Gutschrift: -9999.99
27	Austrittsspezifikation / -entscheid	an..	40	Wenn leer, dann gemäss dem Setting ImportTVADefault Austrittsspezifikation	Gemäss dem Codebereich Austrittsspezifikation
28	Behandlungsbedarf nach Austritt	an..	40	Wenn leer, dann gemäss dem Setting ImportTVADefault BehandlungsBedarfAustritt	Gemäss dem Codebereich BehandlungsBedarfAustritt
29	Aufenthalt nach Austritt	an..	40	Wenn leer, dann gemäss dem Setting ImportTVADefault AufenthaltNachAustritt	Gemäss dem Codebereich AufenthaltNachAustritt

1.9 DokumentAcknowledge

MSH (Der Header wird derzeit nicht verarbeitet. Folglich hat der Inhalt des Message-Header derzeit keine Bedeutung.)

Nr	HL7 Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01					

MSA

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Bestätigungscode	ID	2	AA = Empfangen oder AE = Empfang Fehler oder AR = Empfang abgelehnt	AA
02	Nachrichtenkontrollnummer	ST		In diesem Feld wird die Nachrichtenkontrollnummer der Nachricht übermittelt, auf die sich die Antwort bezieht (MSH-10 des MDM-Meldung).	20030226000000
03	Klartexterläuterung			Klartext der Meldung. (Hat für die Weiterverarbeitung keine Relevanz)	Success

1.10 Adresse

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Message Header	An..	5		Fix ADR02
2	Message Version	An..	8		
3	Eventcode	An	40		momentan nicht verwendet
4	Erfassungsdatum	D	8		momentan nicht verwendet
5	Erfassungszeit	Z	6		momentan nicht verwendet
6	User-Logon Name	An	40		momentan nicht verwendet
7	Mandant	An	15	Kurzbezeichnung	
8	Personnummer	N	8	Personnr. im HOSPIS ng	
9	Personnummer FRW	N	9	Leer	momentan nicht verwendet
10	ExternesSystem	An	10	Kurzbezeichung	
11	Nummer der Person im Partnersystem	An	20	Wird in der Tabelle Nummerexternessystem hinterlegt	
12	Person Kurzbezeichnung	An	20		momentan nicht verwendet
13	Titel	An	40		Gemäss Codebereich Titel
14	Rechnungsempfänger J/N	An	3		momentan nicht verwendet
15	Konkordatsnummer	An	15		
16	Kontaktperson	An	255		momentan nicht verwendet
17	EAN-Nummer	N	13		
18	Nif-Nummer	An	15		momentan nicht verwendet
19	Poststrasse	An	40		momentan nicht verwendet
20	Korrespondenzsprache	An	40		momentan nicht verwendet
21	Muttersprache	An	40		momentan nicht verwendet
22	PersonBemerkung1	An	1000		
23	PersonBemerkung2	An	15		
24	Juristische Person?	An	3		**J**a, **N**ein
25	Gesperrt für Erfassung	An	3		momentan nicht verwendet
26	Name	An	100		
27	Zivilstand	An	40		Gemäss Codebereich Zivilstand
28	HeiratsOrt	An	30		momentan nicht verwendet
29	HeiratsDatum	D	8		momentan nicht verwendet
30	HeiratsZeit	Z	6		momentan nicht verwendet
31	Gültig von für Person (Datum)	D	8		Format YYYYMMJJ
32	Gültig von für Person (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
33	Gültig bis für Person (Datum)	D	8		Format YYYYMMJJ
34	Gültig bis für Person (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
35	Facharzttitel	An	40		gemäss Codebereich Facharzttitel
36	Korrespondenzart	An	40		momentan nicht verwendet
37	Nationalität	An	3	Autokennzeichen	Gemäss Tabelle Land
38	Nationalität	An	2	ISO-2 Code	Gemäss Tabelle Land
39	Nationalität	An	3	ISO-3 Code	Gemäss Tabelle Land
40	Anschriftstyp	An	40		momentan nicht verwendet

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
41	Email	An	70		
42	Fax	An	30		
43	Handy1	An	30		
44	Handy2	An	30		
45	Telefon1	An	30		
46	Telefon2	An	30		
47	Telefon3	An	30		
48	Telefon4	An	30		
49	Anrede	An	40		Gemäss Codebereich Anrede
50	Anschrift2	An	30		
51	Anschrift3	An	30		
52	Ort	An	30		
53	Postleitzahl	An	9		
54	Postfach	An	30		momentan nicht verwendet
55	Postfach Plz	An	9		momentan nicht verwendet
56	Strasse	An	255		
57	Plz-Zusatzziffer	An	5		momentan nicht verwendet
58	Kanton	An	2		momentan nicht verwendet
59	Gültig von für Anschrift (Datum)	D	8		Format YYYYMMDD
60	Gültig von für Anschrift (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
61	Gültig bis für Anschrift (Datum)	D	8		Format YYYYMMDD
62	Gültig bis für Anschrift (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
63	Land	An	3	Autokennzeichen	Gemäss Tabelle Land
64	Land	An	2	Iso-2 Code	Gemäss Tabelle Land
65	Land	An	3	Iso-3 Code	Gemäss Tabelle Land
66	Vorname	An	30		
67	Geburtsdatum	D	8		Format HHMMSS
68	Geburtszeit	Z	6		Format YYYYMMDD
69	Geschlecht	An	40		Gemäss Codebereich Geschlecht
70	Ist Mitarbeiter?	An	3		**J**a, **N**ein
71	Ist Arzt?	An	3		**J**a, **N**ein
72	Ist Spitalarzt?	An	3		**J**a, **N**ein
73	Ist Therapeut?	An	3		**J**a, **N**ein
74	Konfession	An	40		Gemäss Codebereich Konfession
75	AHV Nummer	An	16		
76	Sozialversicherungs nummer	An	16		
77	Bank	An	30		
78	Bank-Clearing-Nummer	An	12		
79	Konto	An	24		
80	Eurofunk	An	30		
81	Sucher	An	30		
82	Personalnummer	An	9		
83	Username	An	20	für Login	
84	Visum	An	5		
85	Ist angestellt?	An	3		**J**a, **N**ein
86	Mitarbeiterstatus	An	40		Gemäss Codebereich Mitarbeiterstatus
87	Gültig von für Mitarbeiter (Datum)	D	8		Format YYYYMMTT
88	Gültig von für Mitarbeiter (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
89	Gültig bis für Mitarbeiter (Datum)	D	8		Format YYYYMMTT
90	Gültig bis für Mitarbeiter (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
91	Abrechnungsart	An	40		momentan nicht verwendet
92	Abrechnungsperiode	An	40		momentan nicht verwendet
93	Arztidentifikation	An	12		momentan nicht verwendet
94	Dignität Spitalarzt	An	40		momentan nicht verwendet
95	Verbuchungstyp FRW	An	40		momentan nicht verwendet
96	Hat Auszahlung in PIS?	An	3		momentan nicht verwendet
97	Ist honorarberechtigt?	An	3		momentan nicht verwendet
98	Ist honorar gesperrt	An	3		momentan nicht verwendet
99	StaffeltypLegacycode	An	40		momentan nicht verwendet
100	Gültig von für Spitalarzt (Datum)	D	8		Format YYYYMMTT
101	Gültig von für Spitalarzt (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
102	Gültig bis für Spitalarzt (Datum)	D	8		Format YYYYMMTT
103	Gültig bis für Spitalarzt (Zeit)	Z	6		Format HHMMSS
104	Behörde?	An	3		**J**a, **N**ein
105	Spital?	An	3		**J**a, **N**ein
106	Versicherung?	An	3		**J**a, **N**ein
107	Garantentyp Behörde	An	40		momentan nicht verwendet
108	Anteil Behörde	An	3		momentan nicht verwendet
109	Gültig von für Behörde (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
110	Gültig von für Behörde (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
111	Gültig bis für Behörde (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
112	Gültig bis für Behörde (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
113	Bearbeitungsgebühr	An	40		momentan nicht verwendet
114	Garantentyp	An	40		momentan nicht verwendet
115	Diagnose auf Faktur?	An	3		momentan nicht verwendet
116	Ist Teilnehmer Elektr. Kostengutsprache?	An	3		momentan nicht verwendet
117	Ist Gruppenvertreter?	An	3		momentan nicht verwendet
118	Zahlstellenregister Nummer	An	7		momentan nicht verwendet
119	Rabattstufe	An	2		momentan nicht verwendet
120	Fallpauschalentyp	An	40		momentan nicht verwendet
121	Gültig von für Versicherung (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
122	Gültig von für Versicherung (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
123	Gültig bis für Versicherung (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
124	Gültig bis für Versicherung (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
125	Anschriftstyp für Arzt	An	40		momentan nicht verwendet
126	Arzt Email	An	70		momentan nicht verwendet

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
127	Arzt Fax	An	30		momentan nicht verwendet
128	Arzt Handy1	An	30		momentan nicht verwendet
129	Arzt Handy2	An	30		momentan nicht verwendet
130	Arzt Telefon1	An	30		momentan nicht verwendet
131	Arzt Telefon2	An	30		momentan nicht verwendet
132	Arzt Telefon3	An	30		momentan nicht verwendet
133	Arzt Telefon4	An	30		momentan nicht verwendet
134	Arzt Anrede	An	40		momentan nicht verwendet
135	Arzt Anschrift2	An	30		momentan nicht verwendet
136	Arzt Anschrift3	An	30		momentan nicht verwendet
137	Arzt Ort	An	30		momentan nicht verwendet
138	Arzt Postleitzahl	An	9		momentan nicht verwendet
139	Arzt Postfach	An	30		momentan nicht verwendet
140	Arzt Postfach Plz	An	9		momentan nicht verwendet
141	Arzt Strasse	An	255		momentan nicht verwendet
142	Arzt Plz Zusatzziffer	An	5		momentan nicht verwendet
143	Arzt Kanton	An	2		momentan nicht verwendet
144	Gültig von für Arztanschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
145	Gültig von für Arztanschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
146	Gültig bis für Arztanschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
147	Gültig bis für Arztanschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
148	Arzt Land	An	3	Autokennzeichen	momentan nicht verwendet
149	Arzt Land	An	2	Iso 2-Code	momentan nicht verwendet
150	Arzt Land	An	3	Iso 3-Code	momentan nicht verwendet
151	Mitarbeiter Anschriftstyp	An	40		momentan nicht verwendet
152	Mitarbeiter Email	An	70		momentan nicht verwendet
153	Mitarbeiter Fax	An	30		momentan nicht verwendet
154	Mitarbeiter Handy1	An	30		momentan nicht verwendet
155	Mitarbeiter Handy2	An	30		momentan nicht verwendet
156	Mitarbeiter Telefon1	An	30		momentan nicht verwendet
157	Mitarbeiter Telefon2	An	30		momentan nicht verwendet
158	Mitarbeiter Telefon3	An	30		momentan nicht verwendet
159	Mitarbeiter Telefon4	An	30		momentan nicht verwendet
160	Mitarbeiter Anrede	An	40		momentan nicht verwendet

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
161	Mitarbeiter Anschrift2	An	30		momentan nicht verwendet
162	Mitarbeiter Anschrift3	An	30		momentan nicht verwendet
163	Mitarbeiter Ort	An	30		momentan nicht verwendet
164	Mitarbeiter Postleitzahl	An	9		momentan nicht verwendet
165	Mitarbeiter Postfach	An	30		momentan nicht verwendet
166	Mitarbeiter Postfach Plz	An	9		momentan nicht verwendet
167	Mitarbeiter Strasse	An	30		momentan nicht verwendet
168	Mitarbeiter Plz Zusatzziffer	An	5		momentan nicht verwendet
169	Mitarbeiter Kanton	An	2		momentan nicht verwendet
170	Gültig von für Mitarbeiter Anschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
171	Gültig von für Mitarbeiter Anschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
172	Gültig bis für Mitarbeiter Anschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
173	Gültig bis für Mitarbeiter Anschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
174	Mitarbeiter Land	An	3	Autokennzeichen	momentan nicht verwendet
175	Mitarbeiter Land	An	2	Iso 2-Code	momentan nicht verwendet
176	Mitarbeiter Land	An	3	Iso 3-Code	momentan nicht verwendet
177	Therapeut Anschriftstyp	An	40		momentan nicht verwendet
178	Therapeut Email	An	70		momentan nicht verwendet
179	Therapeut Fax	An	30		momentan nicht verwendet
180	Therapeut Handy1	An	30		momentan nicht verwendet
181	Therapeut Handy2	An	30		momentan nicht verwendet
182	Therapeut Telefon1	An	30		momentan nicht verwendet
183	Therapeut Telefon2	An	30		momentan nicht verwendet
184	Therapeut Telefon3	An	30		momentan nicht verwendet
185	Therapeut Telefon4	An	30		momentan nicht verwendet
186	Therapeut Anrede	An	40		momentan nicht verwendet
187	Therapeut Anschrift2	An	30		momentan nicht verwendet
188	Therapeut Anschrift3	An	30		momentan nicht verwendet
189	Therapeut Ort	An	30		momentan nicht verwendet
190	Therapeut Postleitzahl	An	9		momentan nicht verwendet
191	Therapeut Postfach	An	30		momentan nicht verwendet
192	Therapeut PostfachPLZ	An	9		momentan nicht verwendet
193	Therapeut Strasse	An	30		momentan nicht verwendet
194	Therapeut PlzZusatzziffer	An	5		momentan nicht verwendet

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
195	Therapeut Kanton	An	2		momentan nicht verwendet
196	Gültig von für Therapeut Anschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
197	Gültig von für Therapeut Anschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
198	Gültig bis für Therapeut Anschrift (Datum)	D	8		momentan nicht verwendet
199	Gültig bis für Therapeut Anschrift (Zeit)	Z	6		momentan nicht verwendet
200	Therapeut Land	An	3	Autokennzeichen	momentan nicht verwendet
201	Therapeut Land	An	2	Iso 2-Code	momentan nicht verwendet
202	Therapeut Land	An	3	Iso 3-Code	momentan nicht verwendet
203	Facharzt Titel2	An	40		
204	Mitarbeiter Geschäftsbereich	An	40		
205	Mitarbeiter Funktion	An	40		
206	Person Email2	An	70		
207	Arzt Email2	An	70		
208	Mitarbeiter Email2	An	70		
209	Therapeut Email2	An	70		
210	Hausnummer Person	An	8		
211	Hausnummer Arzt	An	8		
212	Hausnummer Mitarbeiter	An	8		
213	Hausnummer Therapeut	An	8		
214	HIN Versandart	AN	40	Gemäss dem Codebereich HINVersandArt	

1.11 Assessment

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5	Recordkennzeichen	fix "ASS01"
2	Meldungstyp	a*	1	Meldungsart	**Z** – Zugang
3	Satellitennummer	n..*	6	Eindeutige Satelliten-Nummer (gleiche Nummer wie beim Auftrag)	
4	Assessment Typ	An*	10	Typ des Assessments, gem. dem Codebereich 'AssessmentTyp'	z.B. FIM, HoNOS, EFM
5	Assessment Zeitpunkt	D	8	Datum, wann das Assessment ermittelt wurde	Format YYYYMMDD
6	Dropout Beschreibung	AN	100	Beschreibung des Dropouts	
7	Dropout Code	AN	100	Code für das Dropout	
8	Dropout Datum	D	8	Datum, wann das Dropout ermittelt wurde	Format YYYYMMDD
9	ExternesSystemNummer	AN	64	Nummer für dieses Assessment im Fremdsystem	
10	Wert01	AN	100	Wert für das 1. Feld	
11	Wert02	AN	100	Wert für das 2. Feld	
12	Wert03	AN	100	Wert für das 3. Feld	
13	Wert04	AN	100	Wert für das 4. Feld	
14	Wert05	AN	100	Wert für das 5. Feld	
15	Wert06	AN	100	Wert für das 6. Feld	
16	Wert07	AN	100	Wert für das 7. Feld	
17	Wert08	AN	100	Wert für das 8. Feld	
18	Wert09	AN	100	Wert für das 9. Feld	
19	Wert10	AN	100	Wert für das 10. Feld	
20	Wert11	AN	100	Wert für das 11. Feld	
21	Wert12	AN	100	Wert für das 12. Feld	
22	Wert13	AN	100	Wert für das 13. Feld	
23	Wert14	AN	100	Wert für das 14. Feld	
24	Wert15	AN	100	Wert für das 15. Feld	
25	Wert16	AN	100	Wert für das 16. Feld	
26	Wert17	AN	100	Wert für das 17. Feld	
27	Wert18	AN	100	Wert für das 18. Feld	
28	Wert19	AN	100	Wert für das 19. Feld	
29	Wert20	AN	100	Wert für das 20. Feld	
30	Wert21	AN	100	Wert für das 21. Feld	
31	Wert22	AN	100	Wert für das 22. Feld	
32	Wert23	AN	100	Wert für das 23. Feld	
33	Wert24	AN	100	Wert für das 24. Feld	
34	Wert25	AN	100	Wert für das 25. Feld	
35	Wert26	AN	100	Wert für das 26. Feld	
36	Wert27	AN	100	Wert für das 27. Feld	
37	Wert28	AN	100	Wert für das 28. Feld	
38	Wert29	AN	100	Wert für das 29. Feld	
39	Wert30	AN	100	Wert für das 30. Feld	
40	Wert31	AN	100	Wert für das 31. Feld	
41	Wert32	AN	100	Wert für das 32. Feld	
42	Wert33	AN	100	Wert für das 33. Feld	
43	Wert34	AN	100	Wert für das 34. Feld	
44	Wert35	AN	100	Wert für das 35. Feld	
45	Wert36	AN	100	Wert für das 36. Feld	
46	Wert37	AN	100	Wert für das 37. Feld	
47	Wert38	AN	100	Wert für das 38. Feld	
48	Wert39	AN	100	Wert für das 39. Feld	
49	Wert40	AN	100	Wert für das 40. Feld	
50	Wert41	AN	100	Wert für das 41. Feld	
51	Wert42	AN	100	Wert für das 42. Feld	
52	Wert43	AN	100	Wert für das 43. Feld	
53	Wert44	AN	100	Wert für das 44. Feld	
54	Wert45	AN	100	Wert für das 45. Feld	
55	Wert46	AN	100	Wert für das 46. Feld	
56	Wert47	AN	100	Wert für das 47. Feld	
57	Wert48	AN	100	Wert für das 48. Feld	

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
58	Wert49	AN	100	Wert für das 49. Feld	
59	Wert50	AN	100	Wert für das 50. Feld	
60	Wert51	AN	100	Wert für das 51. Feld	
61	Wert52	AN	100	Wert für das 52. Feld	
62	Wert53	AN	100	Wert für das 53. Feld	
63	Wert54	AN	100	Wert für das 54. Feld	
64	Wert55	AN	100	Wert für das 55. Feld	
65	Wert56	AN	100	Wert für das 56. Feld	
66	Wert57	AN	100	Wert für das 57. Feld	
67	Wert58	AN	100	Wert für das 58. Feld	
68	Wert59	AN	100	Wert für das 59. Feld	
69	Wert60	AN	100	Wert für das 60. Feld	
70	Messzeitpunkt	AN	40	Messzeitpunkt des Assessments (Eintritt, Austritt, anderer), gem. dem Codebereich ‘AssessmentMessZeitpunkt’	

1.12 DRGExtern

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		fix "DRG01"
2	überg. Fallnummer	n..*	14		
3	DRG Code	An*	20		
4	Bewertetes Kostengewicht	n..*	10		Format 999.99999
5	Differenz Kostengewicht	n..*	10		Format 999.99999
6	Verwendungszweck	An*	100		

1.13 Kostenträgerdaten

Nr	Feld	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	Schablone	an*	5		fix "KST01"
2	Überg. Fallnummer	n..*	14		
3	Kostenstelle	An*	40		
4	Kostenart	An*	40		
5	Betrag	n..*	18		Format 999999999999999.99
6	Buchungsdatum	An*	8		Format yyyymmdd
7	IstKTRVKLRelevant	An	3		**J**a, **N**ein
8	IstKTRRekoleRelevant	An	3		**J**a, **N**ein
9	KTRTyp	An	30	Kostenträger Typ	
10	SpigesVariable	An	30	Spiges Variable	

2 Exportschnittstellen

2.1 Adresse

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// HEADER				
1	MessageHeader	AN	3		ADR01
2	MessageVersion	AN	5		1.03
3	EventScopeName	AN	100		Adresse
4	EventScopeLegacyCode	AN	40		4
5	EventCodeName	AN	100		Unbekannt
6	EventCodeLegacyCode	AN	40		UNB
7	ErfassungsDatum	D	8		Format yyyymmdd
8	ErfassungsZeit	D	6		Format hh24miss
9	UserLogonName	AN		User Logon Name	
	// Person				
10	MandantBezeichnung	AN	50		Kantonsspital X
11	MandantKurzBez	AN	15		KSX
12	PersonNummer	N	8	vorgenullt, 8 Stellen	01668456
13	PersonNummerFRW	N	9	Ist immer leer	
14	Person_Kurzbez	AN	20		Langenstein_Roland
15	Titel	AN	100		Doktor
16	TitelLegacycode	AN	40		Dr.
17	IstElektrRechnEmpfaenger	AN	5		False
18	KonkordatsNummer	AN	15		F123456
19	KontaktPerson	AN	255		
20	EanNummer	AN	13		7601003001654
21	NifNummer	AN	15		134
22	PostStrasse	AN	100	Gem. Codeitem PostStrasse	Poststrasse4
23	PostStrasseLegacycode	AN	40	Gem. Codeitem PostStrasse	4
24	KorrespondenzSprache	AN	100	Gem. Codeitem KorrespondenzSprache	Deutsch
25	KorrespondenzSpracheLegacycode	AN	40	Gem. Codeitem KorrespondenzSprache	D
26	MutterSprache	AN	80	Gem. Codeitem MutterSprache	Deutsch
27	MutterSpracheLegacycode	AN	3	Gem. Codeitem MutterSprache	D
28	PersonBemerkung1	AN	1000		Bemerkung_1

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
29	PersonBemerkung2	AN	15		Bemerkung_2
30	Person_Juristisch	AN	3	J/N	N
31	Person_Reserve2	AN		Leer	
	// PersonHis				
32	Name	AN	100		Langenstein
33	Zivilstand	AN	100		Verheiratet
34	ZivilstandLegacycode	AN	40		VER
35	HeiratsOrt	AN	30		Basel
36	HeiratsDatum	D	8		20141212
37	HeiratsZeit	T	6		120000
38	PersonHis_ErfassungsDatum	D	8		20101010
39	PersonHis_ErfassungsZeit	T	6		110944
40	PersonHis_ErfassungsVisum	AN	40		Erfasser
41	PersonHis_MutationsDatum	D	8		20190501
42	PersonHis_MutationsZeit	T	6		121155
43	PersonHis_MutationsVisum	AN	40		Erfasser_2
44	PersonHis_GueltigVonDatum	D	8		19691010
45	PersonHis_GueltigVonZeit	T	6		000000
46	PersonHis_GueltigBisDatum	D	8		2099
47	PersonHis_GueltigBisZeit	T	6		
48	PersonHis_FacharztTitel	AN	100		
49	PersonHis_FacharztTitelLegacyCode	AN	40		
	// PersonHis-Land				
50	Nationalitaet	AN	80		
51	NationalitaetAutokennzeichen	AN	3		
52	NationalitaetIso2Code	AN	2		
53	NationalitaetIso3Code	AN	3		
54	NationalitaetIsoNummer	N	3		
	// Korrespondenz (DefaultKorrespondenz)				
55	AnschriftsTyp	AN	100		
56	AnschriftsTypLegacycode	AN	40		
	// Anschrift (DefaultKorrespondenz)				
57	Email	AN	70		
58	Fax	AN	30		
59	Handy1	AN	30		
60	Handy2	AN	30		
61	Telefon1	AN	30		
62	Telefon2	AN	30		
63	Telefon3	AN	30		
64	Telefon4	AN	30		
65	Anschrift_Reserve1	AN		Leer	
66	Anschrift_Reserve2	AN		Leer	
	// AnschriftHis (DefaultKorrespondenz)				
67	Anrede	AN	100		
68	AnredeLegacycode	AN	40		
69	Anschrift2	AN	30		
70	Anschrift3	AN	30		
71	Ort	AN	30		
72	Postleitzahl	AN	9		
73	Postfach	AN	30		
74	PostfachPLZ	AN	9		
75	Strasse	AN	255		
76	PlzZusatzziffer	N	5		
77	Kanton	AN	2		
78	AnschriftHis_ErfassungsDatum	D	8		
79	AnschriftHis_ErfassungsZeit	T	6		
80	AnschriftHis_ErfassungsVisum	AN	40		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
81	AnschriftHis_MutationsDatum	D	8		
82	AnschriftHis_MutationsZeit	T	6		
83	AnschriftHis_MutationsVisum	AN	40		
84	AnschriftHis_GueltigVonDatum	D	8		
85	AnschriftHis_GueltigVonZeit	T	6		
86	AnschriftHis_GueltigBisDatum	D	8		
87	AnschriftHis_GueltigBisZeit	T	6		
88	AnschriftHis_Reserve1	AN		Leer	
89	AnschriftHis_Reserve2	AN		Leer	
	// AnschriftHis – Land (DefaultKorrespondenz)				
90	Land	AN	80		
91	LandAutokennzeichen	AN	3		
92	LandIso2Code	AN	2		
93	LandIso3Code	AN	3		
94	LandIsoNummer	N	3		
	// PersonNatuerlich				
95	Vorname	AN	30		
96	GeburtsDatum	D	8		
97	GeburtsZeit	T	6		
98	Geschlecht	AN	100		
99	GeschlechtLegacycode	AN	40		
100	IstMitarbeiter	BOOL	5		
101	IstArzt	BOOL	5		
102	IstSpitalArzt	BOOL	5		
103	IstTherapeut	BOOL	5		
104	Konfession	AN	100		
105	KonfessionLegacycode	AN	40		
106	AHVNummer	AN	16		incl. Punkte
107	SozialversicherungsNummer	AN	16		incl. Punkte
108	IstGesperrtFuerErfassung	BOOL	5		
	// Mitarbeiter				
109	Bank	AN	30		
110	BankClearing	AN	12		
111	Konto	AN	24		
112	Eurofunk	AN	30		
113	Sucher	AN	30		
114	PersonalNummer	N	9		
115	UserLogonName	AN	20		
	// MitarbeiterHis				
116	IstAngestellt	BOOL	5		
117	MitarbeiterHis_ErfassungsDatum	D	8		
118	MitarbeiterHis_ErfassungsZeit	T	6		
119	MitarbeiterHis_ErfassungsVisum	AN	40		
120	MitarbeiterHis_MutationsDatum	D	8		
121	MitarbeiterHis_MutationsZeit	T	6		
122	MitarbeiterHis_MutationsVisum	AN	40		
123	MitarbeiterHis_GueltigVonDatum	D	8		
124	MitarbeiterHis_GueltigVonZeit	T	6		
125	MitarbeiterHis_GueltigBisDatum	D	8		
126	MitarbeiterHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// SpitalArzt				
127	AbrechnungsArt	AN	100		
128	AbrechnungsArtLegacycode	AN	40		
129	AbrechnungsPeriode	AN	100		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
130	AbrechnungsPeriodeLegacycode	AN	40		
131	ArztIdentifikation	AN	12		
132	SpitalArztDignitaet	AN	100		
133	SpitalArztDignitaetLegacycode	AN	40		
134	FRWVerbuchungsTyp	AN	100		
135	FRWVerbuchungsTypLegacycode	AN	40		
136	HatPisAuszahlung	BOOL	5		
137	IstHonorarBerechtigt	BOOL	5		
138	IstHonorarGesperrt	BOOL	5		
	// SpitalArztHis				
139	Staffeltyp	AN	100		
140	StaffeltypLegacycode	AN	40		
141	SpitalArztHis_ErfassungsDatum	D	8		
142	SpitalArztHis_ErfassungsZeit	T	6		
143	SpitalArztHis_ErfassungsVisum	AN	40		
144	SpitalArztHis_MutationsDatum	D	8		
145	SpitalArztHis_MutationsZeit	T	6		
146	SpitalArztHis_MutationsVisum	AN	40		
147	SpitalArztHis_GueltigVonDatum	D	8		
148	SpitalArztHis_GueltigVonZeit	T	6		
149	SpitalArztHis_GueltigBisDatum	D	8		
150	SpitalArztHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// PersonJuristisch				
151	IstBehoerde	BOOL	5		
152	IstSpital	BOOL	5		
153	IstVersicherung	BOOL	5		
	// Behoerde				
154	BehoerdeGarantenTyp	AN	100		
155	BehoerdeGarantenTypLegacycode	AN	40		
	// BehoerdeHis				
156	BehoerdeAnteil	N	3		
157	BehoerdeHis_ErfassungsDatum	D	8		
158	BehoerdeHis_ErfassungsZeit	T	6		
159	BehoerdeHis_ErfassungsVisum	AN	40		
160	BehoerdeHis_MutationsDatum	D	8		
161	BehoerdeHis_MutationsZeit	T	6		
162	BehoerdeHis_MutationsVisum	AN	40		
163	BehoerdeHis_GueltigVonDatum	D	8		
164	BehoerdeHis_GueltigVonZeit	T	6		
165	BehoerdeHis_GueltigBisDatum	D	8		
166	BehoerdeHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// Versicherung				
167	BearbeitungsGebuehr	AN	100		
168	BearbeitungsGebuehrLegacycode	AN	40		
169	VersicherungGarantenTyp	AN	100		
170	VersicherungGarantenTypLegacycode	AN	40		
171	HatDiagnoseAufFaktur	BOOL	5		
172	IstElektroKoGuTeilnehmer	BOOL	5		
173	IstGruppenVertreter	BOOL	5		
174	ZahlStellenRegNummer	AN	7		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// VersicherungHis				
175	Rabattstufe	AN	2		
176	FallPauschalenTyp	AN	100		
177	FallPauschalenTypLegacycode	AN	40		
178	VersicherungHis_ErfassungsDatum	D	8		
179	VersicherungHis_ErfassungsZeit	T	6		
180	VersicherungHis_ErfassungsVisum	AN	40		
181	VersicherungHis_MutationsDatum	D	8		
182	VersicherungHis_MutationsZeit	T	6		
183	VersicherungHis_MutationsVisum	AN	40		
184	VersicherungHis_GueltigVonDatum	D	8		
185	VersicherungHis_GueltigVonZeit	T	6		
186	VersicherungHis_GueltigBisDatum	D	8		
187	VersicherungHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// PersonJuristisch2				
188	IstGesperrtFuerErfassung	BOOL	5		
	// Korrespondenz (ArztKorrespondenz)				
189	Arzt_AnschriftsTyp	AN	100		
190	Arzt_AnschriftsTypLegacycode	AN	40		
	// Anschrift (ArztKorrespondenz)				
191	Arzt_Email	AN	70		
192	Arzt_Fax	AN	30		
193	Arzt_Handy1	AN	30		
194	Arzt_Handy2	AN	30		
195	Arzt_Telefon1	AN	30		
196	Arzt_Telefon2	AN	30		
197	Arzt_Telefon3	AN	30		
198	Arzt_Telefon4	AN	30		
199	ArztAnschrift_Reserve1	AN			
200	ArztAnschrift_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis (ArztKorrespondenz)				
201	Arzt_Anrede	AN	100		
202	Arzt_AnredeLegacycode	AN	40		
203	Arzt_Anschrift2	AN	30		
204	Arzt_Anschrift3	AN	30		
205	Arzt_Ort	AN	30		
206	Arzt_Postleitzahl	AN	9		
207	Arzt_Postfach	AN	30		
208	Arzt_PostfachPLZ	AN	9		
209	Arzt_Strasse	AN	255		
210	Arzt_PlzZusatzziffer	N	5		
211	Arzt_Kanton	AN	2		
212	ArztAnschriftHis_ErfassungsDatum	D	8		
213	ArztAnschriftHis_ErfassungsZeit	T	6		
214	ArztAnschriftHis_ErfassungsVisum	AN	40		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
215	ArztAnschriftHis_MutationsDatum	D	8		
216	ArztAnschriftHis_MutationsZeit	T	6		
217	ArztAnschriftHis_MutationsVisum	AN	40		
218	ArztAnschriftHis_GueltigVonDatum	D	8		
219	ArztAnschriftHis_GueltigVonZeit	T	6		
220	ArztAnschriftHis_GueltigBisDatum	D	8		
221	ArztAnschriftHis_GueltigBisZeit	T	6		
222	ArztAnschriftHis_Reserve1	AN			
223	ArztAnschriftHis_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis – Land (ArztKorrespondenz)				
224	Arzt_Land	AN	80		
225	Arzt_LandAutokennzeichen	AN	3		
226	Arzt_LandIso2Code	AN	2		
227	Arzt_LandIso3Code	AN	3		
228	Arzt_LandIsoNummer	N	3		
	// Korrespondenz (MitarbeiterKorrespondenz)				
229	Mitarbeiter_AnschriftsTyp	AN	100		
230	Mitarbeiter_AnschriftsTypLegacycode	AN	49		
	// Anschrift (MitarbeiterKorrespondenz)				
231	Mitarbeiter_Email	AN	70		
232	Mitarbeiter_Fax	AN	30		
233	Mitarbeiter_Handy1	AN	30		
234	Mitarbeiter_Handy2	AN	30		
235	Mitarbeiter_Telefon1	AN	30		
236	Mitarbeiter_Telefon2	AN	30		
237	Mitarbeiter_Telefon3	AN	30		
238	Mitarbeiter_Telefon4	AN	30		
239	MitarbeiterAnschrift_Reserve1	AN			
240	MitarbeiterAnschrift_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis (MitarbeiterKorrespondenz)				
241	Mitarbeiter_Anrede	AN	100		
242	Mitarbeiter_AnredeLegacycode	AN	40		
243	Mitarbeiter_Anschrift2	AN	30		
244	Mitarbeiter_Anschrift3	AN	30		
245	Mitarbeiter_Ort	AN	30		
246	Mitarbeiter_Postleitzahl	AN	9		
247	Mitarbeiter_Postfach	AN	30		
248	Mitarbeiter_PostfachPLZ	AN	9		
249	Mitarbeiter_Strasse	AN	30		
250	Mitarbeiter_PlzZusatzziffer	N	5		
251	Mitarbeiter_Kanton	AN	2		
252	MitarbeiterAnschriftHis_ErfassungsDatum	D	8		
253	MitarbeiterAnschriftHis_ErfassungsZeit	T	6		
254	MitarbeiterAnschriftHis_ErfassungsVisum	AN	40		
255	MitarbeiterAnschriftHis_MutationsDatum	D	8		
256	MitarbeiterAnschriftHis_MutationsZeit	T	6		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
257	MitarbeiterAnschriftHis_MutationsVisum	AN	40		
258	MitarbeiterAnschriftHis_GueltigVonDatum	D	8		
259	MitarbeiterAnschriftHis_GueltigVonZeit	T	6		
260	MitarbeiterAnschriftHis_GueltigBisDatum	D	8		
261	MitarbeiterAnschriftHis_GueltigBisZeit	T	6		
262	MitarbeiterAnschriftHis_Reserve1	AN			
263	MitarbeiterAnschriftHis_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis – Land (MitarbeiterKorrespondenz)				
264	Mitarbeiter_Land	AN	80		
265	Mitarbeiter_LandAutokennzeichen	AN	3		
266	Mitarbeiter_LandIso2Code	AN	2		
267	Mitarbeiter_LandIso3Code	AN	3		
268	Mitarbeiter_LandIsoNummer	N	3		
	// Korrespondenz (TherapeutKorrespondenz)				
269	Therapeut_AnschriftsTyp	AN	100		
270	Therapeut_AnschriftsTypLegacycode	AN	40		
	// Anschrift (TherapeutKorrespondenz)				
271	Therapeut_Email	AN	70		
272	Therapeut_Fax	AN	30		
273	Therapeut_Handy1	AN	30		
274	Therapeut_Handy2	AN	30		
275	Therapeut_Telefon1	AN	30		
276	Therapeut_Telefon2	AN	30		
277	Therapeut_Telefon3	AN	30		
278	Therapeut_Telefon4	AN	30		
279	TherapeutAnschrift_Reserve1	AN			
280	TherapeutAnschrift_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis (TherapeutKorrespondenz)				
281	Therapeut_Anrede	AN	100		
282	Therapeut_AnredeLegacycode	AN	40		
283	Therapeut_Anschrift2	AN	30		
284	Therapeut_Anschrift3	AN	30		
285	Therapeut_Ort	AN	30		
286	Therapeut_Postleitzahl	AN	9		
287	Therapeut_Postfach	AN	30		
288	Therapeut_PostfachPLZ	AN	9		
289	Therapeut_Strasse	AN	30		
290	Therapeut_PlzZusatzziffer	N	5		
291	Therapeut_Kanton	AN	2		
292	TherapeutAnschriftHis_ErfassungsDatum	D	8		
293	TherapeutAnschriftHis_ErfassungsZeit	T	6		
294	TherapeutAnschriftHis_ErfassungsVisum	AN	40		
295	TherapeutAnschriftHis_MutationsDatum	D	8		
296	TherapeutAnschriftHis_MutationsZeit	T	6		

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
297	TherapeutAnschriftHis_MutationsVisum	AN	40		
298	TherapeutAnschriftHis_GueltigVonDatum	D	8		
299	TherapeutAnschriftHis_GueltigVonZeit	T	6		
300	TherapeutAnschriftHis_GueltigBisDatum	D	8		
301	TherapeutAnschriftHis_GueltigBisZeit	T	6		
302	TherapeutAnschriftHis_Reserve1	AN			
303	TherapeutAnschriftHis_Reserve2	AN			
	// AnschriftHis – Land (TherapeutKorrespondenz)				
304	Therapeut_Land	AN	80		
305	Therapeut_LandAutokennzeichen	AN	3		
306	Therapeut_LandIso2Code	AN	2		
307	Therapeut_LandIso3Code	AN	3		
308	Therapeut_LandIsoNummer	N	3		
	// Mitarbeiter				
309	Mitarbeiter_Visum	AN	40		
	// NummerExternesSystem PersonNummer				
310	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer1	AN	10		
311	ExternesSystem_PersonNummer1	AN	20		
312	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer2	AN	10		
313	ExternesSystem_PersonNummer2	AN	20		
314	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer3	AN	10		
315	ExternesSystem_PersonNummer3	AN	20		
316	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer4	AN	10		
317	ExternesSystem_PersonNummer4	AN	20		
318	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer5	AN	10		
319	ExternesSystem_PersonNummer5	AN	20		
320	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer6	AN	10		
321	ExternesSystem_PersonNummer6	AN	20		
322	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer7	AN	10		
323	ExternesSystem_PersonNummer7	AN	20		
324	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer8	AN	10		
325	ExternesSystem_PersonNummer8	AN	20		
	// PersonHis				
326	KorrespondenzArt	AN	100		
327	KorrespondenzArtLegacyCode	AN	40		
	// Anschrift				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
328	EMailHIN1	AN	70		
329	EMailHIN2	AN	70		
330	HINLogin	AN	20		
331	HINVersandArt	AN	100		
332	HINVersandArtLegacyCode	AN	40		
	// PersonNatuerlich				
333	HatZuweiserPortal	BOOL	5		
	// PersonHis				
334	MedizinischeQualifikation	AN	100		
335	MedizinischeQualifikationLegacyCode	AN	40		
336	PersonHis_FacharztTitel2	AN			
337	PersonHis_FacharztTitel2LegacyCode	AN			
	// PersonJuristisch				
338	IstInstitut	BOOL			
	// Arzt				
339	ArztHis_GueltigVonDatum	D	8		
340	ArztHis_GueltigVonZeit	T	6		
341	ArztHis_GueltigBisDatum	D	8		
342	ArztHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// Therapeut				
343	TherapeutHis_GueltigVonDatum	D	8		
344	TherapeutHis_GueltigVonZeit	T	6		
345	TherapeutHis_GueltigBisDatum	D	8		
346	TherapeutHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// Spital				
347	SpitalHis_GueltigVonDatum	D	8		
348	SpitalHis_GueltigVonZeit	T	6		
349	SpitalHis_GueltigBisDatum	D	8		
350	SpitalHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// Institut				
351	InstitutHis_GueltigVonDatum	D	8		
352	InstitutHis_GueltigVonZeit	T	6		
353	InstitutHis_GueltigBisDatum	D	8		
354	InstitutHis_GueltigBisZeit	T	6		
	// Anschrift				
355	OpenmedicalID	AN	30		
356	DocBoxID	AN	30		

2.2 Diagnose

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// HEADER				
1	MessageHeader	AN	3		"DIA01"
2	MessageVersion	AN	5		
3	EventScopeName	AN	100		"Diagnose"
4	EventScopeLegacyCode	AN	40		
5	EventCodeName	AN	100		"unbekannt"
6	EventCodeLegacyCode	AN	40		"UNB"
7	ErfassungsDatum	D	8		
8	ErfassungsZeit	T	6		Format hh24miss
9	UserLogonName	AN	40		
	// Diagnose				
10	MandantBezeichnung	AN	50		"Kantonsspital X"; Neu seit V1.01
11	MandantKurzBez	AN	15		"KSX"; Neu seit V1.01
12	Code	AN	10		
13	Suchbegriff	AN	10		
14	DiagnoseKatalog	AN	40		
15	DiagnoseKatalogLegacycode	AN	40		
16	KurzBezeichnung	AN	10		
17	SynonymCode	AN	2		
18	Text	AN	250		
19	ErfassungsDatum	D	8		Format YYYYMMDD
20	ErfassungsZeit	T	6		Format hh24miss
21	ErfassungsVisum	AN	40		
22	MutationsDatum	D	8		Format YYYYMMDD
23	MutationsZeit	T	6		Format hh24miss
24	MutationsVisum	AN	40		
25	GueltigVonDatum	D	8		Format YYYYMMDD
26	GueltigVonZeit	T	6		Format hh24miss
27	GueltigBisDatum	D	8		Format YYYYMMDD
28	GueltigBisZeit	T	6		Format hh24miss

Nr	HL7 Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Feldtrennzeichen	ST	10	|	|
02	Weitere Trennzeichen	ST	10	^~\&	^~\&
03	Sender Applikation	ST	35	Exportschnittstelle.HL7MSH3SendendeAnwendung	HOSPISPAT
04	Sender Einrichtung	ST	35	Exportschnittstelle.HL7MSH4SendendeEinrichtung	KSBL
05	Empfänger Applikation	ST	35	Exportschnittstelle.HL7MSH5EmpfangendeAnwendung	HE
06	Empfänger Einrichtung	ST	35	Exportschnittstelle.HL7MSH6EmpfangendeEinrichtung	KSBL
07	Datum der Nachrichtenerstellung	TS	14	YYYYMMDDHHMISS	20130123154358
08	Sicherheitsspezifikation	ST		<Leer>	
09	Nachrichtentyp	ST	10	MDM^T0* für Dokument T01 neu, T07 Anpassung, T11 Löschung	MDM^T01
10	Nachrichtenkontrollnummer	ST	8	Transaktionsnummer BusinessEvent.ID	6081789
11	Verarbeitungsstatus	ID	1	P	P
12	Versionsnummer HL7	ID	3	2.6	2.6
13	Laufende Nummer der Nachricht	NM		<Leer>	
14	Fortsetzungszeiger	ST		<Leer>	
15	Empfangsbestätigung	ID	2	NE (Never) oder AL (Always), abhängig vom Wert Feld Exportschnittstelle. HatAcknowledge	NE

2.3 DokumentArchiv

MSH

EVN

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Ereignistyp	ID	3	T** analog MSH9(.2)	T01
02	Zeitpunkt des Ereignisses	TS	14	YYYYMMDDHHMISS (Erstellung vom BusinessEvent)	20130123154358

PID

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Transaktionsnummer	SI	10	<Leer>	
02	Externe Patienten ID	CX	50	<Leer>	
03	Interne Patienten-ID	CX	250	Patient.PatientenNummerr^^^ ExportSchnittstelle.HL7PID34Ursprung	1666239^^^00
04	Alternative Patienten-ID	CX	20	Leer	
05	Patientenname	XPN	250	Name^Vorname	Test^Theo
06	Ledigenname	XPN	250	<Leer>	
07	Geburtsdatum	TS	26	Geburtsdatum im Format YYYYMMDD	19800912
08	Geschlecht	ID	3	Geschlecht, Codeitem, umcodiert auf das Externe System der Exportschnittstelle	M oder F
09	Aliasname			<Leer>	
10				<Leer>	
11	Adresse	XAD	250	Strasse^^Ort^^Postleitzahl^LandIso2Code (aktuelle Postanschrift)	Weihergasse 90^^Basel^^4056^CH

PV1

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Segmentnummer	SI	10	<Leer>	
02	Patientenstatus (Aufenthaltsart)	ID	3	Fall.Kategorie, Codeitem, umcodiert auf das Externe System der Exportschnittstelle	50
03	Zugewiesener Aufenthaltsort	C	80	Aktuelles: Auftragserbringer.Identifikation ^^^Auftraggeber.Identifikation	4000^^^4092
04				<Leer>	
05				<Leer>	
06				<Leer>	
07				<Leer>	
08				<Leer>	
09				<Leer>	
10				<Leer>	
11				<Leer>	
12				<Leer>	
13				<Leer>	
14				<Leer>	
15				<Leer>	
16				<Leer>	
17				<Leer>	
18				<Leer>	
19	Fallnummer	CX	250	Fall.UebergeordneteFallnummer	132121

TXA

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Segmentnummer	SI	4	<Leer>	
02	Dokumenttyp		30	Dokument.ArchivBezeichnung oder, wenn leer: Dokument.Bezeichnung	Faktur^Zwischenrechnung

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
				Bei Fakturadokumenten: ^Kontobewegung.Rechnungsart, Codeitem, umcodiert auf das Externe System der Exportschnittstelle	
03	Format, Art der Dokumentenerstellung			DokumentArchiv.DokumentFormat umgeschlüsselt nach HL7-Wert: z. B. application/pdf, text/xml oder text/plain	application/pdf
04	Zeitpunkt der dokumentierten Massnahme	TS	26	Format: YYYYMMDDHH24MISS Bei Fakturadokumenten: KontoBewegung.Fakturadatum	20140915165501
05	Verantwortlicher der Maßnahme	XCN	250	Bei Fakturadokumenten: Exportschnittstelle.HL7MSH3SendendeAnwendung	HOSPISPAT
06				<Leer>	
07				<Leer>	
08				<Leer>	
09				<Leer>	
10				<Leer>	
11				<Leer>	
12	Eindeutige Dokumentennummer	EI	30	DokumentArchiv.ID	123456
13				<Leer>	
14	Auftragsnummer des Auftraggebers	EI	22	Bei Fakturadokumenten: KontoBewegung.Jobnummer	9292
15	Bearbeitungsnummer der Leistungsstelle	EI	22	Bei Fakturadokumenten: KontoBewegung.Fakturanummer	5143929190
16	Eindeutiger Dokumentenname	ST	30	DokumentArchiv.DateiName	13116_Faktur Ambulant_5143929190.PDF

OBX (nur bei den Ereignissen T02 (insert) und T08 (update) => diese werden anstatt von T01 (insert) und T07 (update) versendet, wenn das Programm-Setting 'Nachricht mit Dokumenteninhalt exportieren' auf 'true' steht.)

Nr	HL7 -Beschreibung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Segmentnummer	SI	10	In diesem Feld wird fest eine „1" übermittelt, da Wiederholungen nicht zugelassen sind.	1
02	Ergebnisformat	ID	2	ED Encapsulated Data In dieser Form kann das komplette Dokument – egal in welchem Format es vorliegt – übermittelt werden.	ED
03				<Leer>	
04				<Leer>	
05	Observation Value/ (Teil-) Ergebnis / Messwert	varies	999 99	PDF in einer Base64-Kodierung in OBX-5-5. Vorherige Subelemente sind leer.	^^^^JVBERi0xLjcgCi Xi48/TIAoxIDAgb2….
06				<Leer>	
07				<Leer>	
08				<Leer>	
09				<Leer>	
10				<Leer>	
11				<Leer>	
12				<Leer>	
13				<Leer>	
14	Date/Time of the Observation/ Zeitpunkt der Untersuchung / Probenentnahme	TS	26	Fakturadatum	20220815154144

2.4 FinMan

Folgende Daten werden via Webservice zum FinMan exportiert:
Fakturen
Depotzahlungen
Honorare
Taschengelder
Verbrauchsmeldungen
Fälle
Personen
Debitoren
Debitor-Verschmelzungen
Bezugsgrössen
Erbrachte Leistungen

2.5 HL7ADT

HL7 ADT Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
EVN Segment	Event-Typ (Ereignis-Typ)
PID Segment	Patient-Identification(Patient)
[MRG]	Merge (Zusammenfügen von Patienten) MRG wird nur bei den Eventcodes A40 und A45 verschickt. Bei den Eventcodes A40 und A45 werden nur die Segmente MSH EVN PID und MRG versendet.
[NK1] Segmente …	Next of kind (Angehörige/Aerzte etc) Mit dem Setting ExportHL7BusinessEventsMitNK1 werden die Eventcodes definiert, bei denen das NK1-Segment exportiert werden soll.
PV1 Segment	Patient/Visit (Patient/Fall)
[PV2] Segment	Ergänzende Fallinformationen
[OBX] Segmente	IPS-Daten Das OBX-Segment wird nur bei den Eventcodes A01, A03, A05, A06, A07, A08 und A13 generiert.
[DG1] Segmente …	Diagnosis Information (Diagnosen) Das DG1-Segment wird nur bei den Eventcodes A01, A03, A05, A06, A07, A08 und A13 generiert.
[PR1] Segmente …	Procedure (Behandlungen/Operationen) Das PR1-Segment wird nur bei den Eventcodes A01, A03, A05, A06, A07, A08 und A13 generiert.
[DRG] Segmente …	DRG (Segment wird nicht benutzt)
[GT1] Segmente …	Garantor (Garant) nur bei den Eventcodes A01, A05, A06, A07 und A08 und wenn der Eventcode auch im Setting ExportHL7BusinessEventsMitGT1 hinterlegt ist.
[IN1] Segmente	Garantien: nur bei den Eventcodes A01, A05, A06, A07 und A08 und wenn der Eventcode auch im Setting ExportHL7BusinessEventsMitGT1 hinterlegt ist und das Setting ExportHL7HatIN1Segment aktiv ist.
ZWL Segment	Wahlleistung (z.B. Zimmertelefon-Nr.)
ZSA Segment	Psychiatriedaten nur bei den Eventcodes A01, A03 und A08 für psychiatrische Fälle (wenn die HauptAustrittsabteilung = M500 ist)
ZGI Segment	Geburtsinformationen (BfS Neugeborenen-Zusatzdaten) nur bei den Eventcodes A01, A03 und A08 für Neugeborene-Fälle (wenn eine Geburtsnummer vorhanden ist)
[NTE] Segmente	Pendenzen (Patienten-, Sitzungs- und Fallpendenzen); sofern für diesen Pendenztyp der HL7-Export aktiv ist.
ZEA Segment	ZEA Segment Nur für externe Fälle.
Z01 Segment	Z01 Segment Nicht für die Eventcodes A31 A29 A40 A45 und A11. Und nur wenn das Setting ExportHL7HatZSegment aktiv ist.
ZPD Segment	ZPD Segment Für alle Fälle.

HL7 MFE Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
MFI Segment	Master-File Identification (Meldungstyp
MFE Segment	Masterfile Entry
[GT1] Segment	Garantor (Garantendaten)
[STF] Segment	Staff-Segment (Mitarbeiter)
[PRA] Segment	Practitioner-Segment (Arzt)

HL7 FT1 Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
EVN Segment	Event-Typ (Ereignis-Typ)
PID Segment	Patient-Identification (Patient)
PV1 Segment	Patient/Visit (Patient/Fall)
FT1 Segment€ …	Financial-Transaction

HL7 ORU Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
ORU Segment	Observational Results unsolicited (nicht angeforderte Untersuchungsergebnisse)
PID Segment	Patient-Identification (Patient)
PV1 Segment	Patient/Visit (Patient/Fall)
OBR Segment€	Observations Report ID (Spezifikation der Untersuchung)
OBX Segment€	Observation/Result (Einzelergebnisse)

HL7 P12 Meldungsformat (BAR/ACK)	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
EVN Segment	Event-Typ (Ereignis-Typ)
PID Segment	Patient-Identification (Patient)
PV1 Segment	Patient/Visit (Patient/Fall)
OBX Segment€	Observation/Result (Einzelergebnisse)

HL7 MDM Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
EVN Segment	Event-Typ (Ereignis-Typ)
PID Segment	Patient-Identification (Patient)
PV1 Segment	Patient/Visit (Patient/Fall)
TXA Segment	Dokument

HL7 MDM Meldungsformat	
MSH Segment	Message Header (Meldungskopf
MSA Segment	Quittung (Message Acknowledgment)

Datentypen

Typ	Bezeichnung	max. Länge	Beschreibung
AD	Adresse	415	Strasse und Hausnr^Zusatzadresse^Ort^Kanton^PLZ^Land
CE	Coded Element	483	Seq Komponentenname

Typ	Bezeichnung	max. Länge	Beschreibung
			1 ID 2 Bemerkung 3 Name der Codetabelle 4 Alternative-ID
CM	Zusammensetzung		Freie Zusammensetzung verschiedener Felder
CN	Nummer +Name		ID^Name^Vorname^^Titel^Anrede^
CX	Nummer+Prüfziffer+Name	1913	ID^ Prüfziffer^Code für Algorithmus für Prüfzifferberechnung ^Name des liefernden Systems^Type des Codes/ID^ID vergeben durch (Stelle,Abteilung)
DT	Datum	8	JJJJMMDD
ID	HL7 Code-Tabelle		Tabellenwerte gemäss Definition HL7 Standard
NM	Nummerisch	16	Zahlenwert int oder float
PN	Personen-Name	48	Name^Vorname^^Titel^Anrede^
PL	Personen Standort	1230	Seq Komponentenname 1 Station (Station oder Erbkst) 2 Zimmer 3 Bettplatz 4 Einrichtung (Aufkst) 8 Etage (Station)
SI	Sequenz-ID		ganzzahlige, nicht negative Zahl
ST	Kurztext	200	Text mit druckbaren Zeichen
TN	Telefonnummer		Tel-Nr. mit der Möglichkeit von zusätzlichem Text
TS	Datum/Zeit	18	JJJJMMDDhhmmss [-000]=zus. Kann noch die Zeitzone mitgeliefert werden
XAD	Erweiterte Adresse	631	Seq Komponentenname 1 Strasse 2 Zusatzadresse 3 Ort 5 PLZ 6 Land 7 Adresstyp - H = Privatdomizil - B= Geschäftsdomizil 12 Gültigkeitsbereich (Datumvon&Datumbis)
XCN	Erweiterte Zusammensetzung für Personen	3002	Seq Komponentenname 1 ID 2 Name 3 Vorname 5 Titel 6 Anrede
XPN	Erweiterter Personenname	3002	Seq Komponentenname 1 Name 2 Vorname 4 Titel 5 Anrede 7 Namenscode (fix L) 10 Gültigkeitsbereich (Datumvon&Datumbis)

Typ	Bezeichnung	max. Länge	Beschreibung
XTN	Erweiterte Telefon-Nr.	850	Seq Komponentenname 1 Telefonnummer 2 Verwendung (Use Codes) PRN Haupttelefon (Privat) ORN weitere Telefone (Privat) WPN Geschäftsteklefone NET email Adresse 3 Kommunikationstyp PH Telefon FX Fax CP Mobile (not in use) Interne t Internet Adresse 4 e-mail Adresse

Gemeldete Ereignisse:

Typ	Bezeichnung	NEXUS PATng HL7-Ereignis	NEXUS PATng Meldung
11	Neuzugang Patient	A28	Beim Erfassen eines Patienten wird kein Event verschickt.
12	Mutation Patient	A08	Persönliche Daten des Patienten können unabhängig von seinem Aufenthalt (Fall) geändert werden. Diese Meldung erfolgt nur, wenn der Patient wenigstens einen Fall hat, mit den Daten des aktuellen (neuesten) Falles.
12	Mutation Patient	A31	Kein Event
13	Löschen Patient	A29	Es können keine Patienten gelöscht werden.
14	Patienten zusammenführen	A40	Patienten verschmelzen. Details siehe MRG-Segment.
21	Neuzugang Fall	A01	Definitiver Eintritt, auch aus Voranmeldung.
22	Mutation Fall	A08	Allg. Fallmutation. Daten des Falls beziehen sich immer auf eine bestimmte Chronik, FallHistory-ID im Feld PV1.49. In der Regel wird nach Mutation einer nicht neuesten Chronik eine zusätzliche Meldung A08 mit der aktuellen Chronik verschickt.
		A06	Änderung Kategorie von ambulant nach stationär. Je nach Entscheidungstabelle auch möglich: A38, A01.
		A07	Änderung Kategorie von stationär nach ambulant
23	Fall löschen	A11	Setzen Fallstatus auf Löschwunsch
24	Fall umhängen	A45	Fall umhängen auf einen anderen Patienten. Details siehe MRG-Segment.
31	Voraufnahme	A14 A05	Aufnahme stationärer Fall mit Fallstatus reserviert Aufnahme ambulanter Fall mit Fallstatus reserviert
32	Effektiver Eintritt aus Voraufnahme	A01	Definitiver Eintritt eines reservierten Falls.
33	Verlegung	A02	Verlegung Zimmer / Organisationseinheit, neue FallHistory-ID (PV1.49). Bei Änderung des Zimmers einer bestehenden Verlegung wird ein A08 mit der entsprechenden FallHistory-ID (PV1.49) geschickt.
		A21	Beginn Urlaub
		A22	Ende Urlaub
		A52	Storno Beginn Urlaub
		A53	Storno Ende Urlaub

34	Austritt	A03	Austritt
		A08	Austritt Änderung Austrittsdatum
		A16	Austritt mit Austrittsdatum in Zukunft
		A13	Storno Austritt
35	Absage Voraufnahme		
36	Storno Verlegung	A12	Storno Verlegung
44	Diagnosen	A08	
45	Behandlungen	A08	
39	IPS	A08	
61	Neuzugang Garant	MFN^M02	Neuerfassung Garant Segment GT1
62	Mutation Garant	MFN^M02	Mutation eines Garanten Segment GT1
71	Neuzugang Arzt	MFN^M02	Erfassung eines neuen Arztes Segmente STF/PRA
72	Mutation Arzt	MFN^M02	Mutation eines Arztes Segmente STF/PRA
	Neuanlage eines Dokuments (ohne Inhalt)	MDM: T01	Anlage eines neuen Dokuments in der Tabelle Dokumentarchiv, wenn das Dokument in der Tabelle Dokument für den Export parametriert ist.
	Aenderung eines Dokuments (ohne Inhalt)	MDM: T07	Änderung eines Dokuments der Tabelle Dokumentarchiv, wenn das Dokument in der Tabelle Dokument für den Export parametriert ist.
	Loeschung eines Dokuments	MDM: T11	Löschung eines Dokuments der Tabelle Dokumentarchiv, wenn das Dokument in der Tabelle Dokument für den Export parametriert ist.

Programsettings:
1) HatHL7StatEventsFuerAlleKategorien (default false)
Wenn True, dann werden die stationäre Events A02, A03, A12, A13, A16, A21, A22, A52, A53 auch für alle andere Kategorien generiert
2) Export_IstBooleanAlsClassicCodeZuExportieren (default false)
Wenn True, dann werden die Boolean-Werte true / false in die Hospis-Classic-Codes 001 / 000 umgesetzt.
3) ExportHL7BusinessEventsMitNK1
Es werden die Eventcodes definiert, bei denen das NK1-Segment exportiert werden soll, kommasepariert.
4) ExportHL7BusinessEventsMitGT1
Es werden die Eventcodes definiert, bei denen die GT1-Segmente exportiert werden soll, kommasepariert.
5) ExportHL7HatIN1Segment
Wenn true, werden die zusätzlich zu den GT1-Segmenten, auch die IN1-Segmente generiert.
6) ExportHL7HatZSegment
Wenn true, dann wird ein Z01-Segment generiert.
7) Export_ExternesSystemPatientenNummer3
Kurzbezeichnung des Externen Systems, dessen Nummer im PID-Segment Feld 3 zusätzlich exportiert werden soll.
8) Export_ExternesSystemPatientenNummer4
Kurzbezeichnung des Externen Systems, dessen Nummer im PID-Segment Feld 3 zusätzlich exportiert werden soll.
9) IstFeldBuergerOrt2Aktiv
Wenn true, dann wird der Burgerort2 (Freitext-Feld, nicht gegen PLZ Stamm geprüft) exportiert.

MSH:

Nr	HL7 Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Feldtrennzeichen	ST	10		|
02	Weitere Trennzeichen	ST	10	^~\&	^~\&
03	Sender Applikation	ST	35	Fix HOSPAT	HOSPAT
04	Sender Einrichtung	ST	35	Fix Verwaltung	Verwaltung
05	Empfänger Applikation FREMDSYS	ST	35	Fix NXIS	NXIS
06	Empfänger Einrichtung PCMC.VALUE = MANDANTID	ST	35	Fix Kommunikationsserver	Kommunikationsserver
07	Datum der Nachrichtenerstellung	TS	14	YYYYMMDDHHMISS	20130123154358
08	Sicherheitsspezifikation	ST		<leer>	
09	Nachrichtentyp	ST	10	ADT^Axx für Patient/Fall MFN^M02 für Masterfile	ADT^A08
10	Nachrichtenkontrollnummer PCMH.TRANSNR	ST	8	Transaktionsnummer BusinessEvent.ID	6081789
11	Verarbeitungsstatus	ID	1	P	P
12	Versionsnummer HL7	ID	3	2.4	2.4
13	Laufende Nummer der Nachricht	NM			
14	Fortsetzungszeiger	ST			
15	Empfangsbestätigung	ID	2	NE	NE
16	Verarbeitungsbestätigung	ID	2	NE	NE
17	Ursprungsland der Nachricht	ID	2	CH	CH

EVN:

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Ereignistyp PCMH.TRANSTYP	ID	3	Axx analog MSH9(.2)	A08
02	Zeitpunkt des Ereignisses PCMH.COMDATE	TS	14	YYYYMMDDHHMISS	20130123154358
03	Zeitpunkt des geplanten Ereignisses	TS	14	<leer>	
04	Grund für das Auslösen des Ereignisses	ID		<leer>	
05	Sachberabeiter ID	ID		<leer>	
06	Gültig ab für zukünftige Ereignisse	TS	14	Eventzeitpunkt (Gültigkeit) YYYYMMDDHHMMSS	20130123160500
07	Einrichtung, in der das Ereignis aufgetreten ist Echo-Info für DDC	ST		Wenn die Mutation von einem Importjob stammt: die Herkunft aus dem Importjob (z.B. Medfolio) andernfalls PATng;	

PID

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Transaktionsnummer	SI	10	1	
02	Externe Patienten ID	CX	50		
03	Interne Patienten-ID PPAT.SUBIDPAT^^^'HOSPIS~ PCMP.FREMDPATID^^^PCMP.FREMDSYS~BSUB..AHVNR2^^^ AHVNR2	CX	250	Patientennummer^^^HOSPIS~ Sozialversicherungsnummer^^^ AHVNR2~2454^^^FRW Wenn Programmsetting Export_ExternesSystemPatienten Nummer3 gefüllt dann noch ein drittes Element mit Nummer und Kurzbezeichnung vom externe System	1234567^^^HOSPIS~ 1234567890128^^^ AHVNR2

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
				Bem: Sozialversicherungsnr ohne Punkte	
04	Alternative Patienten-ID	CX	20		
05	Patientenname BSUB.NAME^BSUB.ZUSATZNAME^^BSUB.TITEL^BSUB.ANREDE^^^L^^BSUB.GUELTABDAT&BSUB.GUELTBISDAT	XPN	250	Name^Vorname^^Titel^Anrede^^L^^^PersonHis.GueltigVon&PersonHis.GueltigBis^	Meier^Hans^^DR^HR^^L^^^19900101&20991231235959
06	Ledigenname BSUB.MAIDENNAME	XPN	250	Geburtsname	
07	Geburtsdatum BSUB.GEBGRUENDDAT	TS	26	Geburtsdatum YYYYMMDDHH24MISS	19300510000000
08	Geschlecht BSUB.GESCHLECHT	ID	3	Geschlecht	M W
09	Aliasname				
10	Steuerdomizil	XAD	250	Steuerland^SteuerPLZ^Steuerort	CHE^4056^Basel
11	Privatadresse/Geschäftsadresse BSUA.STRASSEPF^BSUA.STRASSEZUSATZ^BSUA.ORT^^BSUA.PLZ^BSUA.AUTOKENNZEI^H^^^^^ BSUA.GUELTABDAT&BSUA.GUELTBISDAT~ BSUA.STRASSEPF^BSUA.STRASSEZUSATZ^BSUA.ORT^^BSUA.PLZ^BSUA.AUTOKENNZEI^B^^^^^ BSUA.GUELTABDAT&BSUA.GUELTBISDAT	XAD	250	Strasse^Anschrift2^Ort^Kanton^Postleitzahl^LandIso2Code^H^^^^^AnschriftHis.GueltigVon&AnschriftHis.GueltigBis^ Nur H=Privatadresse	
12	Gemeindekennziffer	ST	50	ISO2-Code vom BfS Land	CH
13	Telefon/Mail Privatadresse Telefon1,Telefon2,Telefon3,Telefax.e-mail aus BSUA oder PMIN	XTN	250	Telefon1^PRN^PH^^^^^^^~ Telefon2^ORN^PH^^^^^^^~ Handy1^ORN^PH^^^^^^^~ Handy2^ORN^PH^^^^^^^~ Fax^ORN^FX^^^^^^^~ ^NET^Internet^Email^^^^^	056 370 42 07^PRN^PH^^^^^^^~ 062 286 31 52^ORN^PH^^^^^^^~ 079 645 25 24^ORN^PH^^^^^^^~ ^ORN^PH^^^^^^^~ 056 435 13 23^ORN^FX^^^^^^^~ ^NET^Internet^abc.def@gmx.ch^^^^^
14	Telefon/Mail Geschäftsadresse Telefon1,Telefon2,Telefon3,Telefax.e-mail BSUA oder PMIN	XTN	250	Leer	
15	Sprache BSUb.KORRSPRACHE	ST	3	Korrespondenzsprache	
16	Zivilstand BSUB.ZIVILSTAND	ID	3	Zivilstand	
17	Konfession BSUB.Konfession	ID	3	Konfession	
18	HIN Versandart	AN	40	Gemäss dem Codebereich KorrespondenzArt	
19	AHV-Nr BSUB.AHVNR	NM	11	AHV-Nummer Bem: AHV-Nummer ohne Punkte	12345678901
20	Patientenportal Anmeldung	AN	40	Gemäss Codebereich PatientenPortalAnneldung	
21	ID-Mutter EGEB.SUBIDMUTTER			Mutter Patientennummer	
22	PatientenStatus (Ethnische Zugehörigkeit)			PatientenStatus Patient.PatientenStatusLegacyCodeExtern	

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
23	Geburtsort BSUB.HEIMATORT	ST	35	Wenn das Setting IstFeldBuergerOrt2Aktiv aktiv ist, wird Bürgerort2 exportiert (Freitext-Feld; nicht Feld Bürgerort, welches gegen PLZ-Stamm geprüft wird), andernfalls Bürgerort.	
24	Mehrlingseigenschaft EGEB.Mehrling	ID	3		
25	Reihenfolge bei Mehrlingsgeb. EGEB.GEBURTSRANG	NM	2		
26	Staatsangehörigkeit BNAL.ID_BNAT	ID	4	Nationalität ISO2Code	
27	Bemerkung Beruf Akademischer Grad	ST	254	Beruf Freitext	
28	Nationalität			Leer: für Subsysteme via eGate mit Nationalität abgefüllt (anstatt PID-26)	
29	Todesdatum/Zeit PTOD.DATUM	TS	26	TodesDatumZeit (PatientHis.GueltigBis falls Patientenstatus gestorben)	
30	Merkmal Todesfall				
31	MPI Kennzeichen	ST	5	Kennzeichen, ob eine MPI relevante Änderung stattgefunden hat. (J)	J
32	PatientenStatusKlinik / VIPStatus	ST	50	PatientenStatusKlinik und VIPStatus	1^2
33	Letzter Update Patdaten BSUB.UPD_DATE	TS			
34	Update durch	ID			
35	*HatHeyPatient*	*ID*	*1*	*Ist der Patient ist angemeldet für HeyPatient?*	*true/false*
36	*Sprechsprache* *BSUB.SPRECHSPRA*	*ID*	*3*	Muttersprache	D
37	Akademischer Grad BSUB.AKADGRAD				
38	(Grund der Züchtung) HatSeelsorge	ID	3	Patient.HatSeelsorge	Y, N

NK1

Nr	HL7 Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Transaktionsnummer	SI	4	Fortlaufende Nummer	1, 2, 3
02	Name der Kontaktperson	PN	250	Name^Vorname^Geburtsdatum^ Titel^Anrede	
03	Beziehung Verwandtschaftsgrad PPZO.ZORDTYP^PPZO.Bemerkung^Subjekttyp^SubjektID	CE	250	Zuordnungstyp^Bemerkung^^Personnummer Zuordnungstypen: BA (Behandelnder Arzt) EA (Einweisender Arzt) HA (Hausarzt) HA2 (Hausarzt2) HA3 (Hausarzt3) FA (Frauenarzt) AG (Arbeitgeber) AN1 (Angehöriger1, Vater) AN2 (Angehöriger2,Mutter) AN3 (Angehöriger3,Partner)	HA^Ferienvertretung ^^1234567
04	Adresse der Kontaktperson BSUA.STRASSEPF^BSUA.STRASSEZUSATZ^BSUA.ORT^^BSUA.PLZ^BSUA.AUTOKENNZEI	XAD	250	Strasse^Anschrift2^Ort^^Postleitzahl^LandIso2Code	Bahnhofstr. 10^ ^Arlesheim^^4144^ CH

Nr	HL7 Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
05	Telefon/Mail Hauptadresse	XTN	250	Telefon1^PRN^PH^^^^^^~ Telefon2^ORN^PH^^^^^^~ Handy1^ORN^PH^^^^^^~ Handy2^ORN^PH^^^^^^~ Fax^ORN^PH^^^^^^~ ^NET^Internet^Email^^^^^	056 370 42 07^PRN^PH^^^^^^~ 062 286 31 52^ORN^PH^^^^^^~ 079 645 25 24^ORN^PH^^^^^^~ ^ORN^PH^^^^^^~ 056 435 13 23^ORN^FX^^^^^^~ ^NET^Internet^abc.def@gmx.ch^^^^^
06	Telefonnummer Geschäft PPZO.TELEFON 2	ST	40	Eurofunk	
07	Art der Beziehung zu Kontaktperson	CE		VerwandschaftsVerhaeltnis	
08	Beginn der Zurdnung PPZO.GUELTABDAT	DT		Rolle.GueltivVon	20010101
09	Ende der Zuordnung BSUB.GUELTBISDAT	DT		Rolle.GueltigBis	20991231
10	Titel,Anrede	ST			
11	Beruf der Kontaktperson	CM			
12					
13	Firmenbezeichnung	ST			

PV1

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	TransaktionsNr	SI	4	1	
02	Patientenstatus (Aufenthaltsart) PFAL.AUFHALTART	ID	3	Kategorie	10, 11, 50, 53, 55, 70 1x, 5x, 7x für stationär, ambulant, extern
03	Zugewiesener Aufenthaltsort PFAD.ERBKSTID^PZIB.ZIMMER^ PZIB.BETTPLATZ^PFAD.AUFKSTID^^^^PZIB.GSEID^PZIB.ERBKSTID Ab Hospis Version 9.0 PFAD.ERBKSTID^PZIB.ZIMMER^ PZIB.BETTPLATZ^PFAD.AUFKSTID^^^PFAD.STANDORT^PZIB.GSEID^PZIB.ERBKSTID	PL	80	Aktuell erfasstes / geändertes History-Objekt: Auftragserbringer/Station^Zimmer^Bettnr^Auftraggeber^^ Hauptstandort^Standort^ Disziplin.Kurzbezeichnung anhand Auftragerbringer-Organisationseinheit^ Auftragsbringer/Station Bem: Bettnr: Laufende Nr. Bett innerhalb Zimmer	
04	Aufnahmeart (Eintrittsart) PFAL.AUFNAHMART	ID	3	EintrittsartBFS	Hospis-Applikationscode
05	Voraufnahme-Nummer				
06	Vor-Aufenthaltsort (bei Verlegungen) PFAD.ERBKSTID^PZIB.ZIMMER^ PZIB.BETTPLATZ^PFAD.AUFKSTID	PL	80	Gefüllt wenn Event A02, A12, A21 oder A22 ist. Inhalt kommt aus vorhergehende Chronik.	
07	Hausarzt BSUB.ID^BSUB.NAME^BSUB.ZUSATZNAME^^BSUB.TITEL^BSUB.ANREDE^^	XCN	250	Neu Hausarzt, vorher Behandelnder Arzt Adressnummer^Name^Vorname ^^Titel^Anrede	

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
				Falls Hausarzt2 (Rolle HA2) vorhanden, so erscheint dieser in der ersten Wiederholung. Falls Hausarzt3 (Rolle HA3) vorhanden, so erscheint dieser in der zweiten Wiederholung.	
08	Einweisender Arzt BSUB.ID^BSUB.NAME^BSUB.ZUSATZNAME^^BSUB.TITEL^BSUB.ANREDE^^	XCN	250	Einweisender Arzt Adressnummer^Name^Vorname^^Titel^Anrede	
09	Mitbehandelnde Aerzte BSUB.ID^BSUB.NAME^BSUB.ZUSATZNAME^^BSUB.TITEL^BSUB.ANREDE^^	XCN	250	Neu Behandelnder Arzt, vorher Hausarzt. Adressnummer^Name^Vorname^^Titel^Anrede Falls Frauenarzt (Rolle FA) vorhanden, so erscheint dieser in der ersten Wiederholung.	
10	Art der vorgesehenen Behandlung	IS		Vorgesehen: FallCharakteristik	Noch nicht implementiert.
11	Vorübergeh. Aufenthaltsort	PL			
12	Hinweis auf Unters. vor Eintritt (Aufnahmegrund) PFAL.EINTRGRUND	IS	3	Eintrittsgrund (HOSPIS-ApplCode)	K(rankheit), U(nfall), G(eburt im Spital (Kind)), M(utterschaft) Hospis-Applikationscode
13	Wiederaufnahme-Kennzeichen	IS	3		
14	Einweisende Instanz PFAL.EINWINSTANZ	IS	3	Hospis EintrittsArt	ARZ (Arzt), POL (Polizei), SEL (Selbst) etc. Hospis-Applikationscode
15	Med. Zustand / resp. Einschränk. PFAL.BEHNACHAUSTRITT	IS	3	BehandlungsBedarfNachAustritt	Hospis-Applikationscode
16	Datenschutzkennzeichen (VIP) PFAL.DATENSCHUTZKZ	IS	3	Patient.IstVIP	Y, N
17	Aufnehmender Arzt			Patient.IstMitarbeiter	Y, N
18	Patientenart PFAD.PATKAT	IS	3	Patientenart	AKU(tpatient), CHR(oniker) Hospis-Applikationscode
19	Fallnr (FID) PFAL.FALLNR	CX	250	Uebergeordnete Fallnummer	
20	Patienten-Klasse PFAD.PATKL	FC	3	Klasse	100 (Privat), 200 (Halbprivat), 300 (Allgemein)
21	Patienten-Taxkategorie PFAD.TAXKAT	IS	3	Garantentyp	KK (Krankenkasse), MV (Eidg. Militärversicherung), SZ (Selbstzahler)
22	Diagnosemeldung an Versicherung PFLZ.DiagAnVer	CWE		FreigabeDiagnosen	UNB (unbekannt) J (ja) N (nein) V (nurAnVertrauensArzt)
23	Stationäre Versicherungsklasse	IS	30	FallStationaereVersicherungsKlasse	s1 (Freitext)
24	Vertragsart PFAD.VERTRAGSART	IS	3	Verrechnungscode Fall.VerrechnungsCodeLegacyCodeExtern	
25					
26					
27					
28	Steuergruppe	IS	3	Tarifcode	10 Kantonal

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	PFAL.STEUERGRP			FallHis.TarifcodeLegacyCodeExtern	20 Schweiz 30 Ausland … 43 Baselland …
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	Entlassungsart (Austrittsart) PFAL.AUSTRARTPATREC	IS	3	Austrittsspezifikation	Hospis-Applikationscode
37	Entlassen nach PFAL.AUSTRART	CM	3	AufenthaltNachAustritt	Hospis-Applikationscode
38				Abweichend vom HL7-Standard für: Disziplin.Kurzbezeichnung anhand Auftraggeber-Organisationseinheit	HNO
39	Behandelnde Abteilung PFAD.FACHGEB	IS	3	Disziplin (Fall.Disziplin)	CHR (Chirurgie), MED (Medizin)
40	Bettstatus	IS	3	Abweichend vom HL7 Standard für den Entscheid über Voranmeldung oder def. Eintritt verwendet.	N Voranmeldung Y definitiv eingetreten bzw. Classic-Export 000 Voranmeldung 001 definitiv eingetreten
41	Fallstatus bei stationärem Aufenthalt PFAD.FALLSTATUS	IS	3	Fallstatus	unbekannt 01 reserviert 31 definitiv 41 Zw_Rechnung 51 fakturiert 61 bezahlt 71 archivierungsbereit 75 archiv. 81 loesch_wunsch 84 GeloeschtNachStorno 89 geloescht
42	Fakturierungsstatus PFAL.STATUS	IS	3	CodierungsStatus HOSPIScl-Info Abgerechnet, storniert fehlt, siehe PV1.41 (im Subfield der voherige Codierungsstatus)	
43	Vorh. Vorübergeh. Aufenthaltsort des Patienten PFAL.EINTRART	PL	3	AufenthaltVorEintritt	Hospis-Applikationscode
44	Fallbeginn/Detailbeginn PFAD.DATVON	TS	26	Eintrittsdatum/-zeit	20130123093500 Falls Zeit leer, dann wird Zeit 000000 gesetzt
45	Fallende PFAL.FALLENDE	TS	26	Austrittsdatum/-zeit	20131224173000

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
					Falls Zeit leer, dann wird Zeit 235959 gesetzt
46	Austrittsart	ST	40	Austrittsart, wie definitiv, Urlaub, Tod	
47					
48	EPD Vertraulichkeit	ST	40	Vertraulichkeit für elektr. Patientendossier (auf Fallebene = Übersteuerung von Patientenebene)	
49	FallHistory-ID	NM	10	FallHis-ID (ID des erfassten/mutierten/gelöschten FallHistory-Objekts (Chronik)	2498243
50	Uebergeordnete Fallnummer^^^HOSPIS~Fallnummer externes System^^^Kurzbezeichnung Externessystem	CM	250	Uebergeordnete Fallnummer HOSPIS sowie Fallnummern Fremdsysteme	123456^^^HOSPIS
51	Bewegungstyp (Visit Indicator)	ST	1	Bewegungstyp: H = History A = Account (Voranmeldung, Fallstatus reserviert) V = Visit	Wenn ein Austrittsdatum erfasst wurde, dann wird IMMER ein H verschickt.
52	*Sequenznummer*	*NM*	*3*	*Leer* *Vgl. PV1.49*	

PV2

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort	PL	80	Leer	
02	Unterbringungsart PZIP.BETTBELART	CE	250	Unterbringungsart gemäss Codebereich PatientenUnterbringung	
03	Aufnahmegrund PFAL.EINTRDIACD^PFAL.EINTRDIATX	CE	250	Eintrittsdiagnose^Diagnosetext	
04	Verlegungsgrund PZIB.BELEGGRUND	CE	3	Leer	
05	Wertgegenstände des Patienten	ST	25	Leer	
06	Aufbewahrungsort der Wertgegenstände	ST	25	Leer	
07	Zusätzliche Patientenkategorisierung	ST	40	Ist Notfall J/N	
08	Voraussichtliches Aufnahmedatum PVOR.PLANEINDAT	TS	26	Geplantes Eintrittsdatum	
09	Voraussichtliches Entlassungsdatum	TS	26	Geplantes Austrittsdatum (Eintrittsdatum + geplanteTage)	
10	Voraussichtliche Dauer des stationären Aufenthalts PVOR.PLANDAUER	NM		Geplante Tage	
11	IPS Stunden PFAL.IPSSTUNDEN	NM	16	Aufenthalt In IPS	
12	IPS Beatmungsstunden MIPS.BEATMUNGSSTUNDEN	ST	50	Beatmungsstunden	
13	IPS Score-Daten: Schweregradscore^Schweregrad^Aufwandscore^Aufnahme-gewicht^GestationsAlter12Monate MIPS.SCHWEREGRADSCORE^MIPS.SCHWEREGRAD^MIPS.A			Schweregradscore^Schweregrad^NEMSTotalAllerSchichten^Aufnahmegewicht	SAPS^27^211647^4589^36

Nr	HL7 -Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	UFWANDSCORE^PFLZ.AUFNAHMEGEWICHT				
14	Datum der letzten Behandlung aus dem gleichen Grund	DT	8		
15	Merkmal berufsbedingte Erkrankung	ID	1		
16	Buchungsabschlußcode *	IS	1		
17	Buchungsabschlußdatum	DT	8	Erfassungsdatum des Falles	Formal dd.mm.yyy
18	Erfassungsstatus		40	Erfassungsstatus gemäss dem Codebereich Erfassungsstatus Legacycode EXtern	
19	nicht verwendet				
20	Urlaubsdauer in Stunden				
21	Auskunftsbeschränkung	IS	1	HatEinwilligungMedizinischeQS	Y, N bzw. 001, 000
22	Merkmal besonderer Vertrauensschutz	ID	1	HatEinwilligungHINVersand	Y, N bzw. 001, 000
23	Mitbehandelnde Leistungsstelle(n)	XON	250	EinwilligungMedizinischeQSOEID^ DatumEinwilligungMedizinischeQS ^ DatumRueckzugMedizinischeQS	
24	Fallstatus	IS	2		
25	nicht verwendet				
26	Datum der letzten Behandlung	DT	8		
27	Erwartete Entlassungsart	IS	2		
28	nicht verwendet				
29	Datum der ersten ähnlichen Erkrankung	DT	8		
30	Sonderkonditionen für Patienten PFAD.HILFENT	CE	3		
31	Aufenthalt anderes Spital < 24h PFLZ.AufAndSpil24	CWE	20		
32	Merkmal Elekronischer Rechnungsdatenaustausch Abrechnungstarif (BfS-Code)	C3	1		0 = unbekannt 1 = SwissDRG 2 = Andere Tarife Akutsomatik 3 = ST Reha 4 = Andere Tarife stationäre Reha 5 = TARPSY 6 = Andere Tarife stationäre Psychiatrie 7 = Pflegetaxe
33	Vorgesehener Zeitpunkt eines Eingriffs	TS	26	Unfalldatum	20130123104500
34	Abbrechnung nach UVG?	ST	40		J / N
35	Pflegekategorie	ID		FallHis. Pflegekategorie	
36	Merkmal Neugeborenes	ID	1		
37	Merkmal Weiterbehandlung des Neugeborenen	ID	1		
38	Benutzt der Patient das Patientenportal J/N? (für KSBL)	ID	1	Patient.HatPatientPortal	Y, N
39	Fremdnummer für eine Chronik in einem anderen System	ST	20	FallHis.FremdNummer	
40	PatientenTyp	IS	3		ERW
41	HauptFallPauschalenTyp^FallPauschalenTyp				SDRG^SDRG
42	CodierbereitJN Fallstatus.CODIERBEREITJN	IS	3	Leer	
43	Nicht verwendet				
44	Nicht verwendet				
45	Patientenverfügung J/N			Patient.HatPatientenverfuegung	Y, N
46	Nicht verwendet				
47	Nicht verwendet				

DG1

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Set-ID	SI	2	Fortlaufende Nummer pro Segment beginnend mit 1	1
02	Codierungs-Schema	IS			
03	Diagnose-Code: Diagnose.Code^ Diagnose.Text^ Diagnose.DiagnoseKatalog (Legacycode-Extern)^^ FallDiagnose.FreitextDiagnosen	CE	270	Diagnose-Code^ Diagnose-Text^ Diagnose-Katalog^^ Freitext-Diagnose (Diagnosetext, den der Anwender zur Falldiagnose erfasst hat.)	M85.42^ Solitäre Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]^ I10^^ Solitäre Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] – gut verheilt
04	Diagnose-Beschreibung MDIA.LOKALISATION	ST		Lokalisation	
05	Diagnose-Datum	TS	20	Diagnose-Datum/-Zeit	
06	Diagnosen-Typ MDIA.DIAGART	IS	3	Diagnoseart	
07	Haupt-Diagnose-Kategorie MDIA.KNOTENIDZUSCD^MDIA.CODEZUSART^MKNB.BEZEICHNUNG^MDIA.KATIDZUSCD	CE	14	Zusatz zur Hauptdiagonse. Angabe nur falls Diagnose-Priorität=1 Hauptdiagnose.	
08	Diagnose-Zugehörigkeit	IS			
09		ID			
10		IS			
11		CE			
12		NM			
13		NM			
14		ST			
15	Diagnose-Priorität	NM	5	Diagnose-Priorität	1
16	Autor der Diagnose BSUB.ID^BSUB.NAME^BSUB.ZUSATZNAME^^BSUB.TITEL^^^	XCN	8	Leer	
17	Diagnose-Klassifikation	IS			
18	Vertraulichkeits-Flag	ID			
19	Zeitstempel der Diagnose	TS			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	Tumoraktivität MDIA.TUMORAKTIVITAET	IS	3	Tumoraktivitaet	

PR1

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Set ID	SI		Fortlaufende Nummer pro Segment beginnend mit 1	1
02	Codierungs-Schema MOPS.FACHGEBIET	IS		Leer	
03	Behandlungscode-Code MOPS.OPSKNOTENID^MOPS.KLARTEXT^MOPS.OPSKATID^	CE		Eingriff-Code^Eingriff-Text^Eingriff-Katalog	77.62.99^Lokale Resektion von Knochenläsion oder -gewebe am Humerus, sonstige^9CM
04	Behandlungsbeschreibung MOPS.LOKALISATION	ST		Lokalisation	
05	Behandlungsbeginn	TS		Eingriff-Datum/-Zeit	

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
06	Behandlungs-Funktion MOPS.GEPLANTJN	IS		Leer	
07	Behandlungsende	TS		Leer	
08	Anästhesist	XCN			
09	Anästhesiecode	IS			
10	Anästhesiedauer	NM			
11	Chirurg MOPS.SUBIDVERARZT	XCN		Leer	
12	Ausführender Arzt	XCN			
13	Behandlungsvollmacht	CE			
14	Behandlungspriorität	NM		Eingriff-Priorität	
15	Zugehöriger Diagnose-Code	CE			
16					
17					
18	Amb. Behandlung auswärts OPERATION.ORTAMBBEHAN			Ambulante Behandlung Auswärts	

OBX

	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Set ID	SI		Fortlaufende Nummer pro Segment beginnend mit 1	1
02	Value Type	ID		TX	TX
03	Observation identifier	CE		BfS-1.3.V03 = IPSSTUNDEN BfS-4.4.V01 = IPSBEATMUNG BfS-4.4.V02^SAPS (oder PIM2,CRIB) = IPSCORE (SAPS, PIM2, CRIB) BfS-4.4.V04 = IPSNEMS BfS-4.5.V01 = AUFNAHMEGEWICHT BfS-4.8.V16 = Fall_GestationsAlter12Monate BfS-4.4.V05 = Fall_AnzahlStundenIMC BfS-4.4.V06 = Fall_AufwandPunkteIMC	BfS-1.3.V03 BfS-4.4.V02^S
04	Observation Sub-ID	ST		Leer	
05	Observation Value PFAL.IPSSTUNDEN MIPS.BEATMUNGSSTUNDEN MIPS.SCHWEREGRADSCORE^ MIPS.SCHWEREGRAD MIPS.AUFWANDSCORE PFLZ.AUFNAHMEGEWICHT	varies		<u>Abhänging von OBX.3</u> IPS Stunden Beatmungsstunden Schweregrad für Score Aufwandscore Aufnahmegewicht Fall_GestationsAlter12Monate Fall_AnzahlStundenIMC Fall_AufwandPunkteIMC	
06	Units	ICE			
07	References Range	ST			
08	Abnormal Flags	IS			
09	Probability	NM			
10	Nature of Abnormal Test	ID			
11	Observation Result Status	ID		F	F
12	Effective Date of Reference Range	TS			
13	User Defined Access Checks	ST			
14	Date/Time of the Observation	TS			
15	Producer's ID	CE			
16	Responsible Observer	XCN			
17	Observation Method	CE			
18	Equipment Instance Identifier	EI			
19	Date/Time of the Analysis	TS			

ZGI

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	TransaktionsNr	SI			1
2	Fallnummer Mutter	CX			
3	Geburtsnummer	NM			
4	Vitalstatus	IS			001 = lebendgeboren 000 = totgeboren
5	Mehrling	IS			001 = Einling 002 = Zwiling …
6	Geburtsrang	IS			001 = Als erstes geboren 002 = Als zweites geboren …
7	Geb. Gewicht	NM			Gewicht in Gramm
8	Geb. Grösse	NM			Grösse in cm
9	Kongenitale Missbildung	IS			000 = Nein 001= Ja 002 = unbekannt
10	Gest. Alter 1	NM			Gestationsalter ab Beginn Menstruation in Anzahl Wochen und Tage (erfüllte Wochen und Tage, 1. Tag der letzten Menstruation ist Tag null). Format: WWT
11	Gest. Alter 2	NM			Gestationsalter aufgrund Ultraschalluntersuchung (erfüllte Wochen und Tage). Format: WWT
12	Anz. Schwangerschaften	NM			Anzahl vorherige Schwangerschaften
13	Anz. Lebendgeburten	NM			Anzahl vorherige Lebendgeburten
14	Anz. Fehl-/Totgeburten	NM			Anzahl vorherige Fehl-/Totgeburten
15	Anz. Abbruch	NM			Anzahl vorherige Schwangerschaftsabbrüche
16	Verlegung Mutter	IS			Verlegung Mutter aus anderem Spital 000 = Nein; 001 = Ja
17	Verlegung Kind	IS			Verlegung Kind in anderes Spital 000 = Nein; 001 = Ja
18	Kopfumfang	NM			Umfang in cm

ZSA

	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	TransaktionsNr	SI			1
2	Urlaubstage	NM			Nicht verwendet
3	IPS-Stunden	NM			Nicht verwendet
4	Teilzeit erwerbstätig	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V03) 000 = nein 001 = ja

	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
5	Vollzeit erwerbstätig	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V04) 000 = nein 001 = ja
6	Nicht erwerbstätig oder arbeitslos	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V05) 000 = nein 001 = ja
7	Hausarbeit im eigenen Haushalt	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V06) 000 = nein 001 = ja
8	In Ausbildung	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V07) !!! 000 = nein 001 = ja (interne Info: Vorsicht LUPS!!!)
9	Rehabilitationsprogramm	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V08) 000 = nein 001 = ja
10	IV, AHV oder andere Rente	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V09) 000 = nein 001 = ja
11	Arbeit in geschütztem Rahmen	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V10) 000 = nein 001 = ja
12	Unbekannt	IS			Beschäftigung vor Eintritt (BfS 3.2.V11) 000 = nein 001 = ja
13	Neuroleptika	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V03) 000 = nein 001 = ja
14	DepotNeuroleptika	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V04) 000 = nein 001 = ja
15	Antidepressiva	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V05) 000 = nein 001 = ja
16	Tranquilizer	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V06) 000 = nein 001 = ja
17	Hypnotika	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V07) 000 = nein 001 = ja

	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
18	Antiepileptika	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V08) 000 = nein 001 = ja
19	Lithium	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V09) 000 = nein 001 = ja
20	SuchtSubstitution	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V10) 000 = nein 001 = ja
21	SuchtAversion	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V11) 000 = nein 001 = ja
22	Antiparkinson	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V12) 000 = nein 001 = ja
23	Andere	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V13) 000 = nein 001 = ja
24	Medikamente zur Beh. körperlicher Leiden	IS			Psychopharmakotherapie (BfS 3.4.V14) 000 = nein 001 = ja
25	Höchste Schul- oder Berufsbildung	IS			(BfS 3.2.V12) (interne Info: Vorsicht LUPS!!!)
26	Freiwilligkeit	IS			(BfS 3.3.V02)
27	Fürsorglicher Freiheitsentzug	IS			(BfS 3.3.V03)
28	Durchgeführte Behandlung	IS			(BfS 3.4.V02)
29	Anzahl Tage / Konsultationen	NM			(BfS 3.4.V01)
30	Entscheid für Austritt				(BfS 3.5.V01)
31	Aufenthalt nach Austritt				(BfS 3.5.V02)
32	Behandlung nach Austritt				(BfS 3.5.V03)
33	AufenthaltVorEintritt				
34	EinweisendeInstanz				
35	Behandlungsbereich				(BfS 3.5.V04) 1. Allgemein Psychiatrie 2. Kinder und Jugend-psychiatrie 3. Alterspsychiatrie 4. Abhängigkeitserkrankungen 5. Forensik

ZWL

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	TransaktionsNr				
02	Belegart				
03	Wahlleistungstyp (nicht med. Wahlleistung)	ID		Wahlleistungstyp	Fix TEL

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
04	Wahlleistungsaktion	ID		Wahlleistungsaktion	Fix AN (Anmelden eines Telefons)
05	Betrag	NM			
06	Subsystem-Status	ST			
07	Datum von	DT			
08	Datum bis	DT			
09	Tarif	ID			
10	Referenznummer PZIB.TELNR	ST		Zimmertelefonnummer	4567

MRG

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Interne Patienten-ID PPAT.SUBIDPAT	CX		Patientennummer_alt	
02	Alternative Patienten-ID	CX			
04	Patienten-Nummer extern	CX			
05	Fallnummer PFAL.FALLNR	CX		Uebergeordnete Fallnummer bei A45 Feld nicht abgefüllt bei HL7-A40	
06	Alternative Fallnummer				
07	Patientenname	XPN			

ZPD

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1	MPI Mutation Y/N	BOOL		Kennzeichen, ob MPI relevante Mutation stattgefunden hat.	Y/N bzw. 000–false / 001-true
2	EPD Status Patient			EPD Status Patient, gemäss dem Codebereich 'EPDVertraulichkeit'	
3	EPD Status Fall			EPD Status Fall, gemäss dem Codebereich 'EPDVertraulichkeit'	
4	EPD Status geändert	BOOL		Kennzeichen, ob das EPD in dieser Transaktion gesetzt wurde.	Y/N bzw. 000–false / 001-true
5	Leer				
6	Leer				

2.6 HL7MFN

In dem Setting 'MFNRollen4Export' müssen die Rollen hinterlegt werden, die mit HL7MFN exportiert werden sollen. Es werden nur solche Personen exportiert, die dort hinterlegt wurden.

MFI

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Tabellen-ID	ST		Tabellen-ID Stammdatenverzeichnis	GT1 = Garant PRA = Arzt
02	Applikation	HD		Applikation	Fix PATADM
03	Ereigniscode	CE			Fix UPD
04	Datum der Meldung auf Sender PCMS.COMDATE	TS		Datum der Nachrichtenerstellung YYYYMMDDHHMISS	20130625084559
05	Gültigabdatum BSUA.GUELTABDAT	TS		Eventzeitpunkt (Gültigkeit) YYYYMMDDHHMMSS	20130625160500
06	Antwortcode (Acknowledgment)			Rückmeldung (NE=Never)	Fix NE

MFE

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Ereignis-Code	ID	3	Ereigniscode	MAD = Neuzugang MUP = Update
02		ST		Leer	
03	Gültigabdatum	TS	12	GültigAbDatum	20180101000000
04	ID	NM		Primärschlüssel, Personnummer	
05		ID	2	Datentyp des Primärschlüssels	Fix CE (analog Hospis PATcl)

GT1

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	TransaktionsNr	SI		fortlaufende Nummer pro Segment beginnend mit 1	
02	ID BSUB.ID	CX		Garantennummer mit Systemangabe (Adressnummer) Berücksichtigung der Felder PersonNummer2ExternesSystem, PersonNummer3ExternesSystem	1234567^^^HOSPIS ~100512^^^GPS
03	Garantenname	XPN		Name^^^^	
04	Ehegatte/gattin	XPN			
05	Garantenadresse	XAD		Strasse^Anschrift2^Ort^^Postleitzahl^LandIso2Code^^Anschrift3^Postfach^^^^gültig von^gültig bis	
06	Telefon privat BSUA.TELEFON1	XTN		Telefon1^ WPN^PH^^^^^^	056 370 42 07^WPN^PH^^^^^^
07	Telefon Geschäft BSUATELEFON2,BSUA.TELEFAX,BSUA.EMAIL	XTN		Telefon2^WPN^PH^^^^^^~ Handy1^WPN^PH^^^^^^~ Handy2^WPN^PH^^^^^^~ Fax^WPN^FX^^^^^^~ ^NET^Internet^Email^^^^^	062 286 31 52^WPN^PH^^^^^^~ 079 645 25 24^WPN^PH^^^^^^~ ^ WPN ^PH^^^^^^~

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
					056 435 13 23^WPN^FX^^^^^^~ ^NET^Internet^abc.def@gmx.ch^^^^^
08	Geburtsdatum BSUB.BGRUENDDAT	TS		GueltigVonDatum der Versicherung	20010101
09	Geschlecht BSUB.GESCHLECHT	DT		Leer	
10	Garantentyp pgap.VertragsArt	IS		Vertragsart	MFN-Nachricht: Leer
11	Garantenzugehörigkeit pgag.GarGrp	IS		Garantentyp	
12	Garanten-AHV-Nr	ST		Versicherungsnummer	MFN-Nachricht: Leer
13	Gültigabdatum	TS		GueltigVonDatum FallGarant	20090101
14	Gültigbisdatum	TS		GueltigBisDatum FallGarant	20991231
15	Garantpriortät	NM		Garantensequenz	1 MFN-Nachricht: Leer
16	Arbeitgebername Bei Hospis ng Event ADT: VersicherungskarteKennummer (VEKA-Nr)	XPN		VersicherungskarteKennummer (VEKA-Nr)	MFN-Nachricht: Leer
17	Arbeitgeber-Adresse Bei Hospis ng Event ADT: Versicherungskarte Ablaufdatum	XAD		Versicherungskarte Ablaufdatum	MFN-Nachricht: Leer
18	Arbeitgebertelefon	XTN			
19	EAN-Nummer	CX		EAN-Nummer	7601003001234
20	Garanten-Organisationsname	XON			
21					
22					
23	Bemerkung1			Bemerkung1	
24	IVVerfügungsnummer			Schadensnummer	
25					
26	Bemerkung2			Bemerkung2	
27					
28					
29	HINLogin			HIN Login	
30					
31	Kostengutsprachedatum von			GarantiertVon vom FallGarantie	YYYMMDD
32	Kostengutsprachedatum bis			GarantiertBis vom FallGarantie	YYYMMDD
33					
34					
35	EMailHIN2			HIN E-Mailadresse	
36					
37					
38	BegruendungSperre			BegruendungSperre	
39	IstGesperrt			IstGesperrt	
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47	RolleEnum			Rolle der Person gemäss Codebereich Rolle.	Z.B. Hausarzt, Therapeuth, Einweisender_Arzt,
48					

STF

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Mitarbeiter-ID	CX		PersonNummer (Adressnummer)	

	BSUB.ID				
02	Mitarbeiter-ID -2 BSUB.ID	CX		PersonNummer (Adressnummer) Berücksichtigung der Felder PersonNummer2ExternesSystem, PersonNummer3ExternesSystem und EAN-Nummer	~123456^^^HOSPIS ~100512^^^GPS ~7601000537577^^ ^EAN
03	Mitarbeitername siehe Beschrieb Datentyp XPN	XPN		Name^Vorname^^Titel^Anrede^ ^L^^PersonHis.GueltigVon&Pers onHis.GueltigBis^	
04	Mitarbeiter-Typ	IS		MitarbeiterFunktionLegacyCodeEx tern^Funktion^Tätigkeit^Mitarbei ter_Visum	
05	Geschlecht BSUB.GESCHLECHT	IS		Geschlecht	
06	Geburtsdatum BSUB.GEBGRUENDDAT	TS		Geburtsdatum YYYYMMDDHH24MISS	
07	aktiv	ID		Leer	
08	Department	CE		Geschäftsbereich	
09	Abteilung	CE		Leer	
10	Telefonnummer OLD: Telefon2 NEW: Telefon1,Telefon2,Telefon3, Telefax, e-mail	XTN		Telefon1^ PRN^PH^^^^^^ Telefon2^ORN^PH^^^^^^~ Handy1^ORN^PH^^^^^^~ Handy2^ORN^PH^^^^^^~ Fax^ORN^FX^^^^^^~ ^NET^Internet^Email^^^^^	056 370 42 07^PRN^PH^^^^^ ^ 062 286 31 52^ORN^PH^^^^^ ^~ 079 645 25 24^ORN^PH^^^^^ ^~ ^ ORN ^PH^^^^^^~ 056 435 13 23^ORN^FX^^^^^ ^~ ^NET^Internet^abc. def@gmx.ch^mail2@ gmx.ch^^^^
11	Adresse	XAD		Strasse^Anschrift2^Ort^^Postlei tzahl^LandIso2Code^^Anschrift3 ^Postfach^^^^gültig von^gültig bis	
12	Gueltigabdatum	CM		GueltigVon der Zuordnung	20000101
13	Gueltigbisdatum	CM		GueltigBis der Zuordnung	20991231
14	Vertretung HIN-ID	ID		HINLogin (Anschrift.HINLogin)	
15	Email-Adresse BSUA.EMAILHIN^BSUA.EMAIL HIN2	ST		EMailHIN1^EMailHIN2 (Anschrift.EMailHIN1^Anschrift.E MailHIN2)	
16	Kontaktart	ID		KorrespondenzArt (PersonHis.KorrespondenzArtLega cyCodeExtern)	
17	HIN Versandart	CE		HINVersandart (Anschrift.HINVersandartLegacyC odeExtern)	
18	OpenmedicalID	ST		OpenmedicalID (Anschrift.OpenmedicalID)	
19	DocBoxID	JCC		DocBoxID (Anschrift.DocBoxID)	
20	Art des Beschäftigungsverhältnisses				
21	Merkmal Privatwagen mitversichert				
22	(Führerscheinnummer Mitarbeiter) Personalnummer			Hospis Personalnummer	
23					
24					
25					
26					
27	Bemerkung 1			Person.Bemerkung1	

28	Bemerkung 2			Person.Bemerkung1	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38				Für die Rolle Gruppenpraxis: 'HatZuweiserPortal' ansonsten leer.	Y, N bzw. 001, 000 (Info Arzt hat Zugriff auf Zuweiserportal)
39					
40					

PRA

Nr	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
01	Mitarbeiter-ID BSUB.ID	NM	10	PersonNummer (Adressnummer), 2. Subfeld leer, dann PersonTyp J oder N.	102348^^J
02	ArztGruppe	CE		Gefüllt mit Arzt und/oder Spitalarzt	
03	Arztkategorie	IS	3	MitarbeiterStatus (Mitarbeiter.MitarbeiterStatus)	ASSI = Assistenzarzt
04	Rechnungsart	ID	1	Leer	
05	Fachgebiet PARZ.FACHGEB	ID	3	PersonHis.Disziplin	LegacyCodeExtern
06	Arzt-ID PARZ.EANCD	CM		EAN-Nummer	
07	Berechtigungen	CM		Medizinische Qualifikation (PersonHis.MedizinischeQualifikationLegacyCodeExtern)	
08	Beginn/Facharzttitel BSUA.ADRZUSATZ	DT		Facharzt-Titel (PersonHis.FacharztTitelLegacyCodeExtern)	
09	Institut BSUB.AKADGRAD	CE			
10	KSK Nummer PARZ.-KSKNR	NM		Konkordationsnummer	
11	HatZuweiserPortal			HatZuweiserPortal (Person.HatZuweiserPortalLegacyCodeExtern)	Y, N bzw. 001, 000 (Info Arzt hat Zugriff auf Zuweiserportal)

2.7 LedgerJournalTrans

2.8 Leistung

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// HEADER				
1	MessageHeader	An			"LEI01"
2	MessageVersion				
3	EventScopeName				"Leistung"
4	EventLegacyCode				
5	EventCodeName				"unbekannt"
6	EventCodeLegacyCode				"UNB"
7	ErfassungsDatum				
8	ErfassungsZeit				
9	UserLogonName				
	// Leistung				
10	MandantBezeichnung				"KSX"
11	MandantKurzBez				
12	LeistungsKatalogTyp				
13	LeistungsKatalogTypLegacycode				
14	LeistungsEinheit				
15	LeistungsEinheitLegacycode				
16	LeistungsNummer				
17	LeistungsText				
18	LeistungsPosition				
19	LeistungsKurzBez				
20	EanNummer				
21	Ansatz				
22	AnsatzLegacycode				
23	TarifTyp				
24	TarifTypLegacycode				
25	TarmedVerrTyp				
26	TarmedVerrTypLegacycode				
27	Waehrung				
28	WaehrungLegacycode				
29	PackungsEinheit				
30	PackungsEinheitLegacycode				
31	PackungsGroesse				
32	LeistungsGruppeNummer				
33	LeistungsGruppeKurzBez				
34	LeistungsGruppeLangBez				
35	LepGruppeTyp				
36	LepGruppeTypLegacycode				
37	GueltigVonDatum				
38	GueltigVonZeit				
39	GueltigBisDatum				
40	GueltigBisZeit				
41	ErfassungsDatum				
42	ErfassungsZeit				
43	ErfassungsVisum	AN	40		
44	MutationsSequenz				
45	MutationsDatum				
46	MutationsZeit				
47	MutationsVisum	AN	40		
48	Ansatzerfassung				
49	AnsatzerfassungLegacycode				
	// LeistungHisLast (letzte His)				
50	LeistungHisGueltigVonDatumLast				
51	LeistungHisGueltigVonZeitLast				
52	LeistungHisGueltigBisDatumLast				
53	LeistungHisGueltigBisZeitLast				
54	LeistungHisErfassungsDatumLast				
55	LeistungHisErfassungsZeitLast				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
56	LeistungHisErfassungsVisumLast	AN	40		
57	LeistungHisMutationsSequenzLast				
58	LeistungHisMutationsDatumLast				
59	LeistungHisMutationsZeitLast				
60	LeistungHisMutationsVisumLast	AN	40		
61	AbrechnungsTarifLast				
62	AbrechnungsTarifLegacycodeLast				
63	Leer				
64	Leer				
65	PflichtLeistKvgLast				
66	PflichtLeistKvgLegacycodeLast				
67	ZahlerLast				
68	ZahlerLegacycodeLast				
69	DefaultAuftragErbrOeIdLast				
70	DefaultAuftragErbrOeBezLast				
71	IstWissenschaftlichLast				
72	IstAmbulanteLeistungLast				
73	IstStationaereLeistungLast				
74	IstTeilStationaereLeistungLast				
75	IstPrivatPraxisLeistungLast				
76	IstExterneLeistungLast				
77	MawiMandantLast				
78	MawiVerpackungsNummerLast				
	// LeistungHis (bestellte His)				
79	LeistungHisGueltigVonDatum				
80	LeistungHisGueltigVonZeit				
81	LeistungHisGueltigBisDatum				
82	LeistungHisGueltigBisZeit				
83	LeistungHisErfassungsDatum				
84	LeistungHisErfassungsZeit				
85	LeistungHisErfassungsVisum	AN	40		
86	LeistungHisMutationsSequenz				
87	LeistungHisMutationsDatum				
88	LeistungHisMutationsZeit				
89	LeistungHisMutationsVisum	AN	40		
90	AbrechnungsTarif				
91	AbrechnungsTarifLegacycode				
92	Leer				
93	Leer				
94	PflichtLeistKvg				
95	PflichtLeistKvgLegacycode				
96	Zahler				
97	ZahlerLegacycode				
98	DefaultAuftragErbrOeId				
99	DefaultAuftragErbrOeBez				
100	IstWissenschaftlich				
101	IstAmbulanteLeistung				
102	IstStationaereLeistung				
103	IstTeilStationaereLeistung				
104	IstPrivatPraxisLeistung				
105	IstExterneLeistung				
106	MawiMandant				
107	MawiVerpackungsNummer				
	// LeistungsTarifTyp1 (Arztanteil)				
108	TarifTyp1_AnteilTyp				
109	TarifTyp1_AnteilTypLegacycode				
110	TarifTyp1_LeistungsTarif_ErfassungsDatum				
111	TarifTyp1_LeistungsTarif_ErfassungsZeit				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
112	TarifTyp1_LeistungsTarif_ErfassungsVisum	AN	40		
113	TarifTyp1_LeistungsTarif_MutationsSequenz				
114	TarifTyp1_LeistungsTarif_MutationsDatum				
115	TarifTyp1_LeistungsTarif_MutationsZeit				
116	TarifTyp1_LeistungsTarif_MutationsVisum	AN	40		
117	TarifTyp1_LeistungsTarif_Reserve1				
118	TarifTyp1_LeistungsTarif_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp1His (Arztanteil)				
119	TarifTyp1_LeistungsTyp				
120	TarifTyp1_LeistungsTypLegacycode				
121	TarifTyp1_ErtragsArt				
122	TarifTyp1_ErtragsArtLegacycode				
123	TarifTyp1_HonorarBerechtigung				
124	TarifTyp1_HonorarBerechtigungLegacycode				
125	TarifTyp1_HonorarArt				
126	TarifTyp1_HonorarArtLegacycode				
127	TarifTyp1_Faktor				
128	TarifTyp1_TaxPunkt				
129	TarifTyp1_TaxPunktIntern				
130	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_ErfassungsDatum				
131	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_ErfassungsZeit				
132	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_ErfassungsVisum	AN	40		
133	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_MutationsSequenz				
134	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_MutationsDatum				
135	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_MutationsZeit				
136	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_MutationsVisum	AN	40		
137	TarifTyp1_GueltigVonDatum				
138	TarifTyp1_GueltigVonZeit				
139	TarifTyp1_GueltigBisDatum				
140	TarifTyp1_GueltigBisZeit				
141	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_Reserve1				
142	TarifTyp1_LeistungsTarifHis_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp2 (Assistenzanteil)				
143	TarifTyp2_AnteilTyp				
144	TarifTyp2_AnteilTypLegacycode				
145	TarifTyp2_LeistungsTarif_ErfassungsDatum				
146	TarifTyp2_LeistungsTarif_ErfassungsZeit				
147	TarifTyp2_LeistungsTarif_ErfassungsVisum				
148	TarifTyp2_LeistungsTarif_MutationsSequenz				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
149	TarifTyp2_LeistungsTarif_MutationsDatum				
150	TarifTyp2_LeistungsTarif_MutationsZeit				
151	TarifTyp2_LeistungsTarif_MutationsVisum	AN	40		
152	TarifTyp2_LeistungsTarif_Reserve1				
153	TarifTyp2_LeistungsTarif_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp2His (Assistenzanteil)				
154	TarifTyp2_LeistungsTyp				
155	TarifTyp2_LeistungsTypLegacycode				
156	TarifTyp2_ErtragsArt				
157	TarifTyp2_ErtragsArtLegacycode				
158	TarifTyp2_HonorarBerechtigung				
159	TarifTyp2_HonorarBerechtigungLegacycode				
160	TarifTyp2_HonorarArt				
161	TarifTyp2_HonorarArtLegacycode				
162	TarifTyp2_Faktor				
163	TarifTyp2_TaxPunkt				
164	TarifTyp2_TaxPunktIntern				
165	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_ErfassungsDatum				
166	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_ErfassungsZeit				
167	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_ErfassungsVisum	AN	40		
168	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_MutationsSequenz				
169	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_MutationsDatum				
170	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_MutationsZeit				
171	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_MutationsVisum	AN	40		
172	TarifTyp2_GueltigVonDatum				
173	TarifTyp2_GueltigVonZeit				
174	TarifTyp2_GueltigBisDatum				
175	TarifTyp2_GueltigBisZeit				
176	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_Reserve1				
177	TarifTyp2_LeistungsTarifHis_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp3 (Technischeanteil)				
178	TarifTyp3_AnteilTyp				
179	TarifTyp3_AnteilTypLegacycode				
180	TarifTyp3_LeistungsTarif_ErfassungsDatum				
181	TarifTyp3_LeistungsTarif_ErfassungsZeit				
182	TarifTyp3_LeistungsTarif_ErfassungsVisum	AN	40		
183	TarifTyp3_LeistungsTarif_MutationsSequenz				
184	TarifTyp3_LeistungsTarif_MutationsDatum				
185	TarifTyp3_LeistungsTarif_MutationsZeit				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
186	TarifTyp3_LeistungsTarif_MutationsVisum	AN	40		
187	TarifTyp3_LeistungsTarif_Reserve1				
188	TarifTyp3_LeistungsTarif_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp3His (Technischeanteil)				
189	TarifTyp3_LeistungsTyp				
190	TarifTyp3_LeistungsTypLegacycode				
191	TarifTyp3_ErtragsArt				
192	TarifTyp3_ErtragsArtLegacycode				
193	TarifTyp3_HonorarBerechtigung				
194	TarifTyp3_HonorarBerechtigungLegacycode				
195	TarifTyp3_HonorarArt				
196	TarifTyp3_HonorarArtLegacycode				
197	TarifTyp3_Faktor				
198	TarifTyp3_TaxPunkt				
199	TarifTyp3_TaxPunktIntern				
200	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_ErfassungsDatum				
201	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_ErfassungsZeit				
202	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_ErfassungsVisum	AN	40		
203	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_MutationsSequenz				
204	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_MutationsDatum				
205	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_MutationsZeit				
206	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_MutationsVisum	AN	40		
207	TarifTyp3_GueltigVonDatum				
208	TarifTyp3_GueltigVonZeit				
209	TarifTyp3_GueltigBisDatum				
210	TarifTyp3_GueltigBisZeit				
211	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_Reserve1				
212	TarifTyp3_LeistungsTarifHis_Reserve2				
	// LeistungsTarifTyp4 (SLK)				
213	TarifTyp4_AnteilTyp				
214	TarifTyp4_AnteilTypLegacycode				
215	TarifTyp4_LeistungsTarif_ErfassungsDatum				
216	TarifTyp4_LeistungsTarif_ErfassungsZeit				
217	TarifTyp4_LeistungsTarif_ErfassungsVisum				
218	TarifTyp4_LeistungsTarif_MutationsSequenz				
219	TarifTyp4_LeistungsTarif_MutationsDatum				
220	TarifTyp4_LeistungsTarif_MutationsZeit				
221	TarifTyp4_LeistungsTarif_MutationsVisum	AN	40		
222	TarifTyp4_LeistungsTarif_Reserve1				
223	TarifTyp4_LeistungsTarif_Reserve2				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// LeistungsTarifTyp4His (SLK)				
224	TarifTyp4_LeistungsTyp				
225	TarifTyp4_LeistungsTypLegacycode				
226	TarifTyp4_ErtragsArt				
227	TarifTyp4_ErtragsArtLegacycode				
228	TarifTyp4_HonorarBerechtigung				
229	TarifTyp4_HonorarBerechtigungLegacycode				
230	TarifTyp4_HonorarArt				
231	TarifTyp4_HonorarArtLegacycode				
232	TarifTyp4_Faktor				
233	TarifTyp4_TaxPunkt				
234	TarifTyp4_TaxPunktIntern				
235	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_ErfassungsDatum				
236	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_ErfassungsZeit				
237	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_ErfassungsVisum	AN	40		
238	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_MutationsSequenz				
239	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_MutationsDatum				
240	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_MutationsZeit				
241	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_MutationsVisum	AN	40		
242	TarifTyp4_GueltigVonDatum				
243	TarifTyp4_GueltigVonZeit				
244	TarifTyp4_GueltigBisDatum				
245	TarifTyp4_GueltigBisZeit				
246	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_Reserve1				
247	TarifTyp4_LeistungsTarifHis_Reserve2				

2.9 LeistungXML

	HOSPIS-Beschreibung 'HOSPIS-Herkunft' *HOSPIS-Bemerkungen*	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	Header			XML Header	
	Empfaenger	An			LeikatXML
	MandantenNr	An			z.B. KSB
	Einrichtung	An			LeikatXML
	Sender	An			HOSPAT
	Version	An			1.0
	IType	An			Katalog
	Datum	D			2019-05-02
	Leistungspositionen				
	Leistungsposition				
	Transtyp	An			M
	PosNr	An		Interne Leistungsnummer	40011167
	PosBezeichnung	An		Leistungstext	NovoSeven; Raumtempstab Trockensub Fertspr 1 mg c Solv; 1 x 1 Stk; Stk
	PosKurzBezeichnung	An		Leistungskurzbezeichnung	NovoSeven; Raumtempstab Trockensub
	TarGrp	An		Tarifgruppe	158
	GueltabDat	D		Datum gültig ab	2013-06-01
	GueltbisDat	D		Datum gültig bis	2099-12-31
	EAN	N		EAN Nummer	7680586930057
	Pharmacode	N		Pharmacode	5621480
	Honorarpflichtig	B		Honorarberechtigung J/N	N
	Ansatzpflichtig	B		Muss Ansatz erfasst werden? J/N	N
	Katalog				
	KatalogID	An		Leistungskatalogtyp	SA
	KatalogBezeichnung	An		Bezeichnung Katalog	Typ_SA
	Katalog				
	Ansatz				
	Ansatztyp	An		Ansatztyp	1
	AnsatzGueltabDat	D		Datum gültig ab für Ansatz	2014-05-01
	Ansatzwert	N		Ansatzwert, Taxpunkte	906.55
	Ansatz				
	Nexus				
	PosnrPat	An		Leistungsposition	SA14378
	KatID	An		Leistungskatalogtyp	SA
	VerpaidMAWI	N		Mawi Verpackungsnummer	14378
	MandIDMAWI	An		Mawi Mandant	SA
	ArtikelIDMAWI			Mawi ArtikelID	5621480
	TarifgruppeMAWI			Mawi Tarifgruppe	P40000010
	Nexus				
	Nexus				
	Artikel	An		Swissmedicnummer	58693005
	Leistungsposition				
	Leistungspositionen				

Beispiel :
"<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<Header xmlns="Hospis Katalogschnittstelle"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Empfaenger>LeikatXML</Empfaenger>

```
  <MandantenNr>KSB</MandantenNr>
  <Einrichtung>LeikatXML</Einrichtung>
  <Sender>HOSPAT</Sender>
  <Version>1.0</Version>
  < Sender >Katalog HOSPIS</IType>
  <Datum>2019-05-02T11:38:12-01:00</Datum>
  <Leistungspositionen>
    <Leistungsposition>
      <Transtyp>M</Transtyp>
      <PosNr>40011167</PosNr>
      <PosBezeichnung>NovoSeven; Raumtempstab Trockensub Fertspr 1 mg c Solv; 1 x 1 Stk;
Stk</PosBezeichnung>
      <PosKurzBezeichnung>NovoSeven; Raumtempstab Trockensub </PosKurzBezeichnung>
      <TarGrp>158</TarGrp>
      <GueltabDat>2013-06-01</GueltabDat>
      <GueltbisDat>2099-12-31</GueltbisDat>
      <EAN>7680586930057</EAN>
      <Pharmacode>5621480</Pharmacode>
      <Honorarpflichtig>N</Honorarpflichtig>
      <Ansatzpflichtig>N</Ansatzpflichtig>
      <Katalog>
        <KatalogID>SA</KatalogID>
        <KatalogBezeichnung>Typ_SA</KatalogBezeichnung>
      </Katalog>
      <Ansatz>
        <Ansatztyp>1</Ansatztyp>
        <AnsatzGueltabDat>2014-05-01</AnsatzGueltabDat>
        <Ansatzwert>906.55</Ansatzwert>
      </Ansatz>
      <Nexus>
        <PosnrPat>SA14378</PosnrPat>
        <KatID>SA</KatID>
        <VerpaidMAWI>14378</VerpaidMAWI>
        <MandIDMAWI>SA</MandIDMAWI>
        <ArtikelIDMAWI>5621480</ArtikelIDMAWI>
        <TarifgruppeMAWI>P40000010</TarifgruppeMAWI>
      </Nexus>
      <Artikel>58693005</Artikel>
    </Leistungsposition>
  </Leistungspositionen>
  <Parameters></Parameters>
  <Einheiten></Einheiten>
  <Datentypen></Datentypen>
</Header>"
```

2.10 OracleARTargetDebitorExport

2.11 PatientFall

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// HEADER				Header-Segment nicht in Exporttabelle vorhanden, sondern erst im Datenfile.
1	MessageHeader				"FAL01"
2	MessageVersion				1.06 (aktuell)
3	EventScopeName				"PatientFall"
4	EventScopeLegacyCode				2
5	EventCodeName				"Ann"
6	EventCodeLegacyCode				"Ann"
7	ErfassungsDatum				YYYYMMDD
8	ErfassungsZeit				HH24MISS
9	UserLogonName				<Vorname>.<Name>
	// Patient				
10	MandantBezeichnung				"Kantonsspital X"
11	MandantKurzBez				"KSX"
12	PatientenNummer				Vorgenullt, 7-stellig
13	GlobalPatientIdentifikation				
14	ZugehoerigerPatient				
15	GeburtsName				
16	BerufFreitext				
17	Beruf				
18	BerufLegacycode				
19	Branche				
20	BrancheLegacycode				
21	BuergerOrt				
22	PatientenStatus				
23	PatientenStatusLegacycode				
24	VornameVater				
25	VornameMutter				
26	NameVater				
27	NameMutter				
28	Patient_Bemerkung1				
29	Patient_Bemerkung2				
30	Patient_Bemerkung3				
31	Patient_Bemerkung4				
32	Patient_Bemerkung5				
33	SindForschungsDaten				
34	BuergerOrt2				
	// PatientHis				
35	Steuerort				
36	SteuerPostleitzahl				
37	SteuerPlzZusatzziffer				
38	Steuerland				
39	SteuerlandIso2Code				
40	SteuerlandIso3Code				
41	SteuerlandIsoNummer				
	// Person				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
42	PersonNummer				
43	Person_Kurzbez				
44	Titel				
45	TitelLegacycode				
46	AHVNummer				
47	KorrespondenzSprache				
48	KorrespondenzSpracheLegacycode				
49	MutterSprache				
50	MutterSpracheLegacycode				
51	SozialversicherungsNummer				
52	Person_Reserve2				
	// PersonNatuerlich				
53	Vorname				
54	GeburtsDatum				
55	GeburtsZeit				
56	Geschlecht				
57	GeschlechtLegacycode				
58	IstMitarbeiter				
59	Konfession				
60	KonfessionLegacycode				
61	PersonNatuerlich_Reserve1				
62	PersonNatuerlich_Reserve2				
	// PersonHis				
63	Name				
64	Nationalitaet				
65	NationalitaetIso2Code				
66	NationalitaetIso3Code				
67	NationalitaetIsoNummer				
68	Zivilstand				
69	ZivilstandLegacycode				
70	PersonHis_Reserve1				
71	PersonHis_Reserve2				
	// Anschrift				
72	Email				
73	Fax				
74	Telefon1				
75	Telefon2				
76	Handy1				
77	Handy2				
	// AnschriftHis				
78	Anrede				
79	AnredeLegacycode				
80	Anschrift2				
81	Anschrift3				
82	Land				
83	LandIso2Code				
84	LandIso3Code				
85	LandIsoNummer				
86	Ort				
87	Postleitzahl				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
88	Postfach				
89	PostfachPLZ				
90	Strasse				
91	PlzZusatzziffer				
92	Kanton				
93	AnschriftHis_Hausnummer				
94	AnschriftHis_Gebaeudenummer (Wohnungsnummer)				
	// Fall				
95	FallNummer				Vorgenullt, 4-stellig
96	UebergFallNummer				Vorgenullt, 14-stellig
97	EhemaligerPatientID				Vorgenullt, 7-stellig
98	FallStatus				
99	FallStatusLegacycode				
100	Fall_ErfassungsDatum				
101	Fall_ErfassungsZeit				
102	Fall_ErfassungsVisum				
103	Fall_MutationsDatum				
104	Fall_MutationsZeit				
105	Fall_MutationsVisum				
106	UnfallDatum				
107	UnfallZeit				
108	VerlegungsDatum				
109	VerlegungsZeit				
110	RaumIdVorVerlegung				
111	RaumNameVorVerlegung				
112	BettIdVorVerlegung				
113	BettTelefonVorVerlegung				
114	EintrittsDatum				
115	EintrittsZeit				
116	AustrittsDatum				
117	AustrittsZeit				
118	AufenthaltsKategorie				
119	AufenthaltsKategorieLegacycode				
120	Kategorie				
121	KategorieLegacycode				
122	HauptKategorie				
123	HauptKategorieLegacycode				
124	EintrittsArt				
125	EintrittsArtLegacycode				
126	EintrittsGrund				
127	EintrittsGrundLegacycode				
128	AufenthaltVorEintritt				
129	AufenthaltVorEintrittLegacycode				
130	AufenthaltNachAustritt				
131	AufenthaltNachAustrittLegacycode				
132	BehandlungsBedarfNachAustritt				
133	BehandlungsBedarfNachAustrittLegacycode				
134	Region				
135	RegionLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
136	Disziplin				
137	DisziplinLegacycode				
138	TarifCode				
139	TarifCodeLegacycode				
140	GarantenTyp				
141	GarantenTypLegacycode				
142	VerrechnungsCode				
143	VerrechnungsCodeLegacycode				
144	IstNotfall				
145	IstSelbstZahler				
146	IstUVG				
147	Fall_Bemerkung1				
148	Fall_Bemerkung2				
149	Fall_Bemerkung3				
150	Fall_Infofeld1				
151	Fall_Infofeld2				
152	FakturaStatus				
153	FakturaStatusLegacycode				
	// FallHisLast (letzte His)				
154	AuftragErbOeIDLast				
155	AuftragErbOeNameLast				
156	AustrittsArtLast				
157	AustrittsArtLegacycodeLast				
158	AustrittsSpezLast				
159	AustrittsSpezLegacycodeLast				
160	FallHis_ErfassungsDatumLast				
161	FallHis_ErfassungsZeitLast				
162	FallHis_ErfassungsVisumLast				
163	FallHis_MutationsDatumLast				
164	FallHis_MutationsZeitLast				
165	FallHis_MutationsVisumLast				
166	GueltigVonDatumLast				
167	GueltigVonZeitLast				
168	GueltigBisDatumLast				
169	GueltigBisZeitLast				
170	KlasseLast				
171	KlasseLegacycodeLast				
172	IntensivPflegeKategorieLast				
173	IntensivPflegeKategorieLegacycodeLast				
174	PatientenArtLast				
175	PatientenArtLegacycodeLast				
176	PatientenTypLast				
177	PatientenTypLegacycodeLast				
178	PatientenUnterbringungLast				
179	PatientenUnterbringungLegacycodeLast				
180	ZimmerTelefonNummerLast				
181	FallHis_BemerkungLast				
182	FallHis_IDLast (V1.00: Reserve1Last)				
183	FallHis_Reserve1Last (V1.00: Reserve2Last)				
	// RaumLast (letzte His)				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
184	RaumIDLast				
185	RaumNameLast				
	// BettLast (letzte His)				
186	BettIDLast				
187	BettTelefonLast				
	// OrganisationsEinheitLast (AuftragGebende) (letzte His)				
188	AuftragGebOeIDLast				
189	AuftragGebOeNameLast				
	// FallHis				
190	AuftragErbOeID				
191	AuftragErbOeName				
192	AustrittsArt				
193	AustrittsArtLegacycode				
194	AustrittsSpez				
195	AustrittsSpezLegacycode				
196	FallHis_ErfassungsDatum				
197	FallHis_ErfassungsZeit				
198	FallHis_ErfassungsVisum				
199	FallHis_MutationsDatum				
200	FallHis_MutationsZeit				
201	FallHis_MutationsVisum				
202	GueltigVonDatum				
203	GueltigVonZeit				
204	GueltigBisDatum				
205	GueltigBisZeit				
206	Klasse				
207	KlasseLegacycode				
208	IntensivPflegeKategorie				
209	IntensivPflegeKategorieLegacycode				
210	PatientenArt				
211	PatientenArtLegacycode				
212	PatientenTyp				
213	PatientenTypLegacycode				
214	PatientenUnterbringung				
215	PatientenUnterbringungLegacycode				
216	ZimmerTelefonNummer				
217	FallHis_Bemerkung				
218	FallHis_ID (V1.00: Reserve1)				
219	FallHis_Reserve1(V1.00: Reserve2)				
	// Raum				
220	RaumID				
221	RaumName				
	// Bett				
222	BettID				
223	BettTelefon				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// OrganisationsEinheit (AuftragGebende)				
224	AuftragGebOeID				
225	AuftragGebOeName				
	// FallAdresse für Rolle = Kontakt				
226	KontaktAdr_PersonNummer				
227	KontaktAdr_Kurzbez				
228	KontaktAdr_Anrede				
229	KontaktAdr_AnredeLegacycode				
230	KontaktAdr_Titel				
231	KontaktAdr_TitelLegacycode				
232	KontaktAdr_Name				
233	KontaktAdr_Vorname				
234	KontaktAdr_Anschrift2				
235	KontaktAdr_Anschrift3				
236	KontaktAdr_Ort				
237	KontaktAdr_Postleitzahl				
238	KontaktAdr_Postfach				
239	KontaktAdr_PostfachPLZ				
240	KontaktAdr_Strasse				
241	KontaktAdr_Land				
242	KontaktAdr_LandIso2Code				
243	KontaktAdr_LandIso3Code				
244	KontaktAdr_LandIsoNummer				
245	KontaktAdr_Telefon1				
246	KontaktAdr_Telefon2				
247	KontaktAdr_Fax				
248	KontaktAdr_Email				
249	KontaktAdr_Visum				
250	KontaktAdr_Kontaktperson				
251	KontaktAdr_Bemerkung				
252	KontaktAdr_Bemerkung1				
253	KontaktAdr_Zusatztext1				
254	KontaktAdr_Zusatztext2				
255	KontaktAdr_Handy1				
256	KontaktAdr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = Hausarzt				
257	HausarztAdr_PersonNummer				
258	HausarztAdr_Kurzbez				
259	HausarztAdr_Anrede				
260	HausarztAdr_AnredeLegacycode				
261	HausarztAdr_Titel				
262	HausarztAdr_TitelLegacycode				
263	HausarztAdr_Name				
264	HausarztAdr_Vorname				
265	HausarztAdr_Anschrift2				
266	HausarztAdr_Anschrift3				
267	HausarztAdr_Ort				
268	HausarztAdr_Postleitzahl				
269	HausarztAdr_Postfach				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
270	HausarztAdr_PostfachPLZ				
271	HausarztAdr_Strasse				
272	HausarztAdr_Land				
273	HausarztAdr_LandIso2Code				
274	HausarztAdr_LandIso3Code				
275	HausarztAdr_LandIsoNummer				
276	HausarztAdr_Telefon1				
277	HausarztAdr_Telefon2				
278	HausarztAdr_Fax				
279	HausarztAdr_Email				
280	HausarztAdr_Visum				
281	HausarztAdr_Kontaktperson				
282	HausarztAdr_Bemerkung				
283	HausarztAdr_Bemerkung1				
284	HausarztAdr_Zusatztext1				
285	HausarztAdr_Zusatztext1				
286	HausarztAdr_EAN-Nummer				
287	HausarztAdr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = Einweisender Arzt				
288	EinwArztAdr_PersonNummer				
289	EinwArztAdr_Kurzbez				
290	EinwArztAdr_Anrede				
291	EinwArztAdr_AnredeLegacycode				
292	EinwArztAdr_Titel				
293	EinwArztAdr_TitelLegacycode				
294	EinwArztAdr_Name				
295	EinwArztAdr_Vorname				
296	EinwArztAdr_Anschrift2				
297	EinwArztAdr_Anschrift3				
298	EinwArztAdr_Ort				
299	EinwArztAdr_Postleitzahl				
300	EinwArztAdr_Postfach				
301	EinwArztAdr_PostfachPLZ				
302	EinwArztAdr_Strasse				
303	EinwArztAdr_Land				
304	EinwArztAdr_LandIso2Code				
305	EinwArztAdr_LandIso3Code				
306	EinwArztAdr_LandIsoNummer				
307	EinwArztAdr_Telefon1				
308	EinwArztAdr_Telefon2				
309	EinwArztAdr_Fax				
310	EinwArztAdr_Email				
311	EinwArztAdr_Visum				
312	EinwArztAdr_Kontaktperson				
313	EinwArztAdr_Bemerkung				
314	EinwArztAdr_Bemerkung1				
315	EinwArztAdr_Zusatztext1				
316	EinwArztAdr_Zusatztext2				
317	EinwArztAdr_EAN-Nummer				
318	EinwArztAdr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = Behandelnder Arzt				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
319	BehArztAdr_PersonNummer				
320	BehArztAdr_Kurzbez				
321	BehArztAdr_Anrede				
322	BehArztAdr_AnredeLegacycode				
323	BehArztAdr_Titel				
324	BehArztAdr_TitelLegacycode				
325	BehArztAdr_Name				
326	BehArztAdr_Vorname				
327	BehArztAdr_Anschrift2				
328	BehArztAdr_Anschrift3				
329	BehArztAdr_Ort				
330	BehArztAdr_Postleitzahl				
331	BehArztAdr_Postfach				
332	BehArztAdr_PostfachPLZ				
333	BehArztAdr_Strasse				
334	BehArztAdr_Land				
335	BehArztAdr_LandIso2Code				
336	BehArztAdr_LandIso3Code				
337	BehArztAdr_LandIsoNummer				
338	BehArztAdr_Telefon1				
339	BehArztAdr_Telefon2				
340	BehArztAdr_Fax				
341	BehArztAdr_Email				
342	BehArztAdr_Visum				
343	BehArztAdr_Kontaktperson				
344	BehArztAdr_Bemerkung				
345	BehArztAdr_Bemerkung1				
346	BehArztAdr_Zusatztext1				
347	BehArztAdr_Zusatztext2				
348	BehArztAdr_EAN-Nummer				
349	BehArztAdr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = Rechnungsadresse				
350	RechnAdr_PersonNummer				
351	RechnAdr_Kurzbez				
352	RechnAdr_Anrede				
353	RechnAdr_AnredeLegacycode				
354	RechnAdr_Titel				
355	RechnAdr_TitelLegacycode				
356	RechnAdr_Name				
357	RechnAdr_Vorname				
358	RechnAdr_Anschrift2				
359	RechnAdr_Anschrift3				
360	RechnAdr_Ort				
361	RechnAdr_Postleitzahl				
362	RechnAdr_Postfach				
363	RechnAdr_PostfachPLZ				
364	RechnAdr_Strasse				
365	RechnAdr_Land				
366	RechnAdr_LandIso2Code				
367	RechnAdr_LandIso3Code				
368	RechnAdr_LandIsoNummer				
369	RechnAdr_Telefon1				
370	RechnAdr_Telefon2				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
371	RechnAdr_Fax				
372	RechnAdr_Email				
373	RechnAdr_Visum				
374	RechnAdr_Kontaktperson				
375	RechnAdr_Bemerkung				
376	RechnAdr_Bemerkung1				
377	RechnAdr_Zusatztext1				
378	RechnAdr_Zusatztext2				
379	RechnAdr_Handy1				
380	RechnAdr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = Arbeitgeberadresse				
381	ArbGebAdr_PersonNummer				
382	ArbGebAdr_Kurzbez				
383	ArbGebAdr_Anrede				
384	ArbGebAdr_AnredeLegacycode				
385	ArbGebAdr_Titel				
386	ArbGebAdr_TitelLegacycode				
387	ArbGebAdr_Name				
388	ArbGebAdr_Vorname				
389	ArbGebAdr_Anschrift2				
390	ArbGebAdr_Anschrift3				
391	ArbGebAdr_Ort				
392	ArbGebAdr_Postleitzahl				
393	ArbGebAdr_Postfach				
394	ArbGebAdr_PostfachPLZ				
395	ArbGebAdr_Strasse				
396	ArbGebAdr_Land				
397	ArbGebAdr_LandIso2Code				
398	ArbGebAdr_LandIso3Code				
399	ArbGebAdr_LandIsoNummer				
400	ArbGebAdr_Telefon1				
401	ArbGebAdr_Telefon2				
402	ArbGebAdr_Fax				
403	ArbGebAdr_Email				
404	ArbGebAdr_Visum				
405	ArbGebAdr_Kontaktperson				
406	ArbGebAdr_Bemerkung				
407	ArbGebAdr_Bemerkung1				
408	ArbGebAdr_Zusatztext1				
409	ArbGebAdr_Zusatztext2				
410	ArbGebAdr_Handy1				
411	ArbGebAdr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = Einweisende Instanz				
412	EinwInstanzAdr_PersonNummer				
413	EinwInstanzAdr _Kurzbez				
414	EinwInstanzAdr _Anrede				
415	EinwInstanzAdr _AnredeLegacycode				
416	EinwInstanzAdr _Titel				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
417	EinwInstanzAdr _TitelLegacycode				
418	EinwInstanzAdr _Name				
419	EinwInstanzAdr _Vorname				
420	EinwInstanzAdr _Anschrift2				
421	EinwInstanzAdr _Anschrift3				
422	EinwInstanzAdr _Ort				
423	EinwInstanzAdr _Postleitzahl				
424	EinwInstanzAdr _Postfach				
425	EinwInstanzAdr _PostfachPLZ				
426	EinwInstanzAdr _Strasse				
427	EinwInstanzAdr _Land				
428	EinwInstanzAdr _LandIso2Code				
429	EinwInstanzAdr _LandIso3Code				
430	EinwInstanzAdr _LandIsoNummer				
431	EinwInstanzAdr _Telefon1				
432	EinwInstanzAdr _Telefon2				
433	EinwInstanzAdr _Fax				
434	EinwInstanzAdr _Email				
435	EinwInstanzAdr _Visum				
436	EinwInstanzAdr _Kontaktperson				
437	EinwInstanzAdr _Bemerkung				
438	EinwInstanzAdr _Bemerkung1				
439	EinwInstanzAdr _Zusatztext1				
440	EinwInstanzAdr _Zusatztext2				
441	EinwInstanzAdr _EAN-Nummer				
442	EinwInstanzAdr _Reserve1				
	// FallGarant für Rolle = Garant mit Garantsequenz 1(Hauptgarant)				
443	Garant1Adr_PersonNummer				
444	Garant1Adr_Kurzbez				
445	Garant1Adr_Anrede				
446	Garant1Adr_AnredeLegacycode				
447	Garant1Adr_Titel				
448	Garant1Adr_TitelLegacycode				
449	Garant1Adr_Name				
450	Garant1Adr_Vorname				
451	Garant1Adr_Anschrift2				
452	Garant1Adr_Anschrift3				
453	Garant1Adr_Ort				
454	Garant1Adr_Postleitzahl				
455	Garant1Adr_Postfach				
456	Garant1Adr_PostfachPLZ				
457	Garant1Adr_Strasse				
458	Garant1Adr_Land				
459	Garant1Adr_LandIso2Code				
460	Garant1Adr_LandIso3Code				
461	Garant1Adr_LandIsoNummer				
462	Garant1Adr_Telefon1				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
463	Garant1Adr_Telefon2				
464	Garant1Adr_Fax				
465	Garant1Adr_Email				
466	Garant1Adr_Visum				
467	Garant1Adr_Typ				
468	Garant1Adr_TypLegacycode				
469	Garant1Adr_Sequenz				
470	Garant1Adr_Status				
471	Garant1Adr_StatusLegacycode				
472	Garant1Adr_GueltigVonDatum				
473	Garant1Adr_GueltigVonZeit				
474	Garant1Adr_GueltigBisDatum				
475	Garant1Adr_GueltigBisZeit				
476	Garant1Adr_VersicherungsNummer				
477	Garant1Adr_Kontaktperson				
478	Garant1Adr_Bemerkung1				
479	Garant1Adr_Zusatztext1				
480	Garant1Adr_Zusatztext2				
481	Garant1Adr_EAN-Nummer				
482	Garant1Adr_Reserve2				
	// FallGarant für Rolle = Garant mit Garantsequenz 2 (Nebengarant)				
483	Garant2Adr_PersonNummer				
484	Garant2Adr_Kurzbez				
485	Garant2Adr_Anrede				
486	Garant2Adr_AnredeLegacycode				
487	Garant2Adr_Titel				
488	Garant2Adr_TitelLegacycode				
489	Garant2Adr_Name				
490	Garant2Adr_Vorname				
491	Garant2Adr_Anschrift2				
492	Garant2Adr_Anschrift3				
493	Garant2Adr_Ort				
494	Garant2Adr_Postleitzahl				
495	Garant2Adr_Postfach				
496	Garant2Adr_PostfachPLZ				
497	Garant2Adr_Strasse				
498	Garant2Adr_Land				
499	Garant2Adr_LandIso2Code				
500	Garant2Adr_LandIso3Code				
501	Garant2Adr_LandIsoNummer				
502	Garant2Adr_Telefon1				
503	Garant2Adr_Telefon2				
504	Garant2Adr_Fax				
505	Garant2Adr_Email				
506	Garant2Adr_Visum				
507	Garant2Adr_Typ				
508	Garant2Adr_TypLegacycode				
509	Garant2Adr_Sequenz				
510	Garant2Adr_Status				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
511	Garant2Adr_StatusLegacycode				
512	Garant2Adr_GueltigVonDatum				
513	Garant2Adr_GueltigVonZeit				
514	Garant2Adr_GueltigBisDatum				
515	Garant2Adr_GueltigBisZeit				
516	Garant2Adr_VersicherungsNummer				
517	Garant2Adr_Kontaktperson				
518	Garant2Adr_Bemerkung1				
519	Garant2Adr_Zusatztext1				
520	Garant2Adr_Zusatztext2				
521	Garant2Adr_EAN-Nummer				
522	Garant2Adr_Reserve2				
	// FallDiagnose für Hauptdiagnose				
523	HauptDiagnose_DiagnoseArt				
524	HauptDiagnose_DiagnoseArtLegacycode				
525	HauptDiagnose_DiagnoseKatalog				
526	HauptDiagnose_DiagnoseKatalogLegacycode				
527	HauptDiagnose_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für Zusatz zur Hauptdiagnose				
528	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseArt				
529	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseArtLegacycode				
530	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseKatalog				
531	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseKatalogLegacycode				
532	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 1. Nebendiagnose				
533	NebenDiagnose1_DiagnoseArt				
534	NebenDiagnose1_DiagnoseArtLegacycode				
535	NebenDiagnose1_DiagnoseKatalog				
536	NebenDiagnose1_DiagnoseKatalogLegacycode				
537	NebenDiagnose1_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 2. Nebendiagnose				
538	NebenDiagnose2_DiagnoseArt				
539	NebenDiagnose2_DiagnoseArtLegacycode				
540	NebenDiagnose2_DiagnoseKatalog				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
541	NebenDiagnose2_DiagnoseKatalogLegacycode				
542	NebenDiagnose2_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 3. Nebendiagnose				
543	NebenDiagnose3_DiagnoseArt				
544	NebenDiagnose3_DiagnoseArtLegacycode				
545	NebenDiagnose3_DiagnoseKatalog				
546	NebenDiagnose3_DiagnoseKatalogLegacycode				
547	NebenDiagnose3_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 4. Nebendiagnose				
548	NebenDiagnose4_DiagnoseArt				
549	NebenDiagnose4_DiagnoseArtLegacycode				
550	NebenDiagnose4_DiagnoseKatalog				
551	NebenDiagnose4_DiagnoseKatalogLegacycode				
552	NebenDiagnose4_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 5. Nebendiagnose				
553	NebenDiagnose5_DiagnoseArt				
554	NebenDiagnose5_DiagnoseArtLegacycode				
555	NebenDiagnose5_DiagnoseKatalog				
556	NebenDiagnose5_DiagnoseKatalogLegacycode				
557	NebenDiagnose5_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 6. Nebendiagnose				
558	NebenDiagnose6_DiagnoseArt				
559	NebenDiagnose6_DiagnoseArtLegacycode				
560	NebenDiagnose6_DiagnoseKatalog				
561	NebenDiagnose6_DiagnoseKatalogLegacycode				
562	NebenDiagnose6_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 7. Nebendiagnose				
563	NebenDiagnose7_DiagnoseArt				
564	NebenDiagnose7_DiagnoseArtLegacycode				
565	NebenDiagnose7_DiagnoseKatalog				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
566	NebenDiagnose7_DiagnoseKatalogLegacycode				
567	NebenDiagnose7_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 8. Nebendiagnose				
568	NebenDiagnose8_DiagnoseArt				
569	NebenDiagnose8_DiagnoseArtLegacycode				
570	NebenDiagnose8_DiagnoseKatalog				
571	NebenDiagnose8_DiagnoseKatalogLegacycode				
572	NebenDiagnose8_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose für 9. Nebendiagnose				
573	NebenDiagnose9_DiagnoseArt				
574	NebenDiagnose9_DiagnoseArtLegacycode				
575	NebenDiagnose9_DiagnoseKatalog				
576	NebenDiagnose9_DiagnoseKatalogLegacycode				
577	NebenDiagnose9_DiagnoseCode				
	// FallEingriff für Haupteingriff				
578	HauptEingriff_EingriffsArt				
579	HauptEingriff_EingriffsArtLegacycode				
580	HauptEingriff_EingriffsKatalog				
581	HauptEingriff_EingriffsKatalogLegacycode				
582	HauptEingriff_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 1. Nebeneingriff				
583	NebenEingriff1_EingriffsArt				
584	NebenEingriff1_EingriffsArtLegacycode				
585	NebenEingriff1_EingriffsKatalog				
586	NebenEingriff1_EingriffsKatalogLegacycode				
587	NebenEingriff1_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 2. Nebeneingriff				
588	NebenEingriff2_EingriffsArt				
589	NebenEingriff2_EingriffsArtLegacycode				
590	NebenEingriff2_EingriffsKatalog				
591	NebenEingriff2_EingriffsKatalogLegacycode				
592	NebenEingriff2_EingriffsCode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// FallEingriff für 3. Nebeneingriff				
593	NebenEingriff3_EingriffsArt				
594	NebenEingriff3_EingriffsArtLegacycode				
595	NebenEingriff3_EingriffsKatalog				
596	NebenEingriff3_EingriffsKatalogLegacycode				
597	NebenEingriff3_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 4. Nebeneingriff				
598	NebenEingriff4_EingriffsArt				
599	NebenEingriff4_EingriffsArtLegacycode				
600	NebenEingriff4_EingriffsKatalog				
601	NebenEingriff4_EingriffsKatalogLegacycode				
602	NebenEingriff4_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 5. Nebeneingriff				
603	NebenEingriff5_EingriffsArt				
604	NebenEingriff5_EingriffsArtLegacycode				
605	NebenEingriff5_EingriffsKatalog				
606	NebenEingriff5_EingriffsKatalogLegacycode				
607	NebenEingriff5_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 6. Nebeneingriff				
608	NebenEingriff6_EingriffsArt				
609	NebenEingriff6_EingriffsArtLegacycode				
610	NebenEingriff6_EingriffsKatalog				
611	NebenEingriff6_EingriffsKatalogLegacycode				
612	NebenEingriff6_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 7. Nebeneingriff				
613	NebenEingriff7_EingriffsArt				
614	NebenEingriff7_EingriffsArtLegacycode				
615	NebenEingriff7_EingriffsKatalog				
616	NebenEingriff7_EingriffsKatalogLegacycode				
617	NebenEingriff7_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 8. Nebeneingriff				
618	NebenEingriff8_EingriffsArt				
619	NebenEingriff8_EingriffsArtLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
620	NebenEingriff8_EingriffsKatalog				
621	NebenEingriff8_EingriffsKatalogLegacycode				
622	NebenEingriff8_EingriffsCode				
	// FallEingriff für 9. Nebeneingriff				
623	NebenEingriff9_EingriffsArt				
624	NebenEingriff9_EingriffsArtLegacycode				
625	NebenEingriff9_EingriffsKatalog				
626	NebenEingriff9_EingriffsKatalogLegacycode				
627	NebenEingriff9_EingriffsCode				
	// Sitzung				
628	AuftragsNummer				
629	LaufNummer				
630	AuftragsGeberPersonID				
631	AuftragsEingangsDatum				
632	AuftragsEingangsZeit				
633	Sitzung_ErfassungsDatum				
634	Sitzung_ErfassungsZeit				
635	Sitzung_MutationsDatum				
636	Sitzung_MutationsZeit				
637	ProbeEntnahmeDatum				
638	ProbeEntnahmeZeit				
639	SitzungsStatus				
640	SitzungsStatusLegacycode				
641	SitzungsDatum				
642	SitzungsZeit				
	// Adresse für Rolle = AuftragGeberAdr				
643	AuftragGeberAdr_PersonNummer				
644	AuftragGeberAdr_Kurzbez				
645	AuftragGeberAdr_Anrede				
646	AuftragGeberAdr_AnredeLegacycode				
647	AuftragGeberAdr_Titel				
648	AuftragGeberAdr_TitelLegacycode				
649	AuftragGeberAdr_Name				
650	AuftragGeberAdr_Vorname				
651	AuftragGeberAdr_Anschrift2				
652	AuftragGeberAdr_Anschrift3				
653	AuftragGeberAdr_Ort				
654	AuftragGeberAdr_Postleitzahl				
655	AuftragGeberAdr_Postfach				
656	AuftragGeberAdr_PostfachPLZ				
657	AuftragGeberAdr_Strasse				
658	AuftragGeberAdr_Land				
659	AuftragGeberAdr_LandIso2Code				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
660	AuftragGeberAdr_LandIso3Code				
661	AuftragGeberAdr_LandIsoNummer				
662	AuftragGeberAdr_Telefon1				
663	AuftragGeberAdr_Telefon2				
664	AuftragGeberAdr_Fax				
665	AuftragGeberAdr_Email				
666	AuftragGeberAdr_Visum				
667	AuftragGeberAdr_Reserve1				
668	AuftragGeberAdr_Reserve2				
	// Sitzung2				
669	Sitzung_RaumID				
670	Sitzung_RaumName				
671	Sitzung_IstNotfall				
672	Sitzung_AuftragErbOeID				
673	Sitzung_AuftragErbOeName				
674	Sitzung_AuftragGebOeID				
675	Sitzung_AuftragGebOeName				
676	Sitzung_RechnungAnExterner Auftraggeber				
677	Sitzung_ExternerAuftraggeber_Auftragsnummer				
678	Sitzung_ExternerAuftraggeber_Patientennummer				
679	Sitzung_ExternerAuftraggeber_Patientenname				
680	Sitzung_ExternerAuftragerbringer_Auftragsnummer				
681	Sitzung_Vererbungstyp				
682	Sitzung_Reserve1				
683	Sitzung_Reserve2				
	// FallAdresse für Rolle = Hausarzt				
684	HausarztAdr_Eurofunk				
685	HausarztAdr_Sucher				
686	HausarztAdr_GueltigVonDatum				
687	HausarztAdr_GueltigVonZeit				
688	HausarztAdr_GueltigBisDatum				
689	HausarztAdr_GueltigBisZeit				
690	HausarztAdr_Handy1				
691	HausarztAdr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = Einweisender Arzt				
692	EinwArztAdr_Eurofunk				
693	EinwArztAdr_Sucher				
694	EinwArztAdr_GueltigVonDatum				
695	EinwArztAdr_GueltigVonZeit				
696	EinwArztAdr_GueltigBisDatum				
697	EinwArztAdr_GueltigBisZeit				
698	EinwArztAdr_Handy1				
699	EinwArztAdr_Handy2				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// FallAdresse für Rolle = Behandelnder Arzt				
700	BehArztAdr_Eurofunk				
701	BehArztAdr_Sucher				
702	BehArztAdr_GueltigVonDatum				
703	BehArztAdr_GueltigVonZeit				
704	BehArztAdr_GueltigBisDatum				
705	BehArztAdr_GueltigBisZeit				
706	BehArztAdr_Handy1				
707	BehArztAdr_Handy2				
	// NummerExternesSystem				
708	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer				
709	ExternesSystem_PatientenNummer				
710	ExternesSystem_SystemKurzbezPersonNummer				
711	ExternesSystem_PersonNummer				
712	ExternesSystem_SystemKurzbezFallNummer				
713	ExternesSystem_FallNummer				
714	ExternesSystem_SystemKurzbezFallHisNummer				
715	ExternesSystem_FallHisNummer				
716	ExternesSystem_SystemKurzbezAuftragsNummer				
717	ExternesSystem_AuftragsNummer				
718	ExternesSystem_Reserve1				
719	ExternesSystem_Reserve2				
720	ExternesSystem_Reserve3				
721	ExternesSystem_Reserve4				
	// FallDiagnose 1				
722	FallDiagnose1_DiagnoseArt				
723	FallDiagnose1_DiagnoseArtLegacycode				
724	FallDiagnose1_DiagnoseKatalog				
725	FallDiagnose1_DiagnoseKatalogLegacycode				
726	FallDiagnose1_DiagnoseCode				
	// FallDiagnose 2				
727	FallDiagnose2_DiagnoseArt				
728	FallDiagnose2_DiagnoseArtLegacycode				
729	FallDiagnose2_DiagnoseKatalog				
730	FallDiagnose2_DiagnoseKatalogLegacycode				
731	FallDiagnose2_DiagnoseCode				
	// Mutter (ausgehend vom SGL-Fall)				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
732	Mutter_PatientenNummer				
733	Mutter_FallNummer				
734	Mutter_UebergFallNummer				
735	Mutter_GeburtsDatum				
736	Mutter_GeburtsZeit				
737	Mutter_Reserve1				
738	Mutter_Reserve2				
	// Neugeborene (ausgehend vom SGL-Fall)				
739	Neugeborene_GeburtsJahr				
740	Neugeborene_GeburtsNummer				
741	Neugeborene_GeburtsRang				
742	Neugeborene_GeburtsDatum				
743	Neugeborene_GeburtsZeit				
744	Neugeborene_Gewicht				
745	Neugeborene_Laenge				
746	Neugeborene_AnzahlSchwangerschaften				
747	Neugeborene_AnzahlMehrlinge				
748	Neugeborene_AnzahlLebendgeburten				
749	Neugeborene_AnzahlFehlgeburten				
750	Neugeborene_AnzahlAbbruche				
751	Neugeborene_IstLebendgeborene				
752	Neugeborene_Missbildungen				
753	Neugeborene_IstKindVerlegt				
754	Neugeborene_IstMutterVerlegt				
755	Neugeborene_AlterSchwangerschaftMenstruation				
756	Neugeborene_AlterSchwangerschaftUltraschall				
757	Neugeborene_Bemerkung				
758	Neugeborene_KopfUmfangInCm				
759	Neugeborene_Reserve1				
	// FallHisLast2				
760	FallHisLast_AuftragGebOeKst				
761	FallHisLast_RaumKategorie				
762	FallHisLast_RaumKategorieLegacycode				
	// DRG				
763	DRG_GruppierterDRG				
764	DRG_Kostengewichtberechnet				
765	DRG_Reserve1				
766	DRG_Reserve2				
767	DRG_Reserve3				
768	DRG_Reserve4				
769	DRG_Reserve5				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// BfS				
770	BfS_AufenthaltVorEintrittBfscode				
771	BfS_EintrittsArtBfscode				
772	BfS_EinweisendeInstanzBfscode				
773	BfS_EntscheidFuerAustrittBfscode				
774	BfS_AufenthaltNachAustrittBfscode				
775	BfS_BehandlungNachAustrittBfscode				
	Fall2				
776	AufenthaltInIps				
777	Beatmungsstunden				
778	AufnahmeGewichtInGr				
779	CodierStatus				
780	CodierStatusLegacycode				
781	SchwereGradScore / Fall_Reserve1				
782	SchwereGradScoreArt / Fall_Reserve2				
783	NEMSTotalAllerSchichten / Fall_Reserve3				
784	FreigabeDiagnosen				
785	FreigabeDiagnosenLegacycode				
	// FallAdresse für Rolle = Frauenarzt				
786	FrauenarztAdr_PersonNummer				
787	FrauenarztAdr _Kurzbez				
788	FrauenarztAdr _Anrede				
789	FrauenarztAdr _AnredeLegacycode				
790	FrauenarztAdr _Titel				
791	FrauenarztAdr _TitelLegacycode				
792	FrauenarztAdr _Name				
793	FrauenarztAdr _Vorname				
794	FrauenarztAdr _Anschrift2				
795	FrauenarztAdr _Anschrift3				
796	FrauenarztAdr _Ort				
797	FrauenarztAdr _Postleitzahl				
798	FrauenarztAdr _Postfach				
799	FrauenarztAdr _PostfachPLZ				
800	FrauenarztAdr _Strasse				
801	FrauenarztAdr _Land				
802	FrauenarztAdr _LandIso2Code				
803	FrauenarztAdr _LandIso3Code				
804	FrauenarztAdr _LandIsoNummer				
805	FrauenarztAdr _Telefon1				
806	FrauenarztAdr _Telefon2				
807	FrauenarztAdr _Fax				
808	FrauenarztAdr _Email				
809	FrauenarztAdr _Visum				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
810	FrauenarztAdr _Kontaktperson				
811	FrauenarztAdr _Bemerkung				
812	FrauenarztAdr _Bemerkung1				
813	FrauenarztAdr _Zusatztext1				
814	FrauenarztAdr _Zusatztext2				
815	FrauenarztAdr _Eurofunk				
816	FrauenarztAdr _Sucher				
817	FrauenarztAdr _GueltigVonDatum				
818	FrauenarztAdr _GueltigVonZeit				
819	FrauenarztAdr _GueltigBisDatum				
820	FrauenarztAdr _GueltigBisZeit				
821	FrauenarztAdr _EAN-Nummer				
822	FrauenarztAdr _Handy1				
823	FrauenarztAdr _Handy2				
824	FrauenarztAdr _Reserve1				
	// Patient: Kontakt Vater, Mutter, Partner				
825	OrtVater				
826	TelefonVater				
827	GeburtsDatumVater				
828	HeimatortVater				
829	ZivilstandVater				
830	ZivilstandVaterLegacycode				
831	BerufFreitextVater				
832	BemerkungVater				
833	OrtMutter				
834	TelefonMutter				
835	GeburtsDatumMutter				
836	HeimatortMutter				
837	ZivilstandMutter				
838	ZivilstandMutterLegacycode				
839	BerufFreitextMutter				
840	BemerkungMutter				
841	NamePartner				
842	VornamePartner				
843	GeburtsDatumPartner				
844	HeimatortPartner				
845	ZivilstandPartner				
846	ZivilstandPartnerLegacycode				
847	BerufFreitextPartner				
	// Anschrift2				
848	Telefon3				
849	Telefon4				
850	Anschrift_Reserve1				
851	Anschrift_Reserve2				
	// FallDiagnose für Hauptdiagnose (2te Teil für DRG)				
852	HauptDiagnose_DiagnoseDatum				
853	HauptDiagnose_DiagnoseZeit				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
854	HauptDiagnose_Seite				
855	HauptDiagnose_SeiteLegacycode				
856	HauptDiagnose_TumorAktivitaet				
857	HauptDiagnose_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für Zusatz zur Hauptdiagnose (2te Teil für DRG)				
858	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseDatum				
859	ZusatzHauptDiagnose_DiagnoseZeit				
860	ZusatzHauptDiagnose_Seite				
861	ZusatzHauptDiagnose_SeiteLegacycode				
862	ZusatzHauptDiagnose_TumorAktivitaet				
863	ZusatzHauptDiagnose_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 1. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
864	NebenDiagnose1_DiagnoseDatum				
865	NebenDiagnose1_DiagnoseZeit				
866	NebenDiagnose1_Seite				
867	NebenDiagnose1_SeiteLegacycode				
868	NebenDiagnose1_TumorAktivitaet				
869	NebenDiagnose1_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 2. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
870	NebenDiagnose2_DiagnoseDatum				
871	NebenDiagnose2_DiagnoseZeit				
872	NebenDiagnose2_Seite				
873	NebenDiagnose2_SeiteLegacycode				
874	NebenDiagnose2_TumorAktivitaet				
875	NebenDiagnose2_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 3. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
876	NebenDiagnose3_DiagnoseDatum				
877	NebenDiagnose3_DiagnoseZeit				
878	NebenDiagnose3_Seite				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
879	NebenDiagnose3_SeiteLegacycode				
880	NebenDiagnose3_TumorAktivitaet				
881	NebenDiagnose3_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 4. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
882	NebenDiagnose4_DiagnoseDatum				
883	NebenDiagnose4_DiagnoseZeit				
884	NebenDiagnose4_Seite				
885	NebenDiagnose4_SeiteLegacycode				
886	NebenDiagnose4_TumorAktivitaet				
887	NebenDiagnose4_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 5. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
888	NebenDiagnose5_DiagnoseDatum				
889	NebenDiagnose5_DiagnoseZeit				
890	NebenDiagnose5_Seite				
891	NebenDiagnose5_SeiteLegacycode				
892	NebenDiagnose5_TumorAktivitaet				
893	NebenDiagnose5_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 6. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
894	NebenDiagnose6_DiagnoseDatum				
895	NebenDiagnose6_DiagnoseZeit				
896	NebenDiagnose6_Seite				
897	NebenDiagnose6_SeiteLegacycode				
898	NebenDiagnose6_TumorAktivitaet				
899	NebenDiagnose6_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 7. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
900	NebenDiagnose7_DiagnoseDatum				
901	NebenDiagnose7_DiagnoseZeit				
902	NebenDiagnose7_Seite				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
903	NebenDiagnose7_SeiteLegacycode				
904	NebenDiagnose7_TumorAktivitaet				
905	NebenDiagnose7_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 8. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
906	NebenDiagnose8_DiagnoseDatum				
907	NebenDiagnose8_DiagnoseZeit				
908	NebenDiagnose8_Seite				
909	NebenDiagnose8_SeiteLegacycode				
910	NebenDiagnose8_TumorAktivitaet				
911	NebenDiagnose8_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallDiagnose für 9. Nebendiagnose (2te Teil für DRG)				
912	NebenDiagnose9_DiagnoseDatum				
913	NebenDiagnose9_DiagnoseZeit				
914	NebenDiagnose9_Seite				
915	NebenDiagnose9_SeiteLegacycode				
916	NebenDiagnose9_TumorAktivitaet				
917	NebenDiagnose9_TumorAktivitaetLegacycode				
	// FallEingriff für Haupteingriff (2te Teil für DRG)				
918	HauptEingriff_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
919	HauptEingriff_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 1. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
920	NebenEingriff1_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
921	NebenEingriff1_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 2. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
922	NebenEingriff2_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
923	NebenEingriff2_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// FallEingriff für 3. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
924	NebenEingriff3_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
925	NebenEingriff3_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 4. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
926	NebenEingriff4_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
927	NebenEingriff4_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 5. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
928	NebenEingriff5_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
929	NebenEingriff5_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 6. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
930	NebenEingriff6_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
931	NebenEingriff6_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 7. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
932	NebenEingriff7_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
933	NebenEingriff7_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 8. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
934	NebenEingriff8_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
935	NebenEingriff8_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// FallEingriff für 9. Nebeneingriff (2te Teil für DRG)				
936	NebenEingriff9_AmbulanteBehandlungAuswaerts				
937	NebenEingriff9_AmbulanteBehandlungAuswaertsLegacycode				
	// Erweiterung Eingriffe um Seite und SeiteLegacycode (3.te Teil DRG)				
938	HauptEingriff_Seite				
939	HauptEingriff_SeiteLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
940	NebenEingriff1_Seite				
941	NebenEingriff1_SeiteLegacycode				
942	NebenEingriff2_Seite				
943	NebenEingriff2_SeiteLegacycode				
944	NebenEingriff3_Seite				
945	NebenEingriff3_SeiteLegacycode				
946	NebenEingriff4_Seite				
947	NebenEingriff4_SeiteLegacycode				
948	NebenEingriff5_Seite				
949	NebenEingriff5_SeiteLegacycode				
950	NebenEingriff6_Seite				
951	NebenEingriff6_SeiteLegacycode				
952	NebenEingriff7_Seite				
953	NebenEingriff7_SeiteLegacycode				
954	NebenEingriff8_Seite				
955	NebenEingriff8_SeiteLegacycode				
956	NebenEingriff9_Seite				
957	NebenEingriff9_SeiteLegacycode				
	// FallGarant für Rolle = Garant mit Garantsequenz 3 (Nebengarant)				
958	Garant3Adr_PersonNummer				
959	Garant3Adr_Kurzbez				
960	Garant3Adr_Anrede				
961	Garant3Adr_AnredeLegacycode				
962	Garant3Adr_Titel				
963	Garant3Adr_TitelLegacycode				
964	Garant3Adr_Name				
965	Garant3Adr_Vorname				
966	Garant3Adr_Anschrift2				
967	Garant3Adr_Anschrift3				
968	Garant3Adr_Ort				
969	Garant3Adr_Postleitzahl				
970	Garant3Adr_Postfach				
971	Garant3Adr_PostfachPLZ				
972	Garant3Adr_Strasse				
973	Garant3Adr_Land				
974	Garant3Adr_LandIso2Code				
975	Garant3Adr_LandIso3Code				
976	Garant3Adr_LandIsoNummer				
977	Garant3Adr_Telefon1				
978	Garant3Adr_Telefon2				
979	Garant3Adr_Fax				
980	Garant3Adr_Email				
981	Garant3Adr_Visum				
982	Garant3Adr_Typ				
983	Garant3Adr_TypLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
984	Garant3Adr_Sequenz				
985	Garant3Adr_Status				
986	Garant3Adr_StatusLegacycode				
987	Garant3Adr_GueltigVonDatum				
988	Garant3Adr_GueltigVonZeit				
989	Garant3Adr_GueltigBisDatum				
990	Garant3Adr_GueltigBisZeit				
991	Garant3Adr_VersicherungsNummer				
992	Garant3Adr_Kontaktperson				
993	Garant3Adr_Bemerkung1				
994	Garant3Adr_Zusatztext1				
995	Garant3Adr_Zusatztext2				
996	Garant3Adr_EAN-Nummer				
997	Garant3Adr_Reserve2				
	// FallGarant für Rolle = Garant mit Garantsequenz 4 (Nebengarant)				
998	Garant4Adr_PersonNummer				
999	Garant4Adr_Kurzbez				
1000	Garant4Adr_Anrede				
1001	Garant4Adr_AnredeLegacycode				
1002	Garant4Adr_Titel				
1003	Garant4Adr_TitelLegacycode				
1004	Garant4Adr_Name				
1005	Garant4Adr_Vorname				
1006	Garant4Adr_Anschrift2				
1007	Garant4Adr_Anschrift3				
1008	Garant4Adr_Ort				
1009	Garant4Adr_Postleitzahl				
1010	Garant4Adr_Postfach				
1011	Garant4Adr_PostfachPLZ				
1012	Garant4Adr_Strasse				
1013	Garant4Adr_Land				
1014	Garant4Adr_LandIso2Code				
1015	Garant4Adr_LandIso3Code				
1016	Garant4Adr_LandIsoNummer				
1017	Garant4Adr_Telefon1				
1018	Garant4Adr_Telefon2				
1019	Garant4Adr_Fax				
1020	Garant4Adr_Email				
1021	Garant4Adr_Visum				
1022	Garant4Adr_Typ				
1023	Garant4Adr_TypLegacycode				
1024	Garant4Adr_Sequenz				
1025	Garant4Adr_Status				
1026	Garant4Adr_StatusLegacycode				
1027	Garant4Adr_GueltigVonDatum				
1028	Garant4Adr_GueltigVonZeit				
1029	Garant4Adr_GueltigBisDatum				
1030	Garant4Adr_GueltigBisZeit				
1031	Garant4Adr_VersicherungsNummer				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1032	Garant4Adr_Kontaktperson				
1033	Garant4Adr_Bemerkung1				
1034	Garant4Adr_Zusatztext1				
1035	Garant4Adr_Zusatztext2				
1036	Garant4Adr_EAN-Nummer				
1037	Garant4Adr_Reserve2				
	// FallAdresse für Rolle = Hausarzt2				
1038	Hausarzt2Adr_PersonNummer				
1039	Hausarzt2Adr_Kurzbez				
1040	Hausarzt2Adr_Anrede				
1041	Hausarzt2Adr_AnredeLegacycode				
1042	Hausarzt2Adr_Titel				
1043	Hausarzt2Adr_TitelLegacycode				
1044	Hausarzt2Adr_Name				
1045	Hausarzt2Adr_Vorname				
1046	Hausarzt2Adr_Anschrift2				
1047	Hausarzt2Adr_Anschrift3				
1048	Hausarzt2Adr_Ort				
1049	Hausarzt2Adr_Postleitzahl				
1050	Hausarzt2Adr_Postfach				
1051	Hausarzt2Adr_PostfachPLZ				
1052	Hausarzt2Adr_Strasse				
1053	Hausarzt2Adr_Land				
1054	Hausarzt2Adr_LandIso2Code				
1055	Hausarzt2Adr_LandIso3Code				
1056	Hausarzt2Adr_LandIsoNummer				
1057	Hausarzt2Adr_Telefon1				
1058	Hausarzt2Adr_Telefon2				
1059	Hausarzt2Adr_Fax				
1060	Hausarzt2Adr_Email				
1061	Hausarzt2Adr_Visum				
1062	Hausarzt2Adr_Kontaktperson				
1063	Hausarzt2Adr_Bemerkung				
1064	Hausarzt2Adr_Bemerkung1				
1065	Hausarzt2Adr_Zusatztext1				
1066	Hausarzt2Adr_Zusatztext2				
1067	Hausarzt2Adr_Eurofunk				
1068	Hausarzt2Adr_Sucher				
1069	Hausarzt2Adr_GueltigVonDatum				
1070	Hausarzt2Adr_GueltigVonZeit				
1071	Hausarzt2Adr_GueltigBisDatum				
1072	Hausarzt2Adr_GueltigBisZeit				
1073	Hausarzt2Adr_EAN-Nummer				
1074	Hausarzt2Adr_Handy1				
1075	Hausarzt2Adr_Handy2				
1076	Hausarzt2Adr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = Hausarzt3				
1077	Hausarzt3Adr_PersonNummer				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1078	Hausarzt3Adr_Kurzbez				
1079	Hausarzt3Adr_Anrede				
1080	Hausarzt3Adr_AnredeLegacycode				
1081	Hausarzt3Adr_Titel				
1082	Hausarzt3Adr_TitelLegacycode				
1083	Hausarzt3Adr_Name				
1084	Hausarzt3Adr_Vorname				
1085	Hausarzt3Adr_Anschrift2				
1086	Hausarzt3Adr_Anschrift3				
1087	Hausarzt3Adr_Ort				
1088	Hausarzt3Adr_Postleitzahl				
1089	Hausarzt3Adr_Postfach				
1090	Hausarzt3Adr_PostfachPLZ				
1091	Hausarzt3Adr_Strasse				
1092	Hausarzt3Adr_Land				
1093	Hausarzt3Adr_LandIso2Code				
1094	Hausarzt3Adr_LandIso3Code				
1095	Hausarzt3Adr_LandIsoNummer				
1096	Hausarzt3Adr_Telefon1				
1097	Hausarzt3Adr_Telefon2				
1098	Hausarzt3Adr_Fax				
1099	Hausarzt3Adr_Email				
1100	Hausarzt3Adr_Visum				
1101	Hausarzt3Adr_Kontaktperson				
1102	Hausarzt3Adr_Bemerkung				
1103	Hausarzt3Adr_Bemerkung1				
1104	Hausarzt3Adr_Zusatztext1				
1105	Hausarzt3Adr_Zusatztext2				
1106	Hausarzt3Adr_Eurofunk				
1107	Hausarzt3Adr_Sucher				
1108	Hausarzt3Adr_GueltigVonDatum				
1109	Hausarzt3Adr_GueltigVonZeit				
1110	Hausarzt3Adr_GueltigBisDatum				
1111	Hausarzt3Adr_GueltigBisZeit				
1112	Hausarzt3Adr_EAN-Nummer				
1113	Hausarzt3Adr_Handy1				
1114	Hausarzt3Adr_Handy2				
1115	Hausarzt3Adr_Reserve1				
	// FallHisPrevious				
1116	AuftragErbOeIDPrevious				
1117	AuftragErbOeNamePrevious				
1118	AustrittsArtPrevious				
1119	AustrittsArtLegacycodePrevious				
1120	AustrittsSpezPrevious				
1121	AustrittsSpezLegacycodePrevious				
1122	FallHis_ErfassungsDatumPrevious				
1123	FallHis_ErfassungsZeitPrevious				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1124	FallHis_ErfassungsVisumPrevious				
1125	FallHis_MutationsDatumPrevious				
1126	FallHis_MutationsZeitPrevious				
1127	FallHis_MutationsVisumPrevious				
1128	GueltigVonDatumPrevious				
1129	GueltigVonZeitPrevious				
1130	GueltigBisDatumPrevious				
1131	GueltigBisZeitPrevious				
1132	KlassePrevious				
1133	KlasseLegacycodePrevious				
1134	IntensivPflegeKategoriePrevious				
1135	IntensivPflegeKategorieLegacycodePrevious				
1136	PatientenArtPrevious				
1137	PatientenArtLegacycodePrevious				
1138	PatientenTypPrevious				
1139	PatientenTypLegacycodePrevious				
1140	PatientenUnterbringungPrevious				
1141	PatientenUnterbringungLegacycodePrevious				
1142	ZimmerTelefonNummerPrevious				
1143	FallHis_BemerkungPrevious				
1144	FallHis_IDPrevious (V1.00: Reserve1) Previous				
1145	FallHis_Reserve1(PreviousV1.00: Reserve2) Previous				
	// RaumPrevious				
1146	RaumIDPrevious				
1147	RaumNamePrevious				
	// BettPrevious				
1148	BettIDPrevious				
1149	BettTelefonPrevious				
	// OrganisationsEinheitPrevious (AuftragGebende)				
1150	AuftragGebOeIDPrevious				
1151	AuftragGebOeNamePrevious				
	// weitere Felder für Garanten 1 .. 4				
1152	Garant1Adr_VersichertenkarteKennNummer				
1153	Garant1Adr_VersichertenkarteAblaufDatum				
1154	Garant1Adr_VersicherungsModell				
1155	Garant1Adr_VersicherungsModellLegacyCodeExtern				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1156	Garant2Adr_VersichertenkarteKennNummer				
1157	Garant2Adr_VersichertenkarteAblaufDatum				
1158	Garant2Adr_VersicherungsModell				
1159	Garant2Adr_VersicherungsModellLegacyCodeExtern				
1160	Garant3Adr_VersichertenkarteKennNummer				
1161	Garant3Adr_VersichertenkarteAblaufDatum				
1162	Garant3Adr_VersicherungsModell				
1163	Garant3Adr_VersicherungsModellLegacyCodeExtern				
1164	Garant4Adr_VersichertenkarteKennNummer				
1165	Garant4Adr_VersichertenkarteAblaufDatum				
1166	Garant4Adr_VersicherungsModell				
1167	Garant4Adr_VersicherungsModellLegacyCodeExtern				
	// Fall				
1168	Fall_Bemerkung4				
1169	Fall_Bemerkung5				
	// FallHisNext				
1170	AuftragErbOeIDNext				
1171	AuftragErbOeNameNext				
1172	AustrittsArtNext				
1173	AustrittsArtLegacycodeNext				
1174	AustrittsSpezNext				
1175	AustrittsSpezLegacycodeNext				
1176	FallHis_ErfassungsDatumNext				
1177	FallHis_ErfassungsZeitNext				
1178	FallHis_ErfassungsVisumNext				
1179	FallHis_MutationsDatumNext				
1180	FallHis_MutationsZeitNext				
1181	FallHis_MutationsVisumNext				
1182	GueltigVonDatumNext				
1183	GueltigVonZeitNext				
1184	GueltigBisDatumNext				
1185	GueltigBisZeitNext				
1186	KlasseNext				
1187	KlasseLegacycodeNext				
1188	IntensivPflegeKategorieNext				
1189	IntensivPflegeKategorieLegacycodeNext				
1190	PatientenArtNext				
1191	PatientenArtLegacycodeNext				
1192	PatientenTypNext				
1193	PatientenTypLegacycodeNext				
1194	PatientenUnterbringungNext				
1195	PatientenUnterbringungLegacycodeNext				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1196	ZimmerTelefonNummerNext				
1197	FallHis_BemerkungNext				
1198	FallHis_IDNext (V1.00: Reserve1) Next				
1199	FallHis_Reserve1(NextV1.00: Reserve2) Next				
	// RaumNext				
1200	RaumIDNext				
1201	RaumNameNext				
	// BettNext				
1202	BettIDNext				
1203	BettTelefonNext				
	// OrganisationsEinheitNext (AuftragGebende)				
1204	AuftragGebOeIDNext				
1205	AuftragGebOeNameNext				
	// FallHisLast (letzte His)				
1206	StandortLast				
1207	StandortLegacyCodeExternLast				
1208	HauptStandortLast				
1209	HauptStandortLegacyCodeExternLast				
1210	DisziplinKurzbezFallHisErbOeLast				
1211	DisziplinKurzbezFallHisGebOeLast				
	// FallHis				
1212	Standort				
1213	StandortLegacyCodeExtern				
1214	HauptStandort				
1215	HauptStandortLegacyCodeExtern				
1216	DisziplinKurzbezFallHisErbOe				
1217	DisziplinKurzbezFallHisGebOe				
1218	AuftragErbOeID_VorMutationFallHis				
1219	AuftragErbOeName_VorMutationFallHis				
1220	AuftragGebOeID_VorMutationFallHis				
1221	AuftragGebOeName_VorMutationFallHis				
	// FallHisPrevious				
1222	StandortPrevious				
1223	StandortLegacyCodeExternPrevious				
1224	HauptStandortPrevious				
1225	HauptStandortLegacyCodeExternPrevious				
1226	DisziplinKurzbezFallHisErbOePrevious				
1227	DisziplinKurzbezFallHisGebOePrevious				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
	// FallHisNext				
1228	StandortNext				
1229	StandortLegacyCodeExternNext				
1230	HauptStandortNext				
1231	HauptStandortLegacyCodeExternNext				
1232	DisziplinKurzbezFallHisErbOeNext				
1233	DisziplinKurzbezFallHisGebOeNext				
	// Patient				
1234	Patient_IstVIP				
1235	Patient_IstMitarbeiter				
1236	Patient_HatPatientenverfuegung				
	// Fall				
1237	GeplanteTage				
1238	GeplantesAustrittsDatum				
1239	GeplanteAustrittsZeit				
	// NummerExternesSystem Patientennummer				
1240	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer2				
1241	ExternesSystem_PatientenNummer2				
1242	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer3				
1243	ExternesSystem_PatientenNummer3				
1244	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer4				
1245	ExternesSystem_PatientenNummer4				
1246	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer5				
1247	ExternesSystem_PatientenNummer5				
1248	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer6				
1249	ExternesSystem_PatientenNummer6				
1250	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer7				
1251	ExternesSystem_PatientenNummer7				
1252	ExternesSystem_SystemKurzbezPatientenNummer8				
1253	ExternesSystem_PatientenNummer8				
	// NummerExternesSystem BehArztPersonNummer				
1254	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer1				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1255	ExternesSystem_BehArztPersonNummer1				
1256	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer2				
1257	ExternesSystem_BehArztPersonNummer2				
1258	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer3				
1259	ExternesSystem_BehArztPersonNummer3				
1260	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer4				
1261	ExternesSystem_BehArztPersonNummer4				
1262	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer5				
1263	ExternesSystem_BehArztPersonNummer5				
1264	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer6				
1265	ExternesSystem_BehArztPersonNummer6				
1266	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer7				
1267	ExternesSystem_BehArztPersonNummer7				
1268	ExternesSystem_SystemKurzbezBehArztPersonNummer8				
1269	ExternesSystem_BehArztPersonNummer8				
	// NummerExternesSystem EinwArztPersonNummer				
1270	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer1				
1271	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer1				
1272	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer2				
1273	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer2				
1274	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer3				
1275	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer3				
1276	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer4				
1277	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer4				
1278	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer5				
1279	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer5				
1280	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer6				
1281	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer6				
1282	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer7				
1283	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer7				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1284	ExternesSystem_SystemKurzbezEinwArztPersonNummer8				
1285	ExternesSystem_EinwArztPersonNummer8				
	// NummerExternesSystem HausarztPersonNummer				
1286	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer1				
1287	ExternesSystem_HausarztPersonNummer1				
1288	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer2				
1289	ExternesSystem_HausarztPersonNummer2				
1290	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer3				
1291	ExternesSystem_HausarztPersonNummer3				
1292	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer4				
1293	ExternesSystem_HausarztPersonNummer4				
1294	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer5				
1295	ExternesSystem_HausarztPersonNummer5				
1296	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer6				
1297	ExternesSystem_HausarztPersonNummer6				
1298	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer7				
1299	ExternesSystem_HausarztPersonNummer7				
1300	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarztPersonNummer8				
1301	ExternesSystem_HausarztPersonNummer8				
	// NummerExternesSystem Hausarzt2PersonNummer				
1302	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer1				
1303	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer1				
1304	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer2				
1305	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer2				
1306	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer3				
1307	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer3				
1308	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer4				
1309	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer4				
1310	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer5				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1311	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer5				
1312	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer6				
1313	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer6				
1314	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer7				
1315	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer7				
1316	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt2PersonNummer8				
1317	ExternesSystem_Hausarzt2PersonNummer8				
	// NummerExternesSystem Hausarzt3PersonNummer				
1318	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer1				
1319	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer1				
1320	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer2				
1321	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer2				
1322	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer3				
1323	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer3				
1324	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer4				
1325	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer4				
1326	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer5				
1327	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer5				
1328	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer6				
1329	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer6				
1330	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer7				
1331	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer7				
1332	ExternesSystem_SystemKurzbezHausarzt3PersonNummer8				
1333	ExternesSystem_Hausarzt3PersonNummer8				
	// NummerExternesSystem EhemaligerPatientID				
1334	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID1				
1335	ExternesSystem_EhemaligerPatientID1				
1336	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID2				
1337	ExternesSystem_EhemaligerPatientID2				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1338	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID3				
1339	ExternesSystem_EhemaligerPatientID3				
1340	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID4				
1341	ExternesSystem_EhemaligerPatientID4				
1342	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID5				
1343	ExternesSystem_EhemaligerPatientID5				
1344	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID6				
1345	ExternesSystem_EhemaligerPatientID6				
1346	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID7				
1347	ExternesSystem_EhemaligerPatientID7				
1348	ExternesSystem_SystemKurzbezEhemaligerPatientID8				
1349	ExternesSystem_EhemaligerPatientID8				
	// Fall				
1350	FallCharakteristik				
1351	FallCharakteristikLegacyCode				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle1				
1352	FallAdrRolle1Adr_Rolle				
1353	FallAdrRolle1Adr_RolleLegacycode				
1354	FallAdrRolle1Adr_PersonNummer				
1355	FallAdrRolle1Adr_Kurzbez				
1356	FallAdrRolle1Adr_Anrede				
1357	FallAdrRolle1Adr_AnredeLegacycode				
1358	FallAdrRolle1Adr_Titel				
1359	FallAdrRolle1Adr_TitelLegacycode				
1360	FallAdrRolle1Adr_Name				
1361	FallAdrRolle1Adr_Vorname				
1362	FallAdrRolle1Adr_Anschrift2				
1363	FallAdrRolle1Adr_Anschrift3				
1364	FallAdrRolle1Adr_Ort				
1365	FallAdrRolle1Adr_Postleitzahl				
1366	FallAdrRolle1Adr_Postfach				
1367	FallAdrRolle1Adr_PostfachPLZ				
1368	FallAdrRolle1Adr_Strasse				
1369	FallAdrRolle1Adr_Land				
1370	FallAdrRolle1Adr_LandIso2Code				
1371	FallAdrRolle1Adr_LandIso3Code				
1372	FallAdrRolle1Adr_LandIsoNummer				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1373	FallAdrRolle1Adr_Telefon1				
1374	FallAdrRolle1Adr_Telefon2				
1375	FallAdrRolle1Adr_Fax				
1376	FallAdrRolle1Adr_Email				
1377	FallAdrRolle1Adr_Visum				
1378	FallAdrRolle1Adr_Kontaktperson				
1379	FallAdrRolle1Adr_Bemerkung				
1380	FallAdrRolle1Adr_Bemerkung1				
1381	FallAdrRolle1Adr_Zusatztext1				
1382	FallAdrRolle1Adr_Zusatztext2				
1383	FallAdrRolle1Adr_Eurofunk				
1384	FallAdrRolle1Adr_Sucher				
1385	FallAdrRolle1Adr_GueltigVonDatum				
1386	FallAdrRolle1Adr_GueltigVonZeit				
1387	FallAdrRolle1Adr_GueltigBisDatum				
1388	FallAdrRolle1Adr_GueltigBisZeit				
1389	FallAdrRolle1Adr_EAN-Nummer				
1390	FallAdrRolle1Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1391	FallAdrRolle1Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1392	FallAdrRolle1Adr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle2				
1393	FallAdrRolle2Adr_Rolle				
1394	FallAdrRolle2Adr_RolleLegacycode				
1395	FallAdrRolle2Adr_PersonNummer				
1396	FallAdrRolle2Adr_Kurzbez				
1397	FallAdrRolle2Adr_Anrede				
1398	FallAdrRolle2Adr_AnredeLegacycode				
1399	FallAdrRolle2Adr_Titel				
1400	FallAdrRolle2Adr_TitelLegacycode				
1401	FallAdrRolle2Adr_Name				
1402	FallAdrRolle2Adr_Vorname				
1403	FallAdrRolle2Adr_Anschrift2				
1404	FallAdrRolle2Adr_Anschrift3				
1405	FallAdrRolle2Adr_Ort				
1406	FallAdrRolle2Adr_Postleitzahl				
1407	FallAdrRolle2Adr_Postfach				
1408	FallAdrRolle2Adr_PostfachPLZ				
1409	FallAdrRolle2Adr_Strasse				
1410	FallAdrRolle2Adr_Land				
1411	FallAdrRolle2Adr_LandIso2Code				
1412	FallAdrRolle2Adr_LandIso3Code				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1413	FallAdrRolle2Adr_LandIsoNummer				
1414	FallAdrRolle2Adr_Telefon1				
1415	FallAdrRolle2Adr_Telefon2				
1416	FallAdrRolle2Adr_Fax				
1417	FallAdrRolle2Adr_Email				
1418	FallAdrRolle2Adr_Visum				
1419	FallAdrRolle2Adr_Kontaktperson				
1420	FallAdrRolle2Adr_Bemerkung				
1421	FallAdrRolle2Adr_Bemerkung1				
1422	FallAdrRolle2Adr_Zusatztext1				
1423	FallAdrRolle2Adr_Zusatztext2				
1424	FallAdrRolle2Adr_Eurofunk				
1425	FallAdrRolle2Adr_Sucher				
1426	FallAdrRolle2Adr_GueltigVonDatum				
1427	FallAdrRolle2Adr_GueltigVonZeit				
1428	FallAdrRolle2Adr_GueltigBisDatum				
1429	FallAdrRolle2Adr_GueltigBisZeit				
1430	FallAdrRolle2Adr_EAN-Nummer				
1431	FallAdrRolle2Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1432	FallAdrRolle2Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1433	FallAdrRolle2Adr_Reserve1				
	// NummerExternesSystem MutterPatientenNummer				
1434	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer1				
1435	ExternesSystem_MutterPatientenNummer1				
1436	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer2				
1437	ExternesSystem_MutterPatientenNummer2				
1438	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer3				
1439	ExternesSystem_MutterPatientenNummer3				
1440	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer4				
1441	ExternesSystem_MutterPatientenNummer4				
1442	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer5				
1443	ExternesSystem_MutterPatientenNummer5				
1444	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer6				
1445	ExternesSystem_MutterPatientenNummer6				
1446	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer7				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1447	ExternesSystem_MutterPatientenNummer7				
1448	ExternesSystem_SystemKurzbezMutterPatientenNummer8				
1449	ExternesSystem_MutterPatientenNummer8				
	// Garant 1-4 Garantie 1-4				
1450	Garant1_Garantie1_GarantiertVonDatum				
1451	Garant1_Garantie1_GarantiertVonZeit				
1452	Garant1_Garantie1_GarantiertBisDatum				
1453	Garant1_Garantie1_GarantiertBisZeit				
1454	Garant1_Garantie1_GarantieStatus				
1455	Garant1_Garantie1_GarantieStatusLegacycode				
1456	Garant1_Garantie1_GarantieArt				
1457	Garant1_Garantie1_GarantieArtLegacycode				
1458	Garant1_Garantie1_GarantieTyp				
1459	Garant1_Garantie1_GarantieTypLegacycode				
1460	Garant1_Garantie1_Klasse				
1461	Garant1_Garantie1_KlasseLegacycode				
1462	Garant1_Garantie1_GarantierMaximumBetrag				
1463	Garant1_Garantie1_GarantierBetragProTag				
1464	Garant1_Garantie1_GarantierProzentsatz				
1465	Garant1_Garantie1_AnzahlGarantierteTage				
1466	Garant1_Garantie2_GarantiertVonDatum				
1467	Garant1_Garantie2_GarantiertVonZeit				
1468	Garant1_Garantie2_GarantiertBisDatum				
1469	Garant1_Garantie2_GarantiertBisZeit				
1470	Garant1_Garantie2_GarantieStatus				
1471	Garant1_Garantie2_GarantieStatusLegacycode				
1472	Garant1_Garantie2_GarantieArt				
1473	Garant1_Garantie2_GarantieArtLegacycode				
1474	Garant1_Garantie2_GarantieTyp				
1475	Garant1_Garantie2_GarantieTypLegacycode				
1476	Garant1_Garantie2_Klasse				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1477	Garant1_Garantie2_KlasseLegacycode				
1478	Garant1_Garantie2_GarantierterMaximumBetrag				
1479	Garant1_Garantie2_GarantierterBetragProTag				
1480	Garant1_Garantie2_GarantierterProzentsatz				
1481	Garant1_Garantie2_AnzahlGarantierteTage				
1482	Garant1_Garantie3_GarantiertVonDatum				
1483	Garant1_Garantie3_GarantiertVonZeit				
1484	Garant1_Garantie3_GarantiertBisDatum				
1485	Garant1_Garantie3_GarantiertBisZeit				
1486	Garant1_Garantie3_GarantieStatus				
1487	Garant1_Garantie3_GarantieStatusLegacycode				
1488	Garant1_Garantie3_GarantieArt				
1489	Garant1_Garantie3_GarantieArtLegacycode				
1490	Garant1_Garantie3_GarantieTyp				
1491	Garant1_Garantie3_GarantieTypLegacycode				
1492	Garant1_Garantie3_Klasse				
1493	Garant1_Garantie3_KlasseLegacycode				
1494	Garant1_Garantie3_GarantierterMaximumBetrag				
1495	Garant1_Garantie3_GarantierterBetragProTag				
1496	Garant1_Garantie3_GarantierterProzentsatz				
1497	Garant1_Garantie3_AnzahlGarantierteTage				
1498	Garant1_Garantie4_GarantiertVonDatum				
1499	Garant1_Garantie4_GarantiertVonZeit				
1500	Garant1_Garantie4_GarantiertBisDatum				
1501	Garant1_Garantie4_GarantiertBisZeit				
1502	Garant1_Garantie4_GarantieStatus				
1503	Garant1_Garantie4_GarantieStatusLegacycode				
1504	Garant1_Garantie4_GarantieArt				
1505	Garant1_Garantie4_GarantieArtLegacycode				
1506	Garant1_Garantie4_GarantieTyp				
1507	Garant1_Garantie4_GarantieTypLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1508	Garant1_Garantie4_Klasse				
1509	Garant1_Garantie4_KlasseLegacycode				
1510	Garant1_Garantie4_GarantierterMaximumBetrag				
1511	Garant1_Garantie4_GarantierterBetragProTag				
1512	Garant1_Garantie4_GarantierterProzentsatz				
1513	Garant1_Garantie4_AnzahlGarantierteTage				
1514	Garant2_Garantie1_GarantiertVonDatum				
1515	Garant2_Garantie1_GarantiertVonZeit				
1516	Garant2_Garantie1_GarantiertBisDatum				
1517	Garant2_Garantie1_GarantiertBisZeit				
1518	Garant2_Garantie1_GarantieStatus				
1519	Garant2_Garantie1_GarantieStatusLegacycode				
1520	Garant2_Garantie1_GarantieArt				
1521	Garant2_Garantie1_GarantieArtLegacycode				
1522	Garant2_Garantie1_GarantieTyp				
1523	Garant2_Garantie1_GarantieTypLegacycode				
1524	Garant2_Garantie1_Klasse				
1525	Garant2_Garantie1_KlasseLegacycode				
1526	Garant2_Garantie1_GarantierterMaximumBetrag				
1527	Garant2_Garantie1_GarantierterBetragProTag				
1528	Garant2_Garantie1_GarantierterProzentsatz				
1529	Garant2_Garantie1_AnzahlGarantierteTage				
1530	Garant2_Garantie2_GarantiertVonDatum				
1531	Garant2_Garantie2_GarantiertVonZeit				
1532	Garant2_Garantie2_GarantiertBisDatum				
1533	Garant2_Garantie2_GarantiertBisZeit				
1534	Garant2_Garantie2_GarantieStatus				
1535	Garant2_Garantie2_GarantieStatusLegacycode				
1536	Garant2_Garantie2_GarantieArt				
1537	Garant2_Garantie2_GarantieArtLegacycode				
1538	Garant2_Garantie2_GarantieTyp				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1539	Garant2_Garantie2_GarantieTypLegacycode				
1540	Garant2_Garantie2_Klasse				
1541	Garant2_Garantie2_KlasseLegacycode				
1542	Garant2_Garantie2_GarantierterMaximumBetrag				
1543	Garant2_Garantie2_GarantierterBetragProTag				
1544	Garant2_Garantie2_GarantierterProzentsatz				
1545	Garant2_Garantie2_AnzahlGarantierteTage				
1546	Garant2_Garantie3_GarantiertVonDatum				
1547	Garant2_Garantie3_GarantiertVonZeit				
1548	Garant2_Garantie3_GarantiertBisDatum				
1549	Garant2_Garantie3_GarantiertBisZeit				
1550	Garant2_Garantie3_GarantieStatus				
1551	Garant2_Garantie3_GarantieStatusLegacycode				
1552	Garant2_Garantie3_GarantieArt				
1553	Garant2_Garantie3_GarantieArtLegacycode				
1554	Garant2_Garantie3_GarantieTyp				
1555	Garant2_Garantie3_GarantieTypLegacycode				
1556	Garant2_Garantie3_Klasse				
1557	Garant2_Garantie3_KlasseLegacycode				
1558	Garant2_Garantie3_GarantierterMaximumBetrag				
1559	Garant2_Garantie3_GarantierterBetragProTag				
1560	Garant2_Garantie3_GarantierterProzentsatz				
1561	Garant2_Garantie3_AnzahlGarantierteTage				
1562	Garant2_Garantie4_GarantiertVonDatum				
1563	Garant2_Garantie4_GarantiertVonZeit				
1564	Garant2_Garantie4_GarantiertBisDatum				
1565	Garant2_Garantie4_GarantiertBisZeit				
1566	Garant2_Garantie4_GarantieStatus				
1567	Garant2_Garantie4_GarantieStatusLegacycode				
1568	Garant2_Garantie4_GarantieArt				
1569	Garant2_Garantie4_GarantieArtLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1570	Garant2_Garantie4_GarantieTyp				
1571	Garant2_Garantie4_GarantieTypLegacycode				
1572	Garant2_Garantie4_Klasse				
1573	Garant2_Garantie4_KlasseLegacycode				
1574	Garant2_Garantie4_GarantierterMaximumBetrag				
1575	Garant2_Garantie4_GarantierterBetragProTag				
1576	Garant2_Garantie4_GarantierterProzentsatz				
1577	Garant2_Garantie4_AnzahlGarantierteTage				
1578	Garant3_Garantie1_GarantiertVonDatum				
1579	Garant3_Garantie1_GarantiertVonZeit				
1580	Garant3_Garantie1_GarantiertBisDatum				
1581	Garant3_Garantie1_GarantiertBisZeit				
1582	Garant3_Garantie1_GarantieStatus				
1583	Garant3_Garantie1_GarantieStatusLegacycode				
1584	Garant3_Garantie1_GarantieArt				
1585	Garant3_Garantie1_GarantieArtLegacycode				
1586	Garant3_Garantie1_GarantieTyp				
1587	Garant3_Garantie1_GarantieTypLegacycode				
1588	Garant3_Garantie1_Klasse				
1589	Garant3_Garantie1_KlasseLegacycode				
1590	Garant3_Garantie1_GarantierterMaximumBetrag				
1591	Garant3_Garantie1_GarantierterBetragProTag				
1592	Garant3_Garantie1_GarantierterProzentsatz				
1593	Garant3_Garantie1_AnzahlGarantierteTage				
1594	Garant3_Garantie2_GarantiertVonDatum				
1595	Garant3_Garantie2_GarantiertVonZeit				
1596	Garant3_Garantie2_GarantiertBisDatum				
1597	Garant3_Garantie2_GarantiertBisZeit				
1598	Garant3_Garantie2_GarantieStatus				
1599	Garant3_Garantie2_GarantieStatusLegacycode				
1600	Garant3_Garantie2_GarantieArt				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1601	Garant3_Garantie2_GarantieArtLegacycode				
1602	Garant3_Garantie2_GarantieTyp				
1603	Garant3_Garantie2_GarantieTypLegacycode				
1604	Garant3_Garantie2_Klasse				
1605	Garant3_Garantie2_KlasseLegacycode				
1606	Garant3_Garantie2_GarantierterMaximumBetrag				
1607	Garant3_Garantie2_GarantierterBetragProTag				
1608	Garant3_Garantie2_GarantierterProzentsatz				
1609	Garant3_Garantie2_AnzahlGarantierteTage				
1610	Garant3_Garantie3_GarantiertVonDatum				
1611	Garant3_Garantie3_GarantiertVonZeit				
1612	Garant3_Garantie3_GarantiertBisDatum				
1613	Garant3_Garantie3_GarantiertBisZeit				
1614	Garant3_Garantie3_GarantieStatus				
1615	Garant3_Garantie3_GarantieStatusLegacycode				
1616	Garant3_Garantie3_GarantieArt				
1617	Garant3_Garantie3_GarantieArtLegacycode				
1618	Garant3_Garantie3_GarantieTyp				
1619	Garant3_Garantie3_GarantieTypLegacycode				
1620	Garant3_Garantie3_Klasse				
1621	Garant3_Garantie3_KlasseLegacycode				
1622	Garant3_Garantie3_GarantierterMaximumBetrag				
1623	Garant3_Garantie3_GarantierterBetragProTag				
1624	Garant3_Garantie3_GarantierterProzentsatz				
1625	Garant3_Garantie3_AnzahlGarantierteTage				
1626	Garant3_Garantie4_GarantiertVonDatum				
1627	Garant3_Garantie4_GarantiertVonZeit				
1628	Garant3_Garantie4_GarantiertBisDatum				
1629	Garant3_Garantie4_GarantiertBisZeit				
1630	Garant3_Garantie4_GarantieStatus				
1631	Garant3_Garantie4_GarantieStatusLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1632	Garant3_Garantie4_GarantieArt				
1633	Garant3_Garantie4_GarantieArtLegacycode				
1634	Garant3_Garantie4_GarantieTyp				
1635	Garant3_Garantie4_GarantieTypLegacycode				
1636	Garant3_Garantie4_Klasse				
1637	Garant3_Garantie4_KlasseLegacycode				
1638	Garant3_Garantie4_GarantierterMaximumBetrag				
1639	Garant3_Garantie4_GarantierterBetragProTag				
1640	Garant3_Garantie4_GarantierterProzentsatz				
1641	Garant3_Garantie4_AnzahlGarantierteTage				
1642	Garant4_Garantie1_GarantiertVonDatum				
1643	Garant4_Garantie1_GarantiertVonZeit				
1644	Garant4_Garantie1_GarantiertBisDatum				
1645	Garant4_Garantie1_GarantiertBisZeit				
1646	Garant4_Garantie1_GarantieStatus				
1647	Garant4_Garantie1_GarantieStatusLegacycode				
1648	Garant4_Garantie1_GarantieArt				
1649	Garant4_Garantie1_GarantieArtLegacycode				
1650	Garant4_Garantie1_GarantieTyp				
1651	Garant4_Garantie1_GarantieTypLegacycode				
1652	Garant4_Garantie1_Klasse				
1653	Garant4_Garantie1_KlasseLegacycode				
1654	Garant4_Garantie1_GarantierterMaximumBetrag				
1655	Garant4_Garantie1_GarantierterBetragProTag				
1656	Garant4_Garantie1_GarantierterProzentsatz				
1657	Garant4_Garantie1_AnzahlGarantierteTage				
1658	Garant4_Garantie2_GarantiertVonDatum				
1659	Garant4_Garantie2_GarantiertVonZeit				
1660	Garant4_Garantie2_GarantiertBisDatum				
1661	Garant4_Garantie2_GarantiertBisZeit				
1662	Garant4_Garantie2_GarantieStatus				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1663	Garant4_Garantie2_GarantieStatusLegacycode				
1664	Garant4_Garantie2_GarantieArt				
1665	Garant4_Garantie2_GarantieArtLegacycode				
1666	Garant4_Garantie2_GarantieTyp				
1667	Garant4_Garantie2_GarantieTypLegacycode				
1668	Garant4_Garantie2_Klasse				
1669	Garant4_Garantie2_KlasseLegacycode				
1670	Garant4_Garantie2_GarantierterMaximumBetrag				
1671	Garant4_Garantie2_GarantierterBetragProTag				
1672	Garant4_Garantie2_GarantierterProzentsatz				
1673	Garant4_Garantie2_AnzahlGarantierteTage				
1674	Garant4_Garantie3_GarantiertVonDatum				
1675	Garant4_Garantie3_GarantiertVonZeit				
1676	Garant4_Garantie3_GarantiertBisDatum				
1677	Garant4_Garantie3_GarantiertBisZeit				
1678	Garant4_Garantie3_GarantieStatus				
1679	Garant4_Garantie3_GarantieStatusLegacycode				
1680	Garant4_Garantie3_GarantieArt				
1681	Garant4_Garantie3_GarantieArtLegacycode				
1682	Garant4_Garantie3_GarantieTyp				
1683	Garant4_Garantie3_GarantieTypLegacycode				
1684	Garant4_Garantie3_Klasse				
1685	Garant4_Garantie3_KlasseLegacycode				
1686	Garant4_Garantie3_GarantierterMaximumBetrag				
1687	Garant4_Garantie3_GarantierterBetragProTag				
1688	Garant4_Garantie3_GarantierterProzentsatz				
1689	Garant4_Garantie3_AnzahlGarantierteTage				
1690	Garant4_Garantie4_GarantiertVonDatum				
1691	Garant4_Garantie4_GarantiertVonZeit				
1692	Garant4_Garantie4_GarantiertBisDatum				
1693	Garant4_Garantie4_GarantiertBisZeit				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1694	Garant4_Garantie4_GarantieStatus				
1695	Garant4_Garantie4_GarantieStatusLegacycode				
1696	Garant4_Garantie4_GarantieArt				
1697	Garant4_Garantie4_GarantieArtLegacycode				
1698	Garant4_Garantie4_GarantieTyp				
1699	Garant4_Garantie4_GarantieTypLegacycode				
1700	Garant4_Garantie4_Klasse				
1701	Garant4_Garantie4_KlasseLegacycode				
1702	Garant4_Garantie4_GarantierterMaximumBetrag				
1703	Garant4_Garantie4_GarantierterBetragProTag				
1704	Garant4_Garantie4_GarantierterProzentsatz				
1705	Garant4_Garantie4_AnzahlGarantierteTage				
	// Patient				
1706	HatSeelsorge				
	// Fall				
1707	HatEinwilligungMedizinischeQS				
1708	HatEinwilligungHINVersand				
	// Patient				
1709	EinwilligungMedizinischeQSOEID				
1710	DatumEinwilligungMedizinischeQS				
1711	DatumRueckzugMedizinischeQS				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle3				
1712	FallAdrRolle3Adr_Rolle				
1713	FallAdrRolle3Adr_RolleLegacycode				
1714	FallAdrRolle3Adr_PersonNummer				
1715	FallAdrRolle3Adr_Kurzbez				
1716	FallAdrRolle3Adr_Anrede				
1717	FallAdrRolle3Adr_AnredeLegacycode				
1718	FallAdrRolle3Adr_Titel				
1719	FallAdrRolle3Adr_TitelLegacycode				
1720	FallAdrRolle3Adr_Name				
1721	FallAdrRolle3Adr_Vorname				
1722	FallAdrRolle3Adr_Anschrift2				
1723	FallAdrRolle3Adr_Anschrift3				
1724	FallAdrRolle3Adr_Ort				
1725	FallAdrRolle3Adr_Postleitzahl				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1726	FallAdrRolle3Adr_Postfach				
1727	FallAdrRolle3Adr_PostfachPLZ				
1728	FallAdrRolle3Adr_Strasse				
1729	FallAdrRolle3Adr_Land				
1730	FallAdrRolle3Adr_LandIso2Code				
1731	FallAdrRolle3Adr_LandIso3Code				
1732	FallAdrRolle3Adr_LandIsoNummer				
1733	FallAdrRolle3Adr_Telefon1				
1734	FallAdrRolle3Adr_Telefon2				
1735	FallAdrRolle3Adr_Fax				
1736	FallAdrRolle3Adr_Email				
1737	FallAdrRolle3Adr_Visum				
1738	FallAdrRolle3Adr_Kontaktperson				
1739	FallAdrRolle3Adr_Bemerkung				
1740	FallAdrRolle3Adr_Bemerkung1				
1741	FallAdrRolle3Adr_Zusatztext1				
1742	FallAdrRolle3Adr_Zusatztext2				
1743	FallAdrRolle3Adr_Eurofunk				
1744	FallAdrRolle3Adr_Sucher				
1745	FallAdrRolle3Adr_GueltigVonDatum				
1746	FallAdrRolle3Adr_GueltigVonZeit				
1747	FallAdrRolle3Adr_GueltigBisDatum				
1748	FallAdrRolle3Adr_GueltigBisZeit				
1749	FallAdrRolle3Adr_EAN-Nummer				
1750	FallAdrRolle3Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1751	FallAdrRolle3Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1752	FallAdrRolle3Adr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle4				
1753	FallAdrRolle4Adr_Rolle				
1754	FallAdrRolle4Adr_RolleLegacycode				
1755	FallAdrRolle4Adr_PersonNummer				
1756	FallAdrRolle4Adr_Kurzbez				
1757	FallAdrRolle4Adr_Anrede				
1758	FallAdrRolle4Adr_AnredeLegacycode				
1759	FallAdrRolle4Adr_Titel				
1760	FallAdrRolle4Adr_TitelLegacycode				
1761	FallAdrRolle4Adr_Name				
1762	FallAdrRolle4Adr_Vorname				
1763	FallAdrRolle4Adr_Anschrift2				
1764	FallAdrRolle4Adr_Anschrift3				
1765	FallAdrRolle4Adr_Ort				
1766	FallAdrRolle4Adr_Postleitzahl				
1767	FallAdrRolle4Adr_Postfach				
1768	FallAdrRolle4Adr_PostfachPLZ				
1769	FallAdrRolle4Adr_Strasse				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1770	FallAdrRolle4Adr_Land				
1771	FallAdrRolle4Adr_LandIso2Code				
1772	FallAdrRolle4Adr_LandIso3Code				
1773	FallAdrRolle4Adr_LandIsoNummer				
1774	FallAdrRolle4Adr_Telefon1				
1775	FallAdrRolle4Adr_Telefon2				
1776	FallAdrRolle4Adr_Fax				
1777	FallAdrRolle4Adr_Email				
1778	FallAdrRolle4Adr_Visum				
1779	FallAdrRolle4Adr_Kontaktperson				
1780	FallAdrRolle4Adr_Bemerkung				
1781	FallAdrRolle4Adr_Bemerkung1				
1782	FallAdrRolle4Adr_Zusatztext1				
1783	FallAdrRolle4Adr_Zusatztext2				
1784	FallAdrRolle4Adr_Eurofunk				
1785	FallAdrRolle4Adr_Sucher				
1786	FallAdrRolle4Adr_GueltigVonDatum				
1787	FallAdrRolle4Adr_GueltigVonZeit				
1788	FallAdrRolle4Adr_GueltigBisDatum				
1789	FallAdrRolle4Adr_GueltigBisZeit				
1790	FallAdrRolle4Adr_EAN-Nummer				
1791	FallAdrRolle4Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1792	FallAdrRolle4Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1793	FallAdrRolle4Adr_Reserve1				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle5				
1794	FallAdrRolle5Adr_Rolle				1794
1795	FallAdrRolle5Adr_RolleLegacycode				1795
1796	FallAdrRolle5Adr_PersonNummer				1796
1797	FallAdrRolle5Adr_Kurzbez				1797
1798	FallAdrRolle5Adr_Anrede				1798
1799	FallAdrRolle5Adr_AnredeLegacycode				1799
1800	FallAdrRolle5Adr_Titel				1800
1801	FallAdrRolle5Adr_TitelLegacycode				1801
1802	FallAdrRolle5Adr_Name				1802
1803	FallAdrRolle5Adr_Vorname				1803
1804	FallAdrRolle5Adr_Anschrift2				1804
1805	FallAdrRolle5Adr_Anschrift3				1805
1806	FallAdrRolle5Adr_Ort				1806
1807	FallAdrRolle5Adr_Postleitzahl				1807
1808	FallAdrRolle5Adr_Postfach				1808
1809	FallAdrRolle5Adr_PostfachPLZ				1809
1810	FallAdrRolle5Adr_Strasse				1810
1811	FallAdrRolle5Adr_Land				1811
1812	FallAdrRolle5Adr_LandIso2Code				1812
1813	FallAdrRolle5Adr_LandIso3Code				1813

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1814	FallAdrRolle5Adr_LandIsoNummer				1814
1815	FallAdrRolle5Adr_Telefon1				1815
1816	FallAdrRolle5Adr_Telefon2				1816
1817	FallAdrRolle5Adr_Fax				1817
1818	FallAdrRolle5Adr_Email				1818
1819	FallAdrRolle5Adr_Visum				1819
1820	FallAdrRolle5Adr_Kontaktperson				1820
1821	FallAdrRolle5Adr_Bemerkung				1821
1822	FallAdrRolle5Adr_Bemerkung1				1822
1823	FallAdrRolle5Adr_Zusatztext1				1823
1824	FallAdrRolle5Adr_Zusatztext2				1824
1825	FallAdrRolle5Adr_Eurofunk				1825
1826	FallAdrRolle5Adr_Sucher				1826
1827	FallAdrRolle5Adr_GueltigVonDatum				1827
1828	FallAdrRolle5Adr_GueltigVonZeit				1828
1829	FallAdrRolle5Adr_GueltigBisDatum				1829
1830	FallAdrRolle5Adr_GueltigBisZeit				1830
1831	FallAdrRolle5Adr_EAN-Nummer				1831
1832	FallAdrRolle5Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				1832
1833	FallAdrRolle5Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				1833
1834	FallAdrRolle5Adr_Reserve1				1834
	// Fall				
1835	FallStationaereVersicherungsKlasse				
	// FallAdresse für Rolle = Einweisender Instanz				
1836	EinwInstanzAdr_Handy1				
1837	EinwInstanzAdr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle N = FallAdrRolleN				
1838	FallAdrRolle1Adr_Handy1				
1839	FallAdrRolle1Adr_Handy2				
1840	FallAdrRolle2Adr_Handy1				
1841	FallAdrRolle2Adr_Handy2				
1842	FallAdrRolle3Adr_Handy1				
1843	FallAdrRolle3Adr_Handy2				
1844	FallAdrRolle4Adr_Handy1				
1845	FallAdrRolle4Adr_Handy2				
1846	FallAdrRolle5Adr_Handy1				
1847	FallAdrRolle5Adr_Handy2				
	// FallGarant für Rolle = Garant				
1848	Garant1Adr_Handy1				
1849	Garant1Adr_Handy2				
1850	Garant2Adr_Handy1				
1851	Garant2Adr_Handy2				
1852	Garant3Adr_Handy1				
1853	Garant3Adr_Handy2				
1854	Garant4Adr_Handy1				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1855	Garant4Adr_Handy2				
	// Fall				
1856	Fall_GestationsAlter12Monate				
	// AnschriftHis				
1857	AnschriftHis_Appartment				
1858	AnschriftHis_Bezirk				
1859	AnschriftHis_Block				
1860	AnschriftHis_Eingang				
1861	AnschriftHis_Stockwerk				
	// Fall				
1862	Fall_AnzahlStundenIMC				
1863	Fall_AufwandPunkteIMC				
1864	Fall_IstMedizinischIndiziert				
1865	Fall_BfSAbrechnungsTarif				
1866	Fall_HauptFallPauschalenTyp				
1867	Fall_FallPauschalenTyp				
	// Patient				
1868	PatientenStatusKlinikCode				
1869	PatientenStatusKlinik Legacycode				
1870	VIPStatus				
1871	VIPStatusLegacycode				
1872	HatPatientenPortal	Bool			True / False
1873	Fremdnummer Chronik	AN	40	Fremdnummer für eine Chronik in einem anderen System	
1874	TodesZeitpunkt			Datum	
1875	TodesZeitpunkt			Zeit	
1876	HatEPD (Patient)				
1877	EPDVertraulichkeit (Patient)			Text	
1878	EPDVertraulichkeit (Patient)			Legacycode	
	// Fall				
1879	EPDVertraulichkeit (Fall)			Text	
1880	EPDVertraulichkeit (Fall)			Legacycode	
1881	IstDepotZwischenrechnung				
	// Patient				
1882	KorrespondenzArt			Text	
1883	KorrespondenzArt			Legacycode	
1884	AnmeldungPatientenPortal			Text	
1885	AnmeldungPatientenPortal			Legacycode	
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle6				
1886	FallAdrRolle6Adr_Rolle				
1887	FallAdrRolle6Adr_RolleLegacycode				
1888	FallAdrRolle6Adr_PersonNummer				
1889	FallAdrRolle6Adr_Kurzbez				
1890	FallAdrRolle6Adr_Anrede				
1891	FallAdrRolle6Adr_AnredeLegacycode				
1892	FallAdrRolle6Adr_Titel				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1893	FallAdrRolle6Adr_TitelLegacycode				
1894	FallAdrRolle6Adr_Name				
1895	FallAdrRolle6Adr_Vorname				
1896	FallAdrRolle6Adr_Anschrift2				
1897	FallAdrRolle6Adr_Anschrift3				
1898	FallAdrRolle6Adr_Ort				
1899	FallAdrRolle6Adr_Postleitzahl				
1900	FallAdrRolle6Adr_Postfach				
1901	FallAdrRolle6Adr_PostfachPLZ				
1902	FallAdrRolle6Adr_Strasse				
1903	FallAdrRolle6Adr_Land				
1904	FallAdrRolle6Adr_LandIso2Code				
1905	FallAdrRolle6Adr_LandIso3Code				
1906	FallAdrRolle6Adr_LandIsoNummer				
1907	FallAdrRolle6Adr_Telefon1				
1908	FallAdrRolle6Adr_Telefon2				
1909	FallAdrRolle6Adr_Fax				
1910	FallAdrRolle6Adr_Email				
1911	FallAdrRolle6Adr_Visum				
1912	FallAdrRolle6Adr_Kontaktperson				
1913	FallAdrRolle6Adr_Bemerkung				
1914	FallAdrRolle6Adr_Bemerkung1				
1915	FallAdrRolle6Adr_Zusatztext1				
1916	FallAdrRolle6Adr_Zusatztext2				
1917	FallAdrRolle6Adr_Eurofunk				
1918	FallAdrRolle6Adr_Sucher				
1919	FallAdrRolle6Adr_GueltigVonDatum				
1920	FallAdrRolle6Adr_GueltigVonZeit				
1921	FallAdrRolle6Adr_GueltigBisDatum				
1922	FallAdrRolle6Adr_GueltigBisZeit				
1923	FallAdrRolle6Adr_EAN-Nummer				
1924	FallAdrRolle6Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1925	FallAdrRolle6Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1926	FallAdrRolle6Adr_Reserve1				
1927	FallAdrRolle6Adr_Handy1				
1928	FallAdrRolle6Adr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle7				
1929	FallAdrRolle7Adr_Rolle				
1930	FallAdrRolle7Adr_RolleLegacycode				
1931	FallAdrRolle7Adr_PersonNummer				
1932	FallAdrRolle7Adr_Kurzbez				
1933	FallAdrRolle7Adr_Anrede				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1934	FallAdrRolle7Adr_AnredeLegacycode				
1935	FallAdrRolle7Adr_Titel				
1936	FallAdrRolle7Adr_TitelLegacycode				
1937	FallAdrRolle7Adr_Name				
1938	FallAdrRolle7Adr_Vorname				
1939	FallAdrRolle7Adr_Anschrift2				
1940	FallAdrRolle7Adr_Anschrift3				
1941	FallAdrRolle7Adr_Ort				
1942	FallAdrRolle7Adr_Postleitzahl				
1943	FallAdrRolle7Adr_Postfach				
1944	FallAdrRolle7Adr_PostfachPLZ				
1945	FallAdrRolle7Adr_Strasse				
1946	FallAdrRolle7Adr_Land				
1947	FallAdrRolle7Adr_LandIso2Code				
1948	FallAdrRolle7Adr_LandIso3Code				
1949	FallAdrRolle7Adr_LandIsoNummer				
1950	FallAdrRolle7Adr_Telefon1				
1951	FallAdrRolle7Adr_Telefon2				
1952	FallAdrRolle7Adr_Fax				
1953	FallAdrRolle7Adr_Email				
1954	FallAdrRolle7Adr_Visum				
1955	FallAdrRolle7Adr_Kontaktperson				
1956	FallAdrRolle7Adr_Bemerkung				
1957	FallAdrRolle7Adr_Bemerkung1				
1958	FallAdrRolle7Adr_Zusatztext1				
1959	FallAdrRolle7Adr_Zusatztext2				
1960	FallAdrRolle7Adr_Eurofunk				
1961	FallAdrRolle7Adr_Sucher				
1962	FallAdrRolle7Adr_GueltigVonDatum				
1963	FallAdrRolle7Adr_GueltigVonZeit				
1964	FallAdrRolle7Adr_GueltigBisDatum				
1965	FallAdrRolle7Adr_GueltigBisZeit				
1966	FallAdrRolle7Adr_EAN-Nummer				
1967	FallAdrRolle7Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
1968	FallAdrRolle7Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
1969	FallAdrRolle7Adr_Reserve1				
1970	FallAdrRolle7Adr_Handy1				
1971	FallAdrRolle7Adr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle8				
1972	FallAdrRolle8Adr_Rolle				
1973	FallAdrRolle8Adr_RolleLegacycode				
1974	FallAdrRolle8Adr_PersonNummer				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
1975	FallAdrRolle8Adr_Kurzbez				
1976	FallAdrRolle8Adr_Anrede				
1977	FallAdrRolle8Adr_AnredeLegacycode				
1978	FallAdrRolle8Adr_Titel				
1979	FallAdrRolle8Adr_TitelLegacycode				
1980	FallAdrRolle8Adr_Name				
1981	FallAdrRolle8Adr_Vorname				
1982	FallAdrRolle8Adr_Anschrift2				
1983	FallAdrRolle8Adr_Anschrift3				
1984	FallAdrRolle8Adr_Ort				
1985	FallAdrRolle8Adr_Postleitzahl				
1986	FallAdrRolle8Adr_Postfach				
1987	FallAdrRolle8Adr_PostfachPLZ				
1988	FallAdrRolle8Adr_Strasse				
1989	FallAdrRolle8Adr_Land				
1990	FallAdrRolle8Adr_LandIso2Code				
1991	FallAdrRolle8Adr_LandIso3Code				
1992	FallAdrRolle8Adr_LandIsoNummer				
1993	FallAdrRolle8Adr_Telefon1				
1994	FallAdrRolle8Adr_Telefon2				
1995	FallAdrRolle8Adr_Fax				
1996	FallAdrRolle8Adr_Email				
1997	FallAdrRolle8Adr_Visum				
1998	FallAdrRolle8Adr_Kontaktperson				
1999	FallAdrRolle8Adr_Bemerkung				
2000	FallAdrRolle8Adr_Bemerkung1				
2001	FallAdrRolle8Adr_Zusatztext1				
2002	FallAdrRolle8Adr_Zusatztext2				
2003	FallAdrRolle8Adr_Eurofunk				
2004	FallAdrRolle8Adr_Sucher				
2005	FallAdrRolle8Adr_GueltigVonDatum				
2006	FallAdrRolle8Adr_GueltigVonZeit				
2007	FallAdrRolle8Adr_GueltigBisDatum				
2008	FallAdrRolle8Adr_GueltigBisZeit				
2009	FallAdrRolle8Adr_EAN-Nummer				
2010	FallAdrRolle8Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
2011	FallAdrRolle8Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
2012	FallAdrRolle8Adr_Reserve1				
2013	FallAdrRolle8Adr_Handy1				
2014	FallAdrRolle8Adr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle9				
2015	FallAdrRolle9Adr_Rolle				
2016	FallAdrRolle9Adr_RolleLegacycode				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
2017	FallAdrRolle9Adr_PersonNummer				
2018	FallAdrRolle9Adr_Kurzbez				
2019	FallAdrRolle9Adr_Anrede				
2020	FallAdrRolle9Adr_AnredeLegacycode				
2021	FallAdrRolle9Adr_Titel				
2022	FallAdrRolle9Adr_TitelLegacycode				
2023	FallAdrRolle9Adr_Name				
2024	FallAdrRolle9Adr_Vorname				
2025	FallAdrRolle9Adr_Anschrift2				
2026	FallAdrRolle9Adr_Anschrift3				
2027	FallAdrRolle9Adr_Ort				
2028	FallAdrRolle9Adr_Postleitzahl				
2029	FallAdrRolle9Adr_Postfach				
2030	FallAdrRolle9Adr_PostfachPLZ				
2031	FallAdrRolle9Adr_Strasse				
2032	FallAdrRolle9Adr_Land				
2033	FallAdrRolle9Adr_LandIso2Code				
2034	FallAdrRolle9Adr_LandIso3Code				
2035	FallAdrRolle9Adr_LandIsoNummer				
2036	FallAdrRolle9Adr_Telefon1				
2037	FallAdrRolle9Adr_Telefon2				
2038	FallAdrRolle9Adr_Fax				
2039	FallAdrRolle9Adr_Email				
2040	FallAdrRolle9Adr_Visum				
2041	FallAdrRolle9Adr_Kontaktperson				
2042	FallAdrRolle9Adr_Bemerkung				
2043	FallAdrRolle9Adr_Bemerkung1				
2044	FallAdrRolle9Adr_Zusatztext1				
2045	FallAdrRolle9Adr_Zusatztext2				
2046	FallAdrRolle9Adr_Eurofunk				
2047	FallAdrRolle9Adr_Sucher				
2048	FallAdrRolle9Adr_GueltigVonDatum				
2049	FallAdrRolle9Adr_GueltigVonZeit				
2050	FallAdrRolle9Adr_GueltigBisDatum				
2051	FallAdrRolle9Adr_GueltigBisZeit				
2052	FallAdrRolle9Adr_EAN-Nummer				
2053	FallAdrRolle9Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
2054	FallAdrRolle9Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
2055	FallAdrRolle9Adr_Reserve1				
2056	FallAdrRolle9Adr_Handy1				
2057	FallAdrRolle9Adr_Handy2				
	// FallAdresse für Rolle = FallAdrRolle10				
2058	FallAdrRolle10Adr_Rolle				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
2059	FallAdrRolle10Adr_RolleLegacycode				
2060	FallAdrRolle10Adr_PersonNummer				
2061	FallAdrRolle10Adr_Kurzbez				
2062	FallAdrRolle10Adr_Anrede				
2063	FallAdrRolle10Adr_AnredeLegacycode				
2064	FallAdrRolle10Adr_Titel				
2065	FallAdrRolle10Adr_TitelLegacycode				
2066	FallAdrRolle10Adr_Name				
2067	FallAdrRolle10Adr_Vorname				
2068	FallAdrRolle10Adr_Anschrift2				
2069	FallAdrRolle10Adr_Anschrift3				
2070	FallAdrRolle10Adr_Ort				
2071	FallAdrRolle10Adr_Postleitzahl				
2072	FallAdrRolle10Adr_Postfach				
2073	FallAdrRolle10Adr_PostfachPLZ				
2074	FallAdrRolle10Adr_Strasse				
2075	FallAdrRolle10Adr_Land				
2076	FallAdrRolle10Adr_LandIso2Code				
2077	FallAdrRolle10Adr_LandIso3Code				
2078	FallAdrRolle10Adr_LandIsoNummer				
2079	FallAdrRolle10Adr_Telefon1				
2080	FallAdrRolle10Adr_Telefon2				
2081	FallAdrRolle10Adr_Fax				
2082	FallAdrRolle10Adr_Email				
2083	FallAdrRolle10Adr_Visum				
2084	FallAdrRolle10Adr_Kontaktperson				
2085	FallAdrRolle10Adr_Bemerkung				
2086	FallAdrRolle10Adr_Bemerkung1				
2087	FallAdrRolle10Adr_Zusatztext1				
2088	FallAdrRolle10Adr_Zusatztext2				
2089	FallAdrRolle10Adr_Eurofunk				
2090	FallAdrRolle10Adr_Sucher				
2091	FallAdrRolle10Adr_GueltigVonDatum				
2092	FallAdrRolle10Adr_GueltigVonZeit				
2093	FallAdrRolle10Adr_GueltigBisDatum				
2094	FallAdrRolle10Adr_GueltigBisZeit				
2095	FallAdrRolle10Adr_EAN-Nummer				
2096	FallAdrRolle10Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnis				
2097	FallAdrRolle10Adr_VerwandtschaftsVerhaeltnisLegacycode				
2098	FallAdrRolle10Adr_Reserve1				

Nr	Feldbezeichnung	Typ	Ln	Beschreibung	Beispiel / Format
2099	*FallAdrRolle10Adr_Handy1*				
2100	*FallAdrRolle10Adr_Handy2*				

2.12 TargetDebitor