Release Notes NEXUS / PAT

Version 2026.1.1002.1

Inhalt

1 Wichtigste Änderungen 3
2 Bearbeitete Issues 3
2.1 NEXUS / PAT 5


1 Wichtigste Änderungen


2 Bearbeitete Issues

Die Release Notes sind folgendermassen zu interpretieren:


- Zunächst muss die aktuell installierte Programmversion in der Prod-Umgebung im Vergleich zur neu installierten Version der Test-Umgebung ermittelt werden:


Beispiel Prod-Umgebung:





Beispiel Test-Umgebung:






- Anhand der beiden Versionen kann danach unterschieden werden, ob es sich um einen **Releasewechsel** oder einen **Patch** (Monats- oder Zwischenpatch) handelt und die weitere Vorgehensweise bestimmt werden.

Beispiel:

Programmversion PROD	Programmversion TEST	
Version **21.2** Datum 31.07.2020	Version **22.0** Datum 01.09.2020	**Releasewechsel**
Version **21.2** Datum **31.07.2020**	Version **21.2** Datum **01.09.2020**	**Monatspatch**

Vorgehen bei Releasewechsel:
Es müssen alle angezeigten Issues überprüft werden.
Die grau gekennzeichneten Issues stehen bereits ab dem angegebenen Datum in Vorgängerversionen zur Verfügung und wurden möglicherweise dort bereits geprüft.

Beispiel:
Issue 9762 der Version 22.0 stand ab dem 04.05.20 auch in der Version 21.2 zur Verfügung.




Alle anderen Issues, sowohl die grauen nicht geprüften als auch die schwarz gekennzeichneten, müssen überprüft werden.

Vorgehen bei Installation von Patches:
In diesem Fall müssen alle Issues überprüft werden, deren Datum grösser als das Erstellungsdatum der in der Prod-Umgebung installierten Programmversion ist.

Beispiel:
In diesem Beispiel ist Issue 9668 im Dezemberpatch enthalten, Issue 9678 im

Januarpatch.
Wurde der Dezemberpatch bereits geprüft, muss Issue 9668 bei der Installation des Januarpatches nicht mehr überprüft werden.



2.1 NEXUS / PAT

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12266 Datum: 09.03.26 CS: 52918 2026.0: 11.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Die Leistung 'GK.15.0010' ist nun bei Patienten ab 16 Jahre erfassbar. Die Prüfung erfolgt auf '>=' 16 Jahre.
Issue: 12036 Datum: 09.03.26 CS: 52919 2026.0: 16.03.26	**Erweiterung:** Bei den 'Codier'-Entscheidungstabellen kann ein Zeitpunkt angegeben werden. Neben 'Eintritt', 'Austritt', 'AssessmentZeitpunkt' und 'EintrittAuftragerbringer' kann hier neu 'ChronikBeginn' angegeben werden. Dies kann für Belastungsproben verwendet werden und führt dazu, dass auf den Beginn einer Behandlung parametriert werden kann. Wird 'ChronikBeginn' angegeben, dann wird erst ein Stichdatum bestimmt nach diesen Prioritäten: 1. Der 'AssessmentZeitpunkt' aus dem auslösenden 'FallAssessment' Datensatz, falls der Eingriff oder die Diagnose aus einem Fallassessment generiert wird. 2. Das 'ErbringungsDatum' aus dem auslösenden 'LeistungErbracht' Datensatz, falls der Eingriff oder die Diagnose aus einer erbrachten Leistung generiert wird. 3. Das 'GueltigVon' Datum aus dem auslösenden 'FallHis' Datensatz, falls der Eingriff oder die Diagnose aus einer Chronik generiert wird. Gibt es hier eine nachfolgende Chronik, dann wird das 'GueltigVon' von dieser genommen. 4. Das aktuelle Datum und Zeit. Mit diesem Stichdatum wird dann die gültige Chronik gesucht und deren Gültig von-Datum als Zeitpunkt für den neuen Eingriff oder die neue Diagnose verwendet.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12259 Datum: 09.03.26 CS: 52920 2026.0: 11.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Bei TARDOC-Leistungen aus dem Bereich Anästhesie werden nun die Ärzte und die auftragerbringende Organisationseinheit aus der ursprünglichen Steuerleistung übertragen, sowohl bei der allgemeinen Anästhesie als auch bei MAC-Anästhesie.
Issue: 11738 Datum: 10.03.26 CS: 52921 2026.0: 16.03.26	**Erweiterung**: Es wurde ermöglicht, eine Batchjobinstanz mit den gleichen Parametern zu erstellen wie eine bereits ausgeführte Instanz. Hierfür gibt es im Kontextmenü des Batchjobinstanzgrids den neuen Menüpunkt 'Neue Batchjob-Instanz mit gleichen Parametern erstellen'. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neue Funktion vergeben.
Issue: 11873 Datum: 12.03.26 CS: 52935 2026.0: 16.03.26	**Erweiterung:** Beim Erfassen eines Depots wurde bisher immer automatisch die Defaultwährung des Debitors übernommen. Neu wird zuerst gefragt, ob die Defaultwährung übernommen werden soll, sofern diese nicht CHF ist.
Issue: 12039 Datum: 12.03.26 CS: 52936 2026.0: 16.03.26	**Erweiterung:** Die SOMED-Statistik wird jetzt in Version 2.7 erstellt, sofern das 'Datum von' des Statistikjobs grösser oder gleich dem 1.1.2021 ist. Neu werden in den SDA1-Zeilen die Aufenthaltstage nach der RUG-Stufe gruppiert dargestellt, sofern die RUG-Stufen in der Chronik des Falles erfasst worden sind. Am Anfang der Datei wird neu auch noch die SX-, die SZ-, die SAA- und SBA-Zeile ausgegeben. Weitere Details über diesen Statistiktyp sind im Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf' beschrieben. **Programm-Settings:** SOMEDZeileSZ, SOMEDZeileSAA, SOMEDZeileSBA, SOMEDInstrumentPflegeleistungen (Reiter 'BfS-Statistik/SOMED'). **Parametrierung:** Die neuen Programm-Settings müssen parametriert werden - siehe Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf'.
Issue: 12214 Datum: 13.03.26 CS: 52937 2026.0: 16.03.26	**Erweiterung PAT NX:** Die Maske 'Suche Import Leistungerbracht' wurde auch für NEXUS / PAT NX zur Verfügung gestellt.
Issue: 11840 Datum: 13.03.26 CS: 52939 2026.0: 16.03.26	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Bisher war der Psychiatriedatensatz nach der Freigabe durch die Codierung nicht mehr mutierbar. Neu ist er für einen Benutzer, der die Berechtigung für den Codierarbeitsplatz besitzt, auch dann weiterhin mutierbar, da es sich beim Psychiatriedatensatz ausschliesslich um statistische Daten handelt.
Issue: 12274 Datum: 13.03.26 CS: 52941 2026.0: 13.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur**: Wenn in der Importschnittstelle 'PatientFall' beim Speichern ein Datenbankfehler aufgetreten ist, dann wurde dieser Fehler bislang nur in das Logfile geschrieben, aber nicht in das Feld 'Fehlertext' des Importjobs übernommen. Das wurde jetzt noch ergänzt.
Issue: 12179 Datum: 16.03.26 CS: 52956 2026.0: 17.03.26 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Das neue Programm-Setting 'XmlDiagnoseAnzahlStellenFuerMTK' steuert wie viele Stellen der Diagnose im XML ausgewiesen werden, wenn die Rechnung an eine Versicherung der UV/IV/MV geht. **Programm-Settings:** XmlDiagnoseAnzahlStellenFuerMTK (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12275 Datum: 16.03.26 CS: 52958 2026.0: 17.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Bei 0-er Rechnungen, auf denen ein Depot berücksichtigt wird, werden elektronische Rechnungen erstellt. Diese haben aber keine verrechenbaren Leistungen, deshalb ist auch die Leistungsübersicht leer. Dies wird nun für die Validierung der elektronischen Rechnung berücksichtigt. Zudem wurde die Validierung angepasst, so dass maximal 3 Telefonnummern ins Rechnungs-XML geschrieben werden.
Issue: 11905 Datum: 16.03.26 CS: 52959 2026.0: 17.03.26	**Erweiterung:** Die Baserate von ST Reha wird jetzt auch via Schnittstelle beim Aufruf von ID DIACOS® an dieses Programm übergeben.
Issue: 12003 Datum: 16.03.26 CS: 52961 2026.0: 17.03.26	**Erweiterung:** Rechnungen können direkt via E-Mail an einen Garanten geschickt werden. Dafür muss bei einem ambulanten (resp. stationären) Fall die VersandArtAmbulant (resp. VersandArtStationär) des Garanten 'EMail' sein. In diesem Fall wird dann geprüft, ob es einen entsprechenden Eintrag in der Entscheidungstabelle 'AktionEreignisGesteuert' mit dem Ereignis gleich 'RechnungVersenden' und der Aktion gleich 'RechnungPerEMailSenden' gibt. Falls ein Eintrag vorhanden ist, werden die Felder 'E-Mail Sender', 'E-Mail Empfänger', 'E-Mail Betreff' und 'E-Mail Text' berücksichtigt und beim Rechnungsversand eine E-Mail demensprechend gesendet. Die Rechnung wird als Anhang mitversendet, der Kunde haftet für alle Datenschutz-Themen. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: '#VersicherungEmail1#', '#VersicherungEmail2#'.
Issue: 12268 Datum: 17.03.26 CS: 52981 2026.0: 17.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Im XML wird der external_factor_tt mit '1' belegt, wenn bei einer Leistung der technische Anteil nicht existiert. Dasselbe gilt für den ärztlichen Anteil und den external_factor_mt.
Issue: 12283 Datum: 19.03.26 CS: 52996 2026.0: 19.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Begann der Legacycode einer ambulanten Kategorie mit '1', konnte dies dazu führen, dass entsprechende Rechnungen nicht versendet wurden – allerdings nur in Fällen, in denen für ambulante und stationäre Leistungen unterschiedliche XML-Versionen verwendet wurden. Dieses Problem wurde behoben, indem für die erste Stelle der Fakturanummer nicht länger der Legacycode der Kategorie, sondern derjenige der Hauptkategorie herangezogen wird.
Issue: 12284 Datum: 19.03.26 CS: 53000 2026.0: 19.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Im XML wurde als Gesamtbetrag ‘amount’ nur eine Summe ohne die Nichtpflichtleistungen angegeben, wodurch dieser zu niedrig ausgewiesen wurde. Dies wurde korrigiert, nun wird der korrekte Gesamtbetrag ins XML geschrieben.
Issue: 12287 Datum: 19.03.26 CS: 53001 2026.0: 19.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Bei Langzeitpflege wird nun auch für den Garanten mit Sequenz '3' die XML-Version korrekt gezogen, so dass hier die Version für ambulante Fälle für die Erstellung genommen wird und nicht die stationäre.
Issue: 12286 Datum: 20.03.26 CS: 53014 2026.0: 23.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Werden die Steuerleistungen auf einer anderen Sitzung als der Eingriff erfasst, wird die Anästhesie mit erhöhtem Aufwand nun auch bei MAC-Anästhesien korrekt ausgelöst.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12269 Datum: 20.03.26 CS: 53017 2026.0: 20.03.26 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Die Importschnittstelle 'PatientFall' wurde um die neuen Felder 'EintrittsVerlegungsGrund' und 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall erweitert. **Erweiterung/PATWEB NG:** Das Feld 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall kann in NEXUS / PATWEB NG in einer Austrittsmeldung erfasst und an NEXUS / PAT NG übergeben werden. Es muss sich dabei um einen richtigen Austritt handeln. In Urlaubsmeldungen und Rückkehrmeldungen aus dem Urlaub wird das Feld nicht verarbeitet. **Parametrierung**: Das Feld muss in einer Meldung des Transaktionstyps 'Austritt' und im beschreibenden XML-Dokument mit der ID 'austrittsverlegungsgrund' definiert sein.
Issue: 12229 Datum: 23.03.26 CS: 53023	**Erweiterung:** Die Suche nach Importjobs wurde um ein Feld 'Datum eingelesen bis' erweitert, damit die Selektion besser eingegrenzt werden kann. **Konfiguration:** Die Masken 'importjobsearch' (Importschnittstelle), 'importleistungerbrachtsearch2' (Suche Import Leistungerbracht) und 'importjobsearch2' (Suche Import jobübergreifend) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und können bei Bedarf auf alle berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden.
Issue: 12228 Datum: 23.03.26 CS: 53031 2026.0: 23.03.26 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Wenn im Rechnungs-XML im Block 'Partner' keine GLN hinterlegt ist, wird bei der elektronischen Rechnung die Default GLN '2000000000008' eingetragen.
Issue: 12289 Datum: 23.03.26 CS: 53033 2026.0: 23.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'LeistungErbracht' erfolgte bislang ein Absturz, wenn die erbringende Person für eine Leistung kein Mitarbeiter war. Das Problem wurde korrigiert.
Issue: 12282 Datum: 23.03.26 CS: 53037 2026.0: 23.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Wenn bei einem Arbeitgeber, der als einfache Person erfasst ist, kein Vorname gesetzt ist, dann wird dieser im XML als 'companyType' ausgegeben und nicht als personType. So führt der fehlende Vorname nicht zu einem Validierungsfehler.
Issue: 12024 Datum: 23.03.26 CS: 53038	**Korrektur**: Die Meldung 'Der Fall soll von ... auf ... umgeteilt werden ...' konnte bislang nicht über die Konfiguration ausgeschaltet werden. Das wurde korrigiert.
Issue: 12106 Datum: 23.03.26 CS: 53053	**Korrektur PAT NX:** Wenn es in der 'Importjob Suche (Mini)' oder in der 'Suche Import Leistungerbracht' keinen Treffer bei der Suche gab, erhielt der Anwender keine entsprechende Meldung. Dies wurde behoben. Wenn in der 'Importjob Suche (Mini)' oder in der 'Suche Import Leistungerbracht' nach der Jobnummer gesucht wird, werden alle anderen Suchkriterien zurückgesetzt und es wird nur mit der Jobnummer gesucht. Dies ist jetzt auch in NEXUS / PAT NG so. Wenn neben der 'Importjob Suche (Mini)' das Importjob-Plugin nicht geöffnet war, so wurde in der 'Importjob Suche (Mini)' nach einem Doppelklick auf einen Importjob, das Importjob-Plugin nicht angezeigt. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11987 Datum: 24.03.26 CS: 53054 2026.0: 24.03.26	**Erweiterung**: Der Export von HL7-ADT-Meldungen wurde erweitert. Es wurde ermöglicht, dass bei allen Mutationen an einem Patienten in den Entitäten 'Patient' und 'Anschrift' (inklusive der Historie) für alle nicht ausgetretenen Fälle ein A08-Event gesendet wird. Diese Option kann mit dem neuen Programm-Setting 'HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation' aktiviert werden. **Programm-Settings:** HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation (Reiter 'Business Rules/Business-Events').
Issue: 12290 Datum: 24.03.26 CS: 53056 2026.0: 30.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Durch die Anpassung im Rahmen des neuen SwissDRG Groupers konnten Fälle ohne Austrittsdatum nicht mehr gruppiert werden. Neu können diese wieder wie bisher gruppiert werden.
Issue: 12231 Datum: 24.03.26 CS: 53061	**Erweiterung**: Der Batchjob 'Offene Fälle schliessen' wurde um den Parameter 'Kategorie' erweitert.
Issue: 11912 Datum: 25.03.26 CS: 53066	**Erweiterung**: Bisher wurde beim Wechsel der Hauptkategorie immer die Klasse geleert. Dies wurde geändert. Neu kann dies mit dem Programm-Setting 'HatKlasseLeerenBeiHauptKategorieWechsel' gesteuert werden. Der Defaultwert ist 'false'. **Programm-Settings:** HatKlasseLeerenBeiHauptKategorieWechsel (Reiter 'Business Rules/Fall').
Issue: 11774 Datum: 25.03.26 CS: 53067	**Korrektur**: Beim Import der Kostenstellen wurde es jetzt ermöglicht, dass Kostenstellen importiert werden, die erst im nächsten Jahr gültig sind. Bisher wurden solche zurückgewiesen und konnten erst im neuen Jahr eingelesen werden.
Issue: 12296 Datum: 25.03.26 CS: 53068 2026.0: 30.03.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Der Bewertungsjob bringt keinen Fehler mehr wegen fehlender Behandlungstage, wenn ein Klammerfall noch nicht vollständig codiert ist.
Issue: 11825 Datum: 26.03.26 CS: 53069	**Korrektur:** Wird bei einem Falleingriff die Seite geändert, dann wird diese Seite jetzt auch in der auslösenden erbrachten Leistung nachgeführt, sofern eine solche vorhanden ist.
Issue: 12017 Datum: 26.03.26 CS: 53070	**Korrektur**: Das Löschen eines Falldokuments ist nicht erlaubt, wenn für das Falldokument ein Eintrag in der Fall-Kommunikationshistorie vorhanden ist. Der betreffende Menüpunkt sowie der Lösch-Button sind inaktiv.
Issue: 12279 Datum: 26.03.26 CS: 53074	**Korrektur PAT NX**: Im Fall-Plugin wird die Anzahl der Datensätze in den Grids nach dem Drücken von „Refresh" nun korrekt aktualisiert, z. B. wenn in einem anderen Programm eine neue Chronik für den Fall erfasst wurde.
Issue: 12260 Datum: 26.03.26 CS: 53077 2026.0: 30.03.26	**Erweiterung PAT NX:** Das Plugin 'Mehrwertsteuersatz' wurde implementiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12016 Datum: 27.03.26 CS: 53078	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Erbrachte Leistungen' können erbrachte Leistungen, die fälschlicherweise zu einem ambulanten Fall gemeldet werden, an einen offenen stationären Fall umgetragen werden. Die hierfür relevanten Fallpauschalentypen werden im Programm-Setting 'Typen f. Umtragen von amb. Leistungen' hinterlegt. Das automatische Umtragen hat nicht funktioniert, wenn im Codebereich 'FallPauschalenTyp' unterschiedliche Werte für Legacycode und Legacycodeextern vorhanden waren. Das Problem wurde behoben. **Programm-Settings:** TypenFuerLeistungenAutoAufStationaer (Reiter 'Import/Import Leistungerbracht').
Issue: 11945 Datum: 27.03.26 CS: 53079	**Erweiterung/SHIP:** Wenn SHIP beim Abruf des Akteurs wegen einer fehlerhaften Parametrierung mit einer falschen URL aufgerufen worden ist, enthielt die Fehlermeldung die für die Anwender unverständliche Fehlermeldung '...System.Xml.XmlException: Root element is missing...'. Dieser Fehler wurde verständlicher formuliert.
Issue: 12219 Datum: 27.03.26 CS: 53080	**Korrektur PAT NX:** Bei der Erfassung einer Diagnose ohne Code oder Text stürzte die Applikation ab. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11833 Datum: 27.03.26 CS: 53081	**Korrektur**: Bisher konnten Abonnemente und Fallabonnemente beliebig mutiert werden. Dies führte dazu, dass bei der Erstellung weiterer Rechnungen andere Leistungen aus dem Fallabonnement generiert wurden und dieses Verhalten aus den bestehenden Daten nicht nachvollziehbar war. Es wurde folgende Restriktionen eingeführt: 1.) Bei initialisierten Fällen dürfen Fallabonnemente nicht mutiert werden. 2.) Bei fakturierten Fällen sind keine Mutationen der Gültigkeit innerhalb des fakturierten Bereiches mehr erlaubt.
Issue: 12208 Datum: 30.03.26 CS: 53105	**Korrektur:** Wenn beim Aufbereiten einer elektronischen Rechnung ein technischer Fehler auftritt, wird dieser nun gemeldet und der Status des Jobs korrekt gesetzt.
Issue: 12301 Datum: 31.03.26 CS: 53106 2026.0: 09.04.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' hat die Zuordnung der Basisleistung anhand der Referenzbasisnummer nicht immer funktioniert. Das Problem wurde behoben.
Issue: 12305 Datum: 31.03.26 CS: 53108 2026.0: 09.04.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Wenn Sitzungen mit Leistungen des Tariftyps 'Drug' auf eine andere Sitzung referenzieren, kam es bei der Vorfaktur zu einem Fehler, weil die ambulante Behandlung zu dem Zeitpunkt noch nicht gebildet war. Dies ist jetzt behoben.
Issue: 12176 Datum: 31.03.26 CS: 53110	**Erweiterung PAT NX:** Das Tarifwerk-Leistung-Update-Plugin wurde implementiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 11906 Datum: 01.04.26 CS: 53111	**Erweiterung/SHIP:** Besitzt ein Patient mit einem Fall, bei dem im Feld 'Eintrittsgrund BfS' der Wert 'Geburt (Kind in dieser Klinik geboren)' erfasst ist, eine Sozialversicherungsnummer, so wird diese nicht in den Meldungen '01.01.070 Anfrage Kostenträger' und '01.01.130 Mitteilung Behandlungsfalleröffnung' an den Kostenträger übermittelt. In der Meldung '01.01.070 Anfrage Kostenträger' wird dann als Grund für die fehlende Sozialversicherung immer der Wert 'clWithoutSsn01' 'Neugeborenes' angegeben. Da in der Meldung '01.01.070 Anfrage Kostenträger' die Sozialversicherungsnummer oder die Versicherungsnummer angegeben werden muss, würde dann eine fehlende Versicherungsnummer zu einem Fehler führen.
Issue: 12300 Datum: 01.04.26 CS: 53113 2026.0: 09.04.26 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung/PATWEB NG:** Die Felder 'Bemerkung 1' - 'Bemerkung 5' aus dem Fall können jetzt auch in NEXUS / PATWEB NG in einer Fallerfassung-Meldung erfasst und an NEXUS / PAT NX übergeben werden. Die Felder müssen dafür in einer Meldung des Transaktionstyps 'Fallerfassung' definiert werden. Im beschreibenden XML-Dokument sind diese mit den IDs 'bemerkung1' - 'bemerkung5' deklariert.
Issue: 12040 Datum: 02.04.26 CS: 53122 2026.0: 09.04.26 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Bisher konnte in der Applikation für den elektronischen Rechnungsversand und für SHIP als 'Sender' der Meldungen für beide Kommunikationskanäle nur die gleiche GLN-Nummer verwendet werden. Neu kann für SHIP auch eine eigene GLN-Nummer definiert werden. Dafür muss bei der als 'Default XML-Sender' ('System' > 'Einstellungen Applikation' > Reiter 'EFaktur') definierten Person im Feld 'EAN-Nummer Versicherung' die entsprechende GLN-Nummer stehen. Ist dieses Feld leer, wird weiterhin, wie bisher, das Feld 'EAN-Nummer' verwendet. Wurden bei den Organisationseinheiten andere Personen als XML-Sender definiert, so muss, falls bei diesen für SHIP als 'Sender' eine andere GLN-Nummer benötigt wird, auch bei diesen Personen das Feld 'EAN-Nummer Versicherung' definiert sein. Für die Abfrage der Actor-ID bei SASIS wird dann auch 'EAN-Nummer' oder die 'EAN-Nummer Versicherung' verwendet. Auch zum Abholen der SHIP-Meldungen bei SASIS wird als Empfänger der Meldungen die 'EAN-Nummer' oder die 'EAN-Nummer Versicherung' der entsprechenden Personen genommen.
Issue: 12303 Datum: 06.04.26 CS: 53124 2026.0: 09.04.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Die Kumulationsregeln werden nun innerhalb eines Patientenkontaktes (Sitzung mit allen auf sie referenzierten Sitzungen) geprüft und nicht mehr nur auf Sitzungsebene, wenn es sich um Leistungen aus dem TARDOC-Katalog handelt.
Issue: 12310 Datum: 07.04.26 CS: 53126	**Erweiterung:** Die neuen Programm-Settings von NEXUS / PAT NG Version 2026.1 werden in der Programm-Setting-Maske angezeigt. **Konfiguration:** Die Programm-Setting-Maske wird automatisch auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 12311 Datum: 09.04.26 CS: 53161 2026.0: 11.04.26 2025.1: 12.04.26	**Korrektur:** Der Storno einer Faktur reaktiviert nur die zur eigenen Kontobewegung gehörenden Leistungen, die bei der Faktur über Rechenformel gelöscht wurden. Leistungen, die zu anderen Kontobewegungen gehören, welche nicht Teil des Stornos sind, bleiben gelöscht.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12318 Datum: 10.04.26 CS: 53162 2026.0: 06.05.26	**Erweiterung:** Neu wird vor dem Speichern einer neuen natürlichen Person geprüft, ob es natürliche Personen gibt, welche dieselbe EAN-Nummer wie die neue Person haben. Wenn eine oder mehrere solcher natürlichen Personen existieren, so geht ein Popup-Fenster auf, in welchem dem Benutzer die gefundenen Personen angezeigt werden und er gefragt wird, ob er die neue Person trotzdem speichern möchte. Wenn der Benutzer mit 'Ja' antwortet, wird die neue Person gespeichert, bei 'Nein' nicht.
Issue: 12056 Datum: 10.04.26 CS: 53164 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur PAT NX:** Bei der Weiterverarbeitung eines individuellen Fakturajobs ist ein Concurrency Fehler aufgetreten. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12307 Datum: 10.04.26 CS: 53165	**Erweiterung:** Wird auf einer Sitzung ohne Diagnose eine Leistung aus dem LKAAT-Katalog erfasst, wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass auf der Sitzung noch keine Diagnose erfasst wurde.
Issue: 12175 Datum: 13.04.26 CS: 53176	**Korrektur:** Beim Einlesen des LKAAT-Kataloges ('Stammdaten', 'Tarifwerk-Leistung Update') erschien für alle Leistungen, die nach einer fehlerhaft eingelesenen Leistung verarbeitet worden sind, fälschlicherweise die Meldung 'Leistung <Leistungsnummer> fehlerhaft verarbeitet', obwohl die Verarbeitung korrekt war. Dies wurde behoben.
Issue: 12291 Datum: 13.04.26 CS: 53178 2026.0: 24.04.26 2025.1: 24.04.26	**Korrektur:** Wenn der Erbringungsmitarbeiter einer erbrachten Leistung zum Erbringungsdatum nicht mehr gültig ist, dann wird für das XML ein Validierungsfehler geschrieben.
Issue: 12243 Datum: 13.04.26 CS: 53180 2026.0: 24.04.26 2025.1: 24.04.26	**Korrektur:** Wenn NEXUS / PAT in italienischer Sprache lief und in einem Statistikjob im Feld 'SpiGes Teillieferung' die Kantonsdaten explizit mit 'ist nicht einer von 11 Kantonsdaten' von der Dateierstellung ausgeschlossen wurden, so wurde trotzdem eine entsprechende Zeile in die SpiGes-Datei geschrieben. Dies wird zukünftig nicht mehr gemacht.
Issue: 12145 Datum: 14.04.26 CS: 53182	**Korrektur:** Validierungsfehler beim Erstellen des elektronischen MCD, die auf fehlende Diagnosen beim DRG3 hinweisen, werden nun in der Meldungsübersicht ausgegeben.
Issue: 12323 Datum: 14.04.26 CS: 53183 2026.0: 24.04.26 2025.1: 24.04.26	**Erweiterung:** Für stationäre Fälle wird die Dignitätsprüfung bei TARDOC-Leistungen nicht ausgeführt, es sei denn, es ist ein Fall mit Kategorie 'Langzeitpflege' und die entsprechende Leistung wird vom Garanten mit Sequenz 3 übernommen.
Issue: 12012 Datum: 14.04.26 CS: 53185 2026.0: 06.05.26	**Erweiterung:** Das Feld 'Anz. Std. IPS' vom Fall wird neu immer anhand der Chronik berechnet, wenn der Codierungsstatus des Falles auf 'Codierbereit' gesetzt wird, sofern der Wert von diesem Feld noch leer oder '0' ist.
Issue: 12121 Datum: 14.04.26 CS: 53190	**Erweiterung:** Bei der Erfassung eines Leistungshonorars wird geprüft ob es bereits ein Leistungshonorar zu der gleichen Leistung gibt, das sich zeitlich mit diesem überschneidet. Falls eine Überschneidung gefunden wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12143 Datum: 15.04.26 CS: 53195	**Erweiterung:** 1) Wenn bei einem bereits erfassten Spitalarzt noch keine Dignität erfasst wurde, dann werden im Reiter 'Dignitäten' alle möglichen Dignitäten angezeigt (noch nicht ausgewählt). Diese werden mit dem Gültig von-Datum des Spitalarztes angezeigt. Sobald eine der Dignitäten ausgewählt und dann gespeichert wird, bleibt bei den anderen, noch nicht ausgewählten Dignitäten neu auch das Gültig von-Datum des Spitalarztes bestehen. Bisher wurde das aktuelle Datum angezeigt. 2) Es ist jetzt möglich, bei einem neuen Arzt, dessen Personen-, Mitarbeiter und Spitalarzt-Datensatz erst in der Zukunft gültig ist, auch seine Dignitäten in der Zukunft zu erfassen.
Issue: 12297 Datum: 15.04.26 CS: 53208	**Erweiterung:** Wenn das Programm-Setting 'TARDOC-Leistungen erfassen' nicht gesetzt ist, können neu dennoch TARDOC-Leistungen in den folgenden Entscheidungstafeln als Selektionskriterium ausgewählt werden: • ETArzt, • ETAuftragErbringendeOE, • ETHonorarBerechtigung, • ETHonorarErbringerVerteiler, • ETHonorarKonto, • ETHonorarLohnart, • ETHonorarStaffel, • ETKonto, • ETLeistungsArt, • ETLeistungsZusammenzug, • ETMehrWertSteuerSatz, • ETTarifTyp, • ETTaxPunktWert, • ETVerrechenbarkeit. **Programm-Settings:** IstTardocErfassbar (Reiter 'Amb. Pauschalen/TARDOC/Leistungserfassung und Fakturierung').
Issue: 12324 Datum: 20.04.26 CS: 53212 2026.0: 21.04.26 2025.1: 21.04.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Erbrachte Leistungen' (LeistungErbracht) gab es einen Absturz, wenn für eine Leistung zum Erbringungsdatum kein History-Eintrag vorhanden war. Der Absturz wurde behoben, jetzt wird in dieser Situation die Fehlermeldung ausgegeben, dass die Leistung nicht gültig ist.
Issue: 12086 Datum: 20.04.26 CS: 53213 2026.0: 24.04.26 2025.1: 24.04.26	**Korrektur:** Die Zuweisung eines Zusatzentgelts an die Zusatzversicherung über die Garantieeinschränkung kann nun auch im XML korrekt verarbeitet werden.
Issue: 12315 Datum: 20.04.26 CS: 53215 2026.0: 24.04.26 2025.1: 24.04.26	**Korrektur:** Die Validierung meldet keine fehlende Mutterleistung mehr, wenn sie nicht tatsächlich fehlt.
Issue: 5794 Datum: 20.04.26 CS: 53216	**Korrektur**: Die Lookup-Liste im Feld 'Verantwortlicher Mitarbeiter' in der Maske 'Rechnungsrückweisungen' wurde eingeschränkt. Es werden nur noch berechtigte Mitarbeiter aufgelistet.
Issue: 12328 Datum: 21.04.26 CS: 53222	**Erweiterung:** Wegen neuer Zusatzentgelte und BfS-Medikamente wurden in den Codebereichen 'ZusatzangabeBfS' und 'VerabreichungsEinheit' neue Codeitems hinzugefügt.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 6271 Datum: 21.04.26 CS: 53223	**Korrektur:** Der Dokumentparameter-Dialog wurde an der Unterkante abgeschnitten angezeigt, wenn das Dokument keine Parameter besitzt. Dies wurde behoben.
Issue: 12331 Datum: 24.04.26 CS: 53315 2026.0: 06.05.26	**Erweiterung:** Auf dem Fall gibt es ein neues Feld 'IstGesperrtFuerBewertungsJob'. Ist dieses aktiv, dann wird der Fall im Bewertungsjob (Ertragsabgrenzung) nicht selektiert und auch nicht verbucht. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Fallmaske.
Issue: 12326 Datum: 25.04.26 CS: 53321	**Erweiterung:** Das Auswertungstool wurde um die Felder 'MussZugeordnetWerden' (Feldname: 'Muss zugeordnet werden'), 'IstPotentielleTriggerLeistung' (Feldname: 'Pot. Triggerleistung') und 'IstGruppierungsRelevant' (Feldname: 'Relevant für Gruppierung') erweitert.
Issue: 11844 Datum: 25.04.26 CS: 53323	**Erweiterung:** Wenn bei einem Fall mehr als eine Eintritts- bzw. Austrittsdiagnose erfasst ist, führte dies zu Problemen, wenn im Prüfprofil auf die Eintritts- bzw. die Austrittsdiagnose geprüft wurde. Um dies zu verhindern, wird neu auf den minimalen Diagnose-Code geprüft, falls beim Fall mehrere Eintritts- bzw. Austrittsdiagnosen vorhanden sind. Dies kann jedoch dazu führen, dass das Ergebnis der Prüfung anders als erwartet ausfällt.
Issue: 12322 Datum: 27.04.26 CS: 53334 2026.0: 12.05.26 2025.1: 12.05.26	**Korrektur PAT NX:** Wenn aus dem Fakturajob heraus ein Druckjob aufgegeben wurde (über Fakturdruck ein berechtigter Ablagetopf ausgewählt wurde), dann erschien die Fehlermeldung, dass der Druckjob nicht aufgegeben werden konnte. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12337 Datum: 27.04.26 CS: 53338 2026.0: 27.04.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur PAT NX:** Für ST Reha-Fälle wurde im Codierarbeitsplatz zu Unrecht eine Klammerung erzwungen, obwohl die Basis-RCG voneinander abgewichen ist. Zudem wurde das Feld 'Klammerausschlussbegründung' nicht korrekt berücksichtigt, wenn nur der zweite Fall eine Begründung für einen Ausschluss hinterlegt hatte. Beide Punkte wurden korrigiert.
Issue: 12273 Datum: 28.04.26 CS: 53339 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Erweiterung:** Der Indikationscode für Medikamente der Spezialitätenliste kann nun bei den erbrachten Leistungen erfasst bzw. importiert werden. Bei der XML-Erstellung wird dieser Indikationscode dann bei den 'services' unter 'xtra_service' ausgegeben.
Issue: 12325 Datum: 28.04.26 CS: 53341 2026.0: 16.06.26 2025.1: 16.06.26	**Korrektur PAT NX:** Wenn versucht wurde, direkt nach der Fakturierung im Fall unter Kontobewegung eine Rechnung zu versenden, wurde eine falsche Meldung angezeigt und die Rechnung konnte erst beim erneuten Versuch versendet werden. Dies wurde korrigiert, so dass die Meldung nicht mehr erscheint und die Rechnung direkt versendet wird.
Issue: 12343 Datum: 28.04.26 CS: 53342 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Bei Langzeitfällen wird die Diagnose bei der XML-Erstellung ermittelt, aber es führt nicht mehr zu einem Validierungsfehler, wenn keine erfasst ist.
Issue: 12319 Datum: 28.04.26 CS: 53343 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur**: Die Leistungen 'EA.00.0010', 'EA.00.0020' und 'EA.00.0070' sind nun mit Anzahl der erbrachten Minuten erfassbar. Die Menge wird nicht mehr auf '1' korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12329 Datum: 28.04.26 CS: 53344 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Die Meldung beim Überschreiten des Limits wird nun mit der richtigen Zeiteinheit 'Sitzung' ausgewiesen.
Issue: 12255 Datum: 29.04.26 CS: 53345 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Für alle Leistungen mit einer IAK aber ohne Angaben bei Leistung im engeren Sinn, wird bei der Generierung der Anästhesien die Raumbelegungsszeit als Menge für die zu Tätigkeit des Anästhesisten genutzt.
Issue: 12348 Datum: 04.05.26 CS: 53350 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' kam es zu einem Absturz, wenn bei der Ermittlung der Referenzsitzung für eine Laborleistung im betreffenden Auftrag mehrere Sitzungen vorhanden waren. Das Problem wurde behoben.
Issue: 11821 Datum: 04.05.26 CS: 53351	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Wenn bei einem Falleingriff, welcher Zusatzentgelte auslöst, das Kennzeichen 'DRG relevant' geändert wurde, so wurde der 'Totalbetrag Zusatzentgelte' erst beim Datenspeichern aktualisiert. Neu wird der Betrag direkt nach der Änderung des Kennzeichens aktualisiert.
Issue: 12349 Datum: 04.05.26 CS: 53353 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Die Anpassung der auftragerbringenden Organisationseinheit einer Sitzung konnte in einigen Situationen nicht gespeichert werden. Dies wurde behoben.
Issue: 12346 Datum: 04.05.26 CS: 53356 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Im XML-Format 5.0 ist die Angabe der alten AHV-Nummer nicht mehr zulässig. Bisher wurde sie jedoch weiterhin verarbeitet, was zu XML-Validierungsfehlern führte. Mit dieser Korrektur wird die alte AHV-Nummer bei der Generierung von XML 5.0 künftig ignoriert.
Issue: 12312 Datum: 04.05.26 CS: 53357 2026.0: 13.07.26	**Korrektur:** Das Kostengewicht wird nun auch bei Klammer-Splitfällen der Fallpauschalentypen 'STReha' und 'TARPSY' korrekt unter Berücksichtigung des Splitdatums berechnet.
Issue: 12333 Datum: 04.05.26 CS: 53360 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur:** Für die SpiGes 1.5-Dateien wird zukünftig zur Ermittlung der Liegeklasse die Klasse der Austrittschronik verwendet anstatt bisher der Eintrittschronik.
Issue: 12344 Datum: 06.05.26 CS: 53363 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur**: Auf der Sitzung wurden die drei neuen Felder 'HerkunftDiagnose', 'HerkunftFachbereich' und 'HerkunftReferenzSitzung' eingeführt. Beim Anlegen einer Sitzung über den Import werden diese Felder automatisch befüllt. Wird eines der Felder 'Diagnose', 'Fachbereich' oder 'Referenzsitzung' nachträglich manuell angepasst, setzt das System das entsprechende Herkunftsfeld automatisch auf den Wert 'manuell' - so ist jederzeit nachvollziehbar, dass eine manuelle Änderung vorgenommen wurde.
Issue: 12354 Datum: 06.05.26 CS: 53382	**Korrektur:** Wenn ein Fakturajob auf 'exportieren' gesetzt wird und der Job bereits exportiert ist, bevor das nächste Mal der Exportstatus bestimmt wird, dann wurde der Exportstatus fälschlicherweise wieder auf 'exportieren' gesetzt. Dies wird jetzt verhindert, indem der Exportstatus nicht mehr auf 'exportieren' gesetzt wird, wenn der Job bereits exportiert ist.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12355 Datum: 07.05.26 CS: 53454 2026.0: 07.05.26 2025.1: 07.05.26	**Korrektur**: Beim Importieren neuer externer Sitzungen über die Schnittstelle 'PatientAuftrag' kam es aufgrund neu hinzugekommener Felder in der Sitzung zu einem Fehler. Das Problem wurde behoben.
Issue: 12350 Datum: 11.05.26 CS: 53461 2026.0: 13.05.26 2025.1: 13.05.26	**Korrektur:** Wenn über die Entscheidungstafel 'ETArzt' der Erbringungsmitarbeiter für eine Leistung belegt werden soll, läuft Billing nicht mehr auf einen Fehler, auch wenn die Leistungen erfasst und nicht generiert sind. Bisher gab es Probleme, weil Billing im Zusammenspiel mit ETArzt versucht hat, den Wert für den 'Faktor Praktischer Arzt' zu ermitteln und das bei erfassten Leistungen nicht funktioniert hat.
Issue: 11911 Datum: 11.05.26 CS: 53465	**Erweiterung:** Bei der Abrechnung vom Splitfällen wird das Splitdatum in der Kontobewegung gesichert, so dass immer nachvollziehbar ist, mit welchem Splitdatum die Rechnung erstellt wurde. **Konfiguration:** • Die Maske 'kontobewegungdargestellt' (Kontobewegung) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt. • Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Feldes 'Splitdatum' auf die Konto-Grids der Fall- und Patienten-Masken.
Issue: 12352 Datum: 11.05.26 CS: 53467 2026.0: 16.06.26	**Erweiterung/PATWEB NG:** Wenn eine Meldung mit Transaktionstyp 'Verlegung' nur die beiden Felder mit den IDs 'belegungsgrund' und 'gueltigvondatum' enthält, wird in NEXUS / PAT eine neue Chronik mit dem geänderten 'Belegungsgrund' angelegt.
Issue: 12309 Datum: 15.05.26 CS: 53487	**Korrektur PAT NX:** Im Tarifwerk-Leistung-Plugin wurde der Baum mit den Ergebnissen expandiert. Dies wurde korrigiert, so dass der Baum wie im PAT NG zusammengeklappt bleibt.
Issue: 12365 Datum: 18.05.26 CS: 53488 2026.0: 16.06.26 2025.1: 16.06.26	**Korrektur**: In NEXUS / MATERIAL CL können Artikel ungültig gesetzt werden, indem das Inaktivierungsdatum 'InaktDte' gesetzt wird. In der Leistung-Importschnittstelle werden Artikel jetzt ignoriert, wenn das Inaktivierungsdatum vor dem Tagesdatum liegt. Dies wurde mit Bug 11903 realisiert. Hier wurde geändert, dass der Vortag noch berücksichtigt wird, damit Änderungen wie z.B. das Deaktivieren einer Leistung nicht verloren gehen.
Issue: 11737 Datum: 18.05.26 CS: 53489	**Korrektur**: Wenn bei der Verarbeitung einer Import E-Mahnung ein Datenbank-Fehler aufgetreten ist, dann war die genaue Ursache bislang nur im Trace-File ersichtlich. Jetzt wird der aufgetretene Fehler auch in das Feld 'Fehlertext' übernommen.
Issue: 12357 Datum: 18.05.26 CS: 53490	**Korrektur:** Die Menüpunkte 'Sitzungen **nur mit** fakturierten Leistungen anzeigen/verbergen' wurden in 'Sitzungen **mit ausschliesslich** gelöschten Leistungen anzeigen/verbergen' umbenannt.
Issue: 12151 Datum: 18.05.26 CS: 53491	**Korrektur**: Bei der Erfassung eines Eintrags in der Entscheidungstafel 'ETFallpauschale' ist das Resultatfeld 'Res. Leistung' bislang ein Pflichtfeld, wenn ein Fallpauschalentyp vorhanden ist. Das wurde so angepasst, dass das Feld 'Res. Leistung' kein Pflichtfeld mehr ist, wenn zusätzlich zum Fallpauschalentyp eine Leistung vorhanden ist oder im Feld 'Leistungskatalogtyp' etwas anderes als 'unbekannt' eingetragen ist.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12367 Datum: 18.05.26 CS: 53494 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur:** In einer XML 5.0-Rechnung konnte ein falscher Arzt als Leistungserbringer oder verantwortlicher Arzt eingetragen werden. Das passierte, wenn ein Arzt mehrere Rollen hatte – zum Beispiel gleichzeitig Leistungserbringer und Zuweiser. Der Fehler wurde behoben.
Issue: 12364 Datum: 18.05.26 CS: 53495 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur:** Beim Aufruf der Funktionen 'Dokumente erstellen/XMLs' und 'Rechnungsdokumente neu erstellen' blieb der Status der Fakturjobauswahl auf 'verbucht' stehen, anstatt wieder auf 'XmlErstellt' zu wechseln.
Issue: 12359 Datum: 18.05.26 CS: 53497 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Für eine ambulante Pauschale werden die auftragerbringende Organisationseinheit und die Ärzte von der Triggerleistung mit dem jüngsten Datum innerhalb einer ambulanten Behandlung übernommen.
Issue: 12362 Datum: 20.05.26 CS: 53502 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur:** Für Leistungen aus den Kapiteln 'WA.00', 'WA.05','WA.10' und 'WA.15' wird nun im XML immer section_code 'M990.01' geliefert.
Issue: 12358 Datum: 21.05.26 CS: 53503 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur:** Bei der Leistung 'AA.00.0090' aus dem Leistungskatalog TARDOC wird im XML 'service_attributes' mit '2' belegt, da es sich um eine franchisebefreite Leistung handelt.
Issue: 12353 Datum: 21.05.26 CS: 53505 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Nach einer Anpassung des Ein- bzw. des Austrittsdatums wurden Leistungen aus einem Fallabonnement im falschen Zeitraum generiert. Dies wurde angepasst.
Issue: 12035 Datum: 22.05.26 CS: 53506 2026.0: 16.06.26	**Korrektur**: Wenn über die Importschnittstelle 'Patient/Fall' eine Austrittsmeldung mit dem Eventcode 'A03' und der Austrittsart 'Tod' geschickt wird, dann werden bei dem Patienten alle offenen Fälle geschlossen und der Patientenstatus auf 'verstorben' gesetzt. Wenn sich herausgestellt hat, dass diese Meldung nicht richtig war, dann kann vom Fremdsystem ein Storno der Austrittsmeldung mit dem Eventcode 'A13' gesendet werden. Beim Verarbeiten dieser Stornomeldung wurde bislang nur der Austritt dieses Falles wieder aufgehoben. Neu wird jetzt der Patientenstatus wieder zurückgesetzt. Zudem wird für jeden geschlossenen Fall das neue Ereignis 'FallMitAustrittsartTodWiedereroeffnen' generiert, damit die Anwender darüber informiert werden können.
Issue: 12376 Datum: 27.05.26 CS: 53536 2026.0: 27.05.26 2025.1: 27.05.26	**Korrektur:** Der LKAAT-Anteil wird nun bei der Auswertung der Entscheidungstafel 'ETLeistungsart' berücksichtigt.
Issue: 12374 Datum: 27.05.26 CS: 53543 2026.0: 29.05.26 2025.1: 29.05.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Das Alter des Patienten am Tag der ambulanten Behandlung wird nun dem Grouper übergeben, so dass altersabhängige Pauschalen korrekt ermittelt werden können.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12215 Datum: 27.05.26 CS: 53545	**Erweiterung Amb. Tarife:** Es besteht jetzt die Möglichkeit im LKAAT+ - Leistungskatalog die Felder 'RaumnutzungsNormZeit', 'AerztlicheNormZeit' und 'NichtAerztlicheNormZeit' mittels einer '*.csv' - Datei zu aktualisieren. Die '*.csv' - Datei kann normalerweise in EXCEL bearbeitet werden und hat folgende Struktur: Leistungsnummer;RaumnutzungsNormZeit;AerztlicheNormZeit;NichtAerztlicheNormZeit <Leistungsnummer1>;<RaumnutzungsNormZeit1>;<AerztlicheNormZeit1>;<NichtAerztlicheNormZeit1> <Leistungsnummer2>;<RaumnutzungsNormZeit2>;<AerztlicheNormZeit2>;<NichtAerztlicheNormZeit2> ... Die Datei kann in der 'Leistung Suche'-Maske erstellt werden. Nach der Leistungssuche werden alle gefundenen Leistungen des LKAAT+ - Katalogs über das Menü 'Aktionen' 'CSV-Datei erstellen, um LKAAT+ Normzeiten einzulesen' in einer entsprechende Datei geschrieben. Zu den Leistungen werden die aktuellen Zeiten darin geschrieben. Wenn die Datei erstellt worden ist, öffnet sich der Windows-Explorer, damit die Datei unter dem gewünschten Dateinamen im gewünschten Verzeichnis abgespeichert wird. Nach dem Speichern wird die Datei in EXCEL bzw. dem Programm, was auf dem Rechner für '*.csv' - Dateien definiert worden ist, geöffnet. Danach können im EXCEL die Zeiten auf die gewünschten neuen Zeiten angepasst und dann dort gespeichert werden. Das Einlesen der neuen Zeiten in die PAT-Datenbank erfolgt dann in der Maske 'Katalog einlesen'. Als Katalog ist 'LKAAT+ Normzeiten einlesen' auszuwählen. Als Dateiname wird die vorher neu erstellt Datei ausgewählt und in 'Gültig von' wird das Datum eingegeben, ab dem die Zeiten aktuell gültig sind. Die Daten werden dann mit dem Button 'Katalog einlesen starten' eingelesen. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neue Funktion vergeben.
Issue: 12373 Datum: 28.05.26 CS: 53547 2026.0: 29.05.26 2025.1: 29.05.26	**Korrektur:** Die Referenzierung einer TARDOC-Leistung auf sich selbst, wird nun verhindert.
Issue: 12372 Datum: 28.05.26 CS: 53548 2026.0: 29.05.26 2025.1: 29.05.26	**Korrektur:** Für Langzeitfälle wird nun bei der Rechnung an den Garanten mit der Sequenz '3' bei TARDOC-Leistungen die Diagnose aus der zugehörigen Sitzung genommen und im XML entsprechend ausgewiesen.
Issue: 12298 Datum: 29.05.26 CS: 53564	**Korrektur:** Die Funktion 'XMLs neu erstellen' auf der Kontobewegung funktionierte auf Patientenebene nicht, ein Absturz trat auf. Dies wurde korrigiert.
Issue: 11381 Datum: 31.05.26 CS: 53565	**Erweiterung:** In die Entscheidungstabellen (ausser 'DataGridRowStatus' und 'WertAbhaengigeSetting') kann ab sofort für die Werte auch ein '/' eingesetzt werden. Dies hatte bisher zu Problemen geführt, wenn es zum Beispiel als Identifikation in der Organisationseinheit verwendet, dann hat dies zu Problemen geführt. Neu wird dies problemlos verarbeitet, ausser in den beiden erwähnten Entscheidungstabellen.
Issue: 12378 Datum: 01.06.26 CS: 53566 2026.0: 11.06.26 2025.1: 11.06.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Die auftragerbringende Organisationseinheit wird nun zu einem früheren Zeitpunkt auf die TARDOC-Leistung von der auslösenden LKAAT-Leistung her übertragen, so dass die Deckelung anhand dieser erfolgen kann und nicht anhand der auftragerbringenden OE der Sitzung

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12379 Datum: 01.06.26 CS: 53567 2026.0: 11.06.26 2025.1: 11.06.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Wenn auf einer LKAAT-Leistung die Steuerungverrechenbarkeit eingestellt ist, dann wird dies an die entsprechende TARDOC-Leistung so weitergegeben, dass richtig gedeckelt werden kann.
Issue: 12375 Datum: 01.06.26 CS: 53570 2026.0: 16.06.26 2025.1: 16.06.26	**Erweiterung**: Der Export der Fakturen zum Finanzsystem wurde erweitert. Neu wird jetzt auch das Feld 'Fakturablage' in das Feld 'Usertext12' übernommen.
Issue: 12385 Datum: 04.06.26 CS: 53579 2026.0: 11.06.26 2025.1: 11.06.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Für ambulante Pauschalen wird im XML der section_code über den Fachbereich der ambulanten Behandlung belegt, sofern dieser gesetzt und ungleich 'unbekannt' ist. Ansonsten wird er wie bisher über den Fachbereich der zugehörigen Sitzung oder den entsprechenden Chroniksatz belegt. Für alle anderen Leistungen bleibt die Belegung wie bisher über den Fachbereich der Sitzung oder den Chroniksatz.
Issue: 11823 Datum: 05.06.26 CS: 53581	**Erweiterung:** Falls während des Starts der Applikation ein Fehler beim Initialisieren des Tarifwerk auftrat, konnte die Applikation nicht gestartet werden. Neu wird in dem Fall gefragt, ob die Applikation im eingeschränkten Modus fortgesetzt werden soll. Falls ja, werden bestimmte Aktionen in den Leistungsgrids deaktiviert wie das Erfassen, Ersetzen, Verschieben, Kopieren und Auflösen/Berechnen von Leistungen sowie das Validieren von Sitzungen. Falls nein, wird die Applikation beendet.
Issue: 11914 Datum: 05.06.26 CS: 53582	**Erweiterung**: Die SASIS Webservice-Schnittstelle für die VeKa-Abfrage wurde aktualisiert. Jetzt werden auch die Felder zur VVG-Spezial-Deckung geliefert. **Konfiguration:** Die Maske 'patientcovercard' (Versichertenkarte) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.
Issue: 12388 Datum: 08.06.26 CS: 53583 2026.0: 11.06.26 2025.1: 11.06.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Dem Grouper wird nun auch 'beidseitig' übergeben, damit die korrekte Pauschale ermittelt werden kann, wenn bei der LKAAT-Leistung 'beidseitig' angegeben wurde.
Issue: 12383 Datum: 08.06.26 CS: 53586 2026.0: 09.06.26 2025.1: 09.06.26	**Erweiterung:** Beim Einlesen der Rechnungsrückweisungen des XML 5.0 wurden die Detail Fehlermeldungen nicht angezeigt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12390 Datum: 08.06.26 CS: 53589	**Korrektur:** Bei Rechenformeln, die ohne Rundungsart definiert werden und zu mehr Nachkommastellen führen, als die Datenbank erlaubt, wird bei den erbrachten Leistungen die Anzahl Nachkommastellen vor dem Speichervorgang limitiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12340 Datum: 08.06.26 CS: 53590 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Erweiterung Amb. Tarife:** Bisher mussten Laborleistungen in der Leistungerbracht-Importschnittstelle immer auf eine zugehörige Sitzung referenzieren, Laborleistungen ohne Referenzsitzungen liefen auf einen Fehler. Neu ist es möglich, bestimmte auftraggebende Organisationseinheiten von der Referenzierung auszuschliessen. Dafür wurde auf der Organisationseinheit das neue Feld 'Zuordnung bei Analyse-Leistungen' eingefügt. Ist dieses nicht gesetzt, kann die Leistung ohne Fehlermeldung importiert werden, auch wenn keine Referenzierung auf eine Sitzung vorhanden ist. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Organisationseinheit-Maske.
Issue: 12345 Datum: 09.06.26 CS: 53600 2026.0: 11.06.26 2025.1: 11.06.26	**Korrektur Amb. Tarife:** Sitzungen, bei denen das Kennzeichen 'Behandlung über Mitternacht' (Mitternachtszensus) gesetzt ist oder die auf eine andere Sitzung referenzieren, laufen bei der Abrechnung auf eine Fehlermeldung, falls auf der referenzierten Sitzung keine LKAAT-Leistung erfasst ist.
Issue: 12336 Datum: 12.06.26 CS: 53639	**Erweiterung:** Bei der Erfassung einer der Leistungen 'AA.15.0050', 'CA.15.0140', 'EA.00.0210', 'AA.25.0030' wurde die Fehlermeldung sprechend formuliert falls die Sitzung, der sie zugeordnet ist, referenziert ist. Die GUID der entsprechenden Sitzung wird auch angezeigt.
Issue: 12347 Datum: 15.06.26 CS: 53644 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Wird in einer Sitzung, auf der noch keine Diagnose erfasst ist und auf die von anderen Sitzungen referenziert wird, nachträglich eine Diagnose erfasst, dann wird diese auch in die referenzierende(n) Sitzung(en) übernommen, sofern hier ebenfalls noch keine Diagnose erfasst ist. Bereits bestehende Diagnosen in referenzierenden Sitzungen werden auch weiterhin nicht überschrieben.
Issue: 12407 Datum: 16.06.26 CS: 53675	**Erweiterung:** Für die Auswertungen wurden auf Fallebene für die Falladressen mit der Rolle 'EI' folgende neue Auswertungsfelder zur Verfügung gestellt: 'EI Personnummer', 'EI Anrede', 'EI Titel', 'EI Vorname', 'EI Name', 'EI PLZ', 'EI Ort', 'EI Strasse', 'EI Anschrift2' und 'EI Fachgebiet'.
Issue: 12400 Datum: 18.06.26 CS: 53676 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Die Fakturanummer bzw. die Belegnummer beim Depot wird bei Fällen mit Kategorie 'Spitex' über einen eigenen Nummernkreis gebildet. Die Verbuchung und auch der Storno von Rechnungen für diese Kategorie sind nun möglich.
Issue: 12391 Datum: 18.06.26 CS: 53680 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Wenn eine Leistung mit Leistung-Menge-Zeit-Regel 'pro Hauptleistung' limitiert wird, dann wird nun eine Warnmeldung geschrieben, die die verrechnete und die limitierte Menge ausweist für die entsprechende Leistung.
Issue: 12366 Datum: 18.06.26 CS: 53681 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Eine Zwangszuweisung über die LKAAT-Leistungen wird auf die TARDOC-Leistungen übertragen, und auch dann korrekt verarbeitet, wenn der Fall mit Garantieeinschränkung verarbeitet wird.
Issue: 12351 Datum: 19.06.26 CS: 53683	**Korrektur PAT NX:** In der Spalte 'Text Resultate' der Statischen Programm-Texten im Konfigurationseditor konnte kein Wert ausgewählt werden, da die Auswahlliste leer war. Dies wurde korrigiert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 10385 Datum: 19.06.26 CS: 53684	**Korrektur PAT NX:** Wenn im Fakturajob-Selektionsprofil die Auftragerbringende Organisationseinheit als Textfeld konfiguriert war und manuell eine Anpassung gemacht wurde und dann direkt auf den Button dahinter für das Auswahlfeld geklickt wurde, war der Inhalt im Auswahlfenster nicht aktualisiert und gleichzeitig wurde der Inhalt vom Textfeld wieder zurückgesetzt. Nur wenn man z.B. zuerst mit Tabulator das Feld verliess oder speicherte, wurde die Anzeige vom Auswahlfeld aktualisiert. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12398 Datum: 22.06.26 CS: 53686 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Erweiterung:** Wenn eine gruppierungsrelevante LKAAT-Leistung mit Menge '0' erfasst ist, dann wird in der Vorfaktur ein Fehler geschrieben, da der Tarifgrouper für ambulante Pauschalen Leistungen mit Menge '0' nicht verarbeiten kann.
Issue: 12123 Datum: 22.06.26 CS: 53687	**Korrektur PAT NX:** Wurde eine neue Taschengeldbewegung erfasst, aber noch nicht gespeichert, erschien sie zwar im Grid, war jedoch nicht fett markiert. Dadurch war nicht erkennbar, welches der neue Eintrag ist. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12381 Datum: 22.06.26 CS: 53690 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur:** Die Prüfung der Gültigkeit des Fallabonnements wurde korrigiert. Endet die Gültigkeit vor dem Austritt des Falles, dann kann dieser nun fakturiert werden.
Issue: 12394 Datum: 22.06.26 CS: 53691	**Korrektur**: Wenn eine Adressänderung mit einer in der Zukunft liegenden Gültigkeit erfasst wird, dann wird aktuell diese Person zum Finanzsystem exportiert und dies unmittelbar nach dem Erfassen der Änderung. Weil zu diesem Zeitpunkt die neuen Adressdaten aber noch nicht gültig sind, werden die alten Daten versendet und die neue Adresse wird gar nicht zum Finanzsystem geschickt. Dies wurde jetzt geändert. Jetzt werden diese Daten erst dann exportiert, wenn der letzte Historyeintrag am Tagesdatum gültig ist. Damit wird sichergestellt, dass die geänderte Adresse zum Finanzsystem übermittelt wird, wenn sie gültig ist.
Issue: 12429 Datum: 23.06.26 CS: 53693	**Korrektur:** Die Prüfung auf Geburtsjahr, Geburtsnummer und -rang hat nicht mehr funktioniert. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12432 Datum: 23.06.26 CS: 53695 2026.0: 25.06.26 2025.1: 25.06.26	**Korrektur:** Der im XML 5.0 vorhandene Ländercode wurde nicht im Report verwendet und damit war dies nicht im PDF ersichtlich. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12299 Datum: 24.06.26 CS: 53696 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur PAT NX:** Wenn aus dem Patienten-Plugin ein Fall aufgerufen wurde, während das Fall-Plugin geschlossen war, öffnete sich dieses modal. Dabei wurden verknüpfte Datensätze (wie z.B. das Konto) nicht korrekt aktualisiert. Dieses Verhalten wurde nun vollständig korrigiert.
Issue: 12363 Datum: 26.06.26 CS: 53702	**Korrektur PAT NX**: Wenn der Button 'Letzte bearbeitete Fälle anzeigen' ausgewählt wurde, obwohl in der Benutzersitzung noch gar keine Fälle aufgerufen worden sind, erscheint die Meldung: 'Bitte geben Sie eine gültige Kombination von Pflichtfeldern ein!'. Weil diese Meldung nicht passend ist, wurde sie geändert. Jetzt erscheint in dieser Situation die Meldung: 'In dieser Benutzersitzung wurden noch keine Fälle bearbeitet'.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12396 Datum: 29.06.26 CS: 53703 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Erweiterung:** Die neue SPLG Grouper Version 26.2.1 wurde eingebunden.
Issue: 12412 Datum: 29.06.26 CS: 53704 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur**: Im Rechnungs-XML 5.0 wird der Mehrwertsteuer-Betrag im Feld 'amount' im Bereich 'vat_rate' wieder korrekt ausgewiesen.
Issue: 12404 Datum: 29.06.26 CS: 53710 2026.0: 29.06.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur**: Fakturen mit einem Gesamtbetrag von 0 Franken wurden bislang generell nicht ins Finanzsystem exportiert. Dies wurde geändert. Wenn eine Faktur mit Gesamtbetrag von 0 Franken verrechnungsfähige Positionen hat, die sich gegenseitig aufheben, dann wird diese Faktur jetzt ins Finanzsystem exportiert.
Issue: 12216 Datum: 29.06.26 CS: 53712	**Erweiterung Amb. Tarife:** Es besteht jetzt die Möglichkeit im Ambulante Pauschalen - Leistungskatalog die Felder 'AllgemeinAnaesthesistSatz' und 'AllgemeinErbringerSatz' mittels einer '*.csv' - Datei zu aktualisieren. Die '*.csv' - Datei kann normalerweise in EXCEL bearbeitet werden und hat folgende Struktur: Leistungsnummer;AllgemeinAnaesthesistSatz;AllgemeinErbringerSatz <Leistungsnummer1>;<AllgemeinAnaesthesistSatz1>;<AllgemeinErbringerSatz 1> <Leistungsnummer2>;<AllgemeinAnaesthesistSatz2>;<AllgemeinErbringerSatz 2> ... Die Datei kann in der Leistung Suche-Maske erstellt werden. Nach der Leistungssuche werden alle gefundenen Leistungen des Ambulante Pauschalen - Katalogs über das Menü 'Aktionen' 'CSV-Datei erstellen, um für Ambulante Pauschalen Honorarprozensätze einzulesen' in einer entsprechende Datei geschrieben. Zu den Leistungen werden die aktuellen Werte darin geschrieben. Wenn die Datei erstellt worden ist, öffnet sich der Windows-Explorer, damit die Datei unter dem gewünschten Dateinamen im gewünschten Verzeichnis abgespeichert wird. Nach dem Speichern wird die Datei in EXCEL bzw. dem Programm, was auf dem Rechner für '*.csv' - Dateien definiert worden ist, geöffnet. Danach können im EXCEL die Zeiten auf die gewünschten neuen Werte angepasst und dann dort gespeichert werden. Das Einlesen der neuen Zeiten in die PAT-Datenbank erfolgt dann in der Maske 'Katalog einlesen'. Als Katalog ist 'Ambulante Pauschalen Honorarprozentsätze einlesen' auszuwählen. Als Dateiname wird die vorher neu erstellt Datei ausgewählt und in 'Gültig von' wird das Datum eingegeben, ab dem die neuen Daten gültig sein sollen. Die Daten werden dann mit dem Button 'Katalog einlesen starten' eingelesen. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neue Funktion vergeben.
Issue: 12435 Datum: 30.06.26 CS: 53714 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Erbrachte Leistungen' erfolgt die Gültigkeitsprüfung, ob der Erbringungsmitarbeiter ein Spitalarzt ist, bislang anhand des Tagesdatums. Das wurde geändert, jetzt erfolgt die Prüfung anhand des Erbringungsdatums. Damit wird es ermöglicht, dass rückwirkend Leistungen für einen Erbringungsmitarbeiter geliefert werden können, der mittlerweile kein Spitalarzt mehr ist.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12411 Datum: 30.06.26 CS: 53716 2026.0: 02.07.26 2025.1: 02.07.26	**Erweiterung:** Analysezuschläge werden ab 01.07.2026 auf 13 Taxpunkte pro Tag gedeckelt.
Issue: 12433 Datum: 03.07.26 CS: 53822 2026.0: 07.07.26 2025.1: 07.07.26	**Korrektur PAT NX:** Beim Suchen eines Patienten wurde im Fall-Plugin die Liste der Chroniken nicht immer richtig aktualisiert. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12320 Datum: 06.07.26 CS: 53824 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur:** Die Prüfung auf bereits fakturierte Leistungen am selben Tag zum selben Capitulum wurde so erweitert, dass es nur dann einen Fehler gibt, wenn die bereits fakturierten Leistungen aus dem Katalog LKAAT sind.
Issue: 12449 Datum: 06.07.26 CS: 53825 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur**: Bei der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' können einzelne Leistungen mittels der Referenzbasisnummer mit einer Basisleistung verknüpft werden. Die Referenzierung über zwei oder mehrere Stufen hatte nicht mehr funktioniert. Das wurde korrigiert.
Issue: 12440 Datum: 06.07.26 CS: 53826 2026.0: 07.07.26 2025.1: 07.07.26	**Korrektur PAT NX:** Im Plugin 'Rechenformel' war es nicht möglich, eine Leistung zu hinterlegen, da der Button zum Starten des Workflows fehlte. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12430 Datum: 06.07.26 CS: 53827 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Erweiterung:** Bei einer Zwischenrechnung mit Stichdatum werden bei ambulanten Fällen nur die Sitzungen und Leistungen selektiert, die vor dem Stichdatum liegen, und auf die nicht von anderen Sitzungen referenziert wird, deren Datum nach dem Stichdatum der Abrechnung liegt. Damit können ambulante Fälle auch dann mit Stichdatum abgerechnet werden, wenn es nach dem Stichdatum referenzierende Sitzungen gibt.
Issue: 12443 Datum: 06.07.26 CS: 53829 2026.0: 07.07.26 2025.1: 07.07.26	**Korrektur:** Wenn sich im Validierungsbericht von MedPlaus 7 ein 'Ä' befand, konnte dieses Zeichen nicht richtig dargestellt werden, was zu einem Validierungsfehler führte, so dass der entsprechende Fall nicht gespeichert werden konnte. Dies wurde behoben.
Issue: 12436 Datum: 06.07.26 CS: 53830 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur**: Bei den Wertelisten für die Herkunft-Felder für Sitzung, Fachbereich, Diagnose und Referenz-Sitzung gibt es auch den Wert manuell. Dieser Wert wurde bislang bei der Erfassung einer Sitzung oder beim Kopieren nicht abgefüllt. Das wurde jetzt ergänzt.
Issue: 12441 Datum: 07.07.26 CS: 53832	**Korrektur PAT NX:** In den Plugins Fakturierung Individuell, Fakturierung Vorgemerkt, Fakturierung Storno, Fakturierung Storno Vorgemerkt und Fakturierung Sofortstorno konnte das Fakturadatum bisher geändert werden, was jedoch nicht erlaubt ist. Dieses Verhalten wurde nun korrigiert.
Issue: 12458 Datum: 09.07.26 CS: 53856 2026.0: 09.07.26 2025.1: 09.07.26	**Korrektur/Codierarbeitsplatz:** Im Codierarbeitsplatz dauerte der Aufruf von Fällen, die schon fakturiert worden sind, sehr lange, sofern dabei der Fall mit MedPlaus 7 validiert worden ist. Dies wurde behoben, indem jetzt die SpiGes-Rechnungsdaten im Codierarbeitsplatz für die MedPlaus 7-Prüfung nicht mehr erstellt und damit auch nicht validiert werden.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12417 Datum: 14.07.26 CS: 53865	**Erweiterung:** In der Statistikjob-Suche gibt es den neuen Button 'Löschen aller Kostenträgerdaten, die keinem Statistikjob zugeordnet sind'. Wenn dieser gedrückt wird, werden alle Kostenträgerdaten, die noch keinem Statistikjob zugeordnet sind, gelöscht. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neue Funktion vergeben.
Issue: 12418 Datum: 14.07.26 CS: 53867	**Erweiterung:** Wenn der Import von Kostenträgerdaten nicht ausgeführt worden ist, da es in der Tabelle 'Kostenträgerdaten' noch Datensätze gab, die keinem Statistikjob zugeordnet waren, so wird die entsprechende Fehlermeldung jetzt auch in das Feld 'Fehlertext' des Importjobs geschrieben. Ausserdem wird im Fehlertext noch darauf hingewiesen, was zur Problemlösung gemacht werden kann.
Issue: 12460 Datum: 15.07.26 CS: 53868	**Korrektur PAT NX:** Beim Anklicken des Hyperlinks auf der Jobnummer in der Vorfakturmatrix wurde nicht immer das Fakturajob-Plugin geöffnet. Dies wurde behoben.
Issue: 12468 Datum: 15.07.26 CS: 53869 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur PAT NX:** Der Sofortstorno für einen geklammerten Fall auf dem Reiter 'Kontobewegungen' hatte nicht funktioniert, weil die technische ID des geklammerten Falles verwendet wurde, anstatt diejenige des führenden Falles. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12444 Datum: 15.07.26 CS: 53871 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Erweiterung**: Das Programm-Setting 'Limitierung auf Basis von' wurde um folgende Ausprägungen erweitert: • AustrittsHauptAbteilungAE ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs der auftragerbringenden Organisationseinheit der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungAG ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs der auftraggebenden Organisationseinheit der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungErbringungsMitarbeiter ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs des Erbringungsmitarbeiters der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungDignitätsarzt ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs des Dignitätsarztes der entsprechenden Leistung. • AustrittsHauptAbteilungSitzung ermittelt das Limit auf Basis des Fachbereichs auf der Sitzung der entsprechenden Leistung. **Programm-Settings:** GruppierungFuerLimitierung (Reiter 'Billing.Net/Validierung'). **Hinweis:** Wird der Wert im Programm-Setting auf 'AustrittsHauptAbteilungSitzung' geändert, kann das für die Refaktur nach einem Storno von TARMED-Leistungen, die vor dem 01.01.2026 erbracht wurden und bei denen auf der Sitzung noch kein Fachbereich erfasst ist, zu einem anderen Ergebnis führen, als bei der ursprünglichen Faktur.
Issue: 12249 Datum: 17.07.26 CS: 53874	**Erweiterung:** Erweiterungen für Zahlungen ins Ausland für die elektronische Rechnungserstellung (SCOR). **Programm-Settings:** ESRReferenzNummerAusland, ESRIbanNummerAusland (Reiter 'Billing.Net/ESR').

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12469 Datum: 17.07.26 CS: 53876 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur:** Beim XML 5.0 wurde das Tag 'modus' im XML nicht mehr auf 'test' gesetzt, wenn es aus der Testumgebung versendet wurde. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12465 Datum: 20.07.26 CS: 53879 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur PAT NX:** Beim Ändern des Fallstatus wurde die automatische Generierung von Chroniken nicht mehr ausgeführt. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12466 Datum: 20.07.26 CS: 53880 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur PAT NX:** Wenn beim Erfassen neuer Codeitem-Einträge ein Fehler bei der Eingabe gemacht wurde, dann konnte nichts mehr korrigiert werden, sondern die Eingabe musste komplett neu gemacht werden. Neu kann der entsprechende Fehler korrigiert werden.
Issue: 12457 Datum: 20.07.26 CS: 53883	**Erweiterung PAT NX:** Auf der Suchmaske für Personen steht das neue Feld 'Suchtext' zur Verfügung. Die Eingabe in diesem Feld wird verwendet, um in 'Vorname', 'Name', 'Anschrift2' und 'Anschrift3' gleichzeitig zu suchen. Hierbei wird auch der Suchtyp 'exakt' oder 'phonetisch' für den Vornamen und den Namen berücksichtigt. Zu beachten ist allerdings, dass eine gleichzeitige Eingabe in 'Suchtext' und 'Vorname', 'Name', 'Anschrift2' oder 'Anschrift3' schnell dazu führt, dass gar nichts gefunden wird. Es wird deshalb empfohlen, entweder 'Suchtext' oder eines oder mehrere von den anderen vier Feldern zu konfigurieren und nicht zu vermischen. **Konfiguration:** Die Maske 'personsearch' (Person Suche) wird mit den Release-Nacharbeiten in der Nexus-Konfiguration konfiguriert.
Issue: 12478 Datum: 21.07.26 CS: 53886 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur:** Der erfasste Zahler einer Triggerleistung wird nun auf die ausgelöste ambulante Pauschale übertragen. Werden zu der Triggerleistung auch LKAAT-Anästhesien erfasst (Leistungen der Kapitel WA.05, WA.10 bzw. WA.15), müssen diese ebenfalls demselben Zahler zugewiesen werden, damit sie auch im Rechnungs-XML unter der Pauschale angezeigt werden (mit dem Tariftyp 'TMA').
Issue: 12480 Datum: 22.07.26 CS: 53887 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Erweiterung/Spitex:** Die Rundungsleistung für Spitex-Rechnungen kann unterdrückt werden, indem das Programm-Setting 'HatRundungsLeistungInSpitexXML' auf 'False' gesetzt wird. **Programm-Settings:** HatRundungsLeistungInSpitexXML (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').
Issue: 12479 Datum: 23.07.26 CS: 53889 2026.0: 24.07.26 2025.1: 24.07.26	**Korrektur/Spitex:** Die Patientenbeteiligung und die Leistungen an die Gemeinde bei einem Spitex-Fall berücksichtigen nun die angegebene Zwangszuweisung an einen Zahler, auch wenn der Fall über Garantieeinschränkung abgerechnet wird.
Issue: 12422 Datum: 27.07.26 CS: 53960	**Korrektur**: Der Absturz beim Generieren des Business-Events wurde behoben. Das Problem war, dass zum Generieren der BfS Variable 'Entscheid für Austritt' eine falsche Variable benutzt wurde.
Issue: 12474 Datum: 27.07.26 CS: 53961 2026.0: 07.08.26 2025.1: 07.08.26	**Korrektur:** Bei der Verarbeitung von Fall-Abonnements kam es zu einem Problem bei der Verarbeitung, wenn das Gültig bis-Datum im Fall-Abonnement nicht erfasst war. Dies wurde behoben.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12456 Datum: 28.07.26 CS: 53966	**Erweiterung PAT NX:** Es gibt eine neue Tabelle 'BewertungsJobKonto' mit entsprechenden Masken womit das Konto, auf welches die Bewertung gebucht wird, übersteuert werden kann. Die Übersteuerung findet pro auftraggebende Organisationseinheit statt. Werden keine Einträge in dieser Tabelle erfasst, dann funktioniert die Bewertung wie bis anhin. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die Verwaltung der Bewertungsjobkonten vergeben.
Issue: 12472 Datum: 28.07.26 CS: 53967 2026.0: 30.07.26 2025.1: 30.07.26	**Korrektur:** Die elektronische Rechnung im Bereich 'GDZH' wird nun wieder ohne Fehler erstellt, wenn ein unbekanntes Codeitem parametriert wurde.
Issue: 12493 Datum: 28.07.26 CS: 53969 2026.0: 30.07.26 2025.1: 30.07.26	**Korrektur:** Die erstellten XML 5.0 E-Mahnungen waren nicht XSD-konform. Statt des Tags 'request_type' wurde noch das XML 4.5 Tag 'type' verwendet. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12475 Datum: 28.07.26 CS: 53971 2026.0: 20.09.26	**Erweiterung:** Für Fälle bei denen das Kennzeichen 'LKAAT-Anaesth. in TARDOC' ('HatUmwandlLKAATAnaestInTARDOC') werden die erfassten Anästhesien aus dem LKAAT- Katalog (Leistungen aus den Kapiteln WA.05 'Ein- und Ausleitung', WA.10 'Anästhesiezeit' und WA.15 'Postoperative Betreuung') TARDOC-Leistungen umgewandelt. Die Mechaniken für die Anästhesie werden infolgedessen unterdrückt. Das Setting ist ausschliesslich für Fälle zu nutzen, bei denen aufgrund einer Zahnbehandlung oder ähnlichen Leistungen ausserhalb von LKAAT/TARDOC dennoch eine Anästhesie aus dem Katalog TARDOC abgerechnet werden darf. Für die normalen ambulanten Fälle darf dieses Kennzeichen NICHT gesetzt werden, da sonst keine Prüfung auf die Interventionsaufwandsklasse durchgeführt wird und auch die Referenzierung auf den TARDOC-Eingriff nicht gemacht wird. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration des Feldes auf die Fallmaske.
Issue: 12484 Datum: 29.07.26 CS: 53972 2026.0: 07.08.26 2025.1: 07.08.26	**Korrektur:** Für Rundungsleistungen bei ambulanten Fällen ab 2026 wird eine eigene Sitzung angelegt, falls keine passende Sitzung zum entsprechenden Datum vorhanden ist. Die Sitzung, der die Rundungsleistungen zugeordnet werden, darf nicht Teil einer ambulanten Behandlung sein.
Issue: 12494 Datum: 29.07.26 CS: 53973 2026.0: 30.07.26 2025.1: 30.07.26	**Korrektur:** Gruppierungsrelevante Leistungen des Tariftyps 'TMA' liefern nun im XML die korrekte 'body_location', die sich aus der Erfassung der Seite bei den LKAAT-Leistungen ergibt.
Issue: 12496 Datum: 30.07.26 CS: 53996	**Korrektur:** Die Rechnungsposition aus der Entscheidungstafel 'ETTarifTyp' wird nur dann in die fakturierten Leistungen übertragen, wenn dort kein Leerzeichen oder anderes Sonderzeichen (wie z.B. 'Tabulator' oder 'Carriage return') anstelle einer Leistungsposition erfasst ist. Aktuell hatte ein erfasstes Leerzeichen in dieser Entscheidungstafel dazu geführt, dass im XML 5.0 der 'code' für eine Leistung nicht gefüllt war.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12477 Datum: 03.08.26 CS: 53998	**Korrektur PAT NX:** Im Plugin 'Rechenformel' war es nicht möglich, eine Referenzleistung zu hinterlegen, da der Button zum Starten des Workflows fehlte. Im Plugin 'Organisationseinheit' konnten Bank, Kreditor, Leistungserbringer, Langzeitleistungserbringer, Rechnungssteller und Sender nicht hinterlegt werden, da der Button zum Starten der entsprechenden Workflows fehlte. Dies wurde korrigiert.
Issue: 12503 Datum: 04.08.26 CS: 53999 2026.0: 07.08.26 2025.1: 07.08.26	**Korrektur**: Das Feld 'Fallnummer im Partnersystem' im Import wurde von 14 auf 64 Stellen vergrössert, damit das vollständige Feld importiert werden kann.
Issue: 12498 Datum: 04.08.26 CS: 54000 2026.0: 07.08.26 2025.1: 07.08.26	**Korrektur/Spitex:** Bei der Patientenbeteiligung und dem Abzug an die Gemeinde/den Kanton wird in der Menge nun die Minutenzahl ausgegeben. Der Taxpunkt entspricht jetzt der Patientenbeteiligung pro Minute.
Issue: 12288 Datum: 04.08.26 CS: 54001	**Erweiterung:** Bisher wurde der Invoiceresponse-Service gestoppt, wenn der Aufruf des B2B-Webservices fehlschlug. Neu läuft der Service in diesem Fall weiter und versucht den HealthLink-Dienst nach einer Stunde erneut aufzurufen. Nach fünf Fehlversuchen wird ein Ereignis ausgelöst, das über die ET-Aktion 'Ereignisgesteuert' per E-Mail an den Kunden versendet wird. Derselbe Mechanismus wurde analog für den Export nach NEXUS / FINANZ NG implementiert.
Issue: 12502 Datum: 04.08.26 CS: 54003 2026.0: 07.08.26	**Korrektur**: Die Verarbeitung des Patient Meldungstyps 'EPDKomplett' war noch fehlerhaft. Es wurden zum Teil falsche Einträge aus der Entscheidungstabelle 'PatientRegister' gezogen. Die Verarbeitung wurde angeglichen an die Verarbeitung der Meldungstypen 'EWRKomplett' und 'ZASKomplett'.
Issue: 12505 Datum: 05.08.26 CS: 54006 2026.0: 07.08.26 2025.1: 07.08.26	**Korrektur:** Die Anästhesien für TARDOC-Leistungen werden nun auch dann ausgelöst, wenn es ausschliesslich nicht verrechenbare TARDOC-Leistungen auf der Sitzung gibt, die Anästhesien auslösen können.
Issue: 12419 Datum: 05.08.26 CS: 54008	**Erweiterung/SHIP/eKogu:** Bei der Wiederholung einer SHIP-02_010-Meldung werden die bei einer VVG-Versicherung übermittelten Elemente 'insuranceClass' und 'upgradeComponent' nicht mehr anhand der Eintrittschronik des Falles ermittelt, sondern anhand der aktuellen Chronik. Bei einer eKogu-Meldung wird das Element 'hospitalization_class' nicht mehr anhand der Eintrittschronik des Falles ermittelt, sondern anhand der aktuellen Chronik.
Issue: 12450 Datum: 06.08.26 CS: 54010 2026.0: 14.08.26	**Korrektur:** Wenn bei einem SpiGes-Statistikjob Daten aus NEXUS / FINANZ NG übernommen worden sind und es sich um einen Subfall handelte, hat dies nicht funktioniert. Dies wurde behoben.
Issue: 12497 Datum: 07.08.26 CS: 54011	**Korrektur:** Bisher war es möglich, im Resultatfeld 'Res. Rechnungsposition' der Entscheidungstafel 'ET Tariftyp' und im Resultatfeld 'Res. KTR_Typ' der Entscheidungstafel 'ET Kostenträgerdaten' nur Leerzeichen oder andere Sonderzeichen (wie z.B. 'Tabulator' oder 'Carriage Return') zu erfassen, was zu Problemen bei der Abrechnung geführt hat. Neu wird dies verhindert.

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12514 Datum: 07.08.26 CS: 54012 2026.0: 07.08.26	**Korrektur EPD/EWR/ZAS/ARBO:** Bei einer EPD-Abfrage wird geprüft, ob die vorhandene EPD-Vertraulichkeit von der vom Register gelieferten abweicht. Bisher erfolgte diese Prüfung nur, wenn die vom Register gelieferte Vertraulichkeit ungleich 'unbekannt' war. Diese Einschränkung wurde entfernt.
Issue: 12327 Datum: 07.08.26 CS: 54040 2026.0: 20.09.26 2025.1: 20.09.26	**Erweiterung:** Im Rahmen von 'Bug 11779 Verschlüsselung von AHV-Nummer im SpiGes-Datensatz erlauben' wurde schon für die SwissDRG AG-Datenerhebung umgesetzt, dass in die Identifikatoren-Datei als AHV-Nummer der Wert '9999999999999' geschrieben wird. Die Steuerung erfolgt dafür bei der Dateierstellung über das schon vorhandene Feld des Statistikjobs 'Verschlüsselung'. Die SwissDRG AG akzeptiert keine Teillieferungen des SpiGes-Datensatzes, wobei die Angaben zu Operierenden und die Kantonsdaten nicht notwendig sind. Deshalb wird der Anwender bei einem SpiGes-Statistikjob beim Setzen des Feldes 'Verschlüsselung' entsprechend gewarnt, wenn eine 'SpiGes Teillieferung' definiert ist. Eine ähnliche Warnung erfolgt auch, wenn das Feld 'Verschlüsselung' schon gesetzt ist und dann eine 'SpiGes Teillieferung' gewählt wird. Der Anwender kann aber trotz der Warnung, entsprechende SpiGes-Dateien erstellen. Die weiteren Anforderungen der SwissDRG AG-Datenerhebung wurden geprüft und werden bei der Erstellung eines SpiGes-Statistikjobs erfüllt.
Issue: 12500 Datum: 10.08.26 CS: 54043	**Erweiterung**: Die Exportschnittstelle zu NEXUS / FINANZ wurde erweitert um folgende Felder: 1.) **Fallprojekt**: Patientenkategorie --> UserText11 2.) **Adresse**: Kontaktdaten Kontaktdaten-Art (Von Adressezugeordnet des Patienten die Rolle Vater, davon das VerwandschaftsVerhaeltnis) --> UserText5 Kontaktdaten (Von Adressezugeordnet des Patienten die Rolle Vater, davon Name, Vorname) --> UserText6 EL-Bezügerstatus (Patient.ErgaenzungsLeistungVerfuegung) --> UserText 7 Patientenstatus (Patient.PatientenStatus) --> UserText8 Anschrift.Telefon1 (des Patienten) --> Telefon1
Issue: 12509 Datum: 10.08.26 CS: 54047 2026.0: 10.08.26 2025.1: 10.08.26	**Korrektur:** Wenn ein Fall keine Leistungen zu bewerten hat und der Grund hierfür im Aussortieren vieler Sitzungen wegen einer Referenzierung nach dem Stichdatum liegt, dann sieht man den Fall nun dennoch auf der Warnliste. Er wird nicht wie Fälle, bei denen es tatsächlich keine zu bewertendem Leistungen gibt, vom Job gelöscht, ohne dass der Benutzer davon erfährt.
Issue: 12045 Datum: 11.08.26 CS: 54059	**Korrektur PAT NX:** Das Betätigen des Nexus-Buttons unmittelbar nach dem Programmstart konnte unter bestimmten Bedingungen zu einem Absturz führen. Dieser Fehler wurde behoben.
Issue: 12047 Datum: 11.08.26 CS: 54059	**Erweiterung PAT NX:** Bei den Detail-Plugins wurde für den OK-Button der Shortcut <Strg+Enter> hinzugefügt.
Issue: 12395 Datum: 11.08.26 CS: 54062	**Korrektur:** Bisher führten fehlerhafte Eingaben bei den Selektionskriterien (z. B. führende Leerzeichen oder ein fehlender Operator 'Ist einer von') zu einem Job-Absturz. Der Status verblieb anschliessend undefiniert auf 'Zubearbeiten' (Statistik) oder 'Initialisiert' (Fakturierung). Das Verhalten wurde korrigiert: Ungültige Selektionen führen nicht mehr zum Absturz. Das System fängt den Fehler nun korrekt ab und setzt den Status kontrolliert auf 'FehlerFallSelektion' (Statistik) bzw. 'Initfehlerhaft' (Fakturierung).

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12470 Datum: 11.08.26 CS: 54065 2026.0: 20.09.26	**Korrektur:** Der 'Betrag pro Stück' in der Entscheidungstafel 'ETVerrechenbarkeit' wird nun auch bei Leistungen korrekt berechnet, die nur einen MiGeL-Preistyp aber keine Packungsgrösse haben.
Issue: 12544 Datum: 15.09.26 CS: 54098 2026.0: 15.09.26	**Korrektur**: In der Importschnittstelle 'Leistungerbracht' gab es einen Absturz, wenn bei einem Fall eine nicht mehr gültige auftraggebende Organisationseinheit vorhanden war. Die Ursache des Absturzes wurde beseitigt.
Issue: 12528 Datum: 20.09.26 CS: 54139	**Korrektur:** Bei Validierungsregeln wurde für Properties von Tochterentitäten (z.B. 'GarantSequenz1_Calculated.GarantenTypEnum') keine Auswahlliste angezeigt und demzufolge konnte die Validierungsregel nicht erfolgreich ausgeführt werden. Dieses Problem wurde behoben.
Issue: 12532 Datum: 20.09.26 CS: 54142 2026.0: 20.09.26 2025.1: 20.09.26	**Erweiterung:** Im Codebereich 'ZusatzangabeBfS' wurden neue Codeitems hinzugefügt.
Issue: 12534 Datum: 20.09.26 CS: 54143 2026.0: 20.09.26	**Korrektur:** In der SpiGes 1.5-Datei wurden die berechneten Werte für die Variable 'ktr_le_ambulant' jeweils in die Zeile eines anderen Kostenträgertypen geschrieben. Dies wurde behoben.
Issue: 12536 Datum: 20.09.26 CS: 54144 2026.0: 20.09.26	**Korrektur:** Für SpiGes 1.4 und SpiGes 1.5 wurden bisher für die Berechnung des Elements 'ktr_le_ambulant' die Leistungsdaten der für den Statistikjob selektierten Fälle berücksichtigt. Da dies normalerweise stationäre Fälle sind, ergab diese Berechnung meist den Wert '0'. Neu werden deshalb die Leistungen aller ambulanten Fälle, die zum jeweiligen Standort gehören, berücksichtigt.
Issue: 12548 Datum: 20.09.26 CS: 54149 2026.0: 20.09.26	**Korrektur:** Wurde ein neuer Fall erfasst und direkt ein Austritt erfasst, dann wurden zwei A01-Events generiert. Eines davon enthielt fälschlicherweise die Austrittschronik. Dies wurde so korrigiert, dass beim A01 immer den Eintrittschronik verwendet wird und damit auch nur ein A01-Event generiert wird.
Issue: 12549 Datum: 20.09.26 CS: 54150	**Korrektur PAT NX:** Ein Fehler wurde behoben, bei dem während der Erfassung einer neuen erbrachten Leistung fälschlicherweise A08-Events generiert wurden. Diese unnötigen Events werden ab sofort nicht mehr ausgelöst.
Issue: 12251 Datum: 22.09.26 CS: 54161	**Erweiterung/Funktionalität EPD/EWR/ZAS/ARBO**: Die Schnittstelle für den UPI-Zugriff auf ZAS wurde auf die aktuelle Version V2 umgestellt . **Programm-Settings:** ZASWebServiceV2, ZASWebServiceLogin, ZASWebServicePassword, ZASWebServiceSenderId, ZASWebServiceRecepientId (Reiter 'Eigenständige Module/ZAS').
Issue: 12552 Datum: 23.09.26 CS: 54170	**Korrektur PAT NX:** Dieser Bug beinhaltet die Korrektur eines Fehlers beim Nacherstellen von XML 5.0 in NEXUS / PAT NX. Bisher erschien dabei die Fehlermeldung 'Spalte request_hat_rechnungsadresse_ohne_debitor gehört nicht zu Tabelle request'. Der Fehler wurde behoben, so dass XML 5.0 in NEXUS / PAT NX nun fehlerfrei nacherstellt werden kann.
Issue: 12541 Datum: 01.10.26 CS: 54188 2026.0: 01.10.26 2025.1: 01.10.26	**Korrektur:** Der section_code im XML 4.5 wird wieder so geliefert, dass das 'M' am Anfang steht. Aus einem erfassten M200.01 wird im XML ein M200 geliefert.

*) Bedeutung der Informationen:

- Issue(s): die Nummern der Issue(s), die mit dieser Anpassung erledigt wurden.
- CS: ist die Nummer unter welcher die Anpassung in dieser Version registriert ist.
- 2026.0: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2026.0 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2025.1: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2025.1 verfügbar ab erwähntem Datum.
- 2025.0: diese Anpassung ist auch als Hotfix für Version 2025.0 verfügbar ab erwähntem Datum.