nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
1005 Material - Allgemein	_CL allgemein	982601	Erstellen einer neuen Datenbank via SQL-Wizard: Das Script 'au_codes' führt nicht mehr zu einem Abbruch.	V-2026.0.1.0(1)
		982603	Die zwischenzeitlich für das MATERIAL-NX erfolgten Datenbankerweiterungen sind im MATERIAL-CL Upgrade jetzt vollständig integriert.	V-2026.0.1.2
		982611	Es steht eine neue Datenbanktabelle 'ww_map_sprachid_avwloc' für die Zuordnungen der numerischen Sprachcodes des MATERIAL CL (Z.B. 2055) zu den modernen alphanumerischen BCP47-Codes zur Verfügung. Sie enthält die 101 BCP47-Einträge, welche zu den standardgemäss ausgelieferten Einträgen der Tabelle 'sprachauswahl' passen.	V-2026.0.1.0(1)
		982617	Freigabe für MSSQL 2025: Die MATERIAL-CL Applikationen (ProsightK, Mawi.NET, Onlineanforderung) sind für den Betrieb mit MSSQL 2025 frei gegeben. Wichtig: MSSQL 2025 kann neu mit der Standard-Edition pro SQL-Instanz 256 GB Speicher adressieren - statt bisher 128 GB. Eine Speichererhöhung des WindowsServers kann in Abhängigkeit der Datenbankgrössen und den Performanceanforderungen sehr dienlich sein. Wenn die 256 GB Speicher für den SQL alloziert werden sollen, dann muss zusätzliches Memory für das Betriebssystem, dessen Cache sowie weiteren SQL-Tasks, Anwendungen, Jobs etc. zur Verfügung stehen. In der Regel mehr als 300 GB. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.0(1)
	Datei > Buchungen erstellen	982596	FIN-seitig wurde bei den Debitorenbelegen das Feld für die Patfallnummer (pro Beleg) von numerisch auf alphanumerisch umgestellt. Debitorenbuchungen aus dem MATERIAL werden weiterhin erfolgreich erstellt.	V-2026.0.1.0(1)
1010 Material - Verkauf und Einkauf	Ansicht > Einkauf > Belege > Wareneingang	913364	Wareneingänge mit Textbausteinen: Die Textbausteine werden jetzt trotz Primärsortierung nach Lagerorten virtuell zu den Artikelpositionen einsortiert. Und erscheinen damit nicht mehr von den Artikeln losgelöst am Anfang des Reports.	V-2026.0.1.2
	Bearbeiten > Einkauf > Bestellwesen > Bestellvorschlag	925519	Einkauf Bestellvorschlag: (1) Die Bestellformel 070 rundet die Bestellmenge jetzt analog den Formeln 020 bis 060. (2) neue Bestellformel '075': Verhalten analog '070', bezieht aber zusätzlich die offene Rüstmenge wie die Formel 060 ein. So dass die vorgeschlagene Bestellmenge um die offene Rüstmenge erhöht wird. Resp. der berücksichtigte Lagerbestand wird bereits um die offene Rüstmenge reduziert. Analog der Formel 060 wird dementsprechend im Bestellvorschlag in der Spalte 'Bestand' nicht effektive, sondern der um die Rüstmenge Reduzierte ausgegeben! Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.2

nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
1010 Material - Verkauf und Einkauf	Bearbeiten > Einkauf und Verkauf	982638	Das direkte Suchen der Lieferstellen und Debitoren ist vereinfacht für: (1) Verkaufsbelege. (2) Einkaufsbelege - Sub-Fenster für DLF(Durchlauf)-Artikel. Denn jetzt kann mittels Wildcards gesucht werden in den Comboboxen für - Lieferstellen-Nr. - Lieferstellenbezeichnung - Debitorennamen ab der ersten Eingabeposition. Z.B. bei der Lieferstellen-Bezeichnung '%station%'. --> Findet alle Lieferstellen, welche 'station' enthalten - egal an welcher Position der Suchbegriff in der Bezeichnung steht. Damit sollte nun auch im DLF-Fenster immer ein gültiger Eintrag gefunden werden, so dass dieses erfolgreich verlassen werden kann. Die Auflistung ist auf die ersten 1000 Einträge beschränkt. Siehe auch das Release-Power-Point.	
1015 Material - Verkauf	Ansicht > Verkauf	927327	Rechnungsdruck mit QR: Die Version 2.00 / Six-Spezifikation v.2.40 steht zur Verfügung. Ab 24.11.2026 ist diese Version zwingend anzuwenden; Ab dann dürfen nur noch QR's mit Adressen vom Typ 'Strukturiert' angewendet werden. Implementation wie folgt: a) Rechnungsempfänger: Wenn bei den Debitoren/Kunden des Finanzmandanten das Feld 'Strasse' einen Eintrag hat, dann sind im QR die strukturierten Angaben. Ansonsten wird im QR ersatzweise die 'Adresse 1' verwendet. b) Absenderadresse: Wenn die Mandantenadresse 'strukturiert' vorhanden ist: Im QR wird je die Strasse und Hausnummer separat übermittelt. Ansonsten Beides nur in der Strasse (analog FIN-Mahnungen). Empfehlung: Grundsätzlich für Absender- und Empfängeradressen die strukturierten Angaben ergänzen! Für Debitoren und Kreditoren gibt es dafür im FIN die Funktion 'Pflege strukturierte Adressen' und entsprechende Konfigurationsoptionen. Bei fehlenden 'strukturierten' Adressen ist mit Rückweisungen bei Zahlungsinstituten und/oder zusätzlichen Gebühren zu rechnen; Insbesondere bei Einzahlungen am Postschalter. Für die 'strukturierten' verwendet das MATERIAL die Felder 'Strasse' und 'Hausnummer' aus dem FIN-Mandanten zum Zeitpunkt der QR-Erstellung.	V-2026.0.1.2
1020 Material - Einkauf	Ansicht > Einkauf > Information > Anzahl Einkaufsbelege	982640	Report 'Anzahl Einkaufsbelege': Der Report erscheint jetzt erfolgreich mit den Artikeldetails, auch wenn ein Artikel sowohl bei der Artikel-Nr. als auch die Bezeichnung 1 die maximal möglich Zeichenlänge enthält.	V-2026.0.1.2
	Bearbeiten > Einkauf > Bestellwesen > Bestellungen	982593	Konsignationsbestellungen: Jetzt wird der Steuersatz konsequent valutabezogen ermittelt. Insbesondere: Ein für die Zukunft vorhandener Steuersatz wird nicht 'per aktuell' vorzeitig angewendet.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)

nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
1020 Material - Einkauf	Bearbeiten > Einkauf > Einkaufsbelege	982609	Artikelsuche nach Lieferanten: (1) Jetzt werden die Spalten für 'Bezeichnung 2', 'Bezeichnung 3', 'Bezeichnung KIS', 'Matchcode' zusätzlich abgefüllt gemäss dem Artikelstamm Tab 'Artikel'. Hinweis: Wie bisher wird in den Spalten 'Artikel' und 'Bezeichnung' in () zusätzlich die lieferantenbezogene Angabe ausgegeben. Also bei - 'Artikel' --> "<Artikelnummer> (<Lieferantenartikel-Nummer>) - 'Bezeichnung 1' --> "<Sprachbezeichnung 1 Artikel> (<Lieferantenartikel-Bezeichnung>) (2) Die Spalte 'Matchcode' wird bei dieser Suche gefüllt. (3) Spalte 'Einheit' Generell - auch beim Suchen OHNE Lieferantenbezug: Neu wird die Einheiten-Bezeichnung 2 analog dem Feld 'Einheit' auf den Verpackungen des Artikelstammes angezeigt. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.0(1)
	Schnittstellen > Neuer Menupunkt	982588	Schnittstelle für den Wareneingangsimport: (1) Der Import kann jetzt gegenüber der Bestellposition aufgesplittete Wareneingänge korrekt handhaben; es findet keine Vermischung von Zeilen/Köpfen mehr statt. (2) Zusätzliche Prüfungen sind implementiert; Z.B. kann ein Wareneingang nicht mehr auf einen von der Bestellung abweichenden Lieferanten erfolgen. (3) Die Informationen bei nicht-erstellbaren Belegen/Positionen wurden verbessert. (4) Bitte beachten: Die Schnittstelle geht auch Splitts nach wie vor von einer vollständigen Lieferung aus; bei einer gegebenenfalls unvollständigen Lieferung wird bleibt kein Rückstand stehen.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
1025 Material - Warenwirtschaft	Ansicht > Warenwirtschaft > Lagerbestandsliste	982605	Report 'Lagerbestandsliste': Wenn ein Artikel gleichzeitig Notfallartikel und Notvorrat ist: Diese Kennzeichnungen erscheinen vollständig.	V-2026.0.1.2
	Bearbeiten > Eigenherstellung > Eigenherstellung	982592	Artikelstamm Tabs 'Lager' und 'Mengen': Bei Eigenfertigungsartikeln wird die offene Bestellmenge nun wie folgt gehandhabt: - Produkteset-Köpfe: (1) Eigenfertigungen mit dem Status "Entn. gebucht" werden der offenen Bestellmenge zugerechnet. Summiert genau nur für den angewählten Lagerort. (2) Angaben bezüglich 'Durchschn./Höchste/Tiefste Liefermenge sowie 'Letztes Bestelldatum' werden wie bis anhin gemäss den Eigenfertigungen mit dem Status "Prod. Gebucht" errechnet. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
	Bearbeiten > Warenwirtschaft > Umbuchung	938867	Lagerumbuchung: Sperre Lagerzuordnungen aus den Umbuchungen heraus zu ändern: Bei Benutzern, welche im Artikelstamm keine Lagerzuordnungen bearbeiten können, sind die folgenden Checkboxen in der Umbuchung nicht mehr gültig aktivierbar/anzuhäkeln: - 'Lagerzuordnung löschen', 'Komplettes Lager', 'Alle Lagerorte'. Bei der Betätigung erscheint ein entsprechender Hinweis, wieso dies nicht zulässig ist. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.2

nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
1035 Material - Inventur und Jahresende	Bearbeiten > Inventur > Inventarliste Bestandesaufnahm	982587	Report Inventur Bestandsaufnahme: Bei der Aufbereitung mit 'Inklusive Bestand' angehäkelt: Bei der Spalte 'Bestand' überlappt die Einheit die Menge nicht mehr.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
1040 Material - Stammdaten	_CL allgemein	982564	Die neuen Einträge für 'Codes' für Release 2026 werden identisch bereit gestellt - unabhängig ob eingefügt via Patch-Update, Versionsupgrade oder neuer Datenbank.	V-2026.0.1.0(1)
	Ansicht > Warenwirtschaft > Lagerbestandsliste	982508	Auswerten der Lagerorte: Eine neue Prozedur 'as_lstlagbaumrep' stellt den Lagerbaum 1 : 1 dar und liefert bei jedem Lagerplatz alle darüber liegenden Lagerorte mit. Z.B. 'Bern / Haus1 / EG / Raum3 / Regal C2'.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
	Stammdaten > Artikelkatalog	982633	Artikelstamm: Tab 'Rechte': Die Rechte werden nicht mehr versehentlich gelöscht. Denn wenn jetzt die Checkbox 'Arzneimittelkommission / Berechtigungssteuerung weggehäkelt wird: Beim Bestätigungsdialog steht der Dialog jetzt auf 'Nein'. <ENTER> häkelt die Checkbox gleich wieder an und es wird nichts gelöscht. Hinweis: Die Hotkeys für Nein := 'N' und für 'Ja' := 'J' funktionieren weiterhin, damit Massenmutationen rationell vorgenommen werden können. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.2
	Stammdaten > Warenwirtschaft > Artikelstamm	982589	Artikelstamm Tab 'Zusätze', Feld 'MDR Gültig bis': (1) Die MDR-Daten werden nun beim Kopieren eines Artikels mitkopiert. (2) Beim Löschen eines Artikels werden die MDR-Daten ebenfalls gelöscht.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
		982626	Artikelstamm Tab 'Lieferanten': Comboboxen: 'Defaultverpackung' und 'Bestelleinheit': Falls aus irgendeinem Grund auf der Datenbank ein im Programm nicht-sichtbarer, negativer Zahlenwert vorhanden ist: Er wird automatisch auf 0 := Leerer Eintrag korrigiert.	V-2026.0.1.2
1045 Material - Auswertungen	Ansicht > Stammdaten > Listen > Artikelmutationen	982625	MATRIAL NX: Der neue Report 'Artikelmutationen' ist in der Auslieferung (File: zzsaw055.rpt) enthalten. Bitte beachten: Der Report verlangt das NX-Framework.	V-2026.0.1.2
	Ansicht > Stammdaten > Stammblätter > Artikelstammblatt 2	982645	Report Artikelstammblatt 2 mit der Selektion 'Art' = Komprimiert: Auch sehr hohe Durchschnittspreise werden jetzt ausgegeben statt bisher der Preis 0.00 (CL). Beim NX erfolgt kein Abbruch der Aufbereitung mehr.	V-2026.0.1.2
	Ansicht > Warenwirtschaft > Lagerbestandsliste	982505	Report Lagerbestandsliste: (1) Anstelle nur des Lagerortes wird jetzt die ganze Lagerhierarchie ausgegeben. (2) Im Hintergrund wurden die Aufrufparameter zur Verwendung im MATERIAL NX angepasst. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
1050 Material - Extras	_NG allgemein	982591	Für das MATERIAL NX steht die neue Tabelle 'ww_reportsdata' zur Verfügung.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
1055 Material - Buchungen	Datei > Buchungen erstellen	982632	Verbuchen: Erstellen einer reinen Kostenumbuchung ohne Fibu-Buchung: Die internen Laufnummern für die Kostenbuchungen (lfnbrb) werden via der zentralen FIN-Prozedur ermittelt. Was Zugriffskonflikte verhindert.	V-2026.0.1.2

nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
1055 Material - Buchungen	Datei > Buchungen erstellen	982648	Buchungen erstellen: Das neue Handling seitens FIN zur Saldoberechnung von Debitoren, Kreditoren, Konten ist im MATERIAL berücksichtigt und entsprechend angepasst. Wichtig: Falls individuelle Anpassungen auf das Feld 'saldo' des Debitors zugreifen: Dieser Wert wird nicht mehr gepflegt. Bei einem SQL-Migrationslauf des FIN werden die Werte konsequent auf 0.00 gesetzt.	V-2026.0.1.2
3005 Artikelkataloge - hospINDEX	_NG allgemein	982528	Für das MATERIAL NX: Neuer Crystal-Report für die HCI-Katalog-Fehler zugefügt (zzsaw056.rpt, m_-Prozedur dazu wird mit dem NX installiert).	V-2026.0.1.0(1)
		982529	Für das MATERIAL NX: Neuer Crystal-Report für den 'Vergleich Artikel-Katalog-Artikelstamm' zugefügt (zzsaw057.rpt, m_-Prozedur dazu wird mit dem NX installiert).	V-2026.0.1.0(1)
		982530	Für das MATERIAL NX: Neuer Crystal-Report für das Artikel-Katalog-Protokoll zugefügt (zzsaw058.rpt, m_-Prozedur dazu wird mit dem NX installiert).	V-2026.0.1.0(1)
	Artikelkatalog > Extras > Aktualisierung	982600	HCI-Hospindex: Für die Datenaktualisierungen steht die Struktur 2026-05 (inkl. 2025-11) für das Installieren durch die Applikationstechnik zur Verfügung. Siehe auch das Release-Power-Point. WICHTIG: Mit der Version ab dem 25.08.2026 wurde zusätzlich der verstärkte Verschlüsselungsmechanismus für den SQL-Connection-String implementiert. Analog dem Mawi.NET / Hospis ab Version 2025.1. Beispiel-Config in ..\build\#HospIndexConsoleApp.exe.config.	V-2026.0.1.2
	Artikelkatalog > Extras > Einstellungen	982614	HCI hat die bisherige (non-secure) Website für die Pharmavista-Zugriffe abgeschaltet. Mit einer Neuinstallation oder einem Programmupdate wird nun die Adresse gesetzt (https://www.pharmavista.ch).	V-2026.0.1.2
	Artikelkatalog > Extras > Journal	982534	Mawi.NET / HCI-Artikelkatalog: Report 'Journal'. Bei Journaleinträgen betreffend den Inhaltsstoffen erscheint jetzt bei neuen Einträgen auch die Überschrift 'Inhaltsstoff'.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
	Artikelkatalog > Extras > Stammdaten einlesen (aus XML hospIDEX)	982643	Mawi.NET / HCI-Artikelkataloge: Installation/Update der HCI-Tabellen. Diese sind jetzt nach der Ausführung immer nur noch im Datenbank-Schema 'dbo' vorhanden. Unabhängig auf ausgeführten User-Kontext, insbesondere als 'SQL-Windows-User'.	V-2026.0.1.2
	Artikelkatalog > hospINDEX (Artikelbearbeitung)	982586	Mawi.NET HCI-Katalog: Tab 'Interaktionen' die Farben und Tooltipps der Spalte 'Relevanz' wurden dem aktuellen Stand des Pharmavista angeglichen. Hinweis: Mit dem 'hellorangen' Symbol sind dementsprechend ebenfalls drei Relevanzen farblich zusammengelegt: - Relevanz 3 (Überwachung nötig) - Relevant 4 (In bestimmten Fällen Überwachung bzw. Anpassung nötig) - Relevanz 5 (Vorsichtshalber überwachen). Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.0(1)

nexus|schweiz
e-health solutions

NEXUS / MATERIAL Releasenotes Version 2026.0.1.2|24.09.2026

Komponente	Menupunkt	Issue Nr	NEXUS / MATERIAL CL Releasenotes (Beschreibung Änderungen seit V-2025.0.1.3) [Stand: 20261022]	Version
3005 Artikelkataloge - hospINDEX	Artikelkatalog > hospINDEX (Artikelbearbeitung)	982624	Mawi.NET / Artikelkatalog: Tab 'Interaktionen' der Artikelbearbeitung: (1) Die Sprache für die Tooltipps der Relevanz ist gemäss der Katalog-Einstellung (Optionen\Artikelkatalog\Programmeinstellungen). Statt gemäss dem angemeldeten User. So erscheint der Tooltipp auch dann, wenn der User eine Sprache zugewiesen hat, welche im HCI-Universum nicht existiert. (2) Der Wert der Interaktion kann in einer zusätzlichen Spalte eingeblendet werden. Zusätzlich zur farblichen Kennzeichnung. (3) Bitte beachten: Die Texte zur Relevanz werden per aktuell von HCI nicht italienischer Sprache bereit gestellt; darum erscheinen die Tooltipps auch nicht, wenn der Benutzer mit 'Italienisch (Schweiz)' hinterlegt ist. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.2
		982646	Mawi.NET / HCI-Artikelkatalog: Das Tab 'Interaktionen' kann durch den Support aktiviert werden via Datenbank. Eine Aktivierung macht aber nur Sinn, wenn bei HCI minimal das Level Hospindex 'Advanced' abonniert ist; ansonsten gibt es keine Daten. Siehe auch das Release-Power-Point.	V-2026.0.1.2
	Artikelkatalog > hospINDEX > Allgemein	982455	Mawi.NET / HCI-Artikelkatalog: Die Verwendung des neuen, strengeren HTTP-Headers seitens HCI wurde geprüft. Die Aufrufe des Mawi.NET funktionieren weiterhin.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
		982602	HCI-Artikelkatalog: Report 'Journal': Die Mutationen der Inhaltsstoffe erscheinen neu korrekt und vollständig, unabhängig davon, ob als 'Typ 105' oder als 'Typ 300' geloggt.	V-2026.0.1.0(1)
50 Lieferantenbewertung - Allgemein	Lieferantenbewertung > Allgemein	982567	Mawi.NET: Lieferantenbewertung - Report: 'ABC Analyse Lieferant nach Umsatzanteilen': Der Report erscheint jetzt auch, wenn äusserts grosse Beträge vorhanden sind.	V-2025.0.1.3 BETA (THUS_Only)
60 Schnittstellen	Schnittstellen > z_Individuell	982491	Import GHX-Artikelstamm: (1) Die benötigten Prozeduren werden mit dem Standard ausgeliefert/geladen. (2) Für das Abarbeiten von individuellen Aspekten der Installation kann eine Indiv-Proc aufgerufen werden. Gemäss der Standard-Usanz heisst diese jetzt as_ghx_migration_indiv' statt 'as_migration_custom'. (4) Als [leerer] Rahmen wird die VORLAGE-Prozedur 'as_GHX_migration_indiv_example' ebenfalls mit dem Release ausgeliefert. Darum ist WICHTIG: Wenn Indiv-Funktionalitäten auf der betreffenden Installation bereits verwendet sind: Zu prüfen und gegebenenfalls entsprechend anzupassen.	V-2026.0.1.0(1)